


Kardio MIC

Cardiac MIS



Service/Zertifikate

Die STEMA Medizintechnik GmbH ist nach den höchsten Standards zertifiziert.

- DIN EN ISO 13485:2016 + AC:2016
- EG Richtlinien 93/42/EWG Anhang II ohne Abschnitt 4
- EG Richtlinien 93/42/EWG Anhang V ohne Abschnitt 3
- FDA

Diese Standards bilden eine essentielle Grundlage für unser Unternehmen und unsere Partner.

Sie symbolisieren ebenfalls das Engagement und Erstreben die Qualität unserer Produkte langfristig zu sichern.

Service/Certificates

STEMA Medizintechnik GmbH is certified in accordance with the highest standards.

- DIN EN ISO 13485:2016 + AC:2016
- Council Directive 93/42/EEC Annex II excluding Section 4
- Council Directive 93/42/EEC Annex V excluding Section 3
- FDA

These standards create an essential base for our company and our partners.

They also symbolize the commitment and strive to keep up the quality of our products.

Produkte

Das aktuelle Produktsortiment der STEMA Medizintechnik GmbH umfasst mehr als 10.000 verschiedene Artikel.

Wir decken folgende Segmente für die Chirurgie mit qualitativ hochwertigen Produkten ab:

- **Arthroskopie**
- **Bronchoskopie**
- **Container-Systeme**
- **Gastro-Intestinal**
- **Geräte**
- **Gynäkologie**
- **Herz-MIC**
- **HF-Chirurgie**
- **HNO**
- **Laminektomie**
- **Laparoskopie**
- **Mikromotoren-Systeme**
- **Proktoskopie**
- **Thorakoskopie**
- **Titan Platten Systeme**
- **Urologie**

Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Stamm-Lieferanten garantieren wir ein sehr hohes Qualitätsniveau.

Dies ist einer von vielen Gründen, die der Firma STEMA weltweit Kontakte zu verschiedenen Partner eröffnet, in unserem Namen sowie im OEM-Bereich.

Products

The current product range of STEMA Medizintechnik GmbH includes more than 10.000 different items.

We cover the following areas in surgery with high quality products:

- **Arthroscopy**
- **Bronchoscopy**
- **Cardiac MIS**
- **Container-Systems**
- **ENT**
- **HF-Surgery**
- **Gastro-Intestinal**
- **Gynaecology**
- **Laminectomy**
- **Laparoscopy**
- **Micro motor systems**
- **Proctoscopy**
- **Thoracoscopy**
- **Titanium plating system**
- **Units**
- **Urology**

A close cooperation with our suppliers guarantees a very high quality level.

This is one of many reasons which open STEMA contacts to various partners all over the world, in our name as well as on OEM base.

SCHEREN / SCISSORS

SEITE / PAGE

METZENBAUM Scheren / METZENBAUM scissors	6
JAMESON Scheren / JAMESON scissors	7
POTTS-STYLE Scheren / POTTS-STYLE scissors	7

FASSZANGEN / GRASPING FORCEPS

GEMINI Fasszangen / GEMINI grasping forceps	8
DE BAKEY Fasszangen / DE BAKEY grasping forceps	8
RESANO Fasszangen / RESANO grasping forceps	8

RONGEURE / RONGEURE

VALVE Rongeur / VALVE rongeur	8
-------------------------------------	---

NADELHALTER / NEEDLE HOLDERS

RYDER Nadelhalter / RYDER needle holders	9
Standard Nadelhalter / Standard needle holders	10

INSTRUMENTE / INSTRUMENTS

Knotenschieber / Knot pusher	11
Clipanlegezange / Clip applying forceps	11
Kombinationsinstrumente / Combined instruments	12



	Bestell-Nr. Ordering no.	
	PC-002-003	Ø 5mm METZENBAUM Schere, gerade, einfachbeweglich, 170mm Ø 5mm Metzenbaum scissors, straight, single action, 170mm
	PC-001-003	Ø 5mm METZENBAUM Schere, gerade, einfachbeweglich, 250mm Ø 5mm Metzenbaum scissors, straight, single action, 250mm
	PC-003-003	Ø 5mm METZENBAUM Schere, gerade, einfachbeweglich, 300mm Ø 5mm Metzenbaum scissors, straight, single action, 300mm
	PC-002-001	Ø 5mm METZENBAUM Schere, gerade, doppelbeweglich, 170mm Ø 5mm Metzenbaum scissors, straight, double action, 170mm
	PC-001-001	Ø 5mm METZENBAUM Schere, gerade, doppelbeweglich, 250mm Ø 5mm Metzenbaum scissors, straight, double action, 250mm
	PC-003-001	Ø 5mm METZENBAUM Schere, gerade, doppelbeweglich, 300mm Ø 5mm Metzenbaum scissors, straight, double action, 300mm
	PC-002-002	Ø 5mm METZENBAUM Schere, 15° gebogen, doppelbeweglich, 170mm Ø 5mm Metzenbaum scissors, 15° curved, double action, 170mm
	PC-001-002	Ø 5mm METZENBAUM Schere, 15° gebogen, doppelbeweglich, 250mm Ø 5mm Metzenbaum scissors, 15° curved, double action, 250mm
	PC-003-002	Ø 5mm METZENBAUM Schere, 15° gebogen, doppelbeweglich, 300mm Ø 5mm Metzenbaum scissors, 15° curved, double action, 300mm
	PC-002-004	Ø 5mm METZENBAUM Schere, 30° gebogen, doppelbeweglich, 170mm Ø 5mm Metzenbaum scissors, 30° curved, double action, 170mm
	PC-001-004	Ø 5mm METZENBAUM Schere, 30° gebogen, doppelbeweglich, 250mm Ø 5mm Metzenbaum scissors, 30° curved, double action, 250mm
	PC-003-004	Ø 5mm METZENBAUM Schere, 30° gebogen, doppelbeweglich, 300mm Ø 5mm Metzenbaum scissors, 30° curved, double action, 300mm
	PC-002-005	Ø 5mm METZENBAUM Schere, 70° gebogen, doppelbeweglich, 170mm Ø 5mm Metzenbaum scissors, 70° curved, double action, 170mm
	PC-001-005	Ø 5mm METZENBAUM Schere, 70° gebogen, doppelbeweglich, 250mm Ø 5mm Metzenbaum scissors, 70° curved, double action, 250mm
	PC-003-005	Ø 5mm METZENBAUM Schere, 70° gebogen, doppelbeweglich, 300mm Ø 5mm Metzenbaum scissors, 70° curved, double action, 300mm
	PC-002-009	Ø 7mm starke METZENBAUM Schere, 15° gebogen, doppelbeweglich, 170mm Ø 7mm strong Metzenbaum scissors, 15° curved, double action, 170mm
	PC-001-009	Ø 7mm starke METZENBAUM Schere, 15° gebogen, doppelbeweglich, 250mm Ø 7mm strong Metzenbaum scissors, 15° curved, double action, 250mm
	PC-003-009	Ø 7mm starke METZENBAUM Schere, 15° gebogen, doppelbeweglich, 300mm Ø 7mm strong Metzenbaum scissors, 15° curved, double action, 300mm



	Bestell-Nr. Ordering no.	
	PC-002-006	Ø 5mm JAMESON Schere, 15° gebogen, doppelbeweglich, 170mm Ø 5mm JAMESON scissors, 15° curved, double action, 170mm
	PC-001-006	Ø 5mm JAMESON Schere, 15° gebogen, doppelbeweglich, 250mm Ø 5mm JAMESON scissors, 15° curved, double action, 250mm
	PC-003-006	Ø 5mm JAMESON Schere, 15° gebogen, doppelbeweglich, 300mm Ø 5mm JAMESON scissors, 15° curved, double action, 300mm
	PC-002-007	Ø 5mm POTTS-STYLE Gefäßschere, 45° gebogen, einfachbeweglich, 170mm Ø 5mm POTTS-STYLE vascular scissors, 45° curved, single action, 170mm
	PC-001-007	Ø 5mm POTTS-STYLE Gefäßschere, 45° gebogen, einfachbeweglich, 250mm Ø 5mm POTTS-STYLE vascular scissors, 45° curved, single action, 250mm
	PC-003-007	Ø 5mm POTTS-STYLE Gefäßschere, 45° gebogen, einfachbeweglich, 300mm Ø 5mm POTTS-STYLE vascular scissors, 45° curved, single action, 300mm
	PC-002-008	Ø 5mm POTTS-STYLE Gefäßschere, 125° gebogen, einfachbeweglich, 170mm Ø 5mm POTTS-STYLE vascular scissors, 125° curved, single action, 170mm
	PC-001-008	Ø 5mm POTTS-STYLE Gefäßschere, 125° gebogen, einfachbeweglich, 250mm Ø 5mm POTTS-STYLE vascular scissors, 125° curved, single action, 250mm
	PC-003-008	Ø 5mm POTTS-STYLE Gefäßschere, 125° gebogen, einfachbeweglich, 300mm Ø 5mm POTTS-STYLE vascular scissors, 125° curved, single action, 300mm



	Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
	PC-002-020	Ø 5mm GEMINI feine Fasszange, gebogen, erweiternd öffnend, 175mm Ø 5mm GEMINI dissecting forceps, fine style, dilating action, 175mm
	PC-001-020	Ø 5mm GEMINI feine Fasszange, gebogen, erweiternd öffnend, 250mm Ø 5mm GEMINI dissecting forceps, fine style, dilating action, 250mm
	PC-003-020	Ø 5mm GEMINI feine Fasszange, gebogen, erweiternd öffnend, 300mm Ø 5mm GEMINI dissecting forceps, fine style, dilating action, 300mm
	PD-002-001	Ø 5mm DE BAKEY feine Fasszange, 2x1 Zähne, 1.5x10mm, gerade, doppelbeweglich, 170mm Ø 5mm DE BAKEY grasping forceps, fine, 2x1 teeth, 1.5x10mm, straight, double action, 170mm
	PD-001-001	Ø 5mm DE BAKEY feine Fasszange, 2x1 Zähne, 1.5x10mm, gerade, doppelbeweglich, 250mm Ø 5mm DE BAKEY grasping forceps, fine, 2x1 teeth, 1.5x10mm, straight, double action, 250mm
	PD-003-001	Ø 5mm DE BAKEY feine Fasszange, 2x1 Zähne, 1.5x10mm, gerade, doppelbeweglich, 300mm Ø 5mm DE BAKEY grasping forceps, fine, 2x1 teeth, 1.5x10mm, straight, double action, 300mm
	PD-002-002	Ø 5mm DE BAKEY Fasszange, 3x2 Zähne, 2.8x10mm, gerade, doppelbeweglich, 170mm Ø 5mm DE BAKEY grasping forceps, 3x2 teeth, 2.8x10mm, straight, double action, 170mm
	PD-001-002	Ø 5mm DE BAKEY Fasszange, 3x2 Zähne, 2.8x10mm, gerade, doppelbeweglich, 250mm Ø 5mm DE BAKEY grasping forceps, 3x2 teeth, 2.8x10mm, straight, double action, 250mm
	PD-003-002	Ø 5mm DE BAKEY Fasszange, 3x2 Zähne, 2.8x10mm, gerade, doppelbeweglich, 300mm Ø 5mm DE BAKEY grasping forceps, 3x2 teeth, 2.8x10mm, straight, double action, 300mm
	PD-002-003	Ø 5mm DE BAKEY feine Fasszange, 2x1 Zähne, 1.5x10mm, 45° aufwärts gebogen, do.bew., 170mm Ø 5mm DE BAKEY grasping forceps, fine, 2x1 teeth, 1.5x10mm, 45° upcurved, double action, 170mm
	PD-001-003	Ø 5mm DE BAKEY feine Fasszange, 2x1 Zähne, 1.5x10mm, 45° aufwärts gebogen, do.bew., 250mm Ø 5mm DE BAKEY grasping forceps, fine, 2x1 teeth, 1.5x10mm, 45° upcurved, double action, 250mm
	PD-003-003	Ø 5mm DE BAKEY feine Fasszange, 2x1 Zähne, 1.5x10mm, 45° aufwärts gebogen, do.bew., 300mm Ø 5mm DE BAKEY grasping forceps, fine, 2x1 teeth, 1.5x10mm, 45° upcurved, double action, 300mm
	PD-002-004	Ø 5mm VALVE Rongeur, oval, 4mm, gerade, doppelbeweglich, 170mm Ø 5mm VALVE rongeur, oval, 4mm, straight, double action, 170mm
	PD-001-004	Ø 5mm VALVE Rongeur, oval, 4mm, gerade, doppelbeweglich, 250mm Ø 5mm VALVE rongeur, oval, 4mm, straight, double action, 250mm
	PD-003-004	Ø 5mm VALVE Rongeur, oval, 4mm, gerade, doppelbeweglich, 300mm Ø 5mm VALVE rongeur, oval, 4mm, straight, double action, 300mm
	PD-002-005	Ø 5mm RESANO Fasszange, gerade, einfachbeweglich, 170mm Ø 5mm RESANO grasping forceps, straight, single action, 170mm
	PD-001-005	Ø 5mm RESANO Fasszange, gerade, einfachbeweglich, 250mm Ø 5mm RESANO grasping forceps, straight, single action, 250mm
	PD-003-005	Ø 5mm RESANO Fasszange, gerade, einfachbeweglich, 300mm Ø 5mm RESANO grasping forceps, straight, single action, 300mm



Bestell-Nr. Ordering no.	
PG-002-004	Ø 5mm RYDER Nadelhalter TC mit Sperre, gerade, 1x6mm, einfachbeweglich, 170mm Ø 5mm RYDER needleholder TC with ratchet, straight, 1x6mm, single action, 170mm
PG-001-004	Ø 5mm RYDER Nadelhalter TC mit Sperre, gerade, 1x6mm, einfachbeweglich, 250mm Ø 5mm RYDER needleholder TC with ratchet, straight, 1x6mm, single action, 250mm
PG-003-004	Ø 5mm RYDER Nadelhalter TC mit Sperre, gerade, 1x6mm, einfachbeweglich, 300mm Ø 5mm RYDER needleholder TC with ratchet, straight, 1x6mm, single action, 300mm
PG-002-005	Ø 5mm RYDER Nadelhalter TC mit Sperre, gerade, 1x10mm, einfachbeweglich, 170mm Ø 5mm RYDER needleholder TC with ratchet, straight, 1x10mm, single action, 170mm
PG-001-005	Ø 5mm RYDER Nadelhalter TC mit Sperre, gerade, 1x10mm, einfachbeweglich, 250mm Ø 5mm RYDER needleholder TC with ratchet, straight, 1x10mm, single action, 250mm
PG-003-005	Ø 5mm RYDER Nadelhalter TC mit Sperre, gerade, 1x10mm, einfachbeweglich, 300mm Ø 5mm RYDER needleholder TC with ratchet, straight, 1x10mm, single action, 300mm
PG-002-006	Ø 5mm RYDER Nadelhalter TC mit Sperre, gerade, 2x8mm, einfachbeweglich, 170mm Ø 5mm RYDER needleholder TC with ratchet, straight, 2x8mm, single action, 170mm
PG-001-006	Ø 5mm RYDER Nadelhalter TC mit Sperre, gerade, 2x8mm, einfachbeweglich, 250mm Ø 5mm RYDER needleholder TC with ratchet, straight, 2x8mm, single action, 250mm
PG-003-006	Ø 5mm RYDER Nadelhalter TC mit Sperre, gerade, 2x8mm, einfachbeweglich, 300mm Ø 5mm RYDER needleholder TC with ratchet, straight, 2x8mm, single action, 300mm
PG-002-007	Ø 3.5mm RYDER Nadelhalter TC mit Sperre, gerade, 1x8mm, einfachbeweglich, 170mm Ø 3.5mm RYDER needleholder TC with ratchet, straight, 1x8mm, single action, 170mm
PG-001-007	Ø 3.5mm RYDER Nadelhalter TC mit Sperre, gerade, 1x8mm, einfachbeweglich, 250mm Ø 3.5mm RYDER needleholder TC with ratchet, straight, 1x8mm, single action, 250mm
PG-003-007	Ø 3.5mm RYDER Nadelhalter TC mit Sperre, gerade, 1x8mm, einfachbeweglich, 300mm Ø 3.5mm RYDER needleholder TC with ratchet, straight, 1x8mm, single action, 300mm
PG-002-008	Ø 3.5mm RYDER Nadelhalter TC mit Sperre, links gebogen, 1x10mm, einfachbeweglich, 170mm Ø 3.5mm RYDER needleholder TC with ratchet, curved left, 1x10mm, single action, 170mm
PG-001-008	Ø 3.5mm RYDER Nadelhalter TC mit Sperre, links gebogen, 1x10mm, einfachbeweglich, 250mm Ø 3.5mm RYDER needleholder TC with ratchet, curved left, 1x10mm, single action, 250mm
PG-003-008	Ø 3.5mm RYDER Nadelhalter TC mit Sperre, links gebogen, 1x10mm, einfachbeweglich, 300mm Ø 3.5mm RYDER needleholder TC with ratchet, curved left, 1x10mm, single action, 300mm





Bestell-Nr. Ordering no.		
	PG-002-001	Ø 5mm Nadelhalter TC mit Sperre, gerade, 3x10mm, einfachbeweglich, 170mm Ø 5mm needleholder TC with ratchet, straight, 3x10mm, single action, 170mm
	PG-001-001	Ø 5mm Nadelhalter TC mit Sperre, gerade, 3x10mm, einfachbeweglich, 250mm Ø 5mm needleholder TC with ratchet, straight, 3x10mm, single action, 250mm
	PG-003-001	Ø 5mm Nadelhalter TC mit Sperre, gerade, 3x10mm, einfachbeweglich, 300mm Ø 5mm needleholder TC with ratchet, straight, 3x10mm, single action, 300mm
	PG-002-002	Ø 5mm Nadelhalter TC mit Sperre, links gebogen, 3x10mm, einfachbeweglich, 170mm Ø 5mm needleholder TC with ratchet, curved left, 3x10mm, single action, 170mm
	PG-001-002	Ø 5mm Nadelhalter TC mit Sperre, links gebogen, 3x10mm, einfachbeweglich, 250mm Ø 5mm needleholder TC with ratchet, curved left, 3x10mm, single action, 250mm
	PG-003-002	Ø 5mm Nadelhalter TC mit Sperre, links gebogen, 3x10mm, einfachbeweglich, 300mm Ø 5mm needleholder TC with ratchet, curved left, 3x10mm, single action, 300mm
	PG-002-003	Ø 5mm Nadelhalter TC mit Sperre, rechts gebogen, 3x10mm, einfachbeweglich, 170mm Ø 5mm needleholder TC with ratchet, curved right, 3x10mm, single action, 170mm
	PG-001-003	Ø 5mm Nadelhalter TC mit Sperre, rechts gebogen, 3x10mm, einfachbeweglich, 250mm Ø 5mm needleholder TC with ratchet, curved right, 3x10mm, single action, 250mm
	PG-003-003	Ø 5mm Nadelhalter TC mit Sperre, rechts gebogen, 3x10mm, einfachbeweglich, 300mm Ø 5mm needleholder TC with ratchet, curved right, 3x10mm, single action, 300mm



Bestell-Nr. Ordering no.	
	PG-002-015 Ø 5mm Knotenschieber, 45° aufgebogen, 170mm Ø 5mm knot pusher, 45° upcurved, 170mm
	PG-001-015 Ø 5mm Knotenschieber, 45° aufgebogen, 250mm Ø 5mm knot pusher, 45° upcurved, 250mm
	PG-003-015 Ø 5mm Knotenschieber, 45° aufgebogen, 300mm Ø 5mm knot pusher, 45° upcurved, 300mm
	PG-002-020 Ø 5mm Clipanlegezange medium, für SLS/VITALITEC clips, 170mm Ø 5mm clip applying forceps medium , for use with SLS/VITALITEC clips, 170mm
	PG-001-020 Ø 5mm Clipanlegezange medium, für SLS/VITALITEC clips, 250mm Ø 5mm clip applying forceps medium , for use with SLS/VITALITEC clips, 250mm
	PG-003-020 Ø 5mm Clipanlegezange medium, für SLS/VITALITEC clips, 300mm Ø 5mm clip applying forceps medium , for use with SLS/VITALITEC clips, 300mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
PD-002-020	Ø 5mm Kombinationsinstrument, gerade, einfachbeweglich, 170mm → Distal: DE BAKEY Fasszange 3x2 Zähne (ohne Abbildung) Proximal: Nadelhalter TC Ø 5mm combination instrument, straight, single action, 170mm → Distal: DE BAKEY grasping forceps, 3x2 teeth (without illustration) Proximal: Needleholder TC
PD-001-020	Ø 5mm Kombinationsinstrument, gerade, einfachbeweglich, 250mm → Distal: DE BAKEY Fasszange 3x2 Zähne (ohne Abbildung) Proximal: Nadelhalter TC Ø 5mm combination instrument, straight, single action, 250mm → Distal: DE BAKEY grasping forceps, 3x2 teeth (without illustration) Proximal: Needleholder TC
PD-003-020	Ø 5mm Kombinationsinstrument, gerade, einfachbeweglich, 300mm → Distal: DE BAKEY Fasszange 3x2 Zähne (ohne Abbildung) Proximal: Nadelhalter TC Ø 5mm combination instrument, straight, single action, 300mm → Distal: DE BAKEY grasping forceps, 3x2 teeth (without illustration) Proximal: Needleholder TC
PD-002-021	Ø 5mm Kombinationsinstrument, gerade, einfachbeweglich, 170mm → Distal: Nadelhalter TC (ohne Abbildung) Proximal: Hakenschere Ø 5mm combination instrument, straight, single action, 170mm → Distal: Needleholder TC (without illustration) Proximal: Hook scissors
PD-001-021	Ø 5mm Kombinationsinstrument, gerade, einfachbeweglich, 250mm → Distal: Nadelhalter TC (ohne Abbildung) Proximal: Hakenschere Ø 5mm combination instrument, straight, single action, 250mm → Distal: Needleholder TC (without illustration) Proximal: Hook scissors
PD-003-021	Ø 5mm Kombinationsinstrument, gerade, einfachbeweglich, 300mm → Distal: Nadelhalter TC (ohne Abbildung) Proximal: Hakenschere Ø 5mm combination instrument, straight, single action, 300mm → Distal: Needleholder TC (without illustration) Proximal: Hook scissors
PD-002-022	Ø 5mm Kombinationsinstrument, rechts gebogen, einfachbeweglich, 170mm → Distal: Nadelhalter TC (ohne Abbildung) Proximal: Hakenschere Ø 5mm combination instrument, curved right, single action, 170mm → Distal: Needleholder TC (without illustration) Proximal: Hook scissors
PD-001-022	Ø 5mm Kombinationsinstrument, rechts gebogen, einfachbeweglich, 250mm → Distal: Nadelhalter TC (ohne Abbildung) Proximal: Hakenschere Ø 5mm combination instrument, curved right, single action, 250mm → Distal: Needleholder TC (without illustration) Proximal: Hook scissors
PD-003-022	Ø 5mm Kombinationsinstrument, rechts gebogen, einfachbeweglich, 300mm → Distal: Nadelhalter TC (ohne Abbildung) Proximal: Hakenschere Ø 5mm combination instrument, curved right, single action, 300mm → Distal: Needleholder TC (without illustration) Proximal: Hook scissors
PD-002-023	Ø 5mm Kombinationsinstrument, links gebogen, einfachbeweglich, 170mm → Distal: Nadelhalter TC (ohne Abbildung) Proximal: Hakenschere Ø 5mm combination instrument, curved left, single action, 170mm → Distal: Needleholder TC (without illustration) Proximal: Hook scissors
PD-001-023	Ø 5mm Kombinationsinstrument, links gebogen, einfachbeweglich, 250mm → Distal: Nadelhalter TC (ohne Abbildung) Proximal: Hakenschere Ø 5mm combination instrument, curved left, single action, 250mm → Distal: Needleholder TC (without illustration) Proximal: Hook scissors
PD-003-023	Ø 5mm Kombinationsinstrument, links gebogen, einfachbeweglich, 300mm → Distal: Nadelhalter TC (ohne Abbildung) Proximal: Hakenschere Ø 5mm combination instrument, curved left, single action, 300mm → Distal: Needleholder TC (without illustration) Proximal: Hook scissors

Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
Ordering no.	Page	Ordering no.	Page
PC-001-001	6	PG-001-004	9
PC-001-002	6	PG-001-005	9
PC-001-003	6	PG-001-006	9
PC-001-004	6	PG-001-007	9
PC-001-005	6	PG-001-008	9
PC-001-006	7	PG-001-015	11
PC-001-007	7	PG-001-020	11
PC-001-008	7	PG-002-001	10
PC-001-009	6	PG-002-002	10
PC-001-020	8	PG-002-003	10
PC-002-001	6	PG-002-004	9
PC-002-002	6	PG-002-005	9
PC-002-003	6	PG-002-006	9
PC-002-004	6	PG-002-007	9
PC-002-005	6	PG-002-008	9
PC-002-006	7	PG-002-015	11
PC-002-007	7	PG-002-020	11
PC-002-008	7	PG-003-001	10
PC-002-009	6	PG-003-002	10
PC-002-020	8	PG-003-003	10
PC-003-001	6	PG-003-004	9
PC-003-002	6	PG-003-005	9
PC-003-003	6	PG-003-006	9
PC-003-004	6	PG-003-007	9
PC-003-005	6	PG-003-008	9
PC-003-006	7	PG-003-015	11
PC-003-007	7	PG-003-020	11
PC-003-008	7		
PC-003-009	6		
PC-003-020	8		
PD-001-001	8		
PD-001-002	8		
PD-001-003	8		
PD-001-004	8		
PD-001-005	8		
PD-001-020	12		
PD-001-021	12		
PD-001-022	12		
PD-001-023	12		
PD-002-001	8		
PD-002-002	8		
PD-002-003	8		
PD-002-004	8		
PD-002-005	8		
PD-002-020	12		
PD-002-021	12		
PD-002-022	12		
PD-002-023	12		
PD-003-001	8		
PD-003-002	8		
PD-003-003	8		
PD-003-004	8		
PD-003-005	8		
PD-003-020	12		
PD-003-021	12		
PD-003-022	12		
PD-003-023	12		
PG-001-001	10		
PG-001-002	10		
PG-001-003	10		



STEMA Medizintechnik GmbH
take-off GewerbePark 74
78579 Neuhausen ob Eck - Germany

Phone: 0049 (0) 74 67 / 79 63 00
Fax: 0049 (0) 74 67 / 79 63 06 9

info@stema-medizintechnik.de
www.stema-medizintechnik.de