


STEMA

Medizintechnik GmbH

GASTRO



Service/Zertifikate

Die STEMA Medizintechnik GmbH ist nach den höchsten Standards zertifiziert.

- DIN EN ISO 13485:2016 + AC:2016
- EG Richtlinien 93/42/EWG Anhang II ohne Abschnitt 4
- EG Richtlinien 93/42/EWG Anhang V ohne Abschnitt 3
- FDA

Diese Standards bilden eine essentielle Grundlage für unser Unternehmen und unsere Partner.

Sie symbolisieren ebenfalls das Engagement und Erstreben die Qualität unserer Produkte langfristig zu sichern.

Service/Certificates

STEMA Medizintechnik GmbH is certified in accordance with the highest standards.

- DIN EN ISO 13485:2016 + AC:2016
- Council Directive 93/42/EEC Annex II excluding Section 4
- Council Directive 93/42/EEC Annex V excluding Section 3
- FDA

These standards create an essential base for our company and our partners.

They also symbolize the commitment and strive to keep up the quality of our products.

Produkte:

Das aktuelle Produktsortiment der STEMA Medizintechnik GmbH umfasst mehr als 10.000 verschiedene Artikel.

Wir decken folgende Segmente für die Chirurgie mit qualitativ hochwertigen Produkten ab:

- Arthroskopie
- Bronchoskopie
- Container-Systeme
- Einweg-Artikel
- Gastro-Intestinal
- Geräte
- Gynäkologie
- HF-Chirurgie
- HNO
- Laparoskopie
- Mikromotoren-System
- Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
- Proktoskopie
- Thorakoskopie
- Urologie

***Bitte fordern Sie
unsere Kataloge an***

Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Stamm-Lieferanten garantieren wir ein sehr hohes Qualitätsniveau.

Dies ist einer von vielen Gründen, die der Firma STEMA weltweit Kontakte zu verschiedenen Partnern eröffnet, in unserem Namen sowie im OEM-Bereich.

Products:

The current product range of STEMA Medizintechnik GmbH includes more than 10.000 different items.

We cover the following areas in Surgery with high quality products:

- Arthroscopy
- Bronchoscopy
- Container-Systems
- Disposable products
- ENT
- HF-Surgery
- Gastro-Intestinal
- Gynaecology
- Laparoscopy
- Micro motor system
- Oral, Maxillo and Facial surgery
- Proctoscopy
- Thoracoscopy
- Units
- Urology

***Please ask for our
special catalogues***

A close cooperation with our suppliers guarantees a very high quality level.

This is one of many reasons which open STEMA contacts to various partners all over the world, in our name as well as on OEM base.

LÖFFEL / CUPS

Lange ovale Löffel, gefenstert / Long oval cups, fenestrated	1
Lange ovale Löffel, gefenstert, mit Dorn / Long oval cups, fenestrated, with spike	2
Kurze ovale Löffel, gefenstert / Short oval cups, fenestrated	3
Kurze ovale Löffel, gefenstert, mit Dorn / Short oval cups, fenestrated, with spike	4
Runde Löffel, gefenstert, mit und ohne Dorn / Round cups, fenestrated, w/o spike	5
Lange ovale Löffel, gezahnt / Long oval cups, serrated	6
Lange ovale Löffel, gezahnt, mit Dorn / Long oval cups, serrated, with spike	7
Löffel, gezahnt, V-förmig / Cups, serrated, V-shaped	8

SEITE / PAGE

BIOPSIEZANGEN / BIOPSY FORCEPS

Ovale Löffel, mit und ohne Dorn, fein gezahnt / Oval cups, w/o spike, fine serrated	9
Pankreas und Gallengang Biopsiezangen, einf. bew. / Pankreas and biliary biopsy frcps., single action	10
Hot Biopsiezangen, lange ovale Löffel, gefenstert / Hot biopsy forceps, long oval cups, fenestrated	11

FASSZANGEN / GRASPING FORCEPS

Alligator Zangen / Alligator forceps	12
Alligator Zangen, Hakenmaul, 1:2 Zähne / Alligator forceps, rat tooth, 1:2 teeth	13
Fremdkörperfasszangen, 2:2 und 2:1 Zähne / Foreign body retrievers, 2:2 and 2:1 teeth	14
Fasszange, gerieft - Katheter Legezange / Grasping forceps, serrated - Catheter applying forceps	15
Polycatch Zangen / Polycatch forceps	16

GREIFER / RETRIEVERS

Dreigreifer, scharf und rund / Three prongs retrievers, sharp and round	17
Viergreifer, scharf und rund / Four prongs retrievers, sharp and round	18
Dreigreifer mit Teflonkath., scharf und rund / Three prongs retriev. with teflon cath., sharp and round	19
Viergreifer mit Teflonkath., scharf und rund / Four prongs retriev. with teflon cath., sharp and round	20
Fünfgreifer mit Teflonkath., scharf und rund / Five prongs retriev. with teflon cath., sharp and round	21

SCHEREN / SCISSORS

Hakenscheren - Scheren doppelbeweglich / Hook scissors - Scissors double action	22
Fadenscheren - Fadenstanzen / Suture scissors - Suture punches	23

NADELN - SONDEN / NEEDLES - PROBES

Sklerosierungsnadeln / Sclerotherapy needles	24 - 30
Sonden - Fibrinklebenadeln / Probes - Fibrinadhesive needles	31

STEINFÄNGER / STONE BASKETS

Nitinolkörbchen / Nitinol baskets	32
Steinfänger (Lithotriptor) - Polypenfängerkörbchen / Stone baskets (Lithotriptor) - Polyp baskets	32 - 43

PAPILLOTOME / PAPILOTOMES

Standard Papillotome / Standard papillotomes	44 - 49, 53, 54
Vorschneidepapillotome / Pre-cut papillotomes	50
Nadelpapillotome / Needle papillotomes	51
B2 Papillotome / B2 papillotomes	52

KATHETER / CATHETER

ERCP Katheter / ERCP catheters

SEITE / PAGE

55 - 57

SCHLINGEN / LOOPS

Polypektomieschlingen / Polypectomy loops

58 - 73

DRÄHTE - KATHETER / WIRES - CATHETERS

Führungsdrähte - Ballonkatheter / Guide wires - Ballon catheters

74

BÜRSTEN / BRUSHES

Zytologiebürsten / Cytology brushes

75

Reinigungsbürsten / Cleaning brushes

75, 76

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Handgriffe / Handles

76 - 79

HF-Kabel / HF cables

79

ERCP Druckkolben - Mundstücke / ERCP pressure stroke - Mouth guards

80

EINWEG / SINGLE USE

Steinfänger - Nitinolkörbchen - Sklero.nadeln / Stone baskets - Nitinol baskets - Sclero.needles

81

ERCP Katheter - Papillotome / ERCP catheter - Papillotomes

82

Polypektomieschlingen - Dreigreifer / Polypectomy loops - Three prongs retrievers

83

Zytologiebürsten - Biopsiezangen - Mundstück / Cytology brushes - Biopsy forceps - Mouth guards

84


GERÄTE / UNITS

Video-Gastroskop - Video-Koloskop / Video gastroscope - Video coloscope

85

- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage


- All instruments autoclavable
- Special length on request



Bestell-Nr. Ordering no.	Ø mm Ø mm	Länge Length	Maulteil 1:1 Tip part 1:1
DC-001-001	1.0	120cm	
DC-001-002	1.0	160cm	
DC-001-003	1.0	180cm	
DC-001-004	1.0	230cm	
DC-002-001	1.4	120cm	
DC-002-002	1.4	160cm	
DC-002-003	1.4	180cm	
DC-002-004	1.4	230cm	
DC-003-001	1.6	120cm	
DC-003-002	1.6	160cm	
DC-003-003	1.6	180cm	
DC-003-004	1.6	230cm	
DC-004-001	1.8	120cm	
DC-004-002	1.8	160cm	
DC-004-003	1.8	180cm	
DC-004-004	1.8	230cm	
DC-005-001	2.1	120cm	
DC-005-002	2.1	160cm	
DC-005-003	2.1	180cm	
DC-005-004	2.1	230cm	
DC-006-001	2.3	120cm	
DC-006-002	2.3	160cm	
DC-006-003	2.3	180cm	
DC-006-004	2.3	230cm	

- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage


- All instruments autoclavable
- Special length on request



Bestell-Nr. Ordering no.	Ø mm Ø mm	Länge Length	Maulteil 1:1 Tip part 1:1
DC-004-011	1.8	120cm	
DC-004-012	1.8	160cm	
DC-004-013	1.8	180cm	
DC-004-014	1.8	230cm	
DC-005-011	2.1	120cm	
DC-005-012	2.1	160cm	
DC-005-013	2.1	180cm	
DC-005-014	2.1	230cm	
DC-006-011	2.3	120cm	
DC-006-012	2.3	160cm	
DC-006-013	2.3	180cm	
DC-006-014	2.3	230cm	

- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage


- All instruments autoclavable
- Special length on request



Bestell-Nr. Ordering no.	Ø mm Ø mm	Länge Length	Maulteil 1:1 Tip part 1:1
DC-004-021	1.8	120cm	
DC-004-022	1.8	160cm	
DC-004-023	1.8	180cm	
DC-004-024	1.8	230cm	
DC-005-021	2.1	120cm	
DC-005-022	2.1	160cm	
DC-005-023	2.1	180cm	
DC-005-024	2.1	230cm	
DC-006-021	2.3	120cm	
DC-006-022	2.3	160cm	
DC-006-023	2.3	180cm	
DC-006-024	2.3	230cm	
DC-007-021	2.5	120cm	
DC-007-022	2.5	160cm	
DC-007-023	2.5	180cm	
DC-007-024	2.5	230cm	
DC-008-021	3.0	120cm	
DC-008-022	3.0	160cm	
DC-008-023	3.0	180cm	
DC-008-024	3.0	230cm	
DC-009-021	3.4	120cm	
DC-009-022	3.4	160cm	
DC-009-023	3.4	180cm	
DC-009-024	3.4	230cm	

- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request



Bestell-Nr. Ordering no.	Ø mm Ø mm	Länge Length	Maulteil 1:1 Tip part 1:1
DC-004-031	1.8	120cm	
DC-004-032	1.8	160cm	
DC-004-033	1.8	180cm	
DC-004-034	1.8	230cm	
DC-005-031	2.1	120cm	
DC-005-032	2.1	160cm	
DC-005-033	2.1	180cm	
DC-005-024	2.1	230cm	
DC-006-031	2.3	120cm	
DC-006-032	2.3	160cm	
DC-006-033	2.3	180cm	
DC-006-034	2.3	230cm	
DC-007-031	2.5	120cm	
DC-007-032	2.5	160cm	
DC-007-033	2.5	180cm	
DC-007-034	2.5	230cm	
DC-008-031	3.0	120cm	
DC-008-032	3.0	160cm	
DC-008-033	3.0	180cm	
DC-008-034	3.0	230cm	
DC-009-031	3.4	120cm	
DC-009-032	3.4	160cm	
DC-009-033	3.4	180cm	
DC-009-034	3.4	230cm	

- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request




Bestell-Nr. Ordering no.	Ø mm Ø mm	Länge Length	Maulteil 1:1 Tip part 1:1
DC-006-041	2.3	120cm	
DC-006-042	2.3	160cm	
DC-006-043	2.3	180cm	
DC-006-044	2.3	230cm	
DC-009-041	3.4	120cm	
DC-009-042	3.4	160cm	
DC-009-043	3.4	180cm	
DC-009-044	3.4	230cm	




Bestell-Nr. Ordering no.	Ø mm Ø mm	Länge Length	Maulteil 1:1 Tip part 1:1
DC-006-051	2.3	120cm	
DC-006-052	2.3	160cm	
DC-006-053	2.3	180cm	
DC-006-054	2.3	230cm	

- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage


- All instruments autoclavable
- Special length on request




Bestell-Nr. Ordering no.	Ø mm Ø mm	Länge Length	Maulteil 1:1 Tip part 1:1
DC-004-061	1.8	120cm	
DC-004-062	1.8	160cm	
DC-004-063	1.8	180cm	
DC-004-064	1.8	230cm	
DC-005-061	2.1	120cm	
DC-005-062	2.1	160cm	
DC-005-063	2.1	180cm	
DC-005-064	2.1	230cm	
DC-006-061	2.3	120cm	
DC-006-062	2.3	160cm	
DC-006-063	2.3	180cm	
DC-006-064	2.3	230cm	

- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage


- All instruments autoclavable
- Special length on request




Bestell-Nr. Ordering no.	Ø mm Ø mm	Länge Length	Maulteil 1:1 Tip part 1:1
DC-004-071	1.8	120cm	
DC-004-072	1.8	160cm	
DC-004-073	1.8	180cm	
DC-004-074	1.8	230cm	
DC-006-071	2.3	120cm	
DC-006-072	2.3	160cm	
DC-006-073	2.3	180cm	
DC-006-074	2.3	230cm	

- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request




Bestell-Nr. Ordering no.	Ø mm Ø mm	Länge Length	Maulteil 1:1 Tip part 1:1
DC-004-101	1.8	120cm	
DC-004-102	1.8	160cm	
DC-004-103	1.8	180cm	
DC-004-104	1.8	230cm	
DC-006-101	2.3	120cm	
DC-006-102	2.3	160cm	
DC-006-103	2.3	180cm	
DC-006-104	2.3	230cm	




Bestell-Nr. Ordering no.	Ø mm Ø mm	Länge Length	Maulteil 1:1 Tip part 1:1
DC-004-111	1.8	120cm	
DC-004-112	1.8	160cm	
DC-004-113	1.8	180cm	
DC-004-114	1.8	230cm	
DC-006-111	2.3	120cm	
DC-006-112	2.3	160cm	
DC-006-113	2.3	180cm	
DC-006-114	2.3	230cm	

- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request




Bestell-Nr. Ordering no.	Ø mm Ø mm	Länge Length	Maulteil 1:1 Tip part 1:1
DC-004-081	1.8	120cm	
DC-004-082	1.8	160cm	
DC-004-083	1.8	180cm	
DC-004-084	1.8	230cm	
DC-006-081	2.3	120cm	
DC-006-082	2.3	160cm	
DC-006-083	2.3	180cm	
DC-006-084	2.3	230cm	



Bestell-Nr. Ordering no.	Ø mm Ø mm	Länge Length	Maulteil 1:1 Tip part 1:1
DC-004-091	1.8	120cm	
DC-004-092	1.8	160cm	
DC-004-093	1.8	180cm	
DC-004-094	1.8	230cm	
DC-006-091	2.3	120cm	
DC-006-092	2.3	160cm	
DC-006-093	2.3	180cm	
DC-006-094	2.3	230cm	

- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request






Bestell-Nr. Ordering no.	Ø mm Ø mm	Länge Length	Maulteil 1:1 Tip part 1:1
DC-006-121	2.3	120cm	
DC-006-122	2.3	160cm	
DC-006-123	2.3	180cm	
DC-006-124	2.3	230cm	

- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request






Bestell-Nr. Ordering no.	Ø mm Ø mm	Länge Length	Maulteil 1:1 Tip part 1:1
DC-004-131	1.8	120cm	
DC-004-132	1.8	160cm	
DC-004-133	1.8	180cm	
DC-004-134	1.8	230cm	
DC-006-131	2.1	120cm	
DC-006-132	2.1	160cm	
DC-006-133	2.1	180cm	
DC-006-134	2.1	230cm	
DC-007-131	2.3	120cm	
DC-007-132	2.3	160cm	
DC-007-133	2.3	180cm	
DC-007-134	2.3	230cm	
DC-009-131	2.5	120cm	
DC-009-132	2.5	160cm	
DC-009-133	2.5	180cm	
DC-009-134	2.5	230cm	

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	
DJ-001-013	Handgriff für Hot Biopsiezangen, HF-Anschluss 3mm Olympus/Fujinon Handle for Hot biopsy forceps, HF-connector 3mm Olympus/Fujinon	
DJ-001-014	Handgriff für Hot Biopsiezangen, HF-Anschluss 4mm Banane Handle for Hot biopsy forceps, HF-connector 4mm banana	

- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage


- All instruments autoclavable
- Special length on request



Bestell-Nr. Ordering no.	Ø mm Ø mm	Länge Length	Maulteil 1:1 Tip part 1:1
DA-001-001	1.0	120cm	
DA-001-002	1.0	160cm	
DA-001-003	1.0	180cm	
DA-001-004	1.0	230cm	
DA-002-001	1.4	120cm	
DA-002-002	1.4	160cm	
DA-002-003	1.4	180cm	
DA-002-004	1.4	230cm	
DA-003-001	1.6	120cm	
DA-003-002	1.6	160cm	
DA-003-003	1.6	180cm	
DA-003-004	1.6	230cm	
DA-004-001	1.8	120cm	
DA-004-002	1.8	160cm	
DA-004-003	1.8	180cm	
DA-004-004	1.8	230cm	
DA-006-001	2.3	120cm	
DA-006-002	2.3	160cm	
DA-006-003	2.3	180cm	
DA-006-004	2.3	230cm	
DA-008-001	3.0	120cm	
DA-008-002	3.0	160cm	
DA-008-003	3.0	180cm	
DA-008-004	3.0	230cm	

- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request



Bestell-Nr. Ordering no.	Ø mm Ø mm	Länge Length	Maulteil 1:1 Tip part 1:1
DA-006-021	2.3	120cm	
DA-006-022	2.3	160cm	
DA-006-023	2.3	180cm	
DA-006-024	2.3	230cm	




Bestell-Nr. Ordering no.	Ø mm Ø mm	Länge Length	Maulteil 1:1 Tip part 1:1
DA-004-011	1.8	120cm	
DA-004-012	1.8	160cm	
DA-004-013	1.8	180cm	
DA-004-014	1.8	230cm	
DA-006-011	2.3	120cm	
DA-006-012	2.3	160cm	
DA-006-013	2.3	180cm	
DA-006-014	2.3	230cm	
DA-008-011	3.0	120cm	
DA-008-012	3.0	160cm	
DA-008-013	3.0	180cm	
DA-008-014	3.0	230cm	

- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request

2:2 Zähne / teeth



Bestell-Nr. Ordering no.	Ø mm Ø mm	Länge Length
DA-004-051	1.8	120cm
DA-004-052	1.8	160cm
DA-004-053	1.8	180cm
DA-004-054	1.8	230cm
DA-006-051	2.3	120cm
DA-006-052	2.3	160cm
DA-006-053	2.3	180cm
DA-006-054	2.3	230cm


2:1 Zähne / teeth



Bestell-Nr. Ordering no.	Ø mm Ø mm	Länge Length
DA-004-061	1.8	120cm
DA-004-062	1.8	160cm
DA-004-063	1.8	180cm
DA-004-064	1.8	230cm
DA-006-061	2.3	120cm
DA-006-062	2.3	160cm
DA-006-063	2.3	180cm
DA-006-064	2.3	230cm

- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request



Bestell-Nr. Ordering no.	Ø mm Ø mm	Länge Length
DA-004-071	1.8	120cm
DA-004-072	1.8	160cm
DA-004-073	1.8	180cm
DA-004-074	1.8	230cm
DA-006-071	2.3	120cm
DA-006-072	2.3	160cm
DA-006-073	2.3	180cm
DA-006-074	2.3	230cm




Bestell-Nr. Ordering no.	Ø mm Ø mm	Länge Length	Maulteil 1:1 Tip part 1:1
DA-007-031	2.5	120cm	
DA-007-032	2.5	160cm	
DA-007-033	2.5	180cm	
DA-007-034	2.5	230cm	

- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage


- All instruments autoclavable
- Special length on request




Bestell-Nr. Ordering no.	Ø mm Ø mm	Länge Length	Maulteil 1:1 Tip part 1:1
DA-007-041	2.5	120cm	
DA-007-042	2.5	160cm	
DA-007-043	2.5	180cm	
DA-007-044	2.5	230cm	

- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request




Bestell-Nr. Ordering no.	Ø mm Ø mm	Länge Length
DA-001-081	1.0	120cm
DA-001-082	1.0	160cm
DA-001-083	1.0	180cm
DA-001-084	1.0	230cm
DA-004-081	1.8	120cm
DA-004-082	1.8	160cm
DA-004-083	1.8	180cm
DA-004-084	1.8	230cm
DA-006-081	2.3	120cm
DA-006-082	2.3	160cm
DA-006-083	2.3	180cm
DA-006-084	2.3	230cm




Bestell-Nr. Ordering no.	Ø mm Ø mm	Länge Length
DA-004-091	1.8	120cm
DA-004-092	1.8	160cm
DA-004-093	1.8	180cm
DA-004-094	1.8	230cm
DA-006-091	2.3	120cm
DA-006-092	2.3	160cm
DA-006-093	2.3	180cm
DA-006-094	2.3	230cm

- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request



Bestell-Nr. Ordering no.	Ø mm Ø mm	Länge Length
DA-006-101	2.3	120cm
DA-006-102	2.3	160cm
DA-006-103	2.3	180cm
DA-006-104	2.3	230cm




Bestell-Nr. Ordering no.	Ø mm Ø mm	Länge Length
DA-006-111	2.3	120cm
DA-006-112	2.3	160cm
DA-006-113	2.3	180cm
DA-006-114	2.3	230cm

- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request



Bestell-Nr. Ordering no.	Ø mm Ø mm	Länge Length
DA-006-123	2.3	180cm
DA-006-124	2.3	230cm




Bestell-Nr. Ordering no.	Ø mm Ø mm	Länge Length
DA-006-133	2.3	180cm
DA-006-134	2.3	230cm


Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	
DJ-001-015	Handgriff für Polypengreifer, Hub 50mm Handle for polyp retriever, stroke 50mm	

- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request



Bestell-Nr. Ordering no.	Ø mm Ø mm	Länge Length
DA-006-143	2.3	180cm
DA-006-144	2.3	230cm



Bestell-Nr. Ordering no.	Ø mm Ø mm	Länge Length
DA-006-153	2.3	180cm
DA-006-154	2.3	230cm


Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
-----------------------------	----------------------------

DJ-001-015	Handgriff für Polypengreifer, Hub 50mm Handle for polyp retriever, stroke 50mm
------------	---




- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request



Bestell-Nr. Ordering no.	Ø mm Ø mm	Länge Length
DA-006-163	2.3	180cm
DA-006-164	2.3	230cm




Bestell-Nr. Ordering no.	Ø mm Ø mm	Länge Length
DA-006-173	2.3	180cm
DA-006-174	2.3	230cm


Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	
DJ-001-015	Handgriff für Polypengreifer, Hub 50mm Handle for polyp retriever, stroke 50mm	

- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request



Bestell-Nr. Ordering no.	Ø mm Ø mm	Länge Length	Maulteil 1:1 Tip part 1:1
DB-004-001	1.8	120cm	
DB-004-002	1.8	160cm	
DB-004-003	1.8	180cm	
DB-004-004	1.8	230cm	
DB-006-001	2.3	120cm	
DB-006-002	2.3	160cm	
DB-006-003	2.3	180cm	
DB-006-004	2.3	230cm	
DB-007-001	2.5	120cm	
DB-007-002	2.5	160cm	
DB-007-003	2.5	180cm	
DB-007-004	2.5	230cm	




Bestell-Nr. Ordering no.	Ø mm Ø mm	Länge Length	Maulteil 1:1 Tip part 1:1
DB-004-031	1.8	120cm	
DB-004-032	1.8	160cm	
DB-004-033	1.8	180cm	
DB-004-034	1.8	230cm	
DB-006-031	2.3	120cm	
DB-006-032	2.3	160cm	
DB-006-033	2.3	180cm	
DB-006-034	2.3	230cm	


- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request

90° öffnend / opened



Bestell-Nr. Ordering no.	Ø mm Ø mm	Länge Length	Maulteil 1:1 Tip part 1:1
DB-006-011	2.3	120cm	
DB-006-012	2.3	160cm	
DB-006-013	2.3	180cm	
DB-006-014	2.3	230cm	



Bestell-Nr. Ordering no.	Ø mm Ø mm	Länge Length	Maulteil 1:1 Tip part 1:1
DB-006-021	2.3	120cm	
DB-006-022	2.3	160cm	
DB-006-023	2.3	180cm	
DB-006-024	2.3	230cm	

- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request




Teflontubus, verjüngte Spitze, LL-Anschluss
Teflon tube, tapered tip, LL-connection

Bestell-Nr. Ordering no.	Tubus Ø mm Tubus Ø mm	Nadel Ø mm Needle Ø mm	Nadellänge mm Needle length mm	Länge Length
DH-044-001	1.8	0.6	4.0	120cm
DH-044-002	1.8	0.6	4.0	160cm
DH-044-003	1.8	0.6	4.0	180cm
DH-044-006	1.8	0.6	4.0	230cm
DH-064-001	1.8	0.6	6.0	120cm
DH-064-002	1.8	0.6	6.0	160cm
DH-064-003	1.8	0.6	6.0	180cm
DH-064-006	1.8	0.6	6.0	230cm
DH-045-001	2.0	0.6	4.0	120cm
DH-045-002	2.0	0.6	4.0	160cm
DH-045-003	2.0	0.6	4.0	180cm
DH-045-006	2.0	0.6	4.0	230cm
DH-065-001	2.0	0.6	6.0	120cm
DH-065-002	2.0	0.6	6.0	160cm
DH-065-003	2.0	0.6	6.0	180cm
DH-065-006	2.0	0.6	6.0	230cm
DH-046-001	2.3	0.7	4.0	120cm
DH-046-002	2.3	0.7	4.0	160cm
DH-046-003	2.3	0.7	4.0	180cm
DH-046-006	2.3	0.7	4.0	230cm
DH-066-001	2.3	0.7	6.0	120cm
DH-066-002	2.3	0.7	6.0	160cm
DH-066-003	2.3	0.7	6.0	180cm
DH-066-006	2.3	0.7	6.0	230cm

- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request



Teflontubus, verjüngte Spitze, Spülmittel-Einspritzung, LL-Anschluss
Teflon tube, tapered tip, double LL-connection

Bestell-Nr. Ordering no.	Tubus Ø mm Tubus Ø mm	Nadel Ø mm Needle Ø mm	Nadellänge mm Needle length mm	Länge Length
DH-144-001	1.8	0.6	4.0	120cm
DH-144-002	1.8	0.6	4.0	160cm
DH-144-003	1.8	0.6	4.0	180cm
DH-144-006	1.8	0.6	4.0	230cm
DH-164-001	1.8	0.6	6.0	120cm
DH-164-002	1.8	0.6	6.0	160cm
DH-164-003	1.8	0.6	6.0	180cm
DH-164-006	1.8	0.6	6.0	230cm
DH-145-001	2.0	0.6	4.0	120cm
DH-145-002	2.0	0.6	4.0	160cm
DH-145-003	2.0	0.6	4.0	180cm
DH-145-006	2.0	0.6	4.0	230cm
DH-165-001	2.0	0.6	6.0	120cm
DH-165-002	2.0	0.6	6.0	160cm
DH-165-003	2.0	0.6	6.0	180cm
DH-165-006	2.0	0.6	6.0	230cm

- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request



Teflontubus, Metallspitze, LL-Anschluss
Teflon tube, metal tip, LL-connection

Bestell-Nr. Ordering no.	Tubus Ø mm Tubus Ø mm	Nadel Ø mm Needle Ø mm	Nadellänge mm Needle length mm	Länge Length
DH-044-001-M	1.8	0.6	4.0	120cm
DH-044-002-M	1.8	0.6	4.0	160cm
DH-044-003-M	1.8	0.6	4.0	180cm
DH-044-006-M	1.8	0.6	4.0	230cm
DH-064-001-M	1.8	0.6	6.0	120cm
DH-064-002-M	1.8	0.6	6.0	160cm
DH-064-003-M	1.8	0.6	6.0	180cm
DH-064-006-M	1.8	0.6	6.0	230cm
DH-045-001-M	2.0	0.6	4.0	120cm
DH-045-002-M	2.0	0.6	4.0	160cm
DH-045-003-M	2.0	0.6	4.0	180cm
DH-045-006-M	2.0	0.6	4.0	230cm
DH-065-001-M	2.0	0.6	6.0	120cm
DH-065-002-M	2.0	0.6	6.0	160cm
DH-065-003-M	2.0	0.6	6.0	180cm
DH-065-006-M	2.0	0.6	6.0	230cm
DH-046-001-M	2.3	0.7	4.0	120cm
DH-046-002-M	2.3	0.7	4.0	160cm
DH-046-003-M	2.3	0.7	4.0	180cm
DH-046-006-M	2.3	0.7	4.0	230cm
DH-066-001-M	2.3	0.7	6.0	120cm
DH-066-002-M	2.3	0.7	6.0	160cm
DH-066-003-M	2.3	0.7	6.0	180cm
DH-066-006-M	2.3	0.7	6.0	230cm

- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request




Teflontubus, Metallspitze, Spülmittel-Einspritzung, LL-Anschluss
Teflon tube, metal tip, double LL-connection

Bestell-Nr. Ordering no.	Tubus Ø mm Tubus Ø mm	Nadel Ø mm Needle Ø mm	Nadellänge mm Needle length mm	Länge Length
DH-144-001-M	1.8	0.6	4.0	120cm
DH-144-002-M	1.8	0.6	4.0	160cm
DH-144-003-M	1.8	0.6	4.0	180cm
DH-144-006-M	1.8	0.6	4.0	230cm
DH-164-001-M	1.8	0.6	6.0	120cm
DH-164-002-M	1.8	0.6	6.0	160cm
DH-164-003-M	1.8	0.6	6.0	180cm
DH-164-006-M	1.8	0.6	6.0	230cm
DH-145-001-M	2.0	0.6	4.0	120cm
DH-145-002-M	2.0	0.6	4.0	160cm
DH-145-003-M	2.0	0.6	4.0	180cm
DH-145-006-M	2.0	0.6	4.0	230cm
DH-165-001-M	2.0	0.6	6.0	120cm
DH-165-002-M	2.0	0.6	6.0	160cm
DH-165-003-M	2.0	0.6	6.0	180cm
DH-165-006-M	2.0	0.6	6.0	230cm

- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request




Metalltubus, Metallspitze, LL-Anschluss
Metal tube, metal tip, LL-connection

Bestell-Nr. Ordering no.	Tubus Ø mm Tubus Ø mm	Nadel Ø mm Needle Ø mm	Nadellänge mm Needle length mm	Länge Length
DH-044-001-MM	1.8	0.6	4.0	120cm
DH-044-002-MM	1.8	0.6	4.0	160cm
DH-044-003-MM	1.8	0.6	4.0	180cm
DH-044-006-MM	1.8	0.6	4.0	230cm
DH-064-001-MM	1.8	0.6	6.0	120cm
DH-064-002-MM	1.8	0.6	6.0	160cm
DH-064-003-MM	1.8	0.6	6.0	180cm
DH-064-006-MM	1.8	0.6	6.0	230cm
DH-045-001-MM	2.0	0.6	4.0	120cm
DH-045-002-MM	2.0	0.6	4.0	160cm
DH-045-003-MM	2.0	0.6	4.0	180cm
DH-045-006-MM	2.0	0.6	4.0	230cm
DH-065-001-MM	2.0	0.6	6.0	120cm
DH-065-002-MM	2.0	0.6	6.0	160cm
DH-065-003-MM	2.0	0.6	6.0	180cm
DH-065-006-MM	2.0	0.6	6.0	230cm
DH-046-001-MM	2.3	0.7	4.0	120cm
DH-046-002-MM	2.3	0.7	4.0	160cm
DH-046-003-MM	2.3	0.7	4.0	180cm
DH-046-006-MM	2.3	0.7	4.0	230cm
DH-066-001-MM	2.3	0.7	6.0	120cm
DH-066-002-MM	2.3	0.7	6.0	160cm
DH-066-003-MM	2.3	0.7	6.0	180cm
DH-066-006-MM	2.3	0.7	6.0	230cm

- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request




Teflontubus, 6 Nadeln, verjüngte Spitze, LL-Anschluss
Teflon tube, 6 needles, tapered tip, LL-connection

Bestell-Nr. Ordering no.	Tubus Ø mm Tubus Ø mm	Nadel Ø mm Needle Ø mm	Nadellänge mm Needle length mm	Länge Length
DH-044-001-S	1.8	0.6	4.0	120cm
DH-044-002-S	1.8	0.6	4.0	160cm
DH-044-003-S	1.8	0.6	4.0	180cm
DH-044-006-S	1.8	0.6	4.0	230cm
DH-064-001-S	1.8	0.6	6.0	120cm
DH-064-002-S	1.8	0.6	6.0	160cm
DH-064-003-S	1.8	0.6	6.0	180cm
DH-064-006-S	1.8	0.6	6.0	230cm
DH-045-001-S	2.0	0.6	4.0	120cm
DH-045-002-S	2.0	0.6	4.0	160cm
DH-045-003-S	2.0	0.6	4.0	180cm
DH-045-006-S	2.0	0.6	4.0	230cm
DH-065-001-S	2.0	0.6	6.0	120cm
DH-065-002-S	2.0	0.6	6.0	160cm
DH-065-003-S	2.0	0.6	6.0	180cm
DH-065-006-S	2.0	0.6	6.0	230cm
DH-046-001-S	2.3	0.7	4.0	120cm
DH-046-002-S	2.3	0.7	4.0	160cm
DH-046-003-S	2.3	0.7	4.0	180cm
DH-046-006-S	2.3	0.7	4.0	230cm
DH-066-001-S	2.3	0.7	6.0	120cm
DH-066-002-S	2.3	0.7	6.0	160cm
DH-066-003-S	2.3	0.7	6.0	180cm
DH-066-006-S	2.3	0.7	6.0	230cm

- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request




Metalltubus, 6 Nadeln, Metallspitze, LL-Anschluss
Metal tube, 6 needles, metal tip, LL-connection

Bestell-Nr. Ordering no.	Tubus Ø mm Tubus Ø mm	Nadel Ø mm Needle Ø mm	Nadellänge mm Needle length mm	Länge Length
DH-044-001-MS	1.8	0.6	4.0	120cm
DH-044-002-MS	1.8	0.6	4.0	160cm
DH-044-003-MS	1.8	0.6	4.0	180cm
DH-044-006-MS	1.8	0.6	4.0	230cm
DH-064-001-MS	1.8	0.6	6.0	120cm
DH-064-002-MS	1.8	0.6	6.0	160cm
DH-064-003-MS	1.8	0.6	6.0	180cm
DH-064-006-MS	1.8	0.6	6.0	230cm
DH-045-001-MS	2.0	0.6	4.0	120cm
DH-045-002-MS	2.0	0.6	4.0	160cm
DH-045-003-MS	2.0	0.6	4.0	180cm
DH-045-006-MS	2.0	0.6	4.0	230cm
DH-065-001-MS	2.0	0.6	6.0	120cm
DH-065-002-MS	2.0	0.6	6.0	160cm
DH-065-003-MS	2.0	0.6	6.0	180cm
DH-065-006-MS	2.0	0.6	6.0	230cm
DH-046-001-MS	2.3	0.7	4.0	120cm
DH-046-002-MS	2.3	0.7	4.0	160cm
DH-046-003-MS	2.3	0.7	4.0	180cm
DH-046-006-MS	2.3	0.7	4.0	230cm
DH-066-001-MS	2.3	0.7	6.0	120cm
DH-066-002-MS	2.3	0.7	6.0	160cm
DH-066-003-MS	2.3	0.7	6.0	180cm
DH-066-006-MS	2.3	0.7	6.0	230cm

- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request



Spül- und Sprühsonden, Teflontubus
Washing and spray probes, teflon tube


Bestell-Nr. Ordering no.	Tubus Ø mm Tubus Ø mm	Länge Length	Ausführung Type	Figur Figur
DL-004-004	1.8	210cm	Sprühsonde / Spray probe	1
DL-006-004	2.3	230cm	Sprühsonde / Spray probe	1
DL-004-014	1.8	230cm	Gerade Spitze / Standard tip	2
DL-006-014	2.3	230cm	Verjüngte Spitze / Tapered tip	3
DL-006-024	2.3	230cm	Runde Metallspitze / Round metal tip	4

Koagulationssonden
Coagulation probes

Bestell-Nr. Ordering no.	Tubus Ø mm Tubus Ø mm	Länge Length	Ausführung Type	Figur Figur
DL-006-034	2.3	230cm	Ohne Spülanschl. / w/o rinsing chann.	5
DL-006-044	2.3	230cm	Mit Spülanschl. / with rinsing chann.	5

Fibrinklebenadeln
Fibrinadhesive needles

Bestell-Nr. Ordering no.	Tubus Ø mm Tubus Ø mm	Länge Length	Ausführung Type	Figur Figur
DL-007-003	2.6	180cm	2 Nadeln Ø 0.7 / 2 needles Ø 0.7	6
DL-007-004	2.6	230cm	2 Nadeln Ø 0.7 / 2 needles Ø 0.7	6
DL-007-013	2.6	180cm	Mischkammer, Nadel Ø 0.9 / Mixed chamber, needle Ø 0.9	7
DL-007-014	2.6	230cm	Mischkammer, Nadel Ø 0.9 / Mixed chamber, needle Ø 0.9	7



- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request

Teflontubus, 4 und 6-seilig, hexagonal und spiralig, feste Zugstange, Kontrastmitteleinspritzung
Teflon tube, 4 and 6 wires, hexagonal spiral, rod, double LL

Bestell-Nr. Ordering no.	Tubus Ø mm Tubus Ø mm	Drähte Wires	Körbchen mm Basket mm	Länge Length	Figur Figur
DD-106-014-N	2.3	4	20.0 x 40.0	210cm	1
DD-116-034-N	2.3	4	30.0 x 60.0	230cm	1
DD-116-034-N6	2.3	6	20.0 x 40.0	230cm	2
DD-106-014-N6	2.3	6	30.0 x 60.0	230cm	2
DD-106-114-N	2.3	4	20.0 x 40.0	230cm	3
DD-116-134-N	2.3	4	30.0 x 60.0	230cm	3
DD-116-134-N6	2.3	6	20.0 x 40.0	230cm	4
DD-116-114-N6	2.3	6	30.0 x 60.0	230cm	4

Teflontubus, 4-seilig, hexagonal, Zugstange abschraubbar
Teflon tube, 4 wires, hexagonal, rod able to unsrew

Bestell-Nr. Ordering no.	Tubus Ø mm Tubus Ø mm	Drähte Wires	Körbchen mm Basket mm	Länge Length	Figur Figur
DD-005-004	2.0	4	15.0 x 40.0	210cm	1
DD-005-014	2.0	4	20.0 x 40.0	210cm	1
DD-005-024	2.0	4	25.0 x 40.0	210cm	1
DD-005-034	2.0	4	30.0 x 60.0	210cm	1
DD-005-044	2.0	4	35.0 x 60.0	210cm	1
DD-005-054	2.0	4	40.0 x 60.0	210cm	1
DD-006-004	2.3	4	15.0 x 40.0	210cm	1
DD-006-014	2.3	4	20.0 x 40.0	210cm	1
DD-006-024	2.3	4	25.0 x 40.0	210cm	1
DD-006-034	2.3	4	30.0 x 60.0	210cm	1
DD-006-044	2.3	4	35.0 x 60.0	210cm	1
DD-006-054	2.3	4	40.0 x 60.0	210cm	1
DD-008-024	3.0	4	25.0 x 40.0	210cm	1
DD-008-034	3.0	4	30.0 x 60.0	210cm	1
DD-008-044	3.0	4	35.0 x 60.0	210cm	1

Bestell-Nr.
Ordering no.

Bezeichnung
Description


DJ-001-011

Handgriff für Körbchen, Hub 100mm
Handle for baskets, stroke 100mm



- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request



Teflontubus, 4-seilig, hexagonal, Zugstange abschraubbar, Kontrastmitteleinspritzung
Teflon tube, 4 wires, hexagonal, rod able to unscrew, double LL

Bestell-Nr. Ordering no.	Tubus Ø mm Tubus Ø mm	Drähte Wires	Körbchen mm Basket mm	Länge Length
DD-015-004	2.0	4	15.0 x 40.0	210cm
DD-015-014	2.0	4	20.0 x 40.0	210cm
DD-015-024	2.0	4	25.0 x 40.0	210cm
DD-015-034	2.0	4	30.0 x 60.0	210cm
DD-015-044	2.0	4	35.0 x 60.0	210cm
DD-015-054	2.0	4	40.0 x 60.0	210cm
DD-016-004	2.3	4	15.0 x 40.0	210cm
DD-016-014	2.3	4	20.0 x 40.0	210cm
DD-016-024	2.3	4	25.0 x 40.0	210cm
DD-016-034	2.3	4	30.0 x 60.0	210cm
DD-016-044	2.3	4	35.0 x 60.0	210cm
DD-016-054	2.3	4	40.0 x 60.0	210cm
DD-018-024	3.0	4	25.0 x 40.0	210cm
DD-018-034	3.0	4	30.0 x 60.0	210cm
DD-018-044	3.0	4	35.0 x 60.0	210cm

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	
DJ-001-011	Handgriff für Körbchen, Hub 100mm Handle for baskets, stroke 100mm	

- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request



Teflontubus, 4-seilig, hexagonal, feste Zugstange, drehbar
Teflon tube, 4 wires, hexagonal, rod, rotatable

Bestell-Nr. Ordering no.	Tubus Ø mm Tubus Ø mm	Drähte Wires	Körbchen mm Basket mm	Länge Length
DD-105-004-R	2.0	4	15.0 x 40.0	210cm
DD-105-014-R	2.0	4	20.0 x 40.0	210cm
DD-105-024-R	2.0	4	25.0 x 40.0	210cm
DD-105-034-R	2.0	4	30.0 x 60.0	210cm
DD-105-044-R	2.0	4	35.0 x 60.0	210cm
DD-105-054-R	2.0	4	40.0 x 60.0	210cm
DD-106-004-R	2.3	4	15.0 x 40.0	210cm
DD-106-014-R	2.3	4	20.0 x 40.0	210cm
DD-106-024-R	2.3	4	25.0 x 40.0	210cm
DD-106-034-R	2.3	4	30.0 x 60.0	210cm
DD-106-044-R	2.3	4	35.0 x 60.0	210cm
DD-106-054-R	2.3	4	40.0 x 60.0	210cm
DD-108-024-R	3.0	4	25.0 x 40.0	210cm
DD-108-034-R	3.0	4	30.0 x 60.0	210cm
DD-108-044-R	3.0	4	35.0 x 60.0	210cm

Bestell-Nr.
Ordering no.

Bezeichnung
Description


DJ-001-011

Handgriff für Körbchen, Hub 100mm
Handle for baskets, stroke 100mm



- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request



Teflontubus, 4-seilig, hexagonal, feste Zugstange, drehbar, Kontrastmitteleinspritzung
Teflon tube, 4 wires, hexagonal, rod, rotatable, double LL

Bestell-Nr. Ordering no.	Tubus Ø mm Tubus Ø mm	Drähte Wires	Körbchen mm Basket mm	Länge Length
DD-115-004-R	2.0	4	15.0 x 40.0	210cm
DD-115-014-R	2.0	4	20.0 x 40.0	210cm
DD-115-024-R	2.0	4	25.0 x 40.0	210cm
DD-115-034-R	2.0	4	30.0 x 60.0	210cm
DD-115-044-R	2.0	4	35.0 x 60.0	210cm
DD-115-054-R	2.0	4	40.0 x 60.0	210cm
DD-116-004-R	2.3	4	15.0 x 40.0	210cm
DD-116-014-R	2.3	4	20.0 x 40.0	210cm
DD-116-024-R	2.3	4	25.0 x 40.0	210cm
DD-116-034-R	2.3	4	30.0 x 60.0	210cm
DD-116-044-R	2.3	4	35.0 x 60.0	210cm
DD-116-054-R	2.3	4	40.0 x 60.0	210cm
DD-118-024-R	3.0	4	25.0 x 40.0	210cm
DD-118-034-R	3.0	4	30.0 x 60.0	210cm
DD-118-044-R	3.0	4	35.0 x 60.0	210cm

Bestell-Nr.
Ordering no.

Bezeichnung
Description

DJ-001-011

Handgriff für Körbchen, Hub 100mm
Handle for baskets, stroke 100mm



- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request



Teflontubus, 4-seilig, spiralig, Zugstange abschraubbar
Teflon tube, 4 wires, spiral, rod able to unscrew

Bestell-Nr. Ordering no.	Tubus Ø mm Tubus Ø mm	Drähte Wires	Körbchen mm Basket mm	Länge Length
DD-005-104	2.0	4	15.0 x 40.0	210cm
DD-005-114	2.0	4	20.0 x 40.0	210cm
DD-005-124	2.0	4	25.0 x 40.0	210cm
DD-005-134	2.0	4	30.0 x 60.0	210cm
DD-005-144	2.0	4	35.0 x 60.0	210cm
DD-005-154	2.0	4	40.0 x 60.0	210cm
DD-006-104	2.3	4	15.0 x 40.0	210cm
DD-006-114	2.3	4	20.0 x 40.0	210cm
DD-006-124	2.3	4	25.0 x 40.0	210cm
DD-006-134	2.3	4	30.0 x 60.0	210cm
DD-006-144	2.3	4	35.0 x 60.0	210cm
DD-006-154	2.3	4	40.0 x 60.0	210cm
DD-008-124	3.0	4	25.0 x 40.0	210cm
DD-008-134	3.0	4	30.0 x 60.0	210cm
DD-008-144	3.0	4	35.0 x 60.0	210cm

Bestell-Nr.
Ordering no.

Bezeichnung
Description


DJ-001-011

Handgriff für Körbchen, Hub 100mm
Handle for baskets, stroke 100mm



- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request



Teflontubus, 4-seilig, spiralig, Zugstange abschraubbar, Kontrastmitteleinspritzung
Teflon tube, 4 wires, spiral, rod able to unscrew, double LL

Bestell-Nr. Ordering no.	Tubus Ø mm Tubus Ø mm	Drähte Wires	Körbchen mm Basket mm	Länge Length
DD-015-104	2.0	4	15.0 x 40.0	210cm
DD-015-114	2.0	4	20.0 x 40.0	210cm
DD-015-124	2.0	4	25.0 x 40.0	210cm
DD-015-134	2.0	4	30.0 x 60.0	210cm
DD-015-144	2.0	4	35.0 x 60.0	210cm
DD-015-154	2.0	4	40.0 x 60.0	210cm
DD-016-104	2.3	4	15.0 x 40.0	210cm
DD-016-114	2.3	4	20.0 x 40.0	210cm
DD-016-124	2.3	4	25.0 x 40.0	210cm
DD-016-134	2.3	4	30.0 x 60.0	210cm
DD-016-144	2.3	4	35.0 x 60.0	210cm
DD-016-154	2.3	4	40.0 x 60.0	210cm
DD-018-124	3.0	4	25.0 x 40.0	210cm
DD-018-134	3.0	4	30.0 x 60.0	210cm
DD-018-144	3.0	4	35.0 x 60.0	210cm

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	
DJ-001-011	Handgriff für Körbchen, Hub 100mm Handle for baskets, stroke 100mm	

- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request



Teflontubus, 4-seilig, spiralig, feste Zugstange, drehbar
Teflon tube, 4 wires, spiral, rod, rotatable

Bestell-Nr. Ordering no.	Tubus Ø mm Tubus Ø mm	Drähte Wires	Körbchen mm Basket mm	Länge Length
DD-105-104-R	2.0	4	15.0 x 40.0	210cm
DD-105-114-R	2.0	4	20.0 x 40.0	210cm
DD-105-124-R	2.0	4	25.0 x 40.0	210cm
DD-105-134-R	2.0	4	30.0 x 60.0	210cm
DD-105-144-R	2.0	4	35.0 x 60.0	210cm
DD-105-154-R	2.0	4	40.0 x 60.0	210cm
DD-106-104-R	2.3	4	15.0 x 40.0	210cm
DD-106-114-R	2.3	4	20.0 x 40.0	210cm
DD-106-124-R	2.3	4	25.0 x 40.0	210cm
DD-106-134-R	2.3	4	30.0 x 60.0	210cm
DD-106-144-R	2.3	4	35.0 x 60.0	210cm
DD-106-154-R	2.3	4	40.0 x 60.0	210cm
DD-108-124-R	3.0	4	25.0 x 40.0	210cm
DD-108-134-R	3.0	4	30.0 x 60.0	210cm
DD-108-144-R	3.0	4	35.0 x 60.0	210cm

Bestell-Nr.
Ordering no.

Bezeichnung
Description


DJ-001-011

Handgriff für Körbchen, Hub 100mm
Handle for baskets, stroke 100mm



- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request




Teflontubus, 4-seilig, spiralig, feste Zugstange, drehbar, Kontrastmitteleinspritzung
Teflon tube, 4 wires, spiral, rod, rotatable, double LL

Bestell-Nr. Ordering no.	Tubus Ø mm Tubus Ø mm	Drähte Wires	Körbchen mm Basket mm	Länge Length
DD-115-104-R	2.0	4	15.0 x 40.0	210cm
DD-115-114-R	2.0	4	20.0 x 40.0	210cm
DD-115-124-R	2.0	4	25.0 x 40.0	210cm
DD-115-134-R	2.0	4	30.0 x 60.0	210cm
DD-115-144-R	2.0	4	35.0 x 60.0	210cm
DD-115-154-R	2.0	4	40.0 x 60.0	210cm
DD-116-104-R	2.3	4	15.0 x 40.0	210cm
DD-116-114-R	2.3	4	20.0 x 40.0	210cm
DD-116-124-R	2.3	4	25.0 x 40.0	210cm
DD-116-134-R	2.3	4	30.0 x 60.0	210cm
DD-116-144-R	2.3	4	35.0 x 60.0	210cm
DD-116-154-R	2.3	4	40.0 x 60.0	210cm
DD-118-124-R	3.0	4	25.0 x 40.0	210cm
DD-118-134-R	3.0	4	30.0 x 60.0	210cm
DD-118-144-R	3.0	4	35.0 x 60.0	210cm

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	
DJ-001-011	Handgriff für Körbchen, Hub 100mm Handle for baskets, stroke 100mm	

- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request



Teflontubus, 6-seilig, hexagonal, Zugstange abschraubbar
Teflon tube, 6 wires, hexagonal, rod able to unscrew

Bestell-Nr. Ordering no.	Tubus Ø mm Tubus Ø mm	Drähte Wires	Körbchen mm Basket mm	Länge Length
DD-006-004-6	2.3	6	15.0 x 40.0	210cm
DD-006-014-6	2.3	6	20.0 x 40.0	210cm
DD-006-024-6	2.3	6	25.0 x 40.0	210cm
DD-006-034-6	2.3	6	30.0 x 60.0	210cm
DD-006-044-6	2.3	6	35.0 x 60.0	210cm
DD-006-054-6	2.3	6	40.0 x 60.0	210cm
DD-008-024-6	3.0	6	25.0 x 40.0	210cm
DD-008-034-6	3.0	6	30.0 x 60.0	210cm
DD-008-044-6	3.0	6	35.0 x 60.0	210cm

Teflontubus, 6-seilig, hexagonal, Zugstange abschraubbar, Kontrastmitteleinspritzung
Teflon tube, 6 wires, hexagonal, rod able to unscrew, double LL

Bestell-Nr. Ordering no.	Tubus Ø mm Tubus Ø mm	Drähte Wires	Körbchen mm Basket mm	Länge Length
DD-016-004-6	2.3	6	15.0 x 40.0	210cm
DD-016-014-6	2.3	6	20.0 x 40.0	210cm
DD-016-024-6	2.3	6	25.0 x 40.0	210cm
DD-016-034-6	2.3	6	30.0 x 60.0	210cm
DD-016-044-6	2.3	6	35.0 x 60.0	210cm
DD-016-054-6	2.3	6	40.0 x 60.0	210cm
DD-018-024-6	3.0	6	25.0 x 40.0	210cm
DD-018-034-6	3.0	6	30.0 x 60.0	210cm
DD-018-044-6	3.0	6	35.0 x 60.0	210cm

Bestell-Nr.
Ordering no.

Bezeichnung
Description


DJ-001-011

Handgriff für Körbchen, Hub 100mm
Handle for baskets, stroke 100mm



- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request



Teflontubus, 6-seilig, hexagonal, feste Zugstange, drehbar
Teflon tube, 6 wires, hexagonal, rod, rotatable

Bestell-Nr. Ordering no.	Tubus Ø mm Tubus Ø mm	Drähte Wires	Körbchen mm Basket mm	Länge Length
DD-106-004-R6	2.3	6	15.0 x 40.0	210cm
DD-106-014-R6	2.3	6	20.0 x 40.0	210cm
DD-106-024-R6	2.3	6	25.0 x 40.0	210cm
DD-106-034-R6	2.3	6	30.0 x 60.0	210cm
DD-106-044-R6	2.3	6	35.0 x 60.0	210cm
DD-106-054-R6	2.3	6	40.0 x 60.0	210cm
DD-108-024-R6	3.0	6	25.0 x 40.0	210cm
DD-108-034-R6	3.0	6	30.0 x 60.0	210cm
DD-108-044-R6	3.0	6	35.0 x 60.0	210cm


Teflontubus, 6-seilig, hexagonal, feste Zugstange, drehbar, Kontrastmitteleinspritzung
Teflon tube, 6 wires, hexagonal, rod, rotatable, double LL

Bestell-Nr. Ordering no.	Tubus Ø mm Tubus Ø mm	Drähte Wires	Körbchen mm Basket mm	Länge Length
DD-116-004-R6	2.3	6	15.0 x 40.0	210cm
DD-116-014-R6	2.3	6	20.0 x 40.0	210cm
DD-116-024-R6	2.3	6	25.0 x 40.0	210cm
DD-116-034-R6	2.3	6	30.0 x 60.0	210cm
DD-116-044-R6	2.3	6	35.0 x 60.0	210cm
DD-116-054-R6	2.3	6	40.0 x 60.0	210cm
DD-118-024-R6	3.0	6	25.0 x 40.0	210cm
DD-118-034-R6	3.0	6	30.0 x 60.0	210cm
DD-118-044-R6	3.0	6	35.0 x 60.0	210cm

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	
DJ-001-011	Handgriff für Körbchen, Hub 100mm Handle for baskets, stroke 100mm	

- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request



Teflontubus, 6-seilig, spiralig, Zugstange abschraubbar
Teflon tube, 6 wires, spiral, rod able to unscrew

Bestell-Nr. Ordering no.	Tubus Ø mm Tubus Ø mm	Drähte Wires	Körbchen mm Basket mm	Länge Length
DD-006-104-6	2.3	6	15.0 x 40.0	210cm
DD-006-114-6	2.3	6	20.0 x 40.0	210cm
DD-006-124-6	2.3	6	25.0 x 40.0	210cm
DD-006-134-6	2.3	6	30.0 x 60.0	210cm
DD-006-144-6	2.3	6	35.0 x 60.0	210cm
DD-006-154-6	2.3	6	40.0 x 60.0	210cm
DD-008-124-6	3.0	6	25.0 x 40.0	210cm
DD-008-134-6	3.0	6	30.0 x 60.0	210cm
DD-008-144-6	3.0	6	35.0 x 60.0	210cm

Teflontubus, 6-seilig, spiralig, Zugstange abschraubbar, Kontrastmitteleinspritzung
Teflon tube, 6 wires, spiral, rod able to unscrew, double LL

Bestell-Nr. Ordering no.	Tubus Ø mm Tubus Ø mm	Drähte Wires	Körbchen mm Basket mm	Länge Length
DD-016-104-6	2.3	6	15.0 x 40.0	210cm
DD-016-114-6	2.3	6	20.0 x 40.0	210cm
DD-016-124-6	2.3	6	25.0 x 40.0	210cm
DD-016-134-6	2.3	6	30.0 x 60.0	210cm
DD-016-144-6	2.3	6	35.0 x 60.0	210cm
DD-016-154-6	2.3	6	40.0 x 60.0	210cm
DD-018-124-6	3.0	6	25.0 x 40.0	210cm
DD-018-134-6	3.0	6	30.0 x 60.0	210cm
DD-018-144-6	3.0	6	35.0 x 60.0	210cm

Bestell-Nr.
Ordering no.

Bezeichnung
Description


DJ-001-011

Handgriff für Körbchen, Hub 100mm
Handle for baskets, stroke 100mm



- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request



Teflontubus, 6-seilig, spiralig, feste Zugstange, drehbar
Teflon tube, 6 wires, spiral, rod, rotatable

Bestell-Nr. Ordering no.	Tubus Ø mm Tubus Ø mm	Drähte Wires	Körbchen mm Basket mm	Länge Length
DD-106-104-R6	2.3	6	15.0 x 40.0	210cm
DD-106-114-R6	2.3	6	20.0 x 40.0	210cm
DD-106-124-R6	2.3	6	25.0 x 40.0	210cm
DD-106-134-R6	2.3	6	30.0 x 60.0	210cm
DD-106-144-R6	2.3	6	35.0 x 60.0	210cm
DD-106-154-R6	2.3	6	40.0 x 60.0	210cm
DD-108-124-R6	3.0	6	25.0 x 40.0	210cm
DD-108-134-R6	3.0	6	30.0 x 60.0	210cm
DD-108-144-R6	3.0	6	35.0 x 60.0	210cm


Teflontubus, 6-seilig, spiralig, feste Zugstange, drehbar, Kontrastmitteleinspritzung
Teflon tube, 6 wires, spiral, rod, rotatable, double LL

Bestell-Nr. Ordering no.	Tubus Ø mm Tubus Ø mm	Drähte Wires	Körbchen mm Basket mm	Länge Length
DD-116-104-R6	2.3	6	15.0 x 40.0	210cm
DD-116-114-R6	2.3	6	20.0 x 40.0	210cm
DD-116-124-R6	2.3	6	25.0 x 40.0	210cm
DD-116-134-R6	2.3	6	30.0 x 60.0	210cm
DD-116-144-R6	2.3	6	35.0 x 60.0	210cm
DD-116-154-R6	2.3	6	40.0 x 60.0	210cm
DD-118-124-R6	3.0	6	25.0 x 40.0	210cm
DD-118-134-R6	3.0	6	30.0 x 60.0	210cm
DD-118-144-R6	3.0	6	35.0 x 60.0	210cm

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	
DJ-001-011	Handgriff für Körbchen, Hub 100mm Handle for baskets, stroke 100mm	

- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request




Teflontubus, Schnitt 15mm, Kontrastmitteleinspritzung
Teflon tube, cut 15mm, double LL

Bestell-Nr. Ordering no.	Tubus Ø mm Tubus Ø mm	Länge Length	Ausführung Type	Figur Figur
DG-154-004	1.8	210cm	Gerade / Straight	1
DG-154-014	1.8	210cm	Kurz filiform / Short filiform	2
DG-154-024	1.8	210cm	Lang filiform / Long filiform	3
DG-154-034	1.8	210cm	Konischer Metallkopf / Conical metal	4
DG-154-044	1.8	210cm	tip	5
DG-154-054	1.8	210cm	Metallkanüle / Metal cannula	6
DG-154-064	1.8	210cm	Runder Metallkopf / Round metal tip	7
DG-154-074	1.8	210cm	Kurz filiformer Metallkopf / Short filiform metal tip	8
DG-154-084	1.8	210cm	Lang filiformer Metallkopf / Long filiform metal tip	9
DG-154-094	1.8	210cm	Flaschenförmiger Metallkopf /	
DG-154-104	1.8	210cm	Pre-cut / Pre-cut	10
			Pre-cut filiform / Pre-cut filiform	11

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	
DJ-001-009	Handgriff für Papillotome, Hub 50mm, 3mm HF-Anschluss Handle for papillotomes, stroke 50mm, 3mm HF-connector	
DJ-001-010	Handgriff für Papillotome, Hub 50mm, 4mm HF-Anschluss Handle for papillotomes, stroke 50mm, 4mm HF-connector	

- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request




Teflontubus, Schnitt 20mm, Kontrastmitteleinspritzung
Teflon tube, cut 20mm, double LL

Bestell-Nr. Ordering no.	Tubus Ø mm Tubus Ø mm	Länge Length	Ausführung Type	Figur Figur
DG-204-004	1.8	210cm	Gerade / Straight	1
DG-204-014	1.8	210cm	Kurz filiform / Short filiform	2
DG-204-024	1.8	210cm	Lang filiform / Long filiform	3
DG-204-034	1.8	210cm	Konischer Metallkopf / Conical metal	4
DG-204-044	1.8	210cm	tip	5
DG-204-054	1.8	210cm	Metallkanüle / Metal cannula	6
DG-204-064	1.8	210cm	Runder Metallkopf / Round metal tip	7
DG-204-074	1.8	210cm	Kurz filiformer Metallkopf / Short filiform metal tip	8
DG-204-084	1.8	210cm	Lang filiformer Metallkopf / Long filiform metal tip	9
			Flaschenförmiger Metallkopf /	
DG-204-094	1.8	210cm	Pre-cut / Pre-cut	10
DG-204-104	1.8	210cm	Pre-cut filiform / Pre-cut filiform	11

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	
DJ-001-009	Handgriff für Papillotome, Hub 50mm, 3mm HF-Anschluss Handle for papillotomes, stroke 50mm, 3mm HF-connector	
DJ-001-010	Handgriff für Papillotome, Hub 50mm, 4mm HF-Anschluss Handle for papillotomes, stroke 50mm, 4mm HF-connector	

- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request




Teflontubus, Schnitt 25mm, Kontrastmitteleinspritzung
Teflon tube, cut 25mm, double LL

Bestell-Nr. Ordering no.	Tubus Ø mm Tubus Ø mm	Länge Length	Ausführung Type	Figur Figur
DG-254-004	1.8	210cm	Gerade / Straight	1
DG-254-014	1.8	210cm	Kurz filiform / Short filiform	2
DG-254-024	1.8	210cm	Lang filiform / Long filiform	3
DG-254-034	1.8	210cm	Konischer Metallkopf / Conical metal	4
DG-254-044	1.8	210cm	tip	5
DG-254-054	1.8	210cm	Metallkanüle / Metal cannula	6
DG-254-064	1.8	210cm	Runder Metallkopf / Round metal tip	7
DG-254-074	1.8	210cm	Kurz filiformer Metallkopf / Short filiform metal tip	8
DG-254-084	1.8	210cm	Lang filiformer Metallkopf / Long filiform metal tip	9
DG-254-094	1.8	210cm	Pre-cut / Pre-cut	10
DG-254-104	1.8	210cm	Pre-cut filiform / Pre-cut filiform	11

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	
DJ-001-009	Handgriff für Papillotome, Hub 50mm, 3mm HF-Anschluss Handle for papillotomes, stroke 50mm, 3mm HF-connector	
DJ-001-010	Handgriff für Papillotome, Hub 50mm, 4mm HF-Anschluss Handle for papillotomes, stroke 50mm, 4mm HF-connector	

- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request



Teflontubus, Schnitt 30mm, Kontrastmitteleinspritzung
Teflon tube, cut 30mm, double LL


Bestell-Nr. Ordering no.	Tubus Ø mm Tubus Ø mm	Länge Length	Ausführung Type	Figur Figur
DG-304-004	1.8	210cm	Gerade / Straight	1
DG-304-014	1.8	210cm	Kurz filiform / Short filiform	2
DG-304-024	1.8	210cm	Lang filiform /Long filiform	3
DG-304-034	1.8	210cm	Konischer Metallkopf / Conical metal	4
DG-304-044	1.8	210cm	tip	5
DG-304-054	1.8	210cm	Metallkanüle / Metal cannula	6
DG-304-064	1.8	210cm	Runder Metallkopf / Round metal tip	7
DG-304-074	1.8	210cm	Kurz filiformer Metallkopf / Short filiform metal tip	8
DG-304-084	1.8	210cm	Lang filiformer Metallkopf / Long filiform metal tip	9
			Flaschenförmiger Metallkopf /	
DG-304-094	1.8	210cm	Pre-cut / Pre-cut	10
DG-304-104	1.8	210cm	Pre-cut filiform / Pre-cut filiform	11

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
DJ-001-009	Handgriff für Papillotome, Hub 50mm, 3mm HF-Anschluss Handle for papillotomes, stroke 50mm, 3mm HF-connector
DJ-001-010	Handgriff für Papillotome, Hub 50mm, 4mm HF-Anschluss Handle for papillotomes, stroke 50mm, 4mm HF-connector



- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request



Teflontubus, Schnitt 35mm, Kontrastmitteleinspritzung
Teflon tube, cut 35mm, double LL


Bestell-Nr. Ordering no.	Tubus Ø mm Tubus Ø mm	Länge Length	Ausführung Type	Figur Figur
DG-354-004	1.8	210cm	Gerade / Straight	1
DG-354-014	1.8	210cm	Kurz filiform / Short filiform	2
DG-354-024	1.8	210cm	Lang filiform / Long filiform	3
DG-354-034	1.8	210cm	Konischer Metallkopf / Conical metal	4
DG-354-044	1.8	210cm	tip	5
DG-354-054	1.8	210cm	Metallkanüle / Metal cannula	6
DG-354-064	1.8	210cm	Runder Metallkopf / Round metal tip	7
DG-354-074	1.8	210cm	Kurz filiformer Metallkopf / Short filiform metal tip	8
DG-354-084	1.8	210cm	Lang filiformer Metallkopf / Long filiform metal tip	9
DG-354-094	1.8	210cm	Flaschenförmiger Metallkopf /	
DG-354-094	1.8	210cm	Pre-cut / Pre-cut	10
DG-354-104	1.8	210cm	Pre-cut filiform / Pre-cut filiform	11

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
DJ-001-009	Handgriff für Papillotome, Hub 50mm, 3mm HF-Anschluss Handle for papillotomes, stroke 50mm, 3mm HF-connector
DJ-001-010	Handgriff für Papillotome, Hub 50mm, 4mm HF-Anschluss Handle for papillotomes, stroke 50mm, 4mm HF-connector



- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request




Teflontubus, Schnitt 40mm, Kontrastmitteleinspritzung
Teflon tube, cut 40mm, double LL

Bestell-Nr. Ordering no.	Tubus Ø mm Tubus Ø mm	Länge Length	Ausführung Type	Figur Figur
DG-404-004	1.8	210cm	Gerade / Straight	1
DG-404-014	1.8	210cm	Kurz filiform / Short filiform	2
DG-404-024	1.8	210cm	Lang filiform / Long filiform	3
DG-404-034	1.8	210cm	Konischer Metallkopf / Conical metal	4
DG-404-044	1.8	210cm	tip	5
DG-404-054	1.8	210cm	Metallkanüle / Metal cannula	6
DG-404-064	1.8	210cm	Runder Metallkopf / Round metal tip	7
DG-404-074	1.8	210cm	Kurz filiformer Metallkopf / Short filiform metal tip	8
DG-404-084	1.8	210cm	Lang filiformer Metallkopf / Long filiform metal tip	9
			Flaschenförmiger Metallkopf /	
DG-404-094	1.8	210cm	Pre-cut / Pre-cut	10
DG-404-104	1.8	210cm	Pre-cut filiform / Pre-cut filiform	11

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	
DJ-001-009	Handgriff für Papillotome, Hub 50mm, 3mm HF-Anschluss Handle for papillotomes, stroke 50mm, 3mm HF-connector	
DJ-001-010	Handgriff für Papillotome, Hub 50mm, 4mm HF-Anschluss Handle for papillotomes, stroke 50mm, 4mm HF-connector	

- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request



Teflontubus, Kontrastmitteleinspritzung
Teflon tube, double LL


Bestell-Nr. Ordering no.	Tubus Ø mm Tubus Ø mm	Länge Length	Ausführung Type	Figur Figur
DG-003-004	1.6	210cm	Nadel Ø 0.2mm, Länge 4mm Needle Ø 0.2mm, length 4mm	1
DG-003-014	1.6	210cm	Nadel Ø 0.2mm, Länge 5mm Needle Ø 0.2mm, length 5mm	2
DG-003-024	1.6	210cm	Nadel Ø 0.2mm, Länge 6mm Needle Ø 0.2mm, length 6mm	3
DG-003-034	1.6	210cm	Nadel Ø 0.2mm, Länge 8mm Needle Ø 0.2mm, length 8mm	4
DG-003-044	1.6	210cm	Nadel Ø 0.5mm, Länge 4mm Needle Ø 0.5mm, length 4mm	5
DG-003-054	1.6	210cm	Nadel Ø 0.5mm, Länge 5mm Needle Ø 0.5mm, length 5mm	6
DG-003-064	1.6	210cm	Nadel Ø 0.5mm, Länge 6mm Needle Ø 0.5mm, length 6mm	7
DG-003-074	1.6	210cm	Nadel Ø 0.5mm, Länge 8mm Needle Ø 0.5mm, length 8mm	8
DG-004-004	1.8	210cm	Spatel 0.8mm x 0.2mm, Länge 4mm Spatula 0.8mm x 0.2mm, length 4mm	9
DG-004-014	1.8	210cm	Spatel 0.8mm x 0.2mm, Länge 5mm Spatula 0.8mm x 0.2mm, length 5mm	10
DG-004-024	1.8	210cm	Spatel 0.8mm x 0.2mm, Länge 6mm Spatula 0.8mm x 0.2mm, length 6mm	11
DG-004-034	1.8	210cm	Spatel 0.8mm x 0.2mm, Länge 8mm Spatula 0.8mm x 0.2mm, length 8mm	12

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
DJ-001-009	Handgriff für Papillotome, Hub 50mm, 3mm HF-Anschluss Handle for papillotomes, stroke 50mm, 3mm HF-connector
DJ-001-010	Handgriff für Papillotome, Hub 50mm, 4mm HF-Anschluss Handle for papillotomes, stroke 50mm, 4mm HF-connector



- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request



Teflontubus, Kontrastmitteleinspritzung
Teflon tube, double LL

Bestell-Nr. Ordering no.	Tubus Ø mm Tubus Ø mm	Länge Length	Ausführung Type	Figur Figur
DG-004-044	1.8	210cm	Injektion, Nadel Ø 0.6mm, Länge 4mm Injection, needle Ø 0.6mm, length 4mm	1
DG-004-054	1.8	210cm	Injektion, Nadel Ø 0.6mm, Länge 5mm Injection, needle Ø 0.6mm, length 5mm	2
DG-004-064	1.8	210cm	Injektion, Nadel Ø 0.6mm, Länge 6mm Injection, needle Ø 0.6mm, length 6mm	3
DG-004-074	1.8	210cm	Injektion, Nadel Ø 0.6mm, Länge 8mm Injection, needle Ø 0.6mm, length 8mm	4
DG-006-044	2.3	210cm	Injektion, Nadel Ø 0.8mm, Länge 4mm Injection, needle Ø 0.8mm, length 4mm	5
DG-006-054	2.3	210cm	Injektion, Nadel Ø 0.8mm, Länge 5mm Injection, needle Ø 0.8mm, length 5mm	6
DG-006-064	2.3	210cm	Injektion, Nadel Ø 0.8mm, Länge 6mm Injection, needle Ø 0.8mm, length 6mm	7
DG-006-074	2.3	210cm	Injektion, Nadel Ø 0.8mm, Länge 8mm Injection, needle Ø 0.8mm, length 8mm	8

Bestell-Nr.
Ordering no.

Bezeichnung
Description

DJ-001-009

Handgriff für Papillotome, Hub 50mm, 3mm HF-Anschluss
Handle for papillotomes, stroke 50mm, 3mm HF-connector


DJ-001-010

Handgriff für Papillotome, Hub 50mm, 4mm HF-Anschluss
Handle for papillotomes, stroke 50mm, 4mm HF-connector



- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request




Teflontubus, Kontrastmitteleinspritzung
Teflon tube, double LL

Bestell-Nr. Ordering no.	Tubus Ø mm Tubus Ø mm	Länge Length	Ausführung Type	Figur Figur
DG-154-114	1.8	210cm	Schlinge, Schnitt 15mm Snare, cut 15mm	1
DG-204-114	1.8	210cm	Schlinge, Schnitt 20mm Snare, cut 20mm	2
DG-254-114	1.8	210cm	Schlinge, Schnitt 25mm Snare, cut 25mm	3
DG-006-044	2.3	210cm	Schlinge, Schnitt 15mm Snare, cut 15mm	1
DG-006-054	2.3	210cm	Schlinge, Schnitt 20mm Snare, cut 20mm	2
DG-006-064	2.3	210cm	Schlinge, Schnitt 25mm Snare, cut 25mm	3

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	
DJ-001-009	Handgriff für Papillotome, Hub 50mm, 3mm HF-Anschluss Handle for papillotomes, stroke 50mm, 3mm HF-connector	
DJ-001-010	Handgriff für Papillotome, Hub 50mm, 4mm HF-Anschluss Handle for papillotomes, stroke 50mm, 4mm HF-connector	


- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request




**Teflontubus, Schnitt 30mm, distale Spitzenlänge 20mm,
extern Führungsdrahtfähig, Kontrastmitteleinspritzung**
**Teflon tube, cut 30mm, distal tip 20mm,
Extern able for guide wires, double LL**

Bestell-Nr. Ordering no.	Tubus Ø mm Tubus Ø mm	Länge Length	Ausführung Type	Figur Figur
DG-304-104	1.8	210cm	Gerade, doppel LL Straight, double LL	1
DG-304-114	1.8	210cm	Kurz filiform, doppel LL Short filiform, double LL	2
DG-304-124	1.8	210cm	Lang filiform, doppel LL Long filiform, double LL	3
DG-304-134	1.8	210cm	Konischer Metallkopf, doppel LL Conical metal tip, double LL	4
DG-304-144	1.8	210cm	Metallkanüle, doppel LL Metal cannula, double LL	5
DG-304-154	1.8	210cm	Runder Metallkopf, doppel LL Round metal tip, double LL	6
DG-304-164	1.8	210cm	Kurz filiformer Metallkopf, doppel LL Short filiform metal tip, double LL	7
DG-304-174	1.8	210cm	Lang filiformer Metallkopf, doppel LL Long filiform metal tip, double LL	8
DG-304-184	1.8	210cm	Flaschenförmiger Metallkopf, doppel LL Bottle shaped metal tip, double LL	9

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	
DJ-001-009	Handgriff für Papillotome, Hub 50mm, 3mm HF-Anschluss Handle for papillotomes, stroke 50mm, 3mm HF-connector	
DJ-001-010	Handgriff für Papillotome, Hub 50mm, 4mm HF-Anschluss Handle for papillotomes, stroke 50mm, 4mm HF-connector	

- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request




Teflontubus, Schnitt 30mm, doppelumig, Führungsdraht,
Triplex Handstück, Kontrastmitteleinspritzung
Teflon tube, cut 30mm, double lumen, able for guide
wire, Triplex handle, double LL

Bestell-Nr. Ordering no.	Tubus Ø mm Tubus Ø mm	Länge Length	Ausführung Type	Figur Figur
DG-306-004	2.2	210cm	Gerade, doppel LL Straight, double LL	1
DG-306-014	2.2	210cm	Kurz filiform, doppel LL Short filiform, double LL	2
DG-306-024	2.2	210cm	Lang filiform, doppel LL Long filiform, double LL	3
DG-306-104	2.2	210cm	Gerade, doppel LL Straight, double LL	4
DG-306-114	2.2	210cm	Kurz filiform, doppel LL Short filiform, double LL	5
DG-306-124	2.2	210cm	Lang filiform, doppel LL Long filiform, double LL	6
DG-306-134	2.2	210cm	Pre-cut, doppel LL Pre-cut, double LL	7
DG-306-144	2.2	210cm	Pre-cut filiform, doppel LL Pre-cut filiform, double LL	8

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	
DJ-001-009	Handgriff für Papillotome, Hub 50mm, 3mm HF-Anschluss Handle for papillotomes, stroke 50mm, 3mm HF-connector	
DJ-001-010	Handgriff für Papillotome, Hub 50mm, 4mm HF-Anschluss Handle for papillotomes, stroke 50mm, 4mm HF-connector	

- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request



Teflontubus, mit Mandrin, Kontrastmitteleinspritzung
Teflon tube, with mandrin, double LL


Bestell-Nr. Ordering no.	Tubus Ø mm Tubus Ø mm	Länge Length	Ausführung Type	Figur Figur
DF-023-004	1.6	210cm	Gerade / Straight	1
DF-023-014	1.6	210cm	Kurz filiform / Short filiform	2
DF-023-024	1.6	210cm	Lang filiform / Long filiform	3
DF-023-034	1.6	210cm	Konischer Metallkopf / Conical metal tip	4
DF-023-044	1.6	210cm	Metallkanüle / Metal cannula	5
DF-023-054	1.6	210cm	Runder Metallkopf / Round metal tip	6
DF-023-064	1.6	210cm	Kurz filiformer Metallkopf / Short filiform metal tip	7
DF-023-074	1.6	210cm	Lang filiformer Metallkopf / Long filiform metal tip	8
DF-023-084	1.6	210cm	Flaschenförm. Metallkopf / Bottle shaped metal tip	9
DF-024-004	1.8	210cm	Gerade / Straight	1
DF-024-014	1.8	210cm	Kurz filiform / Short filiform	2
DF-024-024	1.8	210cm	Lang filiform / Long filiform	3
DF-024-034	1.8	210cm	Konischer Metallkopf / Conical metal tip	4
DF-024-054	1.8	210cm	Runder Metallkopf / Round metal tip	6
DF-024-064	1.8	210cm	Kurz filiformer Metallkopf / Short filiform metal tip	7
DF-024-074	1.8	210cm	Lang filiformer Metallkopf / Long filiform metal tip	8
DF-024-084	1.8	210cm	Flaschenförm. Metallkopf / Bottle shaped metal tip	9

Teflontubus, mit Mandrin, Kontrastmitteleinspritzung, röntgengdicht
Teflon tube, with mandrin, double LL, X-ray airtight

Bestell-Nr. Ordering no.	Tubus Ø mm Tubus Ø mm	Länge Length	Ausführung Type	Figur Figur
DF-004-004-B	1.8	210cm	Standard Metallrohr innen / Strd. metal pipe inside	1
DF-004-014-B	1.8	210cm	Kurz filiformes Metallrohr / Short filiform metal pipe	2
DF-004-024-B	1.8	210cm	Konischer Metallkopf / Conical metal tip	4
DF-004-034-B	1.8	210cm	Flaschenförm. Metallkopf / Bottle shaped metal tip	9
DF-006-004-B	2.3	210cm	Standard Metallrohr innen / Strd. metal pipe inside	1
DF-006-014-B	2.3	210cm	Kurz filiformes Metallrohr / Short filiform metal pipe	2
DF-006-024-B	2.3	210cm	Konischer Metallkopf / Conical metal tip	4
DF-006-034-B	2.3	210cm	Flaschenförm. Metallkopf / Bottle shaped metal tip	9

- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request




Teflontubus, mit Mandrin, Kontrastmitteleinspritzung
Teflon tube, with mandrin, double LL

Bestell-Nr. Ordering no.	Tubus Ø mm Tubus Ø mm	Länge Length	Ausführung Type	Figur Figur
DF-013-004	1.6	210cm	Gerade / Straight	1
DF-013-014	1.6	210cm	Kurz filiiform / Short filiiform	2
DF-013-024	1.6	210cm	Lang filiiform / Long filiiform	3
DF-013-034	1.6	210cm	Konischer Metallkopf Conical metal tip	4
DF-013-044	1.6	210cm	Metallkanüle Metal cannula	5
DF-013-054	1.6	210cm	Runder Metallkopf Round metal tip	6
DF-013-064	1.6	210cm	Kurz filiiformer Metallkopf Short filiiform metal tip	7
DF-013-074	1.6	210cm	Lang filiiformer Metallkopf Long filiiform metal tip	8
DF-013-084	1.6	210cm	Flaschenförmiger Metallkopf Bottle shaped metal tip	9
DF-014-004	1.8	210cm	Gerade / Straight	1
DF-014-014	1.8	210cm	Kurz filiiform / Short filiiform	2
DF-014-024	1.8	210cm	Lang filiiform / Long filiiform	3
DF-014-034	1.8	210cm	Konischer Metallkopf Conical metal tip	4
DF-014-054	1.8	210cm	Runder Metallkopf Round metal tip	6
DF-014-064	1.8	210cm	Kurz filiiformer Metallkopf Short filiiform metal tip	7
DF-014-074	1.8	210cm	Lang filiiformer Metallkopf Long filiiform metal tip	8
DF-014-084	1.8	210cm	Flaschenförmiger Metallkopf Bottle shaped metal tip	9

**Führungsdrahtfähig
Able for guide wire**

- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request




Teflontubus, mit Mandrin, Kontrastmitteleinspritzung
Teflon tube, with mandrin, double LL

Bestell-Nr. Ordering no.	Tubus Ø mm Tubus Ø mm	Länge Length	Ausführung Type	Figur Figur
DF-003-004	1.6	210cm	Gerade / Straight	1
DF-003-014	1.6	210cm	Kurz filiform / Short filiform	2
DF-003-024	1.6	210cm	Lang filiform / Long filiform	3
DF-003-034	1.6	210cm	Konischer Metallkopf Conical metal tip	4
DF-003-044	1.6	210cm	Metallkanüle Metal cannula	5
DF-003-054	1.6	210cm	Runder Metallkopf Round metal tip	6
DF-003-064	1.6	210cm	Kurz filiformer Metallkopf Short filiform metal tip	7
DF-003-074	1.6	210cm	Lang filiformer Metallkopf Long filiform metal tip	8
DF-003-084	1.6	210cm	Flaschenförmiger Metallkopf Bottle shaped metal tip	9
DF-004-004	1.8	210cm	Gerade / Straight	1
DF-004-014	1.8	210cm	Kurz filiform / Short filiform	2
DF-004-024	1.8	210cm	Lang filiform / Long filiform	3
DF-004-034	1.8	210cm	Konischer Metallkopf Conical metal tip	4
DF-004-054	1.8	210cm	Runder Metallkopf Round metal tip	6
DF-004-064	1.8	210cm	Kurz filiformer Metallkopf Short filiform metal tip	7
DF-004-074	1.8	210cm	Lang filiformer Metallkopf Long filiform metal tip	8
DF-004-084	1.8	210cm	Flaschenförmiger Metallkopf Bottle shaped metal tip	9

**Führungsdrahtfähig
Able for guide wire**

- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request



Teflontubus, asymmetrisch
Teflon tube, asymmetric

Bestell-Nr. Ordering no.	Tubus Ø mm Tubus Ø mm	Schlinge Ø mm Loop Ø mm	Länge Length
DE-036-152	2.3	15.0	160cm
DE-036-154	2.3	15.0	230cm
DE-036-202	2.3	20.0	160cm
DE-036-204	2.3	20.0	230cm
DE-036-252	2.3	25.0	160cm
DE-036-254	2.3	25.0	230cm
DE-036-302	2.3	30.0	160cm
DE-036-304	2.3	30.0	230cm
DE-036-402	2.3	40.0	160cm
DE-036-404	2.3	40.0	230cm
DE-036-602	2.3	60.0	160cm
DE-036-604	2.3	60.0	230cm

Bestell-Nr.
Ordering no.

Bezeichnung
Description


DJ-001-001

Handgriff für Polypektomieschlingen, Hub 100mm, 3mm HF-Anschluss
Handle for polypectomy loops, stroke 100mm, 3mm HF-connector



- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request



Teflontubus, asymmetrisch, isolierte Spitze
Teflon tube, asymmetric, insulated tip

Bestell-Nr. Ordering no.	Tubus Ø mm Tubus Ø mm	Schlinge Ø mm Loop Ø mm	Länge Length
DE-036-152-I	2.3	15.0	160cm
DE-036-154-I	2.3	15.0	230cm
DE-036-202-I	2.3	20.0	160cm
DE-036-204-I	2.3	20.0	230cm
DE-036-252-I	2.3	25.0	160cm
DE-036-254-I	2.3	25.0	230cm
DE-036-302-I	2.3	30.0	160cm
DE-036-304-I	2.3	30.0	230cm
DE-036-402-I	2.3	40.0	160cm
DE-036-404-I	2.3	40.0	230cm
DE-036-602-I	2.3	60.0	160cm
DE-036-604-I	2.3	60.0	230cm

Bestell-Nr.
Ordering no.

Bezeichnung
Description


DJ-001-001

Handgriff für Polypektomieschlingen, Hub 100mm, 3mm HF-Anschluss
Handle for polypectomy loops, stroke 100mm, 3mm HF-connector



- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request



Teflontubus, asymmetrisch, drehbar
Teflon tube, asymmetric, rotatable

Bestell-Nr. Ordering no.	Tubus Ø mm Tubus Ø mm	Schlinge Ø mm Loop Ø mm	Länge Length
DE-036-152-R	2.3	15.0	160cm
DE-036-154-R	2.3	15.0	230cm
DE-036-202-R	2.3	20.0	160cm
DE-036-204-R	2.3	20.0	230cm
DE-036-252-R	2.3	25.0	160cm
DE-036-254-R	2.3	25.0	230cm
DE-036-302-R	2.3	30.0	160cm
DE-036-304-R	2.3	30.0	230cm
DE-036-402-R	2.3	40.0	160cm
DE-036-404-R	2.3	40.0	230cm
DE-036-602-R	2.3	60.0	160cm
DE-036-604-R	2.3	60.0	230cm

Bestell-Nr.
Ordering no.

Bezeichnung
Description


DJ-001-001

Handgriff für Polypektomieschlingen, Hub 100mm, 3mm HF-Anschluss
Handle for polypectomy loops, stroke 100mm, 3mm HF-connector



- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request



Teflontubus, asymmetrisch, isolierte Spitze, drehbar
Teflon tube, asymmetric, insulated tip, rotatable

Bestell-Nr. Ordering no.	Tubus Ø mm Tubus Ø mm	Schlinge Ø mm Loop Ø mm	Länge Length
DE-036-152-IR	2.3	15.0	160cm
DE-036-154-IR	2.3	15.0	230cm
DE-036-202-IR	2.3	20.0	160cm
DE-036-204-IR	2.3	20.0	230cm
DE-036-252-IR	2.3	25.0	160cm
DE-036-254-IR	2.3	25.0	230cm
DE-036-302-IR	2.3	30.0	160cm
DE-036-304-IR	2.3	30.0	230cm
DE-036-402-IR	2.3	40.0	160cm
DE-036-404-IR	2.3	40.0	230cm
DE-036-602-IR	2.3	60.0	160cm
DE-036-604-IR	2.3	60.0	230cm

Bestell-Nr.
Ordering no.

Bezeichnung
Description


DJ-001-001

Handgriff für Polypektomieschlingen, Hub 100mm, 3mm HF-Anschluss
Handle for polypectomy loops, stroke 100mm, 3mm HF-connector



- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request



Teflontubus, oval
Teflon tube, oval

Bestell-Nr. Ordering no.	Tubus Ø mm Tubus Ø mm	Schlinge Ø mm Loop Ø mm	Länge Length
DE-006-152	2.3	15.0	160cm
DE-006-154	2.3	15.0	230cm
DE-006-202	2.3	20.0	160cm
DE-006-204	2.3	20.0	230cm
DE-006-252	2.3	25.0	160cm
DE-006-254	2.3	25.0	230cm
DE-006-302	2.3	30.0	160cm
DE-006-304	2.3	30.0	230cm
DE-006-402	2.3	40.0	160cm
DE-006-404	2.3	40.0	230cm

Bestell-Nr.
Ordering no.

Bezeichnung
Description


DJ-001-001

Handgriff für Polypektomieschlingen, Hub 100mm, 3mm HF-Anschluss
Handle for polypectomy loops, stroke 100mm, 3mm HF-connector



- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request




Teflontubus, oval, isolierte Spitze
Teflon tube, oval, insulated tip

Bestell-Nr. Ordering no.	Tubus Ø mm Tubus Ø mm	Schlinge Ø mm Loop Ø mm	Länge Length
DE-006-152-I	2.3	15.0	160cm
DE-006-154-I	2.3	15.0	230cm
DE-006-202-I	2.3	20.0	160cm
DE-006-204-I	2.3	20.0	230cm
DE-006-252-I	2.3	25.0	160cm
DE-006-254-I	2.3	25.0	230cm
DE-006-302-I	2.3	30.0	160cm
DE-006-304-I	2.3	30.0	230cm
DE-006-402-I	2.3	40.0	160cm
DE-006-404-I	2.3	40.0	230cm

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	
DJ-001-001	Handgriff für Polypektomieschlingen, Hub 100mm, 3mm HF-Anschluss Handle for polypectomy loops, stroke 100mm, 3mm HF-connector	

- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request



Teflontubus, oval, drehbar
Teflon tube, oval, rotatable

Bestell-Nr. Ordering no.	Tubus Ø mm Tubus Ø mm	Schlinge Ø mm Loop Ø mm	Länge Length
DE-006-152-R	2.3	15.0	160cm
DE-006-154-R	2.3	15.0	230cm
DE-006-202-R	2.3	20.0	160cm
DE-006-204-R	2.3	20.0	230cm
DE-006-252-R	2.3	25.0	160cm
DE-006-254-R	2.3	25.0	230cm
DE-006-302-R	2.3	30.0	160cm
DE-006-304-R	2.3	30.0	230cm
DE-006-402-R	2.3	40.0	160cm
DE-006-404-R	2.3	40.0	230cm

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
-----------------------------	----------------------------


DJ-001-001

Handgriff für Polypektomieschlingen, Hub 100mm, 3mm HF-Anschluss
Handle for polypectomy loops, stroke 100mm, 3mm HF-connector



- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request




Teflontubus, oval, isolierte Spitze, drehbar
Teflon tube, oval, insulated tip, rotatable

Bestell-Nr. Ordering no.	Tubus Ø mm Tubus Ø mm	Schlinge Ø mm Loop Ø mm	Länge Length
DE-006-152-IR	2.3	15.0	160cm
DE-006-154-IR	2.3	15.0	230cm
DE-006-202-IR	2.3	20.0	160cm
DE-006-204-IR	2.3	20.0	230cm
DE-006-252-IR	2.3	25.0	160cm
DE-006-254-IR	2.3	25.0	230cm
DE-006-302-IR	2.3	30.0	160cm
DE-006-304-IR	2.3	30.0	230cm
DE-006-402-IR	2.3	40.0	160cm
DE-006-404-IR	2.3	40.0	230cm

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	
DJ-001-001	Handgriff für Polypektomieschlingen, Hub 100mm, 3mm HF-Anschluss Handle for polypectomy loops, stroke 100mm, 3mm HF-connector	

- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request



Teflontubus, crescent
Teflon tube, crescent

Bestell-Nr. Ordering no.	Tubus Ø mm Tubus Ø mm	Schlinge Ø mm Loop Ø mm	Länge Length
DE-016-152	2.3	15.0	160cm
DE-016-154	2.3	15.0	230cm
DE-016-202	2.3	20.0	160cm
DE-016-204	2.3	20.0	230cm
DE-016-252	2.3	25.0	160cm
DE-016-254	2.3	25.0	230cm
DE-016-302	2.3	30.0	160cm
DE-016-304	2.3	30.0	230cm
DE-016-402	2.3	40.0	160cm
DE-016-404	2.3	40.0	230cm

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
-----------------------------	----------------------------

DJ-001-001

Handgriff für Polypektomieschlingen, Hub 100mm, 3mm HF-Anschluss
Handle for polypectomy loops, stroke 100mm, 3mm HF-connector



- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request




Teflontubus, crescent, isolierte Spitze
Teflon tube, crescent, insulated tip

Bestell-Nr. Ordering no.	Tubus Ø mm Tubus Ø mm	Schlinge Ø mm Loop Ø mm	Länge Length
DE-016-152-I	2.3	15.0	160cm
DE-016-154-I	2.3	15.0	230cm
DE-016-202-I	2.3	20.0	160cm
DE-016-204-I	2.3	20.0	230cm
DE-016-252-I	2.3	25.0	160cm
DE-016-254-I	2.3	25.0	230cm
DE-016-302-I	2.3	30.0	160cm
DE-016-304-I	2.3	30.0	230cm
DE-016-402-I	2.3	40.0	160cm
DE-016-404-I	2.3	40.0	230cm

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	
DJ-001-001	Handgriff für Polypektomieschlingen, Hub 100mm, 3mm HF-Anschluss Handle for polypectomy loops, stroke 100mm, 3mm HF-connector	

- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request



Teflontubus, crescent, drehbar
Teflon tube, crescent, rotatable

Bestell-Nr. Ordering no.	Tubus Ø mm Tubus Ø mm	Schlinge Ø mm Loop Ø mm	Länge Length
DE-016-152-R	2.3	15.0	160cm
DE-016-154-R	2.3	15.0	230cm
DE-016-202-R	2.3	20.0	160cm
DE-016-204-R	2.3	20.0	230cm
DE-016-252-R	2.3	25.0	160cm
DE-016-254-R	2.3	25.0	230cm
DE-016-302-R	2.3	30.0	160cm
DE-016-304-R	2.3	30.0	230cm
DE-016-402-R	2.3	40.0	160cm
DE-016-404-R	2.3	40.0	230cm

Bestell-Nr.
Ordering no.

Bezeichnung
Description

DJ-001-001

Handgriff für Polypektomieschlingen, Hub 100mm, 3mm HF-Anschluss
Handle for polypectomy loops, stroke 100mm, 3mm HF-connector



- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request




Teflontubus, crescent, isolierte Spitze, drehbar
Teflon tube, crescent, insulated tip, rotatable

Bestell-Nr. Ordering no.	Tubus Ø mm Tubus Ø mm	Schlinge Ø mm Loop Ø mm	Länge Length
DE-016-152-IR	2.3	15.0	160cm
DE-016-154-IR	2.3	15.0	230cm
DE-016-202-IR	2.3	20.0	160cm
DE-016-204-IR	2.3	20.0	230cm
DE-016-252-IR	2.3	25.0	160cm
DE-016-254-IR	2.3	25.0	230cm
DE-016-302-IR	2.3	30.0	160cm
DE-016-304-IR	2.3	30.0	230cm
DE-016-402-IR	2.3	40.0	160cm
DE-016-404-IR	2.3	40.0	230cm

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	
DJ-001-001	Handgriff für Polypektomieschlingen, Hub 100mm, 3mm HF-Anschluss Handle for polypectomy loops, stroke 100mm, 3mm HF-connector	

- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request



Teflontubus, hexagonal
Teflon tube, hexagonal

Bestell-Nr. Ordering no.	Tubus Ø mm Tubus Ø mm	Schlinge Ø mm Loop Ø mm	Länge Length
DE-026-152	2.3	15.0	160cm
DE-026-154	2.3	15.0	230cm
DE-026-202	2.3	20.0	160cm
DE-026-204	2.3	20.0	230cm
DE-026-252	2.3	25.0	160cm
DE-026-254	2.3	25.0	230cm
DE-026-302	2.3	30.0	160cm
DE-026-304	2.3	30.0	230cm
DE-026-402	2.3	40.0	160cm
DE-026-404	2.3	40.0	230cm

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
-----------------------------	----------------------------


DJ-001-001

Handgriff für Polypektomieschlingen, Hub 100mm, 3mm HF-Anschluss
Handle for polypectomy loops, stroke 100mm, 3mm HF-connector



- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request




Teflontubus, hexagonal, isolierte Spitze
Teflon tube, hexagonal, insulated tip

Bestell-Nr. Ordering no.	Tubus Ø mm Tubus Ø mm	Schlinge Ø mm Loop Ø mm	Länge Length
DE-026-152-I	2.3	15.0	160cm
DE-026-154-I	2.3	15.0	230cm
DE-026-202-I	2.3	20.0	160cm
DE-026-204-I	2.3	20.0	230cm
DE-026-252-I	2.3	25.0	160cm
DE-026-254-I	2.3	25.0	230cm
DE-026-302-I	2.3	30.0	160cm
DE-026-304-I	2.3	30.0	230cm
DE-026-402-I	2.3	40.0	160cm
DE-026-404-I	2.3	40.0	230cm

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	
DJ-001-001	Handgriff für Polypektomieschlingen, Hub 100mm, 3mm HF-Anschluss Handle for polypectomy loops, stroke 100mm, 3mm HF-connector	

- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request



Teflontubus, drehbar
Teflon tube, rotatable

Bestell-Nr. Ordering no.	Tubus Ø mm Tubus Ø mm	Schlinge Ø mm Loop Ø mm	Länge Length
DE-026-152-R	2.3	15.0	160cm
DE-026-154-R	2.3	15.0	230cm
DE-026-202-R	2.3	20.0	160cm
DE-026-204-R	2.3	20.0	230cm
DE-026-252-R	2.3	25.0	160cm
DE-026-254-R	2.3	25.0	230cm
DE-026-302-R	2.3	30.0	160cm
DE-026-304-R	2.3	30.0	230cm
DE-026-402-R	2.3	40.0	160cm
DE-026-404-R	2.3	40.0	230cm

Bestell-Nr.
Ordering no.

Bezeichnung
Description


DJ-001-001

Handgriff für Polypektomieschlingen, Hub 100mm, 3mm HF-Anschluss
Handle for polypectomy loops, stroke 100mm, 3mm HF-connector



- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request




Teflontubus, hexagonal, isolierte Spitze, drehbar
Teflon tube, hexagonal, insulated tip, rotatable

Bestell-Nr. Ordering no.	Tubus Ø mm Tubus Ø mm	Schlinge Ø mm Loop Ø mm	Länge Length
DE-026-152-IR	2.3	15.0	160cm
DE-026-154-IR	2.3	15.0	230cm
DE-026-202-IR	2.3	20.0	160cm
DE-026-204-IR	2.3	20.0	230cm
DE-026-252-IR	2.3	25.0	160cm
DE-026-254-IR	2.3	25.0	230cm
DE-026-302-IR	2.3	30.0	160cm
DE-026-304-IR	2.3	30.0	230cm
DE-026-402-IR	2.3	40.0	160cm
DE-026-404-IR	2.3	40.0	230cm

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	
DJ-001-001	Handgriff für Polypektomieschlingen, Hub 100mm, 3mm HF-Anschluss Handle for polypectomy loops, stroke 100mm, 3mm HF-connector	

- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request



**Wilkatze, knickstabiler Nitinol-Wechsel-Führungsdraht,
Teflonbeschichtung gestreift, hochflexible Spitze, hohe Gleitfähigkeit**
**Wildcat, antikink nitinol exchange guide wire, Teflon coat striped,
high flexible tip, hydrofile**

Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Inch Ø inch	Länge Length	Ausführung Type	Figur Figur
DJ-005-001	0.035	480cm	Nitinol, Teflon, zebrato ISO	1
DJ-005-002	0.035	480cm	Nitinol, Teflon, zebrato ISO	2
DJ-005-003	0.025	480cm	Nitinol, Teflon, zebrato ISO	1
DJ-005-004	0.025	480cm	Nitinol, Teflon, zebrato ISO	2
DJ-005-005	0.035	480cm	Stahl, grün beschichtet Steel, green coated	3

Ballonkatheter
Balloon catheters

Bestell-Nr. Ordering no.	Ø mm Ø mm	Länge Length	Ballon Ø mm Balloon Ø mm	Für Führungsdraht For guide wire	Figur Figur
DJ-006-001	1.8	200cm	9.0	0.025 Inch	4
DJ-006-002	2.3	200cm	13.0	0.035 Inch	4

- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request



Zytologiebürsten
Cytology brushes


Bestell-Nr. Ordering no.	Ø mm Ø mm	Ø Bürste mm Ø brush mm	Länge Length
DK-004-001	1.8	2.0mm	120cm
DK-006-004	1.8	2.5mm	120cm

Bestell-Nr.
Ordering no.

Bezeichnung
Description

DJ-001-012

Handgriff für Zytologiebürsten, Hub 50mm
Handle for cytology brushes, stroke 50mm



Ventilreinigungsbürsten
Valve cleaning brushes

Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Bürste mm Ø brush mm	Länge Length	Figur Figur
DK-010-001	10.0 x 40.0	10cm	1
DK-010-002	12.0 x 45.0	12cm	2
DK-010-003	16.0 x 20.0	13cm	3

- Alle Instrumente autoklavierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

- All instruments autoclavable
- Special length on request



Doppelreinigungsbürsten, Metallkugel, Metallspirale
Double cleaning brush, metal ball, metal coil

Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Spirale mm Ø coil mm	Ø Bürste mm Ø brush mm	Länge Length
DK-004-021	1.9	3.0 x 10.0	100cm
DK-004-022	1.9	3.0 x 10.0	160cm
DK-004-023	1.9	3.0 x 10.0	180cm
DK-004-024	1.9	3.0 x 10.0	230cm
DK-004-031	1.9	4.0 x 10.0	100cm
DK-004-032	1.9	4.0 x 10.0	160cm
DK-004-033	1.9	4.0 x 10.0	180cm
DK-004-034	1.9	4.0 x 10.0	230cm
DK-004-041	1.9	5.0 x 10.0	100cm
DK-004-042	1.9	5.0 x 10.0	160cm
DK-004-043	1.9	5.0 x 10.0	180cm
DK-004-044	1.9	5.0 x 10.0	230cm

- Alle Instrumente autoklavierbar

- All instruments autoclavable

Handgriffe für Polypektomieschlingen, HF-Anschluss kompatibel Olympus / Fujinon
Handles for polypectomy loops, HF-connector compatible Olympus / Fujinon

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	
DJ-001-001	Handgriff für Polypektomieschlingen, Hub 100mm, 3mm HF-Anschluss Handle for polypectomy loops, stroke 100mm, 3mm HF-connector	
DJ-001-002	Handgriff für Polypektomieschlingen, Hub 120mm, 3mm HF-Anschluss Handle for polypectomy loops, stroke 120mm, 3mm HF-connector	
DJ-001-003	Handgriff für Polypektomieschlingen, Hub 150mm, 3mm HF-Anschluss Handle for polypectomy loops, stroke 150mm, 3mm HF-connector	
DJ-001-004	Handgriff für Polypektomieschlingen, Hub 200mm, 3mm HF-Anschluss Handle for polypectomy loops, stroke 200mm, 3mm HF-connector	

Handgriffe für Polypektomieschlingen, HF-Anschluss Banane
Handles for polypectomy loops, HF-connector banana

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	
DJ-001-005	Handgriff für Polypektomieschlingen, Hub 100mm, 4mm HF-Anschluss Handle for polypectomy loops, stroke 100mm, 4mm HF-connector	
DJ-001-006	Handgriff für Polypektomieschlingen, Hub 120mm, 4mm HF-Anschluss Handle for polypectomy loops, stroke 120mm, 4mm HF-connector	
DJ-001-007	Handgriff für Polypektomieschlingen, Hub 150mm, 4mm HF-Anschluss Handle for polypectomy loops, stroke 150mm, 4mm HF-connector	
DJ-001-008	Handgriff für Polypektomieschlingen, Hub 200mm, 4mm HF-Anschluss Handle for polypectomy loops, stroke 200mm, 4mm HF-connector	

• Alle Instrumente autoklavierbar

• All instruments autoclavable

Handgriff für Papillotome, HF-Anschluss kompatibel Olympus / Fujinon
Handle for papillotomes, HF-connector compatible Olympus / Fujinon

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	
DJ-001-009	Handgriff für Papillotome, Hub 50mm, 3mm HF-Anschluss Handle for papillotomes, stroke 50mm, 3mm HF-connector	

Handgriff für Papillotome, HF-Anschluss Banane
Handle for papillotomes, HF-connector banana

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	
DJ-001-010	Handgriff für Papillotome, Hub 50mm, 4mm HF-Anschluss Handle for papillotomes, stroke 50mm, 4mm HF-connector	

Handgriff für Körbchen
Handle for baskets

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	
DJ-001-011	Handgriff für Körbchen, Hub 100mm Handle for baskets, stroke 100mm	

Handgriff für Hot Biopsiezangen, HF-Anschluss kompatibel Olympus / Fujinon
Handle for Hot biopsy forceps, HF-connector compatible Olympus / Fujinon

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	
DJ-001-013	Handgriff für Hot Biopsiezangen, Hub 50mm, 3mm HF-Anschluss Handle for Hot biopsy forceps, stroke 50mm, 3mm HF-connector	

Handgriff für Hot Biopsiezangen, HF-Anschluss Banane
Handle for Hot biopsy forceps, HF-connector banana

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	
DJ-001-014	Handgriff für Hot Biopsiezangen, Hub 50mm, 4mm HF-Anschluss Handle for Hot biopsy forceps, stroke 50mm, 4mm HF-connector	

• Alle Instrumente autoklavierbar

• All instruments autoclavable


Handgriff für Zytologiebürsten
Handles for cytology brushes

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	
DJ-001-012	Handgriff für Zytologiebürsten, Hub 50mm Handle for cytology brushes, stroke 50mm	

Handgriff für Polypengreifer
Handles for polyp retriever

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	
DJ-001-015	Handgriff für Polypengreifer, Hub 50mm Handle for polyp retriever, stroke 50mm	

HF-Kabel, silikonverstärkt, hochflexibel, schutzisoliert
HF-cable, silicone reinforced, high flexible, insulated



Bestell-Nr. Ordering no.	Griffseite Handle side	Geräteseite Unit side	Länge Length	Figur Figur
DJ-002-001	4mm Banane / banana	4mm Banane / banana	250cm	1
DJ-002-002	4mm Banane / banana	4mm Banane / banana	250cm	1
DJ-002-003	3mm Olympus, Fujinon	4mm Banane / banana	250cm	2
DJ-002-004	4mm Banane / banana	PDS	250cm	3
DJ-002-005	3mm Olympus, Fujinon	PDS	250cm	4
DJ-002-006	3mm Olympus, Fujinon	8mm	250cm	5

• Alle Instrumente autoklavierbar

• All instruments autoclavable

**ERCP Druckkolben
ERCP pressure stroke**

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	
DJ-001-000	ERCP Druckkolben zur Kontrastmitteleinspritzung, LL System ERCP pressure stroke for contrast medium, LL system	

**Mundstück für Erwachsene, weiss, Latexfrei, unsteril
Mouth guard for adults, white, latex free, non sterile**

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	
DJ-010-001	Mundstück mit Fixierungsband, 100 Stück / Box Mouth guard with fixation band, 100 pcs. / box	
DJ-010-002	Mundstück mit Stoff-Fixierungsband, 100 Stück / Box Mouth guard with cotton fixation band, 100 pcs. / box	

Handgriffe für Einwegartikel
Handles for single use items



Einweg Steinfänger-Polypenfangkörbchen, hexagonal, Kontrastmitteleinspritzung, mit Griff
Single use stone-polyp baskets, hexagonal, double LL, with handle

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	
DD-004-034-S	4 Drähte, 30 x 60mm, Teflontubus Ø 1.8mm, Länge 230cm 4 wires, 30 x 60mm, teflon tube Ø 1.8mm, length 230cm	
DD-006-034-S	4 Drähte, 30 x 60mm, Teflontubus Ø 2.3mm, Länge 230cm 4 wires, 30 x 60mm, teflon tube Ø 2.3mm, length 230cm	



Einweg Nitinolkörbchen, hexagonal, Kontrastmitteleinspritzung, mit Griff
Single use nitinol baskets, hexagonal, double LL, with handle

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	
DD-004-034-NS	4 Drähte, 30 x 60mm, Teflontubus Ø 1.8mm, Länge 230cm 4 wires, 30 x 60mm, teflon tube Ø 1.8mm, length 230cm	
DD-006-034-NS	4 Drähte, 30 x 60mm, Teflontubus Ø 2.3mm, Länge 230cm 4 wires, 30 x 60mm, teflon tube Ø 2.3mm, length 230cm	


Einweg Sklerosierungsnadeln, Nadellänge 5.0mm
Single use sclerotherapy needles, needle length 5.0mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	
DH-006-004-S	Nadel Ø 0.5mm, Teflontubus Ø 2.3mm, Länge 230cm Needle Ø 0.5mm, teflon tube Ø 2.3mm, length 230cm	
DH-006-014-S	Nadel Ø 0.7mm, Teflontubus Ø 2.3mm, Länge 230cm Needle Ø 0.7mm, teflon tube Ø 2.3mm, length 230cm	
DH-006-024-S	Nadel Ø 0.9mm, Teflontubus Ø 2.3mm, Länge 230cm Needle Ø 0.9mm, teflon tube Ø 2.3mm, length 230cm	
DH-006-034-S	Nadel Ø 0.5mm, Tefl.tub. Ø 2.3mm, L 230cm, Hystoacryl resistent Needle Ø 0.5mm, tefl. tube Ø 2.3mm, l 230cm, Hystoacryl resistent	
DH-006-044-S	Nadel Ø 0.7mm, Tefl.tub. Ø 2.3mm, L 230cm, Hystoacryl resistent Needle Ø 0.7mm, tefl. tube Ø 2.3mm, l 230cm, Hystoacryl resistent	
DH-006-054-S	Nadel Ø 0.9mm, Tefl.tub. Ø 2.3mm, L 230cm, Hystoacryl resistent Needle Ø 0.9mm, tefl. tube Ø 2.3mm, l 230cm, Hystoacryl resistent	

Einweg ERCP Katheter, röntgendicht, mit Mandrin, Kontr.mitteleinspr., für Führungsdraht 0.035 Inch
Single use ERCP catheters, X-ray airtight, with mandrin, double LL, for guide wire 0.035 inch

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	
DF-004-014-S	Kurz filiform, Teflontubus Ø 1.8mm, Länge 210cm Short filiform, teflon tube Ø 1.8mm, length 210cm	
DF-004-034-S	Flaschenförmiger Metallkopf, Teflontubus Ø 1.8mm, Länge 210cm Bottle top shaped metal tip, teflon tube Ø 1.8mm, length 210cm	
DF-006-044-S	3 Lumen, kurz filiform, Teflontubus Ø 2.3mm, Länge 210cm 3 lumen, short filiform, teflon tube Ø 2.3mm, length 210cm	


Einweg Papillotome, verjüngte Spitze, Nadellänge 5.0mm, mit Griff 3mm HF-Anschluss
Single use papillotomes, tapered tip, needle length 5.0mm, with handle 3mm HF-connector

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	
DG-204-014-S	Schnitt 20mm, Teflontubus Ø 1.8mm, Länge 210cm Cut 20mm, teflon tube Ø 1.8mm, length 210cm	
DG-254-004-S	Schnitt 25mm, Teflontubus Ø 1.8mm, Länge 210cm Cut 25mm, teflon tube Ø 1.8mm, length 210cm	
DG-304-004-S	Schnitt 30mm, Teflontubus Ø 1.8mm, Länge 210cm Cut 30mm, teflon tube Ø 1.8mm, length 210cm	
DG-006-054-S	3 Lumen, Schnitt 30mm, 2 lumiger Teflontubus Ø 2.3mm, Länge 210cm 3 lumen, cut 30mm, double lumen teflon tube Ø 2.3mm, length 210cm	

Einweg Nadelpapillotom, verjüngte Spitze, Nadellänge 6.0mm, mit Griff 3mm HF-Anschluss
Single use papillotomes, tapered tip, needle length 5.0mm, with handle 3mm HF-connector

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	
DG-006-064-S	3 Lumen, Nadel Ø 0.2mm, Teflontubus Ø 2.3mm, Länge 210cm 3 lumen, needle Ø 0.2mm, teflon tube Ø 2.3mm, length 210cm	


Einweg Polypektomieschlingen, Teflontubus Ø 2.3mm, mit Griff 3mm HF-Anschluss
Single use polypectomy loops, teflon tube Ø 2.3mm, with handle 3mm HF-connector

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	
DE-006-204-S	Oval klein, 20 x 40mm, Länge 230cm Oval small, 20 x 40mm, length 230cm	
DE-006-304-S	Oval groß, 30 x 60mm, Länge 230cm Oval large, 30 x 60mm, length 230cm	
DE-026-304-S	Hexagonal, 30 x 60mm, Länge 230cm Hexagonal, 30 x 60mm, length 230cm	
DE-016-304-S	Crescent, 30 x 60mm, Länge 230cm Crescent, 30 x 60mm, length 230cm	
DE-006-104-S	Mini, 10 x 40mm, Länge 230cm Mini, 10 x 40mm, length 230cm	
DE-106-204-S	Oval klein, 20 x 40mm monofil, Länge 230cm Oval small, 20 x 40mm monofil, length 230cm	
DE-106-304-S	Oval groß, 30 x 60mm monofil, Länge 230cm Oval large, 30 x 60mm monofil, length 230cm	
DE-006-304-ST	Oval groß mit Zähne, 30 x 60mm, Länge 230cm Oval large with tooth, 30 x 60mm, length 230cm	

Einweg Dreigreifer, mit Griff 3mm HF-Anschluss
Single use three prongs retriever, with handle 3mm HF-connector

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	
DA-006-094-S	Rund, Ø 2.3mm, Länge 230cm Round, Ø 2.3mm, length 230cm	


Einweg Zytologiebürsten, mit Metallkugel
Single use cytology brushes, with metal ball

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	
DK-004-001-S	Ø 1.8mm, Länge 120cm, Bürsten 2 x 10mm, 10 Stück / Box Ø 1.8mm, length 120cm, brushes 2 x 10mm, 10 pcs. / box	
DK-006-002-S	Ø 2.2mm, Länge 160cm, Bürsten 2 x 10mm, 10 Stück / Box Ø 2.2mm, length 160cm, brushes 2 x 10mm, 10 pcs. / box	
DK-006-004-S	Ø 2.2mm, Länge 220cm, Bürsten 2 x 10mm, 10 Stück / Box Ø 2.2mm, length 220cm, brushes 2 x 10mm, 10 pcs. / box	

Einweg Biopsiezangen, mit Fenster
Single use biopsy forceps, fenestrated

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	
DC-006-003-S	Langer ovaler Löffel, Ø 2.3mm, Länge 180cm, 10 Stück / Box Long oval cup, Ø 2.3mm, length 180cm, 10 pcs. / box	
DC-006-004-S	anger ovaler Löffel, Ø 2.3mm, Länge 230cm, 10 Stück / Box Long oval cup, Ø 2.3mm, length 230cm, 10 pcs. / box	

Einweg O2 Mundstück für Erwachsene, blau, Latexfrei, unsteril
Single use O2 mouth guard for adults, blue, latex free, non sterile


Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	
DJ-010-003	O2 Mundstück mit Fixierungsband, 10 Stück / Box O2 Mouth guard with fixation band, 10 pcs. / box	



Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description																						
DZ-001-002	STEMA Video-Gastroskop STEMA video gastroscop Zur Untersuchung, Diagnose und Behandlung For Examination, diagnosis and treatment Technische Daten / Technical data <table> <tr> <td>Blickrichtung Direction of view</td><td>Vorwärts Forward</td></tr> <tr> <td>Blickfeld Viewing angle</td><td>140° 140°</td></tr> <tr> <td>Schärfentiefe Sharpness depth</td><td>4 - 200mm 4 - 200mm</td></tr> <tr> <td>Beleuchtung Illumination</td><td>2 Lichtleiter 2 light guides</td></tr> <tr> <td>Bildform Image format</td><td>Full-Screen-Format Full-Screen-Format</td></tr> <tr> <td>Ø Einführungsschlauch Ø Tube insert</td><td>9.8mm 9.8mm</td></tr> <tr> <td>Ø Distales Ende Ø Distal end</td><td>10.5mm 10.5mm</td></tr> <tr> <td>Ø Instrumentenkanal Ø Instrument channel</td><td>2.8mm 2.8mm</td></tr> <tr> <td>Max. Abwinklung hoch / runter Max. angle up / down</td><td>200° / 90° 200° / 90°</td></tr> <tr> <td>Max. Abwinklung links / rechts Max. angle up / down</td><td>90° / 90° 90° / 90°</td></tr> <tr> <td>Länge Einführteil Length inserter</td><td>105cm 105cm</td></tr> </table>	Blickrichtung Direction of view	Vorwärts Forward	Blickfeld Viewing angle	140° 140°	Schärfentiefe Sharpness depth	4 - 200mm 4 - 200mm	Beleuchtung Illumination	2 Lichtleiter 2 light guides	Bildform Image format	Full-Screen-Format Full-Screen-Format	Ø Einführungsschlauch Ø Tube insert	9.8mm 9.8mm	Ø Distales Ende Ø Distal end	10.5mm 10.5mm	Ø Instrumentenkanal Ø Instrument channel	2.8mm 2.8mm	Max. Abwinklung hoch / runter Max. angle up / down	200° / 90° 200° / 90°	Max. Abwinklung links / rechts Max. angle up / down	90° / 90° 90° / 90°	Länge Einführteil Length inserter	105cm 105cm
Blickrichtung Direction of view	Vorwärts Forward																						
Blickfeld Viewing angle	140° 140°																						
Schärfentiefe Sharpness depth	4 - 200mm 4 - 200mm																						
Beleuchtung Illumination	2 Lichtleiter 2 light guides																						
Bildform Image format	Full-Screen-Format Full-Screen-Format																						
Ø Einführungsschlauch Ø Tube insert	9.8mm 9.8mm																						
Ø Distales Ende Ø Distal end	10.5mm 10.5mm																						
Ø Instrumentenkanal Ø Instrument channel	2.8mm 2.8mm																						
Max. Abwinklung hoch / runter Max. angle up / down	200° / 90° 200° / 90°																						
Max. Abwinklung links / rechts Max. angle up / down	90° / 90° 90° / 90°																						
Länge Einführteil Length inserter	105cm 105cm																						



Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description																						
DZ-001-001	STEMA Video-Koloskop STEMA video coloscope Zur Untersuchung, Diagnose und Behandlung For Examination, diagnosis and treatment Technische Daten / Technical data <table> <tr> <td>Blickrichtung Direction of view</td><td>Vorwärts Forward</td></tr> <tr> <td>Blickfeld Viewing angle</td><td>140° 140°</td></tr> <tr> <td>Schärfentiefe Sharpness depth</td><td>4 - 200mm 4 - 200mm</td></tr> <tr> <td>Beleuchtung Illumination</td><td>2 Lichtleiter 2 light guides</td></tr> <tr> <td>Bildform Image format</td><td>Full-Screen-Format Full-Screen-Format</td></tr> <tr> <td>Ø Einführungsschlauch Ø Tube insert</td><td>12.9mm 12.9mm</td></tr> <tr> <td>Ø Distales Ende Ø Distal end</td><td>13.2mm 13.2mm</td></tr> <tr> <td>Ø Instrumentenkanal Ø Instrument channel</td><td>3.2mm / 3.7mm 3.2mm / 3.7mm</td></tr> <tr> <td>Max. Abwinklung hoch / runter Max. angle up / down</td><td>180° / 180° 180° / 180°</td></tr> <tr> <td>Max. Abwinklung links / rechts Max. angle up / down</td><td>160° / 160° 160° / 160°</td></tr> <tr> <td>Länge Einführteil Length inserter</td><td>150cm / 168cm 150cm / 168cm</td></tr> </table>	Blickrichtung Direction of view	Vorwärts Forward	Blickfeld Viewing angle	140° 140°	Schärfentiefe Sharpness depth	4 - 200mm 4 - 200mm	Beleuchtung Illumination	2 Lichtleiter 2 light guides	Bildform Image format	Full-Screen-Format Full-Screen-Format	Ø Einführungsschlauch Ø Tube insert	12.9mm 12.9mm	Ø Distales Ende Ø Distal end	13.2mm 13.2mm	Ø Instrumentenkanal Ø Instrument channel	3.2mm / 3.7mm 3.2mm / 3.7mm	Max. Abwinklung hoch / runter Max. angle up / down	180° / 180° 180° / 180°	Max. Abwinklung links / rechts Max. angle up / down	160° / 160° 160° / 160°	Länge Einführteil Length inserter	150cm / 168cm 150cm / 168cm
Blickrichtung Direction of view	Vorwärts Forward																						
Blickfeld Viewing angle	140° 140°																						
Schärfentiefe Sharpness depth	4 - 200mm 4 - 200mm																						
Beleuchtung Illumination	2 Lichtleiter 2 light guides																						
Bildform Image format	Full-Screen-Format Full-Screen-Format																						
Ø Einführungsschlauch Ø Tube insert	12.9mm 12.9mm																						
Ø Distales Ende Ø Distal end	13.2mm 13.2mm																						
Ø Instrumentenkanal Ø Instrument channel	3.2mm / 3.7mm 3.2mm / 3.7mm																						
Max. Abwinklung hoch / runter Max. angle up / down	180° / 180° 180° / 180°																						
Max. Abwinklung links / rechts Max. angle up / down	160° / 160° 160° / 160°																						
Länge Einführteil Length inserter	150cm / 168cm 150cm / 168cm																						



Empfohlen für die Gastro-Enterologie in Verbindung mit einem STEMA Video Gastro- / Koloskop
Recommended for Gastro-Enterology in connection with a STEMA video gastro- / colonoscope

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description																																												
CE-002-001	STEMA Videoprozessor + Xenon Kaltlichtquelle 100 + Saugpumpe STEMA video processor + xenon cold light source 100 + suction pump Kombination von Videoprozessor, 100 Watt Xenon Kaltlichtquelle und Pleul-Membran-Saugpumpe Combination of video processor, 100 Watt xenon cold light source and conrod membrane suction pump Technische Daten / Technical data <table><tr><td>Lampe</td><td>Osram XBO R 100 W / 45</td></tr><tr><td>Lamp</td><td>Osram XBO R 100 W / 45</td></tr><tr><td>Farbtemperatur</td><td>Bis 5.800° K</td></tr><tr><td>Colour temperature</td><td>Up to 5.800° k</td></tr><tr><td>Lampengeometrie</td><td>Integrierter Ellipsoidreflektor</td></tr><tr><td>Lamp geometry</td><td>Integrated ellipsoids reflector</td></tr><tr><td>Nennleistung</td><td>12-19 Volt / 100 Watt</td></tr><tr><td>Output</td><td>12-19 Volt / 100 Watt</td></tr><tr><td>Wärmeschutzfilter</td><td>IR 3 (Option KG/UV Sperrfilter)</td></tr><tr><td>Heat protect filter</td><td>IR 3 (option KG/UV filter)</td></tr><tr><td>Stromversorgung</td><td>115 VAC und 230 VAC, 50/60 Hz</td></tr><tr><td>Power supply</td><td>115 VAC and 230 VAC, 50/60 Hz</td></tr><tr><td>Pumpendruck</td><td>0.60 bar (Pleul-Membranpumpe)</td></tr><tr><td>Pump pressure</td><td>0.60 bar (conrod membrane pump)</td></tr><tr><td>Abmessungen</td><td>260 x 110 x 290mm (B x H x T)</td></tr><tr><td>Dimensions</td><td>260 x 110 x 290mm (w x h x d)</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>9 kg</td></tr><tr><td>Weight</td><td>9 kg</td></tr><tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>250 Watt</td></tr><tr><td>Power consumption</td><td>250 Watt</td></tr><tr><td>Zertifikate</td><td>CE, IEC 601-2-18:1992, EN 60601-1:1993, 93/42 EEC Kl. IIa</td></tr><tr><td>Certificates</td><td>CE, IEC 601-2-18:1992, EN 60601-1:1993, 93/42 EEC cl.IIa</td></tr></table>	Lampe	Osram XBO R 100 W / 45	Lamp	Osram XBO R 100 W / 45	Farbtemperatur	Bis 5.800° K	Colour temperature	Up to 5.800° k	Lampengeometrie	Integrierter Ellipsoidreflektor	Lamp geometry	Integrated ellipsoids reflector	Nennleistung	12-19 Volt / 100 Watt	Output	12-19 Volt / 100 Watt	Wärmeschutzfilter	IR 3 (Option KG/UV Sperrfilter)	Heat protect filter	IR 3 (option KG/UV filter)	Stromversorgung	115 VAC und 230 VAC, 50/60 Hz	Power supply	115 VAC and 230 VAC, 50/60 Hz	Pumpendruck	0.60 bar (Pleul-Membranpumpe)	Pump pressure	0.60 bar (conrod membrane pump)	Abmessungen	260 x 110 x 290mm (B x H x T)	Dimensions	260 x 110 x 290mm (w x h x d)	Gewicht	9 kg	Weight	9 kg	Leistungsaufnahme	250 Watt	Power consumption	250 Watt	Zertifikate	CE, IEC 601-2-18:1992, EN 60601-1:1993, 93/42 EEC Kl. IIa	Certificates	CE, IEC 601-2-18:1992, EN 60601-1:1993, 93/42 EEC cl.IIa
Lampe	Osram XBO R 100 W / 45																																												
Lamp	Osram XBO R 100 W / 45																																												
Farbtemperatur	Bis 5.800° K																																												
Colour temperature	Up to 5.800° k																																												
Lampengeometrie	Integrierter Ellipsoidreflektor																																												
Lamp geometry	Integrated ellipsoids reflector																																												
Nennleistung	12-19 Volt / 100 Watt																																												
Output	12-19 Volt / 100 Watt																																												
Wärmeschutzfilter	IR 3 (Option KG/UV Sperrfilter)																																												
Heat protect filter	IR 3 (option KG/UV filter)																																												
Stromversorgung	115 VAC und 230 VAC, 50/60 Hz																																												
Power supply	115 VAC and 230 VAC, 50/60 Hz																																												
Pumpendruck	0.60 bar (Pleul-Membranpumpe)																																												
Pump pressure	0.60 bar (conrod membrane pump)																																												
Abmessungen	260 x 110 x 290mm (B x H x T)																																												
Dimensions	260 x 110 x 290mm (w x h x d)																																												
Gewicht	9 kg																																												
Weight	9 kg																																												
Leistungsaufnahme	250 Watt																																												
Power consumption	250 Watt																																												
Zertifikate	CE, IEC 601-2-18:1992, EN 60601-1:1993, 93/42 EEC Kl. IIa																																												
Certificates	CE, IEC 601-2-18:1992, EN 60601-1:1993, 93/42 EEC cl.IIa																																												

Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page
DA-001-001	12	DA-006-011	13	DA-007-032	15	DC-002-004	1
DA-001-001	85	DA-006-012	13	DA-007-033	15	DC-003-001	1
DA-001-002	12	DA-006-013	13	DA-007-034	15	DC-003-002	1
DA-001-002	85	DA-006-014	13	DA-007-041	16	DC-003-003	1
DA-001-003	12	DA-006-021	13	DA-007-042	16	DC-003-004	1
DA-001-004	12	DA-006-022	13	DA-007-043	16	DC-004-001	1
DA-001-081	17	DA-006-023	13	DA-007-044	16	DC-004-002	1
DA-001-082	17	DA-006-024	13	DA-008-001	12	DC-004-003	1
DA-001-083	17	DA-006-051	14	DA-008-002	12	DC-004-004	1
DA-001-084	17	DA-006-052	14	DA-008-003	12	DC-004-011	2
DA-002-001	12	DA-006-053	14	DA-008-004	12	DC-004-012	2
DA-002-002	12	DA-006-054	14	DA-008-011	13	DC-004-013	2
DA-002-003	12	DA-006-061	14	DA-008-012	13	DC-004-014	2
DA-002-004	12	DA-006-062	14	DA-008-013	13	DC-004-021	3
DA-003-001	12	DA-006-063	14	DA-008-014	13	DC-004-022	3
DA-003-002	12	DA-006-064	14	DB-004-001	22	DC-004-023	3
DA-003-003	12	DA-006-071	15	DB-004-002	22	DC-004-024	3
DA-003-004	12	DA-006-072	15	DB-004-003	22	DC-004-031	4
DA-004-001	12	DA-006-073	15	DB-004-004	22	DC-004-032	4
DA-004-002	12	DA-006-074	15	DB-004-031	22	DC-004-033	4
DA-004-003	12	DA-006-081	17	DB-004-032	22	DC-004-034	4
DA-004-004	12	DA-006-082	17	DB-004-033	22	DC-004-061	6
DA-004-011	13	DA-006-083	17	DB-004-034	22	DC-004-062	6
DA-004-012	13	DA-006-084	17	DB-006-001	22	DC-004-063	6
DA-004-013	13	DA-006-091	17	DB-006-002	22	DC-004-064	6
DA-004-014	13	DA-006-092	17	DB-006-003	22	DC-004-071	7
DA-004-051	14	DA-006-093	17	DB-006-004	22	DC-004-072	7
DA-004-052	14	DA-006-094	17	DB-006-011	23	DC-004-073	7
DA-004-053	14	DA-006-094-S	83	DB-006-012	23	DC-004-074	7
DA-004-054	14	DA-006-101	18	DB-006-013	23	DC-004-081	9
DA-004-061	14	DA-006-102	18	DB-006-014	23	DC-004-082	9
DA-004-062	14	DA-006-103	18	DB-006-021	23	DC-004-083	9
DA-004-063	14	DA-006-104	18	DB-006-022	23	DC-004-084	9
DA-004-064	14	DA-006-111	18	DB-006-023	23	DC-004-091	9
DA-004-071	15	DA-006-112	18	DB-006-024	23	DC-004-092	9
DA-004-072	15	DA-006-113	18	DB-006-031	22	DC-004-093	9
DA-004-073	15	DA-006-114	18	DB-006-032	22	DC-004-094	9
DA-004-074	15	DA-006-123	19	DB-006-033	22	DC-004-101	8
DA-004-081	17	DA-006-124	19	DB-006-034	22	DC-004-102	8
DA-004-082	17	DA-006-133	19	DB-007-001	22	DC-004-103	8
DA-004-083	17	DA-006-134	19	DB-007-002	22	DC-004-104	8
DA-004-084	17	DA-006-143	20	DB-007-003	22	DC-004-111	8
DA-004-091	17	DA-006-144	20	DB-007-004	22	DC-004-112	8
DA-004-092	17	DA-006-153	20	DC-001-001	1	DC-004-113	8
DA-004-093	17	DA-006-154	20	DC-001-002	1	DC-004-114	8
DA-004-094	17	DA-006-163	21	DC-001-003	1	DC-004-131	11
DA-006-001	12	DA-006-164	21	DC-001-004	1	DC-004-132	11
DA-006-002	12	DA-006-173	21	DC-002-001	1	DC-004-133	11
DA-006-003	12	DA-006-174	21	DC-002-002	1	DC-004-134	11
DA-006-004	12	DA-007-031	15	DC-002-003	1	DC-005-001	1

Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page
DC-005-002	1	DC-006-072	7	DC-009-024	3	DD-006-144-6	42
DC-005-003	1	DC-006-073	7	DC-009-031	4	DD-006-154	36
DC-005-004	1	DC-006-074	7	DC-009-032	4	DD-006-154-6	42
DC-005-011	2	DC-006-081	9	DC-009-033	4	DD-008-024	32
DC-005-012	2	DC-006-082	9	DC-009-034	4	DD-008-024-6	40
DC-005-013	2	DC-006-083	9	DC-009-041	5	DD-008-034	32
DC-005-014	2	DC-006-084	9	DC-009-042	5	DD-008-034-6	40
DC-005-021	3	DC-006-091	9	DC-009-043	5	DD-008-044	32
DC-005-022	3	DC-006-092	9	DC-009-044	5	DD-008-044-6	40
DC-005-023	3	DC-006-093	9	DC-009-131	11	DD-008-124	36
DC-005-024	3	DC-006-094	9	DC-009-132	11	DD-008-124-6	42
DC-005-031	4	DC-006-101	8	DC-009-133	11	DD-008-134	36
DC-005-032	4	DC-006-102	8	DC-009-134	11	DD-008-134-6	42
DC-005-033	4	DC-006-103	8	DD-004-034-NS	81	DD-008-144	36
DC-005-034	4	DC-006-104	8	DD-004-034-S	81	DD-008-144-6	42
DC-005-061	6	DC-006-111	8	DD-005-004	32	DD-015-004	33
DC-005-062	6	DC-006-112	8	DD-005-014	32	DD-015-014	33
DC-005-063	6	DC-006-113	8	DD-005-024	32	DD-015-024	33
DC-005-064	6	DC-006-114	8	DD-005-034	32	DD-015-034	33
DC-006-001	1	DC-006-121	10	DD-005-044	32	DD-015-044	33
DC-006-002	1	DC-006-122	10	DD-005-054	32	DD-015-054	33
DC-006-003	1	DC-006-123	10	DD-005-104	36	DD-015-104	37
DC-006-003-S	84	DC-006-124	10	DD-005-114	36	DD-015-114	37
DC-006-004	1	DC-006-131	11	DD-005-124	36	DD-015-124	37
DC-006-004-S	84	DC-006-132	11	DD-005-134	36	DD-015-134	37
DC-006-011	2	DC-006-133	11	DD-005-144	36	DD-015-144	37
DC-006-012	2	DC-006-134	11	DD-005-154	36	DD-015-154	37
DC-006-013	2	DC-007-021	3	DD-006-004	32	DD-016-004	33
DC-006-014	2	DC-007-022	3	DD-006-004-6	40	DD-016-004-6	40
DC-006-021	3	DC-007-023	3	DD-006-014	32	DD-016-014	33
DC-006-022	3	DC-007-024	3	DD-006-014-6	40	DD-016-014-6	40
DC-006-023	3	DC-007-031	4	DD-006-024	32	DD-016-024	33
DC-006-024	3	DC-007-032	4	DD-006-024-6	40	DD-016-024-6	40
DC-006-031	4	DC-007-033	4	DD-006-034	32	DD-016-034	33
DC-006-032	4	DC-007-034	4	DD-006-034-6	40	DD-016-034-6	40
DC-006-033	4	DC-007-131	11	DD-006-034-NS	81	DD-016-044	33
DC-006-034	4	DC-007-132	11	DD-006-034-S	81	DD-016-044-6	40
DC-006-041	5	DC-007-133	11	DD-006-044	32	DD-016-054	33
DC-006-042	5	DC-007-134	11	DD-006-044-6	40	DD-016-054-6	40
DC-006-043	5	DC-008-021	3	DD-006-054	32	DD-016-104	37
DC-006-044	5	DC-008-022	3	DD-006-054-6	40	DD-016-104-6	42
DC-006-051	5	DC-008-023	3	DD-006-104	36	DD-016-114	37
DC-006-052	5	DC-008-024	3	DD-006-104-6	42	DD-016-114-6	42
DC-006-053	5	DC-008-031	4	DD-006-114	36	DD-016-124	37
DC-006-054	5	DC-008-032	4	DD-006-114-6	42	DD-016-124-6	42
DC-006-061	6	DC-008-033	4	DD-006-124	36	DD-016-134	37
DC-006-062	6	DC-008-034	4	DD-006-124-6	42	DD-016-134-6	42
DC-006-063	6	DC-009-021	3	DD-006-134	36	DD-016-144	37
DC-006-064	6	DC-009-022	3	DD-006-134-6	42	DD-016-144-6	42
DC-006-071	7	DC-009-023	3	DD-006-144	36	DD-016-154	37

Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page
DD-016-154-6	42	DD-108-024-R	41	DD-118-034-R6	41	DE-006-404-I	63
DD-018-024	33	DD-108-034-R	34	DD-118-044-R	35	DE-006-404-IR	65
DD-018-024-6	40	DD-108-034-R6	41	DD-118-044-R6	41	DE-006-404-R	64
DD-018-034	33	DD-108-044-R	34	DD-118-124-R	39	DE-016-152	66
DD-018-034-6	40	DD-108-044-R6	41	DD-118-124-R6	43	DE-016-152-I	67
DD-018-044	33	DD-108-124-R	38	DD-118-134-R	39	DE-016-152-IR	69
DD-018-044-6	40	DD-108-124-R6	43	DD-118-134-R6	43	DE-016-152-R	68
DD-018-124	37	DD-108-134-R	38	DD-118-144-R	39	DE-016-154	66
DD-018-124-6	42	DD-108-134-R6	43	DD-118-144-R6	43	DE-016-154-I	67
DD-018-134	37	DD-108-144-R	38	DE-006-104-S	83	DE-016-154-IR	69
DD-018-134-6	42	DD-108-144-R6	43	DE-006-152	62	DE-016-154-R	68
DD-018-144	37	DD-115-004-R	35	DE-006-152-I	63	DE-016-202	66
DD-018-144-6	42	DD-115-014-R	35	DE-006-152-IR	65	DE-016-202-I	67
DD-105-004-R	34	DD-115-024-R	35	DE-006-152-R	64	DE-016-202-IR	69
DD-105-014-R	34	DD-115-034-R	35	DE-006-154	62	DE-016-202-R	68
DD-105-024-R	34	DD-115-044-R	35	DE-006-154-I	63	DE-016-204	66
DD-105-034-R	34	DD-115-054-R	35	DE-006-154-IR	65	DE-016-204-I	67
DD-105-044-R	34	DD-115-104-R	39	DE-006-154-R	64	DE-016-204-IR	69
DD-105-054-R	34	DD-115-114-R	39	DE-006-202	62	DE-016-204-R	68
DD-105-104-R	38	DD-115-124-R	39	DE-006-202-I	63	DE-016-252	66
DD-105-114-R	38	DD-115-134-R	39	DE-006-202-IR	65	DE-016-252-I	67
DD-105-124-R	38	DD-115-144-R	39	DE-006-202-R	64	DE-016-252-IR	69
DD-105-134-R	38	DD-115-154-R	39	DE-006-204	62	DE-016-252-R	68
DD-105-144-R	38	DD-116-004-R	35	DE-006-204-I	63	DE-016-254	66
DD-105-154-R	38	DD-116-004-R6	41	DE-006-204-IR	65	DE-016-254-I	67
DD-106-004-R	34	DD-116-014-R	35	DE-006-204-R	64	DE-016-254-IR	69
DD-106-004-R6	41	DD-116-014-R6	41	DE-006-204-S	83	DE-016-254-R	68
DD-106-014-R	34	DD-116-024-R	35	DE-006-252	62	DE-016-302	66
DD-106-014-R6	41	DD-116-024-R6	41	DE-006-252-I	63	DE-016-302-I	67
DD-106-024-R	34	DD-116-034-R	35	DE-006-252-IR	65	DE-016-302-IR	69
DD-106-024-R6	41	DD-116-034-R6	41	DE-006-252-R	64	DE-016-302-R	68
DD-106-034-R	34	DD-116-044-R	35	DE-006-254	62	DE-016-304	66
DD-106-034-R6	41	DD-116-044-R6	41	DE-006-254-I	63	DE-016-304-I	67
DD-106-044-R	34	DD-116-054-R	35	DE-006-254-IR	65	DE-016-304-IR	69
DD-106-044-R6	41	DD-116-054-R6	41	DE-006-254-R	64	DE-016-304-R	68
DD-106-054-R	34	DD-116-104-R	39	DE-006-302	62	DE-016-304-S	83
DD-106-054-R6	41	DD-116-104-R6	43	DE-006-302-I	63	DE-016-402	66
DD-106-104-R	38	DD-116-114-R	39	DE-006-302-IR	65	DE-016-402-I	67
DD-106-104-R6	43	DD-116-114-R6	43	DE-006-302-R	64	DE-016-402-IR	69
DD-106-114-R	38	DD-116-124-R	39	DE-006-304	62	DE-016-402-R	68
DD-106-114-R6	43	DD-116-124-R6	43	DE-006-304-I	63	DE-016-404	66
DD-106-124-R	38	DD-116-134-R	39	DE-006-304-IR	65	DE-016-404-I	67
DD-106-124-R6	43	DD-116-134-R6	43	DE-006-304-R	64	DE-016-404-IR	69
DD-106-134-R	38	DD-116-144-R	39	DE-006-304-S	83	DE-016-404-R	68
DD-106-134-R6	43	DD-116-144-R6	43	DE-006-304-ST	83	DE-026-152	70
DD-106-144-R	38	DD-116-154-R	39	DE-006-402	62	DE-026-152-I	71
DD-106-144-R6	43	DD-116-154-R6	43	DE-006-402-I	63	DE-026-152-IR	73
DD-106-154-R	38	DD-118-024-R	35	DE-006-402-IR	65	DE-026-152-R	72
DD-106-154-R6	43	DD-118-024-R6	41	DE-006-402-R	64	DE-026-154	70
DD-108-024-R	34	DD-118-034-R	35	DE-006-404	62	DE-026-154-I	71

Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page
DE-026-154-IR	73	DE-036-204-R	60	DF-004-044	57	DG-004-024	50
DE-026-154-R	72	DE-036-252	58	DF-004-054	57	DG-004-034	50
DE-026-202	70	DE-036-252-I	59	DF-004-064	57	DG-004-044	51
DE-026-202-I	71	DE-036-252-IR	61	DF-004-074	57	DG-004-054	51
DE-026-202-IR	73	DE-036-252-R	60	DF-004-084	57	DG-004-064	51
DE-026-202-R	72	DE-036-254	58	DF-006-044-S	82	DG-004-074	51
DE-026-204	70	DE-036-254-I	59	DF-013-004	56	DG-006-044	51
DE-026-204-I	71	DE-036-254-IR	61	DF-013-014	56	DG-006-054	51
DE-026-204-IR	73	DE-036-254-R	60	DF-013-024	56	DG-006-054-S	82
DE-026-204-R	72	DE-036-302	58	DF-013-034	56	DG-006-064	51
DE-026-252	70	DE-036-302-I	59	DF-013-044	56	DG-006-064-S	82
DE-026-252-I	71	DE-036-302-IR	61	DF-013-054	56	DG-006-074	51
DE-026-252-IR	73	DE-036-302-R	60	DF-013-064	56	DG-154-004	44
DE-026-252-R	72	DE-036-304	58	DF-013-074	56	DG-154-014	44
DE-026-254	70	DE-036-304-I	59	DF-013-084	56	DG-154-024	44
DE-026-254-I	71	DE-036-304-IR	61	DF-014-004	56	DG-154-034	44
DE-026-254-IR	73	DE-036-304-R	60	DF-014-014	56	DG-154-044	44
DE-026-254-R	72	DE-036-402	58	DF-014-024	56	DG-154-054	44
DE-026-302	70	DE-036-402-I	59	DF-014-034	56	DG-154-064	44
DE-026-302-I	71	DE-036-402-IR	61	DF-014-054	56	DG-154-074	44
DE-026-302-IR	73	DE-036-402-R	60	DF-014-064	56	DG-154-084	44
DE-026-302-R	72	DE-036-404	58	DF-014-074	56	DG-154-094	44
DE-026-304	70	DE-036-404-I	59	DF-014-084	56	DG-154-104	44
DE-026-304-I	71	DE-036-404-IR	61	DF-023-004	55	DG-154-114	52
DE-026-304-IR	73	DE-036-404-R	60	DF-023-014	55	DG-156-114	52
DE-026-304-R	72	DE-036-602	58	DF-023-024	55	DG-204-004	45
DE-026-304-S	83	DE-036-602-I	59	DF-023-034	55	DG-204-014	45
DE-026-402	70	DE-036-602-IR	61	DF-023-044	55	DG-204-014-S	82
DE-026-402-I	71	DE-036-602-R	60	DF-023-054	55	DG-204-024	45
DE-026-402-IR	73	DE-036-604	58	DF-023-064	55	DG-204-034	45
DE-026-402-R	72	DE-036-604-I	59	DF-023-074	55	DG-204-044	45
DE-026-404	70	DE-036-604-IR	61	DF-023-084	55	DG-204-054	45
DE-026-404-I	71	DE-036-604-R	60	DF-024-004	55	DG-204-064	45
DE-026-404-IR	73	DE-106-204-S	83	DF-024-014	55	DG-204-074	45
DE-026-404-R	72	DE-106-304-S	83	DF-024-024	55	DG-204-084	45
DE-036-152	58	DF-003-004	57	DF-024-034	55	DG-204-094	45
DE-036-152-I	59	DF-003-014	57	DF-024-054	55	DG-204-104	45
DE-036-152-IR	61	DF-003-024	57	DF-024-064	55	DG-204-114	52
DE-036-152-R	60	DF-003-034	57	DF-024-074	55	DG-206-114	52
DE-036-154	58	DF-003-044	57	DF-024-084	55	DG-254-004	46
DE-036-154-I	59	DF-003-054	57	DG-003-004	50	DG-254-004-S	82
DE-036-154-IR	61	DF-003-064	57	DG-003-014	50	DG-254-014	46
DE-036-154-R	60	DF-003-074	57	DG-003-024	50	DG-254-024	46
DE-036-202	58	DF-003-084	57	DG-003-034	50	DG-254-034	46
DE-036-202-I	59	DF-004-004	57	DG-003-044	50	DG-254-044	46
DE-036-202-IR	61	DF-004-014	57	DG-003-054	50	DG-254-054	46
DE-036-202-R	60	DF-004-014-S	82	DG-003-064	50	DG-254-064	46
DE-036-204	58	DF-004-024	57	DG-003-074	50	DG-254-074	46
DE-036-204-I	59	DF-004-034	57	DG-004-004	50	DG-254-084	46
DE-036-204-IR	61	DF-004-034-S	82	DG-004-014	50	DG-254-094	46

Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page
DG-254-104	46	DG-404-074	49	DH-046-001	24	DH-065-003	24
DG-254-114	52	DG-404-084	49	DH-046-001-M	26	DH-065-003-M	26
DG-256-114	52	DG-404-094	49	DH-046-001-MM	28	DH-065-003-MM	28
DG-304-004	47	DG-404-104	49	DH-046-001-MS	30	DH-065-003-MS	30
DG-304-004-S	82	DH-006-004-S	81	DH-046-001-S	29	DH-065-003-S	29
DG-304-014	47	DH-006-014-S	81	DH-046-002	24	DH-065-006	24
DG-304-024	47	DH-006-024-S	81	DH-046-002-M	26	DH-065-006-M	26
DG-304-034	47	DH-006-034-S	81	DH-046-002-MM	28	DH-065-006-MM	28
DG-304-044	47	DH-006-044-S	81	DH-046-002-MS	30	DH-065-006-MS	30
DG-304-054	47	DH-006-054-S	81	DH-046-002-S	29	DH-065-006-S	29
DG-304-064	47	DH-044-001	24	DH-046-003	24	DH-066-001	24
DG-304-074	47	DH-044-001-M	26	DH-046-003-M	26	DH-066-001-M	26
DG-304-084	47	DH-044-001-MM	28	DH-046-003-MM	28	DH-066-001-MM	28
DG-304-094	47	DH-044-001-MS	30	DH-046-003-MS	30	DH-066-001-MS	30
DG-304-104	47	DH-044-001-S	29	DH-046-003-S	29	DH-066-001-S	29
DG-304-104	53	DH-044-002	24	DH-046-006	24	DH-066-002	24
DG-304-114	53	DH-044-002-M	26	DH-046-006-M	26	DH-066-002-M	26
DG-304-124	53	DH-044-002-MM	28	DH-046-006-MM	28	DH-066-002-MM	28
DG-304-134	53	DH-044-002-MS	30	DH-046-006-MS	30	DH-066-002-MS	30
DG-304-144	53	DH-044-002-S	29	DH-046-006-S	29	DH-066-002-S	29
DG-304-154	53	DH-044-003	24	DH-064-001	24	DH-066-003	24
DG-304-164	53	DH-044-003-M	26	DH-064-001-M	26	DH-066-003-M	26
DG-304-174	53	DH-044-003-MM	28	DH-064-001-MM	28	DH-066-003-MM	28
DG-304-184	53	DH-044-003-MS	30	DH-064-001-MS	30	DH-066-003-MS	30
DG-306-004	54	DH-044-003-S	29	DH-064-001-S	29	DH-066-003-S	29
DG-306-014	54	DH-044-006	24	DH-064-002	24	DH-066-006	24
DG-306-024	54	DH-044-006-M	26	DH-064-002-M	26	DH-066-006-M	26
DG-306-104	54	DH-044-006-MM	28	DH-064-002-MM	28	DH-066-006-MM	28
DG-306-114	54	DH-044-006-MS	30	DH-064-002-MS	30	DH-066-006-MS	30
DG-306-124	54	DH-044-006-S	29	DH-064-002-S	29	DH-066-006-S	29
DG-306-134	54	DH-045-001	24	DH-064-003	24	DH-144-001	25
DG-306-144	54	DH-045-001-M	26	DH-064-003-M	26	DH-144-001-M	27
DG-354-004	48	DH-045-001-MM	28	DH-064-003-MM	28	DH-144-002	25
DG-354-014	48	DH-045-001-MS	30	DH-064-003-MS	30	DH-144-002-M	27
DG-354-024	48	DH-045-001-S	29	DH-064-003-S	29	DH-144-003	25
DG-354-034	48	DH-045-002	24	DH-064-006	24	DH-144-003-M	27
DG-354-044	48	DH-045-002-M	26	DH-064-006-M	26	DH-144-006	25
DG-354-054	48	DH-045-002-MM	28	DH-064-006-MM	28	DH-144-006-M	27
DG-354-064	48	DH-045-002-MS	30	DH-064-006-MS	30	DH-145-001	25
DG-354-074	48	DH-045-002-S	29	DH-064-006-S	29	DH-145-001-M	27
DG-354-084	48	DH-045-003	24	DH-065-001	24	DH-145-002	25
DG-354-094	48	DH-045-003-M	26	DH-065-001-M	26	DH-145-002-M	27
DG-354-104	48	DH-045-003-MM	28	DH-065-001-MM	28	DH-145-003	25
DG-404-004	49	DH-045-003-MS	30	DH-065-001-MS	30	DH-145-003-M	27
DG-404-014	49	DH-045-003-S	29	DH-065-001-S	29	DH-145-006	25
DG-404-024	49	DH-045-006	24	DH-065-002	24	DH-145-006-M	27
DG-404-034	49	DH-045-006-M	26	DH-065-002-M	26	DH-164-001	25
DG-404-044	49	DH-045-006-MM	28	DH-065-002-MM	28	DH-164-001-M	27
DG-404-054	49	DH-045-006-MS	30	DH-065-002-MS	30	DH-164-002	25
DG-404-064	49	DH-045-006-S	29	DH-065-002-S	29	DH-164-002-M	27

Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
Ordering no.	Page	Ordering no.	Page
DH-164-003	25	DK-004-033	75
DH-164-003-M	27	DK-004-034	75
DH-164-006	25	DK-004-041	75
DH-164-006-M	27	DK-004-042	75
DH-165-001	25	DK-004-043	75
DH-165-001-M	27	DK-004-044	75
DH-165-002	25	DK-006-002-S	84
DH-165-002-M	27	DK-006-004-S	84
DH-165-003	25	DK-010-001	76
DH-165-003-M	27	DK-010-002	76
DH-165-006	25	DK-010-003	76
DH-165-006-M	27	DL-004-004	31
DJ-001-000	80	DL-004-014	31
DJ-001-001	58-73, 77	DL-006-004	31
DJ-001-001	77	DL-006-014	31
DJ-001-002	77	DL-006-024	31
DJ-001-002	77	DL-006-034	31
DJ-001-003	77	DL-006-044	31
DJ-001-003	77	DL-007-003	31
DJ-001-004	77	DL-007-004	31
DJ-001-004	77	DL-007-013	31
DJ-001-005	77	DL-007-014	31
DJ-001-005	77		
DJ-001-006	77		
DJ-001-006	77		
DJ-001-007	77		
DJ-001-007	77		
DJ-001-008	77		
DJ-001-008	77		
DJ-001-011	32-43		
DJ-001-013	11		
DJ-001-014	11		
DJ-001-015	21		
DJ-005-001	74		
DJ-005-002	74		
DJ-005-003	74		
DJ-005-004	74		
DJ-005-005	74		
DJ-006-001	74		
DJ-006-002	74		
DJ-010-001	80		
DJ-010-002	80		
DJ-010-003	84		
DK-004-001-S	84		
DK-004-021	75		
DK-004-022	75		
DK-004-023	75		
DK-004-024	75		
DK-004-031	75		
DK-004-032	75		



STEMA Medizintechnik GmbH
take-off GewerbePark 74
78579 Neuhausen ob Eck - Germany

Phone: 0049 (0) 74 67 / 79 63 00
Fax: 0049 (0) 74 67 / 79 63 06 9

info@stema-medizintechnik.de
www.stema-medizintechnik.de