

PROKTOSKOPIE **P**ROCTOSCOPY



Service/Zertifikate

Die STEMA Medizintechnik GmbH ist nach den höchsten Standards zertifiziert.

- DIN EN ISO 13485:2016 + AC:2016
- EG Richtlinien 93/42/EWG Anhang II ohne Abschnitt 4
- EG Richtlinien 93/42/EWG Anhang V ohne Abschnitt 3
- FDA

Diese Standards bilden eine essentielle Grundlage für unser Unternehmen und unsere Partner.

Sie symbolisieren ebenfalls das Engagement und Erstreben die Qualität unserer Produkte langfristig zu sichern.

Service/Certificates

STEMA Medizintechnik GmbH is certified in accordance with the highest standards.

- DIN EN ISO 13485:2016 + AC:2016
- Council Directive 93/42/EEC Annex II excluding Section 4
- Council Directive 93/42/EEC Annex V excluding Section 3
- FDA

These standards create an essential base for our company and our partners.

They also symbolize the commitment and strive to keep up the quality of our products.

Produkte

Das aktuelle Produktsortiment der STEMA Medizintechnik GmbH umfasst mehr als 10.000 verschiedene Artikel.

Wir decken folgende Segmente für die Chirurgie mit qualitativ hochwertigen Produkten ab:

- **Arthroskopie**
- **Bronchoskopie**
- **Container-Systeme**
- **Gastro-Intestinal**
- **Geräte**
- **Gynäkologie**
- **Herz-MIC**
- **HF-Chirurgie**
- **HNO**
- **Laminektomie**
- **Laparoskopie**
- **Mikromotoren-Systeme**
- **Proktoskopie**
- **Thorakoskopie**
- **Titan Platten Systeme**
- **Urologie**

Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Stamm-Lieferanten garantieren wir ein sehr hohes Qualitätsniveau.

Dies ist einer von vielen Gründen, die der Firma STEMA weltweit Kontakte zu verschiedenen Partner eröffnet, in unserem Namen sowie im OEM-Bereich.

Products

The current product range of STEMA Medizintechnik GmbH includes more than 10.000 different items.

We cover the following areas in surgery with high quality products:

- **Arthroscopy**
- **Bronchoscopy**
- **Cardiac MIS**
- **Container-Systems**
- **ENT**
- **HF-Surgery**
- **Gastro-Intestinal**
- **Gynaecology**
- **Laminectomy**
- **Laparoscopy**
- **Micro motor systems**
- **Proctoscopy**
- **Thoracoscopy**
- **Titanium plating system**
- **Units**
- **Urology**

A close cooperation with our suppliers guarantees a very high quality level.

This is one of many reasons which open STEMA contacts to various partners all over the world, in our name as well as on OEM base.

SPEKULAS - RETRAKTOREN / SPECULAS - RETRACTORS

SEITE / PAGE

Anal Spekulas / Anal speculas.....	1
Rektumspreizer / Rectum retractors.....	2, 3
Proktoskope / Proctoscopes.....	4 - 6
OP-Proktoskope / Surgery proctoscopes.....	7
Sphinkterskope / Sphincteroscopes.....	8
Anuskope / Anoscopes.....	8

REKTO-PROKTOSKOP SETS / RECTO-PROCTOSCOPE SETS

Verschiedene Sets / Various sets.....	9
Griffe und Kopfstücke / Handles and head pieces.....	10
Zubehör / Accessories.....	10
Tuben / Tubes.....	11
Lichtträger / Light guides.....	11

SONDEN / PROBES

Rektalsonden / Rectal probes.....	12
Fistelsonden / Fistula probes.....	12

SCHLINGEN / LOOPS

Diathermie-Schlingen / Diathermy loops.....	12
---	----

SAUGEN-SPÜLEN / SUCTION-IRRIGATION

Saug-/Spülrohre / Suction/irrigation tubes.....	13
---	----

LIGATOREN / LIGATORS

Hämorrhoiden Saugligatoren / Hemorrhoidal suction ligators.....	14
Hämorrhoiden Ligatoren / Hemorrhoidal ligators.....	15

VERSCHIEDENE ZANGEN / VARIOUS FORCEPS

Tupferzangen / Sponge forceps.....	16
Probeexzisionszangen / Biopsy forceps.....	17
Hämorrhoiden Fasszangen / Hemorrhoidal grasping forceps.....	17
Mastdarm Biopsiezangen / Rectal biopsy forceps.....	18, 19
Fasszangen / Grasping forceps.....	19
Löffel Probeexzisionszangen, zerlegbar / Spoon biopsy forceps, detachable.....	20

SPRITZEN / SYRINGES

Tropfspritzen / Syringes.....	21
Kanülen / Cannulas.....	21



IF-001-008



IF-001-007



IF-001-005



IF-001-006



IF-001-001



IF-001-002

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
IF-001-001	DR. ROSCHKE Anal-Spekulum <i>DR. ROSCHKE anal speculum</i>
IF-001-002	DR. ROSCHKE Anal-Spekulum mit abnehmbaren Kaltlichtaufsatz <i>DR. ROSCHKE anal speculum with detachable cold light attachment</i>
IF-001-005	SIMS Anal-Spekulum gefenstert, 15cm <i>SIMS anal speculum fenestrated, 15cm</i>
IF-001-006	SIMS Anal-Spekulum, 15cm <i>SIMS anal speculum, 15cm</i>
IF-001-007	MATHIEU Anal-Spekulum, 90x15mm, 19.5cm <i>MATHIEU anal speculum, 90x15mm, 19.5cm</i>
IF-001-008	PRATT Anal-Spekulum, 85x25mm, 21.5cm <i>PRATT anal speculum, 85x25mm, 21.5cm</i>



IF-002-001



IF-002-010



IF-002-020
bis / to
IF-002-023

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
IF-002-001	ALAN-PARKS Rektum Spreizer, komplett <i>ALAN-PARKS rectum retractor, complete</i>
IF-002-002	Rahmen für ALAN-PARKS Rektum Spreizer <i>Frame for ALAN-PARKS rectum retractor</i>
IF-002-003	1 Paar Valven, 75x24mm (ohne Abbildung) <i>1 pair blades, 75x24mm (without illustration)</i>
IF-002-004	1 Paar Valven, 95x24mm (ohne Abbildung) <i>1 pair blades, 95x24mm (without illustration)</i>
IF-002-005	1 Mittelvalve, 95x24mm (ohne Abbildung) <i>1 middle blade, 95x24mm (without illustration)</i>
IF-002-010	ALAN-PARKS Rektum Spreizer, mit abnehmbarem Kaltlichtaufsatz, komplett <i>ALAN-PARKS rectum retractor, with detachable cold light attachment, complete</i>
IF-002-020	SIMS Rektum Spreizer, AL 60mm <i>SIMS rectum retractor, WL 60mm</i>
IF-002-021	SIMS Rektum Spreizer, AL 80mm <i>SIMS rectum retractor, WL 80mm</i>
IF-002-022	SIMS Rektum Spreizer, AL 125mm <i>SIMS rectum retractor, WL 125mm</i>
IF-002-023	SIMS Rektum Spreizer, AL 150mm <i>SIMS rectum retractor, WL 150mm</i>



IF-002-011



IF-002-015



IF-002-014

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
IF-002-011	PARKS Rektum Spreizer, komplett <i>PARKS rectum retractor, complete</i>
IF-002-012	1 Paar Valven, 75x24mm (ohne Abbildung) <i>1 pair blades, 75x24mm (without illustration)</i>
IF-002-013	1 Paar Valven, 95x24mm (ohne Abbildung) <i>1 pair blades, 95x24mm (without illustration)</i>
IF-002-014	1 Paar SIMS Valven, 95x24mm <i>1 pair SIMS blades, 95x24mm</i>
IF-002-015	MORGAN Kaltlichtstab <i>MORGAN light handle</i>



**IA-001-012 /
IA-001-013**



**IA-001-001
bis / to
IA-001-004**



**IA-001-017
bis / to
IA-001-020**

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
IA-001-001	HIRSCHMANN Proktoskop, Ø 16mm, AL 65mm <i>HIRSCHMANN proctoscope, Ø 16mm, WL 65mm</i>
IA-001-002	HIRSCHMANN Proktoskop, Ø 19mm, AL 65mm <i>HIRSCHMANN proctoscope, Ø 19mm, WL 65mm</i>
IA-001-003	HIRSCHMANN Proktoskop, Ø 22mm, AL 65mm <i>HIRSCHMANN proctoscope, Ø 22mm, WL 65mm</i>
IA-001-004	HIRSCHMANN Proktoskop, Ø 25mm, AL 65mm <i>HIRSCHMANN proctoscope, Ø 25mm, WL 65mm</i>
IA-001-005	HIRSCHMANN Proktoskop, Ø 16mm, mit Kaltlicht, AL 65mm (ohne Abbildung) <i>HIRSCHMANN proctoscope, Ø 16mm, with fibre optic illumination, WL 65mm (without illustration)</i>
IA-001-006	HIRSCHMANN Proktoskop, Ø 19mm, mit Kaltlicht, AL 65mm (ohne Abbildung) <i>HIRSCHMANN proctoscope, Ø 19mm, with fibre optic illumination, WL 65mm (without illustration)</i>
IA-001-007	HIRSCHMANN Proktoskop, Ø 22mm, mit Kaltlicht, AL 65mm (ohne Abbildung) <i>HIRSCHMANN proctoscope, Ø 22mm, with fibre optic illumination, WL 65mm (without illustration)</i>
IA-001-008	HIRSCHMANN Proktoskop, Ø 25mm, mit Kaltlicht, AL 65mm (ohne Abbildung) <i>HIRSCHMANN proctoscope, Ø 25mm, with fibre optic illumination, WL 65mm (without illustration)</i>
IA-001-009	Kaltlichtstab für HIRSCHMANN Proktoskop (ohne Abbildung) <i>Light handle for HIRSCHMANN proctoscope (without illustration)</i>
IA-001-012	BENSAUDE Proktoskop, Ø 19mm, AL 60mm <i>BENSAUDE proctoscope, Ø 19mm, WL 60mm</i>
IA-001-013	BENSAUDE Proktoskop, Ø 22mm, AL 60mm <i>BENSAUDE proctoscope, Ø 22mm, WL 60mm</i>
IA-001-017	KELLY Proktoskop, Ø 22mm, AL 50mm <i>KELLY proctoscope, Ø 22mm, WL 50mm</i>
IA-001-018	KELLY Proktoskop, Ø 22mm, AL 100mm <i>KELLY proctoscope, Ø 22mm, WL 100mm</i>
IA-001-019	KELLY Proktoskop, Ø 22mm, AL 140mm <i>KELLY proctoscope, Ø 22mm, WL 140mm</i>
IA-001-020	KELLY Proktoskop, Ø 22mm, AL 200mm <i>KELLY proctoscope, Ø 22mm, WL 200mm</i>



IA-001-030
bis / to
IA-001-037



**IA-001-035-S /
IA-001-037-S**



IA-001-038

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
IA-001-030	MORGAN Proktoskop, Ø 10mm, AL 65mm MORGAN proctoscope, Ø 10mm, WL 65mm
IA-001-031	MORGAN Proktoskop, Ø 17mm, AL 65mm MORGAN proctoscope, Ø 17mm, WL 65mm
IA-001-032	MORGAN Proktoskop, Ø 17mm, AL 80mm MORGAN proctoscope, Ø 17mm, WL 80mm
IA-001-033	MORGAN Proktoskop, Ø 20mm, AL 65mm MORGAN proctoscope, Ø 20mm, WL 65mm
IA-001-034	MORGAN Proktoskop, Ø 20mm, AL 80mm MORGAN proctoscope, Ø 20mm, WL 80mm
IA-001-035	MORGAN Proktoskop, Ø 24mm, AL 65mm MORGAN proctoscope, Ø 24mm, WL 65mm
IA-001-036	MORGAN Proktoskop, Ø 24mm, AL 80mm MORGAN proctoscope, Ø 24mm, WL 80mm
IA-001-037	MORGAN Proktoskop, Ø 30mm, AL 80mm MORGAN proctoscope, Ø 30mm, WL 80mm
IA-001-038	Lichtstab für MORGAN Proktoskope Light handle used for MORGAN proctoscopes
IA-001-035-S	MORGAN Proktoskop, Ø 23mm, AL 54mm, Einweg, Box von 150 Stk. MORGAN proctoscope, Ø 23mm, WL 54mm, single use, box of 150 pcs.
IA-001-037-S	MORGAN Proktoskop, Ø 29mm, AL 59mm, Einweg, Box von 130 Stk. MORGAN proctoscope, Ø 29mm, WL 59mm, single use, box of 130 pcs.
IA-001-039	Lichtstab für Einweg MORGAN Proktoskope, gebogen (ohne Abbildung) Light handle used for single use MORGAN proctoscopes, curved (without illustration)
IA-001-039-S	Lichtstab für Einweg MORGAN Proktoskope, gerade (ohne Abbildung) Light handle used for single use MORGAN proctoscopes, straight (without illustration)



**IA-002-001 /
IA-002-002**



**IA-002-003
bis / to
IA-002-006**



**IA-002-010 /
IA-002-011**



**IA-002-012 /
IA-002-013**

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
IA-002-001	BLOND Proktoskop mit Glasfaser-Beleuchtung, Griff mit Tubus IA-002-010 <i>BLOND proctoscope with fibre optic illumination, handle with tube IA-002-010</i>
IA-002-002	BLOND Proktoskop mit Glasfaser-Beleuchtung, nur Griff mit Kopf <i>BLOND proctoscope with fibre optic illumination, handle only with head</i>
IA-002-003	BLOND Proktoskop mit konventioneller Beleuchtung, Griff mit Zubehör, Tubus IA-002-010 <i>BLOND proctoscope with conventional illumination, handle with accessories, tube IA-002-010</i>
IA-002-004	Batteriegriff für IA-002-003 <i>Battery handle used for IA-002-003</i>
IA-002-005	Kopfstück für IA-002-003 <i>Head used for IA-002-003</i>
IA-002-006	Ersatzlampe für IA-002-005 <i>Spare lamp for IA-002-005</i>
IA-002-010	BLOND Proktoskop Tube, konisch mit seitlichem Ausblick, 18/24mm x 75mm <i>BLOND proctoscope tube, conical with lateral fenestration, 18/24mm x 75mm</i>
IA-002-011	BLOND Proktoskop Tube, konisch mit seitlich rundem Ausblick, 18/24mm x 75mm <i>BLOND proctoscope tube, conical with lateral round fenestration, 18/24mm x 75mm</i>
IA-002-012	BLOND Proktoskop Tube, konisch mit seitlichem Ausblick, 15/23mm x 75mm, Kinderversion <i>BLOND proctoscope tube, conical with lateral fenestration, 15/23mm x 75mm, paediatric version</i>
IA-002-013	BLOND Proktoskop Tube, konisch mit seitlichem Ausblick, 18/25mm x 105mm, Kinderversion <i>BLOND proctoscope tube, conical with lateral fenestration, 18/25mm x 105mm, paediatric version</i>




IA-001-021
bis / to
IA-001-024



IA-001-041



IA-001-040



IA-001-010 /
IA-001-011

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
IA-001-010	CHELSEA-EATON OP-Proktoskop, Ø 22mm, AL 65mm <i>CHELSEA-EATON surgery proctoscope, Ø 22mm, WL 65mm</i>
IA-001-011	CHELSEA-EATON OP-Proktoskop, Ø 30mm, AL 70mm <i>CHELSEA-EATON surgery proctoscope, Ø 30mm, WL 70mm</i>
IA-001-021	FANSLER OP-Proktoskop, Ø 25mm, AL 65mm <i>FANSLER surgery proctoscope, Ø 25mm, WL 65mm</i>
IA-001-022	FANSLER OP-Proktoskop, Ø 29mm, AL 65mm <i>FANSLER surgery proctoscope, Ø 29mm, WL 65mm</i>
IA-001-023	FANSLER OP-Proktoskop, Ø 35mm, AL 65mm <i>FANSLER surgery proctoscope, Ø 35mm, WL 65mm</i>
IA-001-024	FANSLER OP-Proktoskop, Ø 38mm, AL 65mm <i>FANSLER surgery proctoscope, Ø 38mm, WL 65mm</i>
IA-001-025	Lichtstab für FANSLER OP-Proktoskope (ohne Abbildung) <i>Light handle used for FANSLER surgery proctoscopes (without illustration)</i>
IA-001-040	IVES-FANSLER OP-Proktoskop, Ø 22mm, AL 80mm <i>IVES-FANSLER surgery proctoscope, Ø 22mm, WL 80mm</i>
IA-001-041	IVES-FANSLER OP-Proktoskop mit Fiberoptik, Ø 22mm, AL 80mm <i>IVES-FANSLER surgery proctoscope with fibre optic, Ø 22mm, WL 80mm</i>



IA-002-018



IA-002-015






**IA-002-016 /
IA-002-017**




**IA-001-015 /
IA-001-016**

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
IA-001-015	KELLY Sphinkterskop, konisch, Ø 21mm, AL 50mm <i>KELLY sphincteroscope, conical, Ø 21mm, WL 50mm</i>
IA-001-016	KELLY Sphinkterskop, konisch, Ø 25mm, AL 50mm <i>KELLY sphincteroscope, conical, Ø 25mm, WL 50mm</i>
IA-002-015	Anoskop mit Mandrin, Ø 21mm, Länge 80mm <i>Anoscope with obturator, Ø 21mm, length 80mm</i>
IA-002-016	Anoskop mit Mandrin, Ø 26mm, Länge 60mm <i>Anoscope with obturator, Ø 26mm, length 60mm</i>
IA-002-017	Anoskop mit Mandrin, Ø 24mm, Länge 80mm <i>Anoscope with obturator, Ø 24mm, length 80mm</i>
IA-002-018	Anoskop mit Mandrin, geschlitzt, zylindrisch, Ø 21mm, Länge 120mm <i>Anoscope with obturator, slotted, cylindric, Ø 21mm, length 120mm</i>



Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
IA-003-001	Rekto-/Proktoskop Set mit Glasfaser-Beleuchtung, Rektoskoptubus Ø 20mm, Länge 250mm, Anuskoptubus Ø 20mm, Länge 80mm Recto-/proctoscope set with fibre optic illumination, rectoscope tube Ø 20mm, length 250mm, anoscope tube Ø 20mm, length 80mm
IA-003-002	STRAUSS Rekto-/Proktoskop Set, Rektoskoptuben Ø 20mm, Länge 200mm, 250mm, 300mm, Mandrin und Glasfaser-Lichträger STRAUSS recto-/proctoscope set, rectoscope tubes Ø 20mm, length 200mm, 250mm, 300mm, obturator and fibre optic illumination
IA-003-003	Rekto-/Proktoskop Set, Rektoskoptuben Ø 20mm, Länge 300mm, Mandrin und Glasfaser-Lichträger Recto-/proctoscope set, rectoscope tubes Ø 20mm, length 300mm, obturator and fibre optic illumination
IH-002-001	Fiberoptik Rektoskop Set: Rektoskop, Insufflationskopf, Doppelgebläse Fibre optic rectoscopy set: rectoscope, insufflation head, double blower



IA-003-038



IA-003-050 /
IA-003-051



IA-003-011



IA-003-035



IA-003-010



IA-003-036



IA-003-037

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
IA-003-050	Xenon Batteriegriff für Rektoskop, 2.5V, autoklavierbar, ohne Adapter <i>Xenon battery handle for rectoscope, 2.5V, autoclavable, without adaptor</i>
IA-003-052	Ersatzlampe, 2.5V Xenon (ohne Abbildung) <i>Spare lamp, 2.5V xenon (without illustration)</i>
IA-003-051	Xenon Batteriegriff für Rektoskop, 3.6V, autoklavierbar, ohne Adapter <i>Xenon battery handle for rectoscope, 3.6V, autoclavable, without adaptor</i>
IA-003-053	Ersatzlampe, 3.6V Xenon (ohne Abbildung) <i>Spare lamp, 3.6V xenon (without illustration)</i>
IA-003-010	Kaltlichtkopf <i>Cold light head</i>
IA-003-011	Griff für IA-003-010 <i>Handle for IA-003-010</i>
IA-003-012	Rektoskopkopf, Warmlichtausführung (ohne Abbildung) <i>Rectoscope head, conventional illumination (without illustration)</i>
IA-003-013	Griff für IA-003-012 (ohne Abbildung) <i>Handle for IA-003-012 (without illustration)</i>
IA-003-035	Teleskopoptik <i>Telescope</i>
IA-003-036	Schwenklupe <i>Swivel lens</i>
IA-003-037	Verschlussdeckel <i>Lens cover</i>
IA-003-038	Doppelgebläse mit LL <i>Double blower with LL</i>



IA-003-020
bis / to
IA-003-022



IA-003-025
bis / to
IA-003-027



IA-003-015
bis / to
IA-003-018



IA-003-031



IA-003-030

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
IA-003-015	Rektoskoptube mit Mandrin, Ø 15mm, Länge 200mm <i>Rectoscopy tube with obturator, Ø 15mm, length 200mm</i>
IA-003-016	Rektoskoptube, Ø 20mm, Länge 200mm <i>Rectoscopy tube, Ø 20mm, length 200mm</i>
IA-003-017	Rektoskoptube, Ø 20mm, Länge 250mm <i>Rectoscopy tube, Ø 20mm, length 250mm</i>
IA-003-018	Rektoskoptube, Ø 20mm, Länge 300mm <i>Rectoscopy tube, Ø 20mm, length 300mm</i>
IA-003-020	Mandrin für IA-003-016 <i>Obturator for IA-003-016</i>
IA-003-021	Mandrin für IA-003-017 <i>Obturator for IA-003-017</i>
IA-003-022	Mandrin für IA-003-018 <i>Obturator for IA-003-018</i>
IA-003-030	Rekto-/Proktoskoptube mit Seitenfenster, konisch, Ø 18:24mm, Länge 75mm <i>Recto-/proctoscope tube fenestrated, conical, Ø 18:24mm, length 75mm</i>
IA-003-031	Anoskop mit Mandrin, Ø 21mm, Länge 80mm <i>Anoscope with obturator, Ø 21mm, length 80mm</i>
IA-003-025	Lichtträger, 200mm <i>Light guide, 200mm</i>
IA-003-026	Lichtträger, 250mm <i>Light guide, 250mm</i>
IA-003-027	Lichtträger, 300mm <i>Light guide, 300mm</i>



IK-001-001
bis / to
IK-001-003



ID-001-005



ID-001-004



ID-001-003



ID-001-002



ID-001-001

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
ID-001-001	LARRY Rektalsonde, Ø 2.0mm, AL 150mm <i>LARRY rectal probe, Ø 2.0mm, WL 150mm</i>
ID-001-002	LOCKARD-MUMMERY Fistelsonde, gerade , Ø 2.0mm, AL 165mm <i>LOCKARD-MUMMERY fistula probe, straight, Ø 2.0mm, WL 165mm</i>
ID-001-003	LOCKARD-MUMMERY Fistelsonde, 45° gebogen , Ø 2.0mm, AL 165mm <i>LOCKARD-MUMMERY fistula probe, 45° curved, Ø 2.0mm, WL 165mm</i>
ID-001-004	LOCKARD-MUMMERY Fistelsonde, 90° gebogen , Ø 2.0mm, AL 165mm <i>LOCKARD-MUMMERY fistula probe, 90° curved, Ø 2.0mm, WL 165mm</i>
ID-001-005	LOCKARD-MUMMERY Fistelsonde, 135° gebogen , Ø 2.0mm, AL 165mm <i>LOCKARD-MUMMERY fistula probe, 135° curved, Ø 2.0mm, WL 165mm</i>
IK-001-003	Diathermie-Schlinge mit Tubus, Ø 1.6mm, AL 50cm, komplett mit Griff <i>Diathermy loop with tubus, Ø 1.6mm, WL 50cm, complete with handle</i>
IK-001-001	Handgriff mit HF-Anschluss für Diathermie-Schlinge <i>Handle with HF-connector for diathermy loop</i>
IK-001-002	Diathermie-Schlinge mit Tubus, Ø 1.6mm, AL 50cm (Schlinge mit Tubus) <i>Diathermy loop with tubus, Ø 1.6mm, WL 50cm (loop with tubus)</i>



IH-001-001 /
IH-001-002



IH-001-003



IH-003-011
bis / to
IH-003-013



IH-003-002

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
IH-001-001	BUI Rektoskopie Saugrohr, Ø 5.0mm, AL 405mm <i>BUI rectoscopy suction tube, Ø 5.0mm, WL 405mm</i>
IH-001-002	BUI Rektoskopie Spülrohr, Ø 5.0mm, AL 405mm <i>BUI rectoscopy irrigation tube, Ø 5.0mm, WL 405mm</i>
IH-001-003	Rektoskopie Saug-/Spülrohr, Ø 5.0mm, AL 400mm <i>Rectoscopy suction/irrigation tube, Ø 5.0mm, WL 400mm</i>
IH-003-002	Koagulations-Saugrohr, gerade, Ø 3.5mm, Länge 260mm <i>Coagulation suction tube, straight, Ø 3.5mm, length 260mm</i>
IH-003-011	Koagulations-Saugrohr, gerade, Ø 5mm, Länge 260mm <i>Coagulation suction tube, straight, Ø 5mm, length 260mm</i>
IH-003-012	Koagulations-Saugrohr, gerade, Ø 5mm, Länge 300mm <i>Coagulation suction tube, straight, Ø 5mm, length 300mm</i>
IH-003-013	Koagulations-Saugrohr, gerade, Ø 5mm, Länge 405mm <i>Coagulation suction tube, straight, Ø 5mm, length 405mm</i>



**IG-001-005 /
IG-001-006**





**IG-001-007
bis / to
IG-001-009**




IG-001-001


Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
IG-001-001	MCGIVNEY Hämorrhoiden Saugligator, 30° abgewinkelt nach unten, Ladekonus, 2 Saugknöpfe, Ø 10mm, AL 130mm <i>MCGIVNEY hemorrhoidal suction ligator, 30° angled down, loading cone, 2 suction heads, Ø 10mm, WL 130mm</i>
IG-001-005	LURZ Hämorrhoiden Saugligator, Saugkopf 90° abgewinkelt nach oben, Ladekonus, Ø 8mm, AL 190mm <i>LURZ hemorrhoidal suction ligator, suction head 90° angled up, loading cone, Ø 8mm, WL 190mm</i>
IG-001-006	LURZ Hämorrhoiden Saugligator, Saugkopf 90° abgewinkelt nach oben, Ladekonus, Ø 10mm, AL 190mm <i>LURZ hemorrhoidal suction ligator, suction head 90° angled up, loading cone, Ø 10mm, WL 190mm</i>
IG-001-007	Hämorrhoiden Saugligator, gerader Saugkopf, Ladekonus, Ø 10mm, AL 160mm <i>Hemorrhoidal suction ligator, suction head straight, loading cone, Ø 10mm, WL 160mm</i>
IG-001-008	Hämorrhoiden Saugligator, Saugkopf 30° abgewinkelt nach oben , Ladekonus, Ø 10mm, AL 190mm <i>Hemorrhoidal suction ligator, suction head 30° angled up, loading cone, Ø 10mm, WL 190mm</i>
IG-001-009	Hämorrhoiden Saugligator, Saugkopf 30° abgewinkelt nach unten , Ladekonus, Ø 10mm, AL 160mm <i>Hemorrhoidal suction ligator, suction head 30° angled down, loading cone, Ø 10mm, WL 160mm</i>



Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
IG-001-010	RUDD Hämorrhoiden Ligator, Schaft gerade, Ringkopf gerade, Ladekonus, Ø 12mm, AL 190mm <i>RUDD hemorrhoidal ligator, sheath straight, ring head straight, loading cone, Ø 12mm, WL 190mm</i>
IG-001-011	RUDD Hämorrhoiden Ligator, Schaft gerade, Ringkopf gebogen, Ladekonus, Ø 12mm, AL 190mm <i>RUDD hemorrhoidal ligator, sheath straight, ring head curved, loading cone, Ø 12mm, WL 190mm</i>
IG-001-012	MCGIVNEY Hämorrhoiden Ligator, Schaft gerade, Ringkopf gerade, Ladekonus, Ø 12mm, AL 190mm <i>MCGIVNEY hemorrhoidal ligator, sheath straight, ring head straight, loading cone, Ø 12mm, WL 190mm</i>
IG-001-013	BARRON Hämorrhoiden Ligator, Schaft gerade, Ringkopf gerade, Ladekonus, Ø 12mm, AL 190mm <i>BARRON hemorrhoidal ligator, sheath straight, ring head straight, loading cone, Ø 12mm, WL 190mm</i>
IL-001-001	Ligatur Gummiringe, Latexfrei, 100 Stk./Box (ohne Abbildung) <i>Ligature band, latex free, 100 pcs./box (without illustration)</i>




IB-001-002




**IB-001-004 /
IB-001-005**

**IB-001-006
bis / to
IB-001-008**

**IB-001-004
bis / to
IB-001-008**



IB-001-001




IB-001-003

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
IB-001-001	Tupferzange, 3-armig, Ø 3.6mm, Länge 38cm Sponge forceps, 3-prongs, Ø 3.6mm, length 38cm
IB-001-002	Tupferzange, 3-armig, Ø 3.6mm, Länge 36cm, Spulengriff Sponge forceps, 3-prongs, Ø 3.6mm, length 36cm, spoil handle
IB-001-003	Tupferzange, 2-armig, Ø 3.6mm, Länge 38cm Sponge forceps, 2-prongs, Ø 3.6mm, length 38cm
IB-001-004	Tupferzange, gefenstert, Ø 5.0mm, Länge 28cm Sponge forceps, fenestrated, Ø 5.0mm, length 28cm
IB-001-005	Tupferzange, gefenstert, Ø 5.0mm, Länge 38cm Sponge forceps, fenestrated, Ø 5.0mm, length 38cm
IB-001-006	Tupferzange, gezahnt, Ø 5.0mm, Länge 25cm Sponge forceps, teathed, Ø 5.0mm, length 25cm
IB-001-007	Tupferzange, gezahnt, Ø 5.0mm, Länge 40cm Sponge forceps, teathed, Ø 5.0mm, length 40cm
IB-001-008	Tupferzange, gezahnt, Ø 5.0mm, Länge 45cm Sponge forceps, teathed, Ø 5.0mm, length 45cm



ID-001-001 /
ID-001-002




IC-001-204 /
IC-001-205

ID-004-001


IC-001-204 /
IC-001-205 /
ID-004-001

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
IC-001-204	Probeexzisionszange oval, doppelbeweglich, starr, Ø 2.3mm, AL 45cm Biopsy forceps oval, double action, rigid, Ø 2.3mm, WL 45cm
IC-001-205	Probeexzisionszange oval, doppelbeweglich, starr, Ø 3.0mm, AL 45cm Biopsy forceps oval, double action, rigid, Ø 3.0mm, WL 45cm
ID-001-001	MCGIVNEY Hämorrhoiden Fasszange, 19cm MCGIVNEY hemorrhoidal grasping forceps, 19cm
ID-001-002	MCGIVNEY Hämorrhoiden Fasszange, gebogene Spitze, 19cm MCGIVNEY hemorrhoidal grasping forceps, curved tip, 19cm
ID-004-001	Ø 4mm Tumor punch, einfachbeweglich, unisoliert, Metallgriff, 270mm Ø 4mm tumor punch, single action, non insulated, metal handle, 270mm




ID-001-010
bis / to
ID-001-021


	Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
	ID-001-010	YEOMANN Mastdarm Biopsiezange, runder Punch, Fig. 1, 28cm YEOMANN rectal biopsy forceps, round punch, fig. 1, 28cm
	ID-001-011	YEOMANN Mastdarm Biopsiezange, runder Punch, Fig. 1, 35cm YEOMANN rectal biopsy forceps, round punch, fig. 1, 35cm
	ID-001-012	YEOMANN Mastdarm Biopsiezange, runder Punch, Fig. 1, 42cm YEOMANN rectal biopsy forceps, round punch, fig. 1, 42cm
	ID-001-013	YEOMANN Mastdarm Biopsiezange, runder Punch, Fig. 2, 28cm YEOMANN rectal biopsy forceps, round punch, fig. 2, 28cm
	ID-001-014	YEOMANN Mastdarm Biopsiezange, runder Punch, Fig. 2, 35cm YEOMANN rectal biopsy forceps, round punch, fig. 2, 35cm
	ID-001-015	YEOMANN Mastdarm Biopsiezange, runder Punch, Fig. 2, 42cm YEOMANN rectal biopsy forceps, round punch, fig. 2, 42cm
	ID-001-016	YEOMANN Mastdarm Biopsiezange, eckiger Punch, Fig. 3, 28cm YEOMANN rectal biopsy forceps, egded punch, fig. 3, 28cm
	ID-001-017	YEOMANN Mastdarm Biopsiezange, eckiger Punch, Fig. 3, 35cm YEOMANN rectal biopsy forceps, egded punch, fig. 3, 35cm
	ID-001-018	YEOMANN Mastdarm Biopsiezange, eckiger Punch, Fig. 3, 42cm YEOMANN rectal biopsy forceps, egded punch, fig. 3, 42cm
	ID-001-019	YEOMANN Mastdarm Biopsiezange, eckiger Punch, Fig. 4, 28cm YEOMANN rectal biopsy forceps, egded punch, fig. 4, 28cm
	ID-001-020	YEOMANN Mastdarm Biopsiezange, eckiger Punch, Fig. 4, 35cm YEOMANN rectal biopsy forceps, egded punch, fig. 4, 35cm
	ID-001-021	YEOMANN Mastdarm Biopsiezange, eckiger Punch, Fig. 4, 42cm YEOMANN rectal biopsy forceps, egded punch, fig. 4, 42cm
	ID-001-050	JACKSON Fasszange, 28cm JACKSON grasping forceps, 28cm
	ID-001-051	JACKSON Fasszange, 35cm JACKSON grasping forceps, 35cm
	ID-001-052	JACKSON Fasszange, 40cm JACKSON grasping forceps, 40cm
	ID-001-053	JACKSON Fasszange, 1x2 Zähne, 28cm JACKSON grasping forceps, 1x2 teeth, 28cm
	ID-001-054	JACKSON Fasszange, 1x2 Zähne, 35cm JACKSON grasping forceps, 1x2 teeth, 35cm
	ID-001-055	JACKSON Fasszange, 1x2 Zähne, 40cm JACKSON grasping forceps, 1x2 teeth, 40cm



ID-001-025
bis / to
ID-001-027




ID-010-001
bis / to
ID-010-003




IC-001-204 /
IC-001-205

	Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
	ID-001-025	YEOMANN Mastdarm-Biopsiezange, gewinkelter Punch, 28cm YEOMANN rectal biopsy forceps, angled punch, 28cm
	ID-001-026	YEOMANN Mastdarm-Biopsiezange, gewinkelter Punch, 35cm YEOMANN rectal biopsy forceps, angled punch, 35cm
	ID-001-027	YEOMANN Mastdarm-Biopsiezange, gewinkelter Punch, 43cm YEOMANN rectal biopsy forceps, angled punch, 43cm
	ID-005-193	Ø 5mm Alligator Faß-/Probeexzisionszange, einfachbeweglich, unisoliert, Metallgriff, 330mm Ø 5mm alligator grasping/biopsy forceps, single action, non insulated, metal handle, 330mm
	ID-005-194	Ø 5mm Alligator Faß-/Probeexzisionszange, einfachbeweglich, unisoliert, Metallgriff, 450mm Ø 5mm alligator grasping/biopsy forceps, single action, non insulated, metal handle, 450mm
	ID-010-001	Ø 5mm Polypenfasszange, Federgriff, 330mm Ø 5mm polyp grasping forceps, U-spring handle, 330mm
	ID-010-002	Ø 5mm Polypenfasszange, Federgriff, 330mm Ø 5mm polyp grasping forceps, U-spring handle, 330mm
	ID-010-003	Ø 5mm atraumatische Fasszange, Federgriff, 330mm Ø 5mm atraumatic grasping forceps, U-spring handle, 330mm



IC-003-191
bis / to
IC-005-194

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
IC-003-191	Ø 3mm Löffel Probeexzisionszange, doppelbeweglich, 330mm, Griff mit HF-Anschluss Ø 3mm spoon biopsy forceps, double action, 330mm, handle with HF-connection
IC-003-192	Ø 3mm Löffel Probeexzisionszange, doppelbeweglich, 450mm, Griff mit HF-Anschluss Ø 3mm spoon biopsy forceps, double action, 450mm, handle with HF-connection
IC-003-193	Ø 3mm Löffel Probeexzisionszange, doppelbeweglich, 330mm, mit Spülung , Griff mit HF-Anschluss Ø 3mm spoon biopsy forceps, double action, 330mm, with irrigation , handle with HF-connection
IC-003-194	Ø 3mm Löffel Probeexzisionszange, doppelbeweglich, 450mm, mit Spülung , Griff mit HF-Anschluss Ø 3mm spoon biopsy forceps, double action, 450mm, with irrigation , handle with HF-connection
IC-005-191	Ø 5mm Löffel Probeexzisionszange, doppelbeweglich, 330mm, Griff mit HF-Anschluss Ø 5mm spoon biopsy forceps, double action, 330mm, handle with HF-connection
IC-005-192	Ø 5mm Löffel Probeexzisionszange, doppelbeweglich, 450mm, Griff mit HF-Anschluss Ø 5mm spoon biopsy forceps, double action, 450mm, handle with HF-connection
IC-005-193	Ø 5mm Löffel Probeexzisionszange, doppelbeweglich, 330mm, mit Spülung , Griff mit HF-Anschluss Ø 5mm spoon biopsy forceps, double action, 330mm, with irrigation , handle with HF-connection
IC-005-194	Ø 5mm Löffel Probeexzisionszange, doppelbeweglich, 450mm, mit Spülung , Griff mit HF-Anschluss Ø 5mm spoon biopsy forceps, double action, 450mm, with irrigation , handle with HF-connection



Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
IJ-001-001	ROSCHKE Tropfspritze, LL, 1ml <i>ROSCHKE syringe, LL, 1ml</i>
IJ-001-002	Ersatzzylinder für IJ-001-001 <i>Spare barrel used for IJ-001-001</i>
IJ-001-003	BÖHM Tropfspritze, LL, 1ml <i>BÖHM syringe, LL, 1ml</i>
IJ-001-004	Ersatzzylinder für IJ-001-003 <i>Spare barrel used for IJ-001-003</i>
IJ-001-010	Injektionskanüle, gerade, Ø Nadel 0.7mm, Ø Rohr 1.5mm, Länge 100mm <i>Injection cannula, straight, Ø needle 0.7mm, Ø tube 1.5mm, length 100mm</i>
IJ-001-011	Injektionskanüle, gebogen, Ø Nadel 0.7mm, Ø Rohr 1.5mm, Länge 100mm <i>Injection cannula, curved, Ø needle 0.7mm, Ø tube 1.5mm, length 100mm</i>
IJ-001-012	Kanülenverlängerung, gerade, Ø Rohr 1.5mm, Länge 100mm <i>Extension of injection cannula, straight, Ø tube 1.5mm, length 100mm</i>
IJ-001-013	Kanülenverlängerung, gerade, Ø Rohr 3.0mm, Länge 100mm <i>Extension of injection cannula, straight, Ø tube 3.0mm, length 100mm</i>
IJ-001-014	Kanülenverlängerung, gebogen, Ø Rohr 1.5mm, Länge 100mm <i>Extension of injection cannula, curved, Ø tube 1.5mm, length 100mm</i>

Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page
IA-001-001	4	IA-003-015	11	ID-001-050	18	IK-001-001	12
IA-001-002	4	IA-003-016	11	ID-001-051	18	IK-001-002	12
IA-001-003	4	IA-003-017	11	ID-001-052	18	IK-001-003	12
IA-001-004	4	IA-003-018	11	ID-001-053	18	IL-001-001	15
IA-001-005	4	IA-003-020	11	ID-001-054	18		
IA-001-006	4	IA-003-021	11	ID-001-055	18		
IA-001-007	4	IA-003-022	11	ID-004-001	17		
IA-001-008	4	IA-003-025	11	ID-005-193	19		
IA-001-009	4	IA-003-026	11	ID-005-194	19		
IA-001-010	7	IA-003-027	11	ID-010-001	19		
IA-001-011	7	IA-003-030	11	ID-010-002	19		
IA-001-012	4	IA-003-031	11	ID-010-003	19		
IA-001-013	4	IA-003-035	10	IF-001-001	1		
IA-001-015	8	IA-003-036	10	IF-001-002	1		
IA-001-016	8	IA-003-037	10	IF-001-005	1		
IA-001-017	4	IA-003-038	10	IF-001-006	1		
IA-001-018	4	IA-003-050	10	IF-001-007	1		
IA-001-019	4	IA-003-051	10	IF-001-008	1		
IA-001-020	4	IA-003-052	10	IF-002-001	2		
IA-001-021	7	IA-003-053	10	IF-002-002	2		
IA-001-022	7	IB-001-001	16	IF-002-003	2		
IA-001-023	7	IB-001-002	16	IF-002-004	2		
IA-001-024	7	IB-001-003	16	IF-002-005	2		
IA-001-025	7	IB-001-004	16	IF-002-010	2		
IA-001-030	5	IB-001-005	16	IF-002-011	3		
IA-001-031	5	IB-001-006	16	IF-002-012	3		
IA-001-032	5	IB-001-007	16	IF-002-013	3		
IA-001-033	5	IB-001-008	16	IF-002-014	3		
IA-001-034	5	IC-001-204	17	IF-002-015	3		
IA-001-035	5	IC-001-205	17	IF-002-020	2		
IA-001-035-S	5	IC-003-191	20	IF-002-021	2		
IA-001-036	5	IC-003-192	20	IF-002-022	2		
IA-001-037	5	IC-003-193	20	IF-002-023	2		
IA-001-037-S	5	IC-003-194	20	IG-001-001	14		
IA-001-038	5	IC-005-191	20	IG-001-005	14		
IA-001-039	5	IC-005-192	20	IG-001-006	14		
IA-001-039-S	5	IC-005-193	20	IG-001-007	14		
IA-001-040	7	IC-005-194	20	IG-001-008	14		
IA-001-041	7	ID-001-001	12	IG-001-009	14		
IA-002-001	6	ID-001-001	17	IG-001-010	15		
IA-002-002	6	ID-001-002	12	IG-001-011	15		
IA-002-003	6	ID-001-002	17	IG-001-012	15		
IA-002-004	6	ID-001-003	12	IG-001-013	15		
IA-002-005	6	ID-001-004	12	IH-001-001	13		
IA-002-006	6	ID-001-005	12	IH-001-002	13		
IA-002-010	6	ID-001-010	18	IH-001-003	13		
IA-002-011	6	ID-001-011	18	IH-002-001	9		
IA-002-012	6	ID-001-012	18	IH-003-002	13		
IA-002-013	6	ID-001-013	18	IH-003-011	13		
IA-002-015	8	ID-001-014	18	IH-003-012	13		
IA-002-016	8	ID-001-015	18	IH-003-013	13		
IA-002-017	8	ID-001-016	18	IJ-001-001	21		
IA-002-018	8	ID-001-017	18	IJ-001-002	21		
IA-003-001	9	ID-001-018	18	IJ-001-003	21		
IA-003-002	9	ID-001-019	18	IJ-001-004	21		
IA-003-003	9	ID-001-020	18	IJ-001-010	21		
IA-003-010	10	ID-001-021	18	IJ-001-011	21		
IA-003-011	10	ID-001-025	19	IJ-001-012	21		
IA-003-012	10	ID-001-026	19	IJ-001-013	21		
IA-003-013	10	ID-001-027	19	IJ-001-014	21		



STEMA Medizintechnik GmbH
take-off GewerbePark 74
78579 Neuhausen ob Eck - Germany

Phone: 0049 (0) 74 67 / 79 63 00
Fax: 0049 (0) 74 67 / 79 63 06 9

info@stema-medizintechnik.de
www.stema-medizintechnik.de