

# H<sub>NO</sub> ENT





## Service/Zertifikate

Die STEMA Medizintechnik GmbH ist nach den höchsten Standards zertifiziert.

- DIN EN ISO 13485:2016 + AC:2016
- EG Richtlinien 93/42/EWG Anhang II ohne Abschnitt 4
- EG Richtlinien 93/42/EWG Anhang V ohne Abschnitt 3
- FDA

Diese Standards bilden eine essentielle Grundlage für unser Unternehmen und unsere Partner.

Sie symbolisieren ebenfalls das Engagement und Erstreben die Qualität unserer Produkte langfristig zu sichern.

## Service/Certificates

*STEMA Medizintechnik GmbH is certified in accordance with the highest standards.*

- DIN EN ISO 13485:2016 + AC:2016
- Council Directive 93/42/EEC Annex II excluding Section 4
- Council Directive 93/42/EEC Annex V excluding Section 3
- FDA

*These standards create an essential base for our company and our partners.*

*They also symbolize the commitment and strive to keep up the quality of our products.*

## Produkte

Das aktuelle Produktsortiment der STEMA Medizintechnik GmbH umfasst mehr als 10.000 verschiedene Artikel.

Wir decken folgende Segmente für die Chirurgie mit qualitativ hochwertigen Produkten ab:

- **Arthroskopie**
- **Bronchoskopie**
- **Container Systeme**
- **Gastro-Intestinal**
- **Geräte**
- **Gynäkologie**
- **Herz-MIC**
- **HF Chirurgie**
- **HNO**
- **Laminektomie**
- **Laparoskopie**
- **Mikromotoren Systeme**
- **Proktoskopie**
- **Thorakoskopie**
- **Titan Platten System**
- **Urologie**

Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Stamm-Lieferanten garantieren wir ein sehr hohes Qualitätsniveau.

Dies ist einer von vielen Gründen, die der Firma STEMA weltweit Kontakte zu verschiedenen Partner eröffnet, in unserem Namen sowie im OEM-Bereich.

## Products

*The current product range of STEMA Medizintechnik GmbH includes more than 10.000 different items.*

*We cover the following areas in surgery with high quality products:*

- **Arthroscopy**
- **Bronchoscopy**
- **Cardiac MIS**
- **Container Systems**
- **ENT**
- **Gastro-Intestinal**
- **Gynaecology**
- **HF-Surgery**
- **Laminectomy**
- **Laparoscopy**
- **Micro motor system**
- **Proctoscopy**
- **Thoracoscopy**
- **Titanium plating system**
- **Units**
- **Urology**

*A close cooperation with our suppliers guarantees a very high quality level.*

*This is one of many reasons which open STEMA contacts to various partners all over the world, in our name as well as on OEM base.*

## INHALT STIRNLEUCHTEN CONTENT HEADLIGHTS

### STIRNLEUCHTEN / HEADLIGHTS

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| OP und HNO Stirnleuchten / OR and ENT headlights ..... | 1-4 |
|--------------------------------------------------------|-----|

## INHALT OTOLOGIE CONTENT OTOTOLOGY

### ENDOSKOPE / ENDOSCOPES

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| Autoklavierbare Optiken / Autoclavable scopes ..... | 7, 8 |
| Otoskope / Ootoscopes .....                         | 9    |

### SPEKULAS / SPECULUM

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Ohrtrichter / Ear speculum ..... | 10-12 |
|----------------------------------|-------|

### DIAGNOSTIK UND ZUBEHÖR / DIAGNOSTIC AND ACCESSORIES

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Stimmgabeln / Tuning forks .....               | 13-16 |
| Lärmtrommeln / Noise boxes .....               | 15    |
| Nystagmus Brillen / Nystagmus spectacles ..... | 16,17 |
| Ohrspritzen / Ear syringes .....               | 18    |
| Hörschläuche / Diagnostic tubes .....          | 19    |
| Ballone / Balloons .....                       | 19    |
| Zerstäuber / Atomizers .....                   | 20    |
| Pulverbläser / Powder blowers .....            | 20    |
| Fixation / Fixation .....                      | 21    |

### HANDINSTRUMENTE / HAND INSTRUMENTS

|                                                                                  |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Watteträger / Cotton applicators .....                                           | 22     |
| Ohrsonden, Ohrhebel, Ohrstopfer / Ear probes, ear spatulas, ear pusher .....     | 23     |
| Ohrhäkchen / Ear hooks .....                                                     | 24-27  |
| Ohrschlingen / Ear loops .....                                                   | 28     |
| Ohrküretten / Ear curettes .....                                                 | 29, 30 |
| Scharfe Löffel / Sharp curettes .....                                            | 31     |
| Parazenthesenadeln / Tympanum perforators .....                                  | 32, 33 |
| Ohrbesteck / Ear operating set .....                                             | 34     |
| Nadeln / Needles .....                                                           | 35     |
| Ohrmesser / Ear knives .....                                                     | 36-38  |
| Rundschnittmesser / Flap knives .....                                            | 39     |
| Messinstrumente / Measuring instruments .....                                    | 40     |
| Dissektoren, Elevatoren, Perforatoren / Dissectors, elevators, perforators ..... | 41     |
| Raspatorien / Raspatories .....                                                  | 42, 43 |
| Meißel / Chisels .....                                                           | 49, 50 |
| Hämmer / Hammers .....                                                           | 51     |

### SAUGEN / SUCTION

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Saugrohre / Suction tubes .....                          | 44    |
| Saug- und Spülrohre / Suction and irrigation tubes ..... | 45-48 |
| Griffe und Adaptoren / Handles and adaptors .....        | 48    |

## **ZANGEN / FORCEPS** **SEITE / PAGE**

|                                                                                        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Ohrtamponzängchen, Ohrpinzetten / Ear tampon forceps, ear dressing forceps .....       | 52     |
| Hammerkopfstanzen, Drahtschliesszangen / Hammer head punches, wire close forceps ..... | 53     |
| Ohrzangen / Ear forceps .....                                                          | 54-61  |
| Mikro Fasszangen / Micro grasping forceps .....                                        | 62     |
| Mikro Löffelzangen / Micro spoon forceps .....                                         | 63, 64 |
| Scheren / Scissors .....                                                               | 65-67  |
| Mikro Scheren / Micro scissors .....                                                   | 68     |

## **SCHNÜRER / SNARES**

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Ohrpolypenschnürer / Ear polypus snares ..... | 69 |
|-----------------------------------------------|----|

## **SPEZIELLES / SPECIALS**

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| HEERMANN Instrumente und Zubehör / HEERMANN instruments and accessories ..... | 70 |
| Paukenröhrchen und Zubehör / Vent tubes and accessories .....                 | 71 |

## **VERSCHIEDENES / VARIOUS**

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Gelfoam-Quetschzange / Gelfoam-pressure forceps ..... | 72 |
| Biegegerät / Bending block .....                      | 72 |
| Venenpresse / Vein press .....                        | 72 |
| Abziehstein / Stone .....                             | 72 |
| Präpariertablett / Metal plate .....                  | 72 |

## **INHALT RHINOLOGIE** **CONTENT RHINOLOGY**

## **SPEKULA / SPECULA** **SEITE / PAGE**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Nasenspekula / Nasal specula ..... | 75-79 |
|------------------------------------|-------|

## **ZUBEHÖR / ACCESSORIES**

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Fixation / Fixation .....                                  | 80 |
| Zerstäuber, Pulverbläser / Atomizers, powder blowers ..... | 81 |

## **HANDINSTRUMENTE / HAND INSTRUMENTS**

|                                                                       |         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| Watteträger, Lippensperrer / Cotton applicators, lip retractors ..... | 82      |
| Haken, Retraktoren / Hooks, retractors .....                          | 83-86   |
| Nadeln, Messinstrumente / Needles, measuring instruments .....        | 87      |
| Messer / Knives .....                                                 | 88, 89  |
| Sägen, Quetschen / Saws, crushers .....                               | 90      |
| Elevatoren / Elevators .....                                          | 91-93   |
| Dissektoren / Dissectors .....                                        | 93      |
| Raspatorien / Raspatories .....                                       | 94-98   |
| Saugrohre, Saugkanülen / Suction tubes, suction cannulas .....        | 98      |
| Meißel / Chisels .....                                                | 99-103  |
| Osteotome / Osteotomes .....                                          | 104-109 |
| Brecher / Crushers .....                                              | 109     |
| Hämmer / Hammers .....                                                | 110     |

## **ZANGEN / FORCEPS**

|                                                                                           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Nasenpinzetten / Nasal dressing forceps .....                                             | 110     |
| Nasentampon- und Muschelquetschzangen / Nasal tampon and turbinate crushing forceps ..... | 111     |
| Conchotome / Nasal cutting forceps .....                                                  | 112     |
| Nasenzangen mit Schiebeschaft / Nasal forceps with sliding sheath .....                   | 113-115 |
| Septumzangen / Septum forceps .....                                                       | 116     |
| Septumrichtzangen / Septum straightening forceps .....                                    | 117     |
| Nasenzangen, Knorpelquetschzangen / Nasal forceps, septum morcelizers .....               | 118     |
| Knochensplitterzangen, Knorpelzangen / Bone cutting forceps, nasal hump forceps .....     | 119     |

## SCHEREN / SCISSORS

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Nasenscheren / Nasal scissors ..... | 120-122 |
|-------------------------------------|---------|

## INHALT SINUSKOPIE CONTENT SINUSCOPY

### ENDOSKOPE / ENDOSCOPES

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| Autoklavierbare Optiken / Autoclavable scopes .....              | 125, 126 |
| Flexible Naso-Pharyngoskope / Flexible Nose-Pharyngoscopes ..... | 127      |

### TROKARE / TROCARS

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| Schäfte und Trokare / Sheaths and trocars ..... | 128, 129 |
|-------------------------------------------------|----------|

### HANDINSTRUMENTE / HAND INSTRUMENTS

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| Griffe, Sonden / Handles, probes .....           | 130 |
| Küretten / Curettes .....                        | 131 |
| Löffel / Spoons .....                            | 132 |
| Messer, Dilatatoren / Knives, bougies .....      | 133 |
| Elevatoren / Elevators .....                     | 134 |
| Raspatorien, Meißel / Raspatories, chisels ..... | 135 |

### SAUGEN-SPÜLEN / SUCTION-IRRIGATION

|                                                                  |         |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| Spülkanülen / Suction cannulas .....                             | 136-146 |
| Saugrohre, Saugglas / Suction tubes, suction cup .....           | 144     |
| Spül- und Punktionskanülen / Suction and puncture cannulas ..... | 146     |
| Saug- und Spülhandgriff / Suction and irrigation handle .....    | 147     |

### ZANGEN / FORCEPS

|                                                                                                     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Conchotome / Nasal cutting forceps .....                                                            | 148      |
| Nasenzangen mit Rohrschaft / Nasal forceps with tube sheath .....                                   | 149-152  |
| Nasenzangen mit Rohrschaft und Absaugung / Nasal forceps with tube sheath and suction chann. ....   | 153, 154 |
| Nasenzangen mit Schiebeschäft / Nasal forceps with sliding sheath .....                             | 155-157  |
| Nasenzangen mit Schiebeschäft und Absaug. / Nasal forceps with sliding sheath and suct. chann. .... | 158      |
| Nasenzangen mit integriertem Saugkanal / Nasal forceps with integrated suction channel .....        | 159      |
| Verschiedene Zangen / Various forceps .....                                                         | 160      |
| Biopsiezangen / Biopsy forceps .....                                                                | 161, 162 |
| Siebbeinzangen / Ethmoid forceps .....                                                              | 163      |

### STANZEN / PUNCHES

|                                                                                               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Antrumstanzen / Antrum punches .....                                                          | 164 |
| Antrumstanzen mit Absaugung / Antrum punches with suction channel .....                       | 165 |
| Ostium-, Rundkopf- und Meißelstanzen / Sinus, circular cutting and chisel-edged punches ..... | 166 |
| Keilbeinstanzen / Sphenoid punches .....                                                      | 167 |
| Kieferhöhlenstanzen / Antrum rongeurs .....                                                   | 168 |

### SCHEREN / SCISSORS

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Nasenscheren / Nasal scissors ..... | 169 |
|-------------------------------------|-----|

## INHALT TONSILLEKTOMIE CONTENT TONSILLECTOMY

| RETRAKTOREN UND ZUBEHÖR / RETRACTORS AND ACCESSORIES                                 | SEITE / PAGE |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Mundsperrer / Mouth gags .....                                                       | 173-175      |
| Lippenhalter / Lip retractors .....                                                  | 175          |
| Zungenspatel / Tongue depressors .....                                               | 175          |
| Zungendrucker / Tongue depressors .....                                              | 176,177      |
| Retraktoren, Haken / Retractors, hooks .....                                         | 184          |
| ZUBEHÖR / ACCESSORIES                                                                |              |
| Zerstäuber / Atomizers .....                                                         | 178          |
| HANDINSTRUMENTE / HAND INSTRUMENTS                                                   |              |
| Ringmesser / Adenoid curettes .....                                                  | 179          |
| Adenotome, Küretten / Adenotomes, curettes .....                                     | 180          |
| Tamponstopfer, Tonsillennadeln / Gauze packers, tonsil needles .....                 | 181          |
| Tonsillmesser / Tonsil knives .....                                                  | 182          |
| Tonsillendisektoren, Tonsillenelevatoren / Tonsil dissectors, tonsil elevators ..... | 183          |
| Tonsillenzangen, Tonsillenschere / Tonsil forceps, tonsil scissors .....             | 184          |
| Kehlkopfspiegel / Laryngeal mirrors .....                                            | 186          |
| SCHNÜRER / SNARES                                                                    |              |
| Tonsillenschnürer / Tonsil snares .....                                              | 187, 188     |
| Tonsillotome / Tonsilectomes .....                                                   | 189          |
| Schnürdrähte / Snare wires .....                                                     | 190          |

## INHALT LARYNGOSKOPIE CONTENT LARYNGOSCOPY

| ENDOSKOPE / ENDOSCOPES                                                                            | SEITE / PAGE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Tele-Laryngo-Pharyngoskope / Tele-Laryngo-Pharyngoscopes .....                                    | 193          |
| LARYNGOSKOPE UND ZUBEHÖR / LARYNGOSCOPES AND ACCESSORIES                                          |              |
| Laryngoskope / Laryngoscopes .....                                                                | 194, 195     |
| Operationslaryngoskope, Zubehör / Operating laryngoscopes, accessories .....                      | 198          |
| Griffe / Handles .....                                                                            | 195          |
| Spatel / Blades .....                                                                             | 196, 197     |
| Bruststützen / Chest support .....                                                                | 199          |
| Narkosebügel, Mundsperreraufhängung / Anaesthesia frame, suspension apparatus for mouth gag ..... | 200          |
| Saugrohre, Spritzen / Suction tube, syringes .....                                                | 186          |
| HANDINSTRUMENTE / HAND INSTRUMENTS                                                                |              |
| Laryngeale Mikroinstrumente / Laryngeal micro instruments .....                                   | 202-204      |
| Laryngoskopie Instrumente / Laryngoscopy instruments .....                                        | 205-207      |
| Flexible Zangen / Flexible forceps .....                                                          | 208          |

## INHALT CHIRURGIE CONTENT SURGERY

| SKALPELLE / SCALPELS                   | SEITE / PAGE |
|----------------------------------------|--------------|
| Skalpellgriffe / Scalpel handles ..... | 211          |
| Dermatom / Dermatomy .....             | 211          |



## SCHEREN / SCISSORS

|                                                                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| OP-Scheren / Operating scissors .....                                   | 212-215  |
| Standardscheren / Standard scissors .....                               | 216-217  |
| Präparierscheren / Dissecting scissors .....                            | 218, 219 |
| Gefäß- und Sehnenscheren / Vascular and tenotomy scissors .....         | 22       |
| Ligatur- und Strabismusscheren / Ligature and strabismus scissors ..... | 223      |
| Nasen- und Tonsillenscheren / Nasal and tonsil scissors .....           | 224      |
| Irisscheren / Iris scissors .....                                       | 225      |
| Mikroscheren / Micro scissors .....                                     | 226-229  |

## PINZETTEN / FORCEPS

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Anatomische Pinzetten / Dressing forceps .....          | 230 |
| Chirurgische Pinzetten / Dissecting forceps .....       | 231 |
| Atraumatische Pinzetten / Atrauma forceps .....         | 232 |
| Irisspinzetten / Iris forceps .....                     | 232 |
| Uhrmacherpinzetten / Jeweler type forceps .....         | 232 |
| Columellapinzetten / Columella forceps .....            | 232 |
| Ohren- und Nasenpinzetten / Ear and nasal forceps ..... | 233 |
| Mikropinzetten / Micro forceps .....                    | 234 |
| Verschiedene Pinzetten / Various forceps .....          | 234 |

## KLEMMEN / FORCEPS

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Arterienklemmen / Haemostatic forceps .....  | 235-237  |
| Verschiedene Klemmen / Various forceps ..... | 238, 239 |

## RETRAKTOREN / RETRACTORS

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Wundhaken / Retractors .....         | 240-249 |
| Nasenhaken / Nasal retractors .....  | 250     |
| Wangenhaken / Cheek retractors ..... | 250     |
| Kinnhalter / Chin retractors .....   | 250     |
| Wundsperrer / Wound spreaders .....  | 251-255 |

## NAHT / SUTURE

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Nadelhalter / Needle holders .....             | 256-258 |
| Mikro Nadelhalter / Micro needle holders ..... | 259-264 |

## KNOCHENCHIRURGIE / BONE SURGERY

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| Scharfe Löffel / Bone curettes .....               | 265-267  |
| Küretten / Curettes .....                          | 268, 269 |
| Knochensplitterzangen / Bone cutting forceps ..... | 270      |
| Hohlmeisselzangen / Bone rongeurs .....            | 270, 271 |

## KRANIO-MAXILLOFAZIALE CHIRURGIE / CRANIO-MAXILLO-FACIAL SURGERY

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Ahlen / Awles .....                           | 272 |
| Elevatoren / Elevators .....                  | 273 |
| Raspatorien / Raspatories .....               | 273 |
| Osteotome / Osteotomes .....                  | 274 |
| Kronenschieber / Pusher .....                 | 274 |
| Drahtumführer / Wire pusher .....             | 275 |
| Verschiedene Haken / Various retractors ..... | 275 |





# STIRNLEUCHTEN

# HEADLIGHTS



## OP-Stirnleuchte OT-Headlight

- Moderne, fokussierbare Fiberoptik-Stirnleuchte
- Hochleistungsoptik für intensiven Lichtfleck
- Leichtes Kopfband für optimalen Tragekomfort
- Hohe Lichtleistung

- *Modern focusable fibre optic headlight*
- *High performance optical system for an intensive spot*
- *Lightweight headband for optimal wearing comfort*
- *High light emission*



| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                       |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LA-050-083</b>           | OP-Stirnleuchte, schwarzes Kopfband<br>OT-headlight, black over the top headband |

Glasfaserkabel ..... Gegabelt 0,7 m, Gesamtlänge 2,5 m | Durchmesser 3,5 mm  
F/O-Cable ..... Bifurcated 0.7 m, total length 2.5 m | Diameter 3.5 mm

Klassifikation ..... Klasse I (EU) 2017/745 (MDR)  
Classification ..... Class I (EU) 2017/745 (MDR)

Lichtaustritt ..... Stufenlos fokussierbar, Irisblende, Kugelgelenk  
Light outlet ..... Focus step less adjustable, diaphragm, ball joint

|                                        |                                        |         |         |          |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------|----------|
| Leuchtfelddurchmesser<br>Spot diameter | Arbeitsabstand / Working distance      | 20 cm   | 30 cm   | 60 cm    |
|                                        | Leuchtfeld-Durchmesser / Spot-diameter | 6-60 mm | 8-95 mm | 20-200mm |

### Im Lieferumfang enthalten Delivery contains

OP-Stirnleuchte, Gebrauchsanweisung  
Anschluss OT-Headlight, operating manual



Adapter ist nicht in Lieferumfang von LA-050-012 enthalten  
Adapter is not included in the scope of delivery of LA-050-012



| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                    |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CK-010-011</b>           | Lichtleitkabel Adapter, Geräteseite STEMA / STORZ<br>Fibre optic light cable adapter, unit side STEMA / STORZ |

## Kabellose OP-LED Stirnleuchte Wireless OT-LED-Headlight

- Fokussierbare Stirnleuchte mit weißer Hochleistungs-LED
  - Li-Ionen-Akku für mobile Anwendungen
  - Hohe Lichtleistung & gute Lichtausbeutung
  - Hohe Lebensdauer der LED
- 
- *Focusable headlight with high power white LED lamp*
  - *Li-Ion rechargeable battery pack for mobile use*
  - *High light emission & long lasting operation*
  - *Best possible price / performance relation*



| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LA-050-058</b>           | Kabellose OP-LED Stirnleuchte, schwarzes Kopfband, inkl. Akkubox und Ladegerät<br><i>Wireless OT-LED headlight, black over the top headband, incl. Accu box and charger</i> |

Gesamtgewicht ..... 350g (mit Akkupack am Stirnband)  
Total weight ..... 350g (with Power pack on headband)

Klassifikation ..... Klasse I (EU) 2017/745 (MDR) 1 M gemäß EN 60825-1  
Classification ..... Class I (EU) 2017/745 (MDR) 1 M according to EN 60825-1

Lichtaustritt ..... Fokussierbar (siehe Tabelle)  
Light outlet ..... Focusable (see Tabelle)

Stromversorgung ..... Li-Ionen Akku  
Power supply ..... Li-Ion Power pack

Ladezeit ..... ca. 4h bei vollständiger Entleerung  
Charging period ..... approx. 4h at a fully discharge

LED ..... Power-LED, weiß  
LED ..... Power-LED, white

Farbtemperatur ..... ca. 6.000 K (warmweiß ca. 2.900 K)  
Colour temperature ..... approx. 6.000 K (warm white ca. 2.900 K)

Leistung ..... 3 Watt  
Power ..... 3 Watt

|                       |                                        |         |         |          |
|-----------------------|----------------------------------------|---------|---------|----------|
| Leuchtfelddurchmesser | Arbeitsabstand / Working distance      | 20 cm   | 30 cm   | 60 cm    |
| Spot diameter         | Leuchtfeld-Durchmesser / Spot-diameter | 8-35 mm | 9-55 mm | 18-115mm |
|                       | Max. LUX / max. LUX                    | 67.000  | 27.000  | 7.000    |

### Im Lieferumfang enthalten Delivery contains

OP-Stirnleuchte, Gebrauchsanweisung  
OT-Headlight, operating manual

HNO Stirnleuchte  
ENT Headlight

- Fiberoptische OP-Stirnleuchte
- Hoher Tragekomfort
- Stufenlos verstellbarer Mikro-Lichtfleck
- Blendfreie Tiefenausleuchtung
- Ledergepostertes Kopfbügel-Stirnreif
  - Fibre optic OT-headlight
  - Highest comfort
  - Stepless focusable Micro-Light Spot
  - Intensive depth illumination
  - Leather bolstered headband



| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                          |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LA-050-012                  | HNO Stirnleuchte mit Mikrofokus, stufenlos, inkl. Kaltlichtkabel<br>ENT headlight with microfocus, stepless, incl. cold light cable |

Glasfaserkabel ..... Mittig geführt | 2,2 m | Durchmesser 3,5 mm  
F/O-Cable ..... Centred | 2.2 m | Diameter 3.5 mm

Gesamtgewicht ..... ca. 300g  
Total weight ..... approx. 300g

Lichtaustritt ..... Stufenlos fokussierbar, Irisblende, Kugelgelenk  
Light outlet ..... Focus step less adjustable, diaphragm, ball joint

|                                        |                                        |         |          |          |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------|----------|----------|
| Leuchtfelddurchmesser<br>Spot diameter | Arbeitsabstand / Working distance      | 20 cm   | 30 cm    | 60 cm    |
|                                        | Leuchtfeld-Durchmesser / Spot-diameter | 5-25 mm | 10-45 mm | 25-105mm |

| Im Lieferumfang enthalten<br>Delivery contains                          |
|-------------------------------------------------------------------------|
| HNO-Stirnleuchte, Gebrauchsanweisung<br>ENT-headlight, operating manual |



Adapter ist nicht in Lieferumfang von LA-050-012 enthalten  
Adapter is not included in the scope of delivery of LA-050-012



| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                    |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CK-010-011                  | Lichtleitkabel Adapter, Geräteseite STEMA / STORZ<br>Fibre optic light cable adapter, unit side STEMA / STORZ |

## LED-Mikro-Stirnleuchte LED-Micro-Headlight

- Fokussierbare Stirnleuchte mit modernem LED-Licht
- Superleichtes, komfortables Modell
- Mit Miniatur-Batterie-Box für mobile Anwendungen
- Hohe Lebensdauer der Batterie

- *Focusable headlight with modern LED-light*
- *Extremely light weight & comfortable*
- *With small battery box for mobile use*
- *Long battery lifetime*



| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| LA-050-120                  | LED Mikro-Stirnleuchte<br>LED Micro-headlight |

Gesamtgewicht ..... 156g  
Total weight ..... 156g

Klassifikation ..... Ergonomisch, weitenverstellbar, gepolstert  
Classification ..... Ergonomic, adjustable, bolstered

Lichtaustritt ..... Fokussierbar  
Light outlet ..... Focusable

Stromversorgung ..... 3x Mignon (AA) Batterie  
Power supply ..... 3x batteries (size AA)

Betriebszeit..... ca. 3,5h  
Operating time ..... approx. 3.5h

Farbtemperatur..... ca. 3.000 K (warmweiß, für bessere Farbwiedergabe), ca. 6.500 K (kaltweiß, heller)  
Colour temperature..... approx. 3.000 K (warm white, higher CRI for better colours), approx. 6.500 K (cool white, more brightness)

Leuchtfelddurchmesser ..... 40...60mm (Arbeitsabstand 30cm)  
Spot diameter ..... 40...60mm (working distance 30cm)

### Im Lieferumfang enthalten Delivery contains

LED Mikro-Stirnleuchte, Gebrauchsanweisung  
LED Micro-headlight, operating manual



**O**TOLOGIE

**O**TOLOGY










|     | Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Durchmesser<br>Diameter | Blickwinkel<br>Viewing angle | Nutzlänge<br>Working length |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1.9 | LA-004-001                  | 1.9mm                   | 0°                           | 69mm                        |
|     | LA-004-002                  | 1.9mm                   | 30°                          | 69mm                        |
|     | LA-005-001                  | 1.9mm                   | 0°                           | 102mm                       |
|     | LA-005-002                  | 1.9mm                   | 30°                          | 102mm                       |
| 2.4 | LA-006-001                  | 2.4mm                   | 0°                           | 110mm                       |
|     | LA-006-002                  | 2.4mm                   | 30°                          | 110mm                       |
|     | LA-007-001                  | 2.4mm                   | 0°                           | 123mm                       |
|     | LA-007-002                  | 2.4mm                   | 30°                          | 123mm                       |
| 2.7 | LA-000-001                  | 2.7mm                   | 0°                           | 41mm                        |
|     | LA-000-002                  | 2.7mm                   | 30°                          | 41mm                        |
|     | LA-003-001                  | 2.7mm                   | 0°                           | 110mm                       |
|     | LA-003-002                  | 2.7mm                   | 30°                          | 110mm                       |
|     | LA-003-003                  | 2.7mm                   | 70°                          | 110mm                       |
|     | LA-001-001                  | 2.7mm                   | 0°                           | 175mm                       |
|     | LA-001-002                  | 2.7mm                   | 30°                          | 175mm                       |
|     | LA-001-003                  | 2.7mm                   | 70°                          | 175mm                       |
|     | LA-001-004                  | 2.7mm                   | 0°                           | 187.5mm                     |
|     | LA-001-005                  | 2.7mm                   | 30°                          | 187.5mm                     |
| 3.0 | LA-001-006                  | 2.7mm                   | 70°                          | 187.5mm                     |
|     | LA-000-005                  | 3.0mm                   | 0°                           | 41mm                        |



| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Durchmesser<br>Diameter | Blickwinkel<br>Viewing angle | Nutzlänge<br>Working length |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| LA-000-003                  | 4.0mm                   | 0°                           | 50mm                        |
| LA-000-004                  | 4.0mm                   | 30°                          | 50mm                        |
| LA-002-005                  | 4.0mm                   | 0°                           | 110mm                       |
| LA-002-006                  | 4.0mm                   | 30°                          | 110mm                       |
| LA-002-008                  | 4.0mm                   | 45°                          | 110mm                       |
| LA-002-007                  | 4.0mm                   | 70°                          | 110mm                       |
| LA-002-009                  | 4.0mm                   | 0°                           | 142mm                       |
| LA-002-010                  | 4.0mm                   | 30°                          | 142mm                       |
| LA-002-012                  | 4.0mm                   | 45°                          | 142mm                       |
| LA-002-011                  | 4.0mm                   | 70°                          | 142mm                       |
| LA-002-001                  | 4.0mm                   | 0°                           | 175mm                       |
| LA-002-002                  | 4.0mm                   | 30°                          | 175mm                       |
| LA-002-004                  | 4.0mm                   | 45°                          | 175mm                       |
| LA-002-003                  | 4.0mm                   | 70°                          | 175mm                       |
| LA-002-013                  | 4.0mm                   | 0°                           | 187.5mm                     |
| LA-002-014                  | 4.0mm                   | 30°                          | 187.5mm                     |
| LA-002-016                  | 4.0mm                   | 45°                          | 187.5mm                     |
| LA-002-015                  | 4.0mm                   | 70°                          | 187.5mm                     |

STEMA

High Definition



| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Durchmesser<br>Diameter | Blickwinkel<br>Viewing angle | Nutzlänge<br>Working length |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| LA-002-031                  | 4.0mm                   | 0°                           | 175mm                       |
| LA-002-032                  | 4.0mm                   | 30°                          | 175mm                       |
| LA-002-033                  | 4.0mm                   | 70°                          | 175mm                       |
| LA-002-034                  | 4.0mm                   | 45°                          | 175mm                       |



| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                             |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| LA-020-001                  | Otoskop HL 2.5V, Griff C<br>Otoscope HL 2.5V, handle C |

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Durchmesser<br>Diameter                | Bezeichnung<br>Description                                                                        |                                                                                       |
|-----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| LF-001-001                  | 4.0mm außen (Fig. 1) / outer (fig. 1)  | FARRIOR Ohrtrichter <b>rund</b><br>FARRIOR ear speculum <b>round</b>                              |    |
| LF-001-002                  | 5.0mm außen (Fig. 2) / outer (fig. 2)  |                                                                                                   |                                                                                       |
| LF-001-003                  | 5.6mm außen / outer                    |                                                                                                   |                                                                                       |
| LF-001-004                  | 6.0mm außen (Fig. 3) / outer (fig. 3)  |                                                                                                   |                                                                                       |
| LF-001-005                  | 6.6mm außen / outer                    |                                                                                                   |                                                                                       |
| LF-001-006                  | 7.0mm außen (Fig. 4) / outer (fig. 4)  |                                                                                                   |                                                                                       |
| LF-001-007                  | 7.5mm außen / outer                    |                                                                                                   |                                                                                       |
| LF-001-008                  | 8.0mm außen (Fig. 5) / outer (fig. 5)  |                                                                                                   |                                                                                       |
| LF-001-009                  | 8.5mm außen (Fig. 6) / outer (fig. 6)  |                                                                                                   |                                                                                       |
| LF-001-010                  | 10.0mm außen (Fig. 7) / outer (fig. 7) |                                                                                                   |                                                                                       |
| LF-001-011                  | 3.8 x 4.8mm (Fig. 1) / (fig. 1)        | FARRIOR Ohrtrichter <b>oval</b><br>FARRIOR ear speculum <b>oval</b>                               |    |
| LF-001-012                  | 4.8 x 5.8mm (Fig. 2) / (fig. 2)        |                                                                                                   |                                                                                       |
| LF-001-013                  | 5.3 x 6.3mm (Fig. 3) / (fig. 3)        |                                                                                                   |                                                                                       |
| LF-001-014                  | 5.8 x 6.8mm (Fig. 4) / (fig. 4)        |                                                                                                   |                                                                                       |
| LF-001-015                  | 6.3 x 7.3mm (Fig. 5) / (fig. 5)        |                                                                                                   |                                                                                       |
| LF-001-016                  | 6.8 x 7.8mm (Fig. 6) / (fig. 6)        |                                                                                                   |                                                                                       |
| LF-001-017                  | 7.3 x 8.3mm (Fig. 7) / (fig. 7)        |                                                                                                   |                                                                                       |
| LF-001-018                  | 7.8 x 8.8mm (Fig. 8) / (fig. 8)        |                                                                                                   |                                                                                       |
| LF-001-019                  | 8.3 x 9.3mm (Fig. 9) / (fig. 9)        | FARRIOR Ohrtrichter <b>oval, 20°</b> abgeschrägt<br>FARRIOR ear speculum <b>oval, 20°</b> oblique |   |
| LF-001-020                  | 3.8 x 4.8mm (Fig. 1) / (fig. 1)        |                                                                                                   |                                                                                       |
| LF-001-021                  | 4.8 x 5.8mm (Fig. 2) / (fig. 2)        |                                                                                                   |                                                                                       |
| LF-001-022                  | 5.3 x 6.3mm (Fig. 3) / (fig. 3)        |                                                                                                   |                                                                                       |
| LF-001-023                  | 5.8 x 6.8mm (Fig. 4) / (fig. 4)        |                                                                                                   |                                                                                       |
| LF-001-024                  | 6.3 x 7.3mm (Fig. 5) / (fig. 5)        |                                                                                                   |                                                                                       |
| LF-001-025                  | 6.8 x 7.8mm (Fig. 6) / (fig. 6)        |                                                                                                   |                                                                                       |
| LF-001-026                  | 7.3 x 8.3mm (Fig. 7) / (fig. 7)        |                                                                                                   |                                                                                       |
| LF-001-027                  | 7.8 x 8.8mm (Fig. 8) / (fig. 8)        |                                                                                                   |                                                                                       |
| LF-001-028                  | 8.3 x 9.3mm (Fig. 9) / (fig. 9)        | FARRIOR Ohrtrichter <b>oval, 35°</b> abgeschrägt<br>FARRIOR ear speculum <b>oval, 35°</b> oblique |  |
| LF-001-030                  | 3.8 x 4.8mm (Fig. 1) / (fig. 1)        |                                                                                                   |                                                                                       |
| LF-001-031                  | 4.8 x 5.8mm (Fig. 2) / (fig. 2)        |                                                                                                   |                                                                                       |
| LF-001-032                  | 5.3 x 6.3mm (Fig. 3) / (fig. 3)        |                                                                                                   |                                                                                       |
| LF-001-033                  | 5.8 x 6.8mm (Fig. 4) / (fig. 4)        |                                                                                                   |                                                                                       |
| LF-001-034                  | 6.3 x 7.3mm (Fig. 5) / (fig. 5)        |                                                                                                   |                                                                                       |
| LF-001-035                  | 6.8 x 7.8mm (Fig. 6) / (fig. 6)        |                                                                                                   |                                                                                       |
| LF-001-036                  | 7.3 x 8.3mm (Fig. 7) / (fig. 7)        |                                                                                                   |                                                                                       |
| LF-001-037                  | 7.8 x 8.8mm (Fig. 8) / (fig. 8)        |                                                                                                   |                                                                                       |
| LF-001-038                  | 8.3 x 9.3mm (Fig. 9) / (fig. 9)        |                                                                                                   |                                                                                       |

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Durchmesser<br>Diameter               | Bezeichnung<br>Description                                                                             |                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| LF-001-050                  | 3.0mm außen (Fig. 0) / outer (fig. 0) | HARTMANN Ohrtrichter<br>HARTMANN ear speculum                                                          |  |
| LF-001-051                  | 4.0mm außen (Fig. 1) / outer (fig. 1) |                                                                                                        |                                                                                       |
| LF-001-052                  | 5.0mm außen (Fig. 2) / outer (fig. 2) |                                                                                                        |                                                                                       |
| LF-001-053                  | 6.0mm außen (Fig. 3) / outer (fig. 3) |                                                                                                        |                                                                                       |
| LF-001-054                  | 7.5mm außen (Fig. 4) / outer (fig. 4) | HARTMANN Ohrtrichter <b>rund, schwarz mattiert</b><br>HARTMANN ear speculum <b>round, black finish</b> |  |
| LF-001-056                  | 3.0mm innen (Fig. 1) / inner (fig. 1) |                                                                                                        |                                                                                       |
| LF-001-057                  | 4.0mm innen (Fig. 2) / inner (fig. 2) |                                                                                                        |                                                                                       |
| LF-001-058                  | 5.0mm innen (Fig. 3) / inner (fig. 3) |                                                                                                        |                                                                                       |
| LF-001-059                  | 7.0mm innen (Fig. 4) / inner (fig. 4) |                                                                                                        |                                                                                       |

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Durchmesser<br>Diameter               | Bezeichnung<br>Description                                            |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| LF-001-060                  | 2.0mm innen (Fig. 1) / inner (fig. 1) | POLITZER Ohrtrichter für Kinder<br>POLITZER ear speculum for children |
| LF-001-061                  | 3.0mm innen (Fig. 2) / inner (fig. 2) |                                                                       |
| LF-001-062                  | 4.0mm innen (Fig. 3) / inner (fig. 3) |                                                                       |
| LF-001-063                  | 5.0mm innen (Fig. 4) / inner (fig. 4) |                                                                       |



| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Durchmesser<br>Diameter               | Bezeichnung<br>Description                  |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| LF-001-065                  | 4.0mm außen (Fig. 1) / outer (fig. 1) | TOYNBEE Ohrtrichter<br>TOYNBEE ear speculum |
| LF-001-066                  | 5.0mm außen (Fig. 2) / outer (fig. 2) |                                             |
| LF-001-067                  | 6.0mm außen (Fig. 3) / outer (fig. 3) |                                             |
| LF-001-068                  | 7.5mm außen (Fig. 4) / outer (fig. 4) |                                             |



| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Durchmesser<br>Diameter                       | Bezeichnung<br>Description                                          |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| LF-001-070                  | 5.5 x 6.5mm außen (Fig. 1) / outer (fig. 1)   | ZÖLLNER Ohrtrichter <b>oval</b><br>ZÖLLNER ear speculum <b>oval</b> |
| LF-001-071                  | 6.5 x 7.5mm außen (Fig. 2) / outer (fig. 2)   |                                                                     |
| LF-001-072                  | 7.5 x 8.5mm außen (Fig. 3) / outer (fig. 3)   |                                                                     |
| LF-001-073                  | 8.5 x 9.5mm außen (Fig. 4) / outer (fig. 4)   |                                                                     |
| LF-001-074                  | 9.5 x 10.5mm außen (Fig. 5) / outer (fig. 5)  |                                                                     |
| LF-001-075                  | 10.5 x 11.5mm außen (Fig. 6) / outer (fig. 6) |                                                                     |



| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Durchmesser<br>Diameter                     | Bezeichnung<br>Description                                        |
|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| LF-001-080                  | 3.8 x 4.8mm außen (Fig. 1) / outer (fig. 1) | GRUBER Ohrtrichter <b>oval</b><br>GRUBER ear speculum <b>oval</b> |
| LF-001-081                  | 4.8 x 5.8mm außen (Fig. 2) / outer (fig. 2) |                                                                   |
| LF-001-082                  | 6.0 x 7.2mm außen (Fig. 3) / outer (fig. 3) |                                                                   |
| LF-001-083                  | 7.0 x 8.2mm außen (Fig. 4) / outer (fig. 4) |                                                                   |



| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Durchmesser<br>Diameter               | Bezeichnung<br>Description                      |
|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| LF-001-085                  | 4.5mm außen (Fig. 1) / outer (fig. 1) | BOUCHERON Ohrtrichter<br>BOUCHERON ear speculum |
| LF-001-086                  | 5.5mm außen (Fig. 2) / outer (fig. 2) |                                                 |
| LF-001-087                  | 6.5mm außen (Fig. 3) / outer (fig. 3) |                                                 |
| LF-001-088                  | 7.5mm außen (Fig. 4) / outer (fig. 4) |                                                 |



| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Durchmesser<br>Diameter                 | Bezeichnung<br>Description                      |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>LF-001-090</b>           | 4.0mm außen (Fig. 00) / outer (fig. 00) | BRÜNNINGS Ohrtrichter<br>BRÜNNINGS ear speculum |
| <b>LF-001-091</b>           | 4.8mm außen (Fig. 0) / outer (fig. 0)   |                                                 |
| <b>LF-001-092</b>           | 6.0mm außen (Fig. 1) / outer (fig. 1)   |                                                 |
| <b>LF-001-093</b>           | 7.0mm außen (Fig. 2) / outer (fig. 2)   |                                                 |
| <b>LF-001-094</b>           | 8.5mm außen (Fig. 3) / outer (fig. 3)   |                                                 |
| <b>LF-001-095</b>           | 10.5mm außen (Fig. 4) / outer (fig. 4)  |                                                 |




| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Durchmesser<br>Diameter | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LF-001-100</b>           | 5.0mm außen / outer     | HOLMGREN Endaural Spekulum,<br><b>selbsthaltend, schwarz eloxiert</b><br>HOLMGREN endaural speculum,<br><b>self adjusting, black finishing</b> |
| <b>LF-001-101</b>           | 6.0mm außen / outer     |                                                                                                                                                |
| <b>LF-001-102</b>           | 6.0mm außen / outer     |                                                                                                                                                |



| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Durchmesser<br>Diameter | Bezeichnung<br>Description                                    |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>LF-001-105</b>           | 3.0mm außen / outer     | RICHNAU-HOLMGREN Ohrspekulum<br>RICHNAU-HOLMGREN ear speculum |
| <b>LF-001-106</b>           | 4.0mm außen / outer     |                                                               |
| <b>LF-001-107</b>           | 5.0mm außen / outer     |                                                               |
| <b>LF-001-108</b>           | 7.0mm außen / outer     |                                                               |





| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LG-001-001</b>           | HARTMANN Stimmungsgabel, C 128<br>HARTMANN tuning fork, C 128                                                                                                           |
| <b>LG-001-002</b>           | HARTMANN Stimmungsgabel, C 256<br>HARTMANN tuning fork, C 256                                                                                                           |
| <b>LG-001-003</b>           | HARTMANN Stimmungsgabel, C 512<br>HARTMANN tuning fork, C 512                                                                                                           |
| <b>LG-001-004</b>           | HARTMANN Stimmungsgabel, C 1024<br>HARTMANN tuning fork, C 1024                                                                                                         |
| <b>LG-001-005</b>           | HARTMANN Stimmungsgabel, C 2048<br>HARTMANN tuning fork, C 2048                                                                                                         |
| <b>LG-001-006</b>           | HARTMANN Stimmungsgabel, C 4096<br>HARTMANN tuning fork, C 4096                                                                                                         |
| <b>LG-001-007</b>           | HARTMANN Stimmungsgabel Set, 5 Stück, LG-001-001 bis LG-001-005, im Etui<br>HARTMANN tuning fork set, 5 pcs., LG-001-001 to LG-001-005, in case                         |
| <b>LG-001-008</b>           | HARTMANN Stimmungsgabel Set, 8 Stück, LG-001-009, LG-001-001 bis LG-001-006, im Etui<br>HARTMANN tuning fork set, 8 pcs., LG-001-009, LG-001-001 to LG-001-006, in case |
| <b>LG-001-009</b>           | French Stimmungsgabel, C 1 32<br>French tuning fork, C 1 32                                                                                                             |
| <b>LG-001-010</b>           | HARTMANN Stimmungsgabel, mit Dämpfer, C 64<br>HARTMANN tuning fork, with clamps, C 64                                                                                   |
| <b>LG-001-011</b>           | HARTMANN Stimmungsgabel, mit Dämpfer, C 128<br>HARTMANN tuning fork, with clamps, C 128                                                                                 |
| <b>LG-001-012</b>           | HARTMANN Stimmungsgabel, mit Dämpfer, C 256<br>HARTMANN tuning fork, with clamps, C 256                                                                                 |
| <b>LG-001-013</b>           | French Stimmungsgabel, C 1 16<br>French tuning fork, C 1 16                                                                                                             |





**LG-001-015**



**LG-001-017**



**LG-001-025**  
bis / to  
**LG-001-027**



**LG-001-020**  
bis / to  
**LG-001-023**




**LG-001-016**



**LG-001-028**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LG-001-015</b>           | RYDEL SEIFFER Stimmgabel, Dämpfer abnehmbar, C 64 / C 128<br><i>RYDEL SEIFFER tuning fork, with clamps, detachable C 64 / C 128</i>                                                                  |
| <b>LG-001-016</b>           | Stimmgabel, mit Fuß, a1 = 440 Hz<br><i>Tuning fork, with foot, a1 = 440Hz</i>                                                                                                                        |
| <b>LG-001-017</b>           | KÖNIG Stimmgabel mit Fuss, verstellbar bis g<br><i>KÖNIG tuning fork, movable up to g</i>                                                                                                            |
| <b>LG-001-020</b>           | Stimmgabel Aluminium, C 512<br><i>Tuning fork aluminium, C 512</i>                                                                                                                                   |
| <b>LG-001-021</b>           | Stimmgabel Aluminium, C 1024<br><i>Tuning fork aluminium, C 1024</i>                                                                                                                                 |
| <b>LG-001-022</b>           | Stimmgabel Aluminium, C 2048<br><i>Tuning fork aluminium, C 2048</i>                                                                                                                                 |
| <b>LG-001-023</b>           | Stimmgabel Aluminium, C 4096<br><i>Tuning fork aluminium, C 4096</i>                                                                                                                                 |
| <b>LG-001-025</b>           | Stimmgabel Aluminium, mit Dämpfer, C 64<br><i>Tuning fork aluminium, with clamps, C 64</i>                                                                                                           |
| <b>LG-001-026</b>           | Stimmgabel Aluminium, mit Dämpfer, C 128<br><i>Tuning fork aluminium, with clamps, C 128</i>                                                                                                         |
| <b>LG-001-027</b>           | Stimmgabel Aluminium, mit Dämpfer, C 256<br><i>Tuning fork aluminium, with clamps, C 256</i>                                                                                                         |
| <b>LG-001-028</b>           | Stimmgabel Aluminium Set, 5 Stück, LG-001-020 bis LG-001-022, LG-001-026, LG-001-027, im Etui<br><i>Tuning fork aluminium set, 5 pcs., LG-001-020 to LG-001-022, LG-001-026, LG-001-027, in case</i> |



| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| LG-002-001                  | LUCAE Stimmgabel, C 128<br>LUCAE tuning fork, C 128                         |
| LG-002-002                  | LUCAE Stimmgabel, C 256<br>LUCAE tuning fork, C 256                         |
| LG-002-003                  | LUCAE Stimmgabel, C 512<br>LUCAE tuning fork, C 512                         |
| LG-002-004                  | LUCAE Stimmgabel, C 1024<br>LUCAE tuning fork, C 1024                       |
| LG-002-005                  | LUCAE Stimmgabel, C 2048<br>LUCAE tuning fork, C 2048                       |
| LG-002-006                  | LUCAE Stimmgabel, C 4096<br>LUCAE tuning fork, C 4096                       |
| LG-002-011                  | LUCAE Stimmgabel, C 128, verschiebbar<br>LUCAE tuning fork, C 128, variable |
| LG-003-001                  | BARANY Lärmtrommel mit Olive<br>BARANY noise box with olive                 |
| LG-003-002                  | Olive für LG-003-001<br>Olive for LG-003-001                                |
| LG-003-003                  | BARANY Lärmtrommel mit Gummikissen<br>BARANY noise box with rubber pad      |
| LG-003-004                  | Gummikissen für LG-003-003<br>Rubber pad for LG-003-003                     |



**LA-100-001 /**  
**LA-100-011**



**LA-100-004**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LA-100-001</b>           | FRENZEL Nystagmus Brille, 1.5m Zuleitung, Bananenstecker, Clip-Kopfband<br><i>FRENZEL nystagmus spectacle, 1.5m cord, banana plug, clip headband</i>                                                            |
| <b>LA-100-002</b>           | FRENZEL Nystagmus Brille, Batteriegriff, Lichtstärke regulierbar (ohne Abbildung)<br><i>FRENZEL nystagmus spectacle, battery handle, illumination adjustable (without illustration)</i>                         |
| <b>LA-100-003</b>           | FRENZEL Nystagmus Brille, regelbarer Batteriegriff, Kabel und Clip-Kopfband (ohne Abbildung)<br><i>FRENZEL nystagmus spectacle, battery handle, cable, clip headband (without illustration)</i>                 |
| <b>LA-100-004</b>           | FRENZEL Nystagmus Brille, feste Gläsern und Batteriegriff<br><i>FRENZEL nystagmus spectacle, fixed glasses and battery handle</i>                                                                               |
| <b>LA-100-005</b>           | Batteriegriff allein (ohne Abbildung)<br><i>Battery handle only (without illustration)</i>                                                                                                                      |
| <b>LA-100-006</b>           | Kabel Bajonettstecker (ohne Abbildung)<br><i>Cable bayonett plug (without illustration)</i>                                                                                                                     |
| <b>LA-100-007</b>           | Kabel Bananenstecker (ohne Abbildung)<br><i>Cable banana plug (without illustration)</i>                                                                                                                        |
| <b>LA-100-008</b>           | Clip-Kopfband (ohne Abbildung)<br><i>Clip headband (without illustration)</i>                                                                                                                                   |
| <b>LA-100-009</b>           | Ersatzlampe (ohne Abbildung)<br><i>Spare bulb (without illustration)</i>                                                                                                                                        |
| <b>LA-100-011</b>           | BLESSING Nystagmus Brille, weiss, 1.5m Zuleitung, Bananenstecker, Clip-Kopfband<br><i>BLESSING nystagmus spectacle, white, 1.5m cord, banana plug, clip headband</i>                                            |
| <b>LA-100-012</b>           | BLESSING Nystagmus Brille, weiss, Batteriegriff, Lichtstärke regulierbar (ohne Abbildung)<br><i>BLESSING nystagmus spectacle, white, battery handle, illumination adjustable (without illustration)</i>         |
| <b>LA-100-013</b>           | BLESSING Nystagmus Brille, weiss, regelbarer Batteriegriff, Kabel und Clip-Kopfband (ohne Abbildung)<br><i>BLESSING nystagmus spectacle, white, battery handle, cable, clip headband (without illustration)</i> |



**LJ-002-001**  
bis / to  
**LJ-002-015**



**LJ-002-016**



**LJ-002-017**



**LJ-002-018**



**LJ-002-019**



**LJ-002-020**



**LJ-002-021**



**LJ-002-022**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LJ-002-001</b>           | SCHIMMELBUSCH Ganzmetallspritze, Luer-Lock, komplett mit Schutzteller und 2 Ansätzen, 50ml<br><i>SCHIMMELBUSCH syringe metal, luer-lock, complete with shield and 2 tips, 50ml</i>   |
| <b>LJ-002-002</b>           | SCHIMMELBUSCH Ganzmetallspritze, Luer-Lock, komplett mit Schutzteller und 2 Ansätzen, 75ml<br><i>SCHIMMELBUSCH syringe metal, luer-lock, complete with shield and 2 tips, 75ml</i>   |
| <b>LJ-002-003</b>           | SCHIMMELBUSCH Ganzmetallspritze, Luer-Lock, komplett mit Schutzteller und 2 Ansätzen, 100ml<br><i>SCHIMMELBUSCH syringe metal, luer-lock, complete with shield and 2 tips, 100ml</i> |
| <b>LJ-002-004</b>           | SCHIMMELBUSCH Ganzmetallspritze, Luer-Lock, komplett mit Schutzteller und 2 Ansätzen, 150ml<br><i>SCHIMMELBUSCH syringe metal, luer-lock, complete with shield and 2 tips, 150ml</i> |
| <b>LJ-002-005</b>           | SCHIMMELBUSCH Ganzmetallspritze, Luer-Lock, komplett mit Schutzteller und 2 Ansätzen, 200ml<br><i>SCHIMMELBUSCH syringe metal, luer-lock, complete with shield and 2 tips, 200ml</i> |
| <b>LJ-002-006</b>           | SCHIMMELBUSCH Ganzmetallspritze, Luer-Lock, komplett mit 2 Ansätzen, 50ml<br><i>SCHIMMELBUSCH syringe metal, luer-lock, complete with 2 tips, 50ml</i>                               |
| <b>LJ-002-007</b>           | SCHIMMELBUSCH Ganzmetallspritze, Luer-Lock, komplett mit 2 Ansätzen, 75ml<br><i>SCHIMMELBUSCH syringe metal, luer-lock, complete with 2 tips, 75ml</i>                               |
| <b>LJ-002-008</b>           | SCHIMMELBUSCH Ganzmetallspritze, Luer-Lock, komplett mit 2 Ansätzen, 100ml<br><i>SCHIMMELBUSCH syringe metal, luer-lock, complete with 2 tips, 100ml</i>                             |
| <b>LJ-002-009</b>           | SCHIMMELBUSCH Ganzmetallspritze, Luer-Lock, komplett mit 2 Ansätzen, 150ml<br><i>SCHIMMELBUSCH syringe metal, luer-lock, complete with 2 tips, 150ml</i>                             |
| <b>LJ-002-010</b>           | SCHIMMELBUSCH Ganzmetallspritze, Luer-Lock, komplett mit 2 Ansätzen, 200ml<br><i>SCHIMMELBUSCH syringe metal, luer-lock, complete with 2 tips, 200ml</i>                             |
| <b>LJ-002-011</b>           | SCHIMMELBUSCH Ganzmetallspritze, Luer-Lock, nur Spritze, 50ml<br><i>SCHIMMELBUSCH syringe metal, luer-lock, syringe only, 50ml</i>                                                   |
| <b>LJ-002-012</b>           | SCHIMMELBUSCH Ganzmetallspritze, Luer-Lock, nur Spritze, 75ml<br><i>SCHIMMELBUSCH syringe metal, luer-lock, syringe only, 75ml</i>                                                   |
| <b>LJ-002-013</b>           | SCHIMMELBUSCH Ganzmetallspritze, Luer-Lock, nur Spritze, 100ml<br><i>SCHIMMELBUSCH syringe metal, luer-lock, syringe only, 100ml</i>                                                 |
| <b>LJ-002-014</b>           | SCHIMMELBUSCH Ganzmetallspritze, Luer-Lock, nur Spritze, 150ml<br><i>SCHIMMELBUSCH syringe metal, luer-lock, syringe only, 150ml</i>                                                 |
| <b>LJ-002-015</b>           | SCHIMMELBUSCH Ganzmetallspritze, Luer-Lock, nur Spritze, 200ml<br><i>SCHIMMELBUSCH syringe metal, luer-lock, syringe only, 200ml</i>                                                 |
| <b>LJ-002-016</b>           | Ansatz (allein) konisch<br><i>Cannula (only) conical</i>                                                                                                                             |
| <b>LJ-002-017</b>           | Ansatz (allein) olivenförmig<br><i>Cannula (only) olive end</i>                                                                                                                      |
| <b>LJ-002-018</b>           | Ansatz (allein) olivenförmig groß<br><i>Cannula (only) olive end big</i>                                                                                                             |
| <b>LJ-002-019</b>           | Ansatz (allein) konisch kurz<br><i>Cannula (only) conical short</i>                                                                                                                  |
| <b>LJ-002-020</b>           | Ansatz (allein) konisch groß<br><i>Cannula (only) conical big</i>                                                                                                                    |
| <b>LJ-002-021</b>           | Ansatz (allein) olivenförmig gebogen<br><i>Cannula (only) olive end curved</i>                                                                                                       |
| <b>LJ-002-022</b>           | Schutzteller<br><i>Protection shield</i>                                                                                                                                             |



**LJ-002-025**



**LJ-002-026**



**LJ-002-027**



**LJ-002-028**



**LJ-002-029**



**LJ-002-030**



**LJ-002-031**



**LJ-002-032**



**LJ-002-033**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LJ-002-025</b>           | Ganzmetall Ohrspritze, selbstfüllend, Luer-Lock, verchromt, 10ml, komplettes Set bestehend aus:<br>4 Kanülen, 1 Schutzteller, 1 Saugfuss und 1 Ventilaufsatz<br><i>Ear syringe metal, self filling, luer-lock, chrome plated, 10 ml, complete set consisting of:<br/>4 cannulas, 1 protection shield, 1 suction end and 1 valve attachment</i> |
| <b>LJ-002-026</b>           | Ganzmetall Ohrspritze, selbstfüllend, Luer-Lock, verchromt, 10ml, mit Ventil und Ansätzen<br><i>Ear syringe metal, self filling, luer-lock, chrome plated, 10 ml, with valve and cannulas</i>                                                                                                                                                  |
| <b>LJ-002-027</b>           | Ganzmetall Ohrspritze, selbstfüllend, Luer-Lock, verchromt, 10ml, mit Ansätzen<br><i>Ear syringe metal, self filling, luer-lock, chrome plated, 10 ml, with cannulas</i>                                                                                                                                                                       |
| <b>LJ-002-028</b>           | Ansatz (allein) konisch<br><i>Cannula (only) conical</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>LJ-002-029</b>           | Ansatz (allein) olivenförmig<br><i>Cannula (only) oliv end</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>LJ-002-030</b>           | Ansatz (allein) kugel olivenförmig<br><i>Cannula (only) ball olive end</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>LJ-002-031</b>           | Ansatz (allein) konisches Gewinde<br><i>Cannula (only) conical thread</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>LJ-002-032</b>           | Ventil komplett<br><i>Valve complete</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>LJ-002-033</b>           | Schutzteller<br><i>Protection shield</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



LH-001-277



LH-001-278



LH-001-269



LH-001-275



LH-001-276



LH-001-270  
bis / to  
LH-001-274



LJ-003-013



LJ-003-014



LJ-003-015



LJ-003-016




LJ-003-017



LJ-003-018

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LH-001-269                  | Gummiballon für HARTMANN Tubenkatheter, 2.5 Unzen<br>Rubber balloon for HARTMANN tube catheter, 2.5 ounces                                                                         |
| LH-001-270                  | HARTMANN Tubenkatheter, Luer-Lock, Fig. 1<br>HARTMANN tube catheter, luer-lock, fig. 1                                                                                             |
| LH-001-271                  | HARTMANN Tubenkatheter, Luer-Lock, Fig. 2<br>HARTMANN tube catheter, luer-lock, fig. 2                                                                                             |
| LH-001-272                  | HARTMANN Tubenkatheter, Luer-Lock, Fig. 3<br>HARTMANN tube catheter, luer-lock, fig. 3                                                                                             |
| LH-001-273                  | HARTMANN Tubenkatheter, Luer-Lock, Fig. 4<br>HARTMANN tube catheter, luer-lock, fig. 4                                                                                             |
| LH-001-274                  | HARTMANN Tubenkatheter, Luer-Lock, Fig. 5<br>HARTMANN tube catheter, luer-lock, fig. 5                                                                                             |
| LH-001-275                  | Metallolive für Tubenkatheter<br>Metal olive for tube catheter                                                                                                                     |
| LH-001-276                  | WILLIAMS Tubenkatheter, 12cm, Ø 2mm, flexibel, Luer-Lock<br>WILLIAMS tube catheter, 12cm, Ø 2mm, flexible, luer-lock                                                               |
| LH-001-277                  | JANSEN Hörschlauch, 1 schwarze und 6 verchromte Oliven (3 versch. Größen), inkl. Ständer<br>JANSEN diagnostic tube, 1 black and 6 chrome plated olives (3 diff. sizes), incl. rack |
| LH-001-278                  | LUCAE Hörschlauch, 1 schwarze und 1 weiße Olive<br>LUCAE diagnostic tube, 1 black and 1 white olive                                                                                |
| LJ-003-011                  | POLITZER Aseptic, komplett mit 3 Nasen- und 1 Ohrolive, in Kunststoffbox<br>POLITZER Aseptic, complete with 3 nasal and 1 ear tip, in plastic box                                  |
| LJ-003-012                  | POLITZER Aseptic, komplett mit 3 Nasen- und 1 Ohrolive<br>POLITZER Aseptic, complete with 3 nasal and 1 ear tip                                                                    |
| LJ-003-013                  | POLITZER Gummiballon<br>POLITZER rubber balloon                                                                                                                                    |
| LJ-003-014                  | Einsteckkonus für POLITZER Gummiballon<br>Connecting nozzle for POLITZER rubber balloon                                                                                            |
| LJ-003-015                  | Ohrolive, Ø 4mm<br>Ear olive, Ø 4mm                                                                                                                                                |
| LJ-003-016                  | Nasenolive, Ø 15mm<br>Nose olive, Ø 15mm                                                                                                                                           |
| LJ-003-017                  | Nasenolive, Ø 17mm<br>Nose olive, Ø 17mm                                                                                                                                           |
| LJ-003-018                  | Nasenolive, Ø 22mm<br>Nose olive, Ø 22mm                                                                                                                                           |



| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LJ-003-001</b>           | Universal Zerstäuber mit beweglicher Düse, Schraubflasche 30ccm und Halbgebläse<br><i>Universal atomizer with movable nozzle, threaded bottle 30ccm and rubber bulb</i> |
| <b>LJ-003-002</b>           | Universal Zerstäuber mit beweglicher Düse, Schraubflasche 30ccm<br><i>Universal atomizer with movable nozzle, threaded bottle 30ccm</i>                                 |
| <b>LJ-003-003</b>           | Halbgebläse allein<br><i>Rubber bulb only</i>                                                                                                                           |
| <b>LJ-003-005</b>           | KABIERSKE Pulverbläser, komplett mit 3 Kanülen und Halbgebläse<br><i>KABIERSKE powder blower, complete with 3 cannulas and rubber bulb</i>                              |
| <b>LJ-003-006</b>           | KABIERSKE Ersatzflasche, 30ccm<br><i>KABIERSKE spare bottle, 30ccm</i>                                                                                                  |
| <b>LJ-003-007</b>           | Halbgebläse allein<br><i>Rubber bulb only</i>                                                                                                                           |
| <b>LJ-003-008</b>           | Kanüle gerade, 8cm<br><i>Cannula straight, 8cm</i>                                                                                                                      |
| <b>LJ-003-009</b>           | Kanüle gerade, 11cm<br><i>Cannula straight, 11cm</i>                                                                                                                    |
| <b>LJ-003-010</b>           | Kanüle gebogen, 13cm<br><i>Cannula curved, 13cm</i>                                                                                                                     |



LL-001-001



LL-001-002




LL-001-003



LL-001-004

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LL-001-001                  | Flexibler Spannarm, komplett mit Haltestange zur Befestigung an OP-Tischschiene<br><i>Flexible tension arm, complete with holding rod for attachment to operating table</i> |
| LL-001-002                  | Spannkolben für Spannarm<br><i>Rotation clamp for tension arm</i>                                                                                                           |
| LL-001-003                  | Ohrtrichterhalter<br><i>Ear speculum clamp</i>                                                                                                                              |
| LL-001-004                  | Optikhalter<br><i>Endoscope holder</i>                                                                                                                                      |





| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                          |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-005-005</b>           | Watteträger, gerieft, Ø 1.2mm, 12cm<br>Cotton applicator, serrated, Ø 1.2mm, 12cm                                   |
| <b>LD-005-006</b>           | Watteträger, gerieft, Ø 1.2mm, 14cm<br>Cotton applicator, serrated, Ø 1.2mm, 14cm                                   |
| <b>LD-005-007</b>           | Watteträger, gerieft, Ø 1.2mm, 16cm<br>Cotton applicator, serrated, Ø 1.2mm, 16cm                                   |
| <b>LD-005-008</b>           | Watteträger, dreikant, Ø 1.2mm, 12cm<br>Cotton applicator, triangular, Ø 1.2mm, 12cm                                |
| <b>LD-005-009</b>           | Watteträger, dreikant, Ø 1.2mm, 14cm<br>Cotton applicator, triangular, Ø 1.2mm, 14cm                                |
| <b>LD-005-010</b>           | Watteträger, dreikant, Ø 1.2mm, 16cm<br>Cotton applicator, triangular, Ø 1.2mm, 16cm                                |
| <b>LD-005-011</b>           | FARREL Watteträger, spiralförmig, Ø 1.0mm, 12cm<br>FARREL cotton applicator, twisted end, Ø 1.0mm, 12cm             |
| <b>LD-005-012</b>           | FARREL Watteträger, spiralförmig, Ø 1.0mm, 14cm<br>FARREL cotton applicator, twisted end, Ø 1.0mm, 14cm             |
| <b>LD-005-013</b>           | FARREL Watteträger, spiralförmig, Ø 1.0mm, 16cm<br>FARREL cotton applicator, twisted end, Ø 1.0mm, 16cm             |
| <b>LD-005-014</b>           | FARREL Watteträger, dreikant gerieft, Ø 1.0mm, 12cm<br>FARREL cotton applicator, triangular serrated, Ø 1.0mm, 12cm |
| <b>LD-005-015</b>           | FARREL Watteträger, dreikant gerieft, Ø 1.0mm, 14cm<br>FARREL cotton applicator, triangular serrated, Ø 1.0mm, 14cm |
| <b>LD-005-016</b>           | FARREL Watteträger, dreikant gerieft, Ø 1.0mm, 16cm<br>FARREL cotton applicator, triangular serrated, Ø 1.0mm, 16cm |
| <b>LD-005-017</b>           | JOBSON-HORNE Watteträger und Kürette, 18cm<br>JOBSON-HORNE cotton applicator and curette, 18cm                      |
| <b>LD-005-018</b>           | Watteträger, gerieft, Ø 1.5mm, 18cm<br>Cotton applicator, serrated, Ø 1.5mm, 18cm                                   |
| <b>LD-005-019</b>           | FARREL Watteträger, dreikant gerieft, Ø 1.2mm, 18cm<br>FARREL cotton applicator, triangular serrated, Ø 1.2mm, 18cm |
| <b>LD-005-020</b>           | FEIN Watteträger, 28cm (ohne Abbildung)<br>FEIN cotton applicator, 28cm (without illustration)                      |
| <b>LD-005-022</b>           | ATTIKUS Watteträger, Gewinde, Ø 0.7mm, 11cm<br>ATTIKUS cotton applicator, threaded, Ø 0.7mm, 11cm                   |
| <b>LD-005-023</b>           | ATTIKUS Watteträger, Gewinde, Ø 0.7mm, 15cm<br>ATTIKUS cotton applicator, threaded, Ø 0.7mm, 15cm                   |



LD-007-001



LD-007-002



LD-007-004



LD-007-003



LD-005-001 /  
LD-005-002



LD-005-003

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                         |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD-005-001                  | STACKE Ohrsonde, neusilber, 11cm<br>STACKE ear probe, silver plated, 11cm                          |
| LD-005-002                  | STACKE Ohrsonde, silber, 11cm<br>STACKE ear probe, silver, 11cm                                    |
| LD-005-003                  | STACKE-FRENZEL Ohrsonde, abgewinkelt, silber, 9cm<br>STACKE-FRENZEL ear probe, angled, silver, 9cm |
| LD-007-001                  | MOLDENHAUER Ohrhebel, 16cm<br>MOLDENHAUER ear spatula, 16cm                                        |
| LD-007-002                  | ZAUFAL Ohrhebel, 16cm<br>ZAUFAL ear spatula, 16cm                                                  |
| LD-007-003                  | QUIRE Ohrhebel, 9cm<br>QUIRE foreign body lever, 9cm                                               |
| LD-007-004                  | BLOCH Ohrstopfer, 16cm<br>BLOCH ear pusher, 16cm                                                   |



**LD-003-051**



**LD-003-060 /  
LD-003-061**



**LD-003-022  
bis / to  
LD-003-026**



**LD-003-052  
bis / to  
LD-003-054**




**LD-003-059**



**LD-003-069**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-003-022</b>           | WAGENER Ohrhäkchen, fein, Fig. 1, 14cm<br>WAGENER ear hook, fine, fig. 1, 14cm                  |
| <b>LD-003-023</b>           | WAGENER Ohrhäkchen, fein-mittel, Fig. 2, 14cm<br>WAGENER ear hook, fine-medium, fig. 2, 14cm    |
| <b>LD-003-024</b>           | WAGENER Ohrhäkchen, mittel, Fig. 3, 14cm<br>WAGENER ear hook, medium, fig. 3, 14cm              |
| <b>LD-003-025</b>           | WAGENER Ohrhäkchen, mittel-stark, Fig. 4, 14cm<br>WAGENER ear hook, medium-strong, fig. 4, 14cm |
| <b>LD-003-026</b>           | WAGENER Ohrhäkchen, stark, Fig. 5, 14cm<br>WAGENER ear hook, strong, fig. 5, 14cm               |
| <b>LD-003-051</b>           | JOSEPH Hähchen, einzahnig, 16cm<br>JOSEPH hook, single tooth, 16cm                              |
| <b>LD-003-052</b>           | LUCAE Hähchen, fein, Fig. 1, 14cm<br>LUCAE hook, fine, fig. 1, 14cm                             |
| <b>LD-003-053</b>           | LUCAE Hähchen, mittel, Fig. 2, 14cm<br>LUCAE hook, medium, fig. 2, 14cm                         |
| <b>LD-003-054</b>           | LUCAE Hähchen, stark, Fig. 3, 14cm<br>LUCAE hook, strong, fig. 3, 14cm                          |
| <b>LD-003-059</b>           | GROSS Ohrhäkchen und Löffel, 13cm<br>GROSS ear hook and spoon, 13cm                             |
| <b>LD-003-060</b>           | DAY Ohrhäkchen, fein, Fig. 1, 15cm<br>DAY ear hook, fine, fig. 1, 15cm                          |
| <b>LD-003-061</b>           | DAY Ohrhäkchen, mittel, Fig. 2, 15cm<br>DAY ear hook, medium, fig. 2, 15cm                      |
| <b>LD-003-069</b>           | FRAZIER Hähchen, 1-zahnig, stumpf, 13cm<br>FRAZIER hook, 1 prong, blunt, 13cm                   |



| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD-001-170                  | YANKAUER Ohrhäkchen, 15cm<br>YANKAUER ear hook, 15cm                                                                     |
| LD-001-171                  | HARTMANN Ohrhäkchen, 16cm<br>HARTMANN ear hook, 16cm                                                                     |
| LD-001-172                  | ALLPORT Ohrhäkchen, 16cm<br>ALLPORT ear hook, 16cm                                                                       |
| LD-001-188                  | JACOBSEN Ohrhäkchen, 14cm<br>JACOBSEN ear hook, 14cm                                                                     |
| LD-001-197                  | PLESTER Hähchen, retrograd, 2mm, 15.5cm (ohne Abbildung)<br>PLESTER hook, retrograde, 2mm, 15.5cm (without illustration) |
| LD-001-199                  | Hähchen, einzahnig, 110°, 14cm (ohne Abbildung)<br>Hook, single prong, 110°, 14cm (without illustration)                 |
| LD-001-199-1                | Hähchen, einzahnig, 180°, 14cm (ohne Abbildung)<br>Hook, single prong, 180°, 14cm (without illustration)                 |
| LD-003-028                  | ROSEN Ohrhäkchen, retrograd schneidend, 16cm<br>ROSEN ear hook, retrograd cutting, 16cm                                  |
| LD-003-047                  | FISCH Fußplattenhähchen, 0.2mm, 16cm<br>FISCH foot plate hook, 0.2mm, 16cm                                               |
| LD-003-048                  | PLESTER Fußplattenhähchen, 0.6mm, 16cm<br>PLESTER foot plate hook, 0.6mm, 16cm                                           |
| LD-003-049                  | PLESTER Fußplattenhähchen, 0.4mm, 16cm<br>PLESTER foot plate hook, 0.4mm, 16cm                                           |

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                            |  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>LD-003-014</b>           | SHAMBAUGH Häkchen, 90° abgewinkelt, 0.4mm<br><i>SHAMBAUGH hook, 90° angled, 0.4mm</i> |  |
| <b>LD-003-015</b>           | SHAMBAUGH Häkchen, 90° abgewinkelt, 0.5mm<br><i>SHAMBAUGH hook, 90° angled, 0.5mm</i> |  |
| <b>LD-003-017</b>           | SHAMBAUGH Häkchen, 90° abgewinkelt, 0.2mm<br><i>SHAMBAUGH hook, 90° angled, 0.2mm</i> |  |
| <b>LD-003-018</b>           | SHAMBAUGH Häkchen, 90° abgewinkelt, 0.6mm<br><i>SHAMBAUGH hook, 90° angled, 0.6mm</i> |  |
| <b>LD-003-029</b>           | SHAMBAUGH Häkchen, 90° abgewinkelt, 1.0mm<br><i>SHAMBAUGH hook, 90° angled, 1.0mm</i> |  |
| <b>LD-003-083</b>           | SHAMBAUGH Häkchen, 90° abgewinkelt, 0.8mm<br><i>SHAMBAUGH hook, 90° angled, 0.8mm</i> |  |
| <b>LD-003-084</b>           | SHAMBAUGH Häkchen, 90° abgewinkelt, 1.2mm<br><i>SHAMBAUGH hook, 90° angled, 1.2mm</i> |  |
| <b>LD-003-085</b>           | SHAMBAUGH Häkchen, 90° abgewinkelt, 1.5mm<br><i>SHAMBAUGH hook, 90° angled, 1.5mm</i> |  |
| <b>LD-003-086</b>           | SHAMBAUGH Häkchen, 90° abgewinkelt, 2.0mm<br><i>SHAMBAUGH hook, 90° angled, 2.0mm</i> |  |
| <b>LD-003-087</b>           | SHAMBAUGH Häkchen, 90° abgewinkelt, 2.5mm<br><i>SHAMBAUGH hook, 90° angled, 2.5mm</i> |  |
| <b>LD-003-037</b>           | SHAMBAUGH Häkchen, 45° abgewinkelt, 0.3mm<br><i>SHAMBAUGH hook, 45° angled, 0.3mm</i> |  |
| <b>LD-003-038</b>           | SHAMBAUGH Häkchen, 45° abgewinkelt, 0.4mm<br><i>SHAMBAUGH hook, 45° angled, 0.4mm</i> |  |
| <b>LD-003-039</b>           | SHAMBAUGH Häkchen, 45° abgewinkelt, 0.5mm<br><i>SHAMBAUGH hook, 45° angled, 0.5mm</i> |  |
| <b>LD-003-040</b>           | SHAMBAUGH Häkchen, 45° abgewinkelt, 0.6mm<br><i>SHAMBAUGH hook, 45° angled, 0.6mm</i> |  |
| <b>LD-003-041</b>           | SHAMBAUGH Häkchen, 45° abgewinkelt, 0.8mm<br><i>SHAMBAUGH hook, 45° angled, 0.8mm</i> |  |
| <b>LD-003-042</b>           | SHAMBAUGH Häkchen, 45° abgewinkelt, 1.0mm<br><i>SHAMBAUGH hook, 45° angled, 1.0mm</i> |  |
| <b>LD-003-043</b>           | SHAMBAUGH Häkchen, 45° abgewinkelt, 1.2mm<br><i>SHAMBAUGH hook, 45° angled, 1.2mm</i> |  |
| <b>LD-003-044</b>           | SHAMBAUGH Häkchen, 45° abgewinkelt, 1.5mm<br><i>SHAMBAUGH hook, 45° angled, 1.5mm</i> |  |
| <b>LD-003-045</b>           | SHAMBAUGH Häkchen, 45° abgewinkelt, 2.0mm<br><i>SHAMBAUGH hook, 45° angled, 2.0mm</i> |  |
| <b>LD-003-046</b>           | SHAMBAUGH Häkchen, 45° abgewinkelt, 2.5mm<br><i>SHAMBAUGH hook, 45° angled, 2.5mm</i> |  |
| <b>LD-003-089</b>           | SHAMBAUGH Häkchen, 25° abgewinkelt, 0.3mm<br><i>SHAMBAUGH hook, 25° angled, 0.3mm</i> |  |
| <b>LD-003-090</b>           | SHAMBAUGH Häkchen, 25° abgewinkelt, 0.6mm<br><i>SHAMBAUGH hook, 25° angled, 0.6mm</i> |  |
| <b>LD-003-091</b>           | SHAMBAUGH Häkchen, 25° abgewinkelt, 1.0mm<br><i>SHAMBAUGH hook, 25° angled, 1.0mm</i> |  |
| <b>LD-003-092</b>           | SHAMBAUGH Häkchen, retrograd, 0.5mm<br><i>SHAMBAUGH hook, retrograd, 0.5mm</i>        |  |
| <b>LD-003-093</b>           | SHAMBAUGH Häkchen, retrograd, 1.0mm<br><i>SHAMBAUGH hook, retrograd, 1.0mm</i>        |  |



**LD-003-014**  
bis / to  
**LD-003-093**

| <b>Bestell-Nr.</b><br><b>Ordering no.</b> | <b>Bezeichnung</b><br><b>Description</b>                                                                                             |                                                                                       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-003-400</b>                         | Mikro Häkchen, kniegebogen, 90° abgewinkelt nach hinten, 0.3mm<br><i>Micro hook, bended, 90° angled backward, 0.3mm</i>              |    |
| <b>LD-003-401</b>                         | Mikro Häkchen, kniegebogen, 90° abgewinkelt nach hinten, 0.6mm<br><i>Micro hook, bended, 90° angled backward, 0.6mm</i>              |                                                                                       |
| <b>LD-003-402</b>                         | Mikro Häkchen, kniegebogen, 90° abgewinkelt nach hinten, 1.0mm<br><i>Micro hook, bended, 90° angled backward, 1.0mm</i>              |                                                                                       |
| <b>LD-003-403</b>                         | Mikro Häkchen, kniegebogen, 90° abgewinkelt nach vorne, 0.3mm<br><i>Micro hook, bended, 90° angled forward, 0.3mm</i>                |    |
| <b>LD-003-404</b>                         | Mikro Häkchen, kniegebogen, 90° abgewinkelt nach vorne, 0.6mm<br><i>Micro hook, bended, 90° angled forward, 0.6mm</i>                |                                                                                       |
| <b>LD-003-405</b>                         | Mikro Häkchen, kniegebogen, 90° abgewinkelt nach vorne, 1.0mm<br><i>Micro hook, bended, 90° angled forward, 1.0mm</i>                |                                                                                       |
| <b>LD-003-406</b>                         | Mikro Häkchen, kniegebogen, abgewinkelt retrograd nach hinten, 0.5mm<br><i>Micro hook, bended, angled retrograde backward, 0.5mm</i> |    |
| <b>LD-003-407</b>                         | Mikro Häkchen, kniegebogen, abgewinkelt retrograd nach hinten, 1.0mm<br><i>Micro hook, bended, angled retrograde backward, 1.0mm</i> |                                                                                       |
| <b>LD-003-408</b>                         | Mikro Häkchen, kniegebogen, abgewinkelt retrograd nach vorne, 0.5mm<br><i>Micro hook, bended, angled retrograde forward, 0.5mm</i>   |                                                                                       |
| <b>LD-003-409</b>                         | Mikro Häkchen, kniegebogen, abgewinkelt retrograd nach vorne, 1.0mm<br><i>Micro hook, bended, angled retrograde forward, 1.0mm</i>   |   |
| <b>LD-003-410</b>                         | Mikro Häkchen, kniegebogen, 25° abgewinkelt nach hinten, 0.3mm<br><i>Micro hook, bended, 25° angled backward, 0.3mm</i>              |                                                                                       |
| <b>LD-003-411</b>                         | Mikro Häkchen, kniegebogen, 25° abgewinkelt nach hinten, 0.6mm<br><i>Micro hook, bended, 25° angled backward, 0.6mm</i>              |                                                                                       |
| <b>LD-003-412</b>                         | Mikro Häkchen, kniegebogen, 25° abgewinkelt nach hinten, 1.0mm<br><i>Micro hook, bended, 25° angled backward, 1.0mm</i>              |  |
| <b>LD-003-413</b>                         | Mikro Häkchen, kniegebogen, 25° abgewinkelt nach vorne, 0.3mm<br><i>Micro hook, bended, 25° angled forward, 0.3mm</i>                |                                                                                       |
| <b>LD-003-414</b>                         | Mikro Häkchen, kniegebogen, 25° abgewinkelt nach vorne, 0.6mm<br><i>Micro hook, bended, 25° angled forward, 0.6mm</i>                |                                                                                       |
| <b>LD-003-415</b>                         | Mikro Häkchen, kniegebogen, 25° abgewinkelt nach vorne, 1.0mm<br><i>Micro hook, bended, 25° angled forward, 1.0mm</i>                |  |
| <b>LD-003-416</b>                         | Mikro Häkchen, kniegebogen, 45° abgewinkelt nach hinten, 0.3mm<br><i>Micro hook, bended, 45° angled backward, 0.3mm</i>              |                                                                                       |
| <b>LD-003-417</b>                         | Mikro Häkchen, kniegebogen, 45° abgewinkelt nach hinten, 0.6mm<br><i>Micro hook, bended, 45° angled backward, 0.6mm</i>              |                                                                                       |
| <b>LD-003-418</b>                         | Mikro Häkchen, kniegebogen, 45° abgewinkelt nach hinten, 1.0mm<br><i>Micro hook, bended, 45° angled backward, 1.0mm</i>              |  |
| <b>LD-003-416</b>                         | Mikro Häkchen, kniegebogen, 45° abgewinkelt nach vorne, 0.3mm<br><i>Micro hook, bended, 45° angled forward, 0.3mm</i>                |                                                                                       |
| <b>LD-003-417</b>                         | Mikro Häkchen, kniegebogen, 45° abgewinkelt nach vorne, 0.6mm<br><i>Micro hook, bended, 45° angled forward, 0.6mm</i>                |                                                                                       |
| <b>LD-003-418</b>                         | Mikro Häkchen, kniegebogen, 45° abgewinkelt nach vorne, 1.0mm<br><i>Micro hook, bended, 45° angled forward, 1.0mm</i>                |  |

**LD-003-400**  
bis / to  
**LD-003-418**



**LD-006-001**  
bis / to  
**LD-006-004**



**LD-006-008**  
bis / to  
**LD-006-011**



**LD-006-016**  
bis / to  
**LD-006-018**



**LD-006-005**  
bis / to  
**LD-006-007**



**LD-006-019**



**LD-006-015**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-006-001</b>           | BILLEAU Ohrschlinge, gerade, Fig. 1, 16.5cm<br><i>BILLEAU ear loop, straight, fig. 1, 16.5cm</i>                        |
| <b>LD-006-002</b>           | BILLEAU Ohrschlinge, gerade, Fig. 2, 16.5cm<br><i>BILLEAU ear loop, straight, fig. 2, 16.5cm</i>                        |
| <b>LD-006-003</b>           | BILLEAU Ohrschlinge, gerade, Fig. 3, 16.5cm<br><i>BILLEAU ear loop, straight, fig. 3, 16.5cm</i>                        |
| <b>LD-006-004</b>           | BILLEAU Ohrschlinge, gerade, Fig. 0, 16.5cm<br><i>BILLEAU ear loop, straight, fig. 0, 16.5cm</i>                        |
| <b>LD-006-005</b>           | SNELLEN Ohrschlinge, gebogen, gerieft, Fig. 1, 15.0cm<br><i>SNELLEN ear loop, curved, serrated, fig. 1, 15.0cm</i>      |
| <b>LD-006-006</b>           | SNELLEN Ohrschlinge, gebogen, gerieft, Fig. 2, 15.0cm<br><i>SNELLEN ear loop, curved, serrated, fig. 2, 15.0cm</i>      |
| <b>LD-006-007</b>           | SNELLEN Ohrschlinge, gebogen, gerieft, Fig. 3, 15.0cm<br><i>SNELLEN ear loop, curved, serrated, fig. 3, 15.0cm</i>      |
| <b>LD-006-008</b>           | SHAPLEIGH Ohrschlinge, gebogen, gerieft, Fig. 1, 16.5cm<br><i>SHAPLEIGH ear loop, curved, serrated, fig. 1, 16.5cm</i>  |
| <b>LD-006-009</b>           | SHAPLEIGH Ohrschlinge, gebogen, gerieft, Fig. 2, 16.5cm<br><i>SHAPLEIGH ear loop, curved, serrated, fig. 2, 16.5cm</i>  |
| <b>LD-006-010</b>           | SHAPLEIGH Ohrschlinge, gerade, gerieft, Fig. 1, 16.5cm<br><i>SHAPLEIGH ear loop, straight, serrated, fig. 1, 16.5cm</i> |
| <b>LD-006-011</b>           | SHAPLEIGH Ohrschlinge, gerade, gerieft, Fig. 2, 16.5cm<br><i>SHAPLEIGH ear loop, straight, serrated, fig. 2, 16.5cm</i> |
| <b>LD-006-015</b>           | LANGENBECK Ohrschlinge, gebogen, 13cm<br><i>LANGENBECK ear loop, curved, 13cm</i>                                       |
| <b>LD-006-016</b>           | WEBER-LOCH Ohrschlinge, gerade, Fig. 0, 16cm<br><i>WEBER-LOCH ear loop, straight, fig. 0, 16cm</i>                      |
| <b>LD-006-017</b>           | WEBER-LOCH Ohrschlinge, gerade, Fig. 0, 16cm<br><i>WEBER-LOCH ear loop, straight, fig. 0, 16cm</i>                      |
| <b>LD-006-018</b>           | WEBER-LOCH Ohrschlinge, gerade, Fig. 0, 16cm<br><i>WEBER-LOCH ear loop, straight, fig. 0, 16cm</i>                      |
| <b>LD-006-019</b>           | COXETER Ohrschlinge, stumpf, 14.5cm<br><i>COXETER ear loop, blunt, 14.5cm</i>                                           |



**LD-003-100**  
bis / to  
**LD-003-107**



**LD-003-108**  
bis / to  
**LD-003-115**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                     |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-003-100</b>           | BUCK Ohrkürette, gebogen, scharf, Fig. 000<br><i>BUCK ear curette, curved, sharp, fig. 000</i> |
| <b>LD-003-101</b>           | BUCK Ohrkürette, gebogen, scharf, Fig. 00<br><i>BUCK ear curette, curved, sharp, fig. 00</i>   |
| <b>LD-003-102</b>           | BUCK Ohrkürette, gebogen, scharf, Fig. 0<br><i>BUCK ear curette, curved, sharp, fig. 0</i>     |
| <b>LD-003-103</b>           | BUCK Ohrkürette, gebogen, scharf, Fig. 1<br><i>BUCK ear curette, curved, sharp, fig. 1</i>     |
| <b>LD-003-104</b>           | BUCK Ohrkürette, gebogen, scharf, Fig. 2<br><i>BUCK ear curette, curved, sharp, fig. 2</i>     |
| <b>LD-003-105</b>           | BUCK Ohrkürette, gebogen, scharf, Fig. 3<br><i>BUCK ear curette, curved, sharp, fig. 3</i>     |
| <b>LD-003-106</b>           | BUCK Ohrkürette, gebogen, scharf, Fig. 4<br><i>BUCK ear curette, curved, sharp, fig. 4</i>     |
| <b>LD-003-107</b>           | BUCK Ohrkürette, gebogen, scharf, Fig. 5<br><i>BUCK ear curette, curved, sharp, fig. 5</i>     |
| <b>LD-003-108</b>           | BUCK Ohrkürette, gebogen, stumpf, Fig. 000<br><i>BUCK ear curette, curved, blunt, fig. 000</i> |
| <b>LD-003-109</b>           | BUCK Ohrkürette, gebogen, stumpf, Fig. 00<br><i>BUCK ear curette, curved, blunt, fig. 00</i>   |
| <b>LD-003-110</b>           | BUCK Ohrkürette, gebogen, stumpf, Fig. 0<br><i>BUCK ear curette, curved, blunt, fig. 0</i>     |
| <b>LD-003-111</b>           | BUCK Ohrkürette, gebogen, stumpf, Fig. 1<br><i>BUCK ear curette, curved, blunt, fig. 1</i>     |
| <b>LD-003-112</b>           | BUCK Ohrkürette, gebogen, stumpf, Fig. 2<br><i>BUCK ear curette, curved, blunt, fig. 2</i>     |
| <b>LD-003-113</b>           | BUCK Ohrkürette, gebogen, stumpf, Fig. 3<br><i>BUCK ear curette, curved, blunt, fig. 3</i>     |
| <b>LD-003-114</b>           | BUCK Ohrkürette, gebogen, stumpf, Fig. 4<br><i>BUCK ear curette, curved, blunt, fig. 4</i>     |
| <b>LD-003-115</b>           | BUCK Ohrkürette, gebogen, stumpf, Fig. 5<br><i>BUCK ear curette, curved, blunt, fig. 5</i>     |





**LD-003-116**  
bis / to  
**LD-003-123**



**LD-003-124**  
bis / to  
**LD-003-131**



**LD-006-020**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-003-116</b>           | BUCK Ohrkürette, gerade, scharf, Fig. 000<br><i>BUCK ear curette, straight, sharp, fig. 000</i> |
| <b>LD-003-117</b>           | BUCK Ohrkürette, gerade, scharf, Fig. 00<br><i>BUCK ear curette, straight, sharp, fig. 00</i>   |
| <b>LD-003-118</b>           | BUCK Ohrkürette, gerade, scharf, Fig. 0<br><i>BUCK ear curette, straight, sharp, fig. 0</i>     |
| <b>LD-003-119</b>           | BUCK Ohrkürette, gerade, scharf, Fig. 1<br><i>BUCK ear curette, straight, sharp, fig. 1</i>     |
| <b>LD-003-120</b>           | BUCK Ohrkürette, gerade, scharf, Fig. 2<br><i>BUCK ear curette, straight, sharp, fig. 2</i>     |
| <b>LD-003-121</b>           | BUCK Ohrkürette, gerade, scharf, Fig. 3<br><i>BUCK ear curette, straight, sharp, fig. 3</i>     |
| <b>LD-003-122</b>           | BUCK Ohrkürette, gerade, scharf, Fig. 4<br><i>BUCK ear curette, straight, sharp, fig. 4</i>     |
| <b>LD-003-123</b>           | BUCK Ohrkürette, gerade, scharf, Fig. 5<br><i>BUCK ear curette, straight, sharp, fig. 5</i>     |
| <b>LD-003-124</b>           | BUCK Ohrkürette, gerade, stumpf, Fig. 000<br><i>BUCK ear curette, straight, blunt, fig. 000</i> |
| <b>LD-003-125</b>           | BUCK Ohrkürette, gerade, stumpf, Fig. 00<br><i>BUCK ear curette, straight, blunt, fig. 00</i>   |
| <b>LD-003-126</b>           | BUCK Ohrkürette, gerade, stumpf, Fig. 0<br><i>BUCK ear curette, straight, blunt, fig. 0</i>     |
| <b>LD-003-127</b>           | BUCK Ohrkürette, gerade, stumpf, Fig. 1<br><i>BUCK ear curette, straight, blunt, fig. 1</i>     |
| <b>LD-003-128</b>           | BUCK Ohrkürette, gerade, stumpf, Fig. 2<br><i>BUCK ear curette, straight, blunt, fig. 2</i>     |
| <b>LD-003-129</b>           | BUCK Ohrkürette, gerade, stumpf, Fig. 3<br><i>BUCK ear curette, straight, blunt, fig. 3</i>     |
| <b>LD-003-130</b>           | BUCK Ohrkürette, gerade, stumpf, Fig. 4<br><i>BUCK ear curette, straight, blunt, fig. 4</i>     |
| <b>LD-003-131</b>           | BUCK Ohrkürette, gerade, stumpf, Fig. 5<br><i>BUCK ear curette, straight, blunt, fig. 5</i>     |
| <b>LD-006-020</b>           | ANTOLI-CANDELA Ohrkürette, 15cm<br><i>ANTOLI-CANDELA ear curette, 15cm</i>                      |



**LD-008-011**  
bis / to  
**LD-008-018**




**LD-008-001**  
bis / to  
**LD-008-010**



**LD-003-001**  
bis / to  
**LD-003-002-1**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-003-001</b>           | HOUSE Doppellöffel, mittel, 1.5/1.8, 15cm<br><i>HOUSE double spoon, medium, 1.5/1.8mm, 15cm</i>                               |
| <b>LD-003-001-1</b>         | HOUSE Doppellöffel, mittel, 1.0/1.2, stark gebogen, 15cm<br><i>HOUSE double spoon, medium, 1.5/1.8mm, strong curved, 15cm</i> |
| <b>LD-003-002</b>           | HOUSE Doppellöffel, mittel, 1.0/1.2, 15cm<br><i>HOUSE double spoon, medium, 1.0/1.2mm, 15cm</i>                               |
| <b>LD-003-002-1</b>         | HOUSE Doppellöffel, mittel, 1.0/1.2, stark gebogen, 15cm<br><i>HOUSE double spoon, medium, 1.0/1.2mm, strong curved, 15cm</i> |
| <b>LD-008-001</b>           | SPRATT scharfer Löffel, 16cm, Fig. 0000<br><i>SPRATT sharp curette, 16cm, fig. 0000</i>                                       |
| <b>LD-008-002</b>           | SPRATT scharfer Löffel, 16cm, Fig. 000<br><i>SPRATT sharp curette, 16cm, fig. 000</i>                                         |
| <b>LD-008-003</b>           | SPRATT scharfer Löffel, 16cm, Fig. 00<br><i>SPRATT sharp curette, 16cm, fig. 00</i>                                           |
| <b>LD-008-004</b>           | SPRATT scharfer Löffel, 16cm, Fig. 0<br><i>SPRATT sharp curette, 16cm, fig. 0</i>                                             |
| <b>LD-008-005</b>           | SPRATT scharfer Löffel, 16cm, Fig. 1<br><i>SPRATT sharp curette, 16cm, fig. 1</i>                                             |
| <b>LD-008-006</b>           | SPRATT scharfer Löffel, 16cm, Fig. 2<br><i>SPRATT sharp curette, 16cm, fig. 2</i>                                             |
| <b>LD-008-007</b>           | SPRATT scharfer Löffel, 16cm, Fig. 3<br><i>SPRATT sharp curette, 16cm, fig. 3</i>                                             |
| <b>LD-008-008</b>           | SPRATT scharfer Löffel, 16cm, Fig. 4<br><i>SPRATT sharp curette, 16cm, fig. 4</i>                                             |
| <b>LD-008-009</b>           | SPRATT scharfer Löffel, 16cm, Fig. 5<br><i>SPRATT sharp curette, 16cm, fig. 5</i>                                             |
| <b>LD-008-010</b>           | SPRATT scharfer Löffel, 16cm, Fig. 6<br><i>SPRATT sharp curette, 16cm, fig. 6</i>                                             |
| <b>LD-008-011</b>           | LEMPERT scharfer Löffel, 20cm, oval, Fig. 000000<br><i>LEMPERT sharp curette, 20cm, oval, fig. 000000</i>                     |
| <b>LD-008-012</b>           | LEMPERT scharfer Löffel, 20cm, oval, Fig. 00000<br><i>LEMPERT sharp curette, 20cm, oval, fig. 00000</i>                       |
| <b>LD-008-013</b>           | LEMPERT scharfer Löffel, 20cm, oval, Fig. 0000<br><i>LEMPERT sharp curette, 20cm, oval, fig. 0000</i>                         |
| <b>LD-008-014</b>           | LEMPERT scharfer Löffel, 20cm, oval, Fig. 000<br><i>LEMPERT sharp curette, 20cm, oval, fig. 000</i>                           |
| <b>LD-008-015</b>           | LEMPERT scharfer Löffel, 20cm, oval, Fig. 00<br><i>LEMPERT sharp curette, 20cm, oval, fig. 00</i>                             |
| <b>LD-008-016</b>           | LEMPERT scharfer Löffel, 20cm, oval, Fig. 0<br><i>LEMPERT sharp curette, 20cm, oval, fig. 0</i>                               |
| <b>LD-008-017</b>           | LEMPERT scharfer Löffel, 20cm, oval, Fig. 1<br><i>LEMPERT sharp curette, 20cm, oval, fig. 1</i>                               |
| <b>LD-008-018</b>           | LEMPERT scharfer Löffel, 20cm, oval, Fig. 2<br><i>LEMPERT sharp curette, 20cm, oval, fig. 2</i>                               |



| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                             |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-003-013</b>           | POLITZER Parazenthesenadel, zart, 16cm<br><i>POLITZER Tympanum perforator, fine, 16cm</i>                                              |
| <b>LD-003-200</b>           | POLITZER Parazenthesenadel, kniegebogen, 16cm<br><i>POLITZER tympanum perforator, angled, 16cm</i>                                     |
| <b>LD-003-201</b>           | POLITZER Parazenthesenadel, kniegebogen, waagrecht, 16cm<br><i>POLITZER tympanum perforator, angled, horizontally, 16cm</i>            |
| <b>LD-003-202</b>           | LUCAE Parazenthesenadel, bajonettgebogen, 18.5cm<br><i>LUCAE tympanum perforator, bayonett angled, 18.5cm</i>                          |
| <b>LD-003-203</b>           | LUCAE Parazenthesenadel, bajonettgebogen, waagrecht, 18.5cm<br><i>LUCAE tympanum perforator, bayonett angled, horizontally, 18.5cm</i> |
| <b>LD-003-204</b>           | POLITZER Parazenthesenadel zum Umstecken<br><i>POLITZER tympanum perforator exchangeable</i>                                           |
| <b>LD-003-215</b>           | Parazenthesenadel, gerade, 16.5cm<br><i>Tympanum perforator, straight, 16.5cm</i>                                                      |



**LD-003-205**



**LD-003-209**



**LD-003-210**



**LD-003-211**



**LD-003-206**




**LD-003-207**




**LD-003-208**


| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-003-205</b>           | HARTMANN Handgriff für Instrumente LD-003-206 bis LD-003-212<br><i>HARTMANN handle for instruments LD-003-206 to LD-003-212</i> |
| <b>LD-003-206</b>           | Parazentesenadel-Aufsatz für HARTMANN Handgriff<br><i>Tympaum perforator tip for HARTMANN handle</i>                            |
| <b>LD-003-207</b>           | Parazentesenadel-Aufsatz für HARTMANN Handgriff<br><i>Tympaum perforator tip for HARTMANN handle</i>                            |
| <b>LD-003-208</b>           | Parazentesenadel (Sichelmesser) Aufsatz für HARTMANN Handgriff<br><i>Tympaum perforator (sickle knife) for HARTMANN handle</i>  |
| <b>LD-003-209</b>           | Parazentesenadel (Lanzennmesser) Aufsatz für HARTMANN Handgriff<br><i>Tympaum perforator (lancet knife) for HARTMANN handle</i> |
| <b>LD-003-210</b>           | Parazentesenadel (Haken) Aufsatz für HARTMANN Handgriff<br><i>Tympaum perforator (hook) for HARTMANN handle</i>                 |
| <b>LD-003-211</b>           | Parazentesenadel (Kürette) Aufsatz für HARTMANN Handgriff<br><i>Tympaum perforator (curette) for HARTMANN handle</i>            |
| <b>LD-003-212</b>           | Parazentesenadel (Löffel) Aufsatz für HARTMANN Handgriff<br><i>Tympaum perforator (spoon) for HARTMANN handle</i>               |



| <b>Bestell-Nr.<br/>Ordering no.</b> | <b>Bezeichnung<br/>Description</b>                                        |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-003-425</b>                   | SPRAGUE Ohrbestecksatz<br><i>SPRAGUE complete ear set</i>                 |
| <b>LD-003-426</b>                   | Handgriff für SPRAGUE Ohrbestecksatz<br><i>Handle for SPRAGUE ear set</i> |
| <b>LD-003-427</b>                   | Messer für SPRAGUE Ohrbestecksatz<br><i>Knife for SPRAGUE ear set</i>     |
| <b>LD-003-428</b>                   | Haken für SPRAGUE Ohrbestecksatz<br><i>Hook for SPRAGUE ear set</i>       |
| <b>LD-003-429</b>                   | Sonde für SPRAGUE Ohrbestecksatz<br><i>Probe for SPRAGUE ear set</i>      |
| <b>LD-003-430</b>                   | Nadel für SPRAGUE Ohrbestecksatz<br><i>Needle for SPRAGUE ear set</i>     |
| <b>LD-003-431</b>                   | Schlinge für SPRAGUE Ohrbestecksatz<br><i>Loop for SPRAGUE ear set</i>    |
| <b>LD-003-432</b>                   | Löffel für SPRAGUE Ohrbestecksatz<br><i>Spoon for SPRAGUE ear set</i>     |



| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                        |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD-001-189                  | AGNEW Nadel, 17.5cm<br><i>AGNEW needle, 17.5cm</i>                                                                |
| LD-001-190                  | POLITZER Nadel, gerade, 18cm<br><i>POLITZER needle, straight, 18cm</i>                                            |
| LD-001-200                  | WULLSTEIN Nadel, gerade, scharf, 16.5cm<br><i>WULLSTEIN needle, straight, sharp, 16.5cm</i>                       |
| LD-001-201                  | WULLSTEIN Nadel, gerade, stumpf, 16.5cm<br><i>WULLSTEIN needle, straight, blunt, 16.5cm</i>                       |
| LD-001-202                  | WULLSTEIN Nadel, leicht gebogen, scharf, 16.5cm<br><i>WULLSTEIN needle, slight curved, sharp, 16.5cm</i>          |
| LD-001-203                  | WULLSTEIN Nadel, stark gebogen, scharf, 16.5cm<br><i>WULLSTEIN needle, strong curved, sharp, 16.5cm</i>           |
| LD-001-204                  | WULLSTEIN Nadel, leicht gebogen, stumpf, 16.5cm<br><i>WULLSTEIN needle, slight curved, blunt, 16.5cm</i>          |
| LD-001-205                  | WULLSTEIN Nadel, leicht gebogen, stumpf, 16.5cm<br><i>WULLSTEIN needle, slight curved, blunt, 16.5cm</i>          |
| LD-003-016                  | LUCAE Ohrnadel, senkrecht gebogen, 19cm<br><i>LUCAE ear needle, vertical curved, 19cm</i>                         |
| LD-003-016-1                | LUCAE Ohrnadel, waagrecht gebogen, 19cm<br><i>LUCAE ear needle, horizontal curved, 19cm</i>                       |
| LD-003-027                  | BARBARA Ohrnadel mit abgewinkelten Schaft, 16cm<br><i>BARBARA ear needle with angled shaft, 16cm</i>              |
| LD-003-140                  | LUCAE Ohrnadel für Kinder, senkrecht gebogen, 16cm<br><i>LUCAE ear needle for children, vertical curved, 16cm</i> |
| LD-004-002                  | PLESTER Führungsgabel, 16.5cm<br><i>PLESTER leading fork, 16.5cm</i>                                              |



**LD-001-182**  
bis / to  
**LD-001-184**

**LD-001-185**  
bis / to  
**LD-001-187**

**LD-001-073**

**LD-001-179**


**LD-001-180**

**LD-001-181**

**LD-003-011**


**LD-003-219**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-001-073</b>           | FISCH Neurektomie-Messer, 16cm<br><i>FISCH neurectomie knife, 16cm</i>                                         |
| <b>LD-001-179</b>           | GOLFSTOCK Sichelmesser, 16cm<br><i>GOLFSTOCK sickle knife, 16cm</i>                                            |
| <b>LD-001-180</b>           | SCHUHKNECHT Sichelmesser, nach hinten gebogen, 16cm<br><i>SCHUHKNECHT sickle knife, curved backwards, 16cm</i> |
| <b>LD-001-181</b>           | TAPP Sichelmesser, 3x1mm, 16cm<br><i>TAPP sickle knife, 3x1mm, 16cm</i>                                        |
| <b>LD-001-182</b>           | SEXTON Ohrmesser, Fig. 1, 18cm<br><i>SEXTON ear knife, fig. 1, 18cm</i>                                        |
| <b>LD-001-183</b>           | SEXTON Ohrmesser, Fig. 2, 18cm<br><i>SEXTON ear knife, fig. 2, 18cm</i>                                        |
| <b>LD-001-184</b>           | SEXTON Ohrmesser, Fig. 3, 18cm<br><i>SEXTON ear knife, fig. 3, 18cm</i>                                        |
| <b>LD-001-185</b>           | SEXTON Ohrmesser, gebogen, Fig. 1, 18cm<br><i>SEXTON ear knife, curved, fig. 1, 18cm</i>                       |
| <b>LD-001-186</b>           | SEXTON Ohrmesser, gebogen, Fig. 2, 18cm<br><i>SEXTON ear knife, curved, fig. 2, 18cm</i>                       |
| <b>LD-001-187</b>           | SEXTON Ohrmesser, gebogen, Fig. 3, 18cm<br><i>SEXTON ear knife, curved, fig. 3, 18cm</i>                       |
| <b>LD-003-011</b>           | HOUSE Lanzettenmesser, 45° abgewinkelt, 2x3mm, 16cm<br><i>HOUSE lancet knife, 45° angled, 2x3mm, 16cm</i>      |
| <b>LD-003-219</b>           | MUCK Periostmesser, 13cm<br><i>MUCK periostknife, 13cm</i>                                                     |



| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                       |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-003-012</b>           | POLITZER Ohrmesser, gebogen, 16cm<br><i>POLITZER ear knife, curved, 16cm</i>                     |
| <b>LD-003-019</b>           | Ohrmesser gerade, 16cm<br><i>Ear knife, straight, 16cm</i>                                       |
| <b>LD-003-020</b>           | Ohrmesser gebogen, 16cm<br><i>Ear knife, curved, 16cm</i>                                        |
| <b>LD-003-021</b>           | PLESTER Lappenmesser, 2.4 x 3.5mm, 16cm<br><i>PLESTER flap knife, 2.4 x 3.5mm, 16cm</i>          |
| <b>LD-003-077</b>           | ROSEN Lanzettmesser, 45°, 16.5cm<br><i>ROSEN lancet knife, 45°, 16.5cm</i>                       |
| <b>LD-003-078</b>           | SCHUHKNECHT Rollmesser, horizontal, 16.5cm<br><i>SCHUHKNECHT rollerknife, horizontal, 16.5cm</i> |
| <b>LD-003-079</b>           | SCHUHKNECHT Rollmesser, vertikal, 16.5cm<br><i>SCHUHKNECHT rollerknife, vertical, 16.5cm</i>     |
| <b>LD-003-080</b>           | Sichelmesser, gerade, 16.5cm<br><i>Sickle knife, straight, 16.5cm</i>                            |
| <b>LD-003-080-1</b>         | Sichelmesser, leicht gebogen, 16.5cm<br><i>Sickle knife, slight curved, 16.5cm</i>               |





| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-003-081</b>           | PLESTER Sichelmesser, gebogen, 16.5cm<br><i>PLESTER sickle knife, curved, 16.5cm</i>                                    |
| <b>LD-003-082</b>           | PLESTER Sichelmesser, gebogen, fein, 16.5cm<br><i>PLESTER sickle knife, curved, delicate, 16.5cm</i>                    |
| <b>LD-003-216</b>           | FRIENSER Ohrmesser mit Schutzhülse, 16cm<br><i>FRIESNER ear knife with protection tube, 16cm</i>                        |
| <b>LD-003-218</b>           | GERZOG-SEXTON Ohrmesser, 17cm<br><i>GERZOG SEXTON ear knife, 17cm</i>                                                   |
| <b>LD-003-220</b>           | ROYCE Handgriff für Instrumente LD-003-221 bis LD-003-223<br><i>ROYCE handle for instruments LD-003-221 -LD-003-223</i> |
| <b>LD-003-221</b>           | ROYCE Messeraufsatz, gerade für ROYCE Handgriff<br><i>ROYCE knife insert, straight, for ROYCE handle</i>                |
| <b>LD-003-222</b>           | ROYCE Sichelmesseraufsatz, für ROYCE Handgriff<br><i>ROYCE sickle knife insert, for ROYCE handle</i>                    |
| <b>LD-003-223</b>           | ROYCE Lanzenmesseraufsatz, für ROYCE Handgriff<br><i>ROYCE lancet knife insert, for ROYCE handle</i>                    |
| <b>LD-003-224</b>           | POLITZER Ohrmesser, gerade, 16cm<br><i>POLITZER ear knife, straight, 16cm</i>                                           |



**LD-003-030**  
bis / to  
**LD-003-034**




**LD-003-070**  
bis / to  
**LD-003-076**




**LD-003-166**  
bis / to  
**LD-003-168**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-003-030</b>           | ROSEN Rundschnittmesser, 1.0mm, 45°, 16cm<br>ROSEN flap knife, 1.0mm, 45°, 16cm         |
| <b>LD-003-031</b>           | ROSEN Rundschnittmesser, 1.4mm, 45°, 16cm<br>ROSEN flap knife, 1.4mm, 45°, 16cm         |
| <b>LD-003-031-1</b>         | ROSEN Rundschnittmesser, 1.6mm, 45°, 16cm<br>ROSEN flap knife, 1.6mm, 45°, 16cm         |
| <b>LD-003-032</b>           | ROSEN Rundschnittmesser, 2.0mm, 45°, 16cm<br>ROSEN flap knife, 2.0mm, 45°, 16cm         |
| <b>LD-003-033</b>           | ROSEN Rundschnittmesser, 2.6mm, 45°, 16cm<br>ROSEN flap knife, 2.6mm, 45°, 16cm         |
| <b>LD-003-033-1</b>         | ROSEN Rundschnittmesser, 2.8mm, 45°, 16cm<br>ROSEN flap knife, 2.8mm, 45°, 16cm         |
| <b>LD-003-034</b>           | ROSEN Rundschnittmesser, 3.0mm, 45°, 16cm<br>ROSEN flap knife, 3.0mm, 45°, 16cm         |
| <b>LD-003-070</b>           | ROSEN Rundschnittmesser, 1.0mm, gerade, 16cm<br>ROSEN flap knife, 1.0mm, straight, 16cm |
| <b>LD-003-071</b>           | ROSEN Rundschnittmesser, 1.4mm, gerade, 16cm<br>ROSEN flap knife, 1.4mm, straight, 16cm |
| <b>LD-003-072</b>           | ROSEN Rundschnittmesser, 1.6mm, gerade, 16cm<br>ROSEN flap knife, 1.6mm, straight, 16cm |
| <b>LD-003-073</b>           | ROSEN Rundschnittmesser, 2.0mm, gerade, 16cm<br>ROSEN flap knife, 2.0mm, straight, 16cm |
| <b>LD-003-074</b>           | ROSEN Rundschnittmesser, 2.6mm, gerade, 16cm<br>ROSEN flap knife, 2.6mm, straight, 16cm |
| <b>LD-003-075</b>           | ROSEN Rundschnittmesser, 2.8mm, gerade, 16cm<br>ROSEN flap knife, 2.8mm, straight, 16cm |
| <b>LD-003-076</b>           | ROSEN Rundschnittmesser, 3.0mm, gerade, 16cm<br>ROSEN flap knife, 3.0mm, straight, 16cm |
| <b>LD-003-166</b>           | Rundschnittmesser, 1.5mm, 90°, 16cm<br>Flap knife, 1.5mm, 90°, 16cm                     |
| <b>LD-003-167</b>           | Rundschnittmesser, 2.0mm, 90°, 16cm<br>Flap knife, 2.0mm, 90°, 16cm                     |
| <b>LD-003-168</b>           | Rundschnittmesser, 2.5mm, 90°, 16cm<br>Flap knife, 2.5mm, 90°, 16cm                     |



| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| LD-001-175                  | HOUSE Meßsonde, 3.5mm, 16cm<br><i>HOUSE measuring probe, 3.5mm, 16cm</i>    |
| LD-001-176                  | HOUSE Meßsonde, 3.5mm, 16cm<br><i>HOUSE measuring probe, 3.5mm, 16cm</i>    |
| LD-001-177                  | HOUSE Meßsonde, 3.5mm, 16cm<br><i>HOUSE measuring probe, 3.5mm, 16cm</i>    |
| LD-001-178                  | HOUSE Meßsonde, 3.5mm, 16cm<br><i>HOUSE measuring probe, 3.5mm, 16cm</i>    |
| LD-003-250                  | FISCH Längen-Meßinstrument, 16.5cm<br><i>FISCH stapes caliper, 16.5cm</i>   |
| LD-003-251                  | FISCH Meßzylinder, Ø 0.4mm, 16.5cm<br><i>FISCH caliper, Ø 0.4mm, 16.5cm</i> |
| LD-003-252                  | FISCH Meßzylinder, Ø 0.6mm, 16.5cm<br><i>FISCH caliper, Ø 0.6mm, 16.5cm</i> |
| LD-003-253                  | FISCH Meßzylinder, Ø 0.8mm, 16.5cm<br><i>FISCH caliper, Ø 0.8mm, 16.5cm</i> |



| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                       |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-001-194</b>           | FISCH Dura Elevator, Breite 5mm, 17cm<br><i>FISCH dura elevator, wide 5mm, 17cm</i>                              |
| <b>LD-001-301</b>           | FISCH Perforator, Ø 0.3mm, 16cm<br><i>FISCH perforator, Ø 0.3mm, 16cm</i>                                        |
| <b>LD-001-302</b>           | FISCH Perforator, Ø 0.4mm, 16cm<br><i>FISCH perforator, Ø 0.4mm, 16cm</i>                                        |
| <b>LD-001-303</b>           | FISCH Perforator, Ø 0.5mm, 16cm<br><i>FISCH perforator, Ø 0.5mm, 16cm</i>                                        |
| <b>LD-001-304</b>           | FISCH Perforator, Ø 0.6mm, 16cm<br><i>FISCH perforator, Ø 0.6mm, 16cm</i>                                        |
| <b>LD-002-204</b>           | ADSON Elevator, gerade, 9.0mm breit, 17cm<br><i>ADSON elevator, gerade, 9.0mm wide, 17cm</i>                     |
| <b>LD-003-003</b>           | ROSEN Elevatorium, 16cm<br><i>ROSEN elevator, 16cm</i>                                                           |
| <b>LD-003-004</b>           | BEALES Elevatorium, leicht gebogen, 2.0mm breit, 16cm<br><i>BEALES elevator, slight curved, 2.0mm wide, 16cm</i> |
| <b>LD-003-009</b>           | FISCH Dissektor, doppelt gebogen rechts, 15.5cm<br><i>FISCH dissector, double curved right, 15.5cm</i>           |
| <b>LD-003-009-1</b>         | FISCH Dissektor, doppelt gebogen rechts, 15.5cm<br><i>FISCH dissector, double curved right, 15.5cm</i>           |
| <b>LD-003-010</b>           | FISCH Dissektor, doppelt gebogen links, 15.5cm<br><i>FISCH dissector, double curved left, 15.5cm</i>             |
| <b>LD-003-010-1</b>         | FISCH Dissektor, einfach gebogen links, 15.5cm<br><i>FISCH dissector, single curved left, 15.5cm</i>             |
| <b>LD-004-200</b>           | Elevator, leicht gebogen, 1.0mm breit, 16cm<br><i>Elevator, slight curved, 1.0mm wide, 16cm</i>                  |



**LD-002-205 /  
LD-002-206**



**LD-001-193**



**LD-002-091 /  
LD-002-092**



**LD-001-195**



**LD-002-202 /  
LD-002-203**



**LD-001-196**



**LD-002-200 /  
LD-002-201**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-001-091</b>           | PLESTER Raspatorium, 6mm breit, 18cm<br><i>PLESTER raspatory, 6mm wide, 18cm</i>                                           |
| <b>LD-001-092</b>           | PLESTER Raspatorium, 8mm breit, 18cm<br><i>PLESTER raspatory, 8mm wide, 18cm</i>                                           |
| <b>LD-001-193</b>           | EICKEN Raspatorium, Breite 6mm, 19.5cm<br><i>EICKEN raspatory, wide 6mm, 19.5cm</i>                                        |
| <b>LD-001-195</b>           | PLESTER Raspatorium, Breite 8mm, 18cm<br><i>PLESTER raspatory, wide 8mm, 18cm</i>                                          |
| <b>LD-001-196</b>           | FISCH Raspatorium, Breite 10mm, 15.5cm<br><i>FISCH raspatory, wide 10mm, 15.5cm</i>                                        |
| <b>LD-002-200</b>           | FARABOEUF Raspatorium, gerade, 13mm breit, 15cm<br><i>FARABOEUF raspatory, straight, 13mm wide, 15cm</i>                   |
| <b>LD-002-201</b>           | FARABOEUF Raspatorium, gebogen, 13mm breit, 15cm<br><i>FARABOEUF raspatory, curved, 13mm wide, 15cm</i>                    |
| <b>LD-002-202</b>           | FARABOEUF-COLLIN Raspatorium, gerade, 11mm breit, 17.5cm<br><i>FARABOEUF-COLLIN raspatory, straight, 11mm wide, 17.5cm</i> |
| <b>LD-002-203</b>           | FARABOEUF-COLLIN Raspatorium, gebogen, 11mm breit, 17.5cm<br><i>FARABOEUF-COLLIN raspatory, curved, 11mm wide, 17.5cm</i>  |
| <b>LD-002-205</b>           | JANSEN Raspatorium, 9mm breit, 19.5cm<br><i>JANSEN raspatory, 9mm wide, 19.5cm</i>                                         |
| <b>LD-002-206</b>           | JANSEN Raspatorium, 14mm breit, 19.5cm<br><i>JANSEN raspatory, 14mm wide, 19.5cm</i>                                       |



LD-004-001



LD-002-207



LD-002-210  
bis / to  
LD-002-214



LD-002-215 /  
LD-002-216



LD-002-217 /  
LD-002-218



LD-004-003



LD-004-201 /  
LD-004-202

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD-002-207                  | JANSEN Raspatorium, 17cm<br><i>JANSEN raspatory, 17cm</i>                                             |
| LD-002-210                  | LEMPERT Raspatorium, 2mm breit, 16cm<br><i>LEMPERT raspatory, 2mm wide, 16cm</i>                      |
| LD-002-211                  | LEMPERT Raspatorium, 3mm breit, 16cm<br><i>LEMPERT raspatory, 3mm wide, 16cm</i>                      |
| LD-002-212                  | LEMPERT Raspatorium, 3.5mm breit, 16cm<br><i>LEMPERT raspatory, 3.5mm wide, 16cm</i>                  |
| LD-002-213                  | LEMPERT Raspatorium, 4mm breit, 16cm<br><i>LEMPERT raspatory, 4mm wide, 16cm</i>                      |
| LD-002-214                  | LEMPERT Raspatorium, 5mm breit, 16cm<br><i>LEMPERT raspatory, 5mm wide, 16cm</i>                      |
| LD-002-215                  | WULLSTEIN Raspatorium, fein, 16cm<br><i>WULLSTEIN raspatory, delicate, 16cm</i>                       |
| LD-002-216                  | WULLSTEIN Raspatorium, breit, 16cm<br><i>WULLSTEIN raspatory, wide, 16cm</i>                          |
| LD-002-217                  | SHAMBOUGH-DERLACKI Raspatorium, 2.0mm, 16cm<br><i>SHAMBOUGH-DERLACKI raspatory, 2.0mm, 16cm</i>       |
| LD-002-218                  | SHAMBOUGH-DERLACKI Raspatorium, 3.0mm, 16cm<br><i>SHAMBOUGH-DERLACKI raspatory, 3.0mm, 16cm</i>       |
| LD-004-001                  | LEMPERT Raspatorium, 3mm, 19cm<br><i>LEMPERT raspatory, 3mm, 19cm</i>                                 |
| LD-004-003                  | Raspatorium oval, 1.8mm, 16cm<br><i>Raspatory oval, 1.8mm, 16cm</i>                                   |
| LD-004-201                  | Raspatorium, leicht gebogen, 1.0mm breit, 16cm<br><i>Raspatory, slightly curved, 1.0mm wide, 16cm</i> |
| LD-004-202                  | Raspatorium, leicht gebogen, 1.2mm breit, 16cm<br><i>Raspatory, slightly curved, 1.2mm wide, 16cm</i> |



**LH-001-177**  
bis / to  
**LH-001-180**



**LH-001-171**  
bis / to  
**LH-001-173**



**LH-001-174**  
bis / to  
**LH-001-176**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LH-001-171</b>           | BARON Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 3 Ch., NL 75mm<br>BARON suction cannula, 45° curved, Ø 3 Fr., WL 75mm             |
| <b>LH-001-172</b>           | BARON Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 5 Ch., NL 75mm<br>BARON suction cannula, 45° curved, Ø 5 Fr., WL 75mm             |
| <b>LH-001-173</b>           | BARON Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 7 Ch., NL 75mm<br>BARON suction cannula, 45° curved, Ø 7 Fr., WL 75mm             |
| <b>LH-001-174</b>           | SCHUHKNECHT Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 20 GA, NL 75mm<br>SCHUHKNECHT suction cannula, 45° curved, Ø 20 GA, WL 75mm |
| <b>LH-001-175</b>           | SCHUHKNECHT Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 22 GA, NL 75mm<br>SCHUHKNECHT suction cannula, 45° curved, Ø 22 GA, WL 75mm |
| <b>LH-001-176</b>           | SCHUHKNECHT Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 24 GA, NL 75mm<br>SCHUHKNECHT suction cannula, 45° curved, Ø 24 GA, WL 75mm |
| <b>LH-001-177</b>           | Mc GEE Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 20 GA, NL 80mm<br>Mc GEE suction cannula, 45° curved, Ø 20 GA, WL 80mm           |
| <b>LH-001-178</b>           | Mc GEE Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 22 GA, NL 80mm<br>Mc GEE suction cannula, 45° curved, Ø 22 GA, WL 80mm           |
| <b>LH-001-179</b>           | Mc GEE Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 24 GA, NL 80mm<br>Mc GEE suction cannula, 45° curved, Ø 24 GA, WL 80mm           |
| <b>LH-001-180</b>           | Mc GEE Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 26 GA, NL 80mm<br>Mc GEE suction cannula, 45° curved, Ø 26 GA, WL 80mm           |



**LH-001-181**  
bis / to  
**LH-001-184**



**LH-001-185**  
bis / to  
**LH-001-188**



**LH-001-189**  
bis / to  
**LH-001-192**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LH-001-181</b>           | VERHOEVEN Spülkanüle, 45° gebogen, Öffnung gerade, Ø 1.2mm, NL 90mm<br>VERHOEVEN suction cannula, 45° curved, opening straight, Ø 1.2mm, WL 90mm     |
| <b>LH-001-182</b>           | VERHOEVEN Spülkanüle, 45° gebogen, Öffnung gerade, Ø 1.5mm, NL 90mm<br>VERHOEVEN suction cannula, 45° curved, opening straight, Ø 1.5mm, WL 90mm     |
| <b>LH-001-183</b>           | VERHOEVEN Spülkanüle, 45° gebogen, Öffnung gerade, Ø 2.0mm, NL 90mm<br>VERHOEVEN suction cannula, 45° curved, opening straight, Ø 2.0mm, WL 90mm     |
| <b>LH-001-184</b>           | VERHOEVEN Spülkanüle, 45° gebogen, Öffnung gerade, Ø 3.0mm, NL 90mm<br>VERHOEVEN suction cannula, 45° curved, opening straight, Ø 3.0mm, WL 90mm     |
| <b>LH-001-185</b>           | VERHOEVEN Spülkanüle, 45° gebogen, Öffnung nach unten, Ø 1.2mm, NL 90mm<br>VERHOEVEN suction cannula, 45° curved, opening downward, Ø 1.2mm, WL 90mm |
| <b>LH-001-186</b>           | VERHOEVEN Spülkanüle, 45° gebogen, Öffnung nach unten, Ø 1.5mm, NL 90mm<br>VERHOEVEN suction cannula, 45° curved, opening downward, Ø 1.5mm, WL 90mm |
| <b>LH-001-187</b>           | VERHOEVEN Spülkanüle, 45° gebogen, Öffnung nach unten, Ø 2.0mm, NL 90mm<br>VERHOEVEN suction cannula, 45° curved, opening downward, Ø 2.0mm, WL 90mm |
| <b>LH-001-188</b>           | VERHOEVEN Spülkanüle, 45° gebogen, Öffnung nach unten, Ø 3.0mm, NL 90mm<br>VERHOEVEN suction cannula, 45° curved, opening downward, Ø 3.0mm, WL 90mm |
| <b>LH-001-189</b>           | VERHOEVEN Spülkanüle, 45° gebogen, Öffnung nach oben, Ø 1.2mm, NL 90mm<br>VERHOEVEN suction cannula, 45° curved, opening upward, Ø 1.2mm, WL 90mm    |
| <b>LH-001-190</b>           | VERHOEVEN Spülkanüle, 45° gebogen, Öffnung nach oben, Ø 1.5mm, NL 90mm<br>VERHOEVEN suction cannula, 45° curved, opening upward, Ø 1.5mm, WL 90mm    |
| <b>LH-001-191</b>           | VERHOEVEN Spülkanüle, 45° gebogen, Öffnung nach oben, Ø 2.0mm, NL 90mm<br>VERHOEVEN suction cannula, 45° curved, opening upward, Ø 2.0mm, WL 90mm    |
| <b>LH-001-192</b>           | VERHOEVEN Spülkanüle, 45° gebogen, Öffnung nach oben, Ø 3.0mm, NL 90mm<br>VERHOEVEN suction cannula, 45° curved, opening upward, Ø 3.0mm, WL 90mm    |





**LH-001-200**  
bis / to  
**LH-001-208**




**LH-001-230**  
bis / to  
**LH-001-235**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LH-001-200</b>           | ROSEN Spülkanüle mit LL, 45° gebogen, Ø 0.6mm, NL 65mm<br>ROSEN suction cannula with LL, 45° curved, Ø 0.6mm, WL 65mm |
| <b>LH-001-201</b>           | ROSEN Spülkanüle mit LL, 45° gebogen, Ø 0.7mm, NL 65mm<br>ROSEN suction cannula with LL, 45° curved, Ø 0.7mm, WL 65mm |
| <b>LH-001-202</b>           | ROSEN Spülkanüle mit LL, 45° gebogen, Ø 0.8mm, NL 65mm<br>ROSEN suction cannula with LL, 45° curved, Ø 0.8mm, WL 65mm |
| <b>LH-001-203</b>           | ROSEN Spülkanüle mit LL, 45° gebogen, Ø 0.9mm, NL 65mm<br>ROSEN suction cannula with LL, 45° curved, Ø 0.9mm, WL 65mm |
| <b>LH-001-204</b>           | ROSEN Spülkanüle mit LL, 45° gebogen, Ø 1.0mm, NL 65mm<br>ROSEN suction cannula with LL, 45° curved, Ø 1.0mm, WL 65mm |
| <b>LH-001-205</b>           | ROSEN Spülkanüle mit LL, 45° gebogen, Ø 1.2mm, NL 65mm<br>ROSEN suction cannula with LL, 45° curved, Ø 1.2mm, WL 65mm |
| <b>LH-001-206</b>           | ROSEN Spülkanüle mit LL, 45° gebogen, Ø 1.5mm, NL 65mm<br>ROSEN suction cannula with LL, 45° curved, Ø 1.5mm, WL 65mm |
| <b>LH-001-207</b>           | ROSEN Spülkanüle mit LL, 45° gebogen, Ø 1.6mm, NL 65mm<br>ROSEN suction cannula with LL, 45° curved, Ø 1.6mm, WL 65mm |
| <b>LH-001-208</b>           | ROSEN Spülkanüle mit LL, 45° gebogen, Ø 1.8mm, NL 65mm<br>ROSEN suction cannula with LL, 45° curved, Ø 1.8mm, WL 65mm |
| <b>LH-001-230</b>           | NIJMEGEN Absaugrohr, Ø 1.0mm, 60mm Arbeitslänge<br>NIJMEGEN suction tube, Ø 1.0mm, 60mm working length                |
| <b>LH-001-231</b>           | NIJMEGEN Absaugrohr, Ø 1.5mm, 60mm Arbeitslänge<br>NIJMEGEN suction tube, Ø 1.5mm, 60mm working length                |
| <b>LH-001-232</b>           | NIJMEGEN Absaugrohr, Ø 2.0mm, 60mm Arbeitslänge<br>NIJMEGEN suction tube, Ø 2.0mm, 60mm working length                |
| <b>LH-001-233</b>           | NIJMEGEN Absaugrohr, Ø 2.5mm, 60mm Arbeitslänge<br>NIJMEGEN suction tube, Ø 2.5mm, 60mm working length                |
| <b>LH-001-234</b>           | NIJMEGEN Absaugrohr, Ø 3.0mm, 60mm Arbeitslänge<br>NIJMEGEN suction tube, Ø 3.0mm, 60mm working length                |
| <b>LH-001-235</b>           | NIJMEGEN Absaugrohr, Ø 4.0mm, 60mm Arbeitslänge<br>NIJMEGEN suction tube, Ø 4.0mm, 60mm working length                |



**LH-001-210**  
bis / to  
**LH-001-227**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                         |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LH-001-210</b>           | HOUSE Saug-Spülkanüle, 2.5/2.0 Ch., 45° gebogen, NL 70mm<br>HOUSE suction-irrigation cannula, 2.5/2.0 Fr., 45° curved, WL 70mm     |
| <b>LH-001-211</b>           | HOUSE Saug-Spülkanüle, 4.0/2.0 Ch., 45° gebogen, NL 70mm<br>HOUSE suction-irrigation cannula, 4.0/2.0 Fr., 45° curved, WL 70mm     |
| <b>LH-001-212</b>           | HOUSE Saug-Spülkanüle, 5.0/4.0 Ch., 45° gebogen, NL 70mm<br>HOUSE suction-irrigation cannula, 5.0/4.0 Fr., 45° curved, WL 70mm     |
| <b>LH-001-213</b>           | HOUSE Saug-Spülkanüle, 7.0/5.0 Ch., 45° gebogen, NL 70mm<br>HOUSE suction-irrigation cannula, 7.0/5.0 Fr., 45° curved, WL 70mm     |
| <b>LH-001-214</b>           | HOUSE Saug-Spülkanüle, 8.0/6.0 Ch., 45° gebogen, NL 70mm<br>HOUSE suction-irrigation cannula, 8.0/6.0 Fr., 45° curved, WL 70mm     |
| <b>LH-001-215</b>           | HOUSE Saug-Spülkanüle, 10.0/7.0 Ch., 45° gebogen, NL 70mm<br>HOUSE suction-irrigation cannula, 10.0/7.0 Fr., 45° curved, WL 70mm   |
| <b>LH-001-216</b>           | HOUSE Saug-Spülkanüle, 12.0/8.0 Ch., 45° gebogen, NL 70mm<br>HOUSE suction-irrigation cannula, 12.0/8.0 Fr., 45° curved, WL 70mm   |
| <b>LH-001-217</b>           | HOUSE Saug-Spülkanüle, 14.0/12.0 Ch., 45° gebogen, NL 70mm<br>HOUSE suction-irrigation cannula, 14.0/12.0 Fr., 45° curved, WL 70mm |
| <b>LH-001-220</b>           | HOUSE Saug-Spülkanüle, 2.5/2.0 Ch., 45° gebogen, NL 90mm<br>HOUSE suction-irrigation cannula, 2.5/2.0 Fr., 45° curved, WL 90mm     |
| <b>LH-001-221</b>           | HOUSE Saug-Spülkanüle, 4.0/2.0 Ch., 45° gebogen, NL 90mm<br>HOUSE suction-irrigation cannula, 4.0/2.0 Fr., 45° curved, WL 90mm     |
| <b>LH-001-222</b>           | HOUSE Saug-Spülkanüle, 5.0/4.0 Ch., 45° gebogen, NL 90mm<br>HOUSE suction-irrigation cannula, 5.0/4.0 Fr., 45° curved, WL 90mm     |
| <b>LH-001-223</b>           | HOUSE Saug-Spülkanüle, 7.0/5.0 Ch., 45° gebogen, NL 90mm<br>HOUSE suction-irrigation cannula, 7.0/5.0 Fr., 45° curved, WL 90mm     |
| <b>LH-001-224</b>           | HOUSE Saug-Spülkanüle, 8.0/6.0 Ch., 45° gebogen, NL 90mm<br>HOUSE suction-irrigation cannula, 8.0/6.0 Fr., 45° curved, WL 90mm     |
| <b>LH-001-225</b>           | HOUSE Saug-Spülkanüle, 10.0/7.0 Ch., 45° gebogen, NL 90mm<br>HOUSE suction-irrigation cannula, 10.0/7.0 Fr., 45° curved, WL 90mm   |
| <b>LH-001-226</b>           | HOUSE Saug-Spülkanüle, 12.0/8.0 Ch., 45° gebogen, NL 90mm<br>HOUSE suction-irrigation cannula, 12.0/8.0 Fr., 45° curved, WL 90mm   |
| <b>LH-001-227</b>           | HOUSE Saug-Spülkanüle, 14.0/12.0 Ch., 45° gebogen, NL 90mm<br>HOUSE suction-irrigation cannula, 14.0/12.0 Fr., 45° curved, WL 90mm |



| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LH-001-228</b>           | WULLSTEIN Saugadapter, 11 cm, Luer Konus<br><i>WULLSTEIN suction adaptor, 11 cm, luer cone</i>                                                                                                   |
| <b>LH-001-229</b>           | HOUSE Saugadapter, 5 cm, Luer Konus<br><i>HOUSE suction adaptor, 5 cm, luer cone</i>                                                                                                             |
| <b>LH-001-249</b>           | Saughandgriff mit Luer Konus und Unterbrecher, für Spülkanülen LH-001-200 bis LH-001-208<br><i>Suction handle with Luer cone and cut-off hole, for suction cannulas LH-001-200 to LH-001-208</i> |
| <b>LH-001-250</b>           | Saughandgriff mit Luer Konus und Unterbrecher, für Spülkanülen LH-001-200 bis LH-001-208<br><i>Suction handle with Luer cone and cut-off hole, for suction cannulas LH-001-200 to LH-001-208</i> |
| <b>LH-001-251</b>           | Saugrohr mit LL, 60° gebogen, zylindrisch, Ø 1.0mm, Arbeitslänge 90mm<br><i>Suction tube with LL, 60° angled, cylindric, Ø 1.0mm, working length 90mm</i>                                        |
| <b>LH-001-252</b>           | Saugrohr mit LL, 60° gebogen, zylindrisch, Ø 1.5mm, Arbeitslänge 90mm<br><i>Suction tube with LL, 60° angled, cylindric, Ø 1.5mm, working length 90mm</i>                                        |
| <b>LH-001-253</b>           | Saugrohr mit LL, 60° gebogen, zylindrisch, Ø 2.0mm, Arbeitslänge 90mm<br><i>Suction tube with LL, 60° angled, cylindric, Ø 2.0mm, working length 90mm</i>                                        |
| <b>LH-001-254</b>           | Saugrohr mit LL, 60° gebogen, zylindrisch, Ø 2.5mm, Arbeitslänge 90mm<br><i>Suction tube with LL, 60° angled, cylindric, Ø 2.5mm, working length 90mm</i>                                        |
| <b>LH-001-255</b>           | Saugrohr mit LL, 60° gebogen, zylindrisch, Ø 3.0mm, Arbeitslänge 90mm<br><i>Suction tube with LL, 60° angled, cylindric, Ø 3.0mm, working length 90mm</i>                                        |
| <b>LH-001-256</b>           | Saugrohr mit LL, 60° gebogen, zylindrisch, Ø 4.0mm, Arbeitslänge 90mm<br><i>Suction tube with LL, 60° angled, cylindric, Ø 4.0mm, working length 90mm</i>                                        |
| <b>LH-001-257</b>           | Saugrohr mit LL, 60° gebogen, zylindrisch, Ø 5.0mm, Arbeitslänge 90mm<br><i>Suction tube with LL, 60° angled, cylindric, Ø 5.0mm, working length 90mm</i>                                        |
| <b>LH-001-280</b>           | BARNES Saugrohr mit LL, Ø 1.5mm, AL 50mm<br><i>BARNES suction tube with LL, Ø 1.5mm, WL 50mm</i>                                                                                                 |
| <b>LH-001-281</b>           | BARNES Saugrohr mit LL, 60° gebogen, zylindrisch, Ø 1.5mm, Arbeitslänge 90mm<br><i>BARNES suction tube with LL, 60° angled, cylindric, Ø 1.5mm, working length 90mm</i>                          |
| <b>LH-001-282</b>           | BARNES Saugrohr mit LL, 60° gebogen, zylindrisch, Ø 2.0mm, Arbeitslänge 90mm<br><i>BARNES suction tube with LL, 60° angled, cylindric, Ø 2.0mm, working length 90mm</i>                          |
| <b>LH-001-289</b>           | Saugrohr gebogen, konisch, LL, Ø 4.5mm, AL 155mm<br><i>Suction tube curved, conical, LL, Ø 4.5mm, WL 155mm</i>                                                                                   |
| <b>LH-001-290</b>           | ZÖLLNER Saugrohr mit Aufsatz, LL, 15cm<br><i>ZÖLLNER suction tube with attachment, LL, 15cm</i>                                                                                                  |



**LD-002-044**  
bis / to  
**LD-002-047**



**LD-002-373 /**  
**LD-002-374**



**LD-002-025**  
bis / to  
**LD-002-029**



**LD-002-049 /**  
**LD-002-050**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                              |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-002-025</b>           | TRAUTMANN Flachmeißel, 2.0mm, 14cm<br>TRAUTMANN flat chisel, 2.0mm, 14cm                                |
| <b>LD-002-026</b>           | TRAUTMANN Flachmeißel, 3.0mm, 14cm<br>TRAUTMANN flat chisel, 3.0mm, 14cm                                |
| <b>LD-002-027</b>           | TRAUTMANN Flachmeißel, 5.0mm, 14cm<br>TRAUTMANN flat chisel, 5.0mm, 14cm                                |
| <b>LD-002-028</b>           | TRAUTMANN Flachmeißel, 7.0mm, 14cm<br>TRAUTMANN hollow chisel, 7.0mm, 14cm                              |
| <b>LD-002-029</b>           | TRAUTMANN Flachmeißel, 9.0mm, 14cm<br>TRAUTMANN flat chisel, 9.0mm, 14cm                                |
| <b>LD-002-044</b>           | BRÜNINGS Flachmeißel, 4.0mm, 16cm<br>BRÜNINGS flat chisel, 4.0mm, 16cm                                  |
| <b>LD-002-045</b>           | BRÜNINGS Flachmeißel, 6.0mm, 16cm<br>BRÜNINGS flat chisel, 6.0mm, 16cm                                  |
| <b>LD-002-046</b>           | BRÜNINGS Flachmeißel, 8.0mm, 16cm<br>BRÜNINGS flat chisel, 8.0mm, 16cm                                  |
| <b>LD-002-047</b>           | BRÜNINGS Flachmeißel, 10.0mm, 16cm<br>BRÜNINGS flat chisel, 10.0mm, 16cm                                |
| <b>LD-002-049</b>           | PASSOW Blutstillungsmeißel, 2mm quadratisch, 12cm<br>PASSOW haemostatic chisel, 2mm square shaped, 12cm |
| <b>LD-002-050</b>           | PASSOW Blutstillungsmeißel, 3mm quadratisch, 12cm<br>PASSOW haemostatic chisel, 3mm square shaped, 12cm |
| <b>LD-002-373</b>           | THIES Flachmeißel, 3mm, 16cm<br>THIES flat chisel, 3mm, 16cm                                            |
| <b>LD-002-374</b>           | THIES Flachmeißel, 4mm, 16cm<br>THIES flat chisel, 4mm, 16cm                                            |



**LD-002-040**  
bis / to  
**LD-002-043**



**LD-002-020**  
bis / to  
**LD-002-023**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-002-020</b>           | TRAUTMANN Hohlmeißel, 3.0mm, 14cm<br><i>TRAUTMANN gouge, 3.0mm, 14cm</i>                             |
| <b>LD-002-021</b>           | TRAUTMANN Hohlmeißel, 5.0mm, 14cm<br><i>TRAUTMANN gouge, 5.0mm, 14cm</i>                             |
| <b>LD-002-022</b>           | TRAUTMANN Hohlmeißel, 7.0mm, 14cm<br><i>TRAUTMANN gouge, 7.0mm, 14cm</i>                             |
| <b>LD-002-023</b>           | TRAUTMANN Hohlmeißel, 9.0mm, 14cm<br><i>TRAUTMANN gouge, 9.0mm, 14cm</i>                             |
| <b>LD-002-040</b>           | BRÜNINGS Hohlmeißel, 4.0mm, 16cm<br><i>BRÜNINGS gouge, 4.0mm, 16cm</i>                               |
| <b>LD-002-041</b>           | BRÜNINGS Hohlmeißel, 6.0mm, 16cm<br><i>BRÜNINGS gouge, 6.0mm, 16cm</i>                               |
| <b>LD-002-042</b>           | BRÜNINGS Hohlmeißel, 8.0mm, 16cm<br><i>BRÜNINGS gouge, 8.0mm, 16cm</i>                               |
| <b>LD-002-043</b>           | BRÜNINGS Hohlmeißel, 10.0mm, 16cm<br><i>BRÜNINGS gouge, 10.0mm, 16cm</i>                             |
| <b>LD-002-375</b>           | THIES Hohlmeißel, 3mm, 16cm (ohne Abbildung)<br><i>THIES gouge, 3mm, 16cm (without illustration)</i> |
| <b>LD-002-376</b>           | THIES Hohlmeißel, 4mm, 16cm (ohne Abbildung)<br><i>THIES gouge, 4mm, 16cm (without illustration)</i> |



LD-002-104



LD-002-102



LD-002-101



LD-002-100

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                              |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD-002-100                  | COTTLE Metallhammer, 18cm<br><i>COTTLE metal hammer, 18cm</i>                                                                                           |
| LD-002-101                  | Metallhammer mit Bleifüllung, 20cm<br><i>Metal hammer, lead filled, 20cm</i>                                                                            |
| LD-002-102                  | COTTLE Metallhammer mit auswechselbaren Kunststoff-Schlagflächen, 22.5 cm<br><i>COTTLE metal hammer, interchangeable plastic discs, 22.5cm</i>          |
| LD-002-103                  | Kunststoff-Schlagflächen für LD-002-102, paarweise (ohne Abbildung)<br><i>Interchangeable plastic discs for LD-002-102, pair (without illustration)</i> |
| LD-002-104                  | HAJEK Metallhammer, massiv, 27cm<br><i>HAJEK metal hammer, solid, 27cm</i>                                                                              |



**ZA-001-488 /**  
**ZA-001-488-1**



**ZA-001-487 /**  
**ZA-001-487-1**



**ZA-001-486 /**  
**ZA-001-486-1**



**LC-030-001-1 /**  
**LC-030-002-1**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LC-030-001-1</b>         | HARTMANN Ohrtamponzängchen, extra fein, NL 6cm<br><i>HARTMANN ear tampon forceps, extra delicate, WL 6cm</i>                    |
| <b>LC-030-001-2</b>         | HARTMANN Ohrtamponzängchen, fein, NL 6cm<br><i>HARTMANN ear tampon forceps, delicate, WL 6cm</i>                                |
| <b>ZA-001-486</b>           | TROELTSCH Ohr-/Nasenpinzette, anatomisch, fein, 11cm<br><i>TROELTSCH ear/nose dressing forceps, delicate, 11cm</i>              |
| <b>ZA-001-486-1</b>         | TROELTSCH Ohrpinzette, anatomisch, fein, 13cm<br><i>TROELTSCH ear dressing forceps, delicate, 13cm</i>                          |
| <b>ZA-001-487</b>           | LUCAE Ohr-/Nasenpinzette, anatomisch, bajonettförmig, 14cm<br><i>LUCAE ear/nose dressing forceps, bayonet shape, 14cm</i>       |
| <b>ZA-001-487-1</b>         | LUCAE Ohrpinzette, anatomisch, bajonettförmig, fein, 14cm<br><i>LUCAE ear dressing forceps, bayonet shape, delicate, 14cm</i>   |
| <b>ZA-001-488</b>           | JANSEN Ohrpinzette, anatomisch, bajonettförmig, 16cm<br><i>JANSEN ear dressing forceps, bayonet shape, 16cm</i>                 |
| <b>ZA-001-488-1</b>         | JANSEN Ohrpinzette, anatomisch, bajonettförmig, fein, 16cm<br><i>JANSEN ear dressing forceps, bayonet shape, delicate, 16cm</i> |



**LC-020-020 /**  
**LC-020-024**  
 bis / to  
**LC-020-027 /**  
**LC-060-202**

**LC-020-020 /**  
**LC-020-024**  
 bis / to  
**LC-020-027 /**  
**LC-060-202**



**LC-020-021 /**  
**LC-020-028 /**  
**LC-020-029 /**  
**LC-060-200**

**LC-020-021 /**  
**LC-020-028 /**  
**LC-020-029 /**  
**LC-060-200**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LC-020-020</b>           | GREVEN Drahtschliesszange, gerade, NL 8cm<br>GREVEN wire close forceps, straight, WL 8cm                                                                        |
| <b>LC-020-021</b>           | HOUSE-DIETER Hammerkopfstanze, nach oben schneidend, NL 8cm<br>HOUSE-DIETER hammer head punch, upward cutting, WL 8cm                                           |
| <b>LC-020-024</b>           | MCGEE Drahtschliesszange, gerade, NL 8cm<br>MCGEE wire close forceps, straight, WL 8cm                                                                          |
| <b>LC-020-025</b>           | FISCH-MCGEE Drahtschliesszange, gerade, NL 8cm<br>FISCH-MCGEE wire close forceps, straight, WL 8cm                                                              |
| <b>LC-020-026</b>           | FISCH-MCGEE Drahtschliesszange, rechts gebogen, NL 8cm<br>FISCH-MCGEE wire close forceps, curved right, WL 8cm                                                  |
| <b>LC-020-027</b>           | FISCH-MCGEE Drahtschliesszange, links gebogen, NL 8cm<br>FISCH-MCGEE wire close forceps, curved left, WL 8cm                                                    |
| <b>LC-020-028</b>           | HOUSE-DIETER Hammerkopfstanze, nach unten schneidend, NL 8cm<br>HOUSE-DIETER hammer head punch, downward cutting, WL 8cm                                        |
| <b>LC-020-029</b>           | FISCH-DIETER Hammerkopfstanze, nach oben schneidend, extra zart, 0.8mm, NL 8cm<br>FISCH-DIETER hammer head punch, upward cutting, extra delicate, 0.8mm, WL 8cm |
| <b>LC-060-200</b>           | DIETER Hammerkopfstanze, nach oben schneidend, NL 8cm<br>DIETER hammer head punch, upward cutting, WL 8cm                                                       |
| <b>LC-060-202</b>           | MCGEE Drahtschliesszange, 1.8 x 0.8 x 5mm, NL 8cm<br>FISCH-MCGEE wire close forceps, 1.8 x 0.8 x 5mm, WL 8cm                                                    |





**LC-020-022 /**  
**LC-020-023**



**LC-060-001**



**LC-040-001**



**LC-060-020**



**LC-040-002**



**LC-060-021**  
bis / to  
**LC-060-036**



**LC-020-022**  
bis / to  
**LC-060-036**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LC-020-022</b>           | WULLSTEIN Ohrzange, extra zart, ovaler Löffel, Ø 0.6mm, NL 8cm<br>WULLSTEIN ear forceps, extra fine, oval spoon, Ø 0.6mm, WL 8cm                |
| <b>LC-020-023</b>           | WULLSTEIN Ohrzange, extra zart, ovaler Löffel, Ø 0.9mm, NL 8cm<br>WULLSTEIN ear forceps, extra fine, oval spoon, Ø 0.9mm, WL 8cm                |
| <b>LC-040-001</b>           | Löffelzängchen, extra zart, oval, Ø 0.6mm, gerade, NL 15cm<br>Spoon forceps, extra fine, oval, Ø 0.6mm, straight, WL 15cm                       |
| <b>LC-040-002</b>           | Löffelzängchen, extra zart, oval, Ø 0.6mm, 45° auwärts gebogen, NL 15cm<br>Spoon forceps, extra fine, oval, Ø 0.6mm, 45° upward curved, WL 15cm |
| <b>LC-060-001</b>           | Mikro-Ohrenzange, 1.8 x 0.6mm, NL 8cm<br>Micro cup forceps, 1.8 x 0.6mm, WL 8cm                                                                 |
| <b>LC-060-020</b>           | HARTMANN Ohrenzange, durchschneidend, gerade, NL 8cm<br>HARTMANN ear forceps, cutting through, straight, WL 8cm                                 |
| <b>LC-060-021</b>           | HARTMANN Ohrenzange, zart, 1.8 x 0.8 x 4mm, NL 8cm<br>HARTMANN ear forceps, delicate, 1.8 x 0.8 x 4mm, WL 8cm                                   |
| <b>LC-060-022</b>           | HARTMANN Ohrenzange, zart, 1.8 x 0.8 x 4mm, NL 12.5cm<br>HARTMANN ear forceps, delicate, 1.8 x 0.8 x 4mm, WL 12.5cm                             |
| <b>LC-060-023</b>           | HARTMANN Ohrenzange, zart, 1.8 x 0.8 x 4mm, NL 15cm<br>HARTMANN ear forceps, delicate, 1.8 x 0.8 x 4mm, WL 15cm                                 |
| <b>LC-060-024</b>           | HARTMANN Ohrenzange, zart, 1.8 x 0.8 x 4mm, NL 18cm<br>HARTMANN ear forceps, delicate, 1.8 x 0.8 x 4mm, WL 18cm                                 |
| <b>LC-060-025</b>           | HARTMANN Ohrenzange, gerade glatt, 1.8 x 0.8 x 4mm, NL 8cm<br>HARTMANN ear forceps, straight smooth, 1.8 x 0.8 x 4mm, WL 8cm                    |
| <b>LC-060-026</b>           | HARTMANN Ohrenzange, gerade glatt, 1.8 x 0.8 x 4mm, NL 12.5cm<br>HARTMANN ear forceps, straight smooth, 1.8 x 0.8 x 4mm, WL 12.5cm              |
| <b>LC-060-027</b>           | HARTMANN Ohrenzange, gerade glatt, 1.8 x 0.8 x 4mm, NL 15cm<br>HARTMANN ear forceps, straight smooth, 1.8 x 0.8 x 4mm, WL 15cm                  |
| <b>LC-060-028</b>           | HARTMANN Ohrenzange, gerade glatt, 1.8 x 0.8 x 4mm, NL 18cm<br>HARTMANN ear forceps, straight smooth, 1.8 x 0.8 x 4mm, WL 18cm                  |
| <b>LC-060-029</b>           | HARTMANN Ohrenzange, rechts gebogen, 1.8 x 0.8 x 4mm, NL 8cm<br>HARTMANN ear forceps, curved right, 1.8 x 0.8 x 4mm, WL 8cm                     |
| <b>LC-060-030</b>           | HARTMANN Ohrenzange, rechts gebogen, 1.8 x 0.8 x 4mm, NL 12.5cm<br>HARTMANN ear forceps, curved right, 1.8 x 0.8 x 4mm, WL 12.5cm               |
| <b>LC-060-031</b>           | HARTMANN Ohrenzange, rechts gebogen, 1.8 x 0.8 x 4mm, NL 15cm<br>HARTMANN ear forceps, curved right, 1.8 x 0.8 x 4mm, WL 15cm                   |
| <b>LC-060-032</b>           | HARTMANN Ohrenzange, rechts gebogen, 1.8 x 0.8 x 4mm, NL 18cm<br>HARTMANN ear forceps, curved right, 1.8 x 0.8 x 4mm, WL 18cm                   |
| <b>LC-060-033</b>           | HARTMANN Ohrenzange, links gebogen, 1.8 x 0.8 x 4mm, NL 8cm<br>HARTMANN ear forceps, curved left, 1.8 x 0.8 x 4mm, WL 8cm                       |
| <b>LC-060-034</b>           | HARTMANN Ohrenzange, links gebogen, 1.8 x 0.8 x 4mm, NL 12.5cm<br>HARTMANN ear forceps, curved left, 1.8 x 0.8 x 4mm, WL 12.5cm                 |
| <b>LC-060-035</b>           | HARTMANN Ohrenzange, links gebogen, 1.8 x 0.8 x 4mm, NL 15cm<br>HARTMANN ear forceps, curved left, 1.8 x 0.8 x 4mm, WL 15cm                     |
| <b>LC-060-036</b>           | HARTMANN Ohrenzange, links gebogen, 1.8 x 0.8 x 4mm, NL 18cm<br>HARTMANN ear forceps, curved left, 1.8 x 0.8 x 4mm, WL 18cm                     |



**LC-060-037** bis / to **LC-060-044**  
**LC-060-049** bis / to **LC-060-052**



**LC-060-045**  
bis / to  
**LC-060-048**



**LC-060-053**  
bis / to  
**LC-060-056**



**LC-060-037**  
bis / to  
**LC-060-052**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LC-060-037</b>           | HARTMANN Ohrenzange, aufwärts gebogen, 1.8 x 0.8 x 4mm, NL 8cm<br>HARTMANN ear forceps, upward curved, 1.8 x 0.8 x 4mm, WL 8cm        |
| <b>LC-060-038</b>           | HARTMANN Ohrenzange, aufwärts gebogen, 1.8 x 0.8 x 4mm, NL 12.5cm<br>HARTMANN ear forceps, upward curved, 1.8 x 0.8 x 4mm, WL 12.5cm  |
| <b>LC-060-039</b>           | HARTMANN Ohrenzange, aufwärts gebogen, 1.8 x 0.8 x 4mm, NL 15cm<br>HARTMANN ear forceps, upward curved, 1.8 x 0.8 x 4mm, WL 15cm      |
| <b>LC-060-040</b>           | HARTMANN Ohrenzange, aufwärts gebogen, 1.8 x 0.8 x 4mm, NL 18cm<br>HARTMANN ear forceps, upward curved, 1.8 x 0.8 x 4mm, WL 18cm      |
| <b>LC-060-041</b>           | HARTMANN Ohrenzange, abwärts gebogen, 1.8 x 0.8 x 4mm, NL 8cm<br>HARTMANN ear forceps, downward curved, 1.8 x 0.8 x 4mm, WL 8cm       |
| <b>LC-060-042</b>           | HARTMANN Ohrenzange, abwärts gebogen, 1.8 x 0.8 x 4mm, NL 12.5cm<br>HARTMANN ear forceps, downward curved, 1.8 x 0.8 x 4mm, WL 12.5cm |
| <b>LC-060-043</b>           | HARTMANN Ohrenzange, abwärts gebogen, 1.8 x 0.8 x 4mm, NL 15cm<br>HARTMANN ear forceps, downward curved, 1.8 x 0.8 x 4mm, WL 15cm     |
| <b>LC-060-044</b>           | HARTMANN Ohrenzange, abwärts gebogen, 1.8 x 0.8 x 4mm, NL 18cm<br>HARTMANN ear forceps, downward curved, 1.8 x 0.8 x 4mm, WL 18cm     |
| <b>LC-060-045</b>           | FISCH Ohrenzange, extra zart, 1.3 x 0.7 x 3.5mm, NL 8cm<br>FISCH ear forceps, very delicate, 1.3 x 0.7 x 3.5mm, WL 8cm                |
| <b>LC-060-046</b>           | FISCH Ohrenzange, extra zart, 1.3 x 0.7 x 3.5mm, NL 12.5cm<br>FISCH ear forceps, very delicate, 1.3 x 0.7 x 3.5mm, WL 12.5cm          |
| <b>LC-060-047</b>           | FISCH Ohrenzange, extra zart, 1.3 x 0.7 x 3.5mm, NL 15cm<br>FISCH ear forceps, very delicate, 1.3 x 0.7 x 3.5mm, WL 15cm              |
| <b>LC-060-048</b>           | FISCH Ohrenzange, extra zart, 1.3 x 0.7 x 3.5mm, NL 18cm<br>FISCH ear forceps, very delicate, 1.3 x 0.7 x 3.5mm, WL 18cm              |
| <b>LC-060-049</b>           | HARTMANN Ohrenzange, zart, 1.8 x 0.8 x 6mm, NL 8cm<br>HARTMANN ear forceps, delicate, 1.8 x 0.8 x 6mm, WL 8cm                         |
| <b>LC-060-050</b>           | HARTMANN Ohrenzange, zart, 1.8 x 0.8 x 6mm, NL 12.5cm<br>HARTMANN ear forceps, delicate, 1.8 x 0.8 x 6mm, WL 12.5cm                   |
| <b>LC-060-051</b>           | HARTMANN Ohrenzange, zart, 1.8 x 0.8 x 6mm, NL 15cm<br>HARTMANN ear forceps, delicate, 1.8 x 0.8 x 6mm, WL 15cm                       |
| <b>LC-060-052</b>           | HARTMANN Ohrenzange, zart, 1.8 x 0.8 x 6mm, NL 18cm<br>HARTMANN ear forceps, delicate, 1.8 x 0.8 x 6mm, WL 18cm                       |
| <b>LC-060-053</b>           | HARTMANN Ohrenzange, gerade glatt, 1.8 x 0.8 x 6mm, NL 8cm<br>HARTMANN ear forceps, straight smooth, 1.8 x 0.8 x 6mm, WL 8cm          |
| <b>LC-060-054</b>           | HARTMANN Ohrenzange, gerade glatt, 1.8 x 0.8 x 6mm, NL 12.5cm<br>HARTMANN ear forceps, straight smooth, 1.8 x 0.8 x 6mm, WL 12.5cm    |
| <b>LC-060-055</b>           | HARTMANN Ohrenzange, gerade glatt, 1.8 x 0.8 x 6mm, NL 15cm<br>HARTMANN ear forceps, straight smooth, 1.8 x 0.8 x 6mm, WL 15cm        |
| <b>LC-060-056</b>           | HARTMANN Ohrenzange, gerade glatt, 1.8 x 0.8 x 6mm, NL 18cm<br>HARTMANN ear forceps, straight smooth, 1.8 x 0.8 x 6mm, WL 18cm        |



**LC-060-057**  
bis / to  
**LC-060-074**



**LC-060-105**  
bis / to  
**LC-060-108**



**LC-060-057**  
bis / to  
**LC-060-108**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LC-060-057</b>           | HARTMANN Ohrenzange, rechts gebogen, 1.8 x 0.8 x 6mm, NL 8cm<br>HARTMANN ear forceps, curved right, 1.8 x 0.8 x 6mm, WL 8cm                                              |
| <b>LC-060-058</b>           | HARTMANN Ohrenzange, rechts gebogen, 1.8 x 0.8 x 6mm, NL 12.5cm<br>HARTMANN ear forceps, curved right, 1.8 x 0.8 x 6mm, WL 12.5cm                                        |
| <b>LC-060-059</b>           | HARTMANN Ohrenzange, rechts gebogen, 1.8 x 0.8 x 6mm, NL 15cm<br>HARTMANN ear forceps, curved right, 1.8 x 0.8 x 6mm, WL 15cm                                            |
| <b>LC-060-060</b>           | HARTMANN Ohrenzange, rechts gebogen, 1.8 x 0.8 x 6mm, NL 18cm<br>HARTMANN ear forceps, curved right, 1.8 x 0.8 x 6mm, WL 18cm                                            |
| <b>LC-060-061</b>           | HARTMANN Ohrenzange, links gebogen, 1.8 x 0.8 x 6mm, NL 8cm<br>HARTMANN ear forceps, curved left, 1.8 x 0.8 x 6mm, WL 8cm                                                |
| <b>LC-060-062</b>           | HARTMANN Ohrenzange, links gebogen, 1.8 x 0.8 x 6mm, NL 12.5cm<br>HARTMANN ear forceps, curved left, 1.8 x 0.8 x 6mm, WL 12.5cm                                          |
| <b>LC-060-063</b>           | HARTMANN Ohrenzange, links gebogen, 1.8 x 0.8 x 6mm, NL 15cm<br>HARTMANN ear forceps, curved left, 1.8 x 0.8 x 6mm, WL 15cm                                              |
| <b>LC-060-064</b>           | HARTMANN Ohrenzange, links gebogen, 1.8 x 0.8 x 6mm, NL 18cm<br>HARTMANN ear forceps, curved left, 1.8 x 0.8 x 6mm, WL 18cm                                              |
| <b>LC-060-065</b>           | HARTMANN Ohrenzange, aufwärts gebogen, 1.8 x 0.8 x 6mm, NL 8cm<br>HARTMANN ear forceps, upward curved, 1.8 x 0.8 x 6mm, WL 8cm                                           |
| <b>LC-060-066</b>           | HARTMANN Ohrenzange, aufwärts gebogen, 1.8 x 0.8 x 6mm, NL 12.5cm<br>HARTMANN ear forceps, upward curved, 1.8 x 0.8 x 6mm, WL 12.5cm                                     |
| <b>LC-060-067</b>           | HARTMANN Ohrenzange, aufwärts gebogen, 1.8 x 0.8 x 6mm, NL 15cm<br>HARTMANN ear forceps, upward curved, 1.8 x 0.8 x 6mm, WL 15cm                                         |
| <b>LC-060-068</b>           | HARTMANN Ohrenzange, aufwärts gebogen, 1.8 x 0.8 x 6mm, NL 18cm<br>HARTMANN ear forceps, upward curved, 1.8 x 0.8 x 6mm, WL 18cm                                         |
| <b>LC-060-069</b>           | HARTMANN Ohrenzange, abwärts gebogen, 1.8 x 0.8 x 6mm, NL 8cm<br>HARTMANN ear forceps, downward curved, 1.8 x 0.8 x 6mm, WL 8cm                                          |
| <b>LC-060-070</b>           | HARTMANN Ohrenzange, abwärts gebogen, 1.8 x 0.8 x 6mm, NL 12.5cm<br>HARTMANN ear forceps, downward curved, 1.8 x 0.8 x 6mm, WL 12.5cm                                    |
| <b>LC-060-071</b>           | HARTMANN Ohrenzange, abwärts gebogen, 1.8 x 0.8 x 6mm, NL 15cm<br>HARTMANN ear forceps, downward curved, 1.8 x 0.8 x 6mm, WL 15cm                                        |
| <b>LC-060-074</b>           | HARTMANN Ohrenzange, abwärts gebogen, 1.8 x 0.8 x 6mm, NL 18cm<br>HARTMANN ear forceps, downward curved, 1.8 x 0.8 x 6mm, WL 18cm                                        |
| <b>LC-060-105</b>           | DUCKBILL Ohrenzange, flaches Maul, 1.2 x 2.5 x 8.0mm, NL 8cm<br>DUCKBILL ear forceps, flat jaw, 1.2 x 2.5 x 8.0mm, WL 8cm                                                |
| <b>LC-060-106</b>           | DUCKBILL Ohrenzange, flaches Maul, 1.2 x 2.5 x 8.0mm, NL 12.5cm<br>DUCKBILL ear forceps, flat jaw, 1.2 x 2.5 x 8.0mm, WL 12.5cm                                          |
| <b>LC-060-107</b>           | DUCKBILL Ohrenzange, flaches Maul, 1.2 x 2.5 x 8.0mm, 45° aufwärts gebogen, NL 8cm<br>DUCKBILL ear forceps, flat jaw, 1.2 x 2.5 x 8.0mm, 45° upward curved, WL 8cm       |
| <b>LC-060-108</b>           | DUCKBILL Ohrenzange, flaches Maul, 1.2 x 2.5 x 8.0mm, 45° aufwärts gebogen, NL 12.5cm<br>DUCKBILL ear forceps, flat jaw, 1.2 x 2.5 x 8.0mm, 45° upward curved, WL 12.5cm |



**LC-060-075**  
bis / to  
**LC-060-099**



**LC-060-075**  
bis / to  
**LC-060-099**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LC-060-075</b>           | HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 0.75mm, NL 8cm<br>HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 0.75mm, WL 8cm       |
| <b>LC-060-076</b>           | HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 0.75mm, NL 12.5cm<br>HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 0.75mm, WL 12.5cm |
| <b>LC-060-077</b>           | HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 0.75mm, NL 15cm<br>HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 0.75mm, WL 15cm     |
| <b>LC-060-078</b>           | HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 0.75mm, NL 18cm<br>HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 0.75mm, WL 18cm     |
| <b>LC-060-079</b>           | HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 1mm, NL 8cm<br>HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 1mm, WL 8cm             |
| <b>LC-060-080</b>           | HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 1mm, NL 12.5cm<br>HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 1mm, WL 12.5cm       |
| <b>LC-060-081</b>           | HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 1mm, NL 15cm<br>HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 1mm, WL 15cm           |
| <b>LC-060-082</b>           | HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 1mm, NL 18cm<br>HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 1mm, WL 18cm           |
| <b>LC-060-083</b>           | HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 1.5mm, NL 8cm<br>HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 1.5mm, WL 8cm         |
| <b>LC-060-084</b>           | HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 1.5mm, NL 12.5cm<br>HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 1.5mm, WL 12.5cm   |
| <b>LC-060-085</b>           | HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 1.5mm, NL 15cm<br>HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 1.5mm, WL 15cm       |
| <b>LC-060-087</b>           | HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 1.5mm, NL 18cm<br>HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 1.5mm, WL 18cm       |
| <b>LC-060-088</b>           | HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 2mm, NL 8cm<br>HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 2mm, WL 8cm             |
| <b>LC-060-089</b>           | HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 2mm, NL 12.5cm<br>HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 2mm, WL 12.5cm       |
| <b>LC-060-090</b>           | HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 2mm, NL 15cm<br>HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 2mm, WL 15cm           |
| <b>LC-060-091</b>           | HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 2mm, NL 18cm<br>HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 2mm, WL 18cm           |
| <b>LC-060-092</b>           | HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 2.5mm, NL 8cm<br>HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 2.5mm, WL 8cm         |
| <b>LC-060-093</b>           | HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 2.5mm, NL 12.5cm<br>HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 2.5mm, WL 12.5cm   |
| <b>LC-060-094</b>           | HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 2.5mm, NL 15cm<br>HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 2.5mm, WL 15cm       |
| <b>LC-060-095</b>           | HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 2.5mm, NL 18cm<br>HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 2.5mm, WL 18cm       |
| <b>LC-060-096</b>           | HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 3mm, NL 8cm<br>HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 3mm, WL 8cm             |
| <b>LC-060-097</b>           | HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 3mm, NL 12.5cm<br>HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 3mm, WL 12.5cm       |
| <b>LC-060-098</b>           | HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 3mm, NL 15cm<br>HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 3mm, WL 15cm           |
| <b>LC-060-099</b>           | HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 3mm, NL 18cm<br>HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 3mm, WL 18cm           |



**LC-060-110**  
bis / to  
**LC-060-133**



**LC-060-110**  
bis / to  
**LC-060-133**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LC-060-110</b>           | HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 0.75mm, 45° aufwärts gebogen, NL 8cm<br>HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 0.75mm, upward curved, WL 8cm       |
| <b>LC-060-111</b>           | HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 0.75mm, 45° aufwärts gebogen, NL 12.5cm<br>HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 0.75mm, upward curved, WL 12.5cm |
| <b>LC-060-112</b>           | HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 0.75mm, 45° aufwärts gebogen, NL 15cm<br>HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 0.75mm, upward curved, WL 15cm     |
| <b>LC-060-113</b>           | HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 0.75mm, 45° aufwärts gebogen, NL 18cm<br>HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 0.75mm, upward curved, WL 18cm     |
| <b>LC-060-114</b>           | HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 1mm, 45° aufwärts gebogen, NL 8cm<br>HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 1mm, upward curved, WL 8cm             |
| <b>LC-060-115</b>           | HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 1mm, 45° aufwärts gebogen, NL 12.5cm<br>HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 1mm, upward curved, WL 12.5cm       |
| <b>LC-060-116</b>           | HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 1mm, 45° aufwärts gebogen, NL 15cm<br>HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 1mm, upward curved, WL 15cm           |
| <b>LC-060-117</b>           | HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 1mm, 45° aufwärts gebogen, NL 18cm<br>HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 1mm, upward curved, WL 18cm           |
| <b>LC-060-118</b>           | HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 1.5mm, 45° aufwärts gebogen, NL 8cm<br>HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 1.5mm, upward curved, WL 8cm         |
| <b>LC-060-119</b>           | HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 1.5mm, 45° aufwärts gebogen, NL 12.5cm<br>HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 1.5mm, upward curved, WL 12.5cm   |
| <b>LC-060-120</b>           | HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 1.5mm, 45° aufwärts gebogen, NL 15cm<br>HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 1.5mm, upward curved, WL 15cm       |
| <b>LC-060-121</b>           | HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 1.5mm, 45° aufwärts gebogen, NL 18cm<br>HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 1.5mm, upward curved, WL 18cm       |
| <b>LC-060-122</b>           | HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 2mm, 45° aufwärts gebogen, NL 8cm<br>HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 2mm, upward curved, WL 8cm             |
| <b>LC-060-123</b>           | HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 2mm, 45° aufwärts gebogen, NL 12.5cm<br>HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 2mm, upward curved, WL 12.5cm       |
| <b>LC-060-124</b>           | HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 2mm, 45° aufwärts gebogen, NL 15cm<br>HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 2mm, upward curved, WL 15cm           |
| <b>LC-060-125</b>           | HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 2mm, 45° aufwärts gebogen, NL 18cm<br>HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 2mm, upward curved, WL 18cm           |
| <b>LC-060-126</b>           | HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 2.5mm, 45° aufwärts gebogen, NL 8cm<br>HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 2.5mm, upward curved, WL 8cm         |
| <b>LC-060-127</b>           | HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 2.5mm, 45° aufwärts gebogen, NL 12.5cm<br>HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 2.5mm, upward curved, WL 12.5cm   |
| <b>LC-060-128</b>           | HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 2.5mm, 45° aufwärts gebogen, NL 15cm<br>HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 2.5mm, upward curved, WL 15cm       |
| <b>LC-060-129</b>           | HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 2.5mm, 45° aufwärts gebogen, NL 18cm<br>HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 2.5mm, upward curved, WL 18cm       |
| <b>LC-060-130</b>           | HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 3mm, 45° aufwärts gebogen, NL 8cm<br>HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 3mm, upward curved, WL 8cm             |
| <b>LC-060-131</b>           | HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 3mm, 45° aufwärts gebogen, NL 12.5cm<br>HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 3mm, upward curved, WL 12.5cm       |
| <b>LC-060-132</b>           | HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 3mm, 45° aufwärts gebogen, NL 15cm<br>HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 3mm, upward curved, WL 15cm           |
| <b>LC-060-133</b>           | HARTMANN Ohrenzange, runder Löffel, Ø 3mm, 45° aufwärts gebogen, NL 18cm<br>HARTMANN ear forceps, round cup, Ø 3mm, upward curved, WL 18cm           |





**LC-060-134**  
bis / to  
**LC-060-145**



**LC-060-146 /**  
**LC-060-147**



**LC-060-220**  
bis / to  
**LC-060-222**



**LC-060-134**  
bis / to  
**LC-060-222**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LC-060-134</b>           | STRÜMPEL Ohrenzange, oval gefenstert, 2.5 x 6mm, NL 8cm<br>STRÜMPEL ear forceps, fenestrated oval, 2.5 x 6mm, WL 8cm                                                                                                          |
| <b>LC-060-135</b>           | STRÜMPEL Ohrenzange, oval gefenstert, 2.5 x 6mm, NL 12.5cm<br>STRÜMPEL ear forceps, fenestrated oval, 2.5 x 6mm, WL 12.5cm                                                                                                    |
| <b>LC-060-136</b>           | STRÜMPEL Ohrenzange, oval gefenstert, 2.5 x 6mm, NL 15cm<br>STRÜMPEL ear forceps, fenestrated oval, 2.5 x 6mm, WL 15cm                                                                                                        |
| <b>LC-060-137</b>           | STRÜMPEL Ohrenzange, oval gefenstert, 2.5 x 6mm, NL 18cm<br>STRÜMPEL ear forceps, fenestrated oval, 2.5 x 6mm, WL 18cm                                                                                                        |
| <b>LC-060-138</b>           | STRÜMPEL Ohrenzange, oval gefenstert, 2.5 x 6mm, 45° aufwärts gebogen, NL 8cm<br>STRÜMPEL ear forceps, fenestrated oval, 2.5 x 6mm, 45° upward curved, WL 8cm                                                                 |
| <b>LC-060-139</b>           | STRÜMPEL Ohrenzange, oval gefenstert, 2.5 x 6mm, 45° aufwärts gebogen, NL 12.5cm<br>STRÜMPEL ear forceps, fenestrated oval, 2.5 x 6mm, 45° upward curved, WL 12.5cm                                                           |
| <b>LC-060-140</b>           | STRÜMPEL Ohrenzange, oval gefenstert, 2.5 x 6mm, 45° aufwärts gebogen, NL 15cm<br>STRÜMPEL ear forceps, fenestrated oval, 2.5 x 6mm, 45° upward curved, WL 15cm                                                               |
| <b>LC-060-141</b>           | STRÜMPEL Ohrenzange, oval gefenstert, 2.5 x 6mm, 45° aufwärts gebogen, NL 18cm<br>STRÜMPEL ear forceps, fenestrated oval, 2.5 x 6mm, 45° upward curved, WL 18cm                                                               |
| <b>LC-060-142</b>           | STRÜMPEL Ohrenzange, oval gefenstert, 2.5 x 6mm, 90° aufwärts gebogen, NL 8cm<br>STRÜMPEL ear forceps, fenestrated oval, 2.5 x 6mm, 90° upward curved, WL 8cm                                                                 |
| <b>LC-060-143</b>           | STRÜMPEL Ohrenzange, oval gefenstert, 2.5 x 6mm, 90° aufwärts gebogen, NL 12.5cm<br>STRÜMPEL ear forceps, fenestrated oval, 2.5 x 6mm, 90° upward curved, WL 12.5cm                                                           |
| <b>LC-060-144</b>           | STRÜMPEL Ohrenzange, oval gefenstert, 2.5 x 6mm, 90° aufwärts gebogen, NL 15cm<br>STRÜMPEL ear forceps, fenestrated oval, 2.5 x 6mm, 90° upward curved, WL 15cm                                                               |
| <b>LC-060-145</b>           | STRÜMPEL Ohrenzange, oval gefenstert, 2.5 x 6mm, 90° aufwärts gebogen, NL 15cm<br>STRÜMPEL ear forceps, fenestrated oval, 2.5 x 6mm, 90° upward curved, WL 15cm                                                               |
| <b>LC-060-146</b>           | STRÜMPEL Biopsie- und Fasszange, oval gefenstert, 2.5 x 6mm, Absaugkanal, NL 12.5cm<br>STRÜMPEL biopsy and grasping forceps, fenestrated oval, 2.5 x 6mm, suction channel, WL 12.5cm                                          |
| <b>LC-060-147</b>           | STRÜMPEL Biopsie- und Fasszange, oval gefenstert, 2.5 x 6mm, 45° aufwärts gebogen, Absaugkanal, NL 12.5cm<br>STRÜMPEL biopsy and grasping forceps, fenestrated oval, 2.5 x 6mm, 45° upward curved, suction channel, WL 12.5cm |
| <b>LC-060-220</b>           | WULLSTEIN Ohrzange, extra zart, ovaler Löffel, Ø 0.6mm, rechts gebogen, NL 8cm<br>WULLSTEIN ear forceps, extra fine, oval spoon, Ø 0.6mm, curved right, WL 8cm                                                                |
| <b>LC-060-221</b>           | WULLSTEIN Ohrzange, extra zart, ovaler Löffel, Ø 0.6mm, links gebogen, NL 8cm<br>WULLSTEIN ear forceps, extra fine, oval spoon, Ø 0.6mm, curved left, WL 8cm                                                                  |
| <b>LC-060-222</b>           | WULLSTEIN Ohrzange, extra zart, ovaler Löffel, Ø 0.6mm, aufwärts gebogen, NL 8cm<br>WULLSTEIN ear forceps, extra fine, oval spoon, Ø 0.6mm, upward curved, WL 8cm                                                             |



**LC-060-150**  
bis / to  
**LC-060-169**



**LC-060-150**  
bis / to  
**LC-060-169**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LC-060-150</b>           | Mikro Ohrenzange, zart, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, NL 8cm<br><i>Micro ear forceps, delicate, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, WL 8cm</i>                                         |
| <b>LC-060-151</b>           | Mikro Ohrenzange, zart, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, NL 12.5cm<br><i>Micro ear forceps, delicate, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, WL 12.5cm</i>                                   |
| <b>LC-060-152</b>           | Mikro Ohrenzange, zart, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, NL 15cm<br><i>Micro ear forceps, delicate, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, WL 15cm</i>                                       |
| <b>LC-060-153</b>           | Mikro Ohrenzange, zart, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, NL 18cm<br><i>Micro ear forceps, delicate, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, WL 18cm</i>                                       |
| <b>LC-060-154</b>           | Mikro Ohrenzange, zart, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, rechts gebogen, NL 8cm<br><i>Micro ear forceps, delicate, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, curved right, WL 8cm</i>           |
| <b>LC-060-155</b>           | Mikro Ohrenzange, zart, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, rechts gebogen, NL 12.5cm<br><i>Micro ear forceps, delicate, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, curved right, WL 12.5cm</i>     |
| <b>LC-060-156</b>           | Mikro Ohrenzange, zart, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, rechts gebogen, NL 15cm<br><i>Micro ear forceps, delicate, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, curved right, WL 15cm</i>         |
| <b>LC-060-157</b>           | Mikro Ohrenzange, zart, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, rechts gebogen, NL 18cm<br><i>Micro ear forceps, delicate, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, curved right, WL 18cm</i>         |
| <b>LC-060-158</b>           | Mikro Ohrenzange, zart, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, links gebogen, NL 8cm<br><i>Micro ear forceps, delicate, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, curved left, WL 8cm</i>             |
| <b>LC-060-159</b>           | Mikro Ohrenzange, zart, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, links gebogen, NL 12.5cm<br><i>Micro ear forceps, delicate, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, curved left, WL 12.5cm</i>       |
| <b>LC-060-160</b>           | Mikro Ohrenzange, zart, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, links gebogen, NL 15cm<br><i>Micro ear forceps, delicate, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, curved left, WL 15cm</i>           |
| <b>LC-060-161</b>           | Mikro Ohrenzange, zart, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, links gebogen, NL 18cm<br><i>Micro ear forceps, delicate, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, curved left, WL 18cm</i>           |
| <b>LC-060-162</b>           | Mikro Ohrenzange, zart, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, aufwärts gebogen, NL 8cm<br><i>Micro ear forceps, delicate, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, upward curved, WL 8cm</i>        |
| <b>LC-060-163</b>           | Mikro Ohrenzange, zart, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, aufwärts gebogen, NL 12.5cm<br><i>Micro ear forceps, delicate, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, upward curved, WL 12.5cm</i>  |
| <b>LC-060-164</b>           | Mikro Ohrenzange, zart, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, aufwärts gebogen, NL 15cm<br><i>Micro ear forceps, delicate, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, upward curved, WL 15cm</i>      |
| <b>LC-060-165</b>           | Mikro Ohrenzange, zart, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, aufwärts gebogen, NL 18cm<br><i>Micro ear forceps, delicate, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, upward curved, WL 18cm</i>      |
| <b>LC-060-166</b>           | Mikro Ohrenzange, zart, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, abwärts gebogen, NL 8cm<br><i>Micro ear forceps, delicate, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, downward curved, WL 8cm</i>       |
| <b>LC-060-167</b>           | Mikro Ohrenzange, zart, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, abwärts gebogen, NL 12.5cm<br><i>Micro ear forceps, delicate, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, downward curved, WL 12.5cm</i> |
| <b>LC-060-168</b>           | Mikro Ohrenzange, zart, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, abwärts gebogen, NL 15cm<br><i>Micro ear forceps, delicate, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, downward curved, WL 15cm</i>     |
| <b>LC-060-169</b>           | Mikro Ohrenzange, zart, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, abwärts gebogen, NL 18cm<br><i>Micro ear forceps, delicate, 1.8 x 0.9 x 4.5mm, downward curved, WL 18cm</i>     |



**LC-060-180**  
bis / to  
**LC-060-199**



**LC-060-180**  
bis / to  
**LC-060-199**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LC-060-180</b>           | Mikro Ohrenzange, sehr zart, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, NL 8cm<br>Micro ear forceps, very delicate, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, WL 8cm                                        |
| <b>LC-060-181</b>           | Mikro Ohrenzange, sehr zart, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, NL 12.5cm<br>Micro ear forceps, very delicate, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, WL 12.5cm                                  |
| <b>LC-060-182</b>           | Mikro Ohrenzange, sehr zart, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, NL 15cm<br>Micro ear forceps, very delicate, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, WL 15cm                                      |
| <b>LC-060-183</b>           | Mikro Ohrenzange, sehr zart, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, NL 18cm<br>Micro ear forceps, very delicate, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, WL 18cm                                      |
| <b>LC-060-184</b>           | Mikro Ohrenzange, sehr zart, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, rechts gebogen, NL 8cm<br>Micro ear forceps, very delicate, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, curved right, WL 8cm          |
| <b>LC-060-185</b>           | Mikro Ohrenzange, sehr zart, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, rechts gebogen, NL 12.5cm<br>Micro ear forceps, very delicate, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, curved right, WL 12.5cm    |
| <b>LC-060-186</b>           | Mikro Ohrenzange, sehr zart, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, rechts gebogen, NL 15cm<br>Micro ear forceps, very delicate, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, curved right, WL 15cm        |
| <b>LC-060-187</b>           | Mikro Ohrenzange, sehr zart, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, rechts gebogen, NL 18cm<br>Micro ear forceps, very delicate, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, curved right, WL 18cm        |
| <b>LC-060-188</b>           | Mikro Ohrenzange, sehr zart, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, links gebogen, NL 8cm<br>Micro ear forceps, very delicate, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, curved left, WL 8cm            |
| <b>LC-060-189</b>           | Mikro Ohrenzange, sehr zart, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, links gebogen, NL 12.5cm<br>Micro ear forceps, very delicate, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, curved left, WL 12.5cm      |
| <b>LC-060-190</b>           | Mikro Ohrenzange, sehr zart, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, links gebogen, NL 15cm<br>Micro ear forceps, very delicate, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, curved left, WL 15cm          |
| <b>LC-060-191</b>           | Mikro Ohrenzange, sehr zart, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, links gebogen, NL 18cm<br>Micro ear forceps, very delicate, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, curved left, WL 18cm          |
| <b>LC-060-192</b>           | Mikro Ohrenzange, sehr zart, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, aufwärts gebogen, NL 8cm<br>Micro ear forceps, very delicate, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, upward curved, WL 8cm       |
| <b>LC-060-193</b>           | Mikro Ohrenzange, sehr zart, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, aufwärts gebogen, NL 12.5cm<br>Micro ear forceps, very delicate, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, upward curved, WL 12.5cm |
| <b>LC-060-194</b>           | Mikro Ohrenzange, sehr zart, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, aufwärts gebogen, NL 15cm<br>Micro ear forceps, very delicate, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, upward curved, WL 15cm     |
| <b>LC-060-195</b>           | Mikro Ohrenzange, sehr zart, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, aufwärts gebogen, NL 18cm<br>Micro ear forceps, very delicate, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, upward curved, WL 18cm     |
| <b>LC-060-196</b>           | Mikro Ohrenzange, sehr zart, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, abwärts gebogen, NL 8cm<br>Micro ear forceps, very delicate, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, downward curved, WL 8cm      |
| <b>LC-060-197</b>           | Mikro Ohrenzange, sehr zart, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, abwärts gebogen, NL 8cm<br>Micro ear forceps, very delicate, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, downward curved, WL 8cm      |
| <b>LC-060-198</b>           | Mikro Ohrenzange, sehr zart, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, abwärts gebogen, NL 8cm<br>Micro ear forceps, very delicate, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, downward curved, WL 8cm      |
| <b>LC-060-199</b>           | Mikro Ohrenzange, sehr zart, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, abwärts gebogen, NL 8cm<br>Micro ear forceps, very delicate, 1.8 x 0.6 x 4.5mm, downward curved, WL 8cm      |





**LC-070-001**  
bis / to  
**LC-070-004**



**LC-070-010**  
bis / to  
**LC-070-013**



**LC-070-005**  
bis / to  
**LC-070-008**



**LC-070-014**  
bis / to  
**LC-070-016**



**LC-070-009**



**LC-070-017**



**LC-070-001**  
bis / to  
**LC-070-004**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LC-070-001</b>           | Mikro Faszange, gerieft, gerade, Maulteil Ø 2.4mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm<br><i>Micro grasping forceps, serrated, straight, jaw Ø 2.4mm, tube Ø 1.5mm, WL 7cm</i>                                  |
| <b>LC-070-002</b>           | Mikro Faszange, gerieft, aufgebogen, Maulteil Ø 2.4mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm<br><i>Micro grasping forceps, serrated, upward curved, jaw Ø 2.4mm, tube Ø 1.5mm, WL 7cm</i>                         |
| <b>LC-070-003</b>           | Mikro Faszange, gerieft, rechts gebogen, Maulteil Ø 2.4mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm<br><i>Micro grasping forceps, serrated, curved right, jaw Ø 2.4mm, tube Ø 1.5mm, WL 7cm</i>                      |
| <b>LC-070-004</b>           | Mikro Faszange, gerieft, links gebogen, Maulteil Ø 2.4mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm<br><i>Micro grasping forceps, serrated, curved left, jaw Ø 2.4mm, tube Ø 1.5mm, WL 7cm</i>                        |
| <b>LC-070-005</b>           | ALLIGATOR Mikro Faszange, gerade, Maulteil Ø 2.4mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm<br><i>ALLIGATOR micro grasping forceps, straight, jaw Ø 2.4mm, tube Ø 1.5mm, WL 7cm</i>                                 |
| <b>LC-070-006</b>           | ALLIGATOR Mikro Faszange, aufgebogen, Maulteil Ø 2.4mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm<br><i>ALLIGATOR micro grasping forceps, upward curved, jaw Ø 2.4mm, tube Ø 1.5mm, WL 7cm</i>                        |
| <b>LC-070-007</b>           | ALLIGATOR Mikro Faszange, rechts gebogen, Maulteil Ø 2.4mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm<br><i>ALLIGATOR micro grasping forceps, curved right, jaw Ø 2.4mm, tube Ø 1.5mm, WL 7cm</i>                     |
| <b>LC-070-008</b>           | ALLIGATOR Mikro Faszange, links gebogen, Maulteil Ø 2.4mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm<br><i>ALLIGATOR micro grasping forceps, curved left, jaw Ø 2.4mm, tube Ø 1.5mm, WL 7cm</i>                       |
| <b>LC-070-009</b>           | MAUSZAHN Mikro Faszange, 1x2 Zähne, gerade, Maulteil Ø 2.4mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm<br><i>MOUSETEETH micro grasping forceps, 1x2 teeth, straight, jaw Ø 2.4mm, tube 1.5mm, WL 7cm</i>             |
| <b>LC-070-010</b>           | Mikro Faszange, fein gerieft, gerade, Maulteil Ø 1.7mm, Schaft Ø 0.9mm, AL 7cm<br><i>Micro grasping fine forceps serrated, straight, jaw Ø 1.7mm, tube Ø 0.9mm, WL 7cm</i>                         |
| <b>LC-070-011</b>           | Mikro Faszange, fein gerieft, aufgebogen, Maulteil Ø 1.7mm, Schaft Ø 0.9mm, AL 7cm<br><i>Micro grasping fine forceps serrated, upward curved, jaw Ø 1.7mm, tube Ø 0.9mm, WL 7cm</i>                |
| <b>LC-070-012</b>           | Mikro Faszange, fein gerieft, rechts gebogen, Maulteil Ø 1.7mm, Schaft Ø 0.9mm, AL 7cm<br><i>Micro grasping fine forceps serrated, curved right, jaw Ø 1.7mm, tube Ø 0.9mm, WL 7cm</i>             |
| <b>LC-070-013</b>           | Mikro Faszange, fein gerieft, links gebogen, Maulteil Ø 1.7mm, Schaft Ø 0.9mm, AL 7cm<br><i>Micro grasping fine forceps serrated, curved left, jaw Ø 1.7mm, tube Ø 0.9mm, WL 7cm</i>               |
| <b>LC-070-014</b>           | ALLIGATOR Mikro Faszange, fein, gerade, Maulteil Ø 1.7mm, Schaft Ø 0.9mm, AL 7cm<br><i>ALLIGATOR micro grasping forceps, fine, straight, jaw Ø 1.7mm, tube Ø 0.9mm, WL 7cm</i>                     |
| <b>LC-070-015</b>           | ALLIGATOR Mikro Faszange, fein, rechts gebogen, Maulteil Ø 1.7mm, Schaft Ø 0.9mm, AL 7cm<br><i>ALLIGATOR micro grasping forceps, fine, curved right, jaw Ø 1.7mm, tube Ø 0.9mm, WL 7cm</i>         |
| <b>LC-070-016</b>           | ALLIGATOR Mikro Faszange, fein, links gebogen, Maulteil Ø 1.7mm, Schaft Ø 0.9mm, AL 7cm<br><i>ALLIGATOR micro grasping forceps, fine, curved left, jaw Ø 1.7mm, tube Ø 0.9mm, WL 7cm</i>           |
| <b>LC-070-017</b>           | MAUSZAHN Mikro Faszange, 1x2 Zähne, fein, gerade, Maulteil Ø 1.7mm, Schaft Ø 0.9mm, AL 7cm<br><i>MOUSETEETH micro grasping forceps, 1x2 teeth, fine, straight, jaw Ø 1.7mm, tube 0.9mm, WL 7cm</i> |



**LC-070-020**  
bis / to  
**LC-070-035**



**LC-070-020**  
bis / to  
**LC-070-035**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                    |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LC-070-020</b>           | Mikro Löffelzange, gerade, Maulteil Ø 1.0mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm<br><i>Micro spoon forceps, straight, jaw Ø 1.0mm, tube Ø 1.5mm, WL 7cm</i>                |
| <b>LC-070-021</b>           | Mikro Löffelzange, aufwärts gebogen, Maulteil Ø 1.0mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm<br><i>Micro spoon forceps, upward curved, jaw Ø 1.0mm, tube Ø 1.5mm, WL 7cm</i> |
| <b>LC-070-022</b>           | Mikro Löffelzange, rechts gebogen, Maulteil Ø 1.0mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm<br><i>Micro spoon forceps, curved right, jaw Ø 1.0mm, tube Ø 1.5mm, WL 7cm</i>    |
| <b>LC-070-023</b>           | Mikro Löffelzange, links gebogen, Maulteil Ø 1.0mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm<br><i>Micro spoon forceps, curved left, jaw Ø 1.0mm, tube Ø 1.5mm, WL 7cm</i>      |
| <b>LC-070-024</b>           | Mikro Löffelzange, gerade, Maulteil Ø 1.5mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm<br><i>Micro spoon forceps, straight, jaw Ø 1.5mm, tube Ø 1.5mm, WL 7cm</i>                |
| <b>LC-070-025</b>           | Mikro Löffelzange, aufwärts gebogen, Maulteil Ø 1.5mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm<br><i>Micro spoon forceps, upward curved, jaw Ø 1.5mm, tube Ø 1.5mm, WL 7cm</i> |
| <b>LC-070-026</b>           | Mikro Löffelzange, rechts gebogen, Maulteil Ø 1.5mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm<br><i>Micro spoon forceps, curved right, jaw Ø 1.5mm, tube Ø 1.5mm, WL 7cm</i>    |
| <b>LC-070-027</b>           | Mikro Löffelzange, links gebogen, Maulteil Ø 1.5mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm<br><i>Micro spoon forceps, curved left, jaw Ø 1.5mm, tube Ø 1.5mm, WL 7cm</i>      |
| <b>LC-070-028</b>           | Mikro Löffelzange, gerade, Maulteil Ø 2.0mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm<br><i>Micro spoon forceps, straight, jaw Ø 2.0mm, tube Ø 1.5mm, WL 7cm</i>                |
| <b>LC-070-029</b>           | Mikro Löffelzange, aufwärts gebogen, Maulteil Ø 2.0mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm<br><i>Micro spoon forceps, upward curved, jaw Ø 2.0mm, tube Ø 1.5mm, WL 7cm</i> |
| <b>LC-070-030</b>           | Mikro Löffelzange, rechts gebogen, Maulteil Ø 2.0mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm<br><i>Micro spoon forceps, curved right, jaw Ø 2.0mm, tube Ø 1.5mm, WL 7cm</i>    |
| <b>LC-070-031</b>           | Mikro Löffelzange, links gebogen, Maulteil Ø 2.0mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm<br><i>Micro spoon forceps, curved left, jaw Ø 2.0mm, tube Ø 1.5mm, WL 7cm</i>      |
| <b>LC-070-032</b>           | Mikro Löffelzange, gerade, Maulteil Ø 2.5mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm<br><i>Micro spoon forceps, straight, jaw Ø 2.5mm, tube Ø 1.5mm, WL 7cm</i>                |
| <b>LC-070-033</b>           | Mikro Löffelzange, aufwärts gebogen, Maulteil Ø 2.5mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm<br><i>Micro spoon forceps, upward curved, jaw Ø 2.5mm, tube Ø 1.5mm, WL 7cm</i> |
| <b>LC-070-034</b>           | Mikro Löffelzange, rechts gebogen, Maulteil Ø 2.5mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm<br><i>Micro spoon forceps, curved right, jaw Ø 2.5mm, tube Ø 1.5mm, WL 7cm</i>    |
| <b>LC-070-035</b>           | Mikro Löffelzange, links gebogen, Maulteil Ø 2.5mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm<br><i>Micro spoon forceps, curved left, jaw Ø 2.5mm, tube Ø 1.5mm, WL 7cm</i>      |




**LC-070-036**  
bis / to  
**LC-070-047**



**LC-070-036**  
bis / to  
**LC-070-047**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LC-070-036</b>           | Mikro Löffelzange, oval, gerade, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm<br>Micro spoon forceps, oval, straight, tube Ø 1.5mm, WL 7cm                                               |
| <b>LC-070-037</b>           | Mikro Löffelzange, oval, aufwärts gebogen, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm<br>Micro spoon forceps, oval, upward curved, tube Ø 1.5mm, WL 7cm                                |
| <b>LC-070-038</b>           | Mikro Löffelzange, oval, rechts gebogen, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm<br>Micro spoon forceps, oval, curved right, tube Ø 1.5mm, WL 7cm                                   |
| <b>LC-070-039</b>           | Mikro Löffelzange, oval, links gebogen, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm<br>Micro spoon forceps, oval, curved left, tube Ø 1.5mm, WL 7cm                                     |
| <b>LC-070-040</b>           | Mikro Löffelzange, fein, gerade, Maulteil Ø 1.7mm, Schaft Ø 0.9mm, AL 7cm<br>Micro spoon forceps, fine, straight, jaw Ø 1.7mm, tube Ø 0.9mm, WL 7cm                |
| <b>LC-070-041</b>           | Mikro Löffelzange, fein, aufwärts gebogen, Maulteil Ø 1.7mm, Schaft Ø 0.9mm, AL 7cm<br>Micro spoon forceps, fine, upward curved, jaw Ø 1.7mm, tube Ø 0.9mm, WL 7cm |
| <b>LC-070-042</b>           | Mikro Löffelzange, fein, rechts gebogen, Maulteil Ø 1.7mm, Schaft Ø 0.9mm, AL 7cm<br>Micro spoon forceps, fine, curved right, jaw Ø 1.7mm, tube Ø 0.9mm, WL 7cm    |
| <b>LC-070-043</b>           | Mikro Löffelzange, fein, links gebogen, Maulteil Ø 1.7mm, Schaft Ø 0.9mm, AL 7cm<br>Micro spoon forceps, fine, curved left, jaw Ø 1.7mm, tube Ø 0.9mm, WL 7cm      |
| <b>LC-070-044</b>           | Mikro Löffelzange, oval, fein, gerade, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm<br>Micro spoon forceps, oval, fine, straight, tube Ø 1.5mm, WL 7cm                                   |
| <b>LC-070-045</b>           | Mikro Löffelzange, oval, fein, aufwärts gebogen, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm<br>Micro spoon forceps, oval, fine, upward curved, tube Ø 1.5mm, WL 7cm                    |
| <b>LC-070-046</b>           | Mikro Löffelzange, oval, fein, rechts gebogen, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm<br>Micro spoon forceps, oval, fine, curved right, tube Ø 1.5mm, WL 7cm                       |
| <b>LC-070-047</b>           | Mikro Löffelzange, oval, fein, links gebogen, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm<br>Micro spoon forceps, oval, fine, curved left, tube Ø 1.5mm, WL 7cm                         |



| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LC-007-010</b>           | BELLUCCI Schere, gerade, NL 10cm<br><i>BELLUCCI scissors, straight, WL 10cm</i>                                                                       |
| <b>LC-007-011</b>           | BELLUCCI Scherchen, zartes Modell, Schnittlänge 8mm, NL 8cm<br><i>BELLUCCI scissors, fine modell, cutting length 8mm, WL 8cm</i>                      |
| <b>LC-007-012</b>           | BELLUCCI Scherchen, Schnittlänge 8mm, NL 8cm<br><i>BELLUCCI scissors, cutting length 8mm, WL 8cm</i>                                                  |
| <b>LC-007-013</b>           | BELLUCCI Scherchen, extra fein, Schnittlänge 7mm, NL 8cm<br><i>BELLUCCI scissors, extra fine, cutting length 7mm, WL 8cm</i>                          |
| <b>LC-007-015</b>           | BELLUCCI Schere, gerade, NL 12.5cm<br><i>BELLUCCI scissors, straight, WL 12.5cm</i>                                                                   |
| <b>LC-007-030</b>           | BELLUCCI Scherchen, zartes Modell, Schnittlänge 3mm, NL 8cm<br><i>BELLUCCI scissors, fine modell, cutting length 3mm, WL 8cm</i>                      |
| <b>LC-007-031</b>           | BELLUCCI Scherchen, zartes Modell, Schnittlänge 3mm, NL 12.5cm<br><i>BELLUCCI scissors, fine modell, cutting length 3mm, WL 12.5cm</i>                |
| <b>LC-007-032</b>           | BELLUCCI Scherchen, zartes Modell, Schnittlänge 3mm, NL 15cm<br><i>BELLUCCI scissors, fine modell, cutting length 3mm, WL 15cm</i>                    |
| <b>LC-007-033</b>           | BELLUCCI Scherchen, zartes Modell, Schnittlänge 3mm, NL 18cm<br><i>BELLUCCI scissors, fine modell, cutting length 3mm, WL 18cm</i>                    |
| <b>LC-007-066</b>           | WULLSTEIN Scherchen, extra zart, NL 8cm<br><i>WULLSTEIN scissors, extra fine, WL 8cm</i>                                                              |
| <b>LC-007-067</b>           | WULLSTEIN Scherchen, extra zart, NL 9cm<br><i>WULLSTEIN scissors, extra fine, WL 9cm</i>                                                              |
| <b>LC-007-068</b>           | WULLSTEIN Scherchen, zart, rechts gebogen, NL 9cm<br><i>WULLSTEIN scissors, fine, curved right, WL 9cm</i>                                            |
| <b>LC-007-069</b>           | WULLSTEIN Scherchen, zart, links gebogen, NL 9cm<br><i>WULLSTEIN scissors, fine, curved left, WL 9cm</i>                                              |
| <b>LC-007-070</b>           | WULLSTEIN Scherchen, zart, aufwärts gebogen, NL 9cm<br><i>WULLSTEIN scissors, fine, upward curved, WL 9cm</i>                                         |
| <b>LC-007-071</b>           | FISCH Scherchen zur Crurotomie, links gebogen, Schnittlänge 3mm, NL 8cm<br><i>FISCH crurotomy scissors, curved left, cutting length 3mm, WL 8cm</i>   |
| <b>LC-007-072</b>           | FISCH Scherchen zur Crurotomie, rechts gebogen, Schnittlänge 3mm, NL 8cm<br><i>FISCH crurotomy scissors, curved right, cutting length 3mm, WL 8cm</i> |



**LC-007-034**  
bis / to  
**LC-007-049**



**LC-007-034**  
bis / to  
**LC-007-049**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LC-007-034</b>           | BELLUCCI Scherchen, Schnittlänge 5mm, NL 8cm<br><i>BELLUCCI scissors, cutting length 5mm, WL 8cm</i>                                        |
| <b>LC-007-035</b>           | BELLUCCI Scherchen, Schnittlänge 5mm, NL 12.5cm<br><i>BELLUCCI scissors, cutting length 5mm, WL 12.5cm</i>                                  |
| <b>LC-007-036</b>           | BELLUCCI Scherchen, Schnittlänge 5mm, NL 15cm<br><i>BELLUCCI scissors, cutting length 5mm, WL 15cm</i>                                      |
| <b>LC-007-037</b>           | BELLUCCI Scherchen, Schnittlänge 5mm, NL 18cm<br><i>BELLUCCI scissors, cutting length 5mm, WL 18cm</i>                                      |
| <b>LC-007-038</b>           | BELLUCCI Scherchen, rechts gebogen, Schnittlänge 5mm, NL 8cm<br><i>BELLUCCI scissors, curved right, cutting length 5mm, WL 8cm</i>          |
| <b>LC-007-039</b>           | BELLUCCI Scherchen, rechts gebogen, Schnittlänge 5mm, NL 12.5cm<br><i>BELLUCCI scissors, curved right, cutting length 5mm, WL 12.5cm</i>    |
| <b>LC-007-040</b>           | BELLUCCI Scherchen, rechts gebogen, Schnittlänge 5mm, NL 15cm<br><i>BELLUCCI scissors, curved right, cutting length 5mm, WL 15cm</i>        |
| <b>LC-007-041</b>           | BELLUCCI Scherchen, rechts gebogen, Schnittlänge 5mm, NL 18cm<br><i>BELLUCCI scissors, curved right, cutting length 5mm, WL 18cm</i>        |
| <b>LC-007-042</b>           | BELLUCCI Scherchen, links gebogen, Schnittlänge 5mm, NL 8cm<br><i>BELLUCCI scissors, curved left, cutting length 5mm, WL 8cm</i>            |
| <b>LC-007-043</b>           | BELLUCCI Scherchen, links gebogen, Schnittlänge 5mm, NL 12.5cm<br><i>BELLUCCI scissors, curved left, cutting length 5mm, WL 12.5cm</i>      |
| <b>LC-007-044</b>           | BELLUCCI Scherchen, links gebogen, Schnittlänge 5mm, NL 15cm<br><i>BELLUCCI scissors, curved left, cutting length 5mm, WL 15cm</i>          |
| <b>LC-007-045</b>           | BELLUCCI Scherchen, links gebogen, Schnittlänge 5mm, NL 18cm<br><i>BELLUCCI scissors, curved left, cutting length 5mm, WL 18cm</i>          |
| <b>LC-007-046</b>           | BELLUCCI Scherchen, aufwärts gebogen, Schnittlänge 5mm, NL 8cm<br><i>BELLUCCI scissors, upward curved, cutting length 5mm, WL 8cm</i>       |
| <b>LC-007-047</b>           | BELLUCCI Scherchen, aufwärts gebogen, Schnittlänge 5mm, NL 12.5cm<br><i>BELLUCCI scissors, upward curved, cutting length 5mm, WL 12.5cm</i> |
| <b>LC-007-048</b>           | BELLUCCI Scherchen, aufwärts gebogen, Schnittlänge 5mm, NL 15cm<br><i>BELLUCCI scissors, upward curved, cutting length 5mm, WL 15cm</i>     |
| <b>LC-007-049</b>           | BELLUCCI Scherchen, aufwärts gebogen, Schnittlänge 5mm, NL 18cm<br><i>BELLUCCI scissors, upward curved, cutting length 5mm, WL 18cm</i>     |



**LC-007-050**  
bis / to  
**LC-007-065**



**LC-007-050**  
bis / to  
**LC-007-065**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LC-007-050</b>           | SHEA-BELLUCCI Scherchen, Schnittlänge 7mm, NL 8cm<br><i>SHEA-BELLUCCI scissors, cutting length 7mm, WL 8cm</i>                                        |
| <b>LC-007-051</b>           | SHEA-BELLUCCI Scherchen, Schnittlänge 7mm, NL 12.5cm<br><i>SHEA-BELLUCCI scissors, cutting length 7mm, WL 12.5cm</i>                                  |
| <b>LC-007-052</b>           | SHEA-BELLUCCI Scherchen, Schnittlänge 7mm, NL 15cm<br><i>SHEA-BELLUCCI scissors, cutting length 7mm, WL 15cm</i>                                      |
| <b>LC-007-053</b>           | SHEA-BELLUCCI Scherchen, Schnittlänge 7mm, NL 18cm<br><i>SHEA-BELLUCCI scissors, cutting length 7mm, WL 18cm</i>                                      |
| <b>LC-007-054</b>           | SHEA-BELLUCCI Scherchen, rechts gebogen, Schnittlänge 7mm, NL 8cm<br><i>SHEA-BELLUCCI scissors, curved right, cutting length 7mm, WL 8cm</i>          |
| <b>LC-007-055</b>           | SHEA-BELLUCCI Scherchen, rechts gebogen, Schnittlänge 7mm, NL 12.5cm<br><i>SHEA-BELLUCCI scissors, curved right, cutting length 7mm, WL 12.5cm</i>    |
| <b>LC-007-056</b>           | SHEA-BELLUCCI Scherchen, rechts gebogen, Schnittlänge 7mm, NL 15cm<br><i>SHEA-BELLUCCI scissors, curved right, cutting length 7mm, WL 15cm</i>        |
| <b>LC-007-057</b>           | SHEA-BELLUCCI Scherchen, rechts gebogen, Schnittlänge 7mm, NL 18cm<br><i>SHEA-BELLUCCI scissors, curved right, cutting length 7mm, WL 18cm</i>        |
| <b>LC-007-058</b>           | SHEA-BELLUCCI Scherchen, links gebogen, Schnittlänge 7mm, NL 8cm<br><i>SHEA-BELLUCCI scissors, curved left, cutting length 7mm, WL 8cm</i>            |
| <b>LC-007-059</b>           | SHEA-BELLUCCI Scherchen, links gebogen, Schnittlänge 7mm, NL 12.5cm<br><i>SHEA-BELLUCCI scissors, curved left, cutting length 7mm, WL 12.5cm</i>      |
| <b>LC-007-060</b>           | SHEA-BELLUCCI Scherchen, links gebogen, Schnittlänge 7mm, NL 15cm<br><i>SHEA-BELLUCCI scissors, curved left, cutting length 7mm, WL 15cm</i>          |
| <b>LC-007-061</b>           | SHEA-BELLUCCI Scherchen, links gebogen, Schnittlänge 7mm, NL 18cm<br><i>SHEA-BELLUCCI scissors, curved left, cutting length 7mm, WL 18cm</i>          |
| <b>LC-007-062</b>           | SHEA-BELLUCCI Scherchen, aufwärts gebogen, Schnittlänge 7mm, NL 8cm<br><i>SHEA-BELLUCCI scissors, upward curved, cutting length 7mm, WL 8cm</i>       |
| <b>LC-007-063</b>           | SHEA-BELLUCCI Scherchen, aufwärts gebogen, Schnittlänge 7mm, NL 12.5cm<br><i>SHEA-BELLUCCI scissors, upward curved, cutting length 7mm, WL 12.5cm</i> |
| <b>LC-007-064</b>           | SHEA-BELLUCCI Scherchen, aufwärts gebogen, Schnittlänge 7mm, NL 15cm<br><i>SHEA-BELLUCCI scissors, upward curved, cutting length 7mm, WL 15cm</i>     |
| <b>LC-007-065</b>           | SHEA-BELLUCCI Scherchen, aufwärts gebogen, Schnittlänge 7mm, NL 18cm<br><i>SHEA-BELLUCCI scissors, upward curved, cutting length 7mm, WL 18cm</i>     |



**LC-007-014**  
bis / to  
**LC-007-075**



**LC-007-014**  
bis / to  
**LC-007-075**



**LC-007-100**  
bis / to  
**LD-007-112**



**LC-007-100**  
bis / to  
**LC-007-112**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LC-007-014</b>           | FISCH-BELLUCCI Mikro Scherchen, extra fein, Schnittlänge 2mm, NL 8cm<br><i>FISH-BELLUCCI micro scissors, extra fine, cutting length 2mm, WL 8cm</i>                                                            |
| <b>LC-007-014-1</b>         | FISCH-BELLUCCI Mikro Scherchen, extra fein, Schnittlänge 2mm, NL 8cm, Instrument mit dünnem Schaft<br><i>FISH-BELLUCCI micro scissors, extra fine, cutting length 2mm, WL 8cm, instrument with slim sheath</i> |
| <b>LC-007-073</b>           | BELLUCCI Mikro Scherchen, rechts rund gebogen, zart, NL 8cm<br><i>BELLUCCI micro scissors, curved right round, fine, WL 8cm</i>                                                                                |
| <b>LC-007-074</b>           | BELLUCCI Mikro Scherchen, links rund gebogen, zart, NL 8cm<br><i>BELLUCCI micro scissors, curved left round, fine, WL 8cm</i>                                                                                  |
| <b>LC-007-075</b>           | HOUSE-BELLUCCI Mikro Scherchen, extra zart, NL 8cm<br><i>HOUSE-BELLUCCI micro scissors, extra fine, WL 8cm</i>                                                                                                 |
| <b>LC-007-100</b>           | Mikro Schere, gerade, Maulteil Ø 2.3mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm<br><i>Micro scissors, straight, jaw Ø 2.3mm, tube Ø 1.5mm, WL 7cm</i>                                                                           |
| <b>LC-007-101</b>           | Mikro Schere, gerade, horizontal, Maulteil Ø 2.3mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm<br><i>Micro scissors, straight, horizontal, jaw Ø 2.3mm, tube Ø 1.5mm, WL 7cm</i>                                                   |
| <b>LC-007-102</b>           | Mikro Schere, aufwärts gebogen, Maulteil Ø 2.3mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm<br><i>Micro scissors, upward curved, jaw Ø 2.3mm, tube Ø 1.5mm, WL 7cm</i>                                                            |
| <b>LC-007-103</b>           | Mikro Schere, horizontal aufwärts gebogen, Maulteil Ø 2.3mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm<br><i>Micro scissors, horizontal upward curved, jaw Ø 2.3mm, tube Ø 1.5mm, WL 7cm</i>                                      |
| <b>LC-007-104</b>           | Mikro Schere, recht gebogen, Maulteil Ø 2.3mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm<br><i>Micro scissors, curved right, jaw Ø 2.3mm, tube Ø 1.5mm, WL 7cm</i>                                                                |
| <b>LC-007-105</b>           | Mikro Schere, links gebogen, Maulteil Ø 2.3mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm<br><i>Micro scissors, curved left, jaw Ø 2.3mm, tube Ø 1.5mm, WL 7cm</i>                                                                 |
| <b>LC-007-106</b>           | Mikro Schere, gerade, Maulteil Ø 2.3mm, Schnittlänge 8mm, Schaft Ø 1.5mm, AL 7cm<br><i>Micro scissors, straight, jaw Ø 2.3mm, cutting length 8mm, tube Ø 1.5mm, WL 7cm</i>                                     |
| <b>LC-007-107</b>           | Mikro Schere, fein, gerade, Maulteil Ø 1.8mm, Schaft Ø 0.9mm<br><i>Micro scissors, fine, straight, jaw Ø 1.8mm, tube Ø 0.9mm</i>                                                                               |
| <b>LC-007-108</b>           | Mikro Schere, fein, gerade, horizontal, Maulteil Ø 1.8mm, Schaft Ø 0.9mm<br><i>Micro scissors, fine, straight, horizontal, jaw Ø 1.8mm, tube Ø 0.9mm</i>                                                       |
| <b>LC-007-109</b>           | Mikro Schere, fein, aufwärts gebogen, Maulteil Ø 1.8mm, Schaft Ø 0.9mm<br><i>Micro scissors, fine, upward curved, jaw Ø 1.8mm, tube Ø 0.9mm</i>                                                                |
| <b>LC-007-110</b>           | Mikro Schere, fein, horizontal aufwärts gebogen, Maulteil Ø 1.8mm, Schaft Ø 0.9mm<br><i>Micro scissors, fine, horizontal upward curved, jaw Ø 1.8mm, tube Ø 0.9mm</i>                                          |
| <b>LC-007-111</b>           | Mikro Schere, fein, rechts gebogen, Maulteil Ø 1.8mm, Schaft Ø 0.9mm<br><i>Micro scissors, fine, curved right, jaw Ø 1.8mm, tube Ø 0.9mm</i>                                                                   |
| <b>LC-007-112</b>           | Mikro Schere, fein, links gebogen, Maulteil Ø 1.8mm, Schaft Ø 0.9mm<br><i>Micro scissors, fine, curved left, jaw Ø 1.8mm, tube Ø 0.9mm</i>                                                                     |





**LI-001-005**  
bis / to  
**LI-001-007**



**LI-001-010 /**  
**LI-001-018**



**LI-001-008 /**  
**LI-001-009**



**LI-001-100**  
bis / to  
**LI-001-102**



**LI-001-103**  
bis / to  
**LI-001-105**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                             |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LI-001-005</b>           | KRAUSE Ohrpolypenschnürer, 18cm<br>KRAUSE ear polypus snare, 18cm                                                                      |
| <b>LI-001-006</b>           | Aufsatz<br>Cannula                                                                                                                     |
| <b>LI-001-007</b>           | Stylet<br>Stylet                                                                                                                       |
| <b>LI-001-008</b>           | LANGE-WILDE Ohrpolypenschnürer<br>LANGE-WILDE ear polypus snare                                                                        |
| <b>LI-001-009</b>           | Stylet<br>Stylet                                                                                                                       |
| <b>LI-001-010</b>           | KRAUSE-VOSS Ohrpolypenschnürer, 18cm<br>KRAUSE-VOSS ear polypus snare, 18cm                                                            |
| <b>LI-001-018</b>           | Aufsatz komplett<br>Cannula complete                                                                                                   |
| <b>LI-001-100</b>           | Schnürerdrähte für Ohrpolypenschnürer, geformt, 0.2mm stark, 12 Stück<br>Snare wires for ear polyp snare, shaped, 0.2mm, 12 pieces     |
| <b>LI-001-101</b>           | Schnürerdrähte für Ohrpolypenschnürer, geformt, 0.25mm stark, 12 Stück<br>Snare wires for ear polyp snare, shaped, 0.25mm, 12 pieces   |
| <b>LI-001-102</b>           | Schnürerdrähte für Ohrpolypenschnürer, geformt, 0.3mm stark, 12 Stück<br>Snare wires for ear polyp snare, shaped, 0.3mm, 12 pieces     |
| <b>LI-001-103</b>           | Schnürerdrähte für Ohrpolypenschnürer, geformt, 0.2mm stark, 100 Stück<br>Snare wires for ear polyp snare, shaped, 0.2mm, 100 pieces   |
| <b>LI-001-104</b>           | Schnürerdrähte für Ohrpolypenschnürer, geformt, 0.25mm stark, 100 Stück<br>Snare wires for ear polyp snare, shaped, 0.25mm, 100 pieces |
| <b>LI-001-105</b>           | Schnürerdrähte für Ohrpolypenschnürer, geformt, 0.3mm stark, 100 Stück<br>Snare wires for ear polyp snare, shaped, 0.3mm, 100 pieces   |





**LD-002-105 /  
LD-002-106**



**LD-002-061**  
bis / to  
**LD-002-065**



**LD-002-060**




**LC-060-223 /  
LC-060-224**



**LC-060-223**  
bis / to  
**LC-060-224**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LC-060-223</b>           | HEERMANN Ohrzange, gerade, NL 10cm<br><i>HEERMANN ear forceps, straight, WL 10cm</i>                                   |
| <b>LC-060-224</b>           | HEERMANN Ohrzange, extra zart, gerade, NL 10cm<br><i>HEERMANN ear forceps, extra fine, straight, WL 10cm</i>           |
| <b>LD-002-060</b>           | HEERMANN Handgriff für Meißel LD-002-061 bis LD-002-065<br><i>HEERMANN handle for chisels LD-002-061 to LD-002-065</i> |
| <b>LD-002-061</b>           | HEERMANN Flachmeißel, 0.7mm<br><i>HEERMANN flat chisel, 0.7mm</i>                                                      |
| <b>LD-002-062</b>           | HEERMANN Hohlmeißel, 0.7mm<br><i>HEERMANN hollow chisel, 0.7mm</i>                                                     |
| <b>LD-002-063</b>           | HEERMANN Hohlmeißel, 1.0mm<br><i>HEERMANN hollow chisel, 1.0mm</i>                                                     |
| <b>LD-002-064</b>           | HEERMANN Hohlmeißel, 1.5mm<br><i>HEERMANN hollow chisel, 1.5mm</i>                                                     |
| <b>LD-002-065</b>           | HEERMANN Hohlmeißel, 3.0mm<br><i>HEERMANN hollow chisel, 3.0mm</i>                                                     |
| <b>LD-002-105</b>           | HEERMANN Hammer, klein, 16.5cm<br><i>HEERMANN mallet, small, 16.5cm</i>                                                |
| <b>LD-002-106</b>           | HEERMANN Hammer, gross, 16.5cm<br><i>HEERMANN mallet, large, 16.5cm</i>                                                |



**LC-060-210 /  
LC-060-211**



**LC-080-001  
bis / to  
LC-080-008**



**LC-080-010 /  
LC-080-011**



**LC-080-020  
bis / to  
LC-080-024**



**LC-080-030  
bis / to  
LC-080-032**



**LC-080-040**


| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LC-060-210</b>           | Einsetzinstrument für Paukenröhrchen, klein, 0.8 x 5mm, NL 96mm<br><i>Myringotomy tube introducer, small, 0.8 x 5mm, WL 96</i>                                                                                                  |
| <b>LC-060-211</b>           | Einsetzinstrument für Paukenröhrchen, medium, 1 x 5mm, NL 96mm<br><i>Myringotomy tube introducer, medium, 1 x 5mm, WL 96</i>                                                                                                    |
| <b>LC-080-001</b>           | TÜBINGER Paukenröhrchen, Gold-Platin, Ø innen 1.25mm, Ø aussen 2.55mm, VE 10 Stück<br><i>TÜBINGEN myringotomy tube, gold-platinum, Ø inner 1.25mm, Ø outer 2.55mm, pack of 10 pieces</i>                                        |
| <b>LC-080-002</b>           | TÜBINGER Paukenröhrchen, Gold-Platin, mit Draht, Ø innen 1.25mm, Ø aussen 2.55mm, VE 10 Stück<br><i>TÜBINGEN myringotomy tube, gold-platinum, with wire, Ø inner 1.25mm, Ø outer 2.55mm, pack of 10 pieces</i>                  |
| <b>LC-080-003</b>           | TÜBINGER Paukenröhrchen, Gold-Platin, Ø innen 1.5mm, Ø aussen 2.8mm, VE 10 Stück<br><i>TÜBINGEN myringotomy tube, gold-platinum, Ø inner 1.5mm, Ø outer 2.8mm, pack of 10 pieces</i>                                            |
| <b>LC-080-004</b>           | TÜBINGER Paukenröhrchen, Gold-Platin, mit Draht, Ø innen 1.5mm, Ø aussen 2.8mm, VE 10 Stück<br><i>TÜBINGEN myringotomy tube, gold-platinum, with wire, Ø inner 1.5mm, Ø outer 2.8mm, pack of 10 pieces</i>                      |
| <b>LC-080-005</b>           | TÜBINGER Paukenröhrchen, Silber-vergoldet, Ø innen 1.25mm, Ø aussen 2.55mm, VE 10 Stück<br><i>TÜBINGEN myringotomy tube, silver-gold-plated, Ø inner 1.25mm, Ø outer 2.55mm, pack of 10 pieces</i>                              |
| <b>LC-080-006</b>           | TÜBINGER Paukenröhrchen, Silber-vergoldet, mit Draht, Ø innen 1.25mm, Ø aussen 2.55mm, VE 10 Stück<br><i>TÜBINGEN myringotomy tube, silver-gold-plated, with wire, Ø inner 1.25mm, Ø outer 2.55mm, pack of 10 pieces</i>        |
| <b>LC-080-007</b>           | TÜBINGER Paukenröhrchen, Silber-vergoldet, Ø innen 1.5mm, Ø aussen 2.8mm, VE 10 Stück<br><i>TÜBINGEN myringotomy tube, silver-gold-plated, Ø inner 1.5mm, Ø outer 2.8mm, pack of 10 pieces</i>                                  |
| <b>LC-080-008</b>           | TÜBINGER Paukenröhrchen, Silber-vergoldet, mit Draht, Ø innen 1.5mm, Ø aussen 2.8mm, VE 10 Stück<br><i>TÜBINGEN myringotomy tube, silver-gold-plated, with wire, Ø inner 1.5mm, Ø outer 2.8mm, pack of 10 pieces</i>            |
| <b>LC-080-009</b>           | TÜBINGER Paukenröhrchen, titanbeschichtet, Ø innen 1.25mm, Ø aussen 2.55mm, VE 10 Stück<br><i>TÜBINGEN myringotomy tube, titanium coated, Ø inner 1.25mm, Ø outer 2.55mm, pack of 10 pieces</i>                                 |
| <b>LC-080-012</b>           | TÜBINGER Paukenröhrchen, titanbeschichtet, Ø innen 1.5mm, Ø aussen 2.8mm, VE 10 Stück<br><i>TÜBINGEN myringotomy tube, titanium coated, Ø inner 1.5mm, Ø outer 2.8mm, pack of 10 pieces</i>                                     |
| <b>LC-080-013</b>           | TÜBINGER Paukenröhrchen, Titan, Ø innen 1.25mm, Ø aussen 2.55mm, VE 10 Stück<br><i>TÜBINGEN myringotomy tube, titanium, Ø inner 1.25mm, Ø outer 2.55mm, pack of 10 pieces</i>                                                   |
| <b>LC-080-014</b>           | TÜBINGER Paukenröhrchen, Titan, mit Draht, Ø innen 1.25mm, Ø aussen 2.55mm, VE 10 Stück<br><i>TÜBINGEN myringotomy tube, titanium, with wire, Ø inner 1.25mm, Ø outer 2.55mm, pack of 10 pieces</i>                             |
| <b>LC-080-015</b>           | TÜBINGER Paukenröhrchen, Titan, Ø innen 1.5mm, Ø aussen 2.8mm, VE 10 Stück<br><i>TÜBINGEN myringotomy tube, titanium, Ø inner 1.5mm, Ø outer 2.8mm, pack of 10 pieces</i>                                                       |
| <b>LC-080-016</b>           | TÜBINGER Paukenröhrchen, Titan, mit Draht, Ø innen 1.5mm, Ø aussen 2.8mm, VE 10 Stück<br><i>TÜBINGEN myringotomy tube, titanium, with wire, Ø inner 1.5mm, Ø outer 2.8mm, pack of 10 pieces</i>                                 |
| <b>LC-080-010</b>           | Paukenröhrchen, 1 Öse, Gold-Platin, Ø innen 1.5mm, Ø aussen 2.8mm, 3.8mm und 4.8mm, VE 10 Stück<br><i>Myringotomy tube, 1 tag, gold-platinum, Ø inner 1.5mm, Ø outer 2.8mm, 3.8mm and 4.8mm, pack of 10 pieces</i>              |
| <b>LC-080-011</b>           | Paukenröhrchen, 2 Ösen, Gold-Platin, Ø innen 1.5mm, Ø aussen 2.8mm, 3.8mm und 4.8mm, VE 10 Stück<br><i>Myringotomy tube, 2 tags, gold-platinum, Ø inner 1.5mm, Ø outer 2.8mm, 3.8mm and 4.8mm, pack of 10 pieces</i>            |
| <b>LC-080-020</b>           | DIABOLO Paukenröhrchen, Gold-Platin, Ø innen 0.75mm, Ø aussen 1.6mm, VE 10 Stück<br><i>DIABOLO myringotomy tube, gold-platinum, Ø inner 0.75mm, Ø outer 1.6mm, pack of 10 pieces</i>                                            |
| <b>LC-080-021</b>           | DIABOLO Paukenröhrchen, Gold-Platin, Ø innen 1.25mm, Ø aussen 2.55mm, VE 10 Stück<br><i>DIABOLO myringotomy tube, gold-platinum, Ø inner 1.25mm, Ø outer 2.55mm, pack of 10 pieces</i>                                          |
| <b>LC-080-022</b>           | DIABOLO Paukenröhrchen, Gold-Platin, Ø innen 1.5mm, Ø aussen 2.8mm, VE 10 Stück<br><i>DIABOLO myringotomy tube, gold-platinum, Ø inner 1.5mm, Ø outer 2.8mm, pack of 10 pieces</i>                                              |
| <b>LC-080-030</b>           | Paukenröhrchen, mit Trokar, Silber-vergoldet, Ø innen 1.25mm, Ø aussen 2.8mm, VE 10 Stück<br><i>Myringotomy tube, with trocar, silver-gold-plated, Ø inner 1.25mm, Ø outer 2.8mm, pack of 10 pieces</i>                         |
| <b>LC-080-031</b>           | Paukenröhrchen, mit Trokar, Titan, Ø innen 1.25mm, Ø aussen 2.8mm, VE 10 Stück<br><i>Myringotomy tube, with trocar, titanium, Ø inner 1.25mm, Ø outer 2.8mm, pack of 10 pieces</i>                                              |
| <b>LC-080-032</b>           | Trokarhalter für LC-080-031 und LC-080-032<br><i>Trocar holder for LC-080-031 and LC-080-032</i>                                                                                                                                |
| <b>LC-080-040</b>           | BENZ Minimal-Paukenröhrchen, Edelstahl-vergoldet (nicht MRI kompatibel), Ø innen 0.6mm, VE 10 Stück<br><i>BENZ minimal myringotomy tube, stainless steel-gold-plated (not MRI compatible), Ø inner 0.6mm, pack of 10 pieces</i> |



**LD-002-150**  
bis / to  
**LD-002-152**



**LD-002-153**



**ZA-004-265**



**LD-002-165**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-002-150</b>           | HOUSE Gelfoam-Quetschzange, Blatt 11 x 14mm, 18cm<br><i>HOUSE gel foam-pressure forceps, plate 11 x 14mm, 18cm</i> |
| <b>LD-002-151</b>           | HOUSE Gelfoam-Quetschzange, Blatt 22 x 30mm, 18cm<br><i>HOUSE gel foam-pressure forceps, plate 22 x 30mm, 18cm</i> |
| <b>LD-002-152</b>           | HOUSE Gelfoam-Quetschzange, Blatt 30 x 30mm, 18cm<br><i>HOUSE gel foam-pressure forceps, plate 30 x 30mm, 18cm</i> |
| <b>LD-002-153</b>           | SCHUHKNECHT Biegegerät<br><i>SCHUHKNECHT bending block</i>                                                         |
| <b>LD-002-154</b>           | SHEA Venenpresse, 13cm (ohne Abbildung)<br><i>SHEA vein press, 13cm (without illustration)</i>                     |
| <b>LD-002-165</b>           | ARKANSAS Abziehstein<br><i>ARKANSAS stone</i>                                                                      |
| <b>ZA-004-265</b>           | Präpariertablett aus Metall mit mm-Skala<br><i>Metal plate for measuring and preparing with mm-scale</i>           |



# RHINOLOGIE

# RHINOLOGY







**LB-010-001 /  
LF-002-010**  
bis / to  
**LF-002-013**



**LF-002-001**  
bis / to  
**LF-002-004**



**LF-002-005**  
bis / to  
**LF-002-008**



**LF-002-014**  
bis / to  
**LF-002-017**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                        |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LB-010-001</b>           | HARTMANN Nasenspekulum für Kinder, Länge 13cm,<br><i>HARTMANN nasal speculum for children, length 13cm</i>                                                        |
| <b>LF-002-001</b>           | STRUYCKEN-KILLIAN Nasenspekulum, Standardmodell, AL 40mm, Länge 14cm<br><i>STRUYCKEN-KILLIAN nasal speculum, standard modell, WL 40mm, length 14cm</i>            |
| <b>LF-002-002</b>           | STRUYCKEN-KILLIAN Nasenspekulum, Standardmodell, AL 55mm, Länge 14cm<br><i>STRUYCKEN-KILLIAN nasal speculum, standard modell, WL 55mm, length 14cm</i>            |
| <b>LF-002-003</b>           | STRUYCKEN-KILLIAN Nasenspekulum, Standardmodell, AL 75mm, Länge 14cm<br><i>STRUYCKEN-KILLIAN nasal speculum, standard modell, WL 75mm, length 14cm</i>            |
| <b>LF-002-004</b>           | STRUYCKEN-KILLIAN Nasenspekulum, Standardmodell, AL 90mm, Länge 14cm<br><i>STRUYCKEN-KILLIAN nasal speculum, standard modell, WL 90mm, length 14cm</i>            |
| <b>LF-002-005</b>           | STRUYCKEN-KILLIAN Nasenspekulum, mit Feststellschraube, AL 40mm, Länge 14cm<br><i>STRUYCKEN-KILLIAN nasal speculum, with fixation screw, WL 40mm, length 14cm</i> |
| <b>LF-002-006</b>           | STRUYCKEN-KILLIAN Nasenspekulum, mit Feststellschraube, AL 55mm, Länge 14cm<br><i>STRUYCKEN-KILLIAN nasal speculum, with fixation screw, WL 55mm, length 14cm</i> |
| <b>LF-002-007</b>           | STRUYCKEN-KILLIAN Nasenspekulum, mit Feststellschraube, AL 75mm, Länge 14cm<br><i>STRUYCKEN-KILLIAN nasal speculum, with fixation screw, WL 75mm, length 14cm</i> |
| <b>LF-002-008</b>           | STRUYCKEN-KILLIAN Nasenspekulum, mit Feststellschraube, AL 90mm, Länge 14cm<br><i>STRUYCKEN-KILLIAN nasal speculum, with fixation screw, WL 90mm, length 14cm</i> |
| <b>LF-002-010</b>           | HARTMANN-HALLE Nasenspekulum, Fig. 1, AL 29mm, Länge 15.5cm<br><i>HARTMANN-HALLE nasal speculum, Fig. 1, WL 29mm, length 15.5cm</i>                               |
| <b>LF-002-011</b>           | HARTMANN-HALLE Nasenspekulum, Fig. 2, AL 33mm, Länge 15.5cm<br><i>HARTMANN-HALLE nasal speculum, Fig. 2, WL 33mm, length 15.5cm</i>                               |
| <b>LF-002-012</b>           | HARTMANN-HALLE Nasenspekulum, Fig. 3, AL 37mm, Länge 15.5cm<br><i>HARTMANN-HALLE nasal speculum, Fig. 3, WL 37mm, length 15.5cm</i>                               |
| <b>LF-002-013</b>           | HARTMANN-HALLE Nasenspekulum, für Kinder, Länge 15cm<br><i>HARTMANN-HALLE nasal speculum, for children, length 15cm</i>                                           |
| <b>LF-002-014</b>           | KILLIAN Nasenspekulum, Standardmodell, AL 40mm, Länge 14cm<br><i>KILLIAN nasal speculum, standard modell, WL 40mm, length 14cm</i>                                |
| <b>LF-002-015</b>           | KILLIAN Nasenspekulum, Standardmodell, AL 55mm, Länge 14cm<br><i>KILLIAN nasal speculum, standard modell, WL 55mm, length 14cm</i>                                |
| <b>LF-002-016</b>           | KILLIAN Nasenspekulum, Standardmodell, AL 75mm, Länge 14cm<br><i>KILLIAN nasal speculum, standard modell, WL 75mm, length 14cm</i>                                |
| <b>LF-002-017</b>           | KILLIAN Nasenspekulum, Standardmodell, AL 90mm, Länge 14cm<br><i>KILLIAN nasal speculum, standard modell, WL 90mm, length 14cm</i>                                |



**LF-002-030**  
bis / to  
**LF-002-033**



**LF-002-018**  
bis / to  
**LF-002-020**



**LF-002-021**  
bis / to  
**LF-002-024**



**LF-002-025**  
bis / to  
**LF-002-028**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LF-002-018</b>           | WALTER Nasenspekulum, extra dünnes Blatt, mit Feststellschraube, AL 35mm, Länge 13cm<br><i>WALTER nasal speculum, extra thin valve, with fixation screw, WL 35mm, length 13cm</i>                 |
| <b>LF-002-019</b>           | WALTER Nasenspekulum, extra dünnes Blatt, mit Feststellschraube, AL 55mm, Länge 13cm<br><i>WALTER nasal speculum, extra thin valve, with fixation screw, WL 55mm, length 13cm</i>                 |
| <b>LF-002-020</b>           | WALTER Nasenspekulum, extra dünnes Blatt, mit Feststellschraube, AL 75mm, Länge 13cm<br><i>WALTER nasal speculum, extra thin valve, with fixation screw, WL 75mm, length 13cm</i>                 |
| <b>LF-002-021</b>           | COTTLE Nasenspekulum, AL 35mm, Länge 13cm<br><i>COTTLE nasal speculum, WL 35mm, length 13cm</i>                                                                                                   |
| <b>LF-002-022</b>           | COTTLE Nasenspekulum, AL 55mm, Länge 13cm<br><i>COTTLE nasal speculum, WL 55mm, length 13cm</i>                                                                                                   |
| <b>LF-002-023</b>           | COTTLE Nasenspekulum, AL 75mm, Länge 13cm<br><i>COTTLE nasal speculum, WL 75mm, length 13cm</i>                                                                                                   |
| <b>LF-002-024</b>           | COTTLE Nasenspekulum, AL 90mm, Länge 13cm<br><i>COTTLE nasal speculum, WL 90mm, length 13cm</i>                                                                                                   |
| <b>LF-002-025</b>           | COTTLE Nasenspekulum, mit Feststellschraube, AL 35mm, Länge 13cm<br><i>COTTLE nasal speculum, with fixation screw, WL 35mm, length 13cm</i>                                                       |
| <b>LF-002-026</b>           | COTTLE Nasenspekulum, mit Feststellschraube, AL 55mm, Länge 13cm<br><i>COTTLE nasal speculum, with fixation screw, WL 55mm, length 13cm</i>                                                       |
| <b>LF-002-027</b>           | COTTLE Nasenspekulum, mit Feststellschraube, AL 75mm, Länge 13cm<br><i>COTTLE nasal speculum, with fixation screw, WL 75mm, length 13cm</i>                                                       |
| <b>LF-002-028</b>           | COTTLE Nasenspekulum, mit Feststellschraube, AL 90mm, Länge 13cm<br><i>COTTLE nasal speculum, with fixation screw, WL 90mm, length 13cm</i>                                                       |
| <b>LF-002-030</b>           | KILLIAN-WALTER Nasenspekulum, extra dünnes Blatt, mit Feststellschraube, AL 40mm, Länge 14cm<br><i>KILLIAN-WALTER nasal speculum, extra thin valve, with fixation screw, WL 40mm, length 14cm</i> |
| <b>LF-002-031</b>           | KILLIAN-WALTER Nasenspekulum, extra dünnes Blatt, mit Feststellschraube, AL 55mm, Länge 14cm<br><i>KILLIAN-WALTER nasal speculum, extra thin valve, with fixation screw, WL 55mm, length 14cm</i> |
| <b>LF-002-032</b>           | KILLIAN-WALTER Nasenspekulum, extra dünnes Blatt, mit Feststellschraube, AL 75mm, Länge 14cm<br><i>KILLIAN-WALTER nasal speculum, extra thin valve, with fixation screw, WL 75mm, length 14cm</i> |
| <b>LF-002-033</b>           | KILLIAN-WALTER Nasenspekulum, extra dünnes Blatt, mit Feststellschraube, AL 90mm, Länge 14cm<br><i>KILLIAN-WALTER nasal speculum, extra thin valve, with fixation screw, WL 90mm, length 14cm</i> |





**LF-002-034**  
bis / to  
**LF-002-037**



**LF-002-039**  
bis / to  
**LF-002-041**



**LF-002-042**  
bis / to  
**LF-002-045**



**LF-002-046**  
bis / to  
**LF-002-049**



**LF-002-060 /**  
**LF-002-061**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LF-002-034</b>           | KILLIAN Nasenspekulum, Standardmodell, mit Feststellschraube, AL 40mm, Länge 14cm<br><i>KILLIAN nasal speculum, standard modell, with fixation screw, WL 40mm, length 14cm</i>                                                            |
| <b>LF-002-035</b>           | KILLIAN Nasenspekulum, Standardmodell, mit Feststellschraube, AL 55mm, Länge 14cm<br><i>KILLIAN nasal speculum, standard modell, with fixation screw, WL 55mm, length 14cm</i>                                                            |
| <b>LF-002-036</b>           | KILLIAN Nasenspekulum, Standardmodell, mit Feststellschraube, AL 75mm, Länge 14cm<br><i>KILLIAN nasal speculum, standard modell, with fixation screw, WL 75mm, length 14cm</i>                                                            |
| <b>LF-002-037</b>           | KILLIAN Nasenspekulum, Standardmodell, mit Feststellschraube, AL 90mm, Länge 14cm<br><i>KILLIAN nasal speculum, standard modell, with fixation screw, WL 90mm, length 14cm</i>                                                            |
| <b>LF-002-039</b>           | WIENER Nasenspekulum, Baby, Fig. 1<br><i>WIENER nasal speculum, baby, fig. 1</i>                                                                                                                                                          |
| <b>LF-002-040</b>           | WIENER Nasenspekulum, Kinder, Fig. 2<br><i>WIENER nasal speculum, children, fig. 2</i>                                                                                                                                                    |
| <b>LF-002-041</b>           | WIENER Nasenspekulum, Erwachsene, Fig. 3<br><i>WIENER nasal speculum, adults, fig. 3</i>                                                                                                                                                  |
| <b>LF-002-042</b>           | KILLIAN Nasenspekulum, mit Zähnen links, mit Feststellschraube, für flexiblen Spannarm, AL 40mm/55mm, Länge 14cm<br><i>KILLIAN nasal speculum, serrated left, with fixation screw, used for flexible arm, WL 40mm/55mm, length 14cm</i>   |
| <b>LF-002-043</b>           | KILLIAN Nasenspekulum, mit Zähnen rechts, mit Feststellschraube, für flexiblen Spannarm, AL 40mm/55mm, Länge 14cm<br><i>KILLIAN nasal speculum, serrated right, with fixation screw, used for flexible arm, WL 40mm/55mm, length 14cm</i> |
| <b>LF-002-044</b>           | KILLIAN Nasenspekulum, mit Zähnen links, mit Feststellschraube, für flexiblen Spannarm, AL 40mm/75mm, Länge 14cm<br><i>KILLIAN nasal speculum, serrated left, with fixation screw, used for flexible arm, WL 40mm/75mm, length 14cm</i>   |
| <b>LF-002-045</b>           | KILLIAN Nasenspekulum, mit Zähnen rechts, mit Feststellschraube, für flexiblen Spannarm, AL 40mm/75mm, Länge 14cm<br><i>KILLIAN nasal speculum, serrated right, with fixation screw, used for flexible arm, WL 40mm/75mm, length 14cm</i> |
| <b>LF-002-046</b>           | KILLIAN Nasenspekulum, mit Feststellschraube, für flexiblen Spannarm, AL 40mm, Länge 14cm<br><i>KILLIAN nasal speculum, with fixation screw, used for flexible arm, WL 40mm, length 14cm</i>                                              |
| <b>LF-002-047</b>           | KILLIAN Nasenspekulum, mit Feststellschraube, für flexiblen Spannarm, AL 55mm, Länge 14cm<br><i>KILLIAN nasal speculum, with fixation screw, used for flexible arm, WL 55mm, length 14cm</i>                                              |
| <b>LF-002-048</b>           | KILLIAN Nasenspekulum, mit Feststellschraube, für flexiblen Spannarm, AL 75mm, Länge 14cm<br><i>KILLIAN nasal speculum, with fixation screw, used for flexible arm, WL 75mm, length 14cm</i>                                              |
| <b>LF-002-049</b>           | KILLIAN Nasenspekulum, mit Feststellschraube, für flexiblen Spannarm, AL 90mm, Länge 14cm<br><i>KILLIAN nasal speculum, with fixation screw, used for flexible arm, WL 90mm, length 14cm</i>                                              |
| <b>LF-002-060</b>           | HALLE-TIECK Nasenspekulum, Kleinkinder, Länge 13cm<br><i>HALLE-TIECK nasal speculum, babies, length 13cm</i>                                                                                                                              |
| <b>LF-002-061</b>           | HALLE-TIECK Nasenspekulum, Kinder, Länge 13cm<br><i>HALLE-TIECK nasal speculum, children, length 13cm</i>                                                                                                                                 |





**LF-002-095**  
bis / to  
**LF-002-097**



**LF-002-070**  
bis / to  
**LF-002-072**



**LF-002-090**  
bis / to  
**LF-002-093**



**LF-002-080 /**  
**LF-002-081**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LF-002-070</b>           | HARTMANN Nasenspekulum, Kinder, Fig. 1, Länge 15cm<br><i>HARTMANN nasal speculum, children, fig. 1, length 15cm</i>                                                           |
| <b>LF-002-071</b>           | HARTMANN Nasenspekulum, Fig. 2, Länge 15cm<br><i>HARTMANN nasal speculum, fig. 2, length 15cm</i>                                                                             |
| <b>LF-002-072</b>           | HARTMANN Nasenspekulum, Fig. 3, Länge 15cm<br><i>HARTMANN nasal speculum, fig. 3, length 15cm</i>                                                                             |
| <b>LF-002-080</b>           | STRUYCKEN-KILLIAN Nasenspekulum, linkes Blatt 75mm, rechtes Blatt 45mm, Länge 14cm<br><i>STRUYCKEN-KILLIAN nasal speculum, left blade 75mm, right blade 45mm, length 14cm</i> |
| <b>LF-002-081</b>           | STRUYCKEN-KILLIAN Nasenspekulum, linkes Blatt 45mm, rechtes Blatt 75mm, Länge 14cm<br><i>STRUYCKEN-KILLIAN nasal speculum, left blade 45mm, right blade 75mm, length 14cm</i> |
| <b>LF-002-090</b>           | BECKMANN Nasenspekulum, Säuglinge, Länge 13cm<br><i>BECKMANN nasal speculum, babies, length 13cm</i>                                                                          |
| <b>LF-002-091</b>           | BECKMANN Nasenspekulum, Fig. 1, Länge 15cm<br><i>BECKMANN nasal speculum, fig. 1, length 15cm</i>                                                                             |
| <b>LF-002-092</b>           | BECKMANN Nasenspekulum, Fig. 2, Länge 15cm<br><i>BECKMANN nasal speculum, fig. 2, length 15cm</i>                                                                             |
| <b>LF-002-093</b>           | BECKMANN Nasenspekulum, Fig. 3, Länge 15cm<br><i>BECKMANN nasal speculum, fig. 3, length 15cm</i>                                                                             |
| <b>LF-002-095</b>           | HARTMANN-HALLE Nasenspekulum, Schraubverschluss, Fig. 1, AL 29mm, Länge 15.5cm<br><i>HARTMANN-HALLE nasal speculum, screw plug, fig. 1, WL 29mm, length 15.5cm</i>            |
| <b>LF-002-096</b>           | HARTMANN-HALLE Nasenspekulum, Schraubverschluss, Fig. 2, AL 33mm, Länge 15.5cm<br><i>HARTMANN-HALLE nasal speculum, screw plug, fig. 2, WL 33mm, length 15.5cm</i>            |
| <b>LF-002-097</b>           | HARTMANN-HALLE Nasenspekulum, Schraubverschluss, Fig. 3, AL 37mm, Länge 15.5cm<br><i>HARTMANN-HALLE nasal speculum, screw plug, fig. 3, WL 37mm, length 15.5cm</i>            |



**LF-002-082 /  
LF-002-083**



**LF-002-084**  
bis / to  
**LF-002-087**



**LF-002-050**  
bis / to  
**LF-002-056**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LF-002-050</b>           | THUDICHUM Nasenspekulum, Fig. 1, Länge 6.5cm<br><i>THUDICHUM nasal speculum, fig. 1, length 6.5cm</i>                                                                                        |
| <b>LF-002-051</b>           | THUDICHUM Nasenspekulum, Fig. 2, Länge 6.5cm<br><i>THUDICHUM nasal speculum, fig. 2, length 6.5cm</i>                                                                                        |
| <b>LF-002-052</b>           | THUDICHUM Nasenspekulum, Fig. 3, Länge 6.5cm<br><i>THUDICHUM nasal speculum, fig. 3, length 6.5cm</i>                                                                                        |
| <b>LF-002-053</b>           | THUDICHUM Nasenspekulum, Fig. 4, Länge 6.5cm<br><i>THUDICHUM nasal speculum, fig. 4, length 6.5cm</i>                                                                                        |
| <b>LF-002-054</b>           | THUDICHUM Nasenspekulum, Fig. 5, Länge 6.5cm<br><i>THUDICHUM nasal speculum, fig. 5, length 6.5cm</i>                                                                                        |
| <b>LF-002-055</b>           | THUDICHUM Nasenspekulum, Fig. 6, Länge 6.5cm<br><i>THUDICHUM nasal speculum, fig. 6, length 6.5cm</i>                                                                                        |
| <b>LF-002-056</b>           | THUDICHUM Nasenspekulum, Fig. 7, Länge 6.5cm<br><i>THUDICHUM nasal speculum, fig. 7, length 6.5cm</i>                                                                                        |
| <b>LF-002-082</b>           | COTTLE Nasenspekulum, mit Absaugrohr links, ohne Stellschraube, AL 35mm, Länge 13cm<br><i>COTTLE nasal speculum, with suction tube left, without fixation screw, WL 35mm, length 13cm</i>    |
| <b>LF-002-083</b>           | COTTLE Nasenspekulum, mit Absaugrohr rechts, ohne Stellschraube, AL 35mm, Länge 13cm<br><i>COTTLE nasal speculum, with suction tube right, without fixation screw, WL 35mm, length 13cm</i>  |
| <b>LF-002-084</b>           | COTTLE Nasenspekulum, schwarz, dünne Blätter, mit Stellschraube, AL 35mm, Länge 13cm<br><i>COTTLE nasal speculum, black, very delicate blades, with fixation screw, WL 35mm, length 13cm</i> |
| <b>LF-002-085</b>           | COTTLE Nasenspekulum, schwarz, dünne Blätter, mit Stellschraube, AL 45mm, Länge 13cm<br><i>COTTLE nasal speculum, black, very delicate blades, with fixation screw, WL 45mm, length 13cm</i> |
| <b>LF-002-086</b>           | COTTLE Nasenspekulum, schwarz, dünne Blätter, mit Stellschraube, AL 55mm, Länge 13cm<br><i>COTTLE nasal speculum, black, very delicate blades, with fixation screw, WL 55mm, length 13cm</i> |
| <b>LF-002-087</b>           | COTTLE Nasenspekulum, schwarz, dünne Blätter, mit Stellschraube, AL 70mm, Länge 13cm<br><i>COTTLE nasal speculum, black, very delicate blades, with fixation screw, WL 70mm, length 13cm</i> |



**LL-001-001**



**LL-001-002**



**ZA-004-362**



**ZA-004-363**

| <b>Bestell-Nr.</b><br><b>Ordering no.</b> | <b>Bezeichnung</b><br><b>Description</b>                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LL-001-001</b>                         | Flexibler Spannarm, komplett mit Haltestange zur Befestigung an OP-Tischschiene<br><i>Flexible tension arm, complete with holding rod for attachment to operating table</i> |
| <b>LL-001-002</b>                         | Spannkolben für Spannarm<br><i>Rotation clamp for tension arm</i>                                                                                                           |
| <b>ZA-004-362</b>                         | AUFRICHT Haken für flexiblen Spannarm<br><i>AUFRICHT retractor for flexible tension arm</i>                                                                                 |
| <b>ZA-004-363</b>                         | AUFRICHT Haken, 2-zinkig, für flexiblen Spannarm<br><i>AUFRICHT retractor, 2-prongs, for flexible tension arm</i>                                                           |



**LJ-003-001**  
bis / to  
**LJ-003-003**



**LJ-003-020**  
bis / to  
**LJ-003-023**



**LJ-003-024**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LJ-003-001</b>           | Universal Zerstäuber mit beweglicher Düse, Schraubflasche 30ccm und Halbgebläse<br><i>Universal atomizer with movable nozzle, threaded bottle 30ccm and rubber bulb</i> |
| <b>LJ-003-002</b>           | Universal Zerstäuber mit beweglicher Düse, Schraubflasche 30ccm<br><i>Universal atomizer with movable nozzle, threaded bottle 30ccm</i>                                 |
| <b>LJ-003-003</b>           | Halbgebläse allein<br><i>Rubber bulb only</i>                                                                                                                           |
| <b>LJ-003-020</b>           | GRÜNWALD Zerstäuber, komplett mit 3 Zerstäuber, Ständer, ohne Halbgebläse<br><i>GRÜNWALD atomizer, complete with 3 atomizer, rack, without rubber bulb</i>              |
| <b>LJ-003-021</b>           | GRÜNWALD Zerstäuber, gerade Kanüle<br><i>GRÜNWALD atomizer, straight cannula</i>                                                                                        |
| <b>LJ-003-022</b>           | GRÜNWALD Zerstäuber, abgebogene Kanüle<br><i>GRÜNWALD atomizer, tube downward</i>                                                                                       |
| <b>LJ-003-023</b>           | GRÜNWALD Zerstäuber, aufgebogene Kanüle<br><i>GRÜNWALD atomizer, tube upward</i>                                                                                        |
| <b>LJ-003-024</b>           | Halbgebläse für GRÜNWALD Zerstäuber<br><i>Rubber bulb for GRÜNWALD atomizer</i>                                                                                         |
| <b>LJ-003-025</b>           | Ersatzglas (ohne Abbildung)<br><i>Spare bottle (without illustration)</i>                                                                                               |



**LD-001-116**



**LD-005-007 /  
LD-005-018**



**LD-005-019 /  
LD-005-024 /  
LD-005-025**




**LK-001-001**  
bis / to  
**LK-001-003**



**LK-001-004**  
bis / to  
**LK-001-006**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-001-116</b>           | LANGE Choanenhaken, 22cm<br><i>LANGE choana hook, 22cm</i>                                                                                                                            |
| <b>LD-005-007</b>           | Watteträger, gerieft, Ø 1.2mm, 16cm<br><i>Cotton applicator, serrated, Ø 1.2mm, 16cm</i>                                                                                              |
| <b>LD-005-018</b>           | Watteträger, gerieft, Ø 1.5mm, 18cm<br><i>Cotton applicator, serrated, Ø 1.5mm, 18cm</i>                                                                                              |
| <b>LD-005-019</b>           | Watteträger, dreikant gerieft, Ø 1.2mm, 18cm<br><i>Cotton applicator, triangular serrated, Ø 1.2mm, 18cm</i>                                                                          |
| <b>LD-005-024</b>           | Watteträger, dreikant gerieft, Ø 1.5mm, 16cm<br><i>Cotton applicator, triangular serrated, Ø 1.5mm, 16cm</i>                                                                          |
| <b>LD-005-025</b>           | Watteträger, dreikant gerieft, Ø 1.5mm, 16cm<br><i>Cotton applicator, triangular serrated, Ø 1.5mm, 16cm</i>                                                                          |
| <b>LK-001-001</b>           | LOGAN Lippensperrer, je 3 scharfe Zähne, klein (29mm), Mindestbestellmenge 20 Stück<br><i>LOGAN lip traction bow, 3 sharp teeth, small (29mm), minimum order quantity 20 pieces</i>   |
| <b>LK-001-002</b>           | LOGAN Lippensperrer, je 3 scharfe Zähne, medium (32mm), Mindestbestellmenge 20 Stück<br><i>LOGAN lip traction bow, 3 sharp teeth, medium (32mm), minimum order quantity 20 pieces</i> |
| <b>LK-001-003</b>           | LOGAN Lippensperrer, je 3 scharfe Zähne, gross (35mm), Mindestbestellmenge 20 Stück<br><i>LOGAN lip traction bow, 3 sharp teeth, large (35mm), minimum order quantity 20 pieces</i>   |
| <b>LK-001-004</b>           | LOGAN Lippensperrer, ohne Zähne, klein (29mm), Mindestbestellmenge 20 Stück<br><i>LOGAN lip traction bow, without teeth, small (29mm), minimum order quantity 20 pieces</i>           |
| <b>LK-001-005</b>           | LOGAN Lippensperrer, ohne Zähne, medium (32mm), Mindestbestellmenge 20 Stück<br><i>LOGAN lip traction bow, without teeth, medium (32mm), minimum order quantity 20 pieces</i>         |
| <b>LK-001-006</b>           | LOGAN Lippensperrer, ohne Zähne, gross (35mm), Mindestbestellmenge 20 Stück<br><i>LOGAN lip traction bow, without teeth, large (35mm), minimum order quantity 20 pieces</i>           |



| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                     |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD-001-100                  | COTTLE Nasenhaken, 17cm<br><i>COTTLE nasal hook, 17cm</i>                                                                      |
| LD-001-103                  | TWIST Hauthäkchen, 14cm<br><i>TWIST skin hook, 14cm</i>                                                                        |
| LD-001-104                  | COTTLE Nasenhaken, stumpf, 4-zahnig, 15cm<br><i>COTTLE nasal hook, blunt, 4 prongs, 15cm</i>                                   |
| LD-001-105                  | COTTLE-NEIVERT Doppelhaken, großes USA Modell, 22cm<br><i>COTTLE-NEIVERT knife guide and retractor, large USA model, 22cm</i>  |
| LD-001-106                  | COTTLE-NEIVERT Doppelhaken, kleines USA Modell, 22cm<br><i>COTTLE-NEIVERT knife guide and retractor, small USA model, 22cm</i> |
| LD-001-107                  | NEIVERT Doppelhaken aus Draht, 20cm<br><i>NEIVERT knife guide and retractor, wire shape, 20cm</i>                              |
| LD-001-108                  | WALTER Doppelinstrument, Nasenflügel/Nasenrückenhaken, 12.5cm<br><i>WALTER nasal retractor, double ended, 12.5cm</i>           |
| LD-001-109                  | AUFRICHT Nasenrückenhaken, 60mm Blattlänge, 17cm<br><i>AUFRICHT nasal retractor, 60mm blade length, 17cm</i>                   |
| LD-001-110                  | AUFRICHT Nasenrückenhaken, 45mm Blattlänge, 17cm<br><i>AUFRICHT nasal retractor, 45mm blade length, 17cm</i>                   |



**LD-001-174**



**LD-001-173**



**LD-001-112**




**LD-001-113**  
bis / to  
**LD-001-115**




**LD-001-111**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                          |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-001-111</b>           | COTTLE (MILLARD) Fingerringhäkchen, 2-zahnig, scharf, 5.5cm<br><i>COTTLE (MILLARD) thimble hook, 2 prongs, sharp, 5.5cm</i>         |
| <b>LD-001-112</b>           | CONVERSE Nasenflügel Doppelhaken, 2-zahnig, stumpf-stumpf, 12cm<br><i>CONVERSE alar hook, double ended, blunt/blunt, 12cm</i>       |
| <b>LD-001-113</b>           | KILNER Nasenflügelretraktor, scharf, 2-zahnig, 10mm breit, 8.5cm<br><i>KILNER alar retractor, sharp, 2 prongs, 10mm wide, 8.5cm</i> |
| <b>LD-001-114</b>           | KILNER Nasenflügelretraktor, stumpf, 2-zahnig, 10mm breit, 8.5cm<br><i>KILNER alar retractor, blunt, 2 prongs, 10mm wide, 8.5cm</i> |
| <b>LD-001-115</b>           | KILNER Nasenflügelretraktor, scharf, 2-zahnig, 13mm breit, 8.5cm<br><i>KILNER alar retractor, sharp, 2 prongs, 13mm wide, 8.5cm</i> |
| <b>LD-001-117</b>           | Nasenhaken, große Biegung, 16.5cm (ohne Abbildung)<br><i>Nasal hook, strong curved, 16.5cm (without illustration)</i>               |
| <b>LD-001-118</b>           | SENN Doppelhaken, stumpf, 15cm (ohne Abbildung)<br><i>SENN double hook, blunt, 15cm (without illustration)</i>                      |
| <b>LD-001-173</b>           | CLOWARD Durahäkchen, 16cm<br><i>CLOWARD dura hook, 16cm</i>                                                                         |
| <b>LD-001-174</b>           | FOMON Häkchen, stumpf, 1-zahnig, 17cm<br><i>FOMON hook, blunt, 1 prong, 17cm</i>                                                    |



| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD-003-050                  | COTTLE Häkchen, scharf, 2-zahnig, 15cm<br>COTTLE hook, sharp, 2 prongs, 15cm                                       |
| LD-003-062                  | FREER Häkchen, scharf, 2-zahnig, 15cm<br>FREER hook, sharp, 2 prongs, 15cm                                         |
| LD-003-063                  | GILLIES Hauthaken, klein, 19cm<br>GILLIES skin hook, small, 19cm                                                   |
| LD-003-064                  | GILLIES Hauthaken, groß, 19cm<br>GILLIES skin hook, large, 19cm                                                    |
| LD-003-065                  | KLEINERT-KUTZ Hauthaken, klein, 13cm<br>KLEINERT-KUTZ skin hook, small, 13cm                                       |
| LD-003-066                  | KLEINERT-KUTZ Hauthaken, mittel, 13cm<br>KLEINERT-KUTZ skin hook, medium, 13cm                                     |
| LD-003-067                  | KLEINERT-KUTZ Hauthaken, groß, 13cm<br>KLEINERT-KUTZ skin hook, large, 13cm                                        |
| LD-003-068                  | KILNER Hauthaken, scharf, 15cm<br>KILNER skin hook, sharp, 15cm                                                    |
| LD-003-150                  | JOSEPH Doppelhäkchen, scharf, 2mm breit, 16cm<br>JOSEPH double hook, sharp, 2mm wide, 16cm                         |
| LD-003-151                  | JOSEPH Doppelhäkchen, scharf, 5mm breit, 16cm<br>JOSEPH double hook, sharp, 5mm wide, 16cm                         |
| LD-003-152                  | JOSEPH Doppelhäkchen, scharf, 7mm breit, 16cm<br>JOSEPH double hook, sharp, 7mm wide, 16cm                         |
| LD-003-153                  | JOSEPH Doppelhäkchen, scharf, 10mm breit, 16cm<br>JOSEPH double hook, sharp, 10mm wide, 16cm                       |
| LD-003-154                  | FOMON Nasenflügelhaken, geknöpft, 2-zahnig, 10mm breit, 16cm<br>FOMON nasal hook, blunt, 2 prongs, 10mm wide, 16cm |
| LD-003-155                  | COTTLE Nasenhäkchen, Fig. 1, 16cm<br>COTTLE nasal hook, fig. 1, 16cm                                               |
| LD-003-156                  | COTTLE Nasenhäkchen, Fig. 2, 16cm<br>COTTLE nasal hook, fig. 2, 16cm                                               |
| LD-003-157                  | COTTLE Nasenhäkchen, Fig. 3, 16cm<br>COTTLE nasal hook, fig. 3, 16cm                                               |





| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-003-158</b>           | COTTLE Nasenhäkchen, 2-zahnig, rechts geknöpft, links scharf, 10mm breit, 15cm<br><i>COTTLE nasal hook, 2 prongs, right blunt, left sharp, 10mm wide, 15cm</i> |
| <b>LD-003-159</b>           | COTTLE Nasenhäkchen, 2-zahnig, rechts scharf, links geknöpft, 10mm breit, 15cm<br><i>COTTLE nasal hook, 2 prongs, right sharp, left blunt, 10mm wide, 15cm</i> |
| <b>LD-003-160</b>           | FRAZIER Häkchen, spitz, 1-zahnig, 13cm<br><i>FRAZIER hook, sharp, 1 prong, 13cm</i>                                                                            |
| <b>LD-003-170</b>           | GUTHRIE Häkchen, klein, 2-zahnig, 12.5cm<br><i>GUTHRIE skin hook, small, 2 prongs, 12.5cm</i>                                                                  |
| <b>LD-003-171</b>           | GUTHRIE Häkchen, groß, 2-zahnig, 13cm<br><i>GUTHRIE skin hook, large, 2 prongs, 13cm</i>                                                                       |
| <b>LD-003-172</b>           | GUTHRIE Häkchen, klein, 2-zahnig, Griff geriffelt, 16cm<br><i>GUTHRIE skin hook, small, 2 prongs, rifflled handle, 16cm</i>                                    |
| <b>LD-003-173</b>           | GUTHRIE Häkchen, gross, 2-zahnig, Griff geriffelt, 16cm<br><i>GUTHRIE skin hook, largel, 2 prongs, rifflled handle, 16cm</i>                                   |
| <b>LD-003-174</b>           | KNAPP Wundhaken, stumpf, 4-zahnig, 13cm<br><i>KNAPP wound retractor, blunt, 4 prongs, 13cm</i>                                                                 |
| <b>LD-003-175</b>           | ROLLET Wundhaken, scharf, 4-zahnig, 13cm<br><i>ROLLET wound retractor, sharp, 4 prongs, 13cm</i>                                                               |
| <b>LK-001-007</b>           | COTTLE Nasenflügelhalter, kurzer Blatt, 14cm<br><i>COTTLE alar retractor, short blade, 14cm</i>                                                                |
| <b>LK-001-008</b>           | COTTLE Nasenflügelhalter, mit Lippe, 15cm<br><i>COTTLE alar retractor, with lip, 15cm</i>                                                                      |



**LD-001-206**  
bis / to  
**LD-001-214**



**LK-010-001**



**LK-010-002**



**ZA-004-264**



**ZA-004-266**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                       |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-001-206</b>           | YANKAUER Septumnadel, leicht gebogen, vorwärts, 17cm<br>YANKAUER septum needle, slightly curved, forward, 17cm   |
| <b>LD-001-207</b>           | YANKAUER Septumnadel, stark gebogen, rückwärts, 17cm<br>YANKAUER septum needle, strong curved, backwards, 17cm   |
| <b>LD-001-208</b>           | YANKAUER Septumnadel, nach rechts gebogen, 17cm<br>YANKAUER septum needle, curved right, 17cm                    |
| <b>LD-001-209</b>           | YANKAUER Septumnadel, nach links gebogen, 17cm<br>YANKAUER septum needle, curved left, 17cm                      |
| <b>LD-001-210</b>           | YANKAUER Septumnadel, nach unten gebogen, 17cm<br>YANKAUER septum needle, curved downwards, 17cm                 |
| <b>LD-001-211</b>           | YANKAUER Septumnadel, nach links gebogen, 17cm<br>YANKAUER septum needle, curved left, 17cm                      |
| <b>LD-001-212</b>           | YANKAUER Septumnadel, nach rechts gebogen, 17cm<br>YANKAUER septum needle, curved right, 17cm                    |
| <b>LD-001-213</b>           | YANKAUER Septumnadel, 90° nach links gebogen, 17cm<br>YANKAUER septum needle, 90° curved left, 17cm              |
| <b>LD-001-214</b>           | YANKAUER Septumnadel, leicht nach unten gebogen, 17cm<br>YANKAUER septum needle, slightly curved downwards, 17cm |
| <b>LK-010-001</b>           | JOSEPH Meßstab, "mm" und "cm", 17cm<br>JOSEPH measuring instrument, "mm" and "cm", 17cm                          |
| <b>LK-010-002</b>           | JAMESON Profilometer, "cm" und "Zoll"<br>JAMESON caliper, "cm" and "inch"                                        |
| <b>ZA-004-264</b>           | CASTROVIEJO Zirkel, 20mm Skala, 7cm<br>CASTROVIEJO caliper, 20mm scale, 7cm                                      |
| <b>ZA-004-266</b>           | Metall Messstab, flexibel, 20cm<br>Measuring rule, metal, flexible, 20cm                                         |



**LD-003-226**



**LD-003-230**  
bis / to  
**LD-003-232**



**LD-003-233**  
bis / to  
**LD-003-238**



**LD-003-225**



**LD-003-227**



**LD-003-228**



**LD-003-229**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-003-225</b>           | FREER Mucosamesser, 15cm<br><i>FREER mucosa knife, 15cm</i>                                                          |
| <b>LD-003-226</b>           | FREER Septummesser, abgebogen, 19cm<br><i>FREER septum knife, angled, 19cm</i>                                       |
| <b>LD-003-227</b>           | COTTLE Septummesser, gerade, 15cm<br><i>COTTLE septum knife, straight, 15cm</i>                                      |
| <b>LD-003-228</b>           | MASING Ritzmesser, leicht gebogen, mit Platte, 15cm<br><i>MASING septum knife, slightly curved, with plate, 15cm</i> |
| <b>LD-003-229</b>           | MASING Ritzmesser, leicht gebogen, 15cm<br><i>MASING septum knife, slightly curved, 15cm</i>                         |
| <b>LD-003-230</b>           | BRÜNING'S Septummesser, 16.5cm<br><i>BRÜNING'S septum knife, 16.5cm</i>                                              |
| <b>LD-003-231</b>           | Ersatzklinge für BRÜNING'S Septummesser, 16.5cm<br><i>Spare blade BRÜNING'S septum knife, 16.5cm</i>                 |
| <b>LD-003-232</b>           | Griff für BRÜNING'S Septummesser, 16.5cm<br><i>Handle BRÜNING'S septum knife, 16.5cm</i>                             |
| <b>LD-003-233</b>           | JOSEPH Messer mit Knopf, 15cm<br><i>JOSEPH knife with button, 15cm</i>                                               |
| <b>LD-003-234</b>           | JOSEPH Messer mit Knopf, gebogen, 15cm<br><i>JOSEPH knife with button, curved, 15cm</i>                              |
| <b>LD-003-235</b>           | JOSEPH Messer spitz, gerade, schmal, 16cm<br><i>JOSEPH knife pointed, straight, thin, 16cm</i>                       |
| <b>LD-003-236</b>           | JOSEPH Messer spitz, gerade, breit, 16cm<br><i>JOSEPH knife pointed, straight, wide, 16cm</i>                        |
| <b>LD-003-237</b>           | JOSEPH Messer spitz, gebogen, schmal, 16cm<br><i>JOSEPH knife pointed, curved, thin, 16cm</i>                        |
| <b>LD-003-238</b>           | JOSEPH Messer spitz, gebogen, breit, 16cm<br><i>JOSEPH knife pointed, curved, wide, 16cm</i>                         |



**LD-004-250**  
bis / to  
**LD-004-252**

**LD-004-253**  
bis / to  
**LD-004-255**

**LD-003-246**

**LD-003-245**

**LD-003-239**  
bis / to  
**LD-003-242**

**LD-003-243**

**LD-003-244**

**LD-004-256**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-003-239</b>           | JOSEPH Messer stumpf, gerade, schmal, 16cm<br><i>JOSEPH knife blunt, straight, tide, 16cm</i>                                         |
| <b>LD-003-240</b>           | JOSEPH Messer stumpf, gerade, breit, 16cm<br><i>JOSEPH knife blunt, straight, wide, 16cm</i>                                          |
| <b>LD-003-241</b>           | JOSEPH Messer stumpf, gebogen, schmal, 16cm<br><i>JOSEPH knife blunt, curved, tide, 16cm</i>                                          |
| <b>LD-003-242</b>           | JOSEPH Messer stumpf, gebogen, breit, 16cm<br><i>JOSEPH knife blunt, curved, wide, 16cm</i>                                           |
| <b>LD-003-243</b>           | FOMON Plastikmesser, zweischneidig, gebogen, 15.5cm<br><i>FOMON double edge knife, double cutting, curved, 15.5cm</i>                 |
| <b>LD-003-244</b>           | COTTLE Septummesser, gerade, 15cm<br><i>COTTLE septum knife, straigh, 15cm</i>                                                        |
| <b>LD-003-245</b>           | JOSEPH Nasenmesser, abgewinkelt, 16.5cm<br><i>JOSEPH knife, angled, 16.5cm</i>                                                        |
| <b>LD-003-246</b>           | MALTZ Nasenmesser<br><i>MALTZ rhinoplastic knife</i>                                                                                  |
| <b>LD-004-250</b>           | BALLENGER Septum-Schwingmesser, bajonettförmig, 3mm breit, 19.5cm<br><i>BALLENGER swivel knife, bajonett shaped, 3mm wide, 19.5cm</i> |
| <b>LD-004-251</b>           | BALLENGER Septum-Schwingmesser, bajonettförmig, 4mm breit, 19.5cm<br><i>BALLENGER swivel knife, bajonett shaped, 4mm wide, 19.5cm</i> |
| <b>LD-004-252</b>           | BALLENGER Septum-Schwingmesser, bajonettförmig, 5mm breit, 19.5cm<br><i>BALLENGER swivel knife, bajonett shaped, 5mm wide, 19.5cm</i> |
| <b>LD-004-253</b>           | BALLENGER Septum-Schwingmesser, gerade, 3mm breit, 19.5cm<br><i>BALLENGER swivel knife, straight, 3mm wide, 19.5cm</i>                |
| <b>LD-004-254</b>           | BALLENGER Septum-Schwingmesser, gerade, 4mm breit, 19.5cm<br><i>BALLENGER swivel knife, straight, 4mm wide, 19.5cm</i>                |
| <b>LD-004-255</b>           | BALLENGER Septum-Schwingmesser, gerade, 5mm breit, 19.5cm<br><i>BALLENGER swivel knife, straight, 5mm wide, 19.5cm</i>                |
| <b>LD-004-256</b>           | BALLENGER Nasenplastikmesser, 14cm<br><i>BALLENGER rhinoplastic knife, 14cm</i>                                                       |



**LK-002-001**  
bis / to  
**LK-002-003**



**LK-002-004 /**  
**LK-002-005**



**LR-002-020**



**LR-002-021**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                             |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LK-002-001</b>           | JOSEPH Nasensäge, gerade, 19cm<br><i>JOSEPH nasal saw, straight, 19cm</i>                                                              |
| <b>LK-002-002</b>           | JOSEPH Nasensäge, nach links gebogen, 19cm<br><i>JOSEPH nasal saw, curved left, 19cm</i>                                               |
| <b>LK-002-003</b>           | JOSEPH Nasensäge, nach rechts gebogen, 19cm<br><i>JOSEPH nasal saw, curved right, 19cm</i>                                             |
| <b>LK-002-004</b>           | JOSEPH Nasensäge, kniegebogen rechts<br><i>JOSEPH nasal saw, curved right</i>                                                          |
| <b>LK-002-005</b>           | JOSEPH Nasensäge, kniegebogen links<br><i>JOSEPH nasal saw, curved left</i>                                                            |
| <b>LR-002-020</b>           | COTTLE Knochen- und Knorpelquetscher mit Entnahmeklammer, 28mm breit<br><i>COTTLE bone and cartilage crusher with clamp, 28mm wide</i> |
| <b>LR-002-021</b>           | TOLSDORFF Knochen- und Knorpelquetscher, rund<br><i>TOLSDORFF bone and cartilage crusher, round</i>                                    |



**LD-001-006 /  
LD-001-007**



**LD-001-011**



**LD-001-001  
bis / to  
LD-001-003**



**LD-001-010**



**LD-001-008 /  
LD-001-009**



**LD-001-005**



**LD-001-004**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                        |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-001-001</b>           | COTTLE Septum Elevator, 21cm<br><i>COTTLE periosteal elevator, 21cm</i>                           |
| <b>LD-001-002</b>           | COTTLE Septum Elevator, scharf, 19cm<br><i>COTTLE periosteal elevator, sharp, 19cm</i>            |
| <b>LD-001-003</b>           | COTTLE Septum Elevator, stumpf, 19cm<br><i>COTTLE periosteal elevator, blunt, 19cm</i>            |
| <b>LD-001-004</b>           | JOSEPH Septum Elevator, 2mm, 16.5cm<br><i>JOSEPH periosteal elevator, 2mm, 16.5cm</i>             |
| <b>LD-001-005</b>           | HALLE Septum Elevator, 17cm<br><i>HALLE periosteal elevator, 17cm</i>                             |
| <b>LD-001-006</b>           | BALLENGER-HAJEK Septum Elevator, 19cm<br><i>BALLENGER-HAJEK periosteal elevator, 19cm</i>         |
| <b>LD-001-007</b>           | BALLENGER-HAJEK Septum Elevator, 22cm<br><i>BALLENGER-HAJEK periosteal elevator, 22cm</i>         |
| <b>LD-001-008</b>           | FREER Septum Elevator, stumpf, 19cm<br><i>FREER periosteal elevator, blunt, 19cm</i>              |
| <b>LD-001-009</b>           | FREER Septum Elevator, scharf/stumpf, 18cm<br><i>FREER periosteal elevator, sharp/blunt, 18cm</i> |
| <b>LD-001-010</b>           | MASING Septum Elevator, 20cm<br><i>MASING periosteal elevator, 20cm</i>                           |
| <b>LD-001-011</b>           | COTTLE Septum Elevator, 22cm<br><i>COTTLE periosteal elevator, 22cm</i>                           |



**LD-001-029**



**LD-001-060**



**LD-001-150**



**LD-001-096**



**LD-001-090**



**LD-001-151**




**LD-001-097  
bis / to  
LD-001-099**




**LD-001-067  
bis / to  
LD-001-069**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                   |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-001-029</b>           | HOWARTH Doppel-elevatorium, 21cm<br><i>HOWARTH elevator, double ended, 21cm</i>                                              |
| <b>LD-001-060</b>           | FREER Septum Doppel-elevator, amerikanisches Modell, 20cm<br><i>FREER periosteal elevator, double ended, USA model, 20cm</i> |
| <b>LD-001-067</b>           | COTTLE Septum Elevator, 2.5mm, 16cm<br><i>COTTLE periosteal elevator, 2.5mm, 16cm</i>                                        |
| <b>LD-001-068</b>           | COTTLE Septum Elevator, 3mm, 16cm<br><i>COTTLE periosteal elevator, 3mm, 16cm</i>                                            |
| <b>LD-001-069</b>           | COTTLE Septum Elevator, 4mm, 16cm<br><i>COTTLE periosteal elevator, 4mm, 16cm</i>                                            |
| <b>LD-001-090</b>           | KILLIAN Doppel-elevatorium, 18cm<br><i>KILLIAN elevator, double ended, 18cm</i>                                              |
| <b>LD-001-096</b>           | FREER Septum Elevator, scharf, 19cm<br><i>FREER periosteal elevator, sharp, 19cm</i>                                         |
| <b>LD-001-097</b>           | JOSEPH Septum Elevator, 3mm, 16.5cm<br><i>JOSEPH periosteal elevator, 3mm, 16.5cm</i>                                        |
| <b>LD-001-097-1</b>         | JOSEPH Septum Elevator, 3.5mm, 16.5cm<br><i>JOSEPH periosteal elevator, 3.5mm, 16.5cm</i>                                    |
| <b>LD-001-098</b>           | JOSEPH Septum Elevator, 4mm, 16.5cm<br><i>JOSEPH periosteal elevator, 4mm, 16.5cm</i>                                        |
| <b>LD-001-099</b>           | JOSEPH Septum Elevator, 5mm, 16.5cm<br><i>JOSEPH periosteal elevator, 5mm, 16.5cm</i>                                        |
| <b>LD-001-150</b>           | FREER Doppel-elevator, USA MODELL, 20cm<br><i>FREER elevator, double ended, USA model, 20cm</i>                              |
| <b>LD-001-151</b>           | KILLIAN Septum Elevator, scharf/stumpf, 18cm<br><i>KILLIAN periosteal elevator, sharp/blunt, 18cm</i>                        |



| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-001-153</b>           | McKENTY Elevator, 3mm, 14.5cm<br><i>McKENTY elevator, 3mm, 14.5cm</i>                                                                                                   |
| <b>LD-001-154</b>           | McKENTY Elevator, 4mm, 14.5cm<br><i>McKENTY elevator, 4mm, 14.5cm</i>                                                                                                   |
| <b>LD-001-155</b>           | McKENTY Elevator, 5mm, 14.5cm<br><i>McKENTY elevator, 5mm, 14.5cm</i>                                                                                                   |
| <b>LD-001-156</b>           | McKENTY Doppelelevator, 21.5cm<br><i>McKENTY elevator, double ended, 21.5cm</i>                                                                                         |
| <b>LD-001-158</b>           | PENNINGTON Doppelelevator, nach rechts und links gebogen, 21cm<br><i>PENNINGTON elevator, double ended, curved right and left, 21cm</i>                                 |
| <b>LD-001-159</b>           | GILLIES Jochbogen-Elevatorium, abgewinkelt, 23cm<br><i>GILLIES zygoma-elevator, angled, 23cm</i>                                                                        |
| <b>LD-001-160</b>           | DINGMAN Jochbogen-Elevatorium, gebogen, 21cm<br><i>DINGMAN zygoma-elevator, curved, 21cm</i>                                                                            |
| <b>LD-001-161</b>           | GOLDMAN, Nasenfraktur-Elevatorium, rund, konisch verlaufend, 19.5cm<br><i>GOLDMAN, septum displacer, round, conical shaped, 19.5cm</i>                                  |
| <b>LD-001-162</b>           | BOIES Nasenfraktur-Elevatorium, stumpf, ovales Blatt, 8mm breit, 18.5cm<br><i>BOIES nasal fracture elevator, blunt, oval blade, 8mm, 18.5cm</i>                         |
| <b>LD-001-164</b>           | FREER-YASARGIL Dissektor, scharf, 19cm<br><i>FREER-YASARGIL dissector, sharp, 19cm</i>                                                                                  |
| <b>LD-001-192</b>           | KILLIAN Doppelelevatorium, scharf/stumpf, 23cm<br><i>KILLIAN elevator, double ended, sharp/blunt, 23cm</i>                                                              |
| <b>LD-001-198</b>           | Elevatorium, sehr kräftiges Modell, Reposition von Nasenbrüchen, 17cm (ohne Abbildung)<br><i>Elevator, very strong model, for reposion, 17cm (without illustration)</i> |





| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                             |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-001-050</b>           | MASING Nasenraspel, beidseitig, fein, 21cm<br><i>MASING nasal rasp, double ended, fine teeth, 21cm</i>                                                 |
| <b>LD-001-051</b>           | MASING Nasenraspel, beidseitig, grob, 21cm<br><i>MASING nasal rasp, double ended, coarse teeth, 21cm</i>                                               |
| <b>LD-001-052</b>           | FOMON Nasenraspel TC, beidseitig, grob, Fig. 1-2, 20cm<br><i>FOMON nasal rasp TC, double ended, coarse teeth, fig. 1-2, 20cm</i>                       |
| <b>LD-001-053</b>           | FOMON Nasenraspel TC, beidseitig, grob und mittel, Fig. 3-4, 20cm<br><i>FOMON nasal rasp TC, double ended, coarse and medium teeth, fig. 3-4, 20cm</i> |
| <b>LD-001-054</b>           | FOMON Nasenraspel TC, beidseitig, mittel, Fig. 5-6, 20cm<br><i>FOMON nasal rasp TC, double ended, medium teeth, fig. 5-6, Length 20cm</i>              |
| <b>LD-001-055</b>           | FOMON Nasenraspel TC, beidseitig, mittel und fein, Fig. 7-8, 20cm<br><i>FOMON nasal rasp TC, double ended, medium and fine teeth, fig. 7-8, 20cm</i>   |
| <b>LD-001-056</b>           | FOMON Nasenraspel TC, beidseitig, fein, Fig. 9-10, 20cm<br><i>FOMON nasal rasp TC, double ended, fine teeth, fig. 9-10, Length 20cm</i>                |
| <b>LD-001-057</b>           | JOSEPH Nasenraspel, fein, 16cm<br><i>JOSPEH nasal rasp, fine, 16cm</i>                                                                                 |
| <b>LD-001-058</b>           | COTTLE Nasenraspel, 21cm<br><i>COTTLE nasal rasp, 21cm</i>                                                                                             |
| <b>LD-001-059</b>           | Glabella Nasenraspel, doppelseitig, 20.5cm<br><i>Glabella nasal rasp, double ended, 20.5cm</i>                                                         |
| <b>LD-001-061</b>           | MALTZ Nasenraspel TC, beidseitig, grob, Fig. 1-2, 20cm<br><i>MALTZ nasal rasp TC, double ended, coarse teeth, fig. 1-2, 20cm</i>                       |
| <b>LD-001-062</b>           | MALTZ Nasenraspel TC, beidseitig, grob und mittel, Fig. 3-4, 20cm<br><i>MALTZ nasal rasp TC, double ended, coarse and medium teeth, fig. 3-4, 20cm</i> |
| <b>LD-001-063</b>           | MALTZ Nasenraspel TC, beidseitig, mittel, Fig. 5-6, 20cm<br><i>MALTZ nasal rasp TC, double ended, medium teeth, fig. 5-6, 20cm</i>                     |
| <b>LD-001-064</b>           | MALTZ Nasenraspel TC, beidseitig, mittel und fein, Fig. 7-8, 20cm<br><i>MALTZ nasal rasp TC, double ended, medium and fine teeth, fig. 7-8, 20cm</i>   |
| <b>LD-001-065</b>           | MALTZ Nasenraspel TC, beidseitig, fein, Fig. 9-10, 20cm<br><i>MALTZ nasal rasp TC, double ended, fine teeth, fig. 9-10, 20cm</i>                       |
| <b>LD-001-066</b>           | JOSEPH Nasenraspel, grob, 16cm<br><i>JOSPEH nasal rasp, coarse, 16cm</i>                                                                               |



**LD-001-120**  
bis / to  
**LD-001-127**



**LD-001-130**



**LD-001-131**



**LD-001-132**  
bis / to  
**LD-001-135**



**LD-001-128 /**  
**LD-001-129**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                    |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-001-120</b>           | PARKES Nasenraspel TC, Fig. 1, 20.5cm<br><i>PARKES nasal rasp TC, fig. 1, 20.5cm</i>                                                                          |
| <b>LD-001-121</b>           | PARKES Nasenraspel TC, Fig. 2, 20.5cm<br><i>PARKES nasal rasp TC, fig. 2, 20.5cm</i>                                                                          |
| <b>LD-001-122</b>           | PARKES Nasenraspel TC, Fig. 3, 20.5cm<br><i>PARKES nasal rasp TC, fig. 3, 20.5cm</i>                                                                          |
| <b>LD-001-123</b>           | PARKES Nasenraspel TC, Fig. 4, 20.5cm<br><i>PARKES nasal rasp TC, fig. 4, 20.5cm</i>                                                                          |
| <b>LD-001-124</b>           | PARKES Nasenraspel TC, Fig. 5, 20.5cm<br><i>PARKES nasal rasp TC, fig. 5, 20.5cm</i>                                                                          |
| <b>LD-001-125</b>           | PARKES Nasenraspel TC, Fig. 6, 20.5cm<br><i>PARKES nasal rasp TC, fig. 6, 20.5cm</i>                                                                          |
| <b>LD-001-126</b>           | PARKES Nasenraspel TC, Fig. 7, 20.5cm<br><i>PARKES nasal rasp TC, fig. 7, 20.5cm</i>                                                                          |
| <b>LD-001-127</b>           | PARKES Nasenraspel TC, Fig. 8, 20.5cm<br><i>PARKES nasal rasp TC, fig. 8, 20.5cm</i>                                                                          |
| <b>LD-001-128</b>           | MILLER Doppelraspel TC, quergerieft, 16cm<br><i>MILLER double ended rasp, cross serrated, 16cm</i>                                                            |
| <b>LD-001-129</b>           | MILLER Doppelraspel TC, karogerieft, 16cm<br><i>MILLER double ended rasp, square serrated, 16cm</i>                                                           |
| <b>LD-001-130</b>           | AUFRICHT Glabella Nasenraspel TC, 20.5cm<br><i>AUFRICHT glabella nasal rasp TC, 20.5cm</i>                                                                    |
| <b>LD-001-131</b>           | KLEINERT-KUTZ Nasenraspel, doppelendig, vierseitig, 20.5cm<br><i>KLEINERT-KUTZ nasal rasp, double ended, 4 sided, 20.5cm</i>                                  |
| <b>LD-001-132</b>           | MALTZ Nasenraspel mit 2 Blutrinnen, auf Zug schneidend, breites Modell, 16cm<br><i>MALTZ nasal rasp with 2 blood groves, down cutting, large model, 16cm</i>  |
| <b>LD-001-133</b>           | MALTZ Nasenraspel mit 2 Blutrinnen, auf Zug schneidend, schmales Modell, 16cm<br><i>MALTZ nasal rasp with 2 blood groves, down cutting, small model, 16cm</i> |
| <b>LD-001-134</b>           | MALTZ Nasenraspel mit 2 Blutrinnen, auf Druck schneidend, breites Modell, 16cm<br><i>MALTZ nasal rasp with 2 blood groves, up cutting, large model, 16cm</i>  |
| <b>LD-001-135</b>           | MALTZ Nasenraspel mit 2 Blutrinnen, auf Druck schneidend, schmales Modell, 16cm<br><i>MALTZ nasal rasp with 2 blood groves, up cutting, small model, 16cm</i> |



**LD-001-136**  
bis / to  
**LD-001-138**



**LD-001-143 /**  
**LD-001-144**



**LD-001-139 /**  
**LD-001-140**



**LD-001-145**



**LD-001-141 /**  
**LD-001-142**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                        |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-001-136</b>           | AUFRICHT Galbellaraspel, auf Zug und Druck schneidend, 21cm<br><i>AUFRICHT glabella rasp, up and down cutting, 21cm</i>           |
| <b>LD-001-137</b>           | AUFRICHT Galbellaraspel, auf Zug schneidend, 21cm<br><i>AUFRICHT glabella rasp, down cutting, 21cm</i>                            |
| <b>LD-001-138</b>           | AUFRICHT Galbellaraspel, auf Druck schneidend, 21cm<br><i>AUFRICHT glabella rasp, up cutting, 21cm</i>                            |
| <b>LD-001-139</b>           | PARKES Nasenraspel, 20 feine Zähne, auf Zug schneidend, 20.5cm<br><i>PARKES nasal rasp, 20 fine teeth, down cutting, 20.5cm</i>   |
| <b>LD-001-140</b>           | PARKES Nasenraspel, 11 grobe Zähne, auf Zug schneidend, 20.5cm<br><i>PARKES nasal rasp, 11 coarse teeth, down cutting, 20.5cm</i> |
| <b>LD-001-141</b>           | LEWIS Nasenraspel, feingezahnt, auf Zug schneidend, 18cm<br><i>LEWIS nasal rasp, fine teeth, down cutting, 18cm</i>               |
| <b>LD-001-142</b>           | LEWIS Nasenraspel, grobgezahnt, auf Zug schneidend, 18cm<br><i>LEWIS nasal rasp, coarse teeth, down cutting, 18cm</i>             |
| <b>LD-001-143</b>           | FOMON Nasenraspel beidseitig, fein, 21cm<br><i>FOMON nasal rasp, double ended, fine teeth, 21cm</i>                               |
| <b>LD-001-144</b>           | FOMON Nasenraspel beidseitig, grob, 21cm<br><i>FOMON nasal rasp, double ended, coarse teeth, 21cm</i>                             |
| <b>LD-001-145</b>           | AUFRICHT Nasenraspel, diamantbeschichtet, 20.5cm<br><i>AUFRICHT nasal rasp, diamond coated, 20.5cm</i>                            |



LD-001-149



LD-001-146



LD-001-157



LD-001-147 /  
LD-001-148



LD-001-152

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD-001-146                  | COTTLE Nasenraspel, diamantbeschichtet, 20.5cm<br><i>COTTLE nasal rasp, diamond coated, 20.5cm</i>                    |
| LD-001-147                  | Nasenraspel gerade, diamantbeschichtet, 19cm<br><i>Nasal rasp straight, diamond coated, 19cm</i>                      |
| LD-001-148                  | Nasenraspel rückwärts gebogen, diamantbeschichtet, 19cm<br><i>Nasal rasp curved backwards, diamond coated, 19cm</i>   |
| LD-001-149                  | FOMON Nasenraspel beidseitig, diamantbeschichtet, 21cm<br><i>FOMON nasal rasp, double ended, diamond coated, 21cm</i> |
| LD-001-152                  | COTTLE Raspatorium, scharf, 8mm, 19cm<br><i>COTTLE raspatory, sharp, 8mm, 19cm</i>                                    |
| LD-001-157                  | PARKES Nasenraspel TC, Fig. 5, 20.5cm<br><i>PARKES nasal rasp TC, fig. 5, 20.5cm</i>                                  |



**LD-001-040 /  
LD-001-043/  
LD-001-044**



**LD-001-042**



**LH-001-286**  
bis / to  
**LH-001-287**



**LH-001-088 /  
LH-001-089**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-001-040</b>           | GUILLEN Saug-Raspatorium, biegsam, scharf, 20cm<br><i>GUILLEN suction raspatory, malleable, sharp, 20cm</i>                                                  |
| <b>LD-001-042</b>           | GORNEY Saugelevator, mit Mandrin, 3mm breit, 19cm<br><i>GORNEY suction elevator, with mandrin, 3mm wide, 19cm</i>                                            |
| <b>LD-001-043</b>           | GUILLEN Saug-Raspatorium, biegsam, scharf, Spitze nach links gebogen, 20cm<br><i>GUILLEN suction raspatory, malleable, sharp, tip curved to left, 20cm</i>   |
| <b>LD-001-044</b>           | GUILLEN Saug-Raspatorium, biegsam, scharf, Spitze nach rechts gebogen, 20cm<br><i>GUILLEN suction raspatory, malleable, sharp, tip curved to right, 20cm</i> |
| <b>LH-001-088</b>           | FRAZIER Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 12 Fr., NL 90mm<br><i>FRAZIER suction cannula, 45° curved, Ø 12 Ch., WL 90mm</i>                                          |
| <b>LH-001-089</b>           | FRAZIER Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 15 Fr., NL 90mm<br><i>FRAZIER suction cannula, 45° curved, Ø 15 Ch., WL 90mm</i>                                          |
| <b>LH-001-285</b>           | Saugrohr gebogen, konisch, LL, Ø 3.0mm, NL 115mm<br><i>Suction tube curved, conical, LL, Ø 3.0mm, WL 115mm</i>                                               |
| <b>LH-001-286</b>           | Saugrohr gebogen, konisch, LL, Ø 3.5mm, NL 115mm<br><i>Suction tube curved, conical, LL, Ø 3.5mm, WL 115mm</i>                                               |
| <b>LH-001-287</b>           | Saugrohr gebogen, konisch, LL, Ø 4.5mm, NL 130mm<br><i>Suction tube curved, conical, LL, Ø 4.5mm, WL 130mm</i>                                               |
| <b>LH-001-288</b>           | Saugrohr gerade, konisch, LL, Ø 3.0mm, NL 175mm<br><i>Suction tube curved, conical, LL, Ø 3.0mm, WL 175mm</i>                                                |



**LD-002-010 /  
LD-002-011**



**LD-002-012  
bis / to  
LD-002-017**



**LD-002-001  
bis / to  
LD-002-003**



**LD-002-004**



**LD-002-300**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-002-001</b>           | MASING Meißel, leicht gebogen, Dorn rechts, 18cm<br><i>MASING chisel, slightly curved, guard right side, 18cm</i>                          |
| <b>LD-002-002</b>           | MASING Meißel, leicht gebogen, Dorn links, 18cm<br><i>MASING chisel, slightly curved, guard left side, 18cm</i>                            |
| <b>LD-002-003</b>           | MASING Meißel, gerade, Dorn, 18cm<br><i>MASING chisel, straight, guard, 18cm</i>                                                           |
| <b>LD-002-004</b>           | MASING Meißel, gerade, Dorn beidseitig, 10mm Schnittbreite, 16cm<br><i>MASING chisel, straight, double guard, 10mm cutting width, 16cm</i> |
| <b>LD-002-010</b>           | WALTER Meißel, hohl, 3mm, 19cm<br><i>WALTER chisel, hollow, 3mm, 19cm</i>                                                                  |
| <b>LD-002-011</b>           | WALTER Meißel, hohl, 4.5mm, 19cm<br><i>WALTER chisel, hollow, 4.5mm, 19cm</i>                                                              |
| <b>LD-002-012</b>           | WALTER Meißel, flach, 2mm, 19cm<br><i>WALTER chisel, flat, 2mm, 19cm</i>                                                                   |
| <b>LD-002-013</b>           | WALTER Meißel, flach, 3mm, 19cm<br><i>WALTER chisel, flat, 3mm, 19cm</i>                                                                   |
| <b>LD-002-014</b>           | WALTER Meißel, flach, 4mm, 19cm<br><i>WALTER chisel, flat, 4mm, 19cm</i>                                                                   |
| <b>LD-002-015</b>           | WALTER Meißel, flach, 7mm, 19cm<br><i>WALTER chisel, flat, 7mm, 19cm</i>                                                                   |
| <b>LD-002-016</b>           | WALTER Meißel, flach, 9mm, 19cm<br><i>WALTER chisel, flat, 9mm, 19cm</i>                                                                   |
| <b>LD-002-017</b>           | WALTER Meißel, flach, 12mm, 19cm<br><i>WALTER chisel, flat, 12mm, 19cm</i>                                                                 |
| <b>LD-002-300</b>           | PECK Meißel, Vierkantgriff, 4mm breit, 15cm<br><i>PECK chisel, square handle, 4mm wide, 15cm</i>                                           |



**LD-002-085**  
bis / to  
**LD-002-089**



**LD-002-035**  
bis / to  
**LD-002-038**



**LD-002-070 /**  
**LD-002-071**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                    |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-002-035</b>           | COTTLE Flachmeißel, graduert, 4mm, 18cm<br><i>COTTLE flat chisel, graduated, 4mm, 18cm</i>                                                                    |
| <b>LD-002-036</b>           | COTTLE Flachmeißel, graduert, 6mm, 18cm<br><i>COTTLE flat chisel, graduated, 6mm, 18cm</i>                                                                    |
| <b>LD-002-037</b>           | COTTLE Flachmeißel, graduert, 9mm, 18cm<br><i>COTTLE flat chisel, graduated, 9mm, 18cm</i>                                                                    |
| <b>LD-002-038</b>           | COTTLE Flachmeißel, graduert, 12mm, 18cm<br><i>COTTLE flat chisel, graduated, 12mm, 18cm</i>                                                                  |
| <b>LD-002-070</b>           | FREER Septum-Flachmeißel, 4mm, gerade<br><i>FREER septum flat chisel, 4mm, straight</i>                                                                       |
| <b>LD-002-071</b>           | FREER Septum-Flachmeißel, 4mm, gebogen<br><i>FREER septum flat chisel, 4mm, curved</i>                                                                        |
| <b>LD-002-085</b>           | COTTLE Flachmeißel, graduert, mit Griffbalken, gerade, 2mm breit, 18.5cm<br><i>COTTLE flat chisel, graduated, with crossbar, straight, 2mm wide, 18.5cm</i>   |
| <b>LD-002-086</b>           | COTTLE Flachmeißel, graduert, mit Griffbalken, gerade, 4mm breit, 18.5cm<br><i>COTTLE flat chisel, graduated, with crossbar, straight, 4mm wide, 18.5cm</i>   |
| <b>LD-002-087</b>           | COTTLE Flachmeißel, graduert, mit Griffbalken, gerade, 7mm breit, 18.5cm<br><i>COTTLE flat chisel, graduated, with crossbar, straight, 7mm wide, 18.5cm</i>   |
| <b>LD-002-088</b>           | COTTLE Flachmeißel, graduert, mit Griffbalken, gerade, 9mm breit, 18.5cm<br><i>COTTLE flat chisel, graduated, with crossbar, straight, 9mm wide, 18.5cm</i>   |
| <b>LD-002-089</b>           | COTTLE Flachmeißel, graduert, mit Griffbalken, gerade, 12mm breit, 18.5cm<br><i>COTTLE flat chisel, graduated, with crossbar, straight, 12mm wide, 18.5cm</i> |



**LD-002-140**  
bis / to  
**LD-002-144**



**LD-002-115**  
bis / to  
**LD-002-124**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                        |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-002-115</b>           | PARTSCH Flachmeißel, gerade, 2mm breit, 13.5cm<br>PARTSCH flat chisel, straight, 2mm wide, 13.5cm |
| <b>LD-002-116</b>           | PARTSCH Flachmeißel, gerade, 3mm breit, 13.5cm<br>PARTSCH flat chisel, straight, 3mm wide, 13.5cm |
| <b>LD-002-117</b>           | PARTSCH Flachmeißel, gerade, 4mm breit, 13.5cm<br>PARTSCH flat chisel, straight, 4mm wide, 13.5cm |
| <b>LD-002-118</b>           | PARTSCH Flachmeißel, gerade, 5mm breit, 13.5cm<br>PARTSCH flat chisel, straight, 5mm wide, 13.5cm |
| <b>LD-002-119</b>           | PARTSCH Flachmeißel, gerade, 6mm breit, 13.5cm<br>PARTSCH flat chisel, straight, 6mm wide, 13.5cm |
| <b>LD-002-120</b>           | PARTSCH Flachmeißel, gerade, 2mm breit, 17cm<br>PARTSCH flat chisel, straight, 2mm wide, 17cm     |
| <b>LD-002-121</b>           | PARTSCH Flachmeißel, gerade, 3mm breit, 17cm<br>PARTSCH flat chisel, straight, 3mm wide, 17cm     |
| <b>LD-002-122</b>           | PARTSCH Flachmeißel, gerade, 4mm breit, 17cm<br>PARTSCH flat chisel, straight, 4mm wide, 17cm     |
| <b>LD-002-123</b>           | PARTSCH Flachmeißel, gerade, 5mm breit, 17cm<br>PARTSCH flat chisel, straight, 5mm wide, 17cm     |
| <b>LD-002-124</b>           | PARTSCH Flachmeißel, gerade, 6mm breit, 17cm<br>PARTSCH flat chisel, straight, 6mm wide, 17cm     |
| <b>LD-002-140</b>           | Flachmeißel, gerade, 8mm breit, 13.5cm<br>Flat chisel, straight, 8mm wide, 13.5cm                 |
| <b>LD-002-141</b>           | Flachmeißel, gerade, 10mm breit, 13.5cm<br>Flat chisel, straight, 10mm wide, 13.5cm               |
| <b>LD-002-142</b>           | Flachmeißel, gerade, 12mm breit, 13.5cm<br>Flat chisel, straight, 12mm wide, 13.5cm               |
| <b>LD-002-143</b>           | Flachmeißel, gerade, 14mm breit, 13.5cm<br>Flat chisel, straight, 14mm wide, 13.5cm               |
| <b>LD-002-144</b>           | Flachmeißel, gerade, 16mm breit, 13.5cm<br>Flat chisel, straight, 16mm wide, 13.5cm               |





**LD-002-072**  
bis / to  
**LD-002-074**



**LD-002-114**



**LD-002-125**  
bis / to  
**LD-002-134**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-002-072</b>           | KILLIAN-CLAUS Septum Hohlmeißel, bajonettförmig, 5mm breit, mit Kerbe, 16.5cm<br><i>KILLIAN-CLAUS septum gouge, bajonett shaped, 5mm wide, with V-shape, 16.5cm</i>                   |
| <b>LD-002-073</b>           | KILLIAN-CLAUS Septum Hohlmeißel, bajonettförmig, 5mm breit, mit runder Schneide, 16.5cm<br><i>KILLIAN-CLAUS septum gouge, bajonett shaped, 5mm wide, with round shape, 16.5cm</i>     |
| <b>LD-002-074</b>           | KILLIAN-CLAUS Septum Hohlmeißel, bajonettförmig, 5mm breit, mit gerader Schneide, 16.5cm<br><i>KILLIAN-CLAUS septum gouge, bajonett shaped, 5mm wide, with straight shape, 16.5cm</i> |
| <b>LD-002-114</b>           | FREER Septum Hohlmeißel, 6mm, gerade, 15cm<br><i>FREER septum gouge, 6mm, straight, 15cm</i>                                                                                          |
| <b>LD-002-125</b>           | PARTSCH Hohlmeißel, gerade, 2mm breit, 13.5cm<br><i>PARTSCH gouge, straight, 2mm wide, 13.5cm</i>                                                                                     |
| <b>LD-002-126</b>           | PARTSCH Hohlmeißel, gerade, 3mm breit, 13.5cm<br><i>PARTSCH gouge, straight, 3mm wide, 13.5cm</i>                                                                                     |
| <b>LD-002-127</b>           | PARTSCH Hohlmeißel, gerade, 4mm breit, 13.5cm<br><i>PARTSCH gouge, straight, 4mm wide, 13.5cm</i>                                                                                     |
| <b>LD-002-128</b>           | PARTSCH Hohlmeißel, gerade, 5mm breit, 13.5cm<br><i>PARTSCH gouge, straight, 5mm wide, 13.5cm</i>                                                                                     |
| <b>LD-002-129</b>           | PARTSCH Hohlmeißel, gerade, 6mm breit, 13.5cm<br><i>PARTSCH gouge, straight, 6mm wide, 13.5cm</i>                                                                                     |
| <b>LD-002-130</b>           | PARTSCH Hohlmeißel, gerade, 2mm breit, 17cm<br><i>PARTSCH gouge, straight, 2mm wide, 17cm</i>                                                                                         |
| <b>LD-002-131</b>           | PARTSCH Hohlmeißel, gerade, 3mm breit, 17cm<br><i>PARTSCH gouge, straight, 3mm wide, 17cm</i>                                                                                         |
| <b>LD-002-132</b>           | PARTSCH Hohlmeißel, gerade, 4mm breit, 17cm<br><i>PARTSCH gouge, straight, 4mm wide, 17cm</i>                                                                                         |
| <b>LD-002-133</b>           | PARTSCH Hohlmeißel, gerade, 5mm breit, 17cm<br><i>PARTSCH gouge, straight, 5mm wide, 17cm</i>                                                                                         |
| <b>LD-002-134</b>           | PARTSCH Hohlmeißel, gerade, 6mm breit, 17cm<br><i>PARTSCH gouge, straight, 6mm wide, 17cm</i>                                                                                         |



**LD-002-160**  
bis / to  
**LD-002-164**



**LD-002-350**



**LD-002-344**



**LD-002-377**  
bis / to  
**LD-002-379**



**LD-002-145**  
bis / to  
**LD-002-149**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-002-145</b>           | Hohlmeißel, gerade, 8mm breit, 13.5cm<br><i>Gouge, straight, 8mm wide, 13.5cm</i>                         |
| <b>LD-002-146</b>           | Hohlmeißel, gerade, 10mm breit, 13.5cm<br><i>Gouge, straight, 10mm wide, 13.5cm</i>                       |
| <b>LD-002-147</b>           | Hohlmeißel, gerade, 12mm breit, 13.5cm<br><i>Gouge, straight, 12mm wide, 13.5cm</i>                       |
| <b>LD-002-148</b>           | Hohlmeißel, gerade, 14mm breit, 13.5cm<br><i>Gouge, straight, 14mm wide, 13.5cm</i>                       |
| <b>LD-002-149</b>           | Hohlmeißel, gerade, 16mm breit, 13.5cm<br><i>Gouge, straight, 16mm wide, 13.5cm</i>                       |
| <b>LD-002-160</b>           | MINI-LEXER Hohlmeißel, 4mm breit, 18cm<br><i>MINI-LEXER gouge, 4mm wide, 18cm</i>                         |
| <b>LD-002-161</b>           | MINI-LEXER Hohlmeißel, 6mm breit, 18cm<br><i>MINI-LEXER gouge, 6mm wide, 18cm</i>                         |
| <b>LD-002-162</b>           | MINI-LEXER Hohlmeißel, 8mm breit, 18cm<br><i>MINI-LEXER gouge, 8mm wide, 18cm</i>                         |
| <b>LD-002-163</b>           | MINI-LEXER Hohlmeißel, 10mm breit, 18cm<br><i>MINI-LEXER gouge, 10mm wide, 18cm</i>                       |
| <b>LD-002-164</b>           | MINI-LEXER Hohlmeißel, 12mm breit, 18cm<br><i>MINI-LEXER gouge, 12mm wide, 18cm</i>                       |
| <b>LD-002-344</b>           | RUBIN Hohlmeißel, mit Halteknopf, gerade, 16.5cm<br><i>RUBIN gouge, with stabilizer, straight, 16.5cm</i> |
| <b>LD-002-350</b>           | PARKES Höcker-Hohlmeißel, 6.5mm breit, 18cm<br><i>PARKES hump gouge, 6.5mm wide, 18cm</i>                 |
| <b>LD-002-377</b>           | MC INDOE Hohlmeißel, 11mm, 14.5cm<br><i>MC INDOE gouge, 11mm, 14.5cm</i>                                  |
| <b>LD-002-378</b>           | MC INDOE Hohlmeißel, 13mm, 14.5cm<br><i>MC INDOE gouge, 13mm, 14.5cm</i>                                  |
| <b>LD-002-379</b>           | MC INDOE Hohlmeißel, 15mm, 14.5cm<br><i>MC INDOE gouge, 15mm, 14.5cm</i>                                  |



**LD-002-075**  
bis / to  
**LD-002-078**



**LD-002-079**  
bis / to  
**LD-002-084**



**LD-002-090 /**  
**LD-002-091**



**LD-002-092**  
bis / to  
**LD-002-096**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-002-075</b>           | COTTLE Osteotom, graduert, gerade, 4mm breit, 18.5cm<br>COTTLE osteotome, graduated, straight, 4mm wide, 18.5cm                                                                                      |
| <b>LD-002-076</b>           | COTTLE Osteotom, graduert, gerade, 6mm breit, 18.5cm<br>COTTLE osteotome, graduated, straight, 6mm wide, 18.5cm                                                                                      |
| <b>LD-002-077</b>           | COTTLE Osteotom, graduert, gerade, 9mm breit, 18.5cm<br>COTTLE osteotome, graduated, straight, 9mm wide, 18.5cm                                                                                      |
| <b>LD-002-078</b>           | COTTLE Osteotom, graduert, gerade, 12mm breit, 18.5cm<br>COTTLE osteotome, graduated, straight, 12mm wide, 18.5cm                                                                                    |
| <b>LD-002-079</b>           | COTTLE Osteotom, graduert, mit Griffbalken, gerade, 4mm breit, 18.5cm<br>COTTLE osteotome, graduated, with crossbar, straight, 4mm wide, 18.5cm                                                      |
| <b>LD-002-080</b>           | COTTLE Osteotom, graduert, mit Griffbalken, gerade, 6mm breit, 18.5cm<br>COTTLE osteotome, graduated, with crossbar, straight, 6mm wide, 18.5cm                                                      |
| <b>LD-002-081</b>           | COTTLE Osteotom, graduert, mit Griffbalken, gerade, 9mm breit, 18.5cm<br>COTTLE osteotome, graduated, with crossbar, straight, 9mm wide, 18.5cm                                                      |
| <b>LD-002-082</b>           | COTTLE Osteotom, graduert, mit Griffbalken, gerade, 12mm breit, 18.5cm<br>COTTLE osteotome, graduated, with crossbar, straight, 12mm wide, 18.5cm                                                    |
| <b>LD-002-083</b>           | COTTLE Osteotom, graduert, mit Griffbalken, gebogen, 4mm breit, 18.5cm<br>COTTLE osteotome, graduated, with crossbar, curved, 4mm wide, 18.5cm                                                       |
| <b>LD-002-084</b>           | COTTLE Osteotom, graduert, mit Griffbalken, gebogen, 6mm breit, 18.5cm<br>COTTLE osteotome, graduated, with crossbar, curved, 6mm wide, 18.5cm                                                       |
| <b>LD-002-090</b>           | COTTLE Osteotom, mit Führungsdorn, graduert, gerade, 5mm breit, 18.5cm<br>COTTLE osteotome, with single guard, graduated, straight, 5mm wide, 18.5cm                                                 |
| <b>LD-002-091</b>           | COTTLE Osteotom, mit Führungsdorn, graduert, mit Griffbalken, gerade, 5mm breit, 18.5cm<br>COTTLE osteotome, with single guard, graduated, with cross bar, straight, 5mm wide, 18.5cm                |
| <b>LD-002-092</b>           | COTTLE Osteotom, mit beidseitigem Führungsdorn, graduert, mit Griffbalken, gerade, 10mm breit, 18.5cm<br>COTTLE osteotome, with double guard, graduated, with cross bar, straight, 10mm wide, 18.5cm |
| <b>LD-002-094</b>           | COTTLE Osteotom, mit beidseitigem Führungsdorn, graduert, mit Griffbalken, gerade, 12mm breit, 18.5cm<br>COTTLE osteotome, with double guard, graduated, with cross bar, straight, 12mm wide, 18.5cm |
| <b>LD-002-095</b>           | COTTLE Osteotom, mit beidseitigem Führungsdorn, graduert, mit Griffbalken, gerade, 14mm breit, 18.5cm<br>COTTLE osteotome, with double guard, graduated, with cross bar, straight, 14mm wide, 18.5cm |
| <b>LD-002-096</b>           | COTTLE Osteotom, mit beidseitigem Führungsdorn, graduert, mit Griffbalken, gerade, 16mm breit, 18.5cm<br>COTTLE osteotome, with double guard, graduated, with cross bar, straight, 16mm wide, 18.5cm |



**LD-002-097**  
bis / to  
**LD-002-099**



**LD-002-155**  
bis / to  
**LD-002-159**



**LD-002-110**  
bis / to  
**LD-002-113**



**LD-002-135**  
bis / to  
**LD-002-139**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-002-097</b>           | Osteotom "Würzburger Modell", mit beidseitigem Führungsdorn, abgebogen, 3mm breit, 18cm<br><i>Osteotome "Würzburger Modell", with double guard, curved, 3mm wide, 18cm</i>         |
| <b>LD-002-098</b>           | Osteotom "Würzburger Modell", mit linksseitigem Führungsdorn, abgebogen, 3mm breit, 18cm<br><i>Osteotome "Würzburger Modell", with single guard left, curved, 3mm wide, 18cm</i>   |
| <b>LD-002-099</b>           | Osteotom "Würzburger Modell", mit rechtsseitigem Führungsdorn, abgebogen, 3mm breit, 18cm<br><i>Osteotome "Würzburger Modell", with single guard right, curved, 3mm wide, 18cm</i> |
| <b>LD-002-110</b>           | FOMON Osteotom, mit einseitiger verrundeter Ecke, 4mm breit, 16cm<br><i>FOMON osteotome, one rounded edge, 4mm wide, 16cm</i>                                                      |
| <b>LD-002-111</b>           | FOMON Osteotom, mit einseitiger verrundeter Ecke, 5mm breit, 16cm<br><i>FOMON osteotome, one rounded edge, 5mm wide, 16cm</i>                                                      |
| <b>LD-002-112</b>           | FOMON Osteotom, mit einseitiger verrundeter Ecke, 6mm breit, 16cm<br><i>FOMON osteotome, one rounded edge, 6mm wide, 16cm</i>                                                      |
| <b>LD-002-113</b>           | FOMON Osteotom, mit einseitiger verrundeter Ecke, 7mm breit, 16cm<br><i>FOMON osteotome, one rounded edge, 7mm wide, 16cm</i>                                                      |
| <b>LD-002-135</b>           | OSTEOTOM, gerade, 8mm breit, 13.5cm<br><i>OSTEOTOME, straight, 8mm wide, 13.5cm</i>                                                                                                |
| <b>LD-002-136</b>           | OSTEOTOM, gerade, 10mm breit, 13.5cm<br><i>OSTEOTOME, straight, 10mm wide, 13.5cm</i>                                                                                              |
| <b>LD-002-137</b>           | OSTEOTOM, gerade, 12mm breit, 13.5cm<br><i>OSTEOTOME, straight, 12mm wide, 13.5cm</i>                                                                                              |
| <b>LD-002-138</b>           | OSTEOTOM, gerade, 14mm breit, 13.5cm<br><i>OSTEOTOME, straight, 14mm wide, 13.5cm</i>                                                                                              |
| <b>LD-002-139</b>           | OSTEOTOM, gerade, 16mm breit, 13.5cm<br><i>OSTEOTOME, straight, 16mm wide, 13.5cm</i>                                                                                              |
| <b>LD-002-155</b>           | MINI-LEXER Osteotome, 4mm breit, 18cm<br><i>MINI-LEXER osteotome, 4mm wide, 18cm</i>                                                                                               |
| <b>LD-002-156</b>           | MINI-LEXER Osteotome, 6mm breit, 18cm<br><i>MINI-LEXER osteotome, 6mm wide, 18cm</i>                                                                                               |
| <b>LD-002-157</b>           | MINI-LEXER Osteotome, 8mm breit, 18cm<br><i>MINI-LEXER osteotome, 8mm wide, 18cm</i>                                                                                               |
| <b>LD-002-158</b>           | MINI-LEXER Osteotome, 10mm breit, 18cm<br><i>MINI-LEXER osteotome, 10mm wide, 18cm</i>                                                                                             |
| <b>LD-002-159</b>           | MINI-LEXER Osteotome, 12mm breit, 18cm<br><i>MINI-LEXER osteotome, 12mm wide, 18cm</i>                                                                                             |



**LD-002-301**  
bis / to  
**LD-002-310**



**LD-002-311**  
bis / to  
**LD-002-316**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                       |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-002-301</b>           | SHEEHAN Osteotom, gerade, 6-Kantgriff, gerade, 2mm breit, 16cm<br><i>SHEEHAN osteotome, straight, hexagon handle, straight, 2mm wide, 16cm</i>   |
| <b>LD-002-302</b>           | SHEEHAN Osteotom, gerade, 6-Kantgriff, gerade, 3mm breit, 16cm<br><i>SHEEHAN osteotome, straight, hexagon handle, straight, 3mm wide, 16cm</i>   |
| <b>LD-002-303</b>           | SHEEHAN Osteotom, gerade, 6-Kantgriff, gerade, 4mm breit, 16cm<br><i>SHEEHAN osteotome, straight, hexagon handle, straight, 4mm wide, 16cm</i>   |
| <b>LD-002-304</b>           | SHEEHAN Osteotom, gerade, 6-Kantgriff, gerade, 5mm breit, 16cm<br><i>SHEEHAN osteotome, straight, hexagon handle, straight, 5mm wide, 16cm</i>   |
| <b>LD-002-305</b>           | SHEEHAN Osteotom, gerade, 6-Kantgriff, gerade, 6mm breit, 16cm<br><i>SHEEHAN osteotome, straight, hexagon handle, straight, 6mm wide, 16cm</i>   |
| <b>LD-002-306</b>           | SHEEHAN Osteotom, gerade, 6-Kantgriff, gerade, 8mm breit, 16cm<br><i>SHEEHAN osteotome, straight, hexagon handle, straight, 8mm wide, 16cm</i>   |
| <b>LD-002-307</b>           | SHEEHAN Osteotom, gerade, 6-Kantgriff, gerade, 9mm breit, 16cm<br><i>SHEEHAN osteotome, straight, hexagon handle, straight, 9mm wide, 16cm</i>   |
| <b>LD-002-308</b>           | SHEEHAN Osteotom, gerade, 6-Kantgriff, gerade, 10mm breit, 16cm<br><i>SHEEHAN osteotome, straight, hexagon handle, straight, 10mm wide, 16cm</i> |
| <b>LD-002-309</b>           | SHEEHAN Osteotom, gerade, 6-Kantgriff, gerade, 11mm breit, 16cm<br><i>SHEEHAN osteotome, straight, hexagon handle, straight, 11mm wide, 16cm</i> |
| <b>LD-002-310</b>           | SHEEHAN Osteotom, gerade, 6-Kantgriff, gerade, 12mm breit, 16cm<br><i>SHEEHAN osteotome, straight, hexagon handle, straight, 12mm wide, 16cm</i> |
| <b>LD-002-311</b>           | Mini-Osteotom, gerade, 2mm breit, 12.5cm<br><i>Mini osteotome, straight, 2mm wide, 12.5cm</i>                                                    |
| <b>LD-002-312</b>           | Mini-Osteotom, gerade, 4mm breit, 12.5cm<br><i>Mini osteotome, straight, 4mm wide, 12.5cm</i>                                                    |
| <b>LD-002-313</b>           | Mini-Osteotom, gerade, 6mm breit, 12.5cm<br><i>Mini osteotome, straight, 6mm wide, 12.5cm</i>                                                    |
| <b>LD-002-314</b>           | Mini-Osteotom, gerade, 8mm breit, 12.5cm<br><i>Mini osteotome, straight, 8mm wide, 12.5cm</i>                                                    |
| <b>LD-002-315</b>           | Mini-Osteotom, gerade, 10mm breit, 12.5cm<br><i>Mini osteotome, straight, 10mm wide, 12.5cm</i>                                                  |
| <b>LD-002-316</b>           | Mini-Osteotom, gerade, 12mm breit, 12.5cm<br><i>Mini osteotome, straight, 12mm wide, 12.5cm</i>                                                  |



**LD-002-323**  
bis / to  
**LD-002-334**



**LD-002-317**  
bis / to  
**LD-002-322**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                          |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-002-317</b>           | Mini-Osteotom, gebogen, 2mm breit, 12.5cm<br><i>Mini osteotome, curved, 2mm wide, 12.5cm</i>        |
| <b>LD-002-318</b>           | Mini-Osteotom, gebogen, 4mm breit, 12.5cm<br><i>Mini osteotome, curved, 4mm wide, 12.5cm</i>        |
| <b>LD-002-319</b>           | Mini-Osteotom, gebogen, 6mm breit, 12.5cm<br><i>Mini osteotome, curved, 6mm wide, 12.5cm</i>        |
| <b>LD-002-320</b>           | Mini-Osteotom, gebogen, 8mm breit, 12.5cm<br><i>Mini osteotome, curved, 8mm wide, 12.5cm</i>        |
| <b>LD-002-321</b>           | Mini-Osteotom, gebogen, 10mm breit, 12.5cm<br><i>Mini osteotome, curved, 10mm wide, 12.5cm</i>      |
| <b>LD-002-322</b>           | Mini-Osteotom, gebogen, 12mm breit, 12.5cm<br><i>Mini osteotome, curved, 12mm wide, 12.5cm</i>      |
| <b>LD-002-323</b>           | CONVERSE Osteotom, gerade, 2mm breit, 18cm<br><i>CONVERSE osteotome, straight, 2mm wide, 18cm</i>   |
| <b>LD-002-324</b>           | CONVERSE Osteotom, gerade, 3mm breit, 18cm<br><i>CONVERSE osteotome, straight, 3mm wide, 18cm</i>   |
| <b>LD-002-325</b>           | CONVERSE Osteotom, gerade, 4mm breit, 18cm<br><i>CONVERSE osteotome, straight, 4mm wide, 18cm</i>   |
| <b>LD-002-326</b>           | CONVERSE Osteotom, gerade, 5mm breit, 18cm<br><i>CONVERSE osteotome, straight, 5mm wide, 18cm</i>   |
| <b>LD-002-327</b>           | CONVERSE Osteotom, gerade, 6mm breit, 18cm<br><i>CONVERSE osteotome, straight, 6mm wide, 18cm</i>   |
| <b>LD-002-328</b>           | CONVERSE Osteotom, gerade, 7mm breit, 18cm<br><i>CONVERSE osteotome, straight, 7mm wide, 18cm</i>   |
| <b>LD-002-329</b>           | CONVERSE Osteotom, gerade, 8mm breit, 18cm<br><i>CONVERSE osteotome, straight, 8mm wide, 18cm</i>   |
| <b>LD-002-330</b>           | CONVERSE Osteotom, gerade, 9mm breit, 18cm<br><i>CONVERSE osteotome, straight, 9mm wide, 18cm</i>   |
| <b>LD-002-331</b>           | CONVERSE Osteotom, gerade, 10mm breit, 18cm<br><i>CONVERSE osteotome, straight, 10mm wide, 18cm</i> |
| <b>LD-002-332</b>           | CONVERSE Osteotom, gerade, 11mm breit, 18cm<br><i>CONVERSE osteotome, straight, 11mm wide, 18cm</i> |
| <b>LD-002-333</b>           | CONVERSE Osteotom, gerade, 12mm breit, 18cm<br><i>CONVERSE osteotome, straight, 12mm wide, 18cm</i> |
| <b>LD-002-334</b>           | CONVERSE Osteotom, gerade, 14mm breit, 18cm<br><i>CONVERSE osteotome, straight, 14mm wide, 18cm</i> |



**LD-002-353**



**LD-002-335**  
bis / to  
**LD-002-337**



**LD-002-345**  
bis / to  
**LD-002-348**



**LD-002-340**  
bis / to  
**LD-002-343**



**LD-002-351 /**  
**LD-002-352**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-002-335</b>           | CONVERSE Osteotom, mit einseitigem Führungsdorn, gerade, 19cm<br><i>CONVERSE osteotome, with single guard, straight, 19cm</i>             |
| <b>LD-002-336</b>           | CONVERSE Osteotom, mit einseitigem Führungsdorn, links gebogen, 19cm<br><i>CONVERSE osteotome, with single guard, curved left, 19cm</i>   |
| <b>LD-002-337</b>           | CONVERSE Osteotom, mit einseitigem Führungsdorn, rechts gebogen, 19cm<br><i>CONVERSE osteotome, with single guard, curved right, 19cm</i> |
| <b>LD-002-340</b>           | RUBIN Osteotom, mit Halteknopf, gerade, breite 10mm, 16cm<br><i>RUBIN osteotome, with stabilizer, straight, wide 10mm, 16cm</i>           |
| <b>LD-002-341</b>           | RUBIN Osteotom, mit Halteknopf, gerade, breite 12mm, 16cm<br><i>RUBIN osteotome, with stabilizer, straight, wide 12mm, 16cm</i>           |
| <b>LD-002-342</b>           | RUBIN Osteotom, mit Halteknopf, gerade, breite 14mm, 16cm<br><i>RUBIN osteotome, with stabilizer, straight, wide 14mm, 16cm</i>           |
| <b>LD-002-343</b>           | RUBIN Osteotom, mit Halteknopf, gerade, breite 16mm, 16cm<br><i>RUBIN osteotome, with stabilizer, straight, wide 16mm, 16cm</i>           |
| <b>LD-002-345</b>           | CINELLI Osteotom, mit doppelseitigem Führungsdorn, Breite 10mm, 16.5cm<br><i>CINELLI osteotome, double guard, width 10mm, 16.5cm</i>      |
| <b>LD-002-346</b>           | CINELLI Osteotom, mit doppelseitigem Führungsdorn, Breite 12mm, 16.5cm<br><i>CINELLI osteotome, double guard, width 12mm, 16.5cm</i>      |
| <b>LD-002-347</b>           | CINELLI Osteotom, mit doppelseitigem Führungsdorn, Breite 14mm, 16.5cm<br><i>CINELLI osteotome, double guard, width 14mm, 16.5cm</i>      |
| <b>LD-002-348</b>           | CINELLI Osteotom, mit doppelseitigem Führungsdorn, Breite 16mm, 16.5cm<br><i>CINELLI osteotome, double guard, width 16mm, 16.5cm</i>      |
| <b>LD-002-351</b>           | PARKES Osteotome, mit einseitiger Führung, 16cm<br><i>PARKES osteotome, single guard, 16cm</i>                                            |
| <b>LD-002-352</b>           | PARKES Osteotome, mit einseitiger Führung, schlankes Modell, 16cm<br><i>PARKES osteotome, single guard, slender model, 16cm</i>           |
| <b>LD-002-353</b>           | NEIVERT Osteotome, mit einseitiger Führung, gerade, 20.5cm<br><i>NEIVERT osteotome, single guard, straight, 20.5cm</i>                    |



**LD-002-354 /  
LD-002-355**

**LD-002-359  
bis / to  
LD-002-361**

**LD-002-370**

**LD-002-371**

**LD-002-356  
bis / to  
LD-002-358**

**LD-002-372**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-002-354</b>           | ANDERSON-NEIVERT Osteotome, mit einseitiger Führung, links gebogen, 20.5cm<br><i>ANDERSON-NEIVERT osteotome, single guard, curved left, 20.5cm</i>   |
| <b>LD-002-355</b>           | ANDERSON-NEIVERT Osteotome, mit einseitiger Führung, rechts gebogen, 20.5cm<br><i>ANDERSON-NEIVERT osteotome, single guard, curved right, 20.5cm</i> |
| <b>LD-002-356</b>           | SILVER Osteotome, mit einseitiger Führung, gerade, 18.5cm<br><i>SILVER osteotome, single guard, straight, 18.5cm</i>                                 |
| <b>LD-002-357</b>           | SILVER Osteotome, mit einseitiger Führung, links gebogen, 18.5cm<br><i>SILVER osteotome, single guard, curved left, 18.5cm</i>                       |
| <b>LD-002-358</b>           | SILVER Osteotome, mit einseitiger Führung, rechts gebogen, 18.5cm<br><i>SILVER osteotome, single guard, curved right, 18.5cm</i>                     |
| <b>LD-002-359</b>           | RISTOW Osteotome, mit einseitiger Führung, gerade, 20cm<br><i>RISTOW osteotome, single guard, straight, 20cm</i>                                     |
| <b>LD-002-360</b>           | RISTOW Osteotome, mit einseitiger Führung, links gebogen, 20cm<br><i>RISTOW osteotome, single guard, curved left, 20cm</i>                           |
| <b>LD-002-361</b>           | RISTOW Osteotome, mit einseitiger Führung, rechts gebogen, 20cm<br><i>RISTOW osteotome, single guard, curved right, 20cm</i>                         |
| <b>LD-002-370</b>           | RUBIN frontal Osteotom, 20cm<br><i>RUBIN frontal osteotome, 20cm</i>                                                                                 |
| <b>LD-002-371</b>           | RUBIN lateral Osteotom, 20cm<br><i>RUBIN lateral osteotome, 20cm</i>                                                                                 |
| <b>LD-002-372</b>           | QUISLING intranasal Brecher, 17.5cm<br><i>QUISLING intranasal crusher, 17.5cm</i>                                                                    |





**LD-002-102**



**LD-002-100**



**ZA-001-487 /  
ZA-001-491**



**ZA-001-486 /  
ZA-004-364 /  
ZA-001-365**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                       |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-002-100</b>           | COTTLE Metallhammer, 18cm<br>COTTLE metal hammer, 18cm                                                                                           |
| <b>LD-002-102</b>           | COTTLE Metallhammer mit auswechselbaren Kunststoff-Schlagflächen, 22.5 cm<br>COTTLE metal hammer, interchangeable plastic discs, 22.5cm          |
| <b>LD-002-103</b>           | Kunststoff-Schlagflächen für LD-002-102, paarweise (ohne Abbildung)<br>Interchangeable plastic discs for LD-002-102, pair (without illustration) |
| <b>ZA-001-486</b>           | TROELTSCH Nasen-/Ohrpinzette, anatomisch fein, 12cm<br>TROELTSCH nose/ear dressing forceps, fine, 12cm                                           |
| <b>ZA-004-364</b>           | TROELTSCH Nasenpinzette, kniegebogen, anatomisch, 15cm<br>TROELTSCH nasal dressing forceps, angular, 15cm                                        |
| <b>ZA-004-365</b>           | TROELTSCH Nasenpinzette, kniegebogen, anatomisch, 17cm<br>TROELTSCH nasal dressing forceps, angular, 17cm                                        |
| <b>ZA-001-487</b>           | LUCAE (JANSEN) Nasen-/Ohrpinzette, anatomisch, bajonettförmig, 14cm<br>LUCAE (JANSEN) nose/ear dressing forceps, bayonet shape, 14cm             |
| <b>ZA-001-491</b>           | GRUENWALD (JANSEN) Nasenpinzette, bajonett, anatomisch, 20cm<br>GRUENWALD (JANSEN) nasal dressing forceps, bayonet shape, 20cm                   |



**LR-002-004 /  
LR-002-005**



**LC-030-003 /  
LC-030-004**



**LC-030-001 /  
LC-030-002**

| <b>Bestell-Nr.<br/>Ordering no.</b> | <b>Bezeichnung<br/>Description</b>                                                                                                |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LC-030-001</b>                   | HARTMANN Nasentamponzange, schlank, extra fein, NL 11cm<br><i>HARTMANN nasal tampon forceps, slender, extra delicate, WL 11cm</i> |
| <b>LC-030-002</b>                   | HARTMANN Nasentamponzange, schlank, NL 11cm<br><i>HARTMANN nasal tampon forceps, slender, WL 11cm</i>                             |
| <b>LC-030-003</b>                   | WESTMACOTT Nasentamponzange, 20cm<br><i>WESTMACOTT nasal tampon forceps, 20cm</i>                                                 |
| <b>LC-030-004</b>                   | WESTMACOTT Nasentamponzange, extra zart, 20cm<br><i>WESTMACOTT nasal tampon forceps, very delicate, 20cm</i>                      |
| <b>LR-002-004</b>                   | KRESSNER Muschelquetschzange, 3mm breit, 21cm<br><i>KRESSNER turbinate crushing forceps, 3mm wide, 21cm</i>                       |
| <b>LR-002-005</b>                   | KRESSNER Muschelquetschzange, 4mm breit, 21cm<br><i>KRESSNER turbinate crushing forceps, 4mm wide, 21cm</i>                       |



**LC-003-001-SS**  
bis / to  
**LC-003-011-SS**



**LC-004-003-SS**  
bis / to  
**LC-004-005-SS**



**LC-003-021-SS**  
bis / to  
**LC-003-023-SS**



**LC-005-001-SS**  
bis / to  
**LC-005-004-SS**



**LC-004-001-SS /**  
**LC-004-002-SS**



**LC-003-001-SS**  
bis / to  
**LC-005-004-SS**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                         |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LC-003-001-SS</b>        | GRÜNWALD Conchotom, durchschneidend, Fig. 1<br>GRÜNWALD nasal forceps, cutting through, fig. 1                                     |
| <b>LC-003-002-SS</b>        | GRÜNWALD Conchotom, durchschneidend, Fig. 2<br>GRÜNWALD nasal forceps, cutting through, fig. 2                                     |
| <b>LC-003-003-SS</b>        | GRÜNWALD Conchotom, durchschneidend, Fig. 3<br>GRÜNWALD nasal forceps, cutting through, fig. 3                                     |
| <b>LC-003-011-SS</b>        | GRÜNWALD Conchotom, durchschneidend, 30° aufgebogen<br>GRÜNWALD nasal forceps, cutting through, 30° upward                         |
| <b>LC-003-021-SS</b>        | SCHMEDEN Conchotom, durchschneidend, Fig. 1<br>SCHMEDEN nasal forceps, cutting through, fig. 1                                     |
| <b>LC-003-022-SS</b>        | SCHMEDEN Conchotom, durchschneidend, Fig. 2<br>SCHMEDEN nasal forceps, cutting through, fig. 2                                     |
| <b>LC-003-023-SS</b>        | SCHMEDEN Conchotom, durchschneidend, Fig. 3<br>SCHMEDEN nasal forceps, cutting through, fig. 3                                     |
| <b>LC-004-001-SS</b>        | STRYCKEN Conchotom, Fig. 1, 1.0 x 15mm<br>STRYCKEN nasal cutting forceps, fig. 1, 1.0 x 15mm                                       |
| <b>LC-004-002-SS</b>        | STRYCKEN Conchotom, Fig. 2, 1.5 x 15mm<br>STRYCKEN nasal cutting forceps, fig. 2, 1.5 x 15mm                                       |
| <b>LC-004-003-SS</b>        | MORIYAMA Conchotom, durchschneidend, aufgebogen<br>MORIYAMA nasal cutting forceps, cutting through, upward curved                  |
| <b>LC-004-004-SS</b>        | MORIYAMA Conchotom, durchschneidend, Schaft aufgebogen<br>MORIYAMA nasal cutting forceps, cutting through, sheath upward curved    |
| <b>LC-004-005-SS</b>        | MORIYAMA Conchotom, durchschneidend, besonders zart, gerade<br>MORIYAMA nasal cutting forceps, cutting through, delicate, straight |
| <b>LC-005-001-SS</b>        | HARTMANN Conchotom, Ø 5mm<br>HARTMANN nasal cutting forceps, Ø 5mm                                                                 |
| <b>LC-005-002-SS</b>        | HARTMANN Conchotom, Ø 7mm<br>HARTMANN nasal cutting forceps, Ø 7mm                                                                 |
| <b>LC-005-003-SS</b>        | HARTMANN Conchotom, Ø 9mm<br>HARTMANN nasal cutting forceps, Ø 9mm                                                                 |
| <b>LC-005-004-SS</b>        | HARTMANN Conchotom, Ø 11mm<br>HARTMANN nasal cutting forceps, Ø 11mm                                                               |



**LC-001-001-SS**  
bis / to  
**LC-001-007-SS**



**LC-001-011-SS**  
bis / to  
**LC-001-017-SS**



**LC-001-022-SS**  
bis / to  
**LC-001-026-SS**



**LC-001-001-SS**  
bis / to  
**LC-001-026-SS**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LC-001-001-SS</b>        | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, gerade, 2.5mm<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, straight, 2.5mm                                  |
| <b>LC-001-002-SS</b>        | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, gerade, 3.0mm<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, straight, 3.0mm                                  |
| <b>LC-001-003-SS</b>        | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, gerade, 3.6mm<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, straight, 3.6mm                                  |
| <b>LC-001-004-SS</b>        | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, gerade, 4.2mm<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, straight, 4.2mm                                  |
| <b>LC-001-005-SS</b>        | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, gerade, 4.8mm<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, straight, 4.8mm                                  |
| <b>LC-001-006-SS</b>        | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, gerade, 5.3mm<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, straight, 5.3mm                                  |
| <b>LC-001-007-SS</b>        | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, gerade, 6.3mm<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, straight, 6.3mm                                  |
| <b>LC-001-011-SS</b>        | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, 45° aufgebogen, 2.5mm<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, 45° upward, 2.5mm                        |
| <b>LC-001-012-SS</b>        | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, 45° aufgebogen, 3.0mm<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, 45° upward, 3.0mm                        |
| <b>LC-001-013-SS</b>        | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, 45° aufgebogen, 3.6mm<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, 45° upward, 3.6mm                        |
| <b>LC-001-014-SS</b>        | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, 45° aufgebogen, 4.2mm<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, 45° upward, 4.2mm                        |
| <b>LC-001-015-SS</b>        | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, 45° aufgebogen, 4.8mm<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, 45° upward, 4.8mm                        |
| <b>LC-001-016-SS</b>        | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, 45° aufgebogen, 5.3mm<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, 45° upward, 5.3mm                        |
| <b>LC-001-017-SS</b>        | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, 45° aufgebogen, 6.3mm<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, 45° upward, 6.3mm                        |
| <b>LC-001-022-SS</b>        | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, 90° aufgebogen, 3.0mm<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, 90° upward, 3.0mm                        |
| <b>LC-001-023-SS</b>        | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, 90° aufgebogen, 3.6mm<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, 90° upward, 3.6mm                        |
| <b>LC-001-024-SS</b>        | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, 90° aufgebogen, 4.2mm<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, 90° upward, 4.2mm                        |
| <b>LC-001-025-SS</b>        | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, 90° aufgebogen, 5.0mm<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, 90° upward, 5.0mm                        |
| <b>LC-001-026-SS</b>        | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, langes Maul, 90° aufgebogen, 3.6mm<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, long jaw, 90° upward, 3.6mm |



**LC-002-001-SS /**  
**LC-002-003-SS /**  
**LC-002-005-SS**



**LC-002-111-SS**  
bis / to  
**LC-002-115-SS**



**LC-002-002-SS /**  
**LC-002-004-SS /**  
**LC-002-006-SS**



**LC-002-122-SS**  
bis / to  
**LC-002-124-SS**



**LC-002-001-SS**  
bis / to  
**LC-002-124-SS**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LC-002-001-SS</b>        | TAKAHASHI Nasenzange 4 x 10mm, gerade<br><i>TAKAHASHI nasal forceps 4 x 10mm, straight</i>                                                      |
| <b>LC-002-003-SS</b>        | TAKAHASHI Nasenzange 2.5 x 8mm, gerade<br><i>TAKAHASHI nasal forceps 2.5 x 8mm, straight</i>                                                    |
| <b>LC-002-005-SS</b>        | TAKAHASHI Nasenzange 3 x 8mm, gerade<br><i>TAKAHASHI nasal forceps 3 x 8mm, straight</i>                                                        |
| <b>LC-002-002-SS</b>        | TAKAHASHI Nasenzange 4 x 10mm, 45° aufgebogen<br><i>TAKAHASHI nasal forceps 4 x 10mm, 45° upward</i>                                            |
| <b>LC-002-004-SS</b>        | TAKAHASHI Nasenzange 2.5 x 8mm, 45° aufgebogen<br><i>TAKAHASHI nasal forceps 2.5 x 8mm, 45° upward</i>                                          |
| <b>LC-002-006-SS</b>        | TAKAHASHI Nasenzange 3 x 8mm, 45° aufgebogen<br><i>TAKAHASHI nasal forceps 3 x 8mm, 45° upward</i>                                              |
| <b>LC-002-111-SS</b>        | BLAKESLEY-WILDE Nasenzange, 45° aufgebogen, 2.5mm, Größe 0, AL 11cm<br><i>BLAKESLEY-WILDE nasal forceps, 45° upward, 2.5mm, size 0, WL 11cm</i> |
| <b>LC-002-112-SS</b>        | BLAKESLEY-WILDE Nasenzange, 45° aufgebogen, 3.0mm, Größe 1, AL 11cm<br><i>BLAKESLEY-WILDE nasal forceps, 45° upward, 3.0mm, size 1, WL 11cm</i> |
| <b>LC-002-113-SS</b>        | BLAKESLEY-WILDE Nasenzange, 45° aufgebogen, 3.6mm, Größe 2, AL 11cm<br><i>BLAKESLEY-WILDE nasal forceps, 45° upward, 3.6mm, size 2, WL 11cm</i> |
| <b>LC-002-114-SS</b>        | BLAKESLEY-WILDE Nasenzange, 45° aufgebogen, 4.0mm, Größe 3, AL 11cm<br><i>BLAKESLEY-WILDE nasal forceps, 45° upward, 4.0mm, size 3, WL 11cm</i> |
| <b>LC-002-115-SS</b>        | BLAKESLEY-WILDE Nasenzange, 45° aufgebogen, 5.0mm, Größe 4, AL 11cm<br><i>BLAKESLEY-WILDE nasal forceps, 45° upward, 5.0mm, size 4, WL 11cm</i> |
| <b>LC-002-122-SS</b>        | BLAKESLEY-WILDE Nasenzange, 90° aufgebogen, 3.0mm, Größe 1, AL 11cm<br><i>BLAKESLEY-WILDE nasal forceps, 90° upward, 3.0mm, size 1, WL 11cm</i> |
| <b>LC-002-123-SS</b>        | BLAKESLEY-WILDE Nasenzange, 90° aufgebogen, 3.6mm, Größe 2, AL 11cm<br><i>BLAKESLEY-WILDE nasal forceps, 90° upward, 3.6mm, size 2, WL 11cm</i> |
| <b>LC-002-124-SS</b>        | BLAKESLEY-WILDE Nasenzange, 90° aufgebogen, 4.0mm, Größe 3, AL 11cm<br><i>BLAKESLEY-WILDE nasal forceps, 90° upward, 4.0mm, size 3, WL 11cm</i> |



**LC-004-005**  
 bis / to  
**LC-004-007**



**LC-018-002-SS**



**LC-020-017 /**  
**LC-020-019**



**LC-004-005**  
 bis / to  
**LC-020-019**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                        |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LC-004-005</b>           | MORIYAMA Universal Nasenzange, ovaler Löffel, gerade, 13cm<br>MORIYAMA universal nasal cutting forceps, oval cups, straight, 13cm                 |
| <b>LC-004-006</b>           | MORIYAMA Universal Nasenzange, ovaler Löffel, aufgebogen, 13cm<br>MORIYAMA universal nasal cutting forceps, oval cups, upward, 13cm               |
| <b>LC-004-007</b>           | MORIYAMA Universal Nasenzange, ovaler Löffel, Schaft aufgebogen, 13cm<br>MORIYAMA universal nasal cutting forceps, oval cups, sheath upward, 13cm |
| <b>LC-018-002-SS</b>        | STRÜMPEL-VOSS Nasenzange, 45° aufgebogen, 2.5mm<br>STRÜMPEL nasal cutting forceps, 45° upward, 2.5mm                                              |
| <b>LC-020-017</b>           | WATSON-WILLIAMS Nasenzange, gezahnt, gerade, NL 11cm<br>WATSON WILLIAMS nasal cutting forceps, serrated, straight, WL 11cm                        |
| <b>LC-020-019</b>           | WATSON-WILLIAMS Nasenzange, 45° aufgebogen, NL 11cm<br>WATSON WILLIAMS nasal cutting forceps, 45° upward, WL 11cm                                 |



**LC-020-033 /  
LC-020-034**



**LC-020-010 /  
LC-020-011**



**LC-020-030 /  
LC-020-031**



**LC-020-032**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LC-020-010</b>           | BRÜNING Nasenzange, Fig. 1<br><i>BRÜNING nasal cutting forceps, fig. 1</i>                                                                  |
| <b>LC-020-011</b>           | BRÜNING Nasenzange, Fig. 2<br><i>BRÜNING nasal cutting forceps, fig. 2</i>                                                                  |
| <b>LC-020-030</b>           | CRAIG Septumzange, scharfer Löffel, NL 10cm, 18cm<br><i>CRAIG septum forceps, sharp spoon, WL 10cm, 18cm</i>                                |
| <b>LC-020-031</b>           | CRAIG-DOMNICK Septumzange gebogen, scharfer Löffel, NL 10cm, 18cm<br><i>CRAIG-DOMNICK septum forceps curved, sharp spoon, WL 10cm, 18cm</i> |
| <b>LC-020-032</b>           | KNIGHT Septumzange, NL 11cm<br><i>KNIGHT septum forceps, WL 11cm</i>                                                                        |
| <b>LC-020-033</b>           | LUC Septumzange, Fig. 1, NL 20.5cm<br><i>LUC septum forceps, fig. 1, WL 20.5cm</i>                                                          |
| <b>LC-020-034</b>           | LUC Septumzange, Fig. 2, NL 20.5cm<br><i>LUC septum forceps, fig. 2, WL 20.5cm</i>                                                          |



**LD-040-001**  
bis / to  
**LD-040-006**



**ZA-003-425**  
bis / to  
**ZA-003-427**



**ZA-003-424**



**LR-002-006**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-040-001</b>           | ROWE Repositionszange, rechts, klein für Säuglinge, 22.5cm<br>ROWE disimpaction forceps, right, small for babies, 22.5cm  |
| <b>LD-040-002</b>           | ROWE Repositionszange, rechts, mittel für Kinder, 23.5cm<br>ROWE disimpaction forceps, right, medium for children, 23.5cm |
| <b>LD-040-003</b>           | ROWE Repositionszange, rechts, groß für Erwachsene, 24cm<br>ROWE disimpaction forceps, right, large for adults, 24cm      |
| <b>LD-040-004</b>           | ROWE Repositionszange, links, klein für Säuglinge, 22.5cm<br>ROWE disimpaction forceps, left, small for babies, 22.5cm    |
| <b>LD-040-005</b>           | ROWE Repositionszange, links, mittel für Kinder, 23.5cm<br>ROWE disimpaction forceps, left, medium for children, 23.5cm   |
| <b>LD-040-006</b>           | ROWE Repositionszange, links, groß für Erwachsene, 24cm<br>ROWE disimpaction forceps, left, large for adults, 24cm        |
| <b>LR-002-006</b>           | COTTLE-WALSHAM Septumrichtzange, zerlegbar, 21.5cm<br>COTTLE-WALSHAM septum straightening forceps, detachable, 21.5cm     |
| <b>ZA-003-424</b>           | ASH Septumrichtzange, 22cm<br>ASH septum straightening forceps, 22cm                                                      |
| <b>ZA-003-425</b>           | COTTLE-WALSHAM Septumrichtzange, gerade, 23cm<br>COTTLE-WALSHAM septum straightening forceps, straight, 23cm              |
| <b>ZA-003-426</b>           | COTTLE-WALSHAM Septumrichtzange, links, 23cm<br>COTTLE-WALSHAM septum straightening forceps, left, 23cm                   |
| <b>ZA-003-427</b>           | COTTLE-WALSHAM Septumrichtzange, rechts, 23cm<br>COTTLE-WALSHAM septum straightening forceps, right, 23cm                 |





**LC-020-015**



**LC-020-016**



**LC-020-035 /  
LC-020-036**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LC-020-015</b>           | MIDDLETON-JANSEN Nasenzange durchschneidend<br><i>MIDDLETON-JANSEN nasal cutting forceps cutting through</i>               |
| <b>LC-020-016</b>           | MIDDLETON-JANSEN Nasenzange durchschneidend, gross<br><i>MIDDLETON-JANSEN nasal cutting forceps cutting through, large</i> |
| <b>LC-020-035</b>           | RUBIN Knorpelquetschzange, gerade, doppelgeweglich, 22cm<br><i>RUBIN septum morcelizer, straight, double action, 22cm</i>  |
| <b>LC-020-036</b>           | RUBIN Knorpelquetschzange, gebogen, doppelgeweglich, 22cm<br><i>RUBIN septum morcelizer, curved, double action, 22cm</i>   |



**LR-001-001**



**LR-002-001 /  
LR-002-002**



**LR-002-003**

| <b>Bestell-Nr.<br/>Ordering no.</b> | <b>Bezeichnung<br/>Description</b>                                                                                                                 |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LR-001-001</b>                   | COTTLE-KAZANJIAN Knochensplitterzange, gerade, 18.5cm<br><i>COTTLE-KAZANJIAN bone cutting forceps, straight, 18.5cm</i>                            |
| <b>LR-002-001</b>                   | RUSKIN-ROWLAND Nasenzange mit Doppelgelenk, gerade, 18cm<br><i>RUSKIN-ROWLAND nasal rongeur, double action, straight, 18cm</i>                     |
| <b>LR-002-002</b>                   | RUSKIN-ROWLAND Nasenzange mit Doppelgelenk, aufgebogen, 18cm<br><i>RUSKIN-ROWLAND nasal rongeur, double action, up curved, 18cm</i>                |
| <b>LR-002-003</b>                   | MEYER Knochen- und Knorpel mit Doppelgelenk, Schneiden gebogen, 35mm, 18cm<br><i>MEYER nasal rongeur, double action, blades curved, 35mm, 18cm</i> |



**LC-007-004**  
bis / to  
**LC-007-085**



**ZA-001-708**




**LC-007-005**  
bis / to  
**LC-007-017**



**LC-007-001**  
bis / to  
**LC-007-003**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LC-007-001</b>           | Nasenschere für Concha, gezahnte Schneiden, gerade<br><i>Nasal scissors, serrated blades, straight</i>                          |
| <b>LC-007-002</b>           | Nasenschere für Concha, gezahnte Schneiden, links gebogen<br><i>Nasal scissors, serrated blades, left curved</i>                |
| <b>LC-007-003</b>           | Nasenschere für Concha, gezahnte Schneiden, rechts gebogen<br><i>Nasal scissors, serrated blades, right curved</i>              |
| <b>LC-007-004</b>           | FOMON gebogene Schere, gezahnte Schneiden, fein, AL 6.5cm<br><i>FOMON angular scissors, serrated blades, delicate, WL 6.5cm</i> |
| <b>LC-007-084</b>           | FOMON gebogene Schere, glatte Schneiden, fein, AL 6.5cm<br><i>FOMON angular scissors, smooth blades, delicate, WL 6.5cm</i>     |
| <b>LC-007-085</b>           | FOMON gebogene Schere, TC-Einlage, fein, AL 6.5cm<br><i>FOMON angular scissors, TC-insert, delicate, WL 6.5cm</i>               |
| <b>LC-007-005</b>           | HEYMANN Nasenschere, SC, AL 9.5cm<br><i>HEYMANN nasal scissors, SC, WL 9.5cm</i>                                                |
| <b>LC-007-006</b>           | HEYMANN Nasenschere, AL 9cm<br><i>HEYMANN nasal scissors, WL 9cm</i>                                                            |
| <b>LC-007-007</b>           | HEYMANN Nasenschere, AL 9.5cm<br><i>HEYMANN nasal scissors, WL 9.5cm</i>                                                        |
| <b>LC-007-008</b>           | HEYMANN Nasenschere, gezahnt, AL 9.5cm<br><i>HEYMANN nasal scissors, serrated, WL 9.5cm</i>                                     |
| <b>LC-007-009</b>           | HEYMANN Nasenschere, AL 11cm<br><i>HEYMANN nasal scissors, WL 11cm</i>                                                          |
| <b>LC-007-016</b>           | HEYMANN Nasenschere, links gebogen, AL 9.5cm<br><i>HEYMANN nasal scissors, curved left, WL 9.5cm</i>                            |
| <b>LC-007-017</b>           | HEYMANN Nasenschere, rechts gebogen, AL 9.5cm<br><i>HEYMANN nasal scissors, curved right, WL 9.5cm</i>                          |
| <b>ZA-001-708</b>           | COTTLE Nasenschere, stumpf, 16cm<br><i>COTTLE nasal scissors, blunt, 16cm</i>                                                   |



| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                              |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC-007-021                  | BECKER Septumschere, mit Doppelgelenk, gezahnt, AL 9.5 cm<br><i>BECKER nasal scissors, double action, serrated, WL 9.5cm</i>                            |
| LC-007-080                  | FOMON-COTTLE Nasenflügelschere, stark gebogen, 12cm<br><i>FOMON-COTTLE lower lateral scissors, strong curved, 12cm</i>                                  |
| LC-007-081                  | FOMON Schere, Doppelblatt, gebogen, 12cm<br><i>FOMON scissors, double blade, curved, 12cm</i>                                                           |
| LC-007-082                  | COTTLE Nasenschere, abgebogen, glatte Schneiden, 16cm<br><i>COTTLE nasal scissor, angled, smooth blades, 16cm</i>                                       |
| LC-007-083                  | COTTLE Nasenschere, abgebogen, TC-Einlage, 16cm<br><i>COTTLE nasal scissor, angled, TC-insert, 16cm</i>                                                 |
| LC-007-086                  | COTTLE Nasenschere, abgebogen, gezahnte Schneiden, 16cm<br><i>COTTLE nasal scissor, angled, serrated blades, 16cm</i>                                   |
| LC-020-037                  | CAPLAN Nasenschere mit Doppelgelenk, abgewinkelt, Schneiden gezahnt, 22cm<br><i>CAPLAN nasal scissors, double action, angled, serrated blades, 22cm</i> |
| LC-020-038                  | CAPLAN Nasenschere mit Doppelgelenk, gerade, Schneiden gezahnt, 22cm<br><i>CAPLAN nasal scissors, double action, straight, serrated blades, 22cm</i>    |




**LI-001-016/  
LI-001-017**




**LI-001-014 /  
LI-001-015**



**LI-001-011  
bis / to  
LI-001-013**



**LI-001-110  
bis / to  
LI-001-112**



**LI-001-113  
bis / to  
LI-001-115**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                        |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LI-001-011</b>           | KRAUSE Nasenpolypenschnürer, 26cm<br><i>KRAUSE nasal polypus snare, 26cm</i>                                                                      |
| <b>LI-001-012</b>           | Aufsatz<br><i>Cannula</i>                                                                                                                         |
| <b>LI-001-013</b>           | Stylet<br><i>Stylet</i>                                                                                                                           |
| <b>LI-001-014</b>           | KRAUSE-VOSS Nasenpolypenschnürer, 26cm<br><i>KRAUSE-VOSS nasal polypus snare, 26cm</i>                                                            |
| <b>LI-001-015</b>           | Aufsatz<br><i>Cannula</i>                                                                                                                         |
| <b>LI-001-016</b>           | LANGE-WILDE Nasenpolypenschnürer, 26cm<br><i>LANGE-WILDE nasal polypus snare, 26cm</i>                                                            |
| <b>LI-001-017</b>           | Stylet<br><i>Stylet</i>                                                                                                                           |
| <b>LI-001-110</b>           | Schnürerdrähte für Nasenpolypenschnürer, geformt, 0.25mm stark, 12 Stück<br><i>Snare wires for nasal polyp snare, shaped, 0.25mm, 12 pieces</i>   |
| <b>LI-001-111</b>           | Schnürerdrähte für Nasenpolypenschnürer, geformt, 0.3mm stark, 12 Stück<br><i>Snare wires for nasal polyp snare, shaped, 0.3mm, 12 pieces</i>     |
| <b>LI-001-112</b>           | Schnürerdrähte für Nasenpolypenschnürer, geformt, 0.35mm stark, 12 Stück<br><i>Snare wires for nasal polyp snare, shaped, 0.35mm, 12 pieces</i>   |
| <b>LI-001-113</b>           | Schnürerdrähte für Nasenpolypenschnürer, geformt, 0.25mm stark, 100 Stück<br><i>Snare wires for nasal polyp snare, shaped, 0.25mm, 100 pieces</i> |
| <b>LI-001-114</b>           | Schnürerdrähte für Nasenpolypenschnürer, geformt, 0.3mm stark, 100 Stück<br><i>Snare wires for nasal polyp snare, shaped, 0.3mm, 100 pieces</i>   |
| <b>LI-001-115</b>           | Schnürerdrähte für Nasenpolypenschnürer, geformt, 0.35mm stark, 100 Stück<br><i>Snare wires for nasal polyp snare, shaped, 0.35mm, 100 pieces</i> |



# SINUSKOPIE

# SINUSCOPY







|     | Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Durchmesser<br>Diameter | Blickwinkel<br>Viewing angle | Nutzlänge<br>Working length |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1.9 | LA-004-001                  | 1.9mm                   | 0°                           | 69mm                        |
|     | LA-004-002                  | 1.9mm                   | 30°                          | 69mm                        |
|     | LA-005-001                  | 1.9mm                   | 0°                           | 102mm                       |
|     | LA-005-002                  | 1.9mm                   | 30°                          | 102mm                       |
| 2.4 | LA-006-001                  | 2.4mm                   | 0°                           | 110mm                       |
|     | LA-006-002                  | 2.4mm                   | 30°                          | 110mm                       |
|     | LA-007-001                  | 2.4mm                   | 0°                           | 123mm                       |
|     | LA-007-002                  | 2.4mm                   | 30°                          | 123mm                       |
| 2.7 | LA-000-001                  | 2.7mm                   | 0°                           | 41mm                        |
|     | LA-000-002                  | 2.7mm                   | 30°                          | 41mm                        |
|     | LA-003-001                  | 2.7mm                   | 0°                           | 110mm                       |
|     | LA-003-002                  | 2.7mm                   | 30°                          | 110mm                       |
|     | LA-003-003                  | 2.7mm                   | 70°                          | 110mm                       |
|     | LA-001-001                  | 2.7mm                   | 0°                           | 175mm                       |
|     | LA-001-002                  | 2.7mm                   | 30°                          | 175mm                       |
|     | LA-001-003                  | 2.7mm                   | 70°                          | 175mm                       |
|     | LA-001-004                  | 2.7mm                   | 0°                           | 187.5mm                     |
|     | LA-001-005                  | 2.7mm                   | 30°                          | 187.5mm                     |
|     | LA-001-006                  | 2.7mm                   | 70°                          | 187.5mm                     |
| 3.0 | LA-000-005                  | 3.0mm                   | 0°                           | 41mm                        |





**4.0**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Durchmesser<br>Diameter | Blickwinkel<br>Viewing angle | Nutzlänge<br>Working length |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| LA-000-003                  | 4.0mm                   | 0°                           | 50mm                        |
| LA-000-004                  | 4.0mm                   | 30°                          | 50mm                        |
| LA-002-005                  | 4.0mm                   | 0°                           | 110mm                       |
| LA-002-006                  | 4.0mm                   | 30°                          | 110mm                       |
| LA-002-008                  | 4.0mm                   | 45°                          | 110mm                       |
| LA-002-007                  | 4.0mm                   | 70°                          | 110mm                       |
| LA-002-009                  | 4.0mm                   | 0°                           | 142mm                       |
| LA-002-010                  | 4.0mm                   | 30°                          | 142mm                       |
| LA-002-012                  | 4.0mm                   | 45°                          | 142mm                       |
| LA-002-011                  | 4.0mm                   | 70°                          | 142mm                       |
| LA-002-001                  | 4.0mm                   | 0°                           | 175mm                       |
| LA-002-002                  | 4.0mm                   | 30°                          | 175mm                       |
| LA-002-004                  | 4.0mm                   | 45°                          | 175mm                       |
| LA-002-003                  | 4.0mm                   | 70°                          | 175mm                       |
| LA-002-013                  | 4.0mm                   | 0°                           | 187.5mm                     |
| LA-002-014                  | 4.0mm                   | 30°                          | 187.5mm                     |
| LA-002-016                  | 4.0mm                   | 45°                          | 187.5mm                     |
| LA-002-015                  | 4.0mm                   | 70°                          | 187.5mm                     |

**STEMA** *High Definition*



| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Durchmesser<br>Diameter | Blickwinkel<br>Viewing angle | Nutzlänge<br>Working length |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| LA-002-031                  | 4.0mm                   | 0°                           | 175mm                       |
| LA-002-032                  | 4.0mm                   | 30°                          | 175mm                       |
| LA-002-033                  | 4.0mm                   | 70°                          | 175mm                       |
| LA-002-034                  | 4.0mm                   | 45°                          | 175mm                       |



| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                               | Merkmale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Features                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LA-010-000</b>           | Flexibles Naso-Pharyngoskop mit<br>ETO Ventil, Ø 3.2mm x 300mm<br><i>Flexible Nose-Pharyngoscope with<br/>ETO-valve, Ø 3.2mm x 300mm</i> | Konventionelles Bildbündel,<br>12.000 Pixel mit 2-facher Ab-<br>winkelung, Einhandbedienung,<br>einlegbar und gassterilisierbar<br><br>Nutzlänge: 300mm<br>Durchmesser: 3.2mm<br>Abwinkelung: auf 125°<br>ab 125°<br><br>Länge abw. Spitze: 25mm<br>Blickrichtung: 0°<br>Blickwinkel: Weitwinkel<br>Tiefenschärfe: 3mm bis | Conventional image guide system,<br>12.000 pixles, 2-way deflection,<br>one hand operation, soakable and<br>designed for gas sterilization<br><br>Working length: 300mm<br>Diameter: 3.2mm<br>Deflection: up 125°<br>down 125°<br><br>Length of mov. tip: 25mm<br>Direction of view: 0°<br>Field of view: wide angle<br>Depth of focus: 3mm to |
| <b>LA-010-001</b>           | Flexibles Naso-Pharyngoskop mit<br>ETO Ventil, Ø 3.8mm x 300mm<br><i>Flexible Nose-Pharyngoscope with<br/>ETO-valve, Ø 3.8mm x 300mm</i> | Konventionelles Bildbündel,<br>12.000 Pixel mit 2-facher Ab-<br>winkelung, Einhandbedienung,<br>einlegbar und gassterilisierbar<br><br>Nutzlänge: 300mm<br>Durchmesser: 3.8mm<br>Abwinkelung: auf 125°<br>ab 125°<br><br>Länge abw. Spitze: 25mm<br>Blickrichtung: 0°<br>Blickwinkel: Weitwinkel<br>Tiefenschärfe: 3mm bis | Conventional image guide system,<br>12.000 pixles, 2-way deflection,<br>one hand operation, soakable and<br>designed for gas sterilization<br><br>Working length: 300mm<br>Diameter: 3.8mm<br>Deflection: up 125°<br>down 125°<br><br>Length of mov. tip: 25mm<br>Direction of view: 0°<br>Field of view: wide angle<br>Depth of focus: 3mm to |
| <b>LA-010-003</b>           | Flexibles Naso-Pharyngoskop mit<br>Arbeitskanal Ø 1.4mm<br><i>Flexible Nose-Pharyngoscope with<br/>working channel Ø 1.4mm</i>           | Mit Arbeitskanal<br><br>Blickrichtung: 0°<br>Blickwinkel: 85°<br>Tiefenschärfe: 3mm bis<br>Flexibl. Arbeitsende: 400mm<br>Längenmark. Ø: 4.3mm<br>Abwinkelung: auf 140°<br>ab 140°<br><br>Arbeitskanal Ø: 1.4mm<br>Instrumente: L: 750mm<br>Ø: 1.0mm                                                                       | With working channel<br><br>Direction of view: 0°<br>Field of view: 85°<br>Depth of focus: 3mm to<br>Flexible working end: 400mm<br>Linear markings Ø: 4.3mm<br>Deflection: up 140°<br>down 140°<br><br>Working channel Ø: 1.4mm<br>Instruments: L: 750mm<br>Ø: 1.0mm                                                                          |
| <b>LA-010-005</b>           | Flexibles Naso-Laryngoskop mit<br>ETO Ventil, Ø 3.4mm x 300mm<br><i>Flexible Nose-Laryngoscope with<br/>ETO-valve, Ø 3.4mm x 300mm</i>   | Konventionelles Bildbündel,<br>12.000 Pixel mit 2-facher Ab-<br>winkelung, Einhandbedienung,<br>einlegbar und gassterilisierbar<br><br>Nutzlänge: 300mm<br>Durchmesser: 3.4mm<br>Abwinkelung: auf 130°<br>ab 130°<br><br>Länge abw. Spitze: 25mm<br>Blickrichtung: 0°<br>Blickwinkel: Weitwinkel                           | Conventional image guide system,<br>12.000 pixles, 2-way deflection,<br>one hand operation, soakable and<br>designed for gas sterilization<br><br>Working length: 300mm<br>Diameter: 3.4mm<br>Deflection: up 130°<br>down 130°<br><br>Length of mov. tip: 25mm<br>Direction of view: 0°<br>Field of view: wide angle                           |



**LB-002-011**  
bis / to  
**LB-002-015**



**LB-005-001**  
bis / to  
**LB-005-003**



**LB-002-001**  
bis / to  
**LB-002-005**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LB-002-001</b>           | Universal Sinuskopieschaft, Ø 3.5mm, AL 17cm<br><i>Universal sinuscopy sheath, Ø 3.5mm, WL 17cm</i>                                                                                   |
| <b>LB-002-002</b>           | Universal Sinuskopieschaft, Ø 5mm, AL 17cm<br><i>Universal sinuscopy sheath, Ø 5mm, WL 17cm</i>                                                                                       |
| <b>LB-002-003</b>           | Universal Sinuskopieschaft, Ø 5mm, für 30° Sinuskope, AL 17cm<br><i>Universal sinuscopy sheath, Ø 5mm, for 30° sinusscopes, WL 17cm</i>                                               |
| <b>LB-002-004</b>           | Universal Sinuskopieschaft, Ø 5mm, AL 8.5cm<br><i>Universal sinuscopy sheath, Ø 5mm, WL 8.5cm</i>                                                                                     |
| <b>LB-002-005</b>           | Universal Sinuskopieschaft, Ø 5mm, für 30° Sinuskope, AL 8.5cm<br><i>Universal sinuscopy sheath, Ø 5mm, for 30° sinusscopes, WL 8.5cm</i>                                             |
| <b>LB-005-001</b>           | Ø 3.5mm Trokar dreikant, 17cm<br><i>Ø 3.5mm trocar pyramidal, 17cm</i>                                                                                                                |
| <b>LB-005-002</b>           | Ø 5mm Trokar dreikant, 17cm<br><i>Ø 5mm trocar pyramidal, 17cm</i>                                                                                                                    |
| <b>LB-005-003</b>           | Ø 5mm Trokar dreikant, 8.5cm<br><i>Ø 5mm trocar pyramidal, 8.5cm</i>                                                                                                                  |
| <b>LB-002-011</b>           | Universal Sinuskopieschaft, Ø 3.5mm, mit dreikant Trokar, AL 17cm<br><i>Universal sinuscopy sheath, Ø 3.5mm, with pyramdial trocar, WL 17cm</i>                                       |
| <b>LB-002-012</b>           | Universal Sinuskopieschaft, Ø 5mm, mit dreikant Trokar, AL 17cm<br><i>Universal sinuscopy sheath, Ø 5mm, with pyramdial trocar, WL 17cm</i>                                           |
| <b>LB-002-013</b>           | Universal Sinuskopieschaft, Ø 5mm, mit dreikant Trokar, für 30° Sinuskope, AL 17cm<br><i>Universal sinuscopy sheath, Ø 5mm, with pyramdial trocar, for 30° sinusscopes, WL 17cm</i>   |
| <b>LB-002-014</b>           | Universal Sinuskopieschaft, Ø 5mm, mit dreikant Trokar, AL 8.5cm<br><i>Universal sinuscopy sheath, Ø 5mm, with pyramdial trocar, WL 8.5cm</i>                                         |
| <b>LB-002-015</b>           | Universal Sinuskopieschaft, Ø 5mm, mit dreikant Trokar, für 30° Sinuskope, AL 8.5cm<br><i>Universal sinuscopy sheath, Ø 5mm, with pyramdial trocar, for 30° sinusscopes, WL 8.5cm</i> |



**LB-002-021**



**LB-002-022**  
bis / to  
**LB-002-024**



**LB-002-026**



**LB-002-020 /**  
**LB-002-025**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LB-002-020</b>           | LICHTWITZ Kieferhöhlentrokar, Ø 2mm, NL 10cm<br><i>LICHTWITZ antrum trocar, Ø 2mm, WL 10cm</i>                          |
| <b>LB-002-025</b>           | LICHTWITZ Kieferhöhlentrokarnadel, Ø 2mm, NL 10cm<br><i>LICHTWITZ antrum trocar needle, Ø 2mm, WL 10cm</i>              |
| <b>LB-002-021</b>           | COAKLEY Kieferhöhlentrokar, gebogen, Ø 3mm, NL 14cm<br><i>COAKLEY antrum trocar, curved, Ø 3mm, WL 14cm</i>             |
| <b>LB-002-022</b>           | PIERCE Kieferhöhlentrokar, gebogen, Ø 3mm, NL 8.5cm<br><i>PIERCE antrum trocar, curved, Ø 3mm, WL 8.5cm</i>             |
| <b>LB-002-023</b>           | PIERCE Kieferhöhlentrokar, gebogen, Ø 4mm, NL 8.5cm<br><i>PIERCE antrum trocar, curved, Ø 4mm, WL 8.5cm</i>             |
| <b>LB-002-024</b>           | PIERCE Kieferhöhlentrokar, gebogen, Ø 5mm, NL 8.5cm<br><i>PIERCE antrum trocar, curved, Ø 5mm, WL 8.5cm</i>             |
| <b>LB-002-026</b>           | VANALEYA Kieferhöhlentrokar, S-förmig, Ø 1.8mm, NL 11.5cm<br><i>VANALEYA antrum trocar, S-shape, Ø 1.8mm, WL 11.5cm</i> |



**LD-001-071**



**LD-001-070**



**LD-001-080**



**LB-001-001**



**LB-001-002**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LB-001-001</b>           | STAMMBERGER Griff, flach, für Sinuskope, 11cm<br><i>STAMMBERGER handle, flat, for sinusscopes, 11cm</i>                                                                                           |
| <b>LB-001-002</b>           | STAMMBERGER Griff, rund, für Sinuskope, 11cm<br><i>STAMMBERGER handle, round, for sinusscopes, 11cm</i>                                                                                           |
| <b>LD-001-070</b>           | Maxillary Ostium Sonde, beidseitig, kugelförmige Enden Ø 1.2mm und Ø 2.0mm, 20cm<br><i>Maxillary sinus ostium seeker, double-ended, ball size Ø 1.2mm and Ø 2.0mm, 20cm</i>                       |
| <b>LD-001-071</b>           | KUHN-BOGLER Frontal Ostium Sonde, beidseitig, gebogen, einseitig rechtwinkliger Haken, 20cm<br><i>KUHN-BOGLER frontal ostium seeker, double-ended, curved, right angled hook at one end, 20cm</i> |
| <b>LD-001-080</b>           | HARTMANN Nasensonde, gebogen, 13.5cm<br><i>HARTMANN nasal probe, curved, 13.5cm</i>                                                                                                               |



**LD-001-027 /  
LD-001-028**



**LD-001-191**



**LD-001-014  
bis / to  
LD-001-019**



**LD-001-038**



**LD-001-020  
bis / to  
LD-001-026**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                       |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-001-014</b>           | Antrumkürette, oval, Fig. 1, 20cm<br><i>Antrum curette, oval, fig. 1, 20cm</i>                                   |
| <b>LD-001-015</b>           | Antrumkürette, oval, Fig. 2, 20cm<br><i>Antrum curette, oval, fig. 2, 20cm</i>                                   |
| <b>LD-001-016</b>           | Antrumkürette, oval, Fig. 3, 20cm<br><i>Antrum curette, oval, fig. 3, 20cm</i>                                   |
| <b>LD-001-017</b>           | Antrumkürette, rund, 20cm<br><i>Antrum curette, round, 20cm</i>                                                  |
| <b>LD-001-018</b>           | Antrumkürette, längsoval, 20cm<br><i>Antrum curette, small oval, 20cm</i>                                        |
| <b>LD-001-019</b>           | Antrumkürette, längsoval, 45°, 20cm<br><i>Antrum curette, small oval, 45°, 20cm</i>                              |
| <b>LD-001-020</b>           | COAKLEY Antrumkürette, Satz à 6 Stück, Fig. 1-6, 18cm<br><i>COAKLEY antrum curette, set of 6, fig. 1-6, 18cm</i> |
| <b>LD-001-021</b>           | COAKLEY Antrumkürette, Fig. 1, 18cm<br><i>COAKLEY antrum curette, fig. 1, 18cm</i>                               |
| <b>LD-001-022</b>           | COAKLEY Antrumkürette, Fig. 2, 18cm<br><i>COAKLEY antrum curette, fig. 2, 18cm</i>                               |
| <b>LD-001-023</b>           | COAKLEY Antrumkürette, Fig. 3, 18cm<br><i>COAKLEY antrum curette, fig. 3, 18cm</i>                               |
| <b>LD-001-024</b>           | COAKLEY Antrumkürette, Fig. 4, 18cm<br><i>COAKLEY antrum curette, fig. 4, 18cm</i>                               |
| <b>LD-001-025</b>           | COAKLEY Antrumkürette, Fig. 5, 18cm<br><i>COAKLEY antrum curette, fig. 5, 18cm</i>                               |
| <b>LD-001-026</b>           | COAKLEY Antrumkürette, Fig. 6, 18cm<br><i>COAKLEY antrum curette, fig. 6, 18cm</i>                               |
| <b>LD-001-027</b>           | COAKLEY Antrumkürette, vorwärts schneidend, 20cm<br><i>COAKLEY antrum curette, forward cutting, 20cm</i>         |
| <b>LD-001-028</b>           | COAKLEY Antrumkürette, rückwärts schneidend, 20cm<br><i>COAKLEY antrum curette, backward cutting, 20cm</i>       |
| <b>LD-001-038</b>           | FAULKNER Kieferhöhlenkürette, 19cm<br><i>FAULKNER antrum curette, 19cm</i>                                       |
| <b>LD-001-191</b>           | Antrum Kürette, längsoval 2mm, 20cm<br><i>Antrum curette, oval 2mm, 20cm</i>                                     |



**LD-001-039**  
bis / to  
**LD-001-039-2**



**LD-001-045**



**LD-001-101 /  
LD-001-102**



**LD-001-047**



**LD-001-046**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-001-039</b>           | HALLE Kieferhöhlenlöffel, biegsam, Größe 1, 21cm<br><i>HALLE antrum spoon, malleable, size 1, 21cm</i>                          |
| <b>LD-001-039-1</b>         | HALLE Kieferhöhlenlöffel, biegsam, Größe 2, 21cm<br><i>HALLE antrum spoon, malleable, size 2, 21cm</i>                          |
| <b>LD-001-039-2</b>         | HALLE Kieferhöhlenlöffel, biegsam, Größe 3, 21cm<br><i>HALLE antrum spoon, malleable, size 3, 21cm</i>                          |
| <b>LD-001-045</b>           | Antrum-Löffel, rund, 19cm<br><i>Antrum spoon, round, 19cm</i>                                                                   |
| <b>LD-001-046</b>           | JANSEN Doppellöffel, 16cm<br><i>JANSEN spoon, double ended, 16cm</i>                                                            |
| <b>LD-001-047</b>           | BARTH Doppellöffel, 18cm<br><i>BARTH spoon, double ended, 18cm</i>                                                              |
| <b>LD-001-101</b>           | Antrumlöffel (KUHN-BOGLER), 55° abgewinkelt, längsoval, 19cm<br><i>Antrum spoon (KUHN-BOGLER), 55° angled, small oval, 19cm</i> |
| <b>LD-001-102</b>           | Antrumlöffel, sehr stark abgewinkelt, längsoval<br><i>Antrum spoon, very strong angled, small oval</i>                          |



**LD-001-012 /  
LD-001-013**



**LD-003-005**



**LD-001-030  
bis / to  
LD-001-032**



**LB-005-030  
bis / to  
LB-005-034**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                   |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LB-005-030</b>           | RITTER-HALLE Sinus Dilator, Ø 2.0mm, 14.5cm<br><i>RITTER-HALLE frontal sinus bougie, Ø 2.0mm, 14.5cm</i>                     |
| <b>LB-005-031</b>           | RITTER-HALLE Sinus Dilator, Ø 2.5mm, 14.5cm<br><i>RITTER-HALLE frontal sinus bougie, Ø 2.5mm, 14.5cm</i>                     |
| <b>LB-005-032</b>           | RITTER-HALLE Sinus Dilator, Ø 3.0mm, 14.5cm<br><i>RITTER-HALLE frontal sinus bougie, Ø 3.0mm, 14.5cm</i>                     |
| <b>LB-005-033</b>           | RITTER-HALLE Sinus Dilator, Ø 4.0mm, 14.5cm<br><i>RITTER-HALLE frontal sinus bougie, Ø 4.0mm, 14.5cm</i>                     |
| <b>LB-005-034</b>           | RITTER-HALLE Sinus Dilator, Ø 5.0mm, 14.5cm<br><i>RITTER-HALLE frontal sinus bougie, Ø 5.0mm, 14.5cm</i>                     |
| <b>LD-001-012</b>           | Sichelmesser, spitz, 20cm<br><i>Sickle knife, pointed, 20cm</i>                                                              |
| <b>LD-001-013</b>           | Sichelmesser, stumpf, 20cm<br><i>Sickle knife, blunt, 20cm</i>                                                               |
| <b>LD-003-005</b>           | PLESTER Sichelmesser, zweiseitig, mittlere Biegung, 16cm<br><i>PLESTER sickle knife, double cutting, middle curved, 16cm</i> |
| <b>LD-001-030</b>           | Stirnhöhlen-Dilatator, Ø 2.5mm, 16cm<br><i>Frontal sinus bougie, Ø 2.5mm, 16cm</i>                                           |
| <b>LD-001-031</b>           | Stirnhöhlen-Dilatator, Ø 2.5mm, 16cm<br><i>Frontal sinus bougie, Ø 2.5mm, 16cm</i>                                           |
| <b>LD-001-032</b>           | Stirnhöhlen-Dilatator, Ø 2.5mm, 16cm<br><i>Frontal sinus bougie, Ø 2.5mm, 16cm</i>                                           |





**LD-001-167**



**LD-001-165**



**LD-001-169**



**LD-001-093**  
bis / to  
**LD-001-095**



**LD-001-166**



**LD-001-168**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                     |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-001-093</b>           | LEMPERT Elevator, gerade, 2mm breit, 19cm<br><i>LEMPERT elevator, straight, 2mm wide, 19cm</i> |
| <b>LD-001-094</b>           | LEMPERT Elevator, gebogen, 2mm breit, 19cm<br><i>LEMPERT elevator, curved, 2mm wide, 19cm</i>  |
| <b>LD-001-095</b>           | LEMPERT Elevator, gebogen, 3mm breit, 19cm<br><i>LEMPERT elevator, curved, 3mm wide, 19cm</i>  |
| <b>LD-001-165</b>           | FREER Elevator, 6.5mm, 20cm<br><i>FREER elevator, 6.5mm, 20cm</i>                              |
| <b>LD-001-166</b>           | ROGER D. Elevator, gebogen, 18cm<br><i>ROGER D. elevator, curved, 18cm</i>                     |
| <b>LD-001-167</b>           | JOSEPH-MASING Elevator, 21cm<br><i>JOSEPH-MASING elevator, 21cm</i>                            |
| <b>LD-001-168</b>           | Elevator mit Kugelenden, 18cm<br><i>Ostium seeker, 18cm</i>                                    |
| <b>LD-001-169</b>           | SEWALL Elevator, 6mm, stumpf, 20cm<br><i>SEWALL elevator, 6mm, blunt, 20cm</i>                 |



LD-001-037



LD-002-219



LD-001-035 /  
LD-001-036



LD-001-163



LD-002-365 /  
LD-002-366



LD-002-367 /  
LD-002-368

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD-001-035                  | WIENER Antrum Raspel, spitz gross, 18cm<br><i>WIENER antrum rasp, pointed big, 18cm</i>       |
| LD-001-036                  | WIENER Antrum Raspel, stumpf gross, 18cm<br><i>WIENER antrum rasp, blunt big, 18cm</i>        |
| LD-001-037                  | WATSON-WILLIAMS Stirnhöhlenraspel, stumpf, 23cm<br><i>WATSON-WILLIAMS antrum, blunt, 23cm</i> |
| LD-001-163                  | FREER Raspatorium, scharf, 18cm<br><i>FREER raspatory, sharp, 18cm</i>                        |
| LD-002-219                  | BRAWLEY Kieferhöhlenraspel, stumpf, 20cm<br><i>BRAWLEY antrum rasp, blunt, 20cm</i>           |
| LD-002-365                  | WEST Flachmeißel, 4mm breit, 18cm<br><i>WEST chisel, 4mm wide, 18cm</i>                       |
| LD-002-366                  | WEST Flachmeißel, 6mm breit, 18cm<br><i>WEST chisel, 6mm wide, 18cm</i>                       |
| LD-002-367                  | WEST Hohlmeißel, 4mm breit, 18cm<br><i>WEST gouge, 4mm wide, 18cm</i>                         |
| LD-002-368                  | WEST Hohlmeißel, 6mm breit, 18cm<br><i>WEST gouge, 6mm wide, 18cm</i>                         |



**LH-001-000**  
bis / to  
**LH-001-007**



**LH-001-011**  
bis / to  
**LH-001-019**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                    |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LH-001-000</b>           | VON EICKEN Kieferhöhlen-Spülkanüle, Ø 2.5mm, kurz gebogen<br>VON EICKEN antrum cannula, Ø 2.5mm, short curved |
| <b>LH-001-001</b>           | VON EICKEN Kieferhöhlen-Spülkanüle, Ø 3mm, kurz gebogen<br>VON EICKEN antrum cannula, Ø 3mm, short curved     |
| <b>LH-001-002</b>           | VON EICKEN Kieferhöhlen-Spülkanüle, Ø 4mm, kurz gebogen<br>VON EICKEN antrum cannula, Ø 4mm, short curved     |
| <b>LH-001-003</b>           | VON EICKEN Kieferhöhlen-Spülkanüle, Ø 3mm, lang gebogen<br>VON EICKEN antrum cannula, Ø 3mm, long curved      |
| <b>LH-001-004</b>           | VON EICKEN Kieferhöhlen-Spülkanüle, Ø 4mm, lang gebogen<br>VON EICKEN antrum cannula, Ø 4mm, long curved      |
| <b>LH-001-005</b>           | VON EICKEN Kieferhöhlen-Spülkanüle, Ø 3.5mm, kurz gebogen<br>VON EICKEN antrum cannula, Ø 3.5mm, short curved |
| <b>LH-001-006</b>           | VON EICKEN Kieferhöhlen-Spülkanüle, Ø 2.5mm, lang gebogen<br>VON EICKEN antrum cannula, Ø 2.5mm, long curved  |
| <b>LH-001-007</b>           | VON EICKEN Kieferhöhlen-Spülkanüle, Ø 3.5mm, lang gebogen<br>VON EICKEN antrum cannula, Ø 3.5mm, long curved  |
| <b>LH-001-011</b>           | FRAZIER Spülkanüle, gerade, Ø 5 Ch., NL 130mm<br>FRAZIER suction cannula, straight, Ø 5 Fr., WL 130mm         |
| <b>LH-001-012</b>           | FRAZIER Spülkanüle, gerade, Ø 6 Ch., NL 130mm<br>FRAZIER suction cannula, straight, Ø 6 Fr., WL 130mm         |
| <b>LH-001-013</b>           | FRAZIER Spülkanüle, gerade, Ø 7 Ch., NL 130mm<br>FRAZIER suction cannula, straight, Ø 7 Fr., WL 130mm         |
| <b>LH-001-014</b>           | FRAZIER Spülkanüle, gerade, Ø 8 Ch., NL 130mm<br>FRAZIER suction cannula, straight, Ø 8 Fr., WL 130mm         |
| <b>LH-001-015</b>           | FRAZIER Spülkanüle, gerade, Ø 9 Ch., NL 130mm<br>FRAZIER suction cannula, straight, Ø 9 Fr., WL 130mm         |
| <b>LH-001-016</b>           | FRAZIER Spülkanüle, gerade, Ø 10 Ch., NL 130mm<br>FRAZIER suction cannula, straight, Ø 10 Fr., WL 130mm       |
| <b>LH-001-017</b>           | FRAZIER Spülkanüle, gerade, Ø 11 Ch., NL 130mm<br>FRAZIER suction cannula, straight, Ø 11 Fr., WL 130mm       |
| <b>LH-001-018</b>           | FRAZIER Spülkanüle, gerade, Ø 12 Ch., NL 130mm<br>FRAZIER suction cannula, straight, Ø 12 Fr., WL 130mm       |
| <b>LH-001-019</b>           | FRAZIER Spülkanüle, gerade, Ø 14 Ch., NL 130mm<br>FRAZIER suction cannula, straight, Ø 14 Fr., WL 130mm       |



**LH-001-041**  
bis / to  
**LH-001-050**



**LH-001-021**  
bis / to  
**LH-001-029**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                              |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LH-001-021</b>           | FRAZIER Spülkanüle, gerade, Ø 5 Ch., NL 170mm<br>FRAZIER suction cannula, straight, Ø 5 Fr., WL 170mm   |
| <b>LH-001-022</b>           | FRAZIER Spülkanüle, gerade, Ø 6 Ch., NL 170mm<br>FRAZIER suction cannula, straight, Ø 6 Fr., WL 170mm   |
| <b>LH-001-023</b>           | FRAZIER Spülkanüle, gerade, Ø 7 Ch., NL 170mm<br>FRAZIER suction cannula, straight, Ø 7 Fr., WL 170mm   |
| <b>LH-001-024</b>           | FRAZIER Spülkanüle, gerade, Ø 8 Ch., NL 170mm<br>FRAZIER suction cannula, straight, Ø 8 Fr., WL 170mm   |
| <b>LH-001-025</b>           | FRAZIER Spülkanüle, gerade, Ø 9 Ch., NL 170mm<br>FRAZIER suction cannula, straight, Ø 9 Fr., WL 170mm   |
| <b>LH-001-026</b>           | FRAZIER Spülkanüle, gerade, Ø 10 Ch., NL 170mm<br>FRAZIER suction cannula, straight, Ø 10 Fr., WL 170mm |
| <b>LH-001-027</b>           | FRAZIER Spülkanüle, gerade, Ø 11 Ch., NL 170mm<br>FRAZIER suction cannula, straight, Ø 11 Fr., WL 170mm |
| <b>LH-001-028</b>           | FRAZIER Spülkanüle, gerade, Ø 12 Ch., NL 170mm<br>FRAZIER suction cannula, straight, Ø 12 Fr., WL 170mm |
| <b>LH-001-029</b>           | FRAZIER Spülkanüle, gerade, Ø 14 Ch., NL 170mm<br>FRAZIER suction cannula, straight, Ø 14 Fr., WL 170mm |
| <b>LH-001-041</b>           | FRAZIER Spülkanüle, gebogen, Ø 5 Ch., NL 100mm<br>FRAZIER suction cannula, curved, Ø 5 Fr., WL 100mm    |
| <b>LH-001-042</b>           | FRAZIER Spülkanüle, gebogen, Ø 6 Ch., NL 100mm<br>FRAZIER suction cannula, curved, Ø 6 Fr., WL 100mm    |
| <b>LH-001-043</b>           | FRAZIER Spülkanüle, gebogen, Ø 7 Ch., NL 100mm<br>FRAZIER suction cannula, curved, Ø 7 Fr., WL 100mm    |
| <b>LH-001-044</b>           | FRAZIER Spülkanüle, gebogen, Ø 8 Ch., NL 100mm<br>FRAZIER suction cannula, curved, Ø 8 Fr., WL 100mm    |
| <b>LH-001-045</b>           | FRAZIER Spülkanüle, gebogen, Ø 9 Ch., NL 100mm<br>FRAZIER suction cannula, curved, Ø 9 Fr., WL 100mm    |
| <b>LH-001-046</b>           | FRAZIER Spülkanüle, gebogen, Ø 10 Ch., NL 100mm<br>FRAZIER suction cannula, curved, Ø 10 Fr., WL 100mm  |
| <b>LH-001-047</b>           | FRAZIER Spülkanüle, gebogen, Ø 11 Ch., NL 100mm<br>FRAZIER suction cannula, curved, Ø 11 Fr., WL 100mm  |
| <b>LH-001-048</b>           | FRAZIER Spülkanüle, gebogen, Ø 12 Ch., NL 100mm<br>FRAZIER suction cannula, curved, Ø 12 Fr., WL 100mm  |
| <b>LH-001-049</b>           | FRAZIER Spülkanüle, gebogen, Ø 14 Ch., NL 100mm<br>FRAZIER suction cannula, curved, Ø 14 Fr., WL 100mm  |
| <b>LH-001-050</b>           | FRAZIER Spülkanüle, gebogen, Ø 15 Ch., NL 100mm<br>FRAZIER suction cannula, curved, Ø 15 Fr., WL 100mm  |



**LH-001-071 /  
LH-001-073**



**LH-001-072 /  
LH-001-075 /  
LH-001-076**



**LH-001-074**



**LH-001-060  
bis / to  
LH-001-062**



**LH-001-065  
bis / to  
LH-001-067**



**LH-001-058 /  
LH-001-059**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LH-001-058</b>           | VANALEYA Stirnhöhlenkanüle, kurze Biegung, Ø 1.8mm, 11.5cm<br>VANALEYA antrum cannula, short curve, Ø1.8mm, 11.5cm                            |
| <b>LH-001-059</b>           | VANALEYA Stirnhöhlenkanüle, lange Biegung, Ø 1.8mm, 11.5cm<br>VANALEYA antrum cannula, long curve, Ø1.8mm, 11.5cm                             |
| <b>LH-001-060</b>           | ADSON Spülkanüle, gebogen, Ø 11 Ch., NL 100mm<br>ADSON suction cannula, curved, Ø 11 Fr., WL 100mm                                            |
| <b>LH-001-061</b>           | ADSON Spülkanüle, gebogen, Ø 12 Ch., NL 150mm<br>ADSON suction cannula, curved, Ø 12 Fr., WL 150mm                                            |
| <b>LH-001-062</b>           | ADSON Spülkanüle, gebogen, Ø 15 Ch., NL 150mm<br>ADSON suction cannula, curved, Ø 15 Fr., WL 150mm                                            |
| <b>LH-001-065</b>           | PLESTER Spülkanüle, gebogen, Ø 2.0mm, NL 135mm<br>PLESTER suction cannula, curved, Ø 2.0mm, WL 135mm                                          |
| <b>LH-001-066</b>           | PLESTER Spülkanüle, gebogen, Ø 2.5mm, NL 135mm<br>PLESTER suction cannula, curved, Ø 2.5mm, WL 135mm                                          |
| <b>LH-001-067</b>           | PLESTER Spülkanüle, gebogen, Ø 3.0mm, NL 135mm<br>PLESTER suction cannula, curved, Ø 3.0mm, WL 135mm                                          |
| <b>LH-001-071</b>           | YANKAUER Spülkanüle, gebogen, Ø 18 Ch., NL 300mm<br>YANKAUER suction cannula, curved, Ø 18 Fr., WL 300mm                                      |
| <b>LH-001-072</b>           | ANDREW-PYNCHON Spülkanüle, gebogen, Ø 2.7mm, NL 240mm<br>ANDREW-PYNCHON suction cannula, curved, Ø 2.7mm, WL 240mm                            |
| <b>LH-001-075</b>           | ANDREW-PYNCHON Spülkanüle, gebogen, Ø 3.0mm, NL 240mm<br>ANDREW-PYNCHON suction cannula, curved, Ø 3.0mm, WL 240mm                            |
| <b>LH-001-076</b>           | ANDREW-PYNCHON Spülkanüle, gebogen, Ø 3.4mm, NL 240mm<br>ANDREW-PYNCHON suction cannula, curved, Ø 3.4mm, WL 240mm                            |
| <b>LH-001-073</b>           | YANKAUER-BABY Spülkanüle, gebogen, Ø 18 Ch., NL 220mm<br>YANKAUER-BABY suction cannula, curved, Ø 18 Fr., WL 220mm                            |
| <b>LH-001-074</b>           | COUPLAND Spülkanüle, gebogen, 2 Ansätze, Ø 1.5mm und 2.0mm, NL 260mm<br>COUPLAND suction cannula, curved, 2 tips, Ø 1.5mm and 2.0mm, WL 260mm |



**LH-001-081**  
bis / to  
**LH-001-099**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LH-001-081</b>           | FRAZIER Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 5 Ch., NL 90mm<br>FRAZIER suction cannula, 45° curved, Ø 5 Fr., WL 90mm     |
| <b>LH-001-082</b>           | FRAZIER Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 6 Ch., NL 90mm<br>FRAZIER suction cannula, 45° curved, Ø 6 Fr., WL 90mm     |
| <b>LH-001-083</b>           | FRAZIER Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 7 Ch., NL 90mm<br>FRAZIER suction cannula, 45° curved, Ø 7 Fr., WL 90mm     |
| <b>LH-001-084</b>           | FRAZIER Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 8 Ch., NL 90mm<br>FRAZIER suction cannula, 45° curved, Ø 8 Fr., WL 90mm     |
| <b>LH-001-085</b>           | FRAZIER Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 9 Ch., NL 90mm<br>FRAZIER suction cannula, 45° curved, Ø 9 Fr., WL 90mm     |
| <b>LH-001-086</b>           | FRAZIER Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 10 Ch., NL 90mm<br>FRAZIER suction cannula, 45° curved, Ø 10 Fr., WL 90mm   |
| <b>LH-001-087</b>           | FRAZIER Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 11 Ch., NL 90mm<br>FRAZIER suction cannula, 45° curved, Ø 11 Fr., WL 90mm   |
| <b>LH-001-088</b>           | FRAZIER Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 12 Ch., NL 90mm<br>FRAZIER suction cannula, 45° curved, Ø 12 Fr., WL 90mm   |
| <b>LH-001-089</b>           | FRAZIER Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 15 Ch., NL 90mm<br>FRAZIER suction cannula, 45° curved, Ø 15 Fr., WL 90mm   |
| <b>LH-001-092</b>           | FRAZIER Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 6 Ch., NL 110mm<br>FRAZIER suction cannula, 45° curved, Ø 6 Fr., WL 110mm   |
| <b>LH-001-093</b>           | FRAZIER Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 7 Ch., NL 110mm<br>FRAZIER suction cannula, 45° curved, Ø 7 Fr., WL 110mm   |
| <b>LH-001-094</b>           | FRAZIER Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 8 Ch., NL 110mm<br>FRAZIER suction cannula, 45° curved, Ø 8 Fr., WL 110mm   |
| <b>LH-001-095</b>           | FRAZIER Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 9 Ch., NL 110mm<br>FRAZIER suction cannula, 45° curved, Ø 9 Fr., WL 110mm   |
| <b>LH-001-096</b>           | FRAZIER Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 10 Ch., NL 110mm<br>FRAZIER suction cannula, 45° curved, Ø 10 Fr., WL 110mm |
| <b>LH-001-097</b>           | FRAZIER Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 11 Ch., NL 110mm<br>FRAZIER suction cannula, 45° curved, Ø 11 Fr., WL 110mm |
| <b>LH-001-098</b>           | FRAZIER Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 12 Ch., NL 110mm<br>FRAZIER suction cannula, 45° curved, Ø 12 Fr., WL 110mm |
| <b>LH-001-099</b>           | FRAZIER Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 15 Ch., NL 110mm<br>FRAZIER suction cannula, 45° curved, Ø 15 Fr., WL 110mm |



**LH-001-102**  
bis / to  
**LH-001-119**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LH-001-102</b>           | FRAZIER Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 6 Ch., NL 130mm<br>FRAZIER suction cannula, 45° curved, Ø 6 Fr., WL 130mm   |
| <b>LH-001-103</b>           | FRAZIER Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 7 Ch., NL 130mm<br>FRAZIER suction cannula, 45° curved, Ø 7 Fr., WL 130mm   |
| <b>LH-001-104</b>           | FRAZIER Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 8 Ch., NL 130mm<br>FRAZIER suction cannula, 45° curved, Ø 8 Fr., WL 130mm   |
| <b>LH-001-105</b>           | FRAZIER Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 9 Ch., NL 130mm<br>FRAZIER suction cannula, 45° curved, Ø 9 Fr., WL 130mm   |
| <b>LH-001-106</b>           | FRAZIER Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 10 Ch., NL 130mm<br>FRAZIER suction cannula, 45° curved, Ø 10 Fr., WL 130mm |
| <b>LH-001-107</b>           | FRAZIER Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 11 Ch., NL 130mm<br>FRAZIER suction cannula, 45° curved, Ø 11 Fr., WL 130mm |
| <b>LH-001-108</b>           | FRAZIER Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 12 Ch., NL 130mm<br>FRAZIER suction cannula, 45° curved, Ø 12 Fr., WL 130mm |
| <b>LH-001-109</b>           | FRAZIER Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 15 Ch., NL 130mm<br>FRAZIER suction cannula, 45° curved, Ø 15 Fr., WL 130mm |
| <b>LH-001-112</b>           | FRAZIER Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 6 Ch., NL 150mm<br>FRAZIER suction cannula, 45° curved, Ø 6 Fr., WL 150mm   |
| <b>LH-001-113</b>           | FRAZIER Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 7 Ch., NL 150mm<br>FRAZIER suction cannula, 45° curved, Ø 7 Fr., WL 150mm   |
| <b>LH-001-114</b>           | FRAZIER Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 8 Ch., NL 150mm<br>FRAZIER suction cannula, 45° curved, Ø 8 Fr., WL 150mm   |
| <b>LH-001-115</b>           | FRAZIER Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 9 Ch., NL 150mm<br>FRAZIER suction cannula, 45° curved, Ø 9 Fr., WL 150mm   |
| <b>LH-001-116</b>           | FRAZIER Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 10 Ch., NL 150mm<br>FRAZIER suction cannula, 45° curved, Ø 10 Fr., WL 150mm |
| <b>LH-001-117</b>           | FRAZIER Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 11 Ch., NL 150mm<br>FRAZIER suction cannula, 45° curved, Ø 11 Fr., WL 150mm |
| <b>LH-001-118</b>           | FRAZIER Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 12 Ch., NL 150mm<br>FRAZIER suction cannula, 45° curved, Ø 12 Fr., WL 150mm |
| <b>LH-001-119</b>           | FRAZIER Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 15 Ch., NL 150mm<br>FRAZIER suction cannula, 45° curved, Ø 15 Fr., WL 150mm |



**LH-001-122**  
bis / to  
**LH-001-139**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LH-001-122</b>           | FRAZIER Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 6 Ch., NL 190mm<br>FRAZIER suction cannula, 45° curved, Ø 6 Fr., WL 190mm   |
| <b>LH-001-123</b>           | FRAZIER Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 7 Ch., NL 190mm<br>FRAZIER suction cannula, 45° curved, Ø 7 Fr., WL 190mm   |
| <b>LH-001-124</b>           | FRAZIER Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 8 Ch., NL 190mm<br>FRAZIER suction cannula, 45° curved, Ø 8 Fr., WL 190mm   |
| <b>LH-001-125</b>           | FRAZIER Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 9 Ch., NL 190mm<br>FRAZIER suction cannula, 45° curved, Ø 9 Fr., WL 190mm   |
| <b>LH-001-126</b>           | FRAZIER Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 10 Ch., NL 190mm<br>FRAZIER suction cannula, 45° curved, Ø 10 Fr., WL 190mm |
| <b>LH-001-127</b>           | FRAZIER Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 11 Ch., NL 190mm<br>FRAZIER suction cannula, 45° curved, Ø 11 Fr., WL 190mm |
| <b>LH-001-128</b>           | FRAZIER Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 12 Ch., NL 190mm<br>FRAZIER suction cannula, 45° curved, Ø 12 Fr., WL 190mm |
| <b>LH-001-129</b>           | FRAZIER Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 15 Ch., NL 190mm<br>FRAZIER suction cannula, 45° curved, Ø 15 Fr., WL 190mm |
| <b>LH-001-132</b>           | FRAZIER Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 6 Fr., NL 250mm<br>FRAZIER suction cannula, 45° curved, Ø 6 Ch., WL 250mm   |
| <b>LH-001-133</b>           | FRAZIER Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 7 Fr., NL 250mm<br>FRAZIER suction cannula, 45° curved, Ø 7 Ch., WL 250mm   |
| <b>LH-001-134</b>           | FRAZIER Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 8 Fr., NL 250mm<br>FRAZIER suction cannula, 45° curved, Ø 8 Ch., WL 250mm   |
| <b>LH-001-135</b>           | FRAZIER Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 9 Fr., NL 250mm<br>FRAZIER suction cannula, 45° curved, Ø 9 Ch., WL 250mm   |
| <b>LH-001-136</b>           | FRAZIER Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 10 Fr., NL 250mm<br>FRAZIER suction cannula, 45° curved, Ø 10 Ch., WL 250mm |
| <b>LH-001-137</b>           | FRAZIER Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 11 Fr., NL 250mm<br>FRAZIER suction cannula, 45° curved, Ø 11 Ch., WL 250mm |
| <b>LH-001-138</b>           | FRAZIER Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 12 Fr., NL 250mm<br>FRAZIER suction cannula, 45° curved, Ø 12 Ch., WL 250mm |
| <b>LH-001-139</b>           | FRAZIER Spülkanüle, 45° gebogen, Ø 15 Fr., NL 250mm<br>FRAZIER suction cannula, 45° curved, Ø 15 Ch., WL 250mm |





**LH-001-141**  
bis / to  
**LH-001-149**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LH-001-141</b>           | FRAZIER Spülkanüle, 90° gebogen, Ø 5 Ch., NL 70mm<br>FRAZIER suction cannula, 90° curved, Ø 5 Fr., WL 70mm   |
| <b>LH-001-142</b>           | FRAZIER Spülkanüle, 90° gebogen, Ø 6 Ch., NL 70mm<br>FRAZIER suction cannula, 90° curved, Ø 6 Fr., WL 70mm   |
| <b>LH-001-143</b>           | FRAZIER Spülkanüle, 90° gebogen, Ø 7 Ch., NL 70mm<br>FRAZIER suction cannula, 90° curved, Ø 7 Fr., WL 70mm   |
| <b>LH-001-144</b>           | FRAZIER Spülkanüle, 90° gebogen, Ø 8 Ch., NL 70mm<br>FRAZIER suction cannula, 90° curved, Ø 8 Fr., WL 70mm   |
| <b>LH-001-145</b>           | FRAZIER Spülkanüle, 90° gebogen, Ø 9 Ch., NL 70mm<br>FRAZIER suction cannula, 90° curved, Ø 9 Fr., WL 70mm   |
| <b>LH-001-146</b>           | FRAZIER Spülkanüle, 90° gebogen, Ø 10 Ch., NL 70mm<br>FRAZIER suction cannula, 90° curved, Ø 10 Fr., WL 70mm |
| <b>LH-001-147</b>           | FRAZIER Spülkanüle, 90° gebogen, Ø 11 Ch., NL 70mm<br>FRAZIER suction cannula, 90° curved, Ø 11 Fr., WL 70mm |
| <b>LH-001-148</b>           | FRAZIER Spülkanüle, 90° gebogen, Ø 12 Ch., NL 70mm<br>FRAZIER suction cannula, 90° curved, Ø 12 Fr., WL 70mm |
| <b>LH-001-149</b>           | FRAZIER Spülkanüle, 90° gebogen, Ø 13 Ch., NL 70mm<br>FRAZIER suction cannula, 90° curved, Ø 13 Fr., WL 70mm |



**LH-001-151**  
bis / to  
**LH-001-168**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LH-001-151</b>           | POPPEN Spülkanüle, gebogen, Ø 6 Ch., NL 90mm<br>POPPEN suction cannula, curved, Ø 6 Fr., WL 90mm     |
| <b>LH-001-152</b>           | POPPEN Spülkanüle, gebogen, Ø 7 Ch., NL 90mm<br>POPPEN suction cannula, curved, Ø 7 Fr., WL 90mm     |
| <b>LH-001-153</b>           | POPPEN Spülkanüle, gebogen, Ø 8 Ch., NL 90mm<br>POPPEN suction cannula, curved, Ø 8 Fr., WL 90mm     |
| <b>LH-001-154</b>           | POPPEN Spülkanüle, gebogen, Ø 9 Ch., NL 90mm<br>POPPEN suction cannula, curved, Ø 9 Fr., WL 90mm     |
| <b>LH-001-155</b>           | POPPEN Spülkanüle, gebogen, Ø 10 Ch., NL 90mm<br>POPPEN suction cannula, curved, Ø 10 Fr., WL 90mm   |
| <b>LH-001-156</b>           | POPPEN Spülkanüle, gebogen, Ø 11 Ch., NL 90mm<br>POPPEN suction cannula, curved, Ø 11 Fr., WL 90mm   |
| <b>LH-001-157</b>           | POPPEN Spülkanüle, gebogen, Ø 12 Ch., NL 90mm<br>POPPEN suction cannula, curved, Ø 12 Fr., WL 90mm   |
| <b>LH-001-158</b>           | POPPEN Spülkanüle, gebogen, Ø 15 Ch., NL 90mm<br>POPPEN suction cannula, curved, Ø 15 Fr., WL 90mm   |
| <b>LH-001-161</b>           | POPPEN Spülkanüle, gebogen, Ø 6 Ch., NL 145mm<br>POPPEN suction cannula, curved, Ø 6 Fr., WL 145mm   |
| <b>LH-001-162</b>           | POPPEN Spülkanüle, gebogen, Ø 7 Ch., NL 145mm<br>POPPEN suction cannula, curved, Ø 7 Fr., WL 145mm   |
| <b>LH-001-163</b>           | POPPEN Spülkanüle, gebogen, Ø 8 Ch., NL 145mm<br>POPPEN suction cannula, curved, Ø 8 Fr., WL 145mm   |
| <b>LH-001-164</b>           | POPPEN Spülkanüle, gebogen, Ø 9 Ch., NL 145mm<br>POPPEN suction cannula, curved, Ø 9 Fr., WL 145mm   |
| <b>LH-001-165</b>           | POPPEN Spülkanüle, gebogen, Ø 10 Ch., NL 145mm<br>POPPEN suction cannula, curved, Ø 10 Fr., WL 145mm |
| <b>LH-001-166</b>           | POPPEN Spülkanüle, gebogen, Ø 11 Ch., NL 145mm<br>POPPEN suction cannula, curved, Ø 11 Fr., WL 145mm |
| <b>LH-001-167</b>           | POPPEN Spülkanüle, gebogen, Ø 12 Ch., NL 145mm<br>POPPEN suction cannula, curved, Ø 12 Fr., WL 145mm |
| <b>LH-001-168</b>           | POPPEN Spülkanüle, gebogen, Ø 15 Ch., NL 145mm<br>POPPEN suction cannula, curved, Ø 15 Fr., WL 145mm |



**LH-001-300**  
bis / to  
**LH-001-309**



**LH-001-260**  
bis / to  
**LH-001-264**



**LJ-003-026**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LH-001-260</b>           | FERGUSON Saugrohr, mit Unterbrecherloch und Mandrin, LL, 6 Ch., NL 11cm<br><i>FERGUSON suction cannula, with cut-off hole and mandrin, LL, 6 Fr., WL 11cm</i>   |
| <b>LH-001-261</b>           | FERGUSON Saugrohr, mit Unterbrecherloch und Mandrin, LL, 8 Ch., NL 11cm<br><i>FERGUSON suction cannula, with cut-off hole and mandrin, LL, 8 Fr., WL 11cm</i>   |
| <b>LH-001-262</b>           | FERGUSON Saugrohr, mit Unterbrecherloch und Mandrin, LL, 10 Ch., NL 11cm<br><i>FERGUSON suction cannula, with cut-off hole and mandrin, LL, 10 Fr., WL 11cm</i> |
| <b>LH-001-263</b>           | FERGUSON Saugrohr, mit Unterbrecherloch und Mandrin, LL, 12 Ch., NL 11cm<br><i>FERGUSON suction cannula, with cut-off hole and mandrin, LL, 12 Fr., WL 11cm</i> |
| <b>LH-001-264</b>           | FERGUSON Saugrohr, mit Unterbrecherloch und Mandrin, LL, 15 Ch., NL 11cm<br><i>FERGUSON suction cannula, with cut-off hole and mandrin, LL, 15 Fr., WL 11cm</i> |
| <b>LH-001-300</b>           | SIEBENMANN Kieferhöhlen-Spülrohr, Öffnung unten, Ø 1.5mm<br><i>SIEBENMANN antrum cannula, downward hole, Ø 1.5mm</i>                                            |
| <b>LH-001-301</b>           | SIEBENMANN Kieferhöhlen-Spülrohr, Öffnung unten, Ø 1.7mm<br><i>SIEBENMANN antrum cannula, downward hole, Ø 1.7mm</i>                                            |
| <b>LH-001-302</b>           | SIEBENMANN Kieferhöhlen-Spülrohr, Öffnung unten, Ø 2.0mm<br><i>SIEBENMANN antrum cannula, downward hole, Ø 2.0mm</i>                                            |
| <b>LH-001-303</b>           | SIEBENMANN Kieferhöhlen-Spülrohr, Öffnung unten, Ø 2.5mm<br><i>SIEBENMANN antrum cannula, downward hole, Ø 2.5mm</i>                                            |
| <b>LH-001-304</b>           | SIEBENMANN Kieferhöhlen-Spülrohr, Öffnung unten, Ø 3.0mm<br><i>SIEBENMANN antrum cannula, downward hole, Ø 3.0mm</i>                                            |
| <b>LH-001-305</b>           | SIEBENMANN Kieferhöhlen-Spülrohr, Öffnung oben, Ø 1.5mm<br><i>SIEBENMANN antrum cannula, upward hole, Ø 1.5mm</i>                                               |
| <b>LH-001-306</b>           | SIEBENMANN Kieferhöhlen-Spülrohr, Öffnung oben, Ø 1.7mm<br><i>SIEBENMANN antrum cannula, upward hole, Ø 1.7mm</i>                                               |
| <b>LH-001-307</b>           | SIEBENMANN Kieferhöhlen-Spülrohr, Öffnung oben, Ø 2.0mm<br><i>SIEBENMANN antrum cannula, upward hole, Ø 2.0mm</i>                                               |
| <b>LH-001-308</b>           | SIEBENMANN Kieferhöhlen-Spülrohr, Öffnung oben, Ø 2.5mm<br><i>SIEBENMANN antrum cannula, upward hole, Ø 2.5mm</i>                                               |
| <b>LH-001-309</b>           | SIEBENMANN Kieferhöhlen-Spülrohr, Öffnung oben, Ø 3.0mm<br><i>SIEBENMANN antrum cannula, upward hole, Ø 3.0mm</i>                                               |
| <b>LJ-003-026</b>           | MUCK Saugglas mit Gummistopfer<br><i>MUCK nasal suction cup, glass</i>                                                                                          |



| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| LH-002-001                  | Spülkanüle kurz<br><i>Antrum cannula short</i>                           |
| LH-002-002                  | Spülkanüle kurz mit Wulst<br><i>Antrum cannula short with stop ring</i>  |
| LH-002-005                  | Spülrohr Ø 3mm<br><i>Irrigation tube Ø 3mm</i>                           |
| LH-002-006                  | Spülrohr Ø 2.5mm mit Teller<br><i>Irrigation tube Ø 2.5mm with plate</i> |



**LH-003-001**  
bis / to  
**LH-003-012**



**LH-002-009**




**LH-004-001**  
bis / to  
**LH-004-005**



**LH-002-020**  
bis / to  
**LH-002-022**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LH-002-009</b>           | Saug-Spülrohr, Ø 4mm<br><i>Suction irrigation tube, Ø 4mm</i>                                                |
| <b>LH-002-020</b>           | LICHTWITZ Kieferhöhlenpunktionskanüle, Ø 1.5mm, NL 10cm<br><i>LICHTWITZ antrum cannula, Ø 1.5mm, WL 10cm</i> |
| <b>LH-002-021</b>           | LICHTWITZ Kieferhöhlenpunktionskanüle, Ø 1.8mm, NL 10cm<br><i>LICHTWITZ antrum cannula, Ø 1.8mm, WL 10cm</i> |
| <b>LH-002-022</b>           | LICHTWITZ Kieferhöhlenpunktionskanüle, Ø 2mm, NL 10cm<br><i>LICHTWITZ antrum cannula, Ø 2mm, WL 10cm</i>     |
| <b>LH-003-001</b>           | Koagulations-Saugrohr, gerade, Ø 3.5mm, 100mm<br><i>Coagulation suction tube, straight, Ø 3.5mm, 100mm</i>   |
| <b>LH-003-002</b>           | Koagulations-Saugrohr, gerade, Ø 3.5mm, 260mm<br><i>Coagulation suction tube, straight, Ø 3.5mm, 260mm</i>   |
| <b>LH-003-011</b>           | Koagulations-Saugrohr, gerade, Ø 5mm, 260mm<br><i>Coagulation suction tube, straight, Ø 5mm, 260mm</i>       |
| <b>LH-003-012</b>           | Koagulations-Saugrohr, gerade, Ø 5mm, 300mm<br><i>Coagulation suction tube, straight, Ø 5mm, 300mm</i>       |
| <b>LH-004-001</b>           | Septum-Kanüle, gerade, LL-Anschluss<br><i>Septum needle, straight, LL connection</i>                         |
| <b>LH-004-002</b>           | Septum-Kanüle, kniegebogen, LL-Anschluss<br><i>Septum needle, angular, LL connection</i>                     |
| <b>LH-004-003</b>           | Septum-Kanüle, 90° gebogen, LL-Anschluss<br><i>Septum needle, 90° curved, LL connection</i>                  |
| <b>LH-004-004</b>           | Septum-Kanüle, 45° gebogen, LL-Anschluss<br><i>Septum needle, 45° curved, LL connection</i>                  |
| <b>LH-004-005</b>           | Septum-Kanüle, bajonettförmig, LL-Anschluss<br><i>Septum needle, bayonet shaped, LL connection</i>           |



| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LH-005-001</b>           | Saug-Spülhandgriff zur Verwendung mit austauschbaren Schäften<br><i>Suction-irrigation handle for use with exchangeable sheaths</i>                                                                |
| <b>LH-005-002</b>           | Austauschbarer Saug-Spülschaft zur Verwendung mit LH-005-001, für Optiken 2.7mm/0°/187.5mm<br><i>Exchangeable suction-irrigation sheath for use with LH-005-001, for scopes 2.7mm/0°/187.5mm</i>   |
| <b>LH-005-003</b>           | Austauschbarer Saug-Spülschaft zur Verwendung mit LH-005-001, für Optiken 2.7mm/30°/187.5mm<br><i>Exchangeable suction-irrigation sheath for use with LH-005-001, for scopes 2.7mm/30°/187.5mm</i> |
| <b>LH-005-004</b>           | Austauschbarer Saug-Spülschaft zur Verwendung mit LH-005-001, für Optiken 2.7mm/70°/187.5mm<br><i>Exchangeable suction-irrigation sheath for use with LH-005-001, for scopes 2.7mm/70°/187.5mm</i> |
| <b>LH-005-005</b>           | Austauschbarer Saug-Spülschaft zur Verwendung mit LH-005-001, für Optiken 4.0mm/0°/187.5mm<br><i>Exchangeable suction-irrigation sheath for use with LH-005-001, for scopes 4.0mm/0°/187.5mm</i>   |
| <b>LH-005-006</b>           | Austauschbarer Saug-Spülschaft zur Verwendung mit LH-005-001, für Optiken 4.0mm/30°/187.5mm<br><i>Exchangeable suction-irrigation sheath for use with LH-005-001, for scopes 4.0mm/30°/187.5mm</i> |
| <b>LH-005-007</b>           | Austauschbarer Saug-Spülschaft zur Verwendung mit LH-005-001, für Optiken 4.0mm/45°/187.5mm<br><i>Exchangeable suction-irrigation sheath for use with LH-005-001, for scopes 4.0mm/45°/187.5mm</i> |
| <b>LH-005-008</b>           | Austauschbarer Saug-Spülschaft zur Verwendung mit LH-005-001, für Optiken 4.0mm/70°/187.5mm<br><i>Exchangeable suction-irrigation sheath for use with LH-005-001, for scopes 4.0mm/70°/187.5mm</i> |



**LC-003-001-SS**  
bis / to  
**LC-003-011-SS**



**LC-004-003-SS**  
bis / to  
**LC-004-005-SS**



**LC-003-021-SS**  
bis / to  
**LC-003-023-SS**



**LC-005-001**  
bis / to  
**LC-005-003 /**  
**LC-005-001-SS**  
bis / to  
**LC-005-004-SS**



**LC-004-001 /**  
**LC-004-001-SS /**  
**LC-004-002-SS**



**LC-003-001-SS**  
bis / to  
**LC-005-004-SS**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LC-003-001-SS</b>        | GRÜNWALD Conchotom, durchschneidend, Fig. 1<br><i>GRÜNWALD nasal forceps, cutting through, fig. 1</i>                                     |
| <b>LC-003-002-SS</b>        | GRÜNWALD Conchotom, durchschneidend, Fig. 2<br><i>GRÜNWALD nasal forceps, cutting through, fig. 2</i>                                     |
| <b>LC-003-003-SS</b>        | GRÜNWALD Conchotom, durchschneidend, Fig. 3<br><i>GRÜNWALD nasal forceps, cutting through, fig. 3</i>                                     |
| <b>LC-003-011-SS</b>        | GRÜNWALD Conchotom, durchscheidend, 30° aufgebogen<br><i>GRÜNWALD nasal forceps, cutting through, 30° upward</i>                          |
| <b>LC-003-021-SS</b>        | SCHMEDEN Conchotom, durchschneidend, Fig. 1<br><i>SCHMEDEN nasal forceps, cutting through, fig. 1</i>                                     |
| <b>LC-003-022-SS</b>        | SCHMEDEN Conchotom, durchschneidend, Fig. 2<br><i>SCHMEDEN nasal forceps, cutting through, fig. 2</i>                                     |
| <b>LC-003-023-SS</b>        | SCHMEDEN Conchotom, durchschneidend, Fig. 3<br><i>SCHMEDEN nasal forceps, cutting through, fig. 3</i>                                     |
| <b>LC-004-001</b>           | STRUYCKEN Conchotom, 11cm<br><i>STRUYCKEN nasal cutting forceps, 11cm</i>                                                                 |
| <b>LC-004-001-SS</b>        | STRUYCKEN Conchotom, Fig. 1, 1.0 x 15mm<br><i>STRUYCKEN nasal cutting forceps, fig. 1, 1.0 x 15mm</i>                                     |
| <b>LC-004-002-SS</b>        | STRUYCKEN Conchotom, Fig. 2, 1.5 x 15mm<br><i>STRUYCKEN nasal cutting forceps, fig. 2, 1.5 x 15mm</i>                                     |
| <b>LC-004-003-SS</b>        | MORIYAMA Conchotom, durchschneidend, aufgebogen<br><i>MORIYAMA nasal cutting forceps, cutting through, upward curved</i>                  |
| <b>LC-004-004-SS</b>        | MORIYAMA Conchotom, durchschneidend, Schaft aufgebogen<br><i>MORIYAMA nasal cutting forceps, cutting through, sheath upward curved</i>    |
| <b>LC-004-005-SS</b>        | MORIYAMA Conchotom, durchschneidend, besonders zart, gerade<br><i>MORIYAMA nasal cutting forceps, cutting through, delicate, straight</i> |
| <b>LC-005-001</b>           | HARTMANN Conchotom, 1cm<br><i>HARTMANN nasal cutting forceps, 1cm</i>                                                                     |
| <b>LC-005-002</b>           | HARTMANN Conchotom, 2cm<br><i>HARTMANN nasal cutting forceps, 2cm</i>                                                                     |
| <b>LC-005-003</b>           | HARTMANN Conchotom, 3cm<br><i>HARTMANN nasal cutting forceps, 3cm</i>                                                                     |
| <b>LC-005-001-SS</b>        | HARTMANN Conchotom, Ø 5mm<br><i>HARTMANN nasal cutting forceps, Ø 5mm</i>                                                                 |
| <b>LC-005-002-SS</b>        | HARTMANN Conchotom, Ø 7mm<br><i>HARTMANN nasal cutting forceps, Ø 7mm</i>                                                                 |
| <b>LC-005-003-SS</b>        | HARTMANN Conchotom, Ø 9mm<br><i>HARTMANN nasal cutting forceps, Ø 9mm</i>                                                                 |
| <b>LC-005-004-SS</b>        | HARTMANN Conchotom, Ø 11mm<br><i>HARTMANN nasal cutting forceps, Ø 11mm</i>                                                               |



**LC-001-001**  
bis / to  
**LC-001-005**  
**LC-001-102 /**  
**LC-001-103**



**LC-001-011**  
bis / to  
**LC-001-015**



**LC-001-021**  
bis / to  
**LC-001-025**



**LC-001-001**  
bis / to  
**LC-001-025**  
**LC-001-102 /**  
**LC-001-103**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                          |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LC-001-001</b>           | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, gerade, 2.5mm<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, straight, 2.5mm                                           |
| <b>LC-001-002</b>           | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, gerade, 3.0mm<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, straight, 3.0mm                                           |
| <b>LC-001-003</b>           | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, gerade, 3.6mm<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, straight, 3.6mm                                           |
| <b>LC-001-004</b>           | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, gerade, 4.0mm<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, straight, 4.0mm                                           |
| <b>LC-001-005</b>           | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, gerade, 5.0mm<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, straight, 5.0mm                                           |
| <b>LC-001-102</b>           | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange für Kinder, gerade, 3.0mm, NL 12cm<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps for children, straight, 3.0mm, WL 12cm |
| <b>LC-001-103</b>           | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange für Kinder, gerade, 3.6mm, NL 12cm<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps for children, straight, 3.6mm, WL 12cm |
| <b>LC-001-011</b>           | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, 45° aufgebogen, 2.5mm<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, 45° upward, 2.5mm                                 |
| <b>LC-001-012</b>           | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, 45° aufgebogen, 3.0mm<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, 45° upward, 3.0mm                                 |
| <b>LC-001-013</b>           | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, 45° aufgebogen, 3.6mm<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, 45° upward, 3.6mm                                 |
| <b>LC-001-014</b>           | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, 45° aufgebogen, 4.0mm<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, 45° upward, 4.0mm                                 |
| <b>LC-001-015</b>           | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, 45° aufgebogen, 5.0mm<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, 45° upward, 5.0mm                                 |
| <b>LC-001-021</b>           | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, 90° aufgebogen, 2.5mm<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, 90° upward, 2.5mm                                 |
| <b>LC-001-022</b>           | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, 90° aufgebogen, 3.0mm<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, 90° upward, 3.0mm                                 |
| <b>LC-001-023</b>           | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, 90° aufgebogen, 3.6mm<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, 90° upward, 3.6mm                                 |
| <b>LC-001-024</b>           | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, 90° aufgebogen, 4.0mm<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, 90° upward, 4.0mm                                 |
| <b>LC-001-025</b>           | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, 90° aufgebogen, 5.0mm<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, 90° upward, 5.0mm                                 |





**LC-001-031**  
bis / to  
**LC-001-035**



**LC-001-112**  
bis / to  
**LC-001-114**



**LC-001-041**  
bis / to  
**LC-001-045**




**LC-001-122**  
bis / to  
**LC-001-124**




**LC-001-031**  
bis / to  
**LC-001-124**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LC-001-031</b>           | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, gerade, durchschneidend, 2.5mm<br><i>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, straight, cutting through, 2.5mm</i>              |
| <b>LC-001-032</b>           | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, gerade, durchschneidend, 3.0mm<br><i>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, straight, cutting through, 3.0mm</i>              |
| <b>LC-001-033</b>           | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, gerade, durchschneidend, 3.6mm<br><i>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, straight, cutting through, 3.6mm</i>              |
| <b>LC-001-034</b>           | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, gerade, durchschneidend, 4.0mm<br><i>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, straight, cutting through, 4.0mm</i>              |
| <b>LC-001-035</b>           | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, gerade, durchschneidend, 5.0mm<br><i>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, straight, cutting through, 5.0mm</i>              |
| <b>LC-001-041</b>           | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, 45° aufgebogen, 2.5mm<br><i>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, 45° upward, 2.5mm</i>                                      |
| <b>LC-001-042</b>           | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, 45° aufgebogen, 3.0mm<br><i>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, 45° upward, 3.0mm</i>                                      |
| <b>LC-001-043</b>           | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, 45° aufgebogen, 3.6mm<br><i>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, 45° upward, 3.6mm</i>                                      |
| <b>LC-001-044</b>           | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, 45° aufgebogen, 4.0mm<br><i>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, 45° upward, 4.0mm</i>                                      |
| <b>LC-001-045</b>           | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, 45° aufgebogen, 5.0mm<br><i>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, 45° upward, 5.0mm</i>                                      |
| <b>LC-001-112</b>           | BLAKESLEY-WILDE Nasenzange, 45° aufgebogen, 3.0mm, Größe 1, AL 13cm<br><i>BLAKESLEY-WILDE nasal forceps, 45° upward, 3.0mm, size 1, WL 13cm</i> |
| <b>LC-001-113</b>           | BLAKESLEY-WILDE Nasenzange, 45° aufgebogen, 3.6mm, Größe 2, AL 13cm<br><i>BLAKESLEY-WILDE nasal forceps, 45° upward, 3.6mm, size 2, WL 13cm</i> |
| <b>LC-001-114</b>           | BLAKESLEY-WILDE Nasenzange, 45° aufgebogen, 4.0mm, Größe 3, AL 13cm<br><i>BLAKESLEY-WILDE nasal forceps, 45° upward, 4.0mm, size 3, WL 13cm</i> |
| <b>LC-001-122</b>           | BLAKESLEY-WILDE Nasenzange, 90° aufgebogen, 3.0mm, Größe 1, AL 13cm<br><i>BLAKESLEY-WILDE nasal forceps, 90° upward, 3.0mm, size 1, WL 13cm</i> |
| <b>LC-001-123</b>           | BLAKESLEY-WILDE Nasenzange, 90° aufgebogen, 3.6mm, Größe 2, AL 13cm<br><i>BLAKESLEY-WILDE nasal forceps, 90° upward, 3.6mm, size 2, WL 13cm</i> |
| <b>LC-001-124</b>           | BLAKESLEY-WILDE Nasenzange, 90° aufgebogen, 4.0mm, Größe 3, AL 13cm<br><i>BLAKESLEY-WILDE nasal forceps, 90° upward, 4.0mm, size 3, WL 13cm</i> |



| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LC-001-200</b>           | BLAKESLEY-STAMMBERGER Nasenzange, 45° aufgebogen, 3.0mm, Größe 1, Griffposition rechts, AL 13cm<br>BLAKESLEY-STAMMBERGER nasal forceps, 45° upward, 3.0mm, size 1, position of the handle, WL 13cm |
| <b>LC-002-001</b>           | TAKAHASHI Nasenzange, gerade, Löffel 2x10mm, AL 12cm<br>TAKAHASHI nasal forceps, straight, spoon 2x10mm, WL 12cm                                                                                   |
| <b>LC-002-002</b>           | TAKAHASHI Nasenzange, gerade, Löffel 3x10mm, AL 12cm<br>TAKAHASHI nasal forceps, straight, spoon 3x10mm, WL 12cm                                                                                   |
| <b>LC-002-003</b>           | TAKAHASHI Nasenzange, gerade, Löffel 4x10mm, AL 12cm<br>TAKAHASHI nasal forceps, straight, spoon 4x10mm, WL 12cm                                                                                   |
| <b>LC-002-004</b>           | TAKAHASHI Nasenzange, 45° aufgebogen, Löffel 2x10mm, AL 12cm<br>TAKAHASHI nasal forceps, 45° upward, spoon 2x10mm, WL 12cm                                                                         |
| <b>LC-002-005</b>           | TAKAHASHI Nasenzange, 45° aufgebogen, Löffel 3x10mm, AL 12cm<br>TAKAHASHI nasal forceps, 45° upward, spoon 3x10mm, WL 12cm                                                                         |
| <b>LC-002-006</b>           | TAKAHASHI Nasenzange, 45° aufgebogen, Löffel 4x10mm, AL 12cm<br>TAKAHASHI nasal forceps, 45° upward, spoon 4x10mm, WL 12cm                                                                         |
| <b>LC-003-001</b>           | GRÜNWALD Nasenzange, durchschneidend, 8x3mm<br>GRÜNWALD nasal forceps, cutting through, 8x3mm                                                                                                      |
| <b>LC-003-002</b>           | GRÜNWALD Nasenzange, durchschneidend, 11.5x3.5mm<br>GRÜNWALD nasal forceps, cutting through, 11.5x3.5mm                                                                                            |
| <b>LC-003-011</b>           | GRÜNWALD Nasenzange, durchschneidend, 8x3mm, 45° aufgebogen<br>GRÜNWALD nasal forceps, cutting through, 8x3mm, 45° upward                                                                          |
| <b>LC-003-012</b>           | GRÜNWALD Nasenzange, durchschneidend, 11.5x3.5mm, 45° aufgebogen<br>GRÜNWALD nasal forceps, cutting through, 11.5x3.5mm, 45° upward                                                                |
| <b>LC-010-001</b>           | Nebenhöhlenzange, gerade, NL 19cm<br>Sinus forceps, straight, WL 19cm                                                                                                                              |
| <b>LC-010-002</b>           | Nebenhöhlenzange, 60° aufgebogen, NL 19cm<br>Sinus forceps, 60° upward, WL 19cm                                                                                                                    |
| <b>LC-010-003</b>           | Nebenhöhlenzange, 90° aufgebogen, NL 19cm<br>Sinus forceps, 90° upward, WL 19cm                                                                                                                    |



| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LC-018-002</b>           | STRÜMPEL-VOSS Nasenzange, 45° aufgebogen, 3.0mm<br>STRÜMPEL-VOSS nasal cutting forceps, 45° upward, 3.0mm                                                                                                                          |
| <b>LC-018-003</b>           | STRÜMPEL Nasenzange, gerade, oval gefenstert, schlankes Modell, NL 10cm<br>STRÜMPEL nasal cutting forceps, straight, oval cup shaped, slim modell, WL 10cm                                                                         |
| <b>LC-018-004</b>           | STRÜMPEL Nasenzange, 45° aufgebogen, schlankes Modell, NL 10cm<br>STRÜMPEL nasal cutting forceps, 45° up curved, slim modell, WL 10cm                                                                                              |
| <b>LC-018-005</b>           | STRÜMPEL Nasenzange, 90° aufgebogen, schlankes Modell, NL 10cm<br>STRÜMPEL nasal cutting forceps, 90° up curved, slim modell, WL 10cm                                                                                              |
| <b>LC-018-101</b>           | STRÜMPEL-VOSS Nasenzange, 45° aufgebogen, 2.5mm, NL 12cm<br>STRÜMPEL-VOSS nasal cutting forceps, 45° upward, 2.5mm, WL 12cm                                                                                                        |
| <b>LC-018-102</b>           | STRÜMPEL-VOSS Nasenzange, 45° aufgebogen, 3.0mm, NL 12cm<br>STRÜMPEL-VOSS nasal cutting forceps, 45° upward, 3.0mm, WL 12cm                                                                                                        |
| <b>LC-019-010</b>           | CASTELNUOVO miniatur Nasenzange, durchschneidend, 65° n. oben gebogen, Schnittbreite 1.5mm, NL 13cm<br>CASTELNUOVO miniature nasal forceps, cutting through, 65° upturned, width of cut 1.5mm, WL 13cm                             |
| <b>LC-019-011</b>           | CASTELNUOVO miniatur Nasenzange, links öffnend, durchschneidend, 65° n. oben gebogen, Schnittbr. 1.5mm, NL 13cm<br>CASTELNUOVO miniature nasal forceps, left side open, cutting through, 65° upturned, width of cut 1.5mm, WL 13cm |
| <b>LC-019-012</b>           | CASTELNUOVO miniatur Nasenzange, rechts öffnend, durchschn., 65° n. oben gebogen, Schnittbr. 1.5mm, NL 13cm<br>CASTELNUOVO miniature nasal forceps, right side open, cutting through, 65° upturned, width of cut 1.5mm, WL 13cm    |
| <b>LC-020-018</b>           | RUDERT Nasenzange, gezahnt, 45° aufgebogen, NL 11cm<br>RUDERT nasal cutting forceps, 45° upcurved, WL 11cm                                                                                                                         |



**LC-001-001-S**  
bis / to  
**LC-001-005-S**



**LC-001-011-S**  
bis / to  
**LC-001-015-S**



**LC-001-021-S**  
bis / to  
**LC-001-025-S**



**LC-001-001-S**  
bis / to  
**LC-001-025-S**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LC-001-001-S</b>         | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, gerade, 2.5mm, mit Absaugung<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, straight, 2.5mm, with suction channel           |
| <b>LC-001-002-S</b>         | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, gerade, 3.0mm, mit Absaugung<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, straight, 3.0mm, with suction channel           |
| <b>LC-001-003-S</b>         | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, gerade, 3.6mm, mit Absaugung<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, straight, 3.6mm, with suction channel           |
| <b>LC-001-004-S</b>         | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, gerade, 4.0mm, mit Absaugung<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, straight, 4.0mm, with suction channel           |
| <b>LC-001-005-S</b>         | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, gerade, 5.0mm, mit Absaugung<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, straight, 5.0mm, with suction channel           |
| <b>LC-001-011-S</b>         | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, 45° aufgebogen, 2.5mm, mit Absaugung<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, 45° upward, 2.5mm, with suction channel |
| <b>LC-001-012-S</b>         | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, 45° aufgebogen, 3.0mm, mit Absaugung<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, 45° upward, 3.0mm, with suction channel |
| <b>LC-001-013-S</b>         | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, 45° aufgebogen, 3.6mm, mit Absaugung<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, 45° upward, 3.6mm, with suction channel |
| <b>LC-001-014-S</b>         | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, 45° aufgebogen, 4.0mm, mit Absaugung<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, 45° upward, 4.0mm, with suction channel |
| <b>LC-001-015-S</b>         | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, 45° aufgebogen, 5.0mm, mit Absaugung<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, 45° upward, 5.0mm, with suction channel |
| <b>LC-001-021-S</b>         | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, 90° aufgebogen, 2.5mm, mit Absaugung<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, 90° upward, 2.5mm, with suction channel |
| <b>LC-001-022-S</b>         | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, 90° aufgebogen, 3.0mm, mit Absaugung<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, 90° upward, 3.0mm, with suction channel |
| <b>LC-001-023-S</b>         | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, 90° aufgebogen, 3.6mm, mit Absaugung<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, 90° upward, 3.6mm, with suction channel |
| <b>LC-001-024-S</b>         | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, 90° aufgebogen, 4.0mm, mit Absaugung<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, 90° upward, 4.0mm, with suction channel |
| <b>LC-001-025-S</b>         | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, 90° aufgebogen, 5.0mm, mit Absaugung<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, 90° upward, 5.0mm, with suction channel |



**LC-001-031-S**  
bis / to  
**LC-001-035-S**



**LC-002-011-S**  
bis / to  
**LC-002-013-S**



**LC-001-041-S**  
bis / to  
**LC-001-045-S**



**LC-002-014-S**  
bis / to  
**LC-002-006-S**



**LC-001-031-S**  
bis / to  
**LC-002-006-S**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LC-001-031-S</b>         | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, gerade, 2.5mm, mit Absaugung<br><i>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, straight, 2.5mm, with suction channel</i>                                  |
| <b>LC-001-032-S</b>         | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, gerade, 3.0mm, mit Absaugung<br><i>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, straight, 3.0mm, with suction channel</i>                                  |
| <b>LC-001-033-S</b>         | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, gerade, 3.6mm, mit Absaugung<br><i>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, straight, 3.6mm, with suction channel</i>                                  |
| <b>LC-001-034-S</b>         | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, gerade, 4.0mm, mit Absaugung<br><i>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, straight, 4.0mm, with suction channel</i>                                  |
| <b>LC-001-035-S</b>         | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, gerade, 5.0mm, mit Absaugung<br><i>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, straight, 5.0mm, with suction channel</i>                                  |
| <b>LC-001-041-S</b>         | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, 45° aufgebogen, 2.5mm, mit Absaugung<br><i>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, 45° upward, 2.5mm, with suction channel</i>                        |
| <b>LC-001-042-S</b>         | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, 45° aufgebogen, 3.0mm, mit Absaugung<br><i>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, 45° upward, 3.0mm, with suction channel</i>                        |
| <b>LC-001-043-S</b>         | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, 45° aufgebogen, 3.6mm, mit Absaugung<br><i>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, 45° upward, 3.6mm, with suction channel</i>                        |
| <b>LC-001-044-S</b>         | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, 45° aufgebogen, 4.0mm, mit Absaugung<br><i>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, 45° upward, 4.0mm, with suction channel</i>                        |
| <b>LC-001-045-S</b>         | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, 45° aufgebogen, 5.0mm, mit Absaugung<br><i>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, 45° upward, 5.0mm, with suction channel</i>                        |
| <b>LC-002-011-S</b>         | TAKAHASHI Nasenzange, gerade, Löffel 2x10mm, AL 12cm, mit Absaugung<br><i>TAKAHASHI nasal forceps, straight, spoon 2x10mm, WL 12cm, with suction channel</i>           |
| <b>LC-002-012-S</b>         | TAKAHASHI Nasenzange, gerade, Löffel 3x10mm, AL 12cm, mit Absaugung<br><i>TAKAHASHI nasal forceps, straight, spoon 3x10mm, WL 12cm, with suction channel</i>           |
| <b>LC-002-013-S</b>         | TAKAHASHI Nasenzange, gerade, Löffel 4x10mm, AL 12cm, mit Absaugung<br><i>TAKAHASHI nasal forceps, straight, spoon 4x10mm, WL 12cm, with suction channel</i>           |
| <b>LC-002-014-S</b>         | TAKAHASHI Nasenzange, 45° aufgebogen, Löffel 2x10mm, AL 12cm, mit Absaugung<br><i>TAKAHASHI nasal forceps, 45° upward, spoon 2x10mm, WL 12cm, with suction channel</i> |
| <b>LC-002-015-S</b>         | TAKAHASHI Nasenzange, 45° aufgebogen, Löffel 3x10mm, AL 12cm, mit Absaugung<br><i>TAKAHASHI nasal forceps, 45° upward, spoon 3x10mm, WL 12cm, with suction channel</i> |
| <b>LC-002-016-S</b>         | TAKAHASHI Nasenzange, 45° aufgebogen, Löffel 4x10mm, AL 12cm, mit Absaugung<br><i>TAKAHASHI nasal forceps, 45° upward, spoon 4x10mm, WL 12cm, with suction channel</i> |



**LC-001-001-SS**  
bis / to  
**LC-001-007-SS**



**LC-001-011-SS**  
bis / to  
**LC-001-017-SS**



**LC-001-022-SS**  
bis / to  
**LC-001-026-SS**



**LC-001-001-SS**  
bis / to  
**LC-001-026-SS**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LC-001-001-SS</b>        | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, gerade, 2.5mm<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, straight, 2.5mm                                  |
| <b>LC-001-002-SS</b>        | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, gerade, 3.0mm<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, straight, 3.0mm                                  |
| <b>LC-001-003-SS</b>        | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, gerade, 3.6mm<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, straight, 3.6mm                                  |
| <b>LC-001-004-SS</b>        | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, gerade, 4.2mm<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, straight, 4.2mm                                  |
| <b>LC-001-005-SS</b>        | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, gerade, 4.8mm<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, straight, 4.8mm                                  |
| <b>LC-001-006-SS</b>        | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, gerade, 5.3mm<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, straight, 5.3mm                                  |
| <b>LC-001-007-SS</b>        | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, gerade, 6.3mm<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, straight, 6.3mm                                  |
| <b>LC-001-011-SS</b>        | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, 45° aufgebogen, 2.5mm<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, 45° upward, 2.5mm                        |
| <b>LC-001-012-SS</b>        | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, 45° aufgebogen, 3.0mm<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, 45° upward, 3.0mm                        |
| <b>LC-001-013-SS</b>        | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, 45° aufgebogen, 3.6mm<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, 45° upward, 3.6mm                        |
| <b>LC-001-014-SS</b>        | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, 45° aufgebogen, 4.2mm<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, 45° upward, 4.2mm                        |
| <b>LC-001-015-SS</b>        | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, 45° aufgebogen, 4.8mm<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, 45° upward, 4.8mm                        |
| <b>LC-001-016-SS</b>        | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, 45° aufgebogen, 5.3mm<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, 45° upward, 5.3mm                        |
| <b>LC-001-017-SS</b>        | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, 45° aufgebogen, 6.3mm<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, 45° upward, 6.3mm                        |
| <b>LC-001-022-SS</b>        | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, 90° aufgebogen, 3.0mm<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, 90° upward, 3.0mm                        |
| <b>LC-001-023-SS</b>        | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, 90° aufgebogen, 3.6mm<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, 90° upward, 3.6mm                        |
| <b>LC-001-024-SS</b>        | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, 90° aufgebogen, 4.2mm<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, 90° upward, 4.2mm                        |
| <b>LC-001-025-SS</b>        | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, 90° aufgebogen, 5.0mm<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, 90° upward, 5.0mm                        |
| <b>LC-001-026-SS</b>        | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, langes Maul, 90° aufgebogen, 3.6mm<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, long jaw, 90° upward, 3.6mm |



**LC-001-031-SS**  
bis / to  
**LC-001-053-SS**



**LC-001-061-SS**  
bis / to  
**LC-001-065-SS**



**LC-001-031-SS**  
bis / to  
**LC-001-065-SS**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                   |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LC-001-031-SS</b>        | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, gerade, 2.5mm, durchschneidend<br><i>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, straight, 2.5mm, cutting through</i>           |
| <b>LC-001-033-SS</b>        | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, gerade, 3.6mm, durchschneidend<br><i>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, straight, 3.6mm, cutting through</i>           |
| <b>LC-001-034-SS</b>        | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, gerade, 4.0mm, durchschneidend<br><i>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, straight, 4.0mm, cutting through</i>           |
| <b>LC-001-035-SS</b>        | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, gerade, 4.8mm, durchschneidend<br><i>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, straight, 4.8mm, cutting through</i>           |
| <b>LC-001-041-SS</b>        | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, links gebogen, 2.5mm<br><i>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, curved left, 2.5mm</i>                                   |
| <b>LC-001-043-SS</b>        | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, links gebogen, 3.6mm<br><i>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, curved left, 3.6mm</i>                                   |
| <b>LC-001-051-SS</b>        | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, rechts gebogen, 2.5mm<br><i>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, curved right, 2.5mm</i>                                 |
| <b>LC-001-053-SS</b>        | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, rechts gebogen, 3.6mm<br><i>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, curved right, 3.6mm</i>                                 |
| <b>LC-001-061-SS</b>        | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, 45° aufgebogen, 2.5mm, durchschneidend<br><i>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, 45° upward, 2.5mm, cutting through</i> |
| <b>LC-001-063-SS</b>        | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, 45° aufgebogen, 3.6mm, durchschneidend<br><i>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, 45° upward, 3.6mm, cutting through</i> |
| <b>LC-001-064-SS</b>        | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, 45° aufgebogen, 4.0mm, durchschneidend<br><i>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, 45° upward, 4.0mm, cutting through</i> |
| <b>LC-001-065-SS</b>        | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, 45° aufgebogen, 4.8mm, durchschneidend<br><i>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, 45° upward, 4.8mm, cutting through</i> |





**LC-002-001-SS /**  
**LC-002-002-SS /**  
**LC-002-003-SS**



**LC-002-111-SS**  
 bis / to  
**LC-002-115-SS**



**LC-018-001-SS**



**LC-002-004-SS /**  
**LC-002-005-SS /**  
**LC-002-006-SS**



**LC-002-122-SS**  
 bis / to  
**LC-002-124-SS**



**LC-002-001-SS**  
 bis / to  
**LC-018-001-SS**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LC-002-001-SS</b>        | TAKAHASHI Nasenzange 2 x 10mm, gerade<br>TAKAHASHI nasal forceps 2 x 10mm, straight                                                      |
| <b>LC-002-002-SS</b>        | TAKAHASHI Nasenzange 3 x 10mm, gerade<br>TAKAHASHI nasal forceps 3 x 10mm, straight                                                      |
| <b>LC-002-003-SS</b>        | TAKAHASHI Nasenzange 4 x 10mm, gerade<br>TAKAHASHI nasal forceps 4 x 10mm, straight                                                      |
| <b>LC-002-004-SS</b>        | TAKAHASHI Nasenzange 2 x 10mm, 45° aufgebogen<br>TAKAHASHI nasal forceps 2 x 10mm, 45° upward                                            |
| <b>LC-002-005-SS</b>        | TAKAHASHI Nasenzange 3 x 10mm, 45° aufgebogen<br>TAKAHASHI nasal forceps 3 x 10mm, 45° upward                                            |
| <b>LC-002-006-SS</b>        | TAKAHASHI Nasenzange 4 x 10mm, 45° aufgebogen<br>TAKAHASHI nasal forceps 4 x 10mm, 45° upward                                            |
| <b>LC-002-111-SS</b>        | BLAKESLEY-WILDE Nasenzange, 45° aufgebogen, 2.5mm, Größe 0, AL 11cm<br>BLAKESLEY-WILDE nasal forceps, 45° upward, 2.5mm, size 0, WL 11cm |
| <b>LC-002-112-SS</b>        | BLAKESLEY-WILDE Nasenzange, 45° aufgebogen, 3.0mm, Größe 1, AL 11cm<br>BLAKESLEY-WILDE nasal forceps, 45° upward, 3.0mm, size 1, WL 11cm |
| <b>LC-002-113-SS</b>        | BLAKESLEY-WILDE Nasenzange, 45° aufgebogen, 3.6mm, Größe 2, AL 11cm<br>BLAKESLEY-WILDE nasal forceps, 45° upward, 3.6mm, size 2, WL 11cm |
| <b>LC-002-114-SS</b>        | BLAKESLEY-WILDE Nasenzange, 45° aufgebogen, 4.0mm, Größe 3, AL 11cm<br>BLAKESLEY-WILDE nasal forceps, 45° upward, 4.0mm, size 3, WL 11cm |
| <b>LC-002-115-SS</b>        | BLAKESLEY-WILDE Nasenzange, 45° aufgebogen, 5.0mm, Größe 4, AL 11cm<br>BLAKESLEY-WILDE nasal forceps, 45° upward, 5.0mm, size 4, WL 11cm |
| <b>LC-002-122-SS</b>        | BLAKESLEY-WILDE Nasenzange, 90° aufgebogen, 3.0mm, Größe 1, AL 11cm<br>BLAKESLEY-WILDE nasal forceps, 90° upward, 3.0mm, size 1, WL 11cm |
| <b>LC-002-123-SS</b>        | BLAKESLEY-WILDE Nasenzange, 90° aufgebogen, 3.6mm, Größe 2, AL 11cm<br>BLAKESLEY-WILDE nasal forceps, 90° upward, 3.6mm, size 2, WL 11cm |
| <b>LC-002-124-SS</b>        | BLAKESLEY-WILDE Nasenzange, 90° aufgebogen, 4.0mm, Größe 3, AL 11cm<br>BLAKESLEY-WILDE nasal forceps, 90° upward, 4.0mm, size 3, WL 11cm |
| <b>LC-018-001-SS</b>        | STRÜMPFEL Nasenzange, gerade, 2.5mm<br>STRÜMPFEL nasal cutting forceps, straight 2.5mm                                                   |





**LC-001-101-SS**  
bis / to  
**LC-001-105-SS**



**LC-002-011-SS**  
bis / to  
**LC-002-015-SS**



**LC-018-011-SS**



**LC-001-111-SS**  
bis / to  
**LC-001-115-SS**



**LC-002-011-SS**  
bis / to  
**LC-002-015-SS**



**LC-018-012-SS**



**LC-001-123-SS /**  
**LC-001-026-SS**



**LC-001-101-SS**  
bis / to  
**LC-018-012-SS**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LC-001-101-SS</b>        | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, gerade, 2.5mm, mit Absaugung<br><i>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, straight, 2.5mm, with suction channel</i>                                  |
| <b>LC-001-102-SS</b>        | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, gerade, 3.0mm, mit Absaugung<br><i>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, straight, 3.0mm, with suction channel</i>                                  |
| <b>LC-001-103-SS</b>        | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, gerade, 3.6mm, mit Absaugung<br><i>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, straight, 3.6mm, with suction channel</i>                                  |
| <b>LC-001-104-SS</b>        | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, gerade, 4.2mm, mit Absaugung<br><i>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, straight, 4.2mm, with suction channel</i>                                  |
| <b>LC-001-105-SS</b>        | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, gerade, 4.8mm, mit Absaugung<br><i>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, straight, 4.8mm, with suction channel</i>                                  |
| <b>LC-001-111-SS</b>        | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, 45° aufgebogen, 2.5mm, mit Absaugung<br><i>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, 45° upward, 2.5mm, with suction channel</i>                        |
| <b>LC-001-113-SS</b>        | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, 45° aufgebogen, 3.6mm, mit Absaugung<br><i>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, 45° upward, 3.6mm, with suction channel</i>                        |
| <b>LC-001-115-SS</b>        | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, 45° aufgebogen, 4.8mm, mit Absaugung<br><i>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, 45° upward, 4.8mm, with suction channel</i>                        |
| <b>LC-001-123-SS</b>        | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, 90° aufgebogen, 3.6mm, mit Absaugung<br><i>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, 90° upward, 3.6mm, with suction channel</i>                        |
| <b>LC-001-133-SS</b>        | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange, langes Maul, 90° aufgebogen, 3.6mm, mit Absaugung<br><i>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps, long jaw, 90° upward, 3.6mm, with suction channel</i> |
| <b>LC-002-011-SS</b>        | TAKAHASHI Nasenzange 2 x 10mm, gerade, mit Absaugung<br><i>TAKAHASHI nasal forceps 2 x 10mm, straight, with suction channel</i>                                        |
| <b>LC-002-012-SS</b>        | TAKAHASHI Nasenzange 3 x 10mm, gerade, mit Absaugung<br><i>TAKAHASHI nasal forceps 3 x 10mm, straight, with suction channel</i>                                        |
| <b>LC-002-013-SS</b>        | TAKAHASHI Nasenzange 4 x 10mm, gerade, mit Absaugung<br><i>TAKAHASHI nasal forceps 4 x 10mm, straight, with suction channel</i>                                        |
| <b>LC-002-014-SS</b>        | TAKAHASHI Nasenzange 2 x 10mm, 45° aufgebogen, mit Absaugung<br><i>TAKAHASHI nasal forceps 2 x 10mm, 45° upward, with suction channel</i>                              |
| <b>LC-002-015-SS</b>        | TAKAHASHI Nasenzange 3 x 10mm, 45° aufgebogen, mit Absaugung<br><i>TAKAHASHI nasal forceps 3 x 10mm, 45° upward, with suction channel</i>                              |
| <b>LC-002-016-SS</b>        | TAKAHASHI Nasenzange 4 x 10mm, 45° aufgebogen, mit Absaugung<br><i>TAKAHASHI nasal forceps 4 x 10mm, 45° upward, with suction channel</i>                              |
| <b>LC-018-011-SS</b>        | STRÜMPEL Nasenzange, gerade, 2.5mm, mit Absaugung<br><i>STRÜMPEL nasal cutting forceps, straight 2.5mm, with suction channel</i>                                       |
| <b>LC-018-012-SS</b>        | STRÜMPEL Nasenzange, 45° aufgebogen, 2.5mm, mit Absaugung<br><i>STRÜMPEL nasal cutting forceps, 45° upward, 2.5mm, with suction channel</i>                            |



**LC-001-201 /  
LC-001-202**



**LC-002-201 /  
LC-002-202**



**LC-001-211 /  
LC-001-212**



**LC-002-211 /  
LC-002-212**



**LC-001-201  
bis / to  
LC-002-212**

| <b>Bestell-Nr.<br/>Ordering no.</b> | <b>Bezeichnung<br/>Description</b>                                                                                                                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LC-001-201</b>                   | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange mit integriertem Saugkanal, gerade, 2.5mm<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps with integrated suction channel, straight, 2.5mm              |
| <b>LC-001-202</b>                   | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange mit integriertem Saugkanal, gerade, 4.0mm<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps with integrated suction channel, straight, 4.0mm              |
| <b>LC-001-211</b>                   | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange mit integriertem Saugkanal, 45° aufgebogen, 2.5mm<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps with integrated suction channel, 45° up curved, 2.5mm |
| <b>LC-001-212</b>                   | WEIL-BLAKESLEY Nasenzange mit integriertem Saugkanal, 45° aufgebogen, 4.0mm<br>WEIL-BLAKESLEY nasal forceps with integrated suction channel, 45° up curved, 4.0mm |
| <b>LC-002-201</b>                   | TAKAHASHI Nasenzange mit integriertem Saugkanal, gerade, 2.5mm<br>TAKAHASHI nasal forceps with integrated suction channel, straight, 2.5mm                        |
| <b>LC-002-202</b>                   | TAKAHASHI Nasenzange mit integriertem Saugkanal, gerade, 4.0mm<br>TAKAHASHI nasal forceps with integrated suction channel, straight, 4.0mm                        |
| <b>LC-002-211</b>                   | TAKAHASHI Nasenzange mit integriertem Saugkanal, 45° aufgebogen, 2.5mm<br>TAKAHASHI nasal forceps with integrated suction channel, 45° up curved, 2.5mm           |
| <b>LC-002-212</b>                   | TAKAHASHI Nasenzange mit integriertem Saugkanal, 45° aufgebogen, 4.0mm<br>TAKAHASHI nasal forceps with integrated suction channel, 45° up curved, 4.0mm           |



**LC-006-060**  
bis / to  
**LC-006-063 /**  
**LC-019-020**  
Bis / to  
**LC-019-023**



**LC-011-001**  
bis / to  
**LC-012-001**



**LC-013-001**  
bis / to  
**LC-013-003**



**LC-019-001**  
bis / to  
**LC-019-005**



**LC-006-060**  
bis / to  
**LC-019-023**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LC-006-060</b>           | HEUWIESER Kieferhöhlen-Fasszange, 90° aufgebogen, AL 13cm<br><i>HEUWIESER antrum grasping forceps, 90° upcurved, WL 13cm</i>                                                                                     |
| <b>LC-006-061</b>           | HEUWIESER Kieferhöhlen-Fasszange, 90° abgebogen, AL 13cm<br><i>HEUWIESER antrum grasping forceps, 90° downcurved, WL 13cm</i>                                                                                    |
| <b>LC-006-062</b>           | HEUWIESER Kieferhöhlen-Fasszange, 90° nach rechts gebogen, AL 13cm<br><i>HEUWIESER antrum grasping forceps, 90° curved right, WL 13cm</i>                                                                        |
| <b>LC-006-063</b>           | HEUWIESER Kieferhöhlen-Fasszange, 90° nach links gebogen, AL 13cm<br><i>HEUWIESER antrum grasping forceps, 90° curved left, WL 13cm</i>                                                                          |
| <b>LC-011-001</b>           | Probeexcisions- und Faßzange, gerade, doppelbeweglich, Ø 2.5mm, NL 15cm<br><i>Biopsy and grasping forceps, straight, double action jaw, Ø 2.5mm, WL 15cm</i>                                                     |
| <b>LC-011-002</b>           | Probeexcisions- und Faßzange, gerade, doppelbeweglich, vertikal öffnend, Ø 4mm, NL 18cm<br><i>Biopsy and grasping forceps, straight, double action jaw, vertical opening, Ø 4mm, WL 18cm</i>                     |
| <b>LC-012-001</b>           | Kieferhöhlen-Probeexcisionszange, 120° rückwärts öffnend, oval, doppelbeweglich<br><i>Maxillary biopsy forceps, 120° retrograde, oval, double action jaw</i>                                                     |
| <b>LC-013-001</b>           | BINNER Polypenfaßzange, birnenförmiges Maul, 3x1.5mm, Schaft 80° nach oben gebogen, horizontal öffnend<br><i>BINNER polyp grasping forceps, pear shaped tip, 3x1.5mm, sheath 80° upward, horizontal opening</i>  |
| <b>LC-013-002</b>           | BINNER Polypenfaßzange, birnenförmiges Maul, 3x1.5mm, Schaft 80° nach links gebogen, horizontal öffnend<br><i>BINNER polyp grasping forceps, pear shaped tip, 3x1.5mm, sheath 80° left, horizontal opening</i>   |
| <b>LC-013-003</b>           | BINNER Polypenfaßzange, birnenförmiges Maul, 3x1.5mm, Schaft 80° nach rechts gebogen, horizontal öffnend<br><i>BINNER polyp grasping forceps, pear shaped tip, 3x1.5mm, sheath 80° right, horizontal opening</i> |
| <b>LC-019-001</b>           | Zange gerade vertikal, durchschneidend, Ø 2mm<br><i>Forceps straight vertical, cutting through, Ø 2mm</i>                                                                                                        |
| <b>LC-019-002</b>           | Zange 70° aufgebogen vertikal, durchschneidend, Ø 2mm<br><i>Forceps 70° upward vertical, cutting through, Ø 2mm</i>                                                                                              |
| <b>LC-019-003</b>           | Zange kurz 70° aufgebogen vertikal, durchschneidend, Ø 2mm<br><i>Forceps short 70° upward vertical, cutting through, Ø 2mm</i>                                                                                   |
| <b>LC-019-004</b>           | Zange 70° aufgebogen horizontal, rechts öffnend, Ø 2mm<br><i>Forceps 70° upward horizontal, opening right, Ø 2mm</i>                                                                                             |
| <b>LC-019-005</b>           | Zange 70° aufgebogen horizontal, links öffnend, Ø 2mm<br><i>Forceps 70° upward horizontal, opening left, Ø 2mm</i>                                                                                               |
| <b>LC-019-020</b>           | JATHO Nasenrachenzange, genfestertes Löffelmaul, Ø 3mm, Schaft 45° nach oben gebogen, NL 15cm<br><i>JATHO epipharyngeal forceps, fenestrated spoon jaws, Ø 3mm, shaft 45° upturned, WL 15cm</i>                  |
| <b>LC-019-021</b>           | JATHO Nasenrachenzange, genfestertes Löffelmaul, Ø 3mm, Schaft 70° nach oben gebogen, NL 15cm<br><i>JATHO epipharyngeal forceps, fenestrated spoon jaws, Ø 3mm, shaft 70° upturned, WL 15cm</i>                  |
| <b>LC-019-022</b>           | JATHO Nasenrachenzange, genfestertes Löffelmaul, Ø 3mm, Schaft 110° nach oben gebogen, NL 15cm<br><i>JATHO epipharyngeal forceps, fenestrated spoon jaws, Ø 3mm, shaft 110° upturned, WL 15cm</i>                |
| <b>LC-019-023</b>           | JATHO Nasenrachenzange, genfestertes Löffelmaul, Ø 3mm, Schaft gerade, NL 15cm<br><i>JATHO epipharyngeal forceps, fenestrated spoon jaws, Ø 3mm, shaft straight, WL 15cm</i>                                     |



**LC-008-001**  
bis / to  
**LC-008-061**



**LC-008-001**  
bis / to  
**LC-008-061**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                        |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LC-008-001</b>           | Biopsiezange gerade vertikal, oval, doppelbeweglich, Ø 3mm<br><i>Biopsy forceps straight vertical, oval, double action, Ø 3mm</i>                 |
| <b>LC-008-002</b>           | Biopsiezange gerade horizontal, oval, doppelbeweglich, Ø 3mm,<br><i>Biopsy forceps straight horizontal, oval, double action, Ø 3mm</i>            |
| <b>LC-008-011</b>           | Biopsiezange 55° aufgebogen vertikal, oval, doppelbeweglich, Ø 3mm<br><i>Biopsy forceps 55° upward vertical, oval, double action, Ø 3mm</i>       |
| <b>LC-008-012</b>           | Biopsiezange 55° aufgebogen horizontal, oval, doppelbeweglich, Ø 3mm<br><i>Biopsy forceps 55° upward horizontal, oval, double action, Ø 3mm</i>   |
| <b>LC-008-021</b>           | Biopsiezange 70° aufgebogen vertikal, oval, doppelbeweglich, Ø 3mm<br><i>Biopsy forceps 70° upward vertical, oval, double action, Ø 3mm</i>       |
| <b>LC-008-022</b>           | Biopsiezange 70° aufgebogen horizontal, oval, doppelbeweglich, Ø 3mm<br><i>Biopsy forceps 70° upward horizontal, oval, double action, Ø 3mm</i>   |
| <b>LC-008-031</b>           | Biopsiezange 110° aufgebogen vertikal, oval, doppelbeweglich, Ø 3mm<br><i>Biopsy forceps 110° upward vertical, oval, double action, Ø 3mm</i>     |
| <b>LC-008-032</b>           | Biopsiezange 110° aufgebogen horizontal, oval, doppelbeweglich, Ø 3mm<br><i>Biopsy forceps 110° upward horizontal, oval, double action, Ø 3mm</i> |
| <b>LC-008-041</b>           | Biopsiezange 70° aufgebogen vertikal, oval, doppelbeweglich, Ø 4mm<br><i>Biopsy forceps 70° upward vertical, oval, double action, Ø 4mm</i>       |
| <b>LC-008-042</b>           | Biopsiezange 70° aufgebogen horizontal, oval, doppelbeweglich, Ø 4mm<br><i>Biopsy forceps 70° upward horizontal, oval, double action, Ø 4mm</i>   |
| <b>LC-008-051</b>           | Biopsiezange 110° aufgebogen vertikal, oval, doppelbeweglich, Ø 4mm<br><i>Biopsy forceps 110° upward vertical, oval, double action, Ø 4mm</i>     |
| <b>LC-008-052</b>           | Biopsiezange 110° aufgebogen horizontal, oval, doppelbeweglich, Ø 4mm<br><i>Biopsy forceps 110° upward horizontal, oval, double action, Ø 4mm</i> |
| <b>LC-008-061</b>           | Biopsiezange 45° aufgebogen vertikal, oval, doppelbeweglich, Ø 4mm<br><i>Biopsy forceps 45° upward vertical, oval, double action, Ø 4mm</i>       |



**LC-008-102**  
bis / to  
**LC-009-022**



**LC-008-102**  
bis / to  
**LC-009-022**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LC-008-102</b>           | Biopsiezange gerade horizontal, oval, einfachbeweglich, Ø 3mm<br><i>Biopsy forceps straight horizontal, oval, single action, Ø 3mm</i>                      |
| <b>LC-008-111</b>           | Biopsiezange kurz 45° aufgebogen vertikal, oval, einfachbeweglich, Ø 3mm<br><i>Biopsy forceps short 45° upward vertical, oval, single action, Ø 3mm</i>     |
| <b>LC-008-121</b>           | Biopsiezange kurz 70° aufgebogen vertikal, oval, einfachbeweglich, Ø 3mm<br><i>Biopsy forceps short 70° upward vertical, oval, single action, Ø 3mm</i>     |
| <b>LC-008-122</b>           | Biopsiezange kurz 70° aufgebogen horizontal, oval, einfachbeweglich, Ø 3mm<br><i>Biopsy forceps short 70° upward horizontal, oval, single action, Ø 3mm</i> |
| <b>LC-008-141</b>           | Biopsiezange 70° aufgebogen vertikal, oval, einfachbeweglich, Ø 4mm<br><i>Biopsy forceps 70° upward vertical, oval, single action, Ø 4mm</i>                |
| <b>LC-008-142</b>           | Biopsiezange kurz 70° aufgebogen horizontal, oval, doppelbeweglich, Ø 4mm<br><i>Biopsy forceps short 70° upward horizontal, oval, double action, Ø 4mm</i>  |
| <b>LC-008-161</b>           | Biopsiezange kurz 45° aufgebogen vertikal, oval, einfachbeweglich, Ø 4mm<br><i>Biopsy forceps short 45° upward vertical, oval, single action, Ø 4mm</i>     |
| <b>LC-008-241</b>           | Biopsiezange kurz 70° aufgebogen vertikal, oval, einfachbeweglich, Ø 4mm<br><i>Biopsy forceps short 70° upward vertical, oval, single action, Ø 4mm</i>     |
| <b>LC-009-001</b>           | Biopsiezange gerade vertikal, oval, doppelbeweglich, Ø 2mm<br><i>Biopsy forceps straight vertical, oval, double action, Ø 2mm</i>                           |
| <b>LC-009-002</b>           | Biopsiezange gerade horizontal, oval, doppelbeweglich, Ø 2mm<br><i>Biopsy forceps straight horizontal, oval, double action, Ø 2mm</i>                       |
| <b>LC-009-011</b>           | Biopsiezange 55° aufgebogen vertikal, oval, doppelbeweglich, Ø 2mm<br><i>Biopsy forceps 55° upward vertical, oval, double action, Ø 2mm</i>                 |
| <b>LC-009-012</b>           | Biopsiezange 55° aufgebogen horizontal, oval, doppelbeweglich, Ø 2mm<br><i>Biopsy forceps 55° upward horizontal, oval, double action, Ø 2mm</i>             |
| <b>LC-009-021</b>           | Biopsiezange 90° aufgebogen vertikal, oval, doppelbeweglich, Ø 2mm<br><i>Biopsy forceps 90° upward vertical, oval, double action, Ø 2mm</i>                 |
| <b>LC-009-022</b>           | Biopsiezange 90° aufgebogen horizontal, oval, doppelbeweglich, Ø 2mm<br><i>Biopsy forceps 90° upward horizontal, oval, double action, Ø 2mm</i>             |



**LC-014-001**  
bis / to  
**LC-014-003**



**LC-014-011**  
bis / to  
**LC-014-013**



**LC-014-031**  
bis / to  
**LC-014-033**



**LC-014-021**  
bis / to  
**LC-014-023**



**LC-014-036 /**  
**LC-014-037**



**LC-014-001**  
bis / to  
**LC-014-037**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                        |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LC-014-001</b>           | Siebbeinzängchen gerade, Arbeitslänge 13cm<br><i>Ethmoid forceps straight, working length 13cm</i>                                                                |
| <b>LC-014-002</b>           | Siebbeinzängchen gerade, Arbeitslänge 16cm<br><i>Ethmoid forceps straight, working length 16cm</i>                                                                |
| <b>LC-014-003</b>           | Siebbeinzängchen gerade, Arbeitslänge 19cm<br><i>Ethmoid forceps straight, working length 19cm</i>                                                                |
| <b>LC-014-011</b>           | Siebbeinzängchen 60° aufgebogen, Arbeitslänge 13cm<br><i>Ethmoid forceps 60° upward, working length 13cm</i>                                                      |
| <b>LC-014-012</b>           | Siebbeinzängchen 60° aufgebogen, Arbeitslänge 16cm<br><i>Ethmoid forceps 60° upward, working length 16cm</i>                                                      |
| <b>LC-014-013</b>           | Siebbeinzängchen 60° aufgebogen, Arbeitslänge 19cm<br><i>Ethmoid forceps 60° upward, working length 19cm</i>                                                      |
| <b>LC-014-021</b>           | Siebbeinzängchen 90° aufgebogen, Arbeitslänge 13cm<br><i>Ethmoid forceps 90° upward, working length 13cm</i>                                                      |
| <b>LC-014-022</b>           | Siebbeinzängchen 90° aufgebogen, Arbeitslänge 16cm<br><i>Ethmoid forceps 90° upward, working length 16cm</i>                                                      |
| <b>LC-014-023</b>           | Siebbeinzängchen 90° aufgebogen, Arbeitslänge 19cm<br><i>Ethmoid forceps 90° upward, working length 19cm</i>                                                      |
| <b>LC-014-031</b>           | BLAKESLEY Siebbeinzange gerade, Größe 0, Arbeitslänge 17cm<br><i>BLAKESLEY ethmoid forceps straight, size 0, working length 17cm</i>                              |
| <b>LC-014-032</b>           | BLAKESLEY Siebbeinzange gerade, Größe 1, Arbeitslänge 17cm<br><i>BLAKESLEY ethmoid forceps straight, size 1, working length 17cm</i>                              |
| <b>LC-014-033</b>           | BLAKESLEY Siebbeinzange gerade, Größe 2, Arbeitslänge 17cm<br><i>BLAKESLEY ethmoid forceps straight, size 2, working length 17cm</i>                              |
| <b>LC-014-036</b>           | BLAKESLEY-WILDE Siebbeinzange 45° aufwärts gebogen, Größe 0, Arbeitslänge 17cm<br><i>BLAKESLEY-WILDE ethmoid forceps 45° upwards, size 0, working length 17cm</i> |
| <b>LC-014-037</b>           | BLAKESLEY-WILDE Siebbeinzange 45° aufwärts gebogen, Größe 1, Arbeitslänge 17cm<br><i>BLAKESLEY-WILDE ethmoid forceps 45° upwards, size 1, working length 17cm</i> |



**LC-006-001**  
bis / to  
**LC-006-103**



**LC-020-001**



**LC-020-002**



**LC-006-001**  
bis / to  
**LC-020-002**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LC-006-001</b>           | Antrumstanze "Backbiter", nach oben rückwärts schneidend, 2.5x6.5mm<br><i>Antrum punch "Backbiter", upward backward cutting, 2.5x6.5mm</i>                      |
| <b>LC-006-002</b>           | Antrumstanze "Backbiter", nach links rückwärts schneidend, 2.5x6.5mm<br><i>Antrum punch "Backbiter", backward left cutting, 2.5x6.5mm</i>                       |
| <b>LC-006-003</b>           | Antrumstanze "Backbiter", nach rechts rückwärts schneidend, 2.5x6.5mm<br><i>Antrum punch "Backbiter", backward right cutting, 2.5x6.5mm</i>                     |
| <b>LC-006-004</b>           | Antrumstanze "Backbiter", nach unten rückwärts schneidend, 2.5x6.5mm<br><i>Antrum punch "Backbiter", backward downward cutting, 2.5x6.5mm</i>                   |
| <b>LC-006-005</b>           | Antrumstanze "Backbiter", rotierend, rückwärts schneidend, 2.5x6.5mm<br><i>Antrum punch "Backbiter", rotatable, backward cutting, 2.5x6.5mm</i>                 |
| <b>LC-006-021</b>           | Antrumstanze "Backbiter" Ø 3.0mm, nach oben rückwärts schneidend, 1.5x3.5mm<br><i>Antrum punch "Backbiter" Ø 3.0mm, upward backward cutting, 1.5x3.5mm</i>      |
| <b>LC-006-022</b>           | Antrumstanze "Backbiter" Ø 3.0mm, nach links rückwärts schneidend, 1.5x3.5mm<br><i>Antrum punch "Backbiter" Ø 3.0mm, backward left cutting, 1.5x3.5mm</i>       |
| <b>LC-006-023</b>           | Antrumstanze "Backbiter" Ø 3.0mm, nach rechts rückwärts schneidend, 1.5x3.5mm<br><i>Antrum punch "Backbiter" Ø 3.0mm, backward right cutting, 1.5x3.5mm</i>     |
| <b>LC-006-024</b>           | Antrumstanze "Backbiter" Ø 3.0mm, nach unten rückwärts schneidend, 1.5x3.5mm<br><i>Antrum punch "Backbiter" Ø 3.0mm, backward downward cutting, 1.5x3.5mm</i>   |
| <b>LC-006-025</b>           | Antrumstanze "Backbiter" Ø 3.0mm, rotierend, rückwärts schneidend, 1.5x3.5mm<br><i>Antrum punch "Backbiter" Ø 3.0mm, rotatable, backward cutting, 1.5x3.5mm</i> |
| <b>LC-006-101</b>           | Antrumstanze "Backbiter", nach oben rückwärts schneidend, schlankes Modell<br><i>Antrum punch "Backbiter", upward backward cutting, slim model</i>              |
| <b>LC-006-102</b>           | Antrumstanze "Backbiter", nach links rückwärts schneidend, schlankes Modell<br><i>Antrum punch "Backbiter", backward left cutting, slim model</i>               |
| <b>LC-006-103</b>           | Antrumstanze "Backbiter", nach rechts rückwärts schneidend, schlankes Modell<br><i>Antrum punch "Backbiter", backward right cutting, slim model</i>             |
| <b>LC-020-001</b>           | STEMA ANTRUM, seitlich nach rechts und vorwärts schneidend, AL 10cm<br><i>STEMA ANTRUM, sideward right and towards cutting, WL 10cm</i>                         |
| <b>LC-020-002</b>           | STEMA ANTRUM, seitlich nach links und vorwärts schneidend, AL 10cm<br><i>STEMA ANTRUM, sideward left and towards cutting, WL 10cm</i>                           |



**LC-006-041**  
 bis / to  
**LC-006-043**




**LC-006-041**  
 bis / to  
**LC-006-043**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LC-006-041</b>           | Antrumstanze "Backbiter" mit integriertem Absaugkanal, nach oben rückwärts schneidend, 2mm, Schaft Ø 4.5mm<br><i>Antrum punch "Backbiter" with integrated suction channel, upward backward cutting, 2mm, sheath Ø 4.5mm</i>  |
| <b>LC-006-042</b>           | Antrumstanze "Backbiter" mit integriertem Absaugkanal, nach links rückwärts schneidend, 2mm, Schaft Ø 4.5mm<br><i>Antrum punch "Backbiter" with integrated suction channel, backward left cutting, 2mm, sheath Ø 4.5mm</i>   |
| <b>LC-006-043</b>           | Antrumstanze "Backbiter" mit integriertem Absaugkanal, nach rechts rückwärts schneidend, 2mm, Schaft Ø 4.5mm<br><i>Antrum punch "Backbiter" with integrated suction channel, backward right cutting, 2mm, sheath Ø 4.5mm</i> |







| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LC-006-050</b>           | Frontal Ostiumstanze, Gliederzange, 70° aufgebogen, schmal, 2x2.5mm, AL 13cm<br><i>Frontal sinus punch, link chain system, 70° upcurved, small, 2x2.5mm, WL 13cm</i>                         |
| <b>LC-006-051</b>           | Frontal Ostiumstanze, Gliederzange, 70° aufgebogen, schmal, 3x3.5mm, AL 13cm<br><i>Frontal sinus punch, link chain system, 70° upcurved, small, 3x3.5mm, WL 13cm</i>                         |
| <b>LC-006-052</b>           | Frontal Ostiumstanze, Gliederzange, 70° aufgebogen, schmal, 5x5.5mm, AL 13cm<br><i>Frontal sinus punch, link chain system, 70° upcurved, small, 5x5.5mm, WL 13cm</i>                         |
| <b>LC-016-001</b>           | Rundkopfstanze, 360° zirkular schneidend, Ø 3.5mm, Arbeitslänge 18cm<br><i>Circular cutting punch, cutting in a circle of 360°, Ø 3.5mm, working length 18cm</i>                             |
| <b>LC-016-002</b>           | Rundkopfstanze, 360° zirkular schneidend, Ø 4.5mm, Arbeitslänge 18cm<br><i>Circular cutting punch, cutting in a circle of 360°, Ø 4.5mm, working length 18cm</i>                             |
| <b>LC-016-011</b>           | Rundkopfstanze 65° aufgewinkelt, 360° zirkular schneidend, Ø 3.5mm, Arbeitslänge 18cm<br><i>Circular cutting punch 65° upward, cutting in a circle of 360°, Ø 3.5mm, working length 18cm</i> |
| <b>LC-016-012</b>           | Rundkopfstanze 65° aufgewinkelt, 360° zirkular schneidend, Ø 4.5mm, Arbeitslänge 18cm<br><i>Circular cutting punch 65° upward, cutting in a circle of 360°, Ø 4.5mm, working length 18cm</i> |
| <b>LC-017-010</b>           | Meißelstanze, 4mm, Arbeitslänge 4cm<br><i>Chisel-edged punch, 4mm, working length 4cm</i>                                                                                                    |
| <b>LC-017-021</b>           | Meißelstanze, 6mm, Arbeitslänge 4cm<br><i>Chisel-edged punch, 6mm, working length 4cm</i>                                                                                                    |



| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LC-017-001</b>           | HAJEK KOFFLER Knochenstanze, drehbar um 360°, durchschneidend, Arbeitslänge 18cm<br><i>HAJEK KOFFLER sphenoid punch, reversible 360°, cutting through, working length 18cm</i>                                         |
| <b>LC-017-011</b>           | HAJEK KOFFLER Keilbeinstanze 3.5x3.5mm, nach oben schneidend, Arbeitslänge 14cm<br><i>HAJEK KOFFLER sphenoid punch, 3.5x3.5mm, upbiting, working length 14cm</i>                                                       |
| <b>LC-017-012</b>           | HAJEK KOFFLER Keilbeinstanze 3.5x3.5mm, nach unten schneidend, Arbeitslänge 14cm<br><i>HAJEK KOFFLER sphenoid punch, 3.5x3.5mm, downbiting, working length 14cm</i>                                                    |
| <b>LC-017-013</b>           | HAJEK KOFFLER Keilbeinstanze 4x4mm, nach oben schneidend, Arbeitslänge 14cm<br><i>HAJEK KOFFLER sphenoid punch, 4x4mm, upbiting, working length 14cm</i>                                                               |
| <b>LC-017-014</b>           | HAJEK KOFFLER Keilbeinstanze 4x4mm, nach unten schneidend, Arbeitslänge 14cm<br><i>HAJEK KOFFLER sphenoid punch, 4x4mm, downbiting, working length 14cm</i>                                                            |
| <b>LC-017-015</b>           | HAJEK KOFFLER Keilbeinstanze 3.5x3.5mm, nach oben rückwärts schneidend, Arbeitslänge 14cm<br><i>HAJEK KOFFLER sphenoid punch, 3.5x3.5mm, upbiting backward, working length 14cm</i>                                    |
| <b>LC-017-016</b>           | HAJEK KOFFLER Keilbeinstanze 3.5x3.5mm, nach unten rückwärts schneidend, Arbeitslänge 14cm<br><i>HAJEK KOFFLER sphenoid punch, 3.5x3.5mm, downbiting backward, working length 14cm</i>                                 |
| <b>LC-017-017</b>           | HAJEK KOFFLER Keilbeinstanze 3.5x3.5mm, nach oben vorwärts schneidend, Arbeitslänge 14cm<br><i>HAJEK KOFFLER sphenoid punch, 3.5x3.5mm, upbiting forward, working length 14cm</i>                                      |
| <b>LC-017-018</b>           | HAJEK KOFFLER Keilbeinstanze 2x2mm, nach oben vorwärts schneidend, Arbeitslänge 14cm<br><i>HAJEK KOFFLER sphenoid punch, 2x2mm, upbiting forward, working length 14cm</i>                                              |
| <b>LC-017-019</b>           | HAJEK KOFFLER Keilbeinstanze 4.2x5.5mm, nach oben schneidend, Arbeitslänge 14cm<br><i>HAJEK KOFFLER sphenoid punch, 4.2x5.5mm, upbiting, working length 14cm</i>                                                       |
| <b>LC-017-020</b>           | HAJEK KOFFLER Keilbeinstanze 4.2x5.5mm, nach oben vorwärts schneidend, Arbeitslänge 14cm<br><i>HAJEK KOFFLER sphenoid punch, 4.2x5.5mm, upbiting forward, working length 14cm</i>                                      |
| <b>LC-017-030</b>           | McKENTY Keilbeinstanze, drehbar um 360°, durchschneidend, 1.6x2mm, Arbeitslänge 12cm<br><i>McKENTY sphenoid punch, reversible 360°, cutting through, 1.6x2mm, working length 12cm</i>                                  |
| <b>LC-017-031</b>           | McKENTY Keilbeinstanze, drehbar um 360°, durchschneidend, 1.6x2mm, Arbeitslänge 17cm<br><i>McKENTY sphenoid punch, reversible 360°, cutting through, 1.6x2mm, working length 17cm</i>                                  |
| <b>LC-017-032</b>           | McKENTY CASTELNUOVO Keilbeinstanze, drehbar um 360°, durchschneidend, 30° aufgebogen, 1.6x2mm, AL 17cm<br><i>McKENTY CASTELNUOVO sphenoid punch, reversible 360°, cutting through, 30° up curved, 1.6x2mm, WL 17cm</i> |



| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                          |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LC-017-002</b>           | BEYER Kieferhöhlenstanze, Arbeitslänge 14cm<br><i>BEYER antrum rongeur, working length 14cm</i>                                                     |
| <b>LC-017-003</b>           | BEYER Kieferhöhlenstanze, durchschneidend, Arbeitslänge 9.5cm<br><i>BEYER antrum rongeur, cutting through, working length 9.5cm</i>                 |
| <b>LC-017-004</b>           | BEYER Kieferhöhlenstanze, durchschneidend, Arbeitslänge 17cm<br><i>BEYER antrum rongeur, cutting through, working length 17cm</i>                   |
| <b>LC-017-005</b>           | Kieferhöhlenstanze, 65° nach oben schneidend, Arbeitslänge 11cm<br><i>Antrum rongeur, 65° upbiting cutting, working length 11cm</i>                 |
| <b>LC-017-006</b>           | CITELLI Kieferhöhlenstanze, durchschneidend, 1.5mm, Arbeitslänge 17cm<br><i>CITELLI antrum rongeur, cutting through, 1.5mm, working length 17cm</i> |
| <b>LC-017-007</b>           | CITELLI Kieferhöhlenstanze, durchschneidend, Fig. 1, Arbeitslänge 8cm<br><i>CITELLI antrum rongeur, cutting through, fig. 1, working length 8cm</i> |
| <b>LC-017-008</b>           | CITELLI Kieferhöhlenstanze, durchschneidend, Fig. 2, Arbeitslänge 8cm<br><i>CITELLI antrum rongeur, cutting through, fig. 2, working length 8cm</i> |
| <b>LC-017-009</b>           | CITELLI Kieferhöhlenstanze, durchschneidend, Fig. 3, Arbeitslänge 8cm<br><i>CITELLI antrum rongeur, cutting through, fig. 3, working length 8cm</i> |



| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                          |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LC-007-001-SS</b>        | Nasenschere für Concha, gezahnte Schneiden, gerade<br><i>Nasal scissors, serrated blades, straight</i>                              |
| <b>LC-007-002-SS</b>        | Nasenschere für Concha, gezahnte Schneiden, links gebogen<br><i>Nasal scissors, serrated blades, left curved</i>                    |
| <b>LC-007-003-SS</b>        | Nasenschere für Concha, gezahnte Schneiden, rechts gebogen<br><i>Nasal scissors, serrated blades, right curved</i>                  |
| <b>LC-007-005</b>           | HEYMANN Nasenschere, SC, AL 9.5cm<br><i>HEYMANN nasal scissors, SC, WL 9.5cm</i>                                                    |
| <b>LC-007-006</b>           | HEYMANN Nasenschere, AL 9cm<br><i>HEYMANN nasal scissors, WL 9cm</i>                                                                |
| <b>LC-007-007</b>           | HEYMANN Nasenschere, AL 9.5cm<br><i>HEYMANN nasal scissors, WL 9.5cm</i>                                                            |
| <b>LC-007-008</b>           | HEYMANN Nasenschere, gezahnt, AL 9.5cm<br><i>HEYMANN nasal scissors, serrated, WL 9.5cm</i>                                         |
| <b>LC-007-009</b>           | HEYMANN Nasenschere, AL 11cm<br><i>HEYMANN nasal scissors, WL 11cm</i>                                                              |
| <b>LC-007-016</b>           | HEYMANN Nasenschere, links gebogen, AL 9.5cm<br><i>HEYMANN nasal scissors, curved left, WL 9.5cm</i>                                |
| <b>LC-007-017</b>           | HEYMANN Nasenschere, rechts gebogen, AL 9.5cm<br><i>HEYMANN nasal scissors, curved right, WL 9.5cm</i>                              |
| <b>LC-007-020</b>           | ZÜRICH Nasenschere, gerade, NL 14cm<br><i>ZÜRICH nasal scissors, straight, WL 14cm</i>                                              |
| <b>LC-007-022</b>           | ZÜRICH Nasenschere, gerade, NL 12cm<br><i>ZÜRICH nasal scissors, straight, WL 12cm</i>                                              |
| <b>LC-015-001</b>           | Siebbeinscherchen gerade, Schiebeschäft, Arbeitslänge 13cm<br><i>Ethmoid scissors straight, sliding sheath, working length 13cm</i> |
| <b>LC-015-002</b>           | Siebbeinscherchen gerade, Schiebeschäft, Arbeitslänge 16cm<br><i>Ethmoid scissors straight, sliding sheath, working length 16cm</i> |
| <b>LC-015-003</b>           | Siebbeinscherchen gerade, Schiebeschäft, Arbeitslänge 16cm<br><i>Ethmoid scissors straight, sliding sheath, working length 16cm</i> |





# **T**ONSILLEKTOMIE

# **T**ONSILLECTOMY







**ZA-003-240 /  
ZA-003-241**



**ZA-003-249  
bis / to  
ZA-003-253**



**ZA-003-248 /  
ZA-003-254**



**ZA-003-243  
bis / to  
ZA-003-245**

**ZA-003-246**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZA-003-240</b>           | JENNINGS Mundsperrer, 11 cm<br><i>JENNINGS mouth gag, 11 cm</i>                                      |
| <b>ZA-003-241</b>           | JENNINGS Mundsperrer, 13 cm<br><i>JENNINGS mouth gag, 13 cm</i>                                      |
| <b>ZA-003-242</b>           | KILNER-DOUGHTY Mundsperrer, komplett<br><i>KILNER-DOUGHTY mouth gag, complete</i>                    |
| <b>ZA-003-243</b>           | KILNER-DOUGHTY Zungenspatel, Fig. 1<br><i>KILNER-DOUGHTY tongue depressor, fig. 1</i>                |
| <b>ZA-003-244</b>           | KILNER-DOUGHTY Zungenspatel, Fig. 2<br><i>KILNER-DOUGHTY tongue depressor, fig. 2</i>                |
| <b>ZA-003-245</b>           | KILNER-DOUGHTY Zungenspatel, Fig. 3<br><i>KILNER-DOUGHTY tongue depressor, fig. 3</i>                |
| <b>ZA-003-246</b>           | KILNER-DOUGHTY Mundsperrer, nur Rahmen<br><i>KILNER-DOUGHTY mouth gag, frame only</i>                |
| <b>ZA-003-248</b>           | DAVIS-BOYLE Mundsperrer, komplett<br><i>DAVIS-BOYLE mouth gag, complete</i>                          |
| <b>ZA-003-249</b>           | DAVIS-BOYLE Zungendrucker, 105x27mm, Fig. 1<br><i>DAVIS-BOYLE tongue depressor, 105x27mm, fig. 1</i> |
| <b>ZA-003-250</b>           | DAVIS-BOYLE Zungendrucker, 90x25mm, Fig. 2<br><i>DAVIS-BOYLE tongue depressor, 90x25mm, fig. 2</i>   |
| <b>ZA-003-251</b>           | DAVIS-BOYLE Zungendrucker, 75x25mm, Fig. 3<br><i>DAVIS-BOYLE tongue depressor, 75x25mm, fig. 3</i>   |
| <b>ZA-003-252</b>           | DAVIS-BOYLE Zungendrucker, 60x22mm, Fig. 4<br><i>DAVIS-BOYLE tongue depressor, 60x22mm, fig. 4</i>   |
| <b>ZA-003-253</b>           | DAVIS-BOYLE Zungendrucker, 25x20mm, Fig. 5<br><i>DAVIS-BOYLE tongue depressor, 25x20mm, fig. 5</i>   |
| <b>ZA-003-254</b>           | DAVIS-BOYLE Mundsperrer, nur Rahmen<br><i>DAVIS-BOYLE mouth gag, frame only</i>                      |





**ZA-004-572**  
bis / to  
**ZA-004-575**



**ZA-004-576 /**  
**ZA-004-577**



**ZA-004-578**  
bis / to  
**ZA-004-580**



**ZA-004-568**

**ZA-004-569**  
bis / to  
**ZA-003-571**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZA-004-567</b>           | MC IVOR Mundsperrer, komplett<br>MC IVOR mouth gag, complete                         |
| <b>ZA-004-568</b>           | MC IVOR Mundsperrer, nur Rahmen<br>MC IVOR mouth gag, frame only                     |
| <b>ZA-004-569</b>           | MC IVOR Zungenspatel, 75x23mm, Fig. 1<br>MC IVOR tongue depressor, 75x23mm, fig. 1   |
| <b>ZA-004-570</b>           | MC IVOR Zungenspatel, 85x25mm, Fig. 2<br>MC IVOR tongue depressor, 85x25mm, fig. 2   |
| <b>ZA-004-571</b>           | MC IVOR Zungenspatel, 100x26mm, Fig. 3<br>MC IVOR tongue depressor, 100x26mm, fig. 3 |
| <b>ZA-004-572</b>           | JENNINGS Mundsperrer, 9cm<br>JENNINGS mouth gag, 9cm                                 |
| <b>ZA-004-573</b>           | JENNINGS Mundsperrer, 11cm<br>JENNINGS mouth gag, 11cm                               |
| <b>ZA-004-574</b>           | JENNINGS Mundsperrer, 13cm<br>JENNINGS mouth gag, 13cm                               |
| <b>ZA-004-575</b>           | JENNINGS Mundsperrer, 15cm<br>JENNINGS mouth gag, 15cm                               |
| <b>ZA-004-576</b>           | DINGMANN Mundsperrer, komplett<br>DINGMANN mouth gag, complete                       |
| <b>ZA-004-577</b>           | DINGMANN Mundsperrer, nur Rahmen<br>DINGMANN mouth gag, frame only                   |
| <b>ZA-004-578</b>           | DINGMANN Zungenspatel, 65x25mm, Fig. 1<br>DINGMANN tongue depressor, 65x25mm, fig. 1 |
| <b>ZA-004-579</b>           | DINGMANN Zungenspatel, 70x29mm, Fig. 2<br>DINGMANN tongue depressor, 70x29mm, fig. 2 |
| <b>ZA-004-580</b>           | DINGMANN Zungenspatel, 80x32mm, Fig. 3<br>DINGMANN tongue depressor, 80x32mm, fig. 3 |



**ZA-004-561**



**ZA-004-697 /**  
**ZA-004-698 /**  
**ZA-004-699**

**ZA-004-700**  
 bis / to  
**ZA-004-706**



**ZA-003-256**  
 bis / to  
**ZA-003-258**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZA-003-256</b>           | STERNBERG Lippenhalter, 12cm<br>STERNBERG lip retractor 12cm                            |
| <b>ZA-003-257</b>           | STERNBERG Lippenhalter, 14cm<br>STERNBERG lip retractor 14cm                            |
| <b>ZA-003-258</b>           | STERNBERG Lippenhalter, 16cm<br>STERNBERG lip retractor 16cm                            |
| <b>ZA-004-561</b>           | BUCHWALD Zungenspatel, 19cm<br>BUCHWALD tongue depressor, 19cm                          |
| <b>ZA-004-697</b>           | DAVIS-MEYER Mundsperrer, komplett<br>DAVIS-MEYER mouth gag, complete                    |
| <b>ZA-004-698</b>           | DAVIS-MEYER Mundsperrer, rechts, nur Rahmen<br>DAVIS-MEYER mouth gag, right, frame only |
| <b>ZA-004-699</b>           | DAVIS-MEYER Mundsperrer, links, nur Rahmen<br>DAVIS-MEYER mouth gag, left, frame only   |
| <b>ZA-004-700</b>           | DAVIS-MEYER Zungenspatel, Fig. 1<br>DAVIS-MEYER tongue depressor, fig. 1                |
| <b>ZA-004-701</b>           | DAVIS-MEYER Zungenspatel, Fig. 2<br>DAVIS-MEYER tongue depressor, fig. 2                |
| <b>ZA-004-702</b>           | DAVIS-MEYER Zungenspatel, Fig. 3<br>DAVIS-MEYER tongue depressor, fig. 3                |
| <b>ZA-004-703</b>           | DAVIS-MEYER Zungenspatel, Fig. 4<br>DAVIS-MEYER tongue depressor, fig. 4                |
| <b>ZA-004-704</b>           | DAVIS-MEYER Zungenspatel, Fig. 5<br>DAVIS-MEYER tongue depressor, fig. 5                |
| <b>ZA-004-705</b>           | DAVIS-MEYER Zungenspatel, Fig. 6<br>DAVIS-MEYER tongue depressor, fig. 6                |
| <b>ZA-004-706</b>           | DAVIS-MEYER Zungenspatel, Fig. 7<br>DAVIS-MEYER tongue depressor, fig. 7                |



**ZA-004-562**



**ZA-003-264**



**ZA-003-263**



**LD-030-032**



**ZA-003-262**



**ZA-003-259**



**ZA-004-563**



**LD-030-033**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-030-032</b>           | FRENZEL Zungendrucker, 16.5cm<br><i>FRENZEL tongue depressor, 16.5cm</i>                             |
| <b>LD-030-033</b>           | HARTMANN Zungendrucker, 15cm<br><i>HARTMANN tongue depressor, 15cm</i>                               |
| <b>ZA-003-259</b>           | TOBOLD Zungendrucker, Hohlheftgriff, 14.5cm<br><i>TOBOLD tongue depressor, hollow handle, 14.5cm</i> |
| <b>ZA-003-262</b>           | Zungendrucker, Standard S, 14.5cm<br><i>Tongue depressor, standard S, 14.5cm</i>                     |
| <b>ZA-003-263</b>           | MAYO Zungendrucker, 17cm<br><i>MAYO tongue depressor, 17cm</i>                                       |
| <b>ZA-003-264</b>           | BRÜNINGS Zungendrucker, 19cm<br><i>BRÜNINGS tongue depressor, 19cm</i>                               |
| <b>ZA-004-562</b>           | MORITZ-SCHMIDT Zungendrucker, 19cm<br><i>MORITZ-SCHMIDT tongue depressor, 19cm</i>                   |
| <b>ZA-004-563</b>           | BOSWORTH Zungendrucker, glatt, 14.5cm<br><i>BOSWORTH tongue depressor, smooth, 14.5cm</i>            |



**ZA-004-566**



**ZA-004-565**



**ZA-004-564**



**ZA-004-581**  
bis / to  
**ZA-004-585**



**ZA-004-586**  
bis / to  
**ZA-004-593**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                          |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZA-004-564</b>           | Zungendrucker, bajonettförmig, 14.5cm<br><i>Tongue depressor, bayonett shaped, 14.5cm</i>           |
| <b>ZA-004-565</b>           | KROENIG Zungendrucker, 15cm<br><i>KROENIG tongue depressor, 15cm</i>                                |
| <b>ZA-004-566</b>           | FRENZEL Zungendrucker, 16.5cm<br><i>FRENZEL tongue depressor, 16.5cm</i>                            |
| <b>ZA-004-581</b>           | WÜRZBURG Zungendrucker, 28x66mm, Fig. 1<br><i>WÜRZBURG tongue depressor, 28x66mm, fig. 1</i>        |
| <b>ZA-004-582</b>           | WÜRZBURG Zungendrucker, 32x75mm, Fig. 2<br><i>WÜRZBURG tongue depressor, 32x75mm, fig. 2</i>        |
| <b>ZA-004-583</b>           | WÜRZBURG Zungendrucker, 34x83mm, Fig. 3<br><i>WÜRZBURG tongue depressor, 34x83mm, fig. 3</i>        |
| <b>ZA-004-584</b>           | WÜRZBURG Zungendrucker, 37x93mm, Fig. 4<br><i>WÜRZBURG tongue depressor, 37x93mm, fig. 4</i>        |
| <b>ZA-004-585</b>           | WÜRZBURG Zungendrucker, 38x100mm, Fig. 5<br><i>WÜRZBURG tongue depressor, 38x100mm, fig. 5</i>      |
| <b>ZA-004-586</b>           | RING Zungendrucker, 27x72mm, links, Fig. 2<br><i>RING tongue depressor, 27x72mm, left, fig. 2</i>   |
| <b>ZA-004-587</b>           | RING Zungendrucker, 27x72mm, links, Fig. 3<br><i>RING tongue depressor, 27x72mm, left, fig. 3</i>   |
| <b>ZA-004-588</b>           | RING Zungendrucker, 34x87mm, links, Fig. 4<br><i>RING tongue depressor, 34x87mm, left, fig. 4</i>   |
| <b>ZA-004-589</b>           | RING Zungendrucker, 37x95mm, links, Fig. 5<br><i>RING tongue depressor, 37x95mm, left, fig. 5</i>   |
| <b>ZA-004-590</b>           | RING Zungendrucker, 27x72mm, rechts, Fig. 2<br><i>RING tongue depressor, 27x72mm, right, fig. 2</i> |
| <b>ZA-004-591</b>           | RING Zungendrucker, 27x72mm, rechts, Fig. 3<br><i>RING tongue depressor, 27x72mm, right, fig. 3</i> |
| <b>ZA-004-592</b>           | RING Zungendrucker, 34x87mm, rechts, Fig. 4<br><i>RING tongue depressor, 34x87mm, right, fig. 4</i> |
| <b>ZA-004-593</b>           | RING Zungendrucker, 37x95mm, rechts, Fig. 5<br><i>RING tongue depressor, 37x95mm, right, fig. 5</i> |



**LJ-003-020**  
bis / to  
**LJ-003-023**



**LJ-003-024**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LJ-003-020</b>           | GRÜNWALD Zerstäuber, komplett mit 3 Zerstäuber, Ständer, ohne Halbgebläse<br><i>GRÜNWALD atomizer, complete with 2 atomizer, rack, without rubber bulb</i> |
| <b>LJ-003-021</b>           | GRÜNWALD Zerstäuber, gerade Kanüle<br><i>GRÜNWALD atomizer, straight cannula</i>                                                                           |
| <b>LJ-003-022</b>           | GRÜNWALD Zerstäuber, abgebogene Kanüle<br><i>GRÜNWALD atomizer, tube downward</i>                                                                          |
| <b>LJ-003-023</b>           | GRÜNWALD Zerstäuber, aufgebogene Kanüle<br><i>GRÜNWALD atomizer, tube upward</i>                                                                           |
| <b>LJ-003-024</b>           | Halbgebläse für GRÜNWALD Zerstäuber<br><i>Rubber bulb for GRÜNWALD atomizer</i>                                                                            |
| <b>LJ-003-025</b>           | Ersatzglas (ohne Abbildung)<br><i>Spare bottle (without illustration)</i>                                                                                  |



**LD-020-001**  
bis / to  
**LD-020-014**



**LD-020-015**  
bis / to  
**LD-020-018**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-020-001</b>           | BECKMANN Ringmesser, gerade, Fig. 1, 8mm<br>BECKMANN adenoid curette, straight, fig. 1, 8mm   |
| <b>LD-020-002</b>           | BECKMANN Ringmesser, gerade, Fig. 2, 10mm<br>BECKMANN adenoid curette, straight, fig. 2, 10mm |
| <b>LD-020-003</b>           | BECKMANN Ringmesser, gerade, Fig. 3, 12mm<br>BECKMANN adenoid curette, straight, fig. 3, 12mm |
| <b>LD-020-004</b>           | BECKMANN Ringmesser, gerade, Fig. 4, 14mm<br>BECKMANN adenoid curette, straight, fig. 4, 14mm |
| <b>LD-020-005</b>           | BECKMANN Ringmesser, gerade, Fig. 5, 16mm<br>BECKMANN adenoid curette, straight, fig. 5, 16mm |
| <b>LD-020-006</b>           | BECKMANN Ringmesser, gerade, Fig. 6, 18mm<br>BECKMANN adenoid curette, straight, fig. 6, 18mm |
| <b>LD-020-007</b>           | BECKMANN Ringmesser, gerade, Fig. 7, 18mm<br>BECKMANN adenoid curette, straight, fig. 7, 18mm |
| <b>LD-020-008</b>           | BECKMANN Ringmesser, gebogen, Fig. 1, 8mm<br>BECKMANN adenoid curette, curved, fig. 1, 8mm    |
| <b>LD-020-009</b>           | BECKMANN Ringmesser, gebogen, Fig. 2, 10mm<br>BECKMANN adenoid curette, curved, fig. 2, 10mm  |
| <b>LD-020-010</b>           | BECKMANN Ringmesser, gebogen, Fig. 3, 12mm<br>BECKMANN adenoid curette, curved, fig. 3, 12mm  |
| <b>LD-020-011</b>           | BECKMANN Ringmesser, gebogen, Fig. 4, 14mm<br>BECKMANN adenoid curette, curved, fig. 4, 14mm  |
| <b>LD-020-012</b>           | BECKMANN Ringmesser, gebogen, Fig. 5, 16mm<br>BECKMANN adenoid curette, curved, fig. 5, 16mm  |
| <b>LD-020-013</b>           | BECKMANN Ringmesser, gebogen, Fig. 6, 18mm<br>BECKMANN adenoid curette, curved, fig. 6, 18mm  |
| <b>LD-020-014</b>           | BECKMANN Ringmesser, gebogen, Fig. 7, 18mm<br>BECKMANN adenoid curette, curved, fig. 7, 18mm  |
| <b>LD-020-015</b>           | BARNHILL Ringmesser, gebogen, Fig. 1<br>BARNHILL adenoid curette, curved, fig. 1              |
| <b>LD-020-016</b>           | BARNHILL Ringmesser, gebogen, Fig. 2<br>BARNHILL adenoid curette, curved, fig. 2              |
| <b>LD-020-017</b>           | BARNHILL Ringmesser, gebogen, Fig. 3<br>BARNHILL adenoid curette, curved, fig. 3              |
| <b>LD-020-018</b>           | BARNHILL Ringmesser, gebogen, Fig. 4<br>BARNHILL adenoid curette, curved, fig. 4              |



**LD-020-020**  
bis / to  
**LD-020-023**



**LD-020-025**  
bis / to  
**LD-020-027**



**LD-200-001**  
bis / to  
**LD-200-004**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-020-020</b>           | LA FORCE Adenotom, Fig. 0, 10mm<br>LA FORCE adenotome, fig. 0, 10mm      |
| <b>LD-020-021</b>           | LA FORCE Adenotom, Fig. 1, 13mm<br>LA FORCE adenotome, fig. 1, 13mm      |
| <b>LD-020-022</b>           | LA FORCE Adenotom, Fig. 2, 16mm<br>LA FORCE adenotome, fig. 2, 16mm      |
| <b>LD-020-023</b>           | LA FORCE Adenotom, Fig. 3, 19mm<br>LA FORCE adenotome, fig. 3, 19mm      |
| <b>LD-020-025</b>           | SHAMBOUGH Adenotom, Fig. 1, 18mm<br>SHAMBOUGH adenotome, fig. 1, 18mm    |
| <b>LD-020-026</b>           | SHAMBOUGH Adenotom, Fig. 2, 16mm<br>SHAMBOUGH adenotome, fig. 2, 16mm    |
| <b>LD-020-027</b>           | SHAMBOUGH Adenotom, Fig. 3, 12mm<br>SHAMBOUGH adenotome, fig. 3, 12mm    |
| <b>LD-200-001</b>           | ST. CLAIR-THOMPSON Kürette, Fig. 1<br>ST. CLAIR-THOMPSON curette, Fig. 1 |
| <b>LD-200-002</b>           | ST. CLAIR-THOMPSON Kürette, Fig. 2<br>ST. CLAIR-THOMPSON curette, Fig. 2 |
| <b>LD-200-003</b>           | ST. CLAIR-THOMPSON Kürette, Fig. 3<br>ST. CLAIR-THOMPSON curette, Fig. 3 |
| <b>LD-200-004</b>           | ST. CLAIR-THOMPSON Kürette, Fig. 4<br>ST. CLAIR-THOMPSON curette, Fig. 4 |



LD-100-052



LD-100-053



LD-100-054



LD-100-050




LD-100-051




LD-100-008 /  
LD-100-009

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-100-008</b>           | LUNIATSCHECK, Tonsillen Tamponstopfer, 1.8mm breit, 19cm<br><i>LUNIATSCHECK, tonsil gauze packer, 1.8mm wide, 19cm</i> |
| <b>LD-100-009</b>           | LUNIATSCHECK, Tonsillen Tamponstopfer, 2.5mm breit, 19cm<br><i>LUNIATSCHECK, tonsil gauze packer, 2.5mm wide, 19cm</i> |
| <b>LD-100-050</b>           | HURD, Tonsillennadel, rechts<br><i>HURD, tonsil needle, right</i>                                                      |
| <b>LD-100-051</b>           | HURD, Tonsillennadel, links<br><i>HURD, tonsil needle, left</i>                                                        |
| <b>LD-100-052</b>           | TRELAT, Tonsillennadel, 23cm<br><i>TRELAT, tonsil needle, 23cm</i>                                                     |
| <b>LD-100-053</b>           | CLAUS, Tonsillennadel, 23cm<br><i>CLAUS, tonsil needle, 23cm</i>                                                       |
| <b>LD-100-054</b>           | NAGER, Tonsillennadel, 24cm<br><i>NAGER, tonsil needle, 24cm</i>                                                       |





| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-100-006</b>           | CARPENTER, Tonsillennmesser und Dissektor, 24cm<br><i>CARPENTER, tonsil knife and dissector, 24cm</i> |
| <b>LD-100-007</b>           | CARPENTER, Tonsillennmesser und Dissektor, 23cm<br><i>CARPENTER, tonsil knife and dissector, 23cm</i> |
| <b>LD-100-030</b>           | BRÜNNINGS, Tonsillennmesser, 23cm<br><i>BRÜNNINGS, tonsil knife, 23cm</i>                             |
| <b>LD-100-031</b>           | CANFIELD, Tonsillennmesser, 21cm<br><i>CANFIELD, tonsil knife, 21cm</i>                               |
| <b>LD-100-032</b>           | ABRAHAM, Tonsillennmesser, spitz, 21cm<br><i>ABRAHAM, tonsil knife, pointed, 21cm</i>                 |
| <b>LD-100-033</b>           | FISCHER, Tonsillennmesser, 22.5cm<br><i>FISCHER, tonsil knife, 22.5cm</i>                             |
| <b>LD-100-034</b>           | DOUGLAS, Tonsillennmesser, 21cm<br><i>DOUGLAS, tonsil knife, 21cm</i>                                 |
| <b>LD-100-035</b>           | ABRAHAM, Tonsillennmesser, rund, 22.5cm<br><i>ABRAHAM, tonsil knife, round, 22.5cm</i>                |



| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD-001-041                  | FREER Saugelevator mit Mandrin, Länge 19cm<br><i>FREER suction elevator with mandrin, length 19cm</i> |
| LD-100-001                  | HENKE Tonsillenelevator, schmal, 23cm<br><i>HENKE tonsil elevator, small, 23cm</i>                    |
| LD-100-002                  | HURD, Tonsillendisektor, 22.5cm<br><i>HURD, tonsil dissector, 22.5cm</i>                              |
| LD-100-003                  | HURD, Tonsillendisektor, 10+12mm, 22.5cm<br><i>HURD, tonsil dissector, 10+12mm, 22.5cm</i>            |
| LD-100-004                  | HENKE Tonsillenelevator, 12mm, 23cm<br><i>HENKE tonsil elevator, 12mm, 23cm</i>                       |
| LD-100-005                  | HENKE Tonsillenelevator, 17mm, 23cm<br><i>HENKE tonsil elevator, 17mm, 23cm</i>                       |



**LD-030-001**



**LD-030-031**



**LD-030-030**



**LD-030-002**



**LD-030-003**  
bis / to  
**LD-030-005**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-030-001</b>           | REICHERT Kehlkopfdeckenhalter, 24cm<br><i>REICHERT epiglottis retractor, 24cm</i>          |
| <b>LD-030-002</b>           | ROBB LEWIS Gaumenhaken, 16cm<br><i>ROBB LEWIS tonsil hook, 16cm</i>                        |
| <b>LD-030-003</b>           | LOVE Tonsillenretraktor, 18mm breit, 15cm<br><i>LOVE tonsil retractor, 18mm wide, 15cm</i> |
| <b>LD-030-004</b>           | LOVE Tonsillenretraktor, 20mm breit, 15cm<br><i>LOVE tonsil retractor, 20mm wide, 15cm</i> |
| <b>LD-030-005</b>           | LOVE Tonsillenretraktor, 22mm breit, 15cm<br><i>LOVE tonsil retractor, 22mm wide, 15cm</i> |
| <b>LD-030-030</b>           | HASLINGER Gaumensegelhalter<br><i>HASLINGER elumd retractor</i>                            |
| <b>LD-030-031</b>           | NAGER Gaumenhaken, 21cm<br><i>NAGER palate retractor, 21cm</i>                             |



**ZA-004-594 /  
ZA-004-595**

**ZA-003-285**

**ZA-001-707**

**ZA-003-286**

**ZA-003-283 /  
ZA-003-284**

**ZA-004-550**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZA-001-707</b>           | MUSEUX Tonsillenfasszange, 20cm<br><i>MUSEUX tonsil forceps, 20cm</i>                   |
| <b>ZA-003-283</b>           | CLOVER Tonsillenfasszange, gerade, 19cm<br><i>CLOVER tonsil forceps, straight, 19cm</i> |
| <b>ZA-003-284</b>           | CLOVER Tonsillenfasszange, gebogen, 19cm<br><i>CLOVER tonsil forceps, curved, 19cm</i>  |
| <b>ZA-003-285</b>           | MUSEUX Tonsillenfasszange, 20cm<br><i>MUSEUX tonsil forceps, 20cm</i>                   |
| <b>ZA-003-286</b>           | BLOHMKE Tonsillenfasszange, 20cm<br><i>BLOHMKE tonsil forceps, 20cm</i>                 |
| <b>ZA-004-550</b>           | GOOD Tonsillen- und Nasenschere, 19cm<br><i>GOOD tonsil and nasal scissors, 19cm</i>    |
| <b>ZA-004-594</b>           | WHITE Tonsillenzange, 18cm<br><i>WHITE tonsil forceps, 18cm</i>                         |
| <b>ZA-004-595</b>           | WHITE Tonsillenzange, 23cm<br><i>WHITE tonsil forceps, 23cm</i>                         |



**ZA-003-304**  
bis / to  
**ZA-003-315**



**ZA-003-290**



**ZA-003-291**  
bis / to  
**ZA-003-303**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZA-003-290</b>           | Handgriff für Kehlkopfspiegel<br>Handle for laryngeal mirror                            |
| <b>ZA-003-291</b>           | Kehlkopfspiegel, 6mm, Fig. 000<br>Laryngeal mirror, 6mm, fig. 000                       |
| <b>ZA-003-292</b>           | Kehlkopfspiegel, 8mm, Fig. 00<br>Laryngeal mirror, 8mm, fig. 00                         |
| <b>ZA-003-293</b>           | Kehlkopfspiegel, 10mm, Fig. 0<br>Laryngeal mirror, 10mm, fig. 0                         |
| <b>ZA-003-294</b>           | Kehlkopfspiegel, 12mm, Fig. 1<br>Laryngeal mirror, 12mm, fig. 1                         |
| <b>ZA-003-295</b>           | Kehlkopfspiegel, 14mm, Fig. 2<br>Laryngeal mirror, 14mm, fig. 2                         |
| <b>ZA-003-296</b>           | Kehlkopfspiegel, 16mm, Fig. 3<br>Laryngeal mirror, 16mm, fig. 3                         |
| <b>ZA-003-297</b>           | Kehlkopfspiegel, 18mm, Fig. 4<br>Laryngeal mirror, 18mm, fig. 4                         |
| <b>ZA-003-298</b>           | Kehlkopfspiegel, 20mm, Fig. 5<br>Laryngeal mirror, 20mm, fig. 5                         |
| <b>ZA-003-299</b>           | Kehlkopfspiegel, 22mm, Fig. 6<br>Laryngeal mirror, 22mm, fig. 6                         |
| <b>ZA-003-300</b>           | Kehlkopfspiegel, 24mm, Fig. 7<br>Laryngeal mirror, 24mm, fig. 7                         |
| <b>ZA-003-301</b>           | Kehlkopfspiegel, 26mm, Fig. 8<br>Laryngeal mirror, 26mm, fig. 8                         |
| <b>ZA-003-302</b>           | Kehlkopfspiegel, 28mm, Fig. 9<br>Laryngeal mirror, 28mm, fig. 9                         |
| <b>ZA-003-303</b>           | Kehlkopfspiegel, 30mm, Fig. 10<br>Laryngeal mirror, 30mm, fig. 10                       |
| <b>ZA-003-304</b>           | Kehlkopfspiegel mit Griff, 8mm, Fig. 00<br>Laryngeal mirror with handle, 8mm, fig. 00   |
| <b>ZA-003-305</b>           | Kehlkopfspiegel mit Griff, 10mm, Fig. 0<br>Laryngeal mirror with handle, 10mm, fig. 0   |
| <b>ZA-003-306</b>           | Kehlkopfspiegel mit Griff, 12mm, Fig. 1<br>Laryngeal mirror with handle, 12mm, fig. 1   |
| <b>ZA-003-307</b>           | Kehlkopfspiegel mit Griff, 14mm, Fig. 2<br>Laryngeal mirror with handle, 14mm, fig. 2   |
| <b>ZA-003-308</b>           | Kehlkopfspiegel mit Griff, 16mm, Fig. 3<br>Laryngeal mirror with handle, 16mm, fig. 3   |
| <b>ZA-003-309</b>           | Kehlkopfspiegel mit Griff, 18mm, Fig. 4<br>Laryngeal mirror with handle, 18mm, fig. 4   |
| <b>ZA-003-310</b>           | Kehlkopfspiegel mit Griff, 20mm, Fig. 5<br>Laryngeal mirror with handle, 20mm, fig. 5   |
| <b>ZA-003-311</b>           | Kehlkopfspiegel mit Griff, 22mm, Fig. 6<br>Laryngeal mirror with handle, 22mm, fig. 6   |
| <b>ZA-003-312</b>           | Kehlkopfspiegel mit Griff, 24mm, Fig. 7<br>Laryngeal mirror with handle, 24mm, fig. 7   |
| <b>ZA-003-313</b>           | Kehlkopfspiegel mit Griff, 26mm, Fig. 8<br>Laryngeal mirror with handle, 26mm, fig. 8   |
| <b>ZA-003-314</b>           | Kehlkopfspiegel mit Griff, 28mm, Fig. 9<br>Laryngeal mirror with handle, 28mm, fig. 9   |
| <b>ZA-003-315</b>           | Kehlkopfspiegel mit Griff, 30mm, Fig. 10<br>Laryngeal mirror with handle, 30mm, fig. 10 |



LD-020-030



LD-020-031/  
LD-020-032



LD-020-033



LD-020-034

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                       |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| LD-020-030                  | NEIVERT Tonsillenschnürer, 28cm<br>NEIVERT tonsil snare, 28cm                    |
| LD-020-031                  | EVE Tonsillenschnürer ohne Raste, 28cm<br>EVE tonsil snare without ratchet, 28cm |
| LD-020-032                  | EVE Tonsillenschnürer mit Raste, 28cm<br>EVE tonsil snare with ratchet, 28cm     |
| LD-020-033                  | LEWIS Tonsillenschnürer, 28cm<br>LEWIS tonsil snare, 28cm                        |
| LD-020-034                  | BRÜNNING Tonsillenschnürer, 28cm<br>BRÜNNING tonsil snare, 28cm                  |



LD-020-064




LD-020-060



LD-020-063

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD-020-060                  | TYDING Tonsillenschnürer<br>TYDING tonsil snare                                                                           |
| LD-020-061                  | Aufsatz für TYDING Tonsillenschnürer (ohne Abbildung)<br>Tip for TYDING tonsil snare (without illustration)               |
| LD-020-062                  | VEDDER Aufsatz für TYDING Tonsillenschnürer (ohne Abbildung)<br>VEDDER tip for TYDING tonsil snare (without illustration) |
| LD-020-063                  | SAGE Tonsillenschnürer mit automatischer Sperre<br>SAGE tonsil snare with automatic ratchet                               |
| LD-020-064                  | RÖDER Tonsillenschnürer, 26.5cm<br>RÖDER tonsil snare, 26.5cm                                                             |



| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-020-065</b>           | SLUDER-BALLENGER Tonsillotom, komplett mit drei Aufsätzen<br><i>SLUDER-BALLENGER tonsillectome, complete incl. 3 blades</i>                                              |
| <b>LD-020-066</b>           | Aufsatz für SLUDER-BALLENGER Tonsillotom, Fig. 1<br><i>Blade for SLUDER-BALLENGER tonsillectome, fig. 1</i>                                                              |
| <b>LD-020-067</b>           | Aufsatz für SLUDER-BALLENGER Tonsillotom, Fig. 2<br><i>Blade for SLUDER-BALLENGER tonsillectome, fig. 2</i>                                                              |
| <b>LD-020-068</b>           | Aufsatz für SLUDER-BALLENGER Tonsillotom, Fig. 3<br><i>Blade for SLUDER-BALLENGER tonsillectome, fig. 3</i>                                                              |
| <b>LD-020-069</b>           | Griff für SLUDER-BALLENGER Tonsillotom<br><i>Handle for SLUDER-BALLENGER tonsillectome</i>                                                                               |
| <b>LD-020-070</b>           | DANIELS Tonsillotom mit Doppelklinge zum Quetschen und Schneiden, Fig. 1, 16mm<br><i>DANIELS tonsillectome with double blade for squeezing and cutting, fig. 1, 16mm</i> |
| <b>LD-020-071</b>           | DANIELS Tonsillotom mit Doppelklinge zum Quetschen und Schneiden, Fig. 2, 20mm<br><i>DANIELS tonsillectome with double blade for squeezing and cutting, fig. 2, 20mm</i> |
| <b>LD-020-072</b>           | DANIELS Tonsillotom mit Doppelklinge zum Quetschen und Schneiden, Fig. 3, 24mm<br><i>DANIELS tonsillectome with double blade for squeezing and cutting, fig. 3, 24mm</i> |





**LD-020-035/  
LD-020-036**



**LD-020-037**  
bis / to  
**LD-020-041 /  
LD-020-047**  
bis / to  
**LD-020-051**



**LD-020-042**  
bis / to  
**LD-020-046 /  
LD-020-052**  
bis / to  
**LD-020-056**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                         |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-020-035</b>           | Drahtschlinge geschlossen, 0.4x50mm, 100 Stück<br><i>Wire loops, 0.4x50mm, 100 pieces</i>                                          |
| <b>LD-020-036</b>           | Drahtschlinge geschlossen, 0.4x40mm, 100 Stück<br><i>Wire loops, 0.4x40mm, 100 pieces</i>                                          |
| <b>LD-020-037</b>           | Schnürerdrähte für Tonsillenschnürer, 0.35mm, 11.5cm, 12 Stück<br><i>Snare wires for tonsil snare, 0.35mm, 11.5cm, 12 pieces</i>   |
| <b>LD-020-038</b>           | Schnürerdrähte für Tonsillenschnürer, 0.4mm, 11.5cm, 12 Stück<br><i>Snare wires for tonsil snare, 0.4mm, 11.5cm, 12 pieces</i>     |
| <b>LD-020-039</b>           | Schnürerdrähte für Tonsillenschnürer, 0.45mm, 11.5cm, 12 Stück<br><i>Snare wires for tonsil snare, 0.45mm, 11.5cm, 12 pieces</i>   |
| <b>LD-020-040</b>           | Schnürerdrähte für Tonsillenschnürer, 0.5mm, 11.5cm, 12 Stück<br><i>Snare wires for tonsil snare, 0.5mm, 11.5cm, 12 pieces</i>     |
| <b>LD-020-041</b>           | Schnürerdrähte für Tonsillenschnürer, 0.55mm, 11.5cm, 12 Stück<br><i>Snare wires for tonsil snare, 0.55mm, 11.5cm, 12 pieces</i>   |
| <b>LD-020-042</b>           | Schnürerdrähte für Tonsillenschnürer, 0.35mm, 11.5cm, 100 Stück<br><i>Snare wires for tonsil snare, 0.35mm, 11.5cm, 100 pieces</i> |
| <b>LD-020-043</b>           | Schnürerdrähte für Tonsillenschnürer, 0.4mm, 11.5cm, 100 Stück<br><i>Snare wires for tonsil snare, 0.4mm, 11.5cm, 100 pieces</i>   |
| <b>LD-020-044</b>           | Schnürerdrähte für Tonsillenschnürer, 0.45mm, 11.5cm, 100 Stück<br><i>Snare wires for tonsil snare, 0.45mm, 11.5cm, 100 pieces</i> |
| <b>LD-020-045</b>           | Schnürerdrähte für Tonsillenschnürer, 0.5mm, 11.5cm, 100 Stück<br><i>Snare wires for tonsil snare, 0.5mm, 11.5cm, 100 pieces</i>   |
| <b>LD-020-046</b>           | Schnürerdrähte für Tonsillenschnürer, 0.55mm, 11.5cm, 100 Stück<br><i>Snare wires for tonsil snare, 0.55mm, 11.5cm, 100 pieces</i> |
| <b>LD-020-047</b>           | Schnürerdrähte für Tonsillenschnürer, 0.35mm, 10cm, 12 Stück<br><i>Snare wires for tonsil snare, 0.35mm, 10cm, 12 pieces</i>       |
| <b>LD-020-048</b>           | Schnürerdrähte für Tonsillenschnürer, 0.4mm, 10cm, 12 Stück<br><i>Snare wires for tonsil snare, 0.4mm, 10cm, 12 pieces</i>         |
| <b>LD-020-049</b>           | Schnürerdrähte für Tonsillenschnürer, 0.45mm, 10cm, 12 Stück<br><i>Snare wires for tonsil snare, 0.45mm, 10cm, 12 pieces</i>       |
| <b>LD-020-050</b>           | Schnürerdrähte für Tonsillenschnürer, 0.5mm, 10cm, 12 Stück<br><i>Snare wires for tonsil snare, 0.5mm, 10cm, 12 pieces</i>         |
| <b>LD-020-051</b>           | Schnürerdrähte für Tonsillenschnürer, 0.55mm, 10cm, 12 Stück<br><i>Snare wires for tonsil snare, 0.55mm, 10cm, 12 pieces</i>       |
| <b>LD-020-052</b>           | Schnürerdrähte für Tonsillenschnürer, 0.35mm, 10cm, 100 Stück<br><i>Snare wires for tonsil snare, 0.35mm, 10cm, 100 pieces</i>     |
| <b>LD-020-053</b>           | Schnürerdrähte für Tonsillenschnürer, 0.4mm, 10cm, 100 Stück<br><i>Snare wires for tonsil snare, 0.4mm, 10cm, 100 pieces</i>       |
| <b>LD-020-054</b>           | Schnürerdrähte für Tonsillenschnürer, 0.45mm, 10cm, 100 Stück<br><i>Snare wires for tonsil snare, 0.45mm, 10cm, 100 pieces</i>     |
| <b>LD-020-055</b>           | Schnürerdrähte für Tonsillenschnürer, 0.5mm, 10cm, 100 Stück<br><i>Snare wires for tonsil snare, 0.5mm, 10cm, 100 pieces</i>       |
| <b>LD-020-056</b>           | Schnürerdrähte für Tonsillenschnürer, 0.55mm, 10cm, 100 Stück<br><i>Snare wires for tonsil snare, 0.55mm, 10cm, 100 pieces</i>     |



# LARINGOSKOPIE

# LARYNGOSCOPY







| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                                              | Merkmale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Features                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LA-011-001</b>           | Tele-Laryngo-Pharyngoskop,<br>Ø 10mm, Arbeitslänge 200mm,<br>starr, Blickrichtung 90°<br>Tele-Laryngo-Pharyngoscope,<br>Ø 10mm, working length 200mm,<br>rigid, direction of view 90°   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Scharfes Bild</li> <li>- Außerordentliche Tiefenschärfe</li> <li>- Hochleistungs-Lichtsystem</li> <li>- 2 Vergrößerungsarten: Überblick und Detailbetrachtung</li> <li>- Luftkanal zur Vermeidung von beschlagenem Objektiv (LL)</li> <li>- Einlegbar und gassterilisierbar</li> </ul> <p>Arbeitsquerschnitt: 10.0mm<br/>Nutzlänge: 200mm<br/>Blickrichtung: 90°<br/>Arbeitsabstand: 15mm bis</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sharp image</li> <li>- Significant depth of field</li> <li>- High performance illumination</li> <li>- 2 different degrees of magnification: panoramic view and examination of details</li> <li>- Air channel for prevention of misted objective (LL-connection)</li> <li>- soakable and designed for gas sterilization</li> </ul> <p>Working Ø: 10.0mm<br/>Working length: 200mm<br/>Direction of view: 90°<br/>Working distance: 15mm to</p> |
| <b>LA-011-004</b>           | Wie LA-011-001 jedoch mit Blickrichtung <b>70°</b> und Nutzlänge <b>174.5mm</b><br>As LA-011-001 but with direction of view <b>70°</b> and working length <b>174.5mm</b>                | Siehe LA-011-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | See LA-011-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>LA-011-005</b>           | Wie LA-011-001 jedoch mit Blickrichtung <b>70°</b> und Nutzlänge <b>147mm</b><br>As LA-011-001 but with direction of view <b>70°</b> and working length <b>147mm</b>                    | Siehe LA-011-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | See LA-011-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>LA-011-002</b>           | Tele-Laryngo-Pharyngoskop,<br>Ø 6mm, Arbeitslänge 164mm,<br>starr, Blickrichtung 70°<br>Tele-Laryngo-Pharyngoscope,<br>Ø 6mm, working length 164mm,<br>rigid, direction of view 70°     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Scharfes Bild</li> <li>- Außerordentliche Tiefenschärfe</li> <li>- Hochleistungs-Lichtsystem</li> <li>- Einlegbar und gassterilisierbar</li> </ul> <p>Arbeitsquerschnitt: 6.0mm<br/>Nutzlänge: 164mm<br/>Blickrichtung: 70°<br/>Arbeitsabstand: 15mm bis</p>                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sharp image</li> <li>- Significant depth of field</li> <li>- High performance illumination</li> <li>- soakable and designed for gas sterilization</li> </ul> <p>Working Ø: 6.0mm<br/>Working length: 164mm<br/>Direction of view: 70°<br/>Working distance: 15mm to</p>                                                                                                                                                                       |
| <b>LA-011-003</b>           | Wie LA-011-002 jedoch mit <b>Ø 8mm</b><br>As LA-011-002 but with <b>Ø 8mm</b>                                                                                                           | Siehe LA-011-002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | See LA-011-002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>LA-011-006</b>           | Wie LA-011-002 jedoch mit <b>Ø 11mm</b> ,<br>Blickrichtung <b>90°</b> und NL <b>145mm</b><br>As LA-011-002 but with <b>Ø 11mm</b> ,<br>direction of view <b>90°</b> and WL <b>145mm</b> | Siehe LA-011-002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | See LA-011-002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>LA-011-007</b>           | Wie LA-011-002 jedoch mit <b>Ø 4mm</b><br>und Nutzlänge <b>176mm</b><br>As LA-011-002 but with <b>Ø 4mm</b><br>and working length <b>176mm</b>                                          | Siehe LA-011-002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | See LA-011-002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>LA-011-008</b>           | Wie LA-011-002 jedoch mit <b>Ø 5mm</b><br>und Nutzlänge <b>176mm</b><br>As LA-011-002 but with <b>Ø 5mm</b><br>and working length <b>176mm</b>                                          | Siehe LA-011-002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | See LA-011-002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



**LA-015-002 /  
LA-015-004 /  
LA-015-005**



**LA-015-026**



**LA-015-001 /  
LA-015-003**



**LA-015-020 /  
LA-015-021**



**LA-015-009**  
bis / to  
**LA-015-014**



**LA-015-027**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LA-015-001</b>           | MC INTOSH Laryngoskop, komplettes Set<br><i>MC INTOSH laryngoscope, complete set</i>                                                     |
| <b>LA-015-002</b>           | MC INTOSH Laryngoskop, komplettes Set, ohne Trafoanschluss<br><i>MC INTOSH laryngoscope, complete set, without transformer connector</i> |
| <b>LA-015-003</b>           | MC INTOSH Laryngoskop, komplettes Set<br><i>MC INTOSH laryngoscope, complete set</i>                                                     |
| <b>LA-015-004</b>           | MC INTOSH Laryngoskop, komplettes Set, ohne Trafoanschluss<br><i>MC INTOSH laryngoscope, complete set, without transformer connector</i> |
| <b>LA-015-005</b>           | MC INTOSH Laryngoskop, komplettes Set, ohne Trafoanschluss<br><i>MC INTOSH laryngoscope, complete set, without transformer connector</i> |
| <b>LA-015-009</b>           | MC INTOSH Spatel für Laryngoskop, 75mm<br><i>MC INTOSH blade used for laryngoscope, 75mm</i>                                             |
| <b>LA-015-010</b>           | MC INTOSH Spatel für Laryngoskop, 90mm<br><i>MC INTOSH blade used for laryngoscope, 90mm</i>                                             |
| <b>LA-015-011</b>           | MC INTOSH Spatel für Laryngoskop, 110mm<br><i>MC INTOSH blade used for laryngoscope, 110mm</i>                                           |
| <b>LA-015-012</b>           | MC INTOSH Spatel für Laryngoskop, 130mm<br><i>MC INTOSH blade used for laryngoscope, 130mm</i>                                           |
| <b>LA-015-013</b>           | MC INTOSH Spatel für Laryngoskop, 150mm<br><i>MC INTOSH blade used for laryngoscope, 150mm</i>                                           |
| <b>LA-015-014</b>           | MC INTOSH Spatel für Laryngoskop, 175mm<br><i>MC INTOSH blade used for laryngoscope, 175mm</i>                                           |
| <b>LA-015-020</b>           | Griff mit Trafo-Anschluss für Laryngoskop nach MC INTOSH<br><i>Handle with transformer connection for laryngoscope by MC INTOSH</i>      |
| <b>LA-015-021</b>           | Griff ohne Trafo-Anschluss für Laryngoskop nach MC INTOSH<br><i>Handle without transformer connection for laryngoscope by MC INTOSH</i>  |
| <b>LA-015-022</b>           | Ersatzbirne für LA-015-009 (ohne Abbildung)<br><i>Spare bulb for LA-015-009 (without illustration)</i>                                   |
| <b>LA-015-023</b>           | Ersatzbirne für LA-015-010 bis LA-015-014 (ohne Abbildung)<br><i>Spare bulb for LA-015-010 to LA-015-014 (without illustration)</i>      |
| <b>LA-015-024</b>           | Trafo 220V (siehe Abbildung LA-015-001/LA-015-003)<br><i>Transformer 220V (see illustration LA-015-001/LA-015-003)</i>                   |
| <b>LA-015-025</b>           | Trafo 110V (siehe Abbildung LA-015-001/LA-015-003)<br><i>Transformer 110V (see illustration LA-015-001/LA-015-003)</i>                   |
| <b>LA-015-026</b>           | Transportkoffer, allein<br><i>Case, only</i>                                                                                             |
| <b>LA-015-027</b>           | Halogenlampe<br><i>Halogen lamp</i>                                                                                                      |



GH-004-015



GH-004-010  
bis / to  
GH-004-012

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GH-004-010                  | JACKSON Laryngoskop, 120mm, für Kinder, mit Fiberglas-Lichträger<br><i>JACKSON laryngoscope, 120mm, for children, with fiberglas light guide</i>               |
| GH-004-011                  | JACKSON Laryngoskop, 170mm, für Kinder, mit Fiberglas-Lichträger<br><i>JACKSON laryngoscope, 170mm, for children, with fiberglas light guide</i>               |
| GH-004-012                  | JACKSON Laryngoskop, 180mm, für Erwachsene, mit Fiberglas-Lichträger<br><i>JACKSON laryngoscope, 180mm, for adult, with fiberglas light guide</i>              |
| GH-004-015                  | HOLINGER Laryngoskop, 180mm, für Erwachsene, mit Fiberglas-Lichträger<br><i>HOLINGER laryngoscope, 180mm, for adult, with fiberglas light guide</i>            |
| GH-005-001                  | Stahlgriff ohne Trafoanschluss, Ø 30mm, Batteriebetrieb<br><i>Handle without transformer connection, Ø 30mm, stainless steel, battery</i>                      |
| GH-005-002                  | Stahlgriff ohne Trafoanschluss, Ø 30mm, Batteriebetrieb<br><i>Handle without transformer connection, Ø 30mm, stainless steel, battery</i>                      |
| GH-005-003                  | Stahlgriff ohne Trafoanschluss, Ø 18mm, Batteriebetrieb<br><i>Handle without transformer connection, Ø 18mm, stainless steel, battery</i>                      |
| GH-005-004                  | Messinggriff glänzend, ohne Trafoanschluss, Ø 38mm, Batteriebetrieb<br><i>Handle without transformer connection, Ø 38mm, chromium plate, polished, battery</i> |
| GH-005-005                  | Messinggriff matt, ohne Trafoanschluss, Ø 30mm, Batteriebetrieb<br><i>Handle without transformer connection, Ø 30mm, chromium plate, matt, battery</i>         |
| GH-005-006                  | Messinggriff matt, ohne Trafoanschluss, Ø 30mm, Batteriebetrieb<br><i>Handle without transformer connection, Ø 30mm, chromium plate, matt, battery</i>         |
| GH-005-007                  | Stahlgriff ohne Trafoanschluss, Ø 30mm, Batteriebetrieb<br><i>Handle without transformer connection, Ø 30mm, stainless steel, battery</i>                      |
| GH-005-008                  | Stahlgriff ohne Trafoanschluss, Ø 30mm, Batteriebetrieb<br><i>Handle without transformer connection, Ø 30mm, stainless steel, battery</i>                      |
| GH-005-009                  | Halogenlampe<br><i>Halogen lamp</i>                                                                                                                            |



**GH-004-020**  
bis / to  
**GH-004-023**



**GH-004-025**  
bis / to  
**GH-004-029**



**GH-004-035**  
bis / to  
**GH-004-038**



**GH-004-030**  
bis / to  
**GH-004-034**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GH-004-020</b>           | MC INTOSH Spatel für Laryngoskop, 88mm, amerikanisches Modell<br><i>MC INTOSH blade used for laryngoscope, 88mm, american model</i>   |
| <b>GH-004-021</b>           | MC INTOSH Spatel für Laryngoskop, 111mm, amerikanisches Modell<br><i>MC INTOSH blade used for laryngoscope, 111mm, american model</i> |
| <b>GH-004-022</b>           | MC INTOSH Spatel für Laryngoskop, 132mm, amerikanisches Modell<br><i>MC INTOSH blade used for laryngoscope, 132mm, american model</i> |
| <b>GH-004-023</b>           | MC INTOSH Spatel für Laryngoskop, 160mm, amerikanisches Modell<br><i>MC INTOSH blade used for laryngoscope, 160mm, american model</i> |
| <b>GH-004-025</b>           | MILLER Spatel für Laryngoskop, 75mm<br><i>MILLER blade used for laryngoscope, 75mm</i>                                                |
| <b>GH-004-026</b>           | MILLER Spatel für Laryngoskop, 100mm<br><i>MILLER blade used for laryngoscope, 100mm</i>                                              |
| <b>GH-004-027</b>           | MILLER Spatel für Laryngoskop, 155mm<br><i>MILLER blade used for laryngoscope, 155mm</i>                                              |
| <b>GH-004-028</b>           | MILLER Spatel für Laryngoskop, 195mm<br><i>MILLER blade used for laryngoscope, 195mm</i>                                              |
| <b>GH-004-029</b>           | MILLER Spatel für Laryngoskop, 205mm<br><i>MILLER blade used for laryngoscope, 205mm</i>                                              |
| <b>GH-004-030</b>           | WISCONSIN-FOREGGER Spatel für Laryngoskop, 92mm<br><i>WISCONSIN-FOREGGER blade used for laryngoscope, 92mm</i>                        |
| <b>GH-004-031</b>           | WISCONSIN-FOREGGER Spatel für Laryngoskop, 115mm<br><i>WISCONSIN-FOREGGER blade used for laryngoscope, 115mm</i>                      |
| <b>GH-004-032</b>           | WISCONSIN-FOREGGER Spatel für Laryngoskop, 130mm<br><i>WISCONSIN-FOREGGER blade used for laryngoscope, 130mm</i>                      |
| <b>GH-004-033</b>           | WISCONSIN-FOREGGER Spatel für Laryngoskop, 160mm<br><i>WISCONSIN-FOREGGER blade used for laryngoscope, 160mm</i>                      |
| <b>GH-004-034</b>           | WISCONSIN-FOREGGER Spatel für Laryngoskop, 190mm<br><i>WISCONSIN-FOREGGER blade used for laryngoscope, 190mm</i>                      |
| <b>GH-004-035</b>           | NEGUS-GUEDEL Spatel für Laryngoskop, 90mm<br><i>NEGUS-GUEDEL blade used for laryngoscope, 90mm</i>                                    |
| <b>GH-004-036</b>           | NEGUS-GUEDEL Spatel für Laryngoskop, 110mm<br><i>NEGUS-GUEDEL blade used for laryngoscope, 110mm</i>                                  |
| <b>GH-004-037</b>           | NEGUS-GUEDEL Spatel für Laryngoskop, 130mm<br><i>NEGUS-GUEDEL blade used for laryngoscope, 130mm</i>                                  |
| <b>GH-004-038</b>           | NEGUS-GUEDEL Spatel für Laryngoskop, 160mm<br><i>NEGUS-GUEDEL blade used for laryngoscope, 160mm</i>                                  |





**GH-004-060**  
bis / to  
**GH-004-064**



**GH-004-065**  
bis / to  
**GH-004-070**



**GH-004-071**  
bis / to  
**GH-004-075**



**GH-004-076**  
bis / to  
**GH-004-080**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GH-004-060</b>           | MC INTOSH Fiber-Optik Spatel für Laryngoskop, integrierter Lichtleiter, 75mm<br>MC INTOSH fiberoptic blade used for laryngoscope, internal light conductor, 75mm                               |
| <b>GH-004-061</b>           | MC INTOSH Fiber-Optik Spatel für Laryngoskop, integrierter Lichtleiter, 90mm<br>MC INTOSH fiberoptic blade used for laryngoscope, internal light conductor, 90mm                               |
| <b>GH-004-062</b>           | MC INTOSH Fiber-Optik Spatel für Laryngoskop, integrierter Lichtleiter, 110mm<br>MC INTOSH fiberoptic blade used for laryngoscope, internal light conductor, 110mm                             |
| <b>GH-004-063</b>           | MC INTOSH Fiber-Optik Spatel für Laryngoskop, integrierter Lichtleiter, 130mm<br>MC INTOSH fiberoptic blade used for laryngoscope, internal light conductor, 130mm                             |
| <b>GH-004-064</b>           | MC INTOSH Fiber-Optik Spatel für Laryngoskop, integrierter Lichtleiter, 150mm<br>MC INTOSH fiberoptic blade used for laryngoscope, internal light conductor, 150mm                             |
| <b>GH-004-065</b>           | MC INTOSH Fiber-Optik Spatel für Laryngoskop, seitliche Röhrchen, 75mm<br>MC INTOSH fiberoptic blade used for laryngoscope, lateral small tubes, 75mm                                          |
| <b>GH-004-066</b>           | MC INTOSH Fiber-Optik Spatel für Laryngoskop, seitliche Röhrchen, 90mm<br>MC INTOSH fiberoptic blade used for laryngoscope, lateral small tubes, 90mm                                          |
| <b>GH-004-067</b>           | MC INTOSH Fiber-Optik Spatel für Laryngoskop, seitliche Röhrchen, 110mm<br>MC INTOSH fiberoptic blade used for laryngoscope, lateral small tubes, 110mm                                        |
| <b>GH-004-068</b>           | MC INTOSH Fiber-Optik Spatel für Laryngoskop, seitliche Röhrchen, 130mm<br>MC INTOSH fiberoptic blade used for laryngoscope, lateral small tubes, 130mm                                        |
| <b>GH-004-069</b>           | MC INTOSH Fiber-Optik Spatel für Laryngoskop, seitliche Röhrchen, 150mm<br>MC INTOSH fiberoptic blade used for laryngoscope, lateral small tubes, 150mm                                        |
| <b>GH-004-070</b>           | MC INTOSH Fiber-Optik Spatel für Laryngoskop, seitliche Röhrchen, 170mm<br>MC INTOSH fiberoptic blade used for laryngoscope, lateral small tubes, 170mm                                        |
| <b>GH-004-071</b>           | MC INTOSH Fiber-Optik Spatel für Laryngoskop, seitliche Röhrchen, 88mm, amerikanisches Modell<br>MC INTOSH fiberoptic blade used for laryngoscope, lateral small tubes, 88mm, american model   |
| <b>GH-004-072</b>           | MC INTOSH Fiber-Optik Spatel für Laryngoskop, seitliche Röhrchen, 111mm, amerikanisches Modell<br>MC INTOSH fiberoptic blade used for laryngoscope, lateral small tubes, 111mm, american model |
| <b>GH-004-073</b>           | MC INTOSH Fiber-Optik Spatel für Laryngoskop, seitliche Röhrchen, 132mm, amerikanisches Modell<br>MC INTOSH fiberoptic blade used for laryngoscope, lateral small tubes, 132mm, american model |
| <b>GH-004-074</b>           | MC INTOSH Fiber-Optik Spatel für Laryngoskop, seitliche Röhrchen, 144mm, amerikanisches Modell<br>MC INTOSH fiberoptic blade used for laryngoscope, lateral small tubes, 144mm, american model |
| <b>GH-004-075</b>           | MC INTOSH Fiber-Optik Spatel für Laryngoskop, seitliche Röhrchen, 160mm, amerikanisches Modell<br>MC INTOSH fiberoptic blade used for laryngoscope, lateral small tubes, 160mm, american model |
| <b>GH-004-076</b>           | MILLER Fiber-Optik Spatel für Laryngoskop, 75mm<br>MILLER fiberoptic blade used for laryngoscope, 75mm                                                                                         |
| <b>GH-004-077</b>           | MILLER Fiber-Optik Spatel für Laryngoskop, 100mm<br>MILLER fiberoptic blade used for laryngoscope, 100mm                                                                                       |
| <b>GH-004-078</b>           | MILLER Fiber-Optik Spatel für Laryngoskop, 155mm<br>MILLER fiberoptic blade used for laryngoscope, 155mm                                                                                       |
| <b>GH-004-079</b>           | MILLER Fiber-Optik Spatel für Laryngoskop, 195mm<br>MILLER fiberoptic blade used for laryngoscope, 195mm                                                                                       |
| <b>GH-004-080</b>           | MILLER Fiber-Optik Spatel für Laryngoskop, 205mm<br>MILLER fiberoptic blade used for laryngoscope, 205mm                                                                                       |





| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GH-004-001</b>           | Operationslaryngoskop, Fig. 1, AL 135mm<br>Operating laryngoscope, fig. 1, WL 135mm                                                       |
| <b>GH-004-002</b>           | Operationslaryngoskop, Fig. 2, AL 152mm<br>Operating laryngoscope, fig. 2, WL 152mm                                                       |
| <b>GH-004-003</b>           | Operationslaryngoskop, Fig. 3, AL 182mm<br>Operating laryngoscope, fig. 3, WL 182mm                                                       |
| <b>GH-004-004</b>           | Operationslaryngoskop, Fig. 4, AL 172mm<br>Operating laryngoscope, fig. 4, WL 172mm                                                       |
| <b>GH-004-005</b>           | Operationslaryngoskop, Fig. 5, AL 172mm<br>Operating laryngoscope, fig. 5, WL 172mm                                                       |
| <b>GH-004-006</b>           | Operationslaryngoskop, Fig. 6, AL 182mm<br>Operating laryngoscope, fig. 6, WL 182mm                                                       |
| <b>GH-004-007</b>           | Operationslaryngoskop, Fig. 7, AL 222mm<br>Operating laryngoscope, fig. 7, WL 222mm                                                       |
| <b>GH-004-050</b>           | Fiberglas-Lichtleiter für GH-004-001 bis GH-004-002<br>Fiberglas light guide used for GH-004-001 to GH-004-002                            |
| <b>GH-004-051</b>           | Fiberglas-Lichtleiter für GH-004-003 bis GH-004-006<br>Fiberglas light guide used for GH-004-003 to GH-004-006                            |
| <b>GH-004-052</b>           | Fiberglas-Lichtleiter für GH-004-007<br>Fiberglas light guide used for GH-004-007                                                         |
| <b>GH-004-053</b>           | Injektionskanüle für GH-004-001 bis GH-004-007<br>Injections drain tube used for GH-004-001 to GH-004-007                                 |
| <b>GH-004-054</b>           | Rauchabsaugrohr für GH-004-003 bis GH-004-007<br>Suction tube used for GH-004-004 to GH-004-007                                           |
| <b>GH-004-081</b>           | Operationslaryngoskop gebogen, Fig. 7, innenliegendes Rauchabsaugrohr<br>Operating laryngoscope curved, fig. 7, smoke suction tube inside |
| <b>GH-004-082</b>           | Operationslaryngoskop spreizbar, Fig. 1<br>Operating laryngoscope spreadable, fig. 1                                                      |
| <b>GH-004-083</b>           | Operationslaryngoskop spreizbar, Fig. 2<br>Operating laryngoscope spreadable, fig. 2                                                      |
| <b>GH-004-084</b>           | Operationslaryngoskop spreizbar, Fig. 3<br>Operating laryngoscope spreadable, fig. 3                                                      |
| <b>GH-004-085</b>           | Operationslaryngoskop spreizbar, Fig. 4<br>Operating laryngoscope spreadable, fig. 4                                                      |
| <b>GH-004-086</b>           | Operationslaryngoskop spreizbar, Fig. 5<br>Operating laryngoscope spreadable, fig. 5                                                      |
| <b>GH-004-087</b>           | Operationslaryngoskop spreizbar, Fig. 6<br>Operating laryngoscope spreadable, fig. 6                                                      |
| <b>GH-004-088</b>           | Operationslaryngoskop spreizbar, Fig. 7<br>Operating laryngoscope spreadable, fig. 7                                                      |



**LD-200-204**  
bis / to  
**LD-200-206**



**LD-200-200 /**  
**LD-200-201**

| <b>Bestell-Nr.</b><br><b>Ordering no.</b> | <b>Bezeichnung</b><br><b>Description</b>                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-200-200</b>                         | Bruststütze mit Stützstange für Erwachsene, Ringgröße, Ø 9.5mm, Stützstange 34cm<br><i>Laryngoscope holder and chest support for adults, ring Ø 9.5mm, rod length 34cm</i> |
| <b>LD-200-201</b>                         | Stützstange für Kinder, Ring Ø 9.5mm, Stützstange 24cm<br><i>Rod for children, ring Ø 9.5mm, rod length 24cm</i>                                                           |
| <b>LD-200-204</b>                         | NEGUS Bruststütze, 14cm, komplett<br><i>NEGUS chest support, 14cm, complete</i>                                                                                            |
| <b>LD-200-205</b>                         | NEGUS Bruststütze, 11cm, komplett<br><i>NEGUS chest support, 11cm, complete</i>                                                                                            |
| <b>LD-200-206</b>                         | NEGUS Bruststütze, 8.5cm, komplett<br><i>NEGUS chest support, 8.5cm, complete</i>                                                                                          |



**LD-200-202**



**LD-200-207**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-200-202</b>           | Narkosebügel mit Spannkloben zur Befestigung an OP-Tisch<br><i>Anaesthesia frame with clamp for mounting on operating table</i>                              |
| <b>LD-200-203</b>           | Kette zur Aufhängung der Mundsperrer an Narkosebügel (ohne Abbildung)<br><i>Chain with ring to suspend the mouth gag at the frame (without illustration)</i> |
| <b>LD-200-207</b>           | DRAFFIN Mundsperrer-Aufhängung<br><i>DRAFFIN suspension apparatus for mouth gags</i>                                                                         |



**LD-005-021**



**GH-010-001**  
bis / to  
**GH-010-003**




**LJ-002-035**  
bis / to  
**LJ-002-039**



**LJ-002-040**  
bis / to  
**LJ-002-044**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                        |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GH-010-001</b>           | KLEINSASSER Saugrohr, Ø 2.0mm, AL 23cm<br>KLEINSASSER suction tube, Ø 2.0mm, WL 23cm              |
| <b>GH-010-002</b>           | KLEINSASSER Saugrohr, Ø 2.5mm, AL 23cm<br>KLEINSASSER suction tube, Ø 2.5mm, WL 23cm              |
| <b>GH-010-003</b>           | KLEINSASSER Saugrohr, Ø 3.0mm, AL 23cm<br>KLEINSASSER suction tube, Ø 3.0mm, WL 23cm              |
| <b>LD-005-021</b>           | PELTESON Kehlkopfwatteträger, 23.5cm<br>PELTESON laryngeal applicator, 23.5cm                     |
| <b>LJ-002-035</b>           | RECORD Spritze "PERFECT" mit drehbaren Ringen, 2ml<br>RECORD syringe " PERFECT" with rings, 2ml   |
| <b>LJ-002-036</b>           | RECORD Spritze "PERFECT" mit drehbaren Ringen, 5ml<br>RECORD syringe " PERFECT" with rings, 5ml   |
| <b>LJ-002-037</b>           | RECORD Spritze "PERFECT" mit drehbaren Ringen, 10ml<br>RECORD syringe " PERFECT" with rings, 10ml |
| <b>LJ-002-038</b>           | RECORD Spritze "PERFECT" mit drehbaren Ringen, 20ml<br>RECORD syringe " PERFECT" with rings, 20ml |
| <b>LJ-002-039</b>           | RECORD Spritze "PERFECT" mit drehbaren Ringen, 30ml<br>RECORD syringe " PERFECT" with rings, 30ml |
| <b>LJ-002-040</b>           | Ersatzzylinder, RECORD Spritze "PERFECT" , 2ml<br>Spare barrel, RECORD syringe " PERFECT", 2ml    |
| <b>LJ-002-041</b>           | Ersatzzylinder, RECORD Spritze "PERFECT" , 5ml<br>Spare barrel, RECORD syringe " PERFECT", 5ml    |
| <b>LJ-002-042</b>           | Ersatzzylinder, RECORD Spritze "PERFECT" , 10ml<br>Spare barrel, RECORD syringe " PERFECT", 10ml  |
| <b>LJ-002-043</b>           | Ersatzzylinder, RECORD Spritze "PERFECT" , 20ml<br>Spare barrel, RECORD syringe " PERFECT", 20ml  |
| <b>LJ-002-044</b>           | Ersatzzylinder, RECORD Spritze "PERFECT" , 30ml<br>Spare barrel, RECORD syringe " PERFECT", 30ml  |



| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                       |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-200-101</b>           | KLEINSASSER Schere, gerade, Ø 2.0mm, AL 25cm<br>KLEINSASSER scissors, straight, Ø 2.0mm, WL 25cm                                                 |
| <b>LD-200-102</b>           | KLEINSASSER Schere, gerade, horizontal, Ø 2.0mm, AL 25cm<br>KLEINSASSER scissors, straight, horizontal, Ø 2.0mm, WL 25cm                         |
| <b>LD-200-103</b>           | KLEINSASSER Schere, aufgebogen, Ø 2.0mm, AL 25cm<br>KLEINSASSER scissors, upcurved, Ø 2.0mm, WL 25cm                                             |
| <b>LD-200-104</b>           | KLEINSASSER Schere, horizontal aufgebogen, Ø 2.0mm, AL 25cm<br>KLEINSASSER scissors, horizontal upcurved, Ø 2.0mm, WL 25cm                       |
| <b>LD-200-105</b>           | KLEINSASSER Schere, rechts gebogen, Ø 2.0mm, AL 25cm<br>KLEINSASSER scissors, curved right, Ø 2.0mm, WL 25cm                                     |
| <b>LD-200-106</b>           | KLEINSASSER Schere, links gebogen, Ø 2.0mm, AL 25cm<br>KLEINSASSER scissors, curved left, Ø 2.0mm, WL 25cm                                       |
| <b>LD-200-107</b>           | KLEINSASSER Löffelzange, gerade, Ø 2.5mm, AL 25cm<br>KLEINSASSER spoon forceps, straight, Ø 2.5mm, WL 25cm                                       |
| <b>LD-200-108</b>           | KLEINSASSER Löffelzange, aufgebogen, Ø 2.5mm, AL 25cm<br>KLEINSASSER spoon forceps, upcurved, Ø 2.5mm, WL 25cm                                   |
| <b>LD-200-109</b>           | KLEINSASSER Löffelzange, horizontal aufgebogen, Ø 2.5mm, AL 25cm<br>KLEINSASSER spoon forceps, horizontal upcurved, Ø 2.5mm, WL 25cm             |
| <b>LD-200-110</b>           | KLEINSASSER Löffelzange, rechts gebogen, Ø 2.5mm, AL 25cm<br>KLEINSASSER spoon forceps, curved right, Ø 2.5mm, WL 25cm                           |
| <b>LD-200-111</b>           | KLEINSASSER Löffelzange, links gebogen, Ø 2.5mm, AL 25cm<br>KLEINSASSER spoon forceps, curved left, Ø 2.5mm, WL 25cm                             |
| <b>LD-200-112</b>           | KLEINSASSER Alligator Fasszange, gerade, Ø 2.0mm, AL 25cm<br>KLEINSASSER alligator forceps, straight, Ø 2.0mm, WL 25cm                           |
| <b>LD-200-113</b>           | KLEINSASSER Alligator Fasszange, gerade horizontal, Ø 2.0mm, AL 25cm<br>KLEINSASSER alligator forceps, straight horizontal, Ø 2.0mm, WL 25cm     |
| <b>LD-200-114</b>           | KLEINSASSER Alligator Fasszange, horizontal aufgebogen, Ø 2.0mm, AL 25cm<br>KLEINSASSER alligator forceps, horizontal upcurved, Ø 2.0mm, WL 25cm |
| <b>LD-200-115</b>           | KLEINSASSER Alligator Fasszange, rechts gebogen, Ø 2.0mm, AL 25cm<br>KLEINSASSER alligator forceps, curved right, Ø 2.0mm, WL 25cm               |
| <b>LD-200-116</b>           | KLEINSASSER Alligator Fasszange, links gebogen, Ø 2.0mm, AL 25cm<br>KLEINSASSER alligator forceps, curved left, Ø 2.0mm, WL 25cm                 |
| <b>LD-200-117</b>           | KLEINSASSER Löffelzange oval, gerade, Ø 2.5mm, AL 25cm<br>KLEINSASSER spoon forceps oval, straight, Ø 2.5mm, WL 25cm                             |



**LD-200-120**  
bis / to  
**LD-200-126**



**LD-200-127**  
bis / to  
**LD-200-132**



**LD-200-133**  
bis / to  
**LD-200-137**



**LD-200-138**  
bis / to  
**LD-200-154**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-200-120</b>           | KLEINSASSER Schere, gerade, Ø 3.0 - 2.0mm, AL 23cm<br>KLEINSASSER scissors, straight, Ø 3.0 - 2.0mm, WL 23cm                                                 |
| <b>LD-200-121</b>           | KLEINSASSER Schere, gerade horizontal, Ø 3.0 - 2.0mm, AL 23cm<br>KLEINSASSER scissors, straight horizontal, Ø 3.0 - 2.0mm, WL 23cm                           |
| <b>LD-200-122</b>           | KLEINSASSER Schere, aufgebogen, Ø 3.0 - 2.0mm, AL 23cm<br>KLEINSASSER scissors, upcurved, Ø 3.0 - 2.0mm, WL 23cm                                             |
| <b>LD-200-123</b>           | KLEINSASSER Schere, horizontal aufgebogen, Ø 3.0 - 2.0mm, AL 23cm<br>KLEINSASSER scissors, horizontal upcurved, Ø 3.0 - 2.0mm, WL 23cm                       |
| <b>LD-200-124</b>           | KLEINSASSER Schere, rechts gebogen, Ø 3.0 - 2.0mm, AL 23cm<br>KLEINSASSER scissors, curved right, Ø 3.0 - 2.0mm, WL 23cm                                     |
| <b>LD-200-125</b>           | KLEINSASSER Schere, links gebogen, Ø 3.0 - 2.0mm, AL 23cm<br>KLEINSASSER scissors, curved left, Ø 3.0 - 2.0mm, WL 23cm                                       |
| <b>LD-200-126</b>           | KLEINSASSER Schere, 15° aufgebogen, Ø 3.0 - 2.0mm, AL 23cm<br>KLEINSASSER scissors, 15° upcurved, Ø 3.0 - 2.0mm, WL 23cm                                     |
| <b>LD-200-127</b>           | KLEINSASSER Alligator Fasszange, gerade, Ø 3.0 - 2.0mm, AL 23cm<br>KLEINSASSER alligator forceps, straight, Ø 3.0 - 2.0mm, WL 23cm                           |
| <b>LD-200-128</b>           | KLEINSASSER Alligator Fasszange, gerade horizontal, Ø 3.0 - 2.0mm, AL 23cm<br>KLEINSASSER alligator forceps, straight horizontal, Ø 3.0 - 2.0mm, WL 23cm     |
| <b>LD-200-129</b>           | KLEINSASSER Alligator Fasszange, horizontal aufgebogen, Ø 3.0 - 2.0mm, AL 23cm<br>KLEINSASSER alligator forceps, horizontal upcurved, Ø 3.0 - 2.0mm, WL 23cm |
| <b>LD-200-130</b>           | KLEINSASSER Alligator Fasszange, rechts gebogen, Ø 3.0 - 2.0mm, AL 23cm<br>KLEINSASSER alligator forceps, curved right, Ø 3.0 - 2.0mm, WL 23cm               |
| <b>LD-200-131</b>           | KLEINSASSER Alligator Fasszange, links gebogen, Ø 3.0 - 2.0mm, AL 23cm<br>KLEINSASSER alligator forceps, curved left, Ø 3.0 - 2.0mm, WL 23cm                 |
| <b>LD-200-132</b>           | KLEINSASSER Alligator Fasszange, aufgebogen, Ø 3.0 - 2.0mm, AL 23cm<br>KLEINSASSER alligator forceps, upcurved, Ø 3.0 - 2.0mm, WL 23cm                       |
| <b>LD-200-133</b>           | KLEINSASSER Löffelzange, gerade, Ø 3.0 - 2.0mm, AL 23cm<br>KLEINSASSER spoon forceps, straight, Ø 3.0 - 2.0mm, WL 23cm                                       |
| <b>LD-200-134</b>           | KLEINSASSER Löffelzange, aufgebogen, Ø 3.0 - 2.0mm, AL 23cm<br>KLEINSASSER spoon forceps, upcurved, Ø 3.0 - 2.0mm, WL 23cm                                   |
| <b>LD-200-135</b>           | KLEINSASSER Löffelzange, horizontal aufgebogen, Ø 3.0 - 2.0mm, AL 23cm<br>KLEINSASSER spoon forceps, horizontal upcurved, Ø 3.0 - 2.0mm, WL 23cm             |
| <b>LD-200-136</b>           | KLEINSASSER Löffelzange, rechts gebogen, Ø 3.0 - 2.0mm, AL 23cm<br>KLEINSASSER spoon forceps, curved right, Ø 3.0 - 2.0mm, WL 23cm                           |
| <b>LD-200-137</b>           | KLEINSASSER Löffelzange, links gebogen, Ø 3.0 - 2.0mm, AL 23cm<br>KLEINSASSER spoon forceps, curved left, Ø 3.0 - 2.0mm, WL 23cm                             |



**LD-200-138 /  
LD-200-139**



**LD-200-140  
bis / to  
LD-200-146**




**LD-200-147  
bis / to  
LD-200-154**




**LD-200-138  
bis / to  
LD-200-154**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-200-138</b>           | KLEINSASSER Löffelzange aufgebogen, 45° rechts, Ø 3.0 - 2.0mm, AL 23cm<br><i>KLEINSASSER spoon forceps, up curved, 45° right, Ø 3.0 - 2.0mm, WL 23cm</i>                                     |
| <b>LD-200-139</b>           | KLEINSASSER Löffelzange aufgebogen, 45° links, Ø 3.0 - 2.0mm, AL 23cm<br><i>KLEINSASSER spoon forceps, up curved, 45° left, Ø 3.0 - 2.0mm, WL 23cm</i>                                       |
| <b>LD-200-140</b>           | KLEINSASSER Löffelzange oval, gerade, Ø 3.0 - 2.0mm, AL 23cm<br><i>KLEINSASSER spoon forceps oval, straight, Ø 3.0 - 2.0mm, WL 23cm</i>                                                      |
| <b>LD-200-141</b>           | KLEINSASSER Löffelzange oval, 45° aufgebogen, Ø 3.0 - 2.0mm, AL 23cm<br><i>KLEINSASSER spoon forceps oval, 45° upcurved, Ø 3.0 - 2.0mm, WL 23cm</i>                                          |
| <b>LD-200-142</b>           | KLEINSASSER Löffelzange oval, rechts gebogen, Ø 3.0 - 2.0mm, AL 23cm<br><i>KLEINSASSER spoon forceps oval, curved right, Ø 3.0 - 2.0mm, WL 23cm</i>                                          |
| <b>LD-200-143</b>           | KLEINSASSER Löffelzange oval, links gebogen, Ø 3.0 - 2.0mm, AL 23cm<br><i>KLEINSASSER spoon forceps oval, curved left, Ø 3.0 - 2.0mm, WL 23cm</i>                                            |
| <b>LD-200-144</b>           | KLEINSASSER Löffelzange oval, spitz, 45° aufgebogen, Ø 3.0 - 2.0mm, AL 23cm<br><i>KLEINSASSER spoon forceps oval, pointed, 45° upcurved, Ø 3.0 - 2.0mm, WL 23cm</i>                          |
| <b>LD-200-145</b>           | KLEINSASSER Löffelzange oval, spitz, aufgebogen, rechts öffnend, Ø 3.0 - 2.0mm, AL 23cm<br><i>KLEINSASSER spoon forceps oval, pointed, upcurved, right side open, Ø 3.0 - 2.0mm, WL 23cm</i> |
| <b>LD-200-146</b>           | KLEINSASSER Löffelzange oval, spitz, aufgebogen, links öffnend, Ø 3.0 - 2.0mm, AL 23cm<br><i>KLEINSASSER spoon forceps oval, pointed, upcurved, left side open, Ø 3.0 - 2.0mm, WL 23cm</i>   |
| <b>LD-200-147</b>           | KLEINSASSER Faszange, herzform, gerade, Ø 3.0 - 2.0mm, AL 23cm<br><i>KLEINSASSER grasping forceps, heart shaped, straight, Ø 3.0 - 2.0mm, WL 23cm</i>                                        |
| <b>LD-200-148</b>           | KLEINSASSER Faszange, herzform, rechts gebogen, Ø 3.0 - 2.0mm, AL 23cm<br><i>KLEINSASSER grasping forceps, heart shaped, right curved, Ø 3.0 - 2.0mm, WL 23cm</i>                            |
| <b>LD-200-149</b>           | KLEINSASSER Faszange, herzform, links gebogen, Ø 3.0 - 2.0mm, AL 23cm<br><i>KLEINSASSER grasping forceps, heart shaped, left curved, Ø 3.0 - 2.0mm, WL 23cm</i>                              |
| <b>LD-200-150</b>           | KLEINSASSER Faszange, herzform, aufgebogen, Ø 3.0 - 2.0mm, AL 23cm<br><i>KLEINSASSER grasping forceps, heart shaped, upcurved, Ø 3.0 - 2.0mm, WL 23cm</i>                                    |
| <b>LD-200-151</b>           | KLEINSASSER Faszange, herzform, 45° aufgebogen rechts, Ø 3.0 - 2.0mm, AL 23cm<br><i>KLEINSASSER grasping forceps, heart shaped, 45° upcurved right, Ø 3.0 - 2.0mm, WL 23cm</i>               |
| <b>LD-200-152</b>           | KLEINSASSER Faszange, herzform, 45° aufgebogen links, Ø 3.0 - 2.0mm, AL 23cm<br><i>KLEINSASSER grasping forceps, heart shaped, 45° up curved left, Ø 3.0 - 2.0mm, WL 23cm</i>                |
| <b>LD-200-153</b>           | KLEINSASSER Faszange, herzform, nach oben öffnend, Ø 3.0 - 2.0mm, AL 23cm<br><i>KLEINSASSER grasping forceps, heart shaped, open upward, Ø 3.0 - 2.0mm, WL 23cm</i>                          |
| <b>LD-200-154</b>           | KLEINSASSER Faszange, herzform, nach unten öffnend, Ø 3.0 - 2.0mm, AL 23cm<br><i>KLEINSASSER grasping forceps, heart shaped, open downward, Ø 3.0 - 2.0mm, WL 23cm</i>                       |



| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>GD-010-001</b>           | KLEINSASSER Handgriff, allein<br><i>KLEINSASSER handle, only</i>      |
| <b>GD-010-002</b>           | Messer oval, gerade<br><i>Knife oval, straight</i>                    |
| <b>GD-010-003</b>           | Sichelmesser<br><i>Sickle knife</i>                                   |
| <b>GD-010-004</b>           | Messer golfstockförmig<br><i>Knife golf clup shaped</i>               |
| <b>GD-010-005</b>           | Haken stumpf, mit Sondenkopf<br><i>Hook blunt, with probe head</i>    |
| <b>GD-010-006</b>           | Haken scharf<br><i>Hook sharp</i>                                     |
| <b>GD-010-007</b>           | Umstechnungsnadel, nach rechts gebogen<br><i>Needle, curved right</i> |
| <b>GD-010-008</b>           | Umstechnungsnadel, nach links gebogen<br><i>Needle, curved left</i>   |
| <b>GD-010-009</b>           | Saugraspatorium<br><i>Suction tube</i>                                |
| <b>GD-010-010</b>           | Knotenführer<br><i>Knot pusher</i>                                    |





| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                       |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GD-005-001</b>           | Kehlkopfzange gerade gerieft, Ø 3-2mm, Schaft gebogen, AL 170mm<br><i>Larynx forceps straight serrated, Ø 3-2mm, tube curved, WL 170mm</i>       |
| <b>GD-005-002</b>           | Kehlkopflöffelzange gerade, Ø 3-2mm, Schaft gebogen, AL 170mm<br><i>Larynx spoon forceps straight, Ø 3-2mm, tube curved, WL 170mm</i>            |
| <b>GD-005-003</b>           | Kehlkopflöffelzange aufgebogen, Ø 3-2mm, Schaft gebogen, AL 170mm<br><i>Larynx spoon forceps upcurved, Ø 3-2mm, tube curved, WL 170mm</i>        |
| <b>GD-005-004</b>           | Kehlkopflöffelzange rechtsgebogen, Ø 3-2mm, Schaft gebogen, AL 170mm<br><i>Larynx spoon forceps curved right, Ø 3-2mm, tube curved, WL 170mm</i> |
| <b>GD-005-005</b>           | Kehlkopflöffelzange linksgebogen, Ø 3-2mm, Schaft gebogen, AL 170mm<br><i>Larynx spoon forceps curved left, Ø 3-2mm, tube curved, WL 170mm</i>   |



GD-005-013



GD-005-010



GD-005-011



GD-005-012

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GD-005-010                  | KLEINSASSER Nadelhalter gerade, Ø 3-2mm, AL 230mm<br>KLEINSASSER needleholder straight, Ø 3-2mm, WL 230mm                   |
| GD-005-011                  | Stimmbandspreizer, Ø 3-2mm, AL 230mm<br>Vocal cord spreader, Ø 3-2mm, WL 230mm                                              |
| GD-005-012                  | Applikator für Stimmbandspreizer-Einsatz, Ø 4.5mm, AL 250mm<br>Applicator for vocal cord spreader insert, Ø 4.5mm, WL 250mm |
| GD-005-013                  | Spreizer mit Feder<br>Spreader with spring                                                                                  |



**DA-001-001**  
bis / to  
**DA-003-001**



**DC-001-001**  
bis / to  
**DC-003-001**



**DA-001-000**  
bis / to  
**DC-003-001**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                     |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DA-001-000</b>           | Alligator Zange, Ø 1.0mm, Länge 60cm<br><i>Alligator forceps, Ø 1.0mm, length 60cm</i>                                                         |
| <b>DA-001-001</b>           | Alligator Zange, Ø 1.0mm, Länge 120cm<br><i>Alligator forceps, Ø 1.0mm, length 120cm</i>                                                       |
| <b>DA-003-000</b>           | Alligator Zange, Ø 1.6mm, Länge 60cm<br><i>Alligator forceps, Ø 1.6mm, length 60cm</i>                                                         |
| <b>DA-003-001</b>           | Alligator Zange, Ø 1.6mm, Länge 120cm<br><i>Alligator forceps, Ø 1.6mm, length 120cm</i>                                                       |
| <b>DC-001-000</b>           | Biopsiezange langer ovaler Löffel mit Fenster, Ø 1.0mm, Länge 60cm<br><i>Biopsy forceps, long oval cup fenestrated, Ø 1.0mm, length 60cm</i>   |
| <b>DC-001-001</b>           | Biopsiezange langer ovaler Löffel mit Fenster, Ø 1.0mm, Länge 120cm<br><i>Biopsy forceps, long oval cup fenestrated, Ø 1.0mm, length 120cm</i> |
| <b>DC-003-000</b>           | Biopsiezange langer ovaler Löffel mit Fenster, Ø 1.6mm, Länge 60cm<br><i>Biopsy forceps, long oval cup fenestrated, Ø 1.6mm, length 60cm</i>   |
| <b>DC-003-001</b>           | Biopsiezange langer ovaler Löffel mit Fenster, Ø 1.6mm, Länge 120cm<br><i>Biopsy forceps, long oval cup fenestrated, Ø 1.6mm, length 120cm</i> |



# CHIRURGIE SURGERY







LD-004-260



ZA-001-886



ZA-001-881



ZA-001-882



ZA-004-185

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                          |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZA-001-881</b>           | Skalpellgriff Nr. 3 mit cm-Graduierung, 12.5cm<br>Scalpel handle no. 3 with cm-graduation, 12.5cm                                   |
| <b>ZA-001-882</b>           | Skalpellgriff Nr. 3, 12.5cm<br>Scalpel handle no. 3, 12.5cm                                                                         |
| <b>ZA-001-886</b>           | Skalpellgriff Nr. 7, 16cm<br>Scalpel handle no. 7, 16cm                                                                             |
| <b>ZA-004-185</b>           | Mikro-Skalpellgriff, rund, 12.5cm, für Klingen 62, 64, 86, 87<br>Micro scalpel handle, rund, 12.5cm, used for blades 62, 64, 86, 87 |
| <b>LD-004-260</b>           | SCHINK Dermatom, komplett, 30.5cm<br>SCHINK dermatome, complete, 30.5cm                                                             |



**ZA-001-533**  
bis / to  
**ZA-001-541**



**ZA-001-542**  
bis / to  
**ZA-001-550**



**ZA-001-533**  
bis / to  
**ZA-001-550**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZA-001-533</b>           | Standard OP-Schere, gerade, st./st., 10.5cm<br>Standard operating scissors, straight, bl./bl., 10.5cm |
| <b>ZA-001-534</b>           | Standard OP-Schere, gerade, st./st., 11.5cm<br>Standard operating scissors, straight, bl./bl., 11.5cm |
| <b>ZA-001-535</b>           | Standard OP-Schere, gerade, st./st., 13cm<br>Standard operating scissors, straight, bl./bl., 13cm     |
| <b>ZA-001-536</b>           | Standard OP-Schere, gerade, st./st., 14.5cm<br>Standard operating scissors, straight, bl./bl., 14.5cm |
| <b>ZA-001-537</b>           | Standard OP-Schere, gerade, st./st., 15.5cm<br>Standard operating scissors, straight, bl./bl., 15.5cm |
| <b>ZA-001-538</b>           | Standard OP-Schere, gerade, st./st., 16.5cm<br>Standard operating scissors, straight, bl./bl., 16.5cm |
| <b>ZA-001-539</b>           | Standard OP-Schere, gerade, st./st., 17.5cm<br>Standard operating scissors, straight, bl./bl., 17.5cm |
| <b>ZA-001-540</b>           | Standard OP-Schere, gerade, st./st., 18.5cm<br>Standard operating scissors, straight, bl./bl., 18.5cm |
| <b>ZA-001-541</b>           | Standard OP-Schere, gerade, st./st., 20cm<br>Standard operating scissors, straight, bl./bl., 20cm     |
| <b>ZA-001-542</b>           | Standard OP-Schere, gebogen, st./st., 10.5cm<br>Standard operating scissors, curved, bl./bl., 10.5cm  |
| <b>ZA-001-543</b>           | Standard OP-Schere, gebogen, st./st., 11.5cm<br>Standard operating scissors, curved, bl./bl., 11.5cm  |
| <b>ZA-001-544</b>           | Standard OP-Schere, gebogen, st./st., 13cm<br>Standard operating scissors, curved, bl./bl., 13cm      |
| <b>ZA-001-545</b>           | Standard OP-Schere, gebogen, st./st., 14.5cm<br>Standard operating scissors, curved, bl./bl., 14.5cm  |
| <b>ZA-001-546</b>           | Standard OP-Schere, gebogen, st./st., 15.5cm<br>Standard operating scissors, curved, bl./bl., 15.5cm  |
| <b>ZA-001-547</b>           | Standard OP-Schere, gebogen, st./st., 16.5cm<br>Standard operating scissors, curved, bl./bl., 16.5cm  |
| <b>ZA-001-548</b>           | Standard OP-Schere, gebogen, st./st., 17.5cm<br>Standard operating scissors, curved, bl./bl., 17.5cm  |
| <b>ZA-001-549</b>           | Standard OP-Schere, gebogen, st./st., 18.5cm<br>Standard operating scissors, curved, bl./bl., 18.5cm  |
| <b>ZA-001-550</b>           | Standard OP-Schere, gebogen, st./st., 20cm<br>Standard operating scissors, curved, bl./bl., 20cm      |



**ZA-001-551**  
bis / to  
**ZA-001-561**



**ZA-001-562**  
bis / to  
**ZA-001-572**



**ZA-001-551**  
bis / to  
**ZA-001-572**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                    |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZA-001-551</b>           | Standard OP-Schere, gerade, sp./st., 10.5cm<br>Standard operating scissors, straight, sh./bl., 10.5cm         |
| <b>ZA-001-552</b>           | Standard OP-Schere, gerade, sp./st., 11.5cm<br>Standard operating scissors, straight, sh./bl., 11.5cm         |
| <b>ZA-001-553</b>           | Standard OP-Schere, gerade, sp./st., 13cm<br>Standard operating scissors, straight, sh./bl., 13cm             |
| <b>ZA-001-554</b>           | Standard OP-Schere, gerade, sp./st., 13cm, TC<br>Standard operating scissors, straight, sh./bl., 13cm, TC     |
| <b>ZA-001-555</b>           | Standard OP-Schere, gerade, sp./st., 14.5cm<br>Standard operating scissors, straight, sh./bl., 14.5cm         |
| <b>ZA-001-556</b>           | Standard OP-Schere, gerade, sp./st., 14.5cm, TC<br>Standard operating scissors, straight, sh./bl., 14.5cm, TC |
| <b>ZA-001-557</b>           | Standard OP-Schere, gerade, sp./st., 15.5cm<br>Standard operating scissors, straight, sh./bl., 15.5cm         |
| <b>ZA-001-558</b>           | Standard OP-Schere, gerade, sp./st., 16.5cm<br>Standard operating scissors, straight, sh./bl., 16.5cm         |
| <b>ZA-001-559</b>           | Standard OP-Schere, gerade, sp./st., 17.5cm<br>Standard operating scissors, straight, sh./bl., 17.5cm         |
| <b>ZA-001-560</b>           | Standard OP-Schere, gerade, sp./st., 18.5cm<br>Standard operating scissors, straight, sh./bl., 18.5cm         |
| <b>ZA-001-561</b>           | Standard OP-Schere, gerade, sp./st., 20cm<br>Standard operating scissors, straight, sh./bl., 20cm             |
| <b>ZA-001-562</b>           | Standard OP-Schere, gebogen, sp./st., 10.5cm<br>Standard operating scissors, curved, sh./bl., 10.5cm          |
| <b>ZA-001-563</b>           | Standard OP-Schere, gebogen, sp./st., 11.5cm<br>Standard operating scissors, curved, sh./bl., 11.5cm          |
| <b>ZA-001-564</b>           | Standard OP-Schere, gebogen, sp./st., 13cm<br>Standard operating scissors, curved, sh./bl., 13cm              |
| <b>ZA-001-565</b>           | Standard OP-Schere, gebogen, sp./st., 13cm, TC<br>Standard operating scissors, curved, sh./bl., 13cm, TC      |
| <b>ZA-001-566</b>           | Standard OP-Schere, gebogen, sp./st., 14.5cm<br>Standard operating scissors, curved, sh./bl., 14.5cm          |
| <b>ZA-001-567</b>           | Standard OP-Schere, gebogen, sp./st., 14.5cm, TC<br>Standard operating scissors, curved, sh./bl., 14.5cm, TC  |
| <b>ZA-001-568</b>           | Standard OP-Schere, gebogen, sp./st., 15.5cm<br>Standard operating scissors, curved, sh./bl., 15.5cm          |
| <b>ZA-001-569</b>           | Standard OP-Schere, gebogen, sp./st., 16.5cm<br>Standard operating scissors, curved, sh./bl., 16.5cm          |
| <b>ZA-001-570</b>           | Standard OP-Schere, gebogen, sp./st., 17.5cm<br>Standard operating scissors, curved, sh./bl., 17.5cm          |
| <b>ZA-001-571</b>           | Standard OP-Schere, gebogen, sp./st., 18.5cm<br>Standard operating scissors, curved, sh./bl., 18.5cm          |
| <b>ZA-001-572</b>           | Standard OP-Schere, gebogen, sp./st., 20cm<br>Standard operating scissors, curved, sh./bl., 20cm              |





**ZA-001-573**  
bis / to  
**ZA-001-581**



**ZA-001-582**  
bis / to  
**ZA-001-590**



**ZA-001-573**  
bis / to  
**ZA-001-590**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZA-001-573</b>           | Standard OP-Schere, gerade, sp./sp., 10.5cm<br>Standard operating scissors, straight, sh./sh., 10.5cm |
| <b>ZA-001-574</b>           | Standard OP-Schere, gerade, sp./sp., 11.5cm<br>Standard operating scissors, straight, sh./sh., 11.5cm |
| <b>ZA-001-575</b>           | Standard OP-Schere, gerade, sp./sp., 13cm<br>Standard operating scissors, straight, sh./sh., 13cm     |
| <b>ZA-001-576</b>           | Standard OP-Schere, gerade, sp./sp., 14.5cm<br>Standard operating scissors, straight, sh./sh., 14.5cm |
| <b>ZA-001-577</b>           | Standard OP-Schere, gerade, sp./sp., 15.5cm<br>Standard operating scissors, straight, sh./sh., 15.5cm |
| <b>ZA-001-578</b>           | Standard OP-Schere, gerade, sp./sp., 16.5cm<br>Standard operating scissors, straight, sh./sh., 16.5cm |
| <b>ZA-001-579</b>           | Standard OP-Schere, gerade, sp./sp., 17.5cm<br>Standard operating scissors, straight, sh./sh., 17.5cm |
| <b>ZA-001-580</b>           | Standard OP-Schere, gerade, sp./sp., 18.5cm<br>Standard operating scissors, straight, sh./sh., 18.5cm |
| <b>ZA-001-581</b>           | Standard OP-Schere, gerade, sp./sp., 20cm<br>Standard operating scissors, straight, sh./sh., 20cm     |
| <b>ZA-001-582</b>           | Standard OP-Schere, gebogen, sp./sp., 10.5cm<br>Standard operating scissors, curved, sh./sh., 10.5cm  |
| <b>ZA-001-583</b>           | Standard OP-Schere, gebogen, sp./sp., 11.5cm<br>Standard operating scissors, curved, sh./sh., 11.5cm  |
| <b>ZA-001-584</b>           | Standard OP-Schere, gebogen, sp./sp., 13cm<br>Standard operating scissors, curved, sh./sh., 13cm      |
| <b>ZA-001-585</b>           | Standard OP-Schere, gebogen, sp./sp., 14.5cm<br>Standard operating scissors, curved, sh./sh., 14.5cm  |
| <b>ZA-001-586</b>           | Standard OP-Schere, gebogen, sp./sp., 15.5cm<br>Standard operating scissors, curved, sh./sh., 15.5cm  |
| <b>ZA-001-587</b>           | Standard OP-Schere, gebogen, sp./sp., 16.5cm<br>Standard operating scissors, curved, sh./sh., 16.5cm  |
| <b>ZA-001-588</b>           | Standard OP-Schere, gebogen, sp./sp., 17.5cm<br>Standard operating scissors, curved, sh./sh., 17.5cm  |
| <b>ZA-001-589</b>           | Standard OP-Schere, gebogen, sp./sp., 18.5cm<br>Standard operating scissors, curved, sh./sh., 18.5cm  |
| <b>ZA-001-590</b>           | Standard OP-Schere, gebogen, sp./sp., 20cm<br>Standard operating scissors, curved, sh./sh., 20cm      |



**ZA-001-610**  
bis / to  
**ZA-001-615 /**  
**ZA-001-622**  
bis / to  
**ZA-001-625**



**ZA-001-616**  
bis / to  
**ZA-001-621 /**  
**ZA-001-626**  
bis / to  
**ZA-001-629**



**ZA-001-610**  
bis / to  
**ZA-001-621**



**ZA-001-622**  
bis / to  
**ZA-001-629**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                              |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZA-001-610</b>           | MAYO OP-Schere, gerade, st./st., 14.5cm<br>MAYO operating scissors, straight, bl./bl., 14.5cm           |
| <b>ZA-001-611</b>           | MAYO OP-Schere, gerade, st./st., 14.5cm, TC<br>MAYO operating scissors, straight, bl./bl., 14.5cm, TC   |
| <b>ZA-001-612</b>           | MAYO OP-Schere, gerade, st./st., 17cm<br>MAYO operating scissors, straight, bl./bl., 17cm               |
| <b>ZA-001-613</b>           | MAYO OP-Schere, gerade, st./st., 17cm, TC<br>MAYO operating scissors, straight, bl./bl., 17cm, TC       |
| <b>ZA-001-614</b>           | MAYO OP-Schere, gerade, st./st., 23cm<br>MAYO operating scissors, straight, bl./bl., 23cm               |
| <b>ZA-001-615</b>           | MAYO OP-Schere, gerade, st./st., 23cm, TC<br>MAYO operating scissors, straight, bl./bl., 23cm, TC       |
| <b>ZA-001-616</b>           | MAYO OP-Schere, gebogen, st./st., 14.5cm<br>MAYO operating scissors, curved, bl./bl., 14.5cm            |
| <b>ZA-001-617</b>           | MAYO OP-Schere, gebogen, st./st., 14.5cm, TC<br>MAYO operating scissors, curved, bl./bl., 14.5cm, TC    |
| <b>ZA-001-618</b>           | MAYO OP-Schere, gebogen, st./st., 17cm<br>MAYO operating scissors, curved, bl./bl., 17cm                |
| <b>ZA-001-619</b>           | MAYO OP-Schere, gebogen, st./st., 17cm, TC<br>MAYO operating scissors, curved, bl./bl., 17cm, TC        |
| <b>ZA-001-620</b>           | MAYO OP-Schere, gebogen, st./st., 23cm<br>MAYO operating scissors, curved, bl./bl., 23cm                |
| <b>ZA-001-621</b>           | MAYO OP-Schere, gebogen, st./st., 23cm, TC<br>MAYO operating scissors, curved, bl./bl., 23cm, TC        |
| <b>ZA-001-622</b>           | MAYO-STILLE OP-Schere, gerade, st./st., 15cm<br>MAYO-STILLE operating scissors, straight, bl./bl., 15cm |
| <b>ZA-001-623</b>           | MAYO-STILLE OP-Schere, gerade, st./st., 17cm<br>MAYO-STILLE operating scissors, straight, bl./bl., 17cm |
| <b>ZA-001-624</b>           | MAYO-STILLE OP-Schere, gerade, st./st., 19cm<br>MAYO-STILLE operating scissors, straight, bl./bl., 19cm |
| <b>ZA-001-625</b>           | MAYO-STILLE OP-Schere, gerade, st./st., 21cm<br>MAYO-STILLE operating scissors, straight, bl./bl., 21cm |
| <b>ZA-001-626</b>           | MAYO-STILLE OP-Schere, gebogen, st./st., 15cm<br>MAYO-STILLE operating scissors, curved, bl./bl., 15cm  |
| <b>ZA-001-627</b>           | MAYO-STILLE OP-Schere, gebogen, st./st., 17cm<br>MAYO-STILLE operating scissors, curved, bl./bl., 17cm  |
| <b>ZA-001-628</b>           | MAYO-STILLE OP-Schere, gebogen, st./st., 19cm<br>MAYO-STILLE operating scissors, curved, bl./bl., 19cm  |
| <b>ZA-001-629</b>           | MAYO-STILLE OP-Schere, gebogen, st./st., 21cm<br>MAYO-STILLE operating scissors, curved, bl./bl., 21cm  |



**ZA-001-659**  
bis / to  
**ZA-001-676**



**ZA-001-687 /**  
**ZA-001-688**



**ZA-004-328 /**  
**ZA-004-329**



**ZA-001-657 /**  
**ZA-001-658**



**ZA-001-685 /**  
**ZA-001-686**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                             |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZA-001-657</b>           | METZENBAUM-BABY Schere, gerade, st./st., 11.5cm<br>METZENBAUM-BABY scissors, straight, bl./bl., 11.5cm |
| <b>ZA-001-658</b>           | METZENBAUM-BABY Schere, gebogen, st./st., 11.5cm<br>METZENBAUM-BABY scissors, curved, bl./bl., 11.5cm  |
| <b>ZA-001-659</b>           | METZENBAUM-NELSON Schere, gerade, st./st., 18cm<br>METZENBAUM-NELSON scissors, straight, bl./bl., 18cm |
| <b>ZA-001-661</b>           | METZENBAUM-NELSON Schere, gerade, st./st., 20cm<br>METZENBAUM-NELSON scissors, straight, bl./bl., 20cm |
| <b>ZA-001-663</b>           | METZENBAUM-NELSON Schere, gerade, st./st., 23cm<br>METZENBAUM-NELSON scissors, straight, bl./bl., 23cm |
| <b>ZA-001-665</b>           | METZENBAUM-NELSON Schere, gerade, st./st., 25cm<br>METZENBAUM-NELSON scissors, straight, bl./bl., 25cm |
| <b>ZA-001-666</b>           | METZENBAUM-NELSON Schere, gerade, st./st., 28cm<br>METZENBAUM-NELSON scissors, straight, bl./bl., 28cm |
| <b>ZA-001-667</b>           | METZENBAUM-NELSON Schere, gerade, st./st., 30cm<br>METZENBAUM-NELSON scissors, straight, bl./bl., 30cm |
| <b>ZA-001-668</b>           | METZENBAUM-NELSON Schere, gebogen, st./st., 18cm<br>METZENBAUM-NELSON scissors, curved, bl./bl., 18cm  |
| <b>ZA-001-670</b>           | METZENBAUM-NELSON Schere, gebogen, st./st., 20cm<br>METZENBAUM-NELSON scissors, curved, bl./bl., 20cm  |
| <b>ZA-001-672</b>           | METZENBAUM-NELSON Schere, gebogen, st./st., 23cm<br>METZENBAUM-NELSON scissors, curved, bl./bl., 23cm  |
| <b>ZA-001-674</b>           | METZENBAUM-NELSON Schere, gebogen, st./st., 25cm<br>METZENBAUM-NELSON scissors, curved, bl./bl., 25cm  |
| <b>ZA-001-675</b>           | METZENBAUM-NELSON Schere, gebogen, st./st., 28cm<br>METZENBAUM-NELSON scissors, curved, bl./bl., 28cm  |
| <b>ZA-001-676</b>           | METZENBAUM-NELSON Schere, gebogen, st./st., 30cm<br>METZENBAUM-NELSON scissors, curved, bl./bl., 30cm  |
| <b>ZA-001-685</b>           | LEXER-BABY Schere, gerade, st./st., 10cm<br>LEXER-BABY scissors, straight, bl./bl., 10cm               |
| <b>ZA-001-686</b>           | LEXER-BABY Schere, gebogen, st./st., 10cm<br>LEXER-BABY scissors, curved, bl./bl., 10cm                |
| <b>ZA-001-687</b>           | JOSEPH Schere, gerade, sp./sp., 14cm<br>JOSEPH scissors, straight, sh./sh., 14cm                       |
| <b>ZA-001-688</b>           | JOSEPH Schere, gebogen, sp./sp., 14cm<br>JOSEPH scissors, curved, sh./sh., 14cm                        |
| <b>ZA-004-328</b>           | JOSEPH Schere, gerade, sp./sp., 14cm, TC<br>JOSEPH scissors, straight, sh./sh., 14cm, TC               |
| <b>ZA-004-329</b>           | JOSEPH Schere, gebogen, sp./sp., 14cm, TC<br>JOSEPH scissors, curved, sh./sh., 14cm, TC                |



**ZA-001-706**



**ZA-001-689 /  
ZA-001-690**



**ZA-004-370 /  
ZA-004-551**



**ZA-001-719 /  
ZA-001-720**



**ZA-001-725**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                         |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZA-001-689</b>           | KILNER Schere, gebogen, 12cm<br><i>KILNER scissors, curved, 12cm</i>                               |
| <b>ZA-001-690</b>           | KILNER Schere, gebogen, 15cm<br><i>KILNER scissors, curved, 15cm</i>                               |
| <b>ZA-004-370</b>           | KILNER Schere, gebogen, 13cm, TC<br><i>KILNER scissors, curved, 13cm, TC</i>                       |
| <b>ZA-004-551</b>           | KILNER Schere, gebogen, 15cm, TC<br><i>KILNER scissors, curved, 15cm, TC</i>                       |
| <b>ZA-001-706</b>           | MCINDOE Schere, gerade, 19cm<br><i>MCINDOE scissors, straight, 19cm</i>                            |
| <b>ZA-001-719</b>           | WAGNER Schere, gebogen, fein, st./sp., 12cm<br><i>WAGNER scissors, curved, fine, bl./sh., 12cm</i> |
| <b>ZA-001-720</b>           | WAGNER Schere, gebogen, fein, sp./sp., 12cm<br><i>WAGNER scissors, curved, fine, sh./sh., 12cm</i> |
| <b>ZA-001-725</b>           | LITTLER Schere, gebogen, fein, 11.5cm<br><i>LITTLER scissors, curved, fine, 11.5cm</i>             |



**ZA-001-834**  
bis / to  
**ZA-001-840**



**ZA-004-366 /**  
**ZA-001-796 /**  
**ZA-004-367**



**ZA-001-721**  
bis / to  
**ZA-001-724**



**ZA-004-371**  
bis / to  
**ZA-004-374**



**ZA-004-375**  
bis / to  
**ZA-004-378**



**ZA-004-380**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZA-001-721</b>           | Schere, gerade, fein, sp./sp., 11cm<br>Scissors, straight, fine, sh./sh., 11cm                                                       |
| <b>ZA-001-723</b>           | Schere, gerade, fein, sp./sp., 11.5cm<br>Scissors, straight, fine, sh./sh., 11.5cm                                                   |
| <b>ZA-001-722</b>           | Schere, gebogen, fein, sp./sp., 11cm<br>Scissors, curved, fine, sh./sh., 11cm                                                        |
| <b>ZA-001-724</b>           | Schere, gebogen, fein, sp./sp., 11.5cm<br>Scissors, curved, fine, sh./sh., 11.5cm                                                    |
| <b>ZA-004-366</b>           | GOLDMAN-FOX Schere, gerade, fein, 13cm, TC<br>GOLDMAN-FOX scissors, straight, fine, 13cm, TC                                         |
| <b>ZA-001-796</b>           | GOLDMAN-FOX Schere, gebogen, fein, 13cm, TC<br>GOLDMAN-FOX scissors, curved, fine, 13cm, TC                                          |
| <b>ZA-004-367</b>           | GOLDMAN-FOX Schere, gebogen, fein, "SuperCut" Schneiden, 13cm, TC<br>GOLDMAN-FOX scissors, curved, fine, "SuperCut" blades, 13cm, TC |
| <b>ZA-001-834</b>           | MAYO-STILLE Schere, gerade, st./st., 15cm, TC<br>MAYO-STILLE scissors, straight, bl./bl., 15cm, TC                                   |
| <b>ZA-001-836</b>           | MAYO-STILLE Schere, gerade, st./st., 17cm, TC<br>MAYO-STILLE scissors, straight, bl./bl., 17cm, TC                                   |
| <b>ZA-001-838</b>           | MAYO-STILLE Schere, gebogen, st./st., 15cm, TC<br>MAYO-STILLE scissors, curved, bl./bl., 15cm, TC                                    |
| <b>ZA-001-840</b>           | MAYO-STILLE Schere, gebogen, st./st., 17cm, TC<br>MAYO-STILLE scissors, curved, bl./bl., 17cm, TC                                    |
| <b>ZA-004-546</b>           | WILMER Schere, abgewinkelt, 10cm<br>WILMER scissors, angled, 10cm                                                                    |
| <b>ZA-004-371</b>           | Feine Schere, gerade, st./st., 10.5cm<br>Fine scissors, straight, bl./bl., 10.5cm                                                    |
| <b>ZA-004-373</b>           | Feine Schere, gerade, st./st., 11.5cm<br>Fine scissors, straight, bl./bl., 11.5cm                                                    |
| <b>ZA-004-372</b>           | Feine Schere, gebogen, st./st., 10.5cm<br>Fine scissors, curved, bl./bl., 10.5cm                                                     |
| <b>ZA-004-374</b>           | Feine Schere, gebogen, st./st., 11.5cm<br>Fine scissors, curved, bl./bl., 11.5cm                                                     |
| <b>ZA-004-375</b>           | Feine Schere, gerade, st./st., 11.5cm, TC<br>Fine scissors, straight, bl./bl., 11.5cm, TC                                            |
| <b>ZA-004-377</b>           | Feine Schere, gerade, sp./sp., 11.5cm, TC<br>Fine scissors, straight, sh./sh., 11.5cm, TC                                            |
| <b>ZA-004-376</b>           | Feine Schere, gebogen, st./st., 11.5cm, TC<br>Fine scissors, curved, bl./bl., 11.5cm, TC                                             |
| <b>ZA-004-378</b>           | Feine Schere, gebogen, sp./sp., 11.5cm, TC<br>Fine scissors, curved, sh./sh., 11.5cm, TC                                             |



**ZA-004-526**  
bis / to  
**ZA-004-529**



**ZA-004-513**  
bis / to  
**ZA-004-518**



**ZA-004-519**  
bis / to  
**ZA-004-522**



**ZA-004-530**  
bis / to  
**ZA-004-533**



**ZA-004-534 /**  
**ZA-004-535**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZA-004-513</b>           | METZENBAUM-FINO Schere, gerade, st./st., 20cm<br>METZENBAUM-FINO scissors, straight, bl./bl., 20cm         |
| <b>ZA-004-514</b>           | METZENBAUM-FINO Schere, gerade, st./st., 23cm<br>METZENBAUM-FINO scissors, straight, bl./bl., 23cm         |
| <b>ZA-004-515</b>           | METZENBAUM-FINO Schere, gerade, st./st., 25cm<br>METZENBAUM-FINO scissors, straight, bl./bl., 25cm         |
| <b>ZA-004-516</b>           | METZENBAUM-FINO Schere, gebogen, st./st., 20cm<br>METZENBAUM-FINO scissors, curved, bl./bl., 20cm          |
| <b>ZA-004-517</b>           | METZENBAUM-FINO Schere, gebogen, st./st., 23cm<br>METZENBAUM-FINO scissors, curved, bl./bl., 23cm          |
| <b>ZA-004-518</b>           | METZENBAUM-FINO Schere, gebogen, st./st., 25cm<br>METZENBAUM-FINO scissors, curved, bl./bl., 25cm          |
| <b>ZA-004-519</b>           | METZENBAUM-FINO Schere, gerade, st./st., 23cm, TC<br>METZENBAUM-FINO scissors, straight, bl./bl., 23cm, TC |
| <b>ZA-004-520</b>           | METZENBAUM-FINO Schere, gerade, st./st., 25cm, TC<br>METZENBAUM-FINO scissors, straight, bl./bl., 25cm, TC |
| <b>ZA-004-521</b>           | METZENBAUM-FINO Schere, gebogen, st./st., 23cm, TC<br>METZENBAUM-FINO scissors, curved, bl./bl., 23cm, TC  |
| <b>ZA-004-522</b>           | METZENBAUM-FINO Schere, gebogen, st./st., 25cm, TC<br>METZENBAUM-FINO scissors, curved, bl./bl., 25cm, TC  |
| <b>ZA-004-526</b>           | METZENBAUM Schere, gerade, st./st., 25cm, TC<br>METZENBAUM scissors, straight, bl./bl., 25cm, TC           |
| <b>ZA-004-527</b>           | METZENBAUM Schere, gerade, st./st., 30cm, TC<br>METZENBAUM scissors, straight, bl./bl., 30cm, TC           |
| <b>ZA-004-528</b>           | METZENBAUM Schere, gebogen, st./st., 25cm, TC<br>METZENBAUM scissors, curved, bl./bl., 25cm, TC            |
| <b>ZA-004-529</b>           | METZENBAUM Schere, gebogen, st./st., 30cm, TC<br>METZENBAUM scissors, curved, bl./bl., 30cm, TC            |
| <b>ZA-004-530</b>           | MAYO Schere, gerade, st./st., 19cm<br>MAYO scissors, straight, bl./bl., 19cm                               |
| <b>ZA-004-532</b>           | MAYO Schere, gerade, st./st., 30cm<br>MAYO scissors, straight, bl./bl., 30cm                               |
| <b>ZA-004-531</b>           | MAYO Schere, gebogen, st./st., 19cm<br>MAYO scissors, curved, bl./bl., 19cm                                |
| <b>ZA-004-533</b>           | MAYO Schere, gebogen, st./st., 30cm<br>MAYO scissors, curved, bl./bl., 30cm                                |
| <b>ZA-004-534</b>           | MAYO Schere, gerade, st./st., 20cm, TC<br>MAYO scissors, straight, bl./bl., 20cm, TC                       |
| <b>ZA-004-535</b>           | MAYO Schere, gebogen, st./st., 20cm, TC<br>MAYO scissors, curved, bl./bl., 20cm, TC                        |





**ZA-001-848**  
bis / to  
**ZA-001-858**



**ZA-001-649**  
bis / to  
**ZA-001-721**



**ZA-001-844**  
bis / to  
**ZA-001-858**



**ZA-001-677**  
bis / to  
**ZA-001-682**



**ZA-001-862**  
bis / to  
**ZA-001-874**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZA-001-649</b>           | METZENBAUM Präparierschere, gerade, st./st., 14.5cm<br>METZENBAUM dissecting scissors, straight, bl./bl., 14.5cm                                      |
| <b>ZA-001-651</b>           | METZENBAUM Präparierschere, gebogen, st./st., 14.5cm<br>METZENBAUM dissecting scissors, curved, bl./bl., 14.5cm                                       |
| <b>ZA-004-720</b>           | METZENBAUM Präparierschere, gebogen, st./st., 18cm<br>METZENBAUM dissecting scissors, curved, bl./bl., 18cm                                           |
| <b>ZA-004-721</b>           | METZENBAUM Präparierschere, gebogen, st./st., 20cm<br>METZENBAUM dissecting scissors, curved, bl./bl., 20cm                                           |
| <b>ZA-001-848</b>           | METZENBAUM Präparierschere, gerade, st./st., 18cm, TC<br>METZENBAUM dissecting scissors, straight, bl./bl., 18cm, TC                                  |
| <b>ZA-001-850</b>           | METZENBAUM Präparierschere, gerade, st./st., 20cm, TC<br>METZENBAUM dissecting scissors, straight, bl./bl., 20cm, TC                                  |
| <b>ZA-001-852</b>           | METZENBAUM Präparierschere, gerade, st./st., 23cm, TC<br>METZENBAUM dissecting scissors, straight, bl./bl., 23cm, TC                                  |
| <b>ZA-001-844</b>           | METZENBAUM-FINO Präparierschere, gerade, st./st., 14.5cm, TC<br>METZENBAUM-FINO dissecting scissors, straight, bl./bl., 14.5cm, TC                    |
| <b>ZA-001-846</b>           | METZENBAUM-FINO Präparierschere, gebogen, st./st., 14.5cm, TC<br>METZENBAUM-FINO dissecting scissors, curved, bl./bl., 14.5cm, TC                     |
| <b>ZA-001-854</b>           | METZENBAUM-FINO Präparierschere, gebogen, st./st., 18cm, TC<br>METZENBAUM-FINO dissecting scissors, curved, bl./bl., 18cm, TC                         |
| <b>ZA-001-856</b>           | METZENBAUM-FINO Präparierschere, gebogen, st./st., 20.5cm, TC<br>METZENBAUM-FINO dissecting scissors, curved, bl./bl., 20.5cm, TC                     |
| <b>ZA-001-858</b>           | METZENBAUM-FINO Präparierschere, gebogen, st./st., 23cm, TC<br>METZENBAUM-FINO dissecting scissors, curved, bl./bl., 23cm, TC                         |
| <b>ZA-001-677</b>           | METZENBAUM-FINO Präparierschere, gerade, schlank, st./st., 14.5cm<br>METZENBAUM-FINO dissecting scissors, straight, delicate, bl./bl., 14.5cm         |
| <b>ZA-001-681</b>           | METZENBAUM-FINO Präparierschere, gerade, schlank, st./st., 18cm<br>METZENBAUM-FINO dissecting scissors, straight, delicate, bl./bl., 18cm             |
| <b>ZA-001-678</b>           | METZENBAUM-FINO Präparierschere, gebogen, schlank, st./st., 14.5cm<br>METZENBAUM-FINO dissecting scissors, curved, delicate, bl./bl., 14.5cm          |
| <b>ZA-001-682</b>           | METZENBAUM-FINO Präparierschere, gebogen, schlank, st./st., 18cm<br>METZENBAUM-FINO dissecting scissors, curved, delicate, bl./bl., 18cm              |
| <b>ZA-001-862</b>           | METZENBAUM-FINO Präparierschere, gerade, schlank, st./st., 14.5cm, TC<br>METZENBAUM-FINO dissecting scissors, straight, delicate, bl./bl., 14.5cm, TC |
| <b>ZA-001-868</b>           | METZENBAUM-FINO Präparierschere, gerade, schlank, st./st., 18cm, TC<br>METZENBAUM-FINO dissecting scissors, straight, delicate, bl./bl., 18cm, TC     |
| <b>ZA-001-864</b>           | METZENBAUM-FINO Präparierschere, gebogen, schlank, st./st., 14.5cm, TC<br>METZENBAUM-FINO dissecting scissors, curved, delicate, bl./bl., 14.5cm, TC  |
| <b>ZA-001-872</b>           | METZENBAUM-FINO Präparierschere, gebogen, schlank, st./st., 18cm, TC<br>METZENBAUM-FINO dissecting scissors, curved, delicate, bl./bl., 18cm, TC      |
| <b>ZA-001-874</b>           | METZENBAUM-FINO Präparierschere, gebogen, schlank, st./st., 20.5cm, TC<br>METZENBAUM-FINO dissecting scissors, curved, delicate, bl./bl., 20.5cm, TC  |



**ZA-004-544 /  
ZA-004-545**



**ZA-001-683 /  
ZA-001-684**



**ZA-001-860 /  
ZA-001-861**



**ZA-001-691 /  
ZA-001-692**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZA-001-683</b>           | LEXER Präparierschere, gerade, fein, 16cm<br><i>LEXER dissecting scissors, straight, delicate, 16cm</i>         |
| <b>ZA-001-684</b>           | LEXER Präparierschere, gebogen, fein, 16cm<br><i>LEXER dissecting scissors, curved, delicate, 16cm</i>          |
| <b>ZA-001-860</b>           | LEXER Präparierschere, gerade, fein, 16cm, TC<br><i>LEXER dissecting scissors, straight, delicate, 16cm, TC</i> |
| <b>ZA-001-861</b>           | LEXER Präparierschere, gebogen, fein, 16cm, TC<br><i>LEXER dissecting scissors, curved, delicate, 16cm, TC</i>  |
| <b>ZA-004-544</b>           | REYNOLDS Präparierschere, gerade, 18cm<br><i>REYNOLDS dissecting scissors, straight, 18cm</i>                   |
| <b>ZA-004-545</b>           | REYNOLDS Präparierschere, gebogen, 18cm<br><i>REYNOLDS dissecting scissors, curved, 18cm</i>                    |
| <b>ZA-001-691</b>           | REYNOLDS Präparierschere, gerade, fein, 15cm<br><i>REYNOLDS dissecting scissors, straight, delicate, 15cm</i>   |
| <b>ZA-001-692</b>           | REYNOLDS Präparierschere, gebogen, fein, 15cm<br><i>REYNOLDS dissecting scissors, curved, delicate, 15cm</i>    |





**ZA-004-523 /**  
**ZA-004-524**



**ZA-004-525**



**ZA-001-807 /**  
**ZA-001-808**



**ZA-001-742**  
bis / to  
**ZA-001-749**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZA-001-742</b>           | STEVENS Gefäß- und Sehnenschere, gerade, spitz, 10.5cm<br>STEVENS vascular and tenotomy scissors, straight, sharp, 10.5cm  |
| <b>ZA-001-743</b>           | STEVENS Gefäß- und Sehnenschere, gerade, spitz, 11.5cm<br>STEVENS vascular and tenotomy scissors, straight, sharp, 11.5cm  |
| <b>ZA-001-744</b>           | STEVENS Gefäß- und Sehnenschere, gebogen, spitz, 10.5cm<br>STEVENS vascular and tenotomy scissors, curved, sharp, 10.5cm   |
| <b>ZA-001-745</b>           | STEVENS Gefäß- und Sehnenschere, gebogen, spitz, 11.5cm<br>STEVENS vascular and tenotomy scissors, curved, sharp, 11.5cm   |
| <b>ZA-001-746</b>           | STEVENS Gefäß- und Sehnenschere, gerade, stumpf, 10.5cm<br>STEVENS vascular and tenotomy scissors, straight, blunt, 10.5cm |
| <b>ZA-001-747</b>           | STEVENS Gefäß- und Sehnenschere, gerade, stumpf, 11.5cm<br>STEVENS vascular and tenotomy scissors, straight, blunt, 11.5cm |
| <b>ZA-001-748</b>           | STEVENS Gefäß- und Sehnenschere, gebogen, stumpf, 10.5cm<br>STEVENS vascular and tenotomy scissors, curved, blunt, 10.5cm  |
| <b>ZA-001-749</b>           | STEVENS Gefäß- und Sehnenschere, gebogen, stumpf, 11.5cm<br>STEVENS vascular and tenotomy scissors, curved, blunt, 11.5cm  |
| <b>ZA-001-807</b>           | WESTCOTT Sehnenschere, gebogen, spitz, 11cm<br>WESTCOTT tenotomy scissors, curved, sharp, 11cm                             |
| <b>ZA-001-808</b>           | WESTCOTT Sehnenschere, gebogen, stumpf, 11cm<br>WESTCOTT tenotomy scissors, curved, blunt, 11cm                            |
| <b>ZA-004-523</b>           | TÖNIS-ADSON Gefäßschere, gerade, st./st., 18cm<br>TÖNIS-ADSON vascular scissors, straight, bl./bl., 18cm                   |
| <b>ZA-004-524</b>           | TÖNIS-ADSON Gefäßschere, gebogen, st./st., 18cm<br>TÖNIS-ADSON vascular scissors, curved, bl./bl., 18cm                    |
| <b>ZA-004-525</b>           | TÖNIS-ADSON Gefäßschere, gebogen, st./st., 18cm, TC<br>TÖNIS-ADSON vascular scissors, curved, bl./bl., 18cm, TC            |



**ZA-004-547**



**ZA-001-738 /  
ZA-001-740**



**ZA-001-739 /  
ZA-001-741**



**ZA-001-750  
bis / to  
ZA-001-752**


| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZA-001-738</b>           | Strabismus Schere, gerade, st./st., 11.5cm<br><i>Strabismus scissors, straight, bl./bl., 11.5cm</i>         |
| <b>ZA-001-740</b>           | Strabismus Schere, gebogen, st./st., 11.5cm<br><i>Strabismus scissors, curved, bl./bl., 11.5cm</i>          |
| <b>ZA-001-739</b>           | Strabismus Schere, gerade, st./st., 11.5cm, TC<br><i>Strabismus scissors, straight, bl./bl., 11.5cm, TC</i> |
| <b>ZA-001-741</b>           | Strabismus Schere, gebogen, st./st., 11.5cm, TC<br><i>Strabismus scissors, curved, bl./bl., 11.5cm, TC</i>  |
| <b>ZA-001-750</b>           | SPENCER Ligaturschere, 9cm<br><i>SPENCER ligature scissors, 9cm</i>                                         |
| <b>ZA-001-751</b>           | SPENCER Ligaturschere, 10.5cm<br><i>SPENCER ligature scissors, 10.5cm</i>                                   |
| <b>ZA-001-752</b>           | SPENCER Ligaturschere, 12cm<br><i>SPENCER ligature scissors, 12cm</i>                                       |
| <b>ZA-004-547</b>           | LITTLER Ligaturschere, gebogen, 14cm<br><i>LITTLER ligature scissors, curved, 14cm</i>                      |



**ZA-001-707**



**ZA-004-548**



**ZA-001-800**



**ZA-004-549**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZA-004-548</b>           | PRINCE Nasenschere, gebogen, 17.5cm<br><i>PRINCE nasal scissors, curved, 17.5cm</i>        |
| <b>ZA-001-707</b>           | BÖTTCHER Tonsillenschere, gebogen, 18cm<br><i>BÖTTCHER tonsil scissors, curved, 18cm</i>   |
| <b>ZA-001-800</b>           | DEAN Tonsillenschere, gezahnt, 17cm, TC<br><i>DEAN tonsil scissors, serrated, 17cm, TC</i> |
| <b>ZA-004-549</b>           | DEAN Tonsillenschere, abgwinkelt, 17cm<br><i>DEAN tonsil scissors, angled, 17cm</i>        |



**ZA-001-730**  
bis / to  
**ZA-001-736**



**ZA-004-536**  
bis / to  
**ZA-001-541**



**ZA-001-733 /**  
**ZA-001-737**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                          |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZA-001-730</b>           | IRIS Schere, gerade, sp./sp., 9cm<br><i>IRIS scissors, straight, sh./sh., 9cm</i>                   |
| <b>ZA-001-731</b>           | IRIS Schere, gerade, sp./sp., 10.5cm<br><i>IRIS scissors, straight, sh./sh., 10.5cm</i>             |
| <b>ZA-001-732</b>           | IRIS Schere, gerade, sp./sp., 11.5cm<br><i>IRIS scissors, straight, sh./sh., 11.5cm</i>             |
| <b>ZA-001-734</b>           | IRIS Schere, gebogen, sp./sp., 9cm<br><i>IRIS scissors, curved, sh./sh., 9cm</i>                    |
| <b>ZA-001-735</b>           | IRIS Schere, gebogen, sp./sp., 10.5cm<br><i>IRIS scissors, curved, sh./sh., 10.5cm</i>              |
| <b>ZA-001-736</b>           | IRIS Schere, gebogen, sp./sp., 11.5cm<br><i>IRIS scissors, curved, sh./sh., 11.5cm</i>              |
| <b>ZA-001-733</b>           | IRIS Schere gerade, sp./sp., 11.5cm, TC<br><i>IRIS scissors, straight, sh./sh., 11.5cm, TC</i>      |
| <b>ZA-001-737</b>           | IRIS Schere gebogen, sp./sp., 11.5cm, TC<br><i>IRIS scissors, curved, sh./sh., 11.5cm, TC</i>       |
| <b>ZA-004-540</b>           | IRIS Schere, fein, gerade, sp./sp., 9.5cm<br><i>IRIS scissors, fine, straight, sh./sh., 9.5cm</i>   |
| <b>ZA-004-536</b>           | IRIS Schere, fein, gerade, sp./sp., 10.5cm<br><i>IRIS scissors, fine, straight, sh./sh., 10.5cm</i> |
| <b>ZA-004-537</b>           | IRIS Schere, fein, gerade, sp./sp., 11.5cm<br><i>IRIS scissors, fine, straight, sh./sh., 11.5cm</i> |
| <b>ZA-004-541</b>           | IRIS Schere, fein, gebogen, sp./sp., 9cm<br><i>IRIS scissors, fine, curved, sh./sh., 9cm</i>        |
| <b>ZA-004-538</b>           | IRIS Schere, fein, gebogen, sp./sp., 10.5cm<br><i>IRIS scissors, fine, curved, sh./sh., 10.5cm</i>  |
| <b>ZA-004-539</b>           | IRIS Schere, fein, gebogen, sp./sp., 11.5cm<br><i>IRIS scissors, fine, curved, sh./sh., 11.5cm</i>  |



**ZA-004-490**  
bis / to  
**ZA-004-495**



**ZA-004-414**  
bis / to  
**ZA-004-417**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZA-004-414</b>           | IRIS Mikro-Schere, gerade, sp./sp., 10mm Blatt, 12cm<br><i>IRIS micro scissors, straight, sh./sh., 10mm blade, 12cm</i>                                                                                 |
| <b>ZA-004-415</b>           | IRIS Mikro-Schere, gebogen, sp./sp., 10mm Blatt, 12cm<br><i>IRIS micro scissors, curved, sh./sh., 10mm blade, 12cm</i>                                                                                  |
| <b>ZA-004-416</b>           | VANNAS Mikro-Schere, gerade, sp./sp., 10mm Blatt, 8cm<br><i>VANNAS micro scissors, straight, sh./sh., 10mm blade, 8cm</i>                                                                               |
| <b>ZA-004-417</b>           | VANNAS Mikro-Schere, gebogen, sp./sp., 10mm Blatt, 8cm<br><i>VANNAS micro scissors, curved, sh./sh., 10mm blade, 8cm</i>                                                                                |
| <b>ZA-004-490</b>           | Mikro-Federschere, glatt, spitz, gerade, ohne Sperre, 14.5cm<br><i>Micro scissors, smooth, sharp, straight, without ratchet, 14.5cm</i>                                                                 |
| <b>ZA-004-491</b>           | Mikro-Federschere, glatt, spitz, gebogen, ohne Sperre, 14.5cm<br><i>Micro scissors, smooth, sharp, curved, without ratchet, 14.5cm</i>                                                                  |
| <b>ZA-004-492</b>           | Mikro-Federschere, breiter Griff, glatt, spitz, gerade, ohne Sperre, 14.5cm<br><i>Micro scissors, wide flat handle, smooth, sharp, straight, without ratchet, 14.5cm</i>                                |
| <b>ZA-004-493</b>           | Mikro-Federschere, breiter Griff, glatt, spitz, gebogen, ohne Sperre, 14.5cm<br><i>Micro scissors, wide flat handle, smooth, sharp, curved, without ratchet, 14.5cm</i>                                 |
| <b>ZA-004-494</b>           | Mikro-Federschere, breiter Griff, VANNAS Schneide, glatt, spitz, gerade, ohne Sperre, 14.5cm<br><i>Micro scissors, wide flat handle, VANNAS blade, smooth, sharp, straight, without ratchet, 14.5cm</i> |
| <b>ZA-004-495</b>           | Mikro-Federschere, breiter Griff, VANNAS Schneide, glatt, spitz, gebogen, ohne Sperre, 14.5cm<br><i>Micro scissors, wide flat handle, VANNAS blade, smooth, sharp, curved, without ratchet, 14.5cm</i>  |



**ZA-004-496 /**  
**ZA-001-497**



**ZA-004-498 /**  
**ZA-001-499**



**ZA-001-500**



**ZA-004-501**  
bis / to  
**ZA-001-506**



**ZA-004-507**  
bis / to  
**ZA-001-512**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZA-004-496</b>           | JACOBSEN Federschere, bajonett, glatt, spitz, gerade, ohne Sperre, 18cm<br><i>JACOBSEN scissors, bayonet, smooth, sharp, straight, without ratchet, 18cm</i>                                                |
| <b>ZA-004-497</b>           | JACOBSEN Federschere, bajonett, glatt, spitz, gebogen, ohne Sperre, 18cm<br><i>JACOBSEN scissors, bayonet, smooth, sharp, curved, without ratchet, 18cm</i>                                                 |
| <b>ZA-004-498</b>           | JACOBSEN Federschere, bajonett, VANNAS Schneide, glatt, spitz, gerade, ohne Sperre, 18cm<br><i>JACOBSEN scissors, bayonet, VANNAS blade, smooth, sharp, straight, without ratchet, 18cm</i>                 |
| <b>ZA-004-499</b>           | JACOBSEN Federschere, bajonett, VANNAS Schneide, glatt, spitz, gebogen, ohne Sperre, 18cm<br><i>JACOBSEN scissors, bayonet, VANNAS blade, smooth, sharp, curved, without ratchet, 18cm</i>                  |
| <b>ZA-004-500</b>           | JACOBSEN Federschere, bajonett, VANNAS Schneide, glatt, spitz, 45° gewinkelt, ohne Sperre, 18cm<br><i>JACOBSEN scissors, bayonet, VANNAS blade, smooth, sharp, 45° angled, without ratchet, 18cm</i>        |
| <b>ZA-004-501</b>           | YASARGIL Mikro-Federschere, bajonett, glatt, spitz, gerade, ohne Sperre, 18cm<br><i>YASARGIL micro scissors, bayonet, smooth, sharp, straight, without ratchet, 18cm</i>                                    |
| <b>ZA-004-503</b>           | YASARGIL Mikro-Federschere, bajonett, glatt, spitz, gerade, ohne Sperre, 20cm<br><i>YASARGIL micro scissors, bayonet, smooth, sharp, straight, without ratchet, 20cm</i>                                    |
| <b>ZA-004-505</b>           | YASARGIL Mikro-Federschere, bajonett, glatt, spitz, gerade, ohne Sperre, 22.5cm<br><i>YASARGIL micro scissors, bayonet, smooth, sharp, straight, without ratchet, 22.5cm</i>                                |
| <b>ZA-004-502</b>           | YASARGIL Mikro-Federschere, bajonett, glatt, spitz, gebogen, ohne Sperre, 18cm<br><i>YASARGIL micro scissors, bayonet, smooth, sharp, curved, without ratchet, 18cm</i>                                     |
| <b>ZA-004-504</b>           | YASARGIL Mikro-Federschere, bajonett, glatt, spitz, gebogen, ohne Sperre, 20cm<br><i>YASARGIL micro scissors, bayonet, smooth, sharp, curved, without ratchet, 20cm</i>                                     |
| <b>ZA-004-506</b>           | YASARGIL Mikro-Federschere, bajonett, glatt, spitz, gebogen, ohne Sperre, 22.5cm<br><i>YASARGIL micro scissors, bayonet, smooth, sharp, curved, without ratchet, 22.5cm</i>                                 |
| <b>ZA-004-507</b>           | YASARGIL Mikro-Federschere, bajonett, VANNAS Schneide, glatt, spitz, gerade, ohne Sperre, 18cm<br><i>YASARGIL micro scissors, bayonet, VANNAS blade, smooth, sharp, straight, without ratchet, 18cm</i>     |
| <b>ZA-004-509</b>           | YASARGIL Mikro-Federschere, bajonett, VANNAS Schneide, glatt, spitz, gerade, ohne Sperre, 20cm<br><i>YASARGIL micro scissors, bayonet, VANNAS blade, smooth, sharp, straight, without ratchet, 20cm</i>     |
| <b>ZA-004-511</b>           | YASARGIL Mikro-Federschere, bajonett, VANNAS Schneide, glatt, spitz, gerade, ohne Sperre, 22.5cm<br><i>YASARGIL micro scissors, bayonet, VANNAS blade, smooth, sharp, straight, without ratchet, 22.5cm</i> |
| <b>ZA-004-508</b>           | YASARGIL Mikro-Federschere, bajonett, VANNAS Schneide, glatt, spitz, gebogen, ohne Sperre, 18cm<br><i>YASARGIL micro scissors, bayonet, VANNAS blade, smooth, sharp, curved, without ratchet, 18cm</i>      |
| <b>ZA-004-510</b>           | YASARGIL Mikro-Federschere, bajonett, VANNAS Schneide, glatt, spitz, gebogen, ohne Sperre, 20cm<br><i>YASARGIL micro scissors, bayonet, VANNAS blade, smooth, sharp, curved, without ratchet, 20cm</i>      |
| <b>ZA-004-512</b>           | YASARGIL Mikro-Federschere, bajonett, VANNAS Schneide, glatt, spitz, gebogen, ohne Sperre, 22.5cm<br><i>YASARGIL micro scissors, bayonet, VANNAS blade, smooth, sharp, curved, without ratchet, 22.5cm</i>  |



**ZA-004-659**  
bis / to  
**ZA-004-662**



**ZA-004-655**  
bis / to  
**ZA-004-658**



**ZA-004-649**  
bis / to  
**ZA-004-654**



**ZA-004-649**  
bis / to  
**ZA-004-662**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZA-004-649</b>           | YASARGIL Mikro-Federschere, bajonett, glatt, spitz, gerade, ohne Sperre, 16cm<br>YASARGIL micro scissors, bayonett, smooth, sharp, straight, without ratchet, 16cm                                       |
| <b>ZA-004-650</b>           | YASARGIL Mikro-Federschere, bajonett, glatt, spitz, gerade, ohne Sperre, 18cm<br>YASARGIL micro scissors, bayonett, smooth, sharp, straight, without ratchet, 18cm                                       |
| <b>ZA-004-692</b>           | YASARGIL Mikro-Federschere, bajonett, glatt, spitz, gerade, ohne Sperre, 22.5cm<br>YASARGIL micro scissors, bayonett, smooth, sharp, straight, without ratchet, 22.5cm                                   |
| <b>ZA-004-651</b>           | YASARGIL Mikro-Federschere, bajonett, glatt, spitz, gebogen, ohne Sperre, 16cm<br>YASARGIL micro scissors, bayonett, smooth, sharp, curved, without ratchet, 16cm                                        |
| <b>ZA-004-652</b>           | YASARGIL Mikro-Federschere, bajonett, glatt, spitz, gebogen, ohne Sperre, 18cm<br>YASARGIL micro scissors, bayonett, smooth, sharp, curved, without ratchet, 18cm                                        |
| <b>ZA-004-653</b>           | YASARGIL Mikro-Federschere, bajonett, glatt, spitz, gebogen, ohne Sperre, 20cm<br>YASARGIL micro scissors, bayonett, smooth, sharp, curved, without ratchet, 20cm                                        |
| <b>ZA-004-654</b>           | YASARGIL Mikro-Federschere, bajonett, glatt, spitz, gebogen, ohne Sperre, 22.5cm<br>YASARGIL micro scissors, bayonett, smooth, sharp, curved, without ratchet, 22.5cm                                    |
| <b>ZA-004-655</b>           | YASARGIL Mikro-Federschere mit Knopf, bajonett, glatt, spitz, gebogen, ohne Sperre, 16cm<br>YASARGIL micro scissors with probe pointed blade, bayonett, smooth, sharp, curved, without ratchet, 16cm     |
| <b>ZA-004-656</b>           | YASARGIL Mikro-Federschere mit Knopf, bajonett, glatt, spitz, gebogen, ohne Sperre, 18cm<br>YASARGIL micro scissors with probe pointed blade, bayonett, smooth, sharp, curved, without ratchet, 18cm     |
| <b>ZA-004-657</b>           | YASARGIL Mikro-Federschere mit Knopf, bajonett, glatt, spitz, gebogen, ohne Sperre, 20cm<br>YASARGIL micro scissors with probe pointed blade, bayonett, smooth, sharp, curved, without ratchet, 20cm     |
| <b>ZA-004-658</b>           | YASARGIL Mikro-Federschere mit Knopf, bajonett, glatt, spitz, gebogen, ohne Sperre, 22.5cm<br>YASARGIL micro scissors with probe pointed blade, bayonett, smooth, sharp, curved, without ratchet, 22.5cm |
| <b>ZA-004-659</b>           | YASARGIL Mikro-Federschere, bajonett, glatt, spitz, 125° gebogen, ohne Sperre, 16cm<br>YASARGIL micro scissors, bayonett, smooth, sharp, 125° curved, without ratchet, 16cm                              |
| <b>ZA-004-660</b>           | YASARGIL Mikro-Federschere, bajonett, glatt, spitz, 125° gebogen, ohne Sperre, 18cm<br>YASARGIL micro scissors, bayonett, smooth, sharp, 125° curved, without ratchet, 18cm                              |
| <b>ZA-004-661</b>           | YASARGIL Mikro-Federschere, bajonett, glatt, spitz, 125° gebogen, ohne Sperre, 20cm<br>YASARGIL micro scissors, bayonett, smooth, sharp, 125° curved, without ratchet, 20cm                              |
| <b>ZA-004-662</b>           | YASARGIL Mikro-Federschere, bajonett, glatt, spitz, 125° gebogen, ohne Sperre, 22.5cm<br>YASARGIL micro scissors, bayonett, smooth, sharp, 125° curved, without ratchet, 22.5cm                          |



| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZA-004-664</b>           | YASARGIL Präparier-Mikro-Federschere, bajonett, glatt, gerade, ohne Sperre, 16.5cm<br>YASARGIL dissecting micro scissors, bayonett, smooth, straight, without ratchet, 16.5cm |
| <b>ZA-004-665</b>           | YASARGIL Präparier-Mikro-Federschere, bajonett, glatt, gerade, ohne Sperre, 18cm<br>YASARGIL dissecting micro scissors, bayonett, smooth, straight, without ratchet, 18cm     |
| <b>ZA-004-666</b>           | YASARGIL Präparier-Mikro-Federschere, bajonett, glatt, gerade, ohne Sperre, 20cm<br>YASARGIL dissecting micro scissors, bayonett, smooth, straight, without ratchet, 20cm     |
| <b>ZA-004-667</b>           | YASARGIL Präparier-Mikro-Federschere, bajonett, glatt, gerade, ohne Sperre, 22.5cm<br>YASARGIL dissecting micro scissors, bayonett, smooth, straight, without ratchet, 22.5cm |
| <b>ZA-004-668</b>           | YASARGIL Präparier-Mikro-Federschere, bajonett, glatt, gebogen, ohne Sperre, 16.5cm<br>YASARGIL dissecting micro scissors, bayonett, smooth, curved, without ratchet, 16.5cm  |
| <b>ZA-004-669</b>           | IRIS Schere, gebogen, sp./sp., 11.5cm<br>IRIS scissors, curved, sh./sh., 11.5cm                                                                                               |
| <b>ZA-004-670</b>           | IRIS Schere gerade, sp./sp., 11.5cm, TC<br>IRIS scissors, straight, sh./sh., 11.5cm, TC                                                                                       |
| <b>ZA-004-671</b>           | IRIS Schere gebogen, sp./sp., 11.5cm, TC<br>IRIS scissors, curved, sh./sh., 11.5cm, TC                                                                                        |





**ZA-001-400**



**ZA-001-294**  
bis / to  
**ZA-001-302**



**ZA-001-385 /**  
**ZA-004-010**



**ZA-001-523**



**ZA-001-387 /**  
**ZA-004-011**



**ZA-001-401**  
bis / to  
**ZA-001-404**



**ZA-003-997**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZA-001-294</b>           | Standard anatomische Pinzette, gerade, 10.5cm<br><i>Standard dressing forceps, straight, 10.5cm</i>                |
| <b>ZA-001-295</b>           | Standard anatomische Pinzette, gerade, 11.5cm<br><i>Standard dressing forceps, straight, 11.5cm</i>                |
| <b>ZA-001-296</b>           | Standard anatomische Pinzette, gerade, 13cm<br><i>Standard dressing forceps, straight, 13cm</i>                    |
| <b>ZA-001-297</b>           | Standard anatomische Pinzette, gerade, 14.5cm<br><i>Standard dressing forceps, straight, 14.5cm</i>                |
| <b>ZA-001-298</b>           | Standard anatomische Pinzette, gerade, 16cm<br><i>Standard dressing forceps, straight, 16cm</i>                    |
| <b>ZA-001-299</b>           | Standard anatomische Pinzette, gerade, 18cm<br><i>Standard dressing forceps, straight, 18cm</i>                    |
| <b>ZA-001-300</b>           | Standard anatomische Pinzette, gerade, 20cm<br><i>Standard dressing forceps, straight, 20cm</i>                    |
| <b>ZA-001-301</b>           | Standard anatomische Pinzette, gerade, 25cm<br><i>Standard dressing forceps, straight, 25cm</i>                    |
| <b>ZA-001-302</b>           | Standard anatomische Pinzette, gerade, 30cm<br><i>Standard dressing forceps, straight, 30cm</i>                    |
| <b>ZA-001-385</b>           | ADSON anatomische Pinzette, fein, 12cm<br><i>ADSON dressing forceps, fine, 12cm</i>                                |
| <b>ZA-001-523</b>           | ADSON anatomische Pinzette, fein, 12cm, TC<br><i>ADSON dressing forceps, fine, 12cm, TC</i>                        |
| <b>ZA-004-010</b>           | ADSON anatomische Pinzette, 12cm<br><i>ADSON dressing forceps, 12cm</i>                                            |
| <b>ZA-001-387</b>           | MIKRO-ADSON anatomische Pinzette, 12cm<br><i>MICRO-ADSON dressing forceps, 12cm</i>                                |
| <b>ZA-004-011</b>           | MIKRO-ADSON anatomische Pinzette, sehr fein, 12cm<br><i>MICRO-ADSON dressing forceps, very fine, 12cm</i>          |
| <b>ZA-001-400</b>           | MCINDOE anatomische Pinzette, gerade, 15cm<br><i>MCINDOE dressing forceps, straight, 15cm</i>                      |
| <b>ZA-001-401</b>           | SEMKEN anatomische Pinzette, schlank, gerade, 12.5cm<br><i>SEMKEN dressing forceps, delicate, straight, 12.5cm</i> |
| <b>ZA-001-402</b>           | SEMKEN anatomische Pinzette, schlank, gerade, 15cm<br><i>SEMKEN dressing forceps, delicate, straight, 15cm</i>     |
| <b>ZA-001-403</b>           | SEMKEN anatomische Pinzette, schlank, gebogen, 12.5cm<br><i>SEMKEN dressing forceps, delicate, curved, 12.5cm</i>  |
| <b>ZA-001-404</b>           | SEMKEN anatomische Pinzette, schlank, gebogen, 15cm<br><i>SEMKEN dressing forceps, delicate, curved, 15cm</i>      |
| <b>ZA-003-997</b>           | Anatomische Pinzette, Standardmodell, gerade, 11.5cm<br><i>Dressing forceps, standard model, straight, 11.5cm</i>  |



**ZA-001-442**



**ZA-004-006**



**ZA-001-303**  
bis / to  
**ZA-001-311**



**ZA-001-389 /**  
**ZA-004-013**



**ZA-001-391**



**ZA-001-405**  
bis / to  
**ZA-001-408**



**ZA-001-524**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZA-001-303</b>           | Standard chirurgische Pinzette, gerade, 1x2 Zähne, 10.5cm<br><i>Standard dissecting forceps, straight, 1x2 teeth, 10.5cm</i>               |
| <b>ZA-001-304</b>           | Standard chirurgische Pinzette, gerade, 1x2 Zähne, 11.5cm<br><i>Standard dissecting forceps, straight, 1x2 teeth, 11.5cm</i>               |
| <b>ZA-001-305</b>           | Standard chirurgische Pinzette, gerade, 1x2 Zähne, 13cm<br><i>Standard dissecting forceps, straight, 1x2 teeth, 13cm</i>                   |
| <b>ZA-001-306</b>           | Standard chirurgische Pinzette, gerade, 1x2 Zähne, 14.5cm<br><i>Standard dissecting forceps, straight, 1x2 teeth, 14.5cm</i>               |
| <b>ZA-001-307</b>           | Standard chirurgische Pinzette, gerade, 1x2 Zähne, 16cm<br><i>Standard dissecting forceps, straight, 1x2 teeth, 16cm</i>                   |
| <b>ZA-001-308</b>           | Standard chirurgische Pinzette, gerade, 1x2 Zähne, 18cm<br><i>Standard dissecting forceps, straight, 1x2 teeth, 18cm</i>                   |
| <b>ZA-001-309</b>           | Standard chirurgische Pinzette, gerade, 1x2 Zähne, 20cm<br><i>Standard dissecting forceps, straight, 1x2 teeth, 20cm</i>                   |
| <b>ZA-001-310</b>           | Standard chirurgische Pinzette, gerade, 1x2 Zähne, gerade, 25cm<br><i>Standard dissecting forceps, straight, 1x2 teeth, 25cm</i>           |
| <b>ZA-001-311</b>           | Standard chirurgische Pinzette, gerade, 1x2 Zähne, 30cm<br><i>Standard dissecting forceps, straight, 1x2 teeth, 30cm</i>                   |
| <b>ZA-001-389</b>           | ADSON chirurgische Pinzette, 1x2 Zähne, 12cm<br><i>ADSON dissecting forceps, 1x2 teeth, 12cm</i>                                           |
| <b>ZA-004-013</b>           | ADSON chirurgische Pinzette, sehr fein, 1x2 Zähne, 12cm<br><i>ADSON dissecting forceps, very fine, 1x2 teeth, 12cm</i>                     |
| <b>ZA-001-524</b>           | ADSON chirurgische Pinzette, 1x2 Zähne, 12cm, TC<br><i>ADSON dissecting forceps, 1x2 teeth, 12cm, TC</i>                                   |
| <b>ZA-001-391</b>           | MIKRO-ADSON chirurgische Pinzette, 1x2 Zähne, 12cm<br><i>MICRO-ADSON dissecting forceps, 1x2 teeth, 12cm</i>                               |
| <b>ZA-001-405</b>           | SEMKEN chirurgische Pinzette, gerade, 1x2 Zähne, 12.5cm<br><i>SEMKEN dissecting forceps, straight, 1x2 teeth, 12.5cm</i>                   |
| <b>ZA-001-406</b>           | SEMKEN chirurgische Pinzette, gerade, 1x2 Zähne, 15cm<br><i>SEMKEN dissecting forceps, straight, 1x2 teeth, 15cm</i>                       |
| <b>ZA-001-407</b>           | SEMKEN chirurgische Pinzette, gebogen, 1x2 Zähne, 12.5cm<br><i>SEMKEN dissecting forceps, curved, 1x2 teeth, 12.5cm</i>                    |
| <b>ZA-001-408</b>           | SEMKEN chirurgische Pinzette, gebogen, 1x2 Zähne, 15cm<br><i>SEMKEN dissecting forceps, curved, 1x2 teeth, 15cm</i>                        |
| <b>ZA-001-442</b>           | GILLIES chirurgische Pinzette, 1x2 Zähne, 15cm<br><i>GILLIES dissecting forceps, 1x2 teeth, 15cm</i>                                       |
| <b>ZA-004-006</b>           | Chirurgische Pinzette, Standardmodell, 1x2 Zähne, gerade, 14.5cm<br><i>Dissecting forceps, standard model, 1x2 teeth, straight, 14.5cm</i> |



**ZA-001-503**



**ZA-004-316**



**ZA-001-457 /  
ZA-001-462**



**ZA-004-381**



**ZA-001-492 /  
ZA-001-493**



**ZA-001-495 /  
ZA-001-497**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                       |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZA-001-457</b>           | Uhrmacher-Pinzette, spitz, gerade, 11cm<br><i>Jeweler type forceps, pointed, straight, 11cm</i>                                  |
| <b>ZA-001-462</b>           | Uhrmacher-Pinzette, spitz, gebogen, 11cm<br><i>Jeweler type forceps, pointed, curved, 11cm</i>                                   |
| <b>ZA-001-492</b>           | GRAEFFE Irispinzette, anatomisch, gerade, 0.7mm, 10cm<br><i>GRAEFFE iris dressing forceps, straight, 0.7mm, 10cm</i>             |
| <b>ZA-001-493</b>           | GRAEFFE Irispinzette, anatomisch, gebogen, 0.7mm, 10cm<br><i>GRAEFFE iris dressing forceps, curved, 0.7mm, 10cm</i>              |
| <b>ZA-001-495</b>           | GRAEFFE Irispinzette, 1x2 Zähne, gerade, 0.7mm, 10cm<br><i>GRAEFFE iris dissecting forceps, 1x2 teeth, straight, 0.7mm, 10cm</i> |
| <b>ZA-001-497</b>           | GRAEFFE Irispinzette, 1x2 Zähne, gebogen, 0.7mm, 10cm<br><i>GRAEFFE iris dissecting forceps, 1x2 teeth, curved, 0.7mm, 10cm</i>  |
| <b>ZA-001-503</b>           | DEBAKEY atraumatische Pinzette, 1.5mm breit, 16cm<br><i>DEBAKEY atrauma forceps, 1.5mm wide, 16cm</i>                            |
| <b>ZA-004-316</b>           | ADSON-BROWN atraumatische Pinzette, 1.5mm breit, 12cm<br><i>ADSON-BROWN atrauma forceps, 1.5mm wide, 12cm</i>                    |
| <b>ZA-001-381</b>           | COTTLE Columellapinzette, 10.5cm<br><i>COTTLE columella forceps, 10.5cm</i>                                                      |



**ZA-001-487 /  
ZA-001-491**



**ZA-001-486 /  
ZA-004-364 /  
ZA-004-365 /  
ZA-004-552**



**ZA-001-488**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                   |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZA-001-486</b>           | TROELTSCH Ohrpinzette, anatomisch, fein, 12cm<br><i>TROELTSCH ear dressing forceps, delicate, 12cm</i>                                       |
| <b>ZA-001-487</b>           | LUCAE Ohrpinzette, anatomisch, bajonettförmig, 14cm<br><i>LUCAE ear dressing forceps, bayonett shape, 14cm</i>                               |
| <b>ZA-001-488</b>           | JANSEN Ohrpinzette, anatomisch, bajonettförmig, 16cm<br><i>JANSEN ear dressing forceps, bayonett shape, 16cm</i>                             |
| <b>ZA-001-491</b>           | GRUENWALD (JANSEN) Nasenpinzette, anatomisch, bajonettförmig, 20cm<br><i>GRUENWALD (JANSEN) nasal dressing forceps, bayonett shape, 20cm</i> |
| <b>ZA-004-364</b>           | TROELTSCH Nasenpinzette, kniegebogen, anatomisch, 15cm<br><i>TROELTSCH nasal dressing forceps, angular, 15cm</i>                             |
| <b>ZA-004-365</b>           | TROELTSCH Nasenpinzette, kniegebogen, anatomisch, 17cm<br><i>TROELTSCH nasal dressing forceps, angular, 17cm</i>                             |
| <b>ZA-004-552</b>           | TROELTSCH Nasenpinzette, kniegebogen, 1x2 Zähne, 13cm<br><i>TROELTSCH nasal forceps, angular, 1x2 teeth, 13cm</i>                            |



**ZA-004-691**



**ZA-004-680**  
bis / to  
**ZA-004-690**



**ZA-004-272**



**ZA-004-014**



**ZA-004-327**



**ZA-004-382**



**ZA-004-383**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZA-004-014</b>           | ADSON-BROWN Pinzette, 7x7 Zähne, 12cm<br>ADSON-BROWN forceps, 7x7 teeth, 12cm                                                                                                  |
| <b>ZA-004-272</b>           | COTTLE Pinzette, bajonettförmig, Fixierschraube, vorn gerieft, innen mit Zähnen, 15cm<br>COTTLE forceps, bayonett shaped, fixation screw, front serrated, inside toothed, 15cm |
| <b>ZA-004-327</b>           | DERLACKI Gehörknöchel Pinzette, 12cm<br>DERLACKI ossicle forceps, 12cm                                                                                                         |
| <b>ZA-004-382</b>           | GRAEFKE Fixierpinzette, 7x8 Zähne, 11cm<br>GRAEFKE fixation forceps, 7x8 teeth, 11cm                                                                                           |
| <b>ZA-004-383</b>           | CASTROVIEJO Fadenpinzette, 1x2 Zähne, sehr fein, 0.12mm, 10.5cm<br>CASTROVIEJO suture forceps, 1x2 teeth, very delicate, 0.12mm, 10.5cm                                        |
| <b>ZA-004-680</b>           | YASARGIL Mikropinzette, bajonettförmig, Spitze 0.6mm, 16cm<br>YASARGIL micro forceps, bayonett shape, tip 0.6mm, 16cm                                                          |
| <b>ZA-004-681</b>           | YASARGIL Mikropinzette, bajonettförmig, Spitze 0.6mm, 18cm<br>YASARGIL micro forceps, bayonett shape, tip 0.6mm, 18cm                                                          |
| <b>ZA-004-682</b>           | YASARGIL Mikropinzette, bajonettförmig, Spitze 0.6mm, 20cm<br>YASARGIL micro forceps, bayonett shape, tip 0.6mm, 20cm                                                          |
| <b>ZA-004-683</b>           | YASARGIL Mikropinzette, bajonettförmig, Spitze 0.6mm, 22cm<br>YASARGIL micro forceps, bayonett shape, tip 0.6mm, 22cm                                                          |
| <b>ZA-004-684</b>           | YASARGIL Mikropinzette, bajonettförmig, Spitze 0.6mm, 24cm<br>YASARGIL micro forceps, bayonett shape, tip 0.6mm, 24cm                                                          |
| <b>ZA-004-685</b>           | YASARGIL Mikropinzette, bajonettförmig, Spitze 0.9mm, 16cm<br>YASARGIL micro forceps, bayonett shape, tip 0.9mm, 16cm                                                          |
| <b>ZA-004-686</b>           | YASARGIL Mikropinzette, bajonettförmig, Spitze 0.9mm, 18cm<br>YASARGIL micro forceps, bayonett shape, tip 0.9mm, 18cm                                                          |
| <b>ZA-004-687</b>           | YASARGIL Mikropinzette, bajonettförmig, Spitze 0.9mm, 20cm<br>YASARGIL micro forceps, bayonett shape, tip 0.9mm, 20cm                                                          |
| <b>ZA-004-688</b>           | YASARGIL Mikropinzette, bajonettförmig, Spitze 0.9mm, 22cm<br>YASARGIL micro forceps, bayonett shape, tip 0.9mm, 22cm                                                          |
| <b>ZA-004-689</b>           | YASARGIL Mikropinzette, bajonettförmig, Spitze 0.9mm, 24cm<br>YASARGIL micro forceps, bayonett shape, tip 0.9mm, 24cm                                                          |
| <b>ZA-004-690</b>           | YASARGIL Mikropinzette, bajonettförmig, 1x2 Zähne, 18cm<br>YASARGIL micro forceps, bayonett shape, 1x2 teeth, 18cm                                                             |
| <b>ZA-004-691</b>           | YASARGIL Mikropinzette, bajonettförmig, spitz, 22.5cm<br>YASARGIL micro forceps, bayonett shape, sharp, 22.5cm                                                                 |



**ZA-001-061**  
bis / to  
**ZA-001-064**



**ZA-001-069**  
bis / to  
**ZA-001-074**



**ZA-001-039**  
bis / to  
**ZA-001-045**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                             |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZA-001-039</b>           | HALSTED-MOSQUITO Arterienklemme, gerade, 12.5cm<br><i>HALSTED-MOSQUITO haemostatic forceps, straight, 12.5cm</i>                       |
| <b>ZA-001-041</b>           | HALSTED-MOSQUITO Arterienklemme, gebogen, 12.5cm<br><i>HALSTED-MOSQUITO haemostatic forceps, curved, 12.5cm</i>                        |
| <b>ZA-001-043</b>           | HALSTED-MOSQUITO Arterienklemme, gerade, 1x2 Zähne, 12.5cm<br><i>HALSTED-MOSQUITO haemostatic forceps, straight, 1x2 teeth, 12.5cm</i> |
| <b>ZA-001-045</b>           | HALSTED-MOSQUITO Arterienklemme, gebogen, 1x2 Zähne, 12.5cm<br><i>HALSTED-MOSQUITO haemostatic forceps, curved, 1x2 teeth, 12.5cm</i>  |
| <b>ZA-001-061</b>           | KELLY Arterienklemme, gerade, 14cm<br><i>KELLY haemostatic forceps, straight, 14cm</i>                                                 |
| <b>ZA-001-062</b>           | KELLY Arterienklemme, gebogen, 14cm<br><i>KELLY haemostatic forceps, curved, 14cm</i>                                                  |
| <b>ZA-001-063</b>           | KELLY-RANKIN Arterienklemme, gerade, 16cm<br><i>KELLY-RANKIN haemostatic forceps, straight, 16cm</i>                                   |
| <b>ZA-001-064</b>           | KELLY-RANKIN Arterienklemme, gebogen, 16cm<br><i>KELLY-RANKIN haemostatic forceps, curved, 16cm</i>                                    |
| <b>ZA-001-069</b>           | CRILE Arterienklemme, gerade, 14cm<br><i>CRILE haemostatic forceps, straight, 14cm</i>                                                 |
| <b>ZA-001-070</b>           | CRILE Arterienklemme, gebogen, 14cm<br><i>CRILE haemostatic forceps, curved, 14cm</i>                                                  |
| <b>ZA-001-073</b>           | CRILE-RANKIN Arterienklemme, gerade, 16cm<br><i>CRILE-RANKIN haemostatic forceps, straight, 16cm</i>                                   |
| <b>ZA-001-074</b>           | CRILE-RANKIN Arterienklemme, gebogen, 16cm<br><i>CRILE-RANKIN haemostatic forceps, curved, 16cm</i>                                    |



**ZA-001-075**  
bis / to  
**ZA-001-090**


| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                        |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZA-001-075</b>           | ROCHESTER-PEAN Arterienklemme, gerade, 14cm<br>ROCHESTER-PEAN haemostatic forceps, straight, 14cm |
| <b>ZA-001-076</b>           | ROCHESTER-PEAN Arterienklemme, gerade, 16cm<br>ROCHESTER-PEAN haemostatic forceps, straight, 16cm |
| <b>ZA-001-077</b>           | ROCHESTER-PEAN Arterienklemme, gerade, 18cm<br>ROCHESTER-PEAN haemostatic forceps, straight, 18cm |
| <b>ZA-001-078</b>           | ROCHESTER-PEAN Arterienklemme, gerade, 20cm<br>ROCHESTER-PEAN haemostatic forceps, straight, 20cm |
| <b>ZA-001-079</b>           | ROCHESTER-PEAN Arterienklemme, gerade, 22cm<br>ROCHESTER-PEAN haemostatic forceps, straight, 22cm |
| <b>ZA-001-080</b>           | ROCHESTER-PEAN Arterienklemme, gerade, 24cm<br>ROCHESTER-PEAN haemostatic forceps, straight, 24cm |
| <b>ZA-001-081</b>           | ROCHESTER-PEAN Arterienklemme, gerade, 26cm<br>ROCHESTER-PEAN haemostatic forceps, straight, 26cm |
| <b>ZA-001-082</b>           | ROCHESTER-PEAN Arterienklemme, gerade, 30cm<br>ROCHESTER-PEAN haemostatic forceps, straight, 30cm |
| <b>ZA-001-083</b>           | ROCHESTER-PEAN Arterienklemme, gebogen, 14cm<br>ROCHESTER-PEAN haemostatic forceps, curved, 14cm  |
| <b>ZA-001-084</b>           | ROCHESTER-PEAN Arterienklemme, gebogen, 16cm<br>ROCHESTER-PEAN haemostatic forceps, curved, 16cm  |
| <b>ZA-001-085</b>           | ROCHESTER-PEAN Arterienklemme, gebogen, 18cm<br>ROCHESTER-PEAN haemostatic forceps, curved, 18cm  |
| <b>ZA-001-086</b>           | ROCHESTER-PEAN Arterienklemme, gebogen, 20cm<br>ROCHESTER-PEAN haemostatic forceps, curved, 20cm  |
| <b>ZA-001-087</b>           | ROCHESTER-PEAN Arterienklemme, gebogen, 22cm<br>ROCHESTER-PEAN haemostatic forceps, curved, 22cm  |
| <b>ZA-001-088</b>           | ROCHESTER-PEAN Arterienklemme, gebogen, 24cm<br>ROCHESTER-PEAN haemostatic forceps, curved, 24cm  |
| <b>ZA-001-089</b>           | ROCHESTER-PEAN Arterienklemme, gebogen, 26cm<br>ROCHESTER-PEAN haemostatic forceps, curved, 26cm  |
| <b>ZA-001-090</b>           | ROCHESTER-PEAN Arterienklemme, gebogen, 30cm<br>ROCHESTER-PEAN haemostatic forceps, curved, 30cm  |



**ZA-001-091**  
bis / to  
**ZA-001-106**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZA-001-091</b>           | OCHSNER-KOCHER Arterienklemme, gerade, 1x2 Zähne, 14cm<br>OCHSNER-KOCHER haemostatic forceps, straight, 1x2 teeth, 14cm |
| <b>ZA-001-092</b>           | OCHSNER-KOCHER Arterienklemme, gerade, 1x2 Zähne, 16cm<br>OCHSNER-KOCHER haemostatic forceps, straight, 1x2 teeth, 16cm |
| <b>ZA-001-093</b>           | OCHSNER-KOCHER Arterienklemme, gerade, 1x2 Zähne, 18cm<br>OCHSNER-KOCHER haemostatic forceps, straight, 1x2 teeth, 18cm |
| <b>ZA-001-094</b>           | OCHSNER-KOCHER Arterienklemme, gerade, 1x2 Zähne, 20cm<br>OCHSNER-KOCHER haemostatic forceps, straight, 1x2 teeth, 20cm |
| <b>ZA-001-095</b>           | OCHSNER-KOCHER Arterienklemme, gerade, 1x2 Zähne, 22cm<br>OCHSNER-KOCHER haemostatic forceps, straight, 1x2 teeth, 22cm |
| <b>ZA-001-096</b>           | OCHSNER-KOCHER Arterienklemme, gerade, 1x2 Zähne, 24cm<br>OCHSNER-KOCHER haemostatic forceps, straight, 1x2 teeth, 24cm |
| <b>ZA-001-097</b>           | OCHSNER-KOCHER Arterienklemme, gerade, 1x2 Zähne, 26cm<br>OCHSNER-KOCHER haemostatic forceps, straight, 1x2 teeth, 26cm |
| <b>ZA-001-098</b>           | OCHSNER-KOCHER Arterienklemme, gerade, 1x2 Zähne, 30cm<br>OCHSNER-KOCHER haemostatic forceps, straight, 1x2 teeth, 30cm |
| <b>ZA-001-099</b>           | OCHSNER-KOCHER Arterienklemme, gebogen, 1x2 Zähne, 14cm<br>OCHSNER-KOCHER haemostatic forceps, curved, 1x2 teeth, 14cm  |
| <b>ZA-001-100</b>           | OCHSNER-KOCHER Arterienklemme, gebogen, 1x2 Zähne, 16cm<br>OCHSNER-KOCHER haemostatic forceps, curved, 1x2 teeth, 16cm  |
| <b>ZA-001-101</b>           | OCHSNER-KOCHER Arterienklemme, gebogen, 1x2 Zähne, 18cm<br>OCHSNER-KOCHER haemostatic forceps, curved, 1x2 teeth, 18cm  |
| <b>ZA-001-102</b>           | OCHSNER-KOCHER Arterienklemme, gebogen, 1x2 Zähne, 20cm<br>OCHSNER-KOCHER haemostatic forceps, curved, 1x2 teeth, 20cm  |
| <b>ZA-001-103</b>           | OCHSNER-KOCHER Arterienklemme, gebogen, 1x2 Zähne, 22cm<br>OCHSNER-KOCHER haemostatic forceps, curved, 1x2 teeth, 22cm  |
| <b>ZA-001-104</b>           | OCHSNER-KOCHER Arterienklemme, gebogen, 1x2 Zähne, 24cm<br>OCHSNER-KOCHER haemostatic forceps, curved, 1x2 teeth, 24cm  |
| <b>ZA-001-105</b>           | OCHSNER-KOCHER Arterienklemme, gebogen, 1x2 Zähne, 26cm<br>OCHSNER-KOCHER haemostatic forceps, curved, 1x2 teeth, 26cm  |
| <b>ZA-001-106</b>           | OCHSNER-KOCHER Arterienklemme, gebogen, 1x2 Zähne, 30cm<br>OCHSNER-KOCHER haemostatic forceps, curved, 1x2 teeth, 30cm  |





| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZA-001-150</b>           | SCHNIDT Tonsillenklemme, leicht gebogen, 19cm<br><i>SCHNIDT tonsil forceps, slightly curved, 19cm</i>                 |
| <b>ZA-001-151</b>           | SCHNIDT Tonsillenklemme, stark gebogen, 19cm<br><i>SCHNIDT tonsil forceps, strong curved, 19cm</i>                    |
| <b>ZA-001-152</b>           | SCHNIDT-SAWTELL Tonsillenklemme, leicht gebogen, 19cm<br><i>SCHNIDT-SAWTELL tonsil forceps, slightly curved, 19cm</i> |
| <b>ZA-001-153</b>           | SCHNIDT-SAWTELL Tonsillenklemme, stark gebogen, 19cm<br><i>SCHNIDT-SAWTELL tonsil forceps, strong curved, 19cm</i>    |
| <b>ZA-001-226</b>           | NEGUS Gallenklemme, Fig. 1, 19cm<br><i>NEGUS gall duct clamp, fig. 1, 19cm</i>                                        |
| <b>ZA-001-227</b>           | NEGUS Gallenklemme, Fig. 2, 19cm<br><i>NEGUS gall duct clamp, fig. 2, 19cm</i>                                        |
| <b>ZA-001-256</b>           | MIKULICZ Peritoneumklemme, 1x2 Zähne, 18cm<br><i>MIKULICZ peritoneum forceps, 1x2 teeth, 18cm</i>                     |
| <b>ZA-001-257</b>           | MIKULICZ Peritoneumklemme, 1x2 Zähne, 20cm<br><i>MIKULICZ peritoneum forceps, 1x2 teeth, 20cm</i>                     |
| <b>ZA-001-263</b>           | JONES Tuchklemme, 5cm<br><i>JONES towel forceps, 5cm</i>                                                              |
| <b>ZA-001-264</b>           | JONES Tuchklemme, 9cm<br><i>JONES towel forceps, 9cm</i>                                                              |
| <b>ZA-001-272</b>           | BACKHAUS Tuchklemme, 8cm<br><i>BACKHAUS towel forceps, 8cm</i>                                                        |
| <b>ZA-001-273</b>           | BACKHAUS Tuchklemme, 11cm<br><i>BACKHAUS towel forceps, 11cm</i>                                                      |
| <b>ZA-001-274</b>           | BACKHAUS Tuchklemme, 13cm<br><i>BACKHAUS towel forceps, 13cm</i>                                                      |



| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                         |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZA-002-049</b>           | FOERSTER-BALLENGER Schwammzange, gerade, 18cm<br>FOERSTER-BALLENGER sponge forceps, straight, 18cm |
| <b>ZA-002-051</b>           | FOERSTER-BALLENGER Schwammzange, gerade, 25cm<br>FOERSTER-BALLENGER sponge forceps, straight, 25cm |
| <b>ZA-002-052</b>           | FOERSTER-BALLENGER Schwammzange, gebogen, 18cm<br>FOERSTER-BALLENGER sponge forceps, curved, 18cm  |
| <b>ZA-002-054</b>           | FOERSTER-BALLENGER Schwammzange, gebogen, 25cm<br>FOERSTER-BALLENGER sponge forceps, curved, 25cm  |
| <b>ZA-003-134</b>           | ALLIS Gewebefasszange, 4x5 Zähne, 15cm<br>ALLIS tissue forceps, 4x5 teeth, 15cm                    |
| <b>ZA-003-135</b>           | ALLIS Gewebefasszange, 5x6 Zähne, 15cm<br>ALLIS tissue forceps, 5x6 teeth, 15cm                    |
| <b>ZA-003-136</b>           | ALLIS Gewebefasszange, 5x6 Zähne, 19cm<br>ALLIS tissue forceps, 5x6 teeth, 19cm                    |
| <b>ZA-003-137</b>           | ALLIS Gewebefasszange, 5x6 Zähne, 25cm<br>ALLIS tissue forceps, 5x6 teeth, 25cm                    |
| <b>ZA-003-142</b>           | ALLIS-ALDAIR Gewebefasszange, 10x11 Zähne, 15cm<br>ALLIS-ALDAIR tissue forceps, 10x11 teeth, 15cm  |
| <b>ZA-003-144</b>           | JUDD-ALLIS Gewebefasszange, 3x4 Zähne, 15cm<br>JUDD-ALLIS tissue forceps, 3x4 teeth, 15cm          |
| <b>ZA-003-145</b>           | JUDD-ALLIS Gewebefasszange, 3x4 Zähne, 19cm<br>JUDD-ALLIS tissue forceps, 3x4 teeth, 19cm          |
| <b>ZA-003-146</b>           | THOMS-ALLIS Gewebefasszange, 6x7 Zähne, 20cm<br>THOMS-ALLIS tissue forceps, 6x7 teeth, 20cm        |
| <b>ZA-003-151</b>           | BABCOCK Gewebefasszange, 16cm<br>BABCOCK tissue forceps, 16cm                                      |
| <b>ZA-003-152</b>           | BABCOCK Gewebefasszange, 18cm<br>BABCOCK tissue forceps, 18cm                                      |
| <b>ZA-003-153</b>           | BABCOCK Gewebefasszange, 20cm<br>BABCOCK tissue forceps, 20cm                                      |
| <b>ZA-003-154</b>           | BABCOCK Gewebefasszange, 24cm<br>BABCOCK tissue forceps, 24cm                                      |



**ZA-002-081**  
bis / to  
**ZA-002-092**



**ZA-002-121**  
bis / to  
**ZA-002-126**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZA-002-081</b>           | Wundhaken, einzahnig, scharf, 16cm<br><i>Retractor, 1 prong, sharp, 16cm</i>            |
| <b>ZA-002-082</b>           | Wundhaken, zweizahnig, scharf, 16cm<br><i>Retractor, 2 prongs, sharp, 16cm</i>          |
| <b>ZA-002-083</b>           | Wundhaken, dreizahnig, scharf, 16cm<br><i>Retractor, 3 prongs, sharp, 16cm</i>          |
| <b>ZA-002-084</b>           | Wundhaken, vierzahnig, scharf, 16cm<br><i>Retractor, 4 prongs, sharp, 16cm</i>          |
| <b>ZA-002-085</b>           | Wundhaken, einzahnig, halbscharf, 16cm<br><i>Retractor, 1 prong, semi-sharp, 16cm</i>   |
| <b>ZA-002-086</b>           | Wundhaken, zweizahnig, halbscharf, 16cm<br><i>Retractor, 2 prongs, semi-sharp, 16cm</i> |
| <b>ZA-002-087</b>           | Wundhaken, dreizahnig, halbscharf, 16cm<br><i>Retractor, 3 prongs, semi-sharp, 16cm</i> |
| <b>ZA-002-088</b>           | Wundhaken, vierzahnig, halbscharf, 16cm<br><i>Retractor, 4 prongs, semi-sharp, 16cm</i> |
| <b>ZA-002-089</b>           | Wundhaken, einzahnig, stumpf, 16cm<br><i>Retractor, 1 prong, blunt, 16cm</i>            |
| <b>ZA-002-090</b>           | Wundhaken, zweizahnig, stumpf, 16cm<br><i>Retractor, 2 prongs, blunt, 16cm</i>          |
| <b>ZA-002-091</b>           | Wundhaken, dreizahnig, stumpf, 16cm<br><i>Retractor, 3 prongs, blunt, 16cm</i>          |
| <b>ZA-002-092</b>           | Wundhaken, vierzahnig, stumpf, 16cm<br><i>Retractor, 4 prongs, blunt, 16cm</i>          |
| <b>ZA-002-121</b>           | DESMARRES Wundhaken, 8mm, 13cm<br><i>DESMARRES retractor, 8mm, 13cm</i>                 |
| <b>ZA-002-122</b>           | DESMARRES Wundhaken, 10mm, 13cm<br><i>DESMARRES retractor, 10mm, 13cm</i>               |
| <b>ZA-002-123</b>           | DESMARRES Wundhaken, 12mm, 13cm<br><i>DESMARRES retractor, 12mm, 13cm</i>               |
| <b>ZA-002-124</b>           | DESMARRES Wundhaken, 14mm, 13cm<br><i>DESMARRES retractor, 14mm, 13cm</i>               |
| <b>ZA-002-125</b>           | DESMARRES Wundhaken, 16mm, 13cm<br><i>DESMARRES retractor, 16mm, 13cm</i>               |
| <b>ZA-002-126</b>           | DESMARRES Wundhaken, 18mm, 13cm<br><i>DESMARRES retractor, 18mm, 13cm</i>               |



**ZA-002-181**  
bis / to  
**ZA-002-185**



**ZA-002-186**  
bis / to  
**ZA-002-190**

## ENT RETRACTORS



**ZA-002-299**  
bis / to  
**ZA-002-301**



**ZA-002-117**  
bis / to  
**ZA-002-120**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZA-002-117</b>           | MINI-LANGENBECK Wundhaken, 10x6mm, 16cm<br>MINI-LANGENBECK retractor, 10x6mm, 16cm                         |
| <b>ZA-002-118</b>           | MINI-LANGENBECK Wundhaken, 20x6mm, 16cm<br>MINI-LANGENBECK retractor, 20x6mm, 16cm                         |
| <b>ZA-002-119</b>           | MINI-LANGENBECK Wundhaken, 17x5mm, 16cm<br>MINI-LANGENBECK retractor, 17x5mm, 16cm                         |
| <b>ZA-002-120</b>           | MINI-LANGENBECK Wundhaken, 22x8mm, 16cm<br>MINI-LANGENBECK retractor, 22x8mm, 16cm                         |
| <b>ZA-002-181</b>           | LANGENBECK Wundhaken, 30x11mm, 22cm<br>LANGENBECK retractor, 30x11mm, 22cm                                 |
| <b>ZA-002-182</b>           | LANGENBECK Wundhaken, 30x14mm, 22cm<br>LANGENBECK retractor, 30x14mm, 22cm                                 |
| <b>ZA-002-183</b>           | LANGENBECK Wundhaken, 30x16mm, 22cm<br>LANGENBECK retractor, 30x16mm, 22cm                                 |
| <b>ZA-002-184</b>           | LANGENBECK Wundhaken, 40x11mm, 22cm<br>LANGENBECK retractor, 40x11mm, 22cm                                 |
| <b>ZA-002-185</b>           | LANGENBECK Wundhaken, 50x11mm, 22cm<br>LANGENBECK retractor, 50x11mm, 22cm                                 |
| <b>ZA-002-186</b>           | LANGENBECK Wundhaken, 30x11mm, 22cm<br>LANGENBECK retractor, 30x11mm, 22cm                                 |
| <b>ZA-002-187</b>           | LANGENBECK Wundhaken, 30x11mm, 22cm<br>LANGENBECK retractor, 30x11mm, 22cm                                 |
| <b>ZA-002-188</b>           | LANGENBECK Wundhaken, 30x11mm, 22cm<br>LANGENBECK retractor, 30x11mm, 22cm                                 |
| <b>ZA-002-189</b>           | LANGENBECK Wundhaken, 30x11mm, 22cm<br>LANGENBECK retractor, 30x11mm, 22cm                                 |
| <b>ZA-002-190</b>           | LANGENBECK Wundhaken, 30x11mm, 22cm<br>LANGENBECK retractor, 30x11mm, 22cm                                 |
| <b>ZA-002-299</b>           | PARKER-LANGENBECK US-ARMY Wundhaken, Set Fig. 1 + 2<br>PARKER-LANGENBECK US-ARMY retractor, set fig. 1 + 2 |
| <b>ZA-002-300</b>           | PARKER-LANGENBECK US-ARMY Wundhaken, Fig. 1<br>PARKER-LANGENBECK US-ARMY retractor, fig. 1                 |
| <b>ZA-002-301</b>           | PARKER-LANGENBECK US-ARMY Wundhaken, Fig. 2<br>PARKER-LANGENBECK US-ARMY retractor, fig. 2                 |



**ZA-004-623**



**ZA-002-191**  
bis / to  
**ZA-002-199**



**ZA-004-620**  
bis / to  
**ZA-004-622**



**ZA-004-626**  
bis / to  
**ZA-004-629**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZA-002-191</b>           | KOCHER-LANGENBECK Wundhaken, 25x6mm, 21cm<br>KOCHER-LANGENBECK retractor, 25x6mm, 21cm   |
| <b>ZA-002-192</b>           | KOCHER-LANGENBECK Wundhaken, 25x8mm, 21cm<br>KOCHER-LANGENBECK retractor, 25x8mm, 21cm   |
| <b>ZA-002-193</b>           | KOCHER-LANGENBECK Wundhaken, 35x11mm, 21cm<br>KOCHER-LANGENBECK retractor, 35x11mm, 21cm |
| <b>ZA-002-194</b>           | KOCHER-LANGENBECK Wundhaken, 35x15mm, 21cm<br>KOCHER-LANGENBECK retractor, 35x15mm, 21cm |
| <b>ZA-002-195</b>           | KOCHER-LANGENBECK Wundhaken, 40x11mm, 21cm<br>KOCHER-LANGENBECK retractor, 40x11mm, 21cm |
| <b>ZA-002-196</b>           | KOCHER-LANGENBECK Wundhaken, 55x11mm, 21cm<br>KOCHER-LANGENBECK retractor, 55x11mm, 21cm |
| <b>ZA-002-197</b>           | KOCHER-LANGENBECK Wundhaken, 70x14mm, 21cm<br>KOCHER-LANGENBECK retractor, 70x14mm, 21cm |
| <b>ZA-002-198</b>           | KOCHER-LANGENBECK Wundhaken, 80x12mm, 21cm<br>KOCHER-LANGENBECK retractor, 80x12mm, 21cm |
| <b>ZA-002-199</b>           | KOCHER-LANGENBECK Wundhaken, 80x16mm, 21cm<br>KOCHER-LANGENBECK retractor, 80x16mm, 21cm |
| <b>ZA-004-620</b>           | LANGENBECK Wundhaken, 55x20mm, 21cm<br>LANGENBECK retractor, 55x20mm, 21cm               |
| <b>ZA-004-621</b>           | LANGENBECK Wundhaken, 60x20mm, 21cm<br>LANGENBECK retractor, 60x20mm, 21cm               |
| <b>ZA-004-622</b>           | LANGENBECK Wundhaken, 63x20mm, 21cm<br>LANGENBECK retractor, 63x20mm, 21cm               |
| <b>ZA-004-623</b>           | LANGENBECK Wundhaken, 85x15mm, 21.5cm<br>LANGENBECK retractor, 85x15mm, 21.5cm           |
| <b>ZA-004-626</b>           | LANGENBECK Wundhaken, 33x14mm, 21cm<br>LANGENBECK retractor, 33x14mm, 21cm               |
| <b>ZA-004-627</b>           | LANGENBECK Wundhaken, 42x13mm, 21cm<br>LANGENBECK retractor, 42x13mm, 21cm               |
| <b>ZA-004-628</b>           | LANGENBECK Wundhaken, 33x14mm, 21cm<br>LANGENBECK retractor, 33x14mm, 21cm               |
| <b>ZA-004-629</b>           | LANGENBECK Wundhaken, 42x13mm, 21cm<br>LANGENBECK retractor, 42x13mm, 21cm               |



**ZA-002-177**  
bis / to  
**ZA-002-180**



**ZA-002-133**  
bis / to  
**ZA-002-138**



**ZA-002-141 /**  
**ZA-002-142**



**ZA-002-139 /**  
**ZA-002-140**



**ZA-002-143**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZA-002-133</b>           | CUSHING Wundhaken, 8mm, 20cm<br><i>CUSHING retractor, 8mm, 20cm</i>                             |
| <b>ZA-002-134</b>           | CUSHING Wundhaken, 10mm, 20cm<br><i>CUSHING retractor, 10mm, 20cm</i>                           |
| <b>ZA-002-135</b>           | CUSHING Wundhaken, 12mm, 20cm<br><i>CUSHING retractor, 12mm, 20cm</i>                           |
| <b>ZA-002-136</b>           | CUSHING Wundhaken, 14mm, 20cm<br><i>CUSHING retractor, 14mm, 20cm</i>                           |
| <b>ZA-002-137</b>           | CUSHING Wundhaken, 18mm, 20cm<br><i>CUSHING retractor, 18mm, 20cm</i>                           |
| <b>ZA-002-138</b>           | CUSHING Wundhaken, 20mm, 20cm<br><i>CUSHING retractor, 20mm, 20cm</i>                           |
| <b>ZA-002-139</b>           | BABY-SENN-MILLER Wundhaken, scharf, 15cm<br><i>BABY-SENN-MILLER retractor, sharp, 15cm</i>      |
| <b>ZA-002-140</b>           | BABY-SENN-MILLER Wundhaken, stumpf, 15cm<br><i>BABY-SENN-MILLER retractor, blunt, 15cm</i>      |
| <b>ZA-002-141</b>           | SENN-MILLER Wundhaken, scharf, 16cm<br><i>SENN-MILLER retractor, sharp, 16cm</i>                |
| <b>ZA-002-142</b>           | SENN-MILLER Wundhaken, stumpf, 16cm<br><i>SENN-MILLER retractor, blunt, 16cm</i>                |
| <b>ZA-002-143</b>           | RAGNELL-DAVIS Wundhaken, 14cm<br><i>RAGNELL-DAVIS retractor, 14cm</i>                           |
| <b>ZA-002-177</b>           | ISRAEL Wundhaken, vierzahnig, 40x40mm, 25cm<br><i>ISRAEL retractor, 4 prongs, 40x40mm, 25cm</i> |
| <b>ZA-002-178</b>           | ISRAEL Wundhaken, vierzahnig, 45x50mm, 25cm<br><i>ISRAEL retractor, 4 prongs, 45x50mm, 25cm</i> |
| <b>ZA-002-179</b>           | ISRAEL Wundhaken, vierzahnig, 50x50mm, 25cm<br><i>ISRAEL retractor, 4 prongs, 50x50mm, 25cm</i> |
| <b>ZA-002-180</b>           | ISRAEL Wundhaken, vierzahnig, 70x70mm, 25cm<br><i>ISRAEL retractor, 4 prongs, 70x70mm, 25cm</i> |



**ZA-002-144**  
bis / to  
**ZA-002-158**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                              |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZA-002-144</b>           | VOLKMANN Wundhaken, einzahnig, scharf, 21.5cm<br>VOLKMANN retractor, 1 prong, sharp, 21.5cm             |
| <b>ZA-002-145</b>           | VOLKMANN Wundhaken, zweizahnig, scharf, 21.5cm<br>VOLKMANN retractor, 2 prongs, sharp, 21.5cm           |
| <b>ZA-002-146</b>           | VOLKMANN Wundhaken, dreizahnig, scharf, 21.5cm<br>VOLKMANN retractor, 3 prongs, sharp, 21.5cm           |
| <b>ZA-002-147</b>           | VOLKMANN Wundhaken, vierzahnig, scharf, 21.5cm<br>VOLKMANN retractor, 4 prongs, sharp, 21.5cm           |
| <b>ZA-002-148</b>           | VOLKMANN Wundhaken, sechszahnig, scharf, 21.5cm<br>VOLKMANN retractor, 6 prongs, sharp, 21.5cm          |
| <b>ZA-002-149</b>           | VOLKMANN Wundhaken, einzahnig, halbscharf, 21.5cm<br>VOLKMANN retractor, 1 prong, semi-sharp, 21.5cm    |
| <b>ZA-002-150</b>           | VOLKMANN Wundhaken, zweizahnig, halbscharf, 21.5cm<br>VOLKMANN retractor, 2 prongs, semi-sharp, 21.5cm  |
| <b>ZA-002-151</b>           | VOLKMANN Wundhaken, dreizahnig, halbscharf, 21.5cm<br>VOLKMANN retractor, 3 prongs, semi-sharp, 21.5cm  |
| <b>ZA-002-152</b>           | VOLKMANN Wundhaken, vierzahnig, halbscharf, 21.5cm<br>VOLKMANN retractor, 4 prongs, semi-sharp, 21.5cm  |
| <b>ZA-002-153</b>           | VOLKMANN Wundhaken, sechszahnig, halbscharf, 21.5cm<br>VOLKMANN retractor, 6 prongs, semi-sharp, 21.5cm |
| <b>ZA-002-154</b>           | VOLKMANN Wundhaken, einzahnig, stumpf, 21.5cm<br>VOLKMANN retractor, 1 prong, blunt, 21.5cm             |
| <b>ZA-002-155</b>           | VOLKMANN Wundhaken, zweizahnig, stumpf, 21.5cm<br>VOLKMANN retractor, 2 prongs, blunt, 21.5cm           |
| <b>ZA-002-156</b>           | VOLKMANN Wundhaken, dreizahnig, stumpf, 21.5cm<br>VOLKMANN retractor, 3 prongs, blunt, 21.5cm           |
| <b>ZA-002-157</b>           | VOLKMANN Wundhaken, vierzahnig, stumpf, 21.5cm<br>VOLKMANN retractor, 4 prongs, blunt, 21.5cm           |
| <b>ZA-002-158</b>           | VOLKMANN Wundhaken, sechszahnig, stumpf, 21.5cm<br>VOLKMANN retractor, 6 prongs, blunt, 21.5cm          |



**ZA-002-159**  
bis / to  
**ZA-002-176**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                             |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZA-002-159</b>           | KOCHER Wundhaken, einzahnig, scharf, 22cm<br><i>KOCHER retractor, 1 prong, sharp, 22cm</i>             |
| <b>ZA-002-160</b>           | KOCHER Wundhaken, zweizahnig, scharf, 22cm<br><i>KOCHER retractor, 2 prongs, sharp, 22cm</i>           |
| <b>ZA-002-161</b>           | KOCHER Wundhaken, dreizahnig, scharf, 22cm<br><i>KOCHER retractor, 3 prongs, sharp, 22cm</i>           |
| <b>ZA-002-162</b>           | KOCHER Wundhaken, vierzahnig, scharf, 22cm<br><i>KOCHER retractor, 4 prongs, sharp, 22cm</i>           |
| <b>ZA-002-163</b>           | KOCHER Wundhaken, sechszahnig, scharf, 22cm<br><i>KOCHER retractor, 6 prongs, sharp, 22cm</i>          |
| <b>ZA-002-164</b>           | KOCHER Wundhaken, achtzahnig, scharf, 22cm<br><i>KOCHER retractor, 8 prongs, sharp, 22cm</i>           |
| <b>ZA-002-165</b>           | KOCHER Wundhaken, einzahnig, halbscharf, 22cm<br><i>KOCHER retractor, 1 prong, semi-sharp, 22cm</i>    |
| <b>ZA-002-166</b>           | KOCHER Wundhaken, zweizahnig, halbscharf, 22cm<br><i>KOCHER retractor, 2 prongs, semi-sharp, 22cm</i>  |
| <b>ZA-002-167</b>           | KOCHER Wundhaken, dreizahnig, halbscharf, 22cm<br><i>KOCHER retractor, 3 prongs, semi-sharp, 22cm</i>  |
| <b>ZA-002-168</b>           | KOCHER Wundhaken, vierzahnig, halbscharf, 22cm<br><i>KOCHER retractor, 4 prongs, semi-sharp, 22cm</i>  |
| <b>ZA-002-169</b>           | KOCHER Wundhaken, sechszahnig, halbscharf, 22cm<br><i>KOCHER retractor, 6 prongs, semi-sharp, 22cm</i> |
| <b>ZA-002-170</b>           | KOCHER Wundhaken, achtzahnig, halbscharf, 22cm<br><i>KOCHER retractor, 8 prongs, semi-sharp, 22cm</i>  |
| <b>ZA-002-171</b>           | KOCHER Wundhaken, einzahnig, stumpf, 22cm<br><i>KOCHER retractor, 1 prong, blunt, 22cm</i>             |
| <b>ZA-002-172</b>           | KOCHER Wundhaken, zweizahnig, stumpf, 22cm<br><i>KOCHER retractor, 2 prongs, blunt, 22cm</i>           |
| <b>ZA-002-173</b>           | KOCHER Wundhaken, dreizahnig, stumpf, 22cm<br><i>KOCHER retractor, 3 prongs, blunt, 22cm</i>           |
| <b>ZA-002-174</b>           | KOCHER Wundhaken, vierzahnig, stumpf, 22cm<br><i>KOCHER retractor, 4 prongs, blunt, 22cm</i>           |
| <b>ZA-002-175</b>           | KOCHER Wundhaken, sechszahnig, stumpf, 22cm<br><i>KOCHER retractor, 6 prongs, blunt, 22cm</i>          |
| <b>ZA-002-176</b>           | KOCHER Wundhaken, achtzahnig, stumpf, 22cm<br><i>KOCHER retractor, 8 prongs, blunt, 22cm</i>           |





**ZA-002-216**  
bis / to  
**ZA-002-218**



**ZA-004-601 /**  
**ZA-004-602**



**ZA-002-280**  
bis / to  
**ZA-004-600**



**ZA-004-603**



**ZA-004-604**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZA-002-216</b>           | MIDDELDORPF Wundhaken, 14x17mm, 21.5cm<br><i>MIDDELDORPF retractor, 14x17mm, 21.5cm</i> |
| <b>ZA-002-217</b>           | MIDDELDORPF Wundhaken, 20x22mm, 22cm<br><i>MIDDELDORPF retractor, 20x22mm, 22cm</i>     |
| <b>ZA-002-218</b>           | MIDDELDORPF Wundhaken, 26x30mm, 23.5cm<br><i>MIDDELDORPF retractor, 26x30mm, 23.5cm</i> |
| <b>ZA-002-280</b>           | ROUX Wundhaken, Set Fig. 1-3<br><i>ROUX retractor, set fig. 1-3</i>                     |
| <b>ZA-002-281</b>           | ROUX Wundhaken, Fig. 1<br><i>ROUX retractor, fig. 1</i>                                 |
| <b>ZA-002-282</b>           | ROUX Wundhaken, Fig. 2<br><i>ROUX retractor, fig. 2</i>                                 |
| <b>ZA-002-283</b>           | ROUX Wundhaken, Fig. 3<br><i>ROUX retractor, fig. 3</i>                                 |
| <b>ZA-004-596</b>           | ROUX-MAGNUS Wundhaken, Set Fig. 1-3<br><i>ROUX-MAGNUS retractor, set fig. 1-3</i>       |
| <b>ZA-004-598</b>           | ROUX-MAGNUS Wundhaken, Fig. 1<br><i>ROUX-MAGNUS retractor, fig. 1</i>                   |
| <b>ZA-004-599</b>           | ROUX-MAGNUS Wundhaken, Fig. 2<br><i>ROUX-MAGNUS retractor, fig. 2</i>                   |
| <b>ZA-004-600</b>           | ROUX-MAGNUS Wundhaken, Fig. 3<br><i>ROUX-MAGNUS retractor, fig. 3</i>                   |
| <b>ZA-004-601</b>           | ROUX Wundhaken, klein, 16.5cm<br><i>ROUX retractor, small, 16.5cm</i>                   |
| <b>ZA-004-602</b>           | ROUX Wundhaken, gross, 18.5cm<br><i>ROUX retractor, large, 18.5cm</i>                   |
| <b>ZA-004-603</b>           | MINI-ROUX Wundhaken, 15cm<br><i>MINI-ROUX retractor, 15cm</i>                           |
| <b>ZA-004-604</b>           | BABY-ROUX Wundhaken, 13cm<br><i>BABY-ROUX retractor, 13cm</i>                           |



**ZA-002-296**  
bis / to  
**ZA-002-298**



**ZA-002-293**  
bis / to  
**ZA-002-295**



**ZA-002-287**  
bis / to  
**ZA-002-289**



**ZA-004-605**



**ZA-002-290**  
bis / to  
**ZA-002-292**



**ZA-004-361**



**ZA-002-284**  
bis / to  
**ZA-002-286**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                   |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZA-002-284</b>           | FARABEUF Wundhaken, Set Fig. 1+2, 12cm<br><i>FARABEUF retractor, set fig. 1+2, 12cm</i>      |
| <b>ZA-002-285</b>           | FARABEUF Wundhaken, Fig. 1, 12cm<br><i>FARABEUF retractor, fig. 1, 12cm</i>                  |
| <b>ZA-002-286</b>           | FARABEUF Wundhaken, Fig. 2, 12cm<br><i>FARABEUF retractor, fig. 2, 12cm</i>                  |
| <b>ZA-002-287</b>           | FARABEUF Wundhaken, Set Fig. 1+2, 15cm<br><i>FARABEUF retractor, set fig. 1+2, 15cm</i>      |
| <b>ZA-002-288</b>           | FARABEUF Wundhaken, Fig. 1, 15cm<br><i>FARABEUF retractor, fig. 1, 15cm</i>                  |
| <b>ZA-002-289</b>           | FARABEUF Wundhaken, Fig. 2, 15cm<br><i>FARABEUF retractor, fig. 2, 15cm</i>                  |
| <b>ZA-002-290</b>           | PARKER Wundhaken Set, klein, Fig. 1+2<br><i>PARKER retractor, set, small, fig. 1+2</i>       |
| <b>ZA-002-291</b>           | PARKER Wundhaken, klein, Fig. 1<br><i>PARKER retractor, small, fig. 1</i>                    |
| <b>ZA-002-292</b>           | PARKER Wundhaken, klein, Fig. 2<br><i>PARKER retractor, small, fig. 2</i>                    |
| <b>ZA-002-293</b>           | PARKER Wundhaken Set, gross, Fig. 1+2<br><i>PARKER retractor, set, large, fig. 1+2</i>       |
| <b>ZA-002-294</b>           | PARKER Wundhaken, gross, Fig. 1<br><i>PARKER retractor, large, fig. 1</i>                    |
| <b>ZA-002-295</b>           | PARKER Wundhaken, gross, Fig. 2<br><i>PARKER retractor, large, fig. 2</i>                    |
| <b>ZA-002-296</b>           | MATHIEU Wundhaken Set Fig. 1+2<br><i>MATHIEU retractor set fig. 1+2</i>                      |
| <b>ZA-002-297</b>           | MATHIEU Wundhaken Fig. 1<br><i>MATHIEU retractor fig. 1</i>                                  |
| <b>ZA-002-298</b>           | MATHIEU Wundhaken Fig. 2<br><i>MATHIEU retractor fig. 2</i>                                  |
| <b>ZA-004-361</b>           | WILLIGER Wundhaken, 4 scharfe Zähne, 13cm<br><i>WILLIGER retractor, 4 sharp prongs, 13cm</i> |
| <b>ZA-004-605</b>           | COLLIN Wundhaken Set, 14.5cm<br><i>COLLIN retractor set, 14.5cm</i>                          |



**ZA-004-613**  
bis / to  
**ZA-004-618**



**ZA-004-612**



**ZA-004-611**



**ZA-004-610**



**ZA-004-608 /  
ZA-004-609**



**ZA-004-606**




**ZA-004-607**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZA-004-606</b>           | MAYO-COLLINS Wundhaken Set, 15cm<br><i>MAYO-COLLINS retractor set, 15cm</i> |
| <b>ZA-004-607</b>           | RAGNELL Wundhaken, 15cm<br><i>RAGNELL retractor, 15cm</i>                   |
| <b>ZA-004-608</b>           | MATHIEU Wundhaken, scharf, 16cm<br><i>MATHIEU retractor, sharp, 16cm</i>    |
| <b>ZA-004-609</b>           | MATHIEU Wundhaken, stumpf, 16cm<br><i>MATHIEU retractor, blunt, 16cm</i>    |
| <b>ZA-004-610</b>           | MEYERDING Wundhaken, 16cm<br><i>MEYERDING retractor, 16cm</i>               |
| <b>ZA-004-611</b>           | CUSHING Wundhaken, 20cm<br><i>CUSHING retractor, 20cm</i>                   |
| <b>ZA-004-612</b>           | CUSHING Wundhaken, 21.5cm<br><i>CUSHING retractor, 21.5cm</i>               |
| <b>ZA-004-613</b>           | CUSHING Wundhaken, 8mm, 24cm<br><i>CUSHING retractor, 8mm, 24cm</i>         |
| <b>ZA-004-614</b>           | CUSHING Wundhaken, 10mm, 24cm<br><i>CUSHING retractor, 10mm, 24cm</i>       |
| <b>ZA-004-615</b>           | CUSHING Wundhaken, 12mm, 24cm<br><i>CUSHING retractor, 12mm, 24cm</i>       |
| <b>ZA-004-616</b>           | CUSHING Wundhaken, 14mm, 24cm<br><i>CUSHING retractor, 14mm, 24cm</i>       |
| <b>ZA-004-617</b>           | CUSHING Wundhaken, 16mm, 24cm<br><i>CUSHING retractor, 16mm, 24cm</i>       |
| <b>ZA-004-618</b>           | CUSHING Wundhaken, 18mm, 24cm<br><i>CUSHING retractor, 18mm, 24cm</i>       |



| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZA-004-619</b>           | Wundhaken sechszahinig, 16cm<br><i>Retractor 6 prongs, 16cm</i>                                           |
| <b>ZA-004-624</b>           | LAHEY Wundhaken, 28x6mm, 19cm<br><i>LAHEY retractor, 28x6mm, 19cm</i>                                     |
| <b>ZA-004-625</b>           | LITTLE Wundhaken, 12x14mm, 20cm<br><i>LITTLE retractor, 12x14mm, 20cm</i>                                 |
| <b>ZA-004-636</b>           | OBWEGESER Wundhaken, 25x7mm, 22cm<br><i>OBWEGESER retractor, 25x7mm, 22cm</i>                             |
| <b>ZA-004-637</b>           | OBWEGESER Wundhaken, 31x10mm, 22cm<br><i>OBWEGESER retractor, 31x10mm, 22cm</i>                           |
| <b>ZA-004-638</b>           | OBWEGESER Wundhaken, 42x11mm, 22cm<br><i>OBWEGESER retractor, 42x11mm, 22cm</i>                           |
| <b>ZA-004-639</b>           | OBWEGESER Wundhaken, 55x12mm, 22cm<br><i>OBWEGESER retractor, 55x12mm, 22cm</i>                           |
| <b>ZA-004-640</b>           | OBWEGESER Wundhaken, 70x14mm, 22cm<br><i>OBWEGESER retractor, 70x14mm, 22cm</i>                           |
| <b>ZA-004-641</b>           | OBWEGESER Wundhaken, 80x16mm, 22cm<br><i>OBWEGESER retractor, 80x16mm, 22cm</i>                           |
| <b>ZA-004-642</b>           | OBWEGESER Wundhaken, 42x30mm, 22cm<br><i>OBWEGESER retractor, 42x30mm, 22cm</i>                           |
| <b>ZA-004-643</b>           | OBWEGESER Wundhaken, 60x12mm, 22cm<br><i>OBWEGESER retractor, 60x12mm, 22cm</i>                           |
| <b>ZA-004-644</b>           | OBWEGESER Wundhaken, 80x16mm, 22cm<br><i>OBWEGESER retractor, 80x16mm, 22cm</i>                           |
| <b>ZA-004-645</b>           | RAMUS Wundhaken gezahnt, 70x11.5mm, 22cm<br><i>RAMUS retractor toothed, 70x11.5mm, 22cm</i>               |
| <b>ZA-004-646</b>           | SPINA NASALIS Wundhaken gezahnt, 44x9.5mm, 22cm<br><i>SPINA NASALIS retractor toothed, 44x9.5mm, 22cm</i> |



**ZA-004-633 /  
ZA-004-633-1**

**ZA-004-631 /  
ZA-004-632**

**ZA-004-634 /  
ZA-004-635**

**ZA-003-415**

**ZA-004-648**

**ZA-004-647**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZA-003-415</b>           | AUFRIECHT Nasenhaken, 16cm<br><i>AUFRIECHT nasal retractor, 16cm</i>                                         |
| <b>ZA-004-631</b>           | KIRSCH Wangenhaken, rechts, 60x10/68x10mm, 20cm<br><i>KIRSCH cheek retractor, right, 60x10/68x10mm, 20cm</i> |
| <b>ZA-004-632</b>           | KIRSCH Wangenhaken, links, 60x10/68x10mm, 20cm<br><i>KIRSCH cheek retractor, left, 60x10/68x10mm, 20cm</i>   |
| <b>ZA-004-633</b>           | STEINHÄUSER Wangenhaken, rechts, 24.5cm<br><i>STEINHÄUSER cheek retractor, right, 24.5cm</i>                 |
| <b>ZA-004-633-1</b>         | STEINHÄUSER Wangenhaken, links, 24.5cm<br><i>STEINHÄUSER cheek retractor, left, 24.5cm</i>                   |
| <b>ZA-004-634</b>           | DOCKHORN Wangenhaken, 40x12mm, 20cm<br><i>DOCKHORN cheek retractor, 40x12mm, 20cm</i>                        |
| <b>ZA-004-635</b>           | DOCKHORN Wangenhaken, 55x14mm, 20cm<br><i>DOCKHORN cheek retractor, 55x14mm, 20cm</i>                        |
| <b>ZA-004-647</b>           | OBWEGESER Kinnhalter, 15.5cm<br><i>OBWEGESER retractor, 15.5cm</i>                                           |
| <b>ZA-004-648</b>           | OBWEGESER Kinnhalter, 16cm<br><i>OBWEGESER retractor, 16cm</i>                                               |



**ZA-004-557 /  
ZA-004-558**



**ZA-002-310  
bis / to  
ZA-002-317**



**ZA-002-319  
bis / to  
ZA-002-322 /  
ZA-004-331 /  
ZA-004-332**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZA-002-310</b>           | WEITLANER Wundsperrer, 2x3 Zähne, scharf, 11cm<br>WEITLANER retractor, 2x3 teeth, sharp, 11cm |
| <b>ZA-002-312</b>           | WEITLANER Wundsperrer, 3x4 Zähne, scharf, 13cm<br>WEITLANER retractor, 3x4 teeth, sharp, 13cm |
| <b>ZA-002-314</b>           | WEITLANER Wundsperrer, 3x4 Zähne, scharf, 16cm<br>WEITLANER retractor, 3x4 teeth, sharp, 16cm |
| <b>ZA-002-316</b>           | WEITLANER Wundsperrer, 3x4 Zähne, scharf, 20cm<br>WEITLANER retractor, 3x4 teeth, sharp, 20cm |
| <b>ZA-002-311</b>           | WEITLANER Wundsperrer, 2x3 Zähne, stumpf, 11cm<br>WEITLANER retractor, 2x3 teeth, blunt, 11cm |
| <b>ZA-002-313</b>           | WEITLANER Wundsperrer, 3x4 Zähne, stumpf, 13cm<br>WEITLANER retractor, 3x4 teeth, blunt, 13cm |
| <b>ZA-002-315</b>           | WEITLANER Wundsperrer, 3x4 Zähne, stumpf, 16cm<br>WEITLANER retractor, 3x4 teeth, blunt, 16cm |
| <b>ZA-002-317</b>           | WEITLANER Wundsperrer, 3x4 Zähne, stumpf, 20cm<br>WEITLANER retractor, 3x4 teeth, blunt, 20cm |
| <b>ZA-004-557</b>           | WEITLANER Wundsperrer, 3x3 Zähne, scharf, 25cm<br>WEITLANER retractor, 3x3 teeth, sharp, 25cm |
| <b>ZA-004-558</b>           | WEITLANER Wundsperrer, 3x3 Zähne, stumpf, 25cm<br>WEITLANER retractor, 3x3 teeth, blunt, 25cm |
| <b>ZA-002-319</b>           | WULLSTEIN Wundsperrer, 3x3 Zähne, scharf, 11cm<br>WULLSTEIN retractor, 3x3 teeth, sharp, 11cm |
| <b>ZA-002-320</b>           | WULLSTEIN Wundsperrer, 3x3 Zähne, scharf, 13cm<br>WULLSTEIN retractor, 3x3 teeth, sharp, 13cm |
| <b>ZA-004-331</b>           | WULLSTEIN Wundsperrer, 3x3 Zähne, scharf, 16cm<br>WULLSTEIN retractor, 3x3 teeth, sharp, 16cm |
| <b>ZA-002-321</b>           | WULLSTEIN Wundsperrer, 3x3 Zähne, stumpf, 11cm<br>WULLSTEIN retractor, 3x3 teeth, blunt, 11cm |
| <b>ZA-002-322</b>           | WULLSTEIN Wundsperrer, 3x3 Zähne, stumpf, 13cm<br>WULLSTEIN retractor, 3x3 teeth, blunt, 13cm |
| <b>ZA-004-332</b>           | WULLSTEIN Wundsperrer, 3x3 Zähne, scharf, 16cm<br>WULLSTEIN retractor, 3x3 teeth, sharp, 16cm |



**ZA-002-332**  
bis / to  
**ZA-002-339**

**ZA-002-325 /**  
**ZA-002-326**

**ZA-004-351**

**ZA-002-352 /**  
**ZA-002-353**

**ZA-004-278**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZA-002-325</b>           | ADSON Wundsperrer, scharf, 20cm<br>ADSON retractor, sharp, 20cm                                                                                       |
| <b>ZA-002-326</b>           | ADSON Wundsperrer, stumpf, 20cm<br>ADSON retractor, blunt, 20cm                                                                                       |
| <b>ZA-002-332</b>           | BECKMANN-ADSON Wundsperrer, 25x25mm, scharf, 31cm<br>BECKMANN-ADSON retractor, 25x25mm, sharp, 31cm                                                   |
| <b>ZA-002-333</b>           | BECKMANN-ADSON Wundsperrer, 25x31mm, scharf, 31cm<br>BECKMANN-ADSON retractor, 25x31mm, sharp, 31cm                                                   |
| <b>ZA-002-334</b>           | BECKMANN-ADSON Wundsperrer, 25x40mm, scharf, 31cm<br>BECKMANN-ADSON retractor, 25x40mm, sharp, 31cm                                                   |
| <b>ZA-002-335</b>           | BECKMANN-ADSON Wundsperrer, 25x45mm, scharf, 31cm<br>BECKMANN-ADSON retractor, 25x45mm, sharp, 31cm                                                   |
| <b>ZA-002-336</b>           | BECKMANN-ADSON Wundsperrer, 25x25mm, stumpf, 31cm<br>BECKMANN-ADSON retractor, 25x25mm, blunt, 31cm                                                   |
| <b>ZA-002-337</b>           | BECKMANN-ADSON Wundsperrer, 25x31mm, stumpf, 31cm<br>BECKMANN-ADSON retractor, 25x31mm, blunt, 31cm                                                   |
| <b>ZA-002-338</b>           | BECKMANN-ADSON Wundsperrer, 25x40mm, stumpf, 31cm<br>BECKMANN-ADSON retractor, 25x40mm, blunt, 31cm                                                   |
| <b>ZA-003-339</b>           | BECKMANN-ADSON Wundsperrer, 25x45mm, stumpf, 31cm<br>BECKMANN-ADSON retractor, 25x45mm, blunt, 31cm                                                   |
| <b>ZA-004-278</b>           | FISCH Wundsperrer 2x2 Zähne, stumpf, 13cm<br>FISCH retractor, 2x2 teeth, blunt, 13cm                                                                  |
| <b>ZA-004-351</b>           | FISCH Wundsperrer mit Gelenken, 3x3 Zähne, 16.5cm<br>FISCH adjustable retractor, 3x3 teeth, 16.5cm                                                    |
| <b>ZA-004-352</b>           | FISCH Wundsperrer mit Gelenken, 3x3 Zähne rechts, volles Blatt links, 16.5cm<br>FISCH adjustable retractor, 3x3 teeth right, solid blade left, 16.5cm |
| <b>ZA-004-353</b>           | FISCH Wundsperrer mit Gelenken, 3x3 Zähne links, volles Blatt rechts, 16.5cm<br>FISCH adjustable retractor, 3x3 teeth left, solid blade right, 16.5cm |





**ZA-004-333**



**ZA-004-276 /  
ZA-004-277 /  
ZA-004-555 /  
ZA-004-556 /  
ZA-004-707 /  
ZA-004-708**



**ZA-004-334  
bis / to  
ZA-004-554**



**ZA-004-337  
bis / to  
ZA-004-340**



**ZA-004-335 /  
ZA-004-336**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                          |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZA-004-333</b>           | SCHUHKNECHT (FISCH) Wundsperrer, 3x3 Zähne, abgewinkelt, 13cm<br><i>SCHUHKNECHT (FISCH) retractor, 3x3 teeth, angled, 13cm</i>                                      |
| <b>ZA-004-335</b>           | HELMs Wundsperrer, 2 Zähne rechts, volles Blatt links mit atraumatischer Zahnung, 11cm<br><i>HELMs retractor, 2 prongs right, solid atraumatic blade left, 11cm</i> |
| <b>ZA-004-336</b>           | HELMs Wundsperrer, 2 Zähne links, volles Blatt rechts mit atraumatischer Zahnung, 11cm<br><i>HELMs retractor, 2 prongs left, solid atraumatic blade right, 11cm</i> |
| <b>ZA-004-337</b>           | PERKINS Wundsperrer, 2 Zähne rechts, gezahntes Blatt links, 11cm<br><i>PERKINS retractor, 2 prongs right, pointed blade left, 11cm</i>                              |
| <b>ZA-004-339</b>           | PERKINS Wundsperrer, 3 Zähne rechts, gezahntes Blatt links, 13cm<br><i>PERKINS retractor, 3 prongs right, pointed blade left, 13cm</i>                              |
| <b>ZA-004-338</b>           | PERKINS Wundsperrer, 2 Zähne links, gezahntes Blatt rechts, 11cm<br><i>PERKINS retractor, 2 prongs left, pointed blade right, 11cm</i>                              |
| <b>ZA-004-340</b>           | PERKINS Wundsperrer, 3 Zähne links, gezahntes Blatt rechts, 13cm<br><i>PERKINS retractor, 3 prongs left, pointed blade right, 13cm</i>                              |
| <b>ZA-004-276</b>           | PLESTER Wundsperrer, 2 Zähne rechts, volles Blatt links, 11cm<br><i>PLESTER retractor, 2 prongs right, solid blade left, 11cm</i>                                   |
| <b>ZA-004-556</b>           | PLESTER Wundsperrer, 2 Zähne rechts, volles Blatt links, 13cm<br><i>PLESTER retractor, 2 prongs right, solid blade left, 13cm</i>                                   |
| <b>ZA-004-707</b>           | PLESTER Wundsperrer, 3 Zähne rechts, volles Blatt links, 13cm<br><i>PLESTER retractor, 3 prongs right, solid blade left, 13cm</i>                                   |
| <b>ZA-004-277</b>           | PLESTER Wundsperrer, 2 Zähne links, volles Blatt rechts, 11cm<br><i>PLESTER retractor, 2 prongs left, solid blade right, 11cm</i>                                   |
| <b>ZA-004-555</b>           | PLESTER Wundsperrer, 2 Zähne links, volles Blatt rechts, 13cm<br><i>PLESTER retractor, 2 prongs left, solid blade right, 13cm</i>                                   |
| <b>ZA-004-708</b>           | PLESTER Wundsperrer, 3 Zähne links, volles Blatt rechts, 13cm<br><i>PLESTER retractor, 3 prongs left, solid blade right, 13cm</i>                                   |
| <b>ZA-004-334</b>           | PLESTER Wundsperrer 2x2 Zähne, stumpf, 11cm<br><i>PLESTER retractor, 2x2 teeth, blunt, 11cm</i>                                                                     |
| <b>ZA-004-334-1</b>         | PLESTER Wundsperrer 2x2 Zähne, stumpf, 13cm<br><i>PLESTER retractor, 2x2 teeth, blunt, 13cm</i>                                                                     |
| <b>ZA-004-553</b>           | PLESTER Wundsperrer 2x2 Zähne, scharf, 10cm<br><i>PLESTER retractor, 2x2 teeth, sharp, 10cm</i>                                                                     |
| <b>ZA-004-554</b>           | PLESTER Wundsperrer 2x2 Zähne, scharf, 13cm<br><i>PLESTER retractor, 2x2 teeth, sharp, 13cm</i>                                                                     |





**ZA-004-559 /**  
**ZA-004-560**



**ZA-004-341**  
bis / to  
**ZA-004-344**



**ZA-004-345 /**  
**ZA-004-346**



**ZA-004-347 /**  
**ZA-004-348**



**ZA-004-349**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZA-004-341</b>           | WIGAND Wundsperrer für die Tympanoplastik, für linkes Ohr, rechte Seite mit Dornen, 11cm<br>WIGAND retractor used for tympanoplasty, for the left ear, pointed blade right, 11cm                 |
| <b>ZA-004-343</b>           | WIGAND Wundsperrer für die Tympanoplastik, für linkes Ohr, rechte Seite mit Dornen, 13cm<br>WIGAND retractor used for tympanoplasty, for the left ear, pointed blade right, 13cm                 |
| <b>ZA-004-342</b>           | WIGAND Wundsperrer für die Tympanoplastik, für rechtes Ohr, linke Seite mit Dornen, 11cm<br>WIGAND retractor used for tympanoplasty, for the right ear, pointed blade left, 11cm                 |
| <b>ZA-004-344</b>           | WIGAND Wundsperrer für die Tympanoplastik, für rechtes Ohr, linke Seite mit Dornen, 13cm<br>WIGAND retractor used for tympanoplasty, for the right ear, pointed blade left, 13cm                 |
| <b>ZA-004-347</b>           | WIGAND Laschensperrer für die Tympanoplastik, schmales gerieftes Blatt links, 2 Zähne rechts, 11cm<br>WIGAND retractor used for Tympanoplasty, slender serrated blade left, 2 prongs right, 11cm |
| <b>ZA-004-348</b>           | WIGAND Laschensperrer für die Tympanoplastik, schmales gerieftes Blatt rechts, 2 Zähne links, 11cm<br>WIGAND retractor used for Tympanoplasty, slender serrated blade right, 2 prongs left, 11cm |
| <b>ZA-004-345</b>           | JANSEN Wundsperrer für die Tympanoplastik, gefenestertes Blatt links, 3 Zähne rechts, 13cm<br>JANSEN retractor used for Tympanoplasty, fenestrated blade left, 3 prongs right, 13cm              |
| <b>ZA-004-346</b>           | JANSEN Wundsperrer für die Tympanoplastik, gefenestertes Blatt rechts, 3 Zähne links, 13cm<br>JANSEN retractor used for Tympanoplasty, fenestrated blade right, 3 prongs left, 13cm              |
| <b>ZA-004-349</b>           | Wundsperrer selbsthaltend, gekreuzt, 4x4 stumpfe Zähne, 10cm<br>Retractor self-retaining, crossed, 4x4 blunt prongs, 10cm                                                                        |
| <b>ZA-004-559</b>           | BECKMANN Wundsperrer, 3 Zähne links, rechte Seite voll, 16.5cm<br>BECKMANN retractor, 3 prongs left, solid blade right, 16.5m                                                                    |
| <b>ZA-004-660</b>           | BECKMANN Wundsperrer, 3 Zähne rechts, linke Seite voll, 16.5cm<br>BECKMANN retractor, 3 prongs right, solid blade left, 16.5m                                                                    |



**ZA-004-356**



**ZA-004-354 /  
ZA-004-355**



**ZA-004-350**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZA-004-350</b>           | SULTAN Wundsperrer, mit 2 Valven gezahnt, Blattlänge 4cm, 13cm<br><i>SULTAN retractor, 2 toothed blades, length of blades 4cm, 13cm</i>                                                            |
| <b>ZA-004-354</b>           | HOUSE Wundsperrer mit Gelenken, 3x3 Zähne rechts, volles Blatt links mit scharfen Stiften, 16.5cm<br><i>HOUSE adjustable retractor, 3x3 prongs right, solid blade left with sharp pins, 16.5cm</i> |
| <b>ZA-004-355</b>           | HOUSE Wundsperrer mit Gelenken, 3x3 Zähne links, volles Blatt rechts mit scharfen Stiften, 16.5cm<br><i>HOUSE adjustable retractor, 3x3 prongs left, solid blade right with sharp pins, 16.5cm</i> |
| <b>ZA-004-356</b>           | FISH Dura Retraktor, komplett mit 3 Spatel und 1 Schlüssel, 18cm<br><i>FISH dura retractor, complete including 3 spatulas and 1 key, 18cm</i>                                                      |
| <b>ZA-004-357</b>           | Spatel, gerade, kurz für ZA-004-356 (ohne Abbildung)<br><i>Spatula, straight, short used for ZA-004-356 (without illustration)</i>                                                                 |
| <b>ZA-004-358</b>           | Spatel, gerade, lang für ZA-004-356 (ohne Abbildung)<br><i>Spatula, straight, long used for ZA-004-356 (without illustration)</i>                                                                  |
| <b>ZA-004-359</b>           | Spatel, gebogen, lang für ZA-004-356 (ohne Abbildung)<br><i>Spatula, curved, long used for ZA-004-356 (without illustration)</i>                                                                   |
| <b>ZA-004-360</b>           | Schlüssel für ZA-004-356 (ohne Abbildung)<br><i>Key for ZA-004-356 (without illustration)</i>                                                                                                      |



**ZA-001-966**



**ZA-001-894**



**ZA-001-891**



**ZA-001-960**



**ZA-001-889**

| <b>Bestell-Nr.</b><br><b>Ordering no.</b> | <b>Bezeichnung</b><br><b>Description</b>                              |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>ZA-001-889</b>                         | DERF Nadelhalter, 12cm<br><i>DERF needle holder, 12cm</i>             |
| <b>ZA-001-960</b>                         | DERF Nadelhalter, 12cm, TC<br><i>DERF needle holder, 12cm, TC</i>     |
| <b>ZA-001-891</b>                         | COLLIER Nadelhalter, 12.5cm<br><i>COLLIER needle holder, 12.5cm</i>   |
| <b>ZA-001-894</b>                         | HALSEY Nadelhalter, 13cm<br><i>HALSEY needle holder, 13cm</i>         |
| <b>ZA-001-966</b>                         | HALSEY Nadelhalter, 13cm, TC<br><i>HALSEY needle holder, 13cm, TC</i> |



**ZA-001-928**  
bis / to  
**ZA-001-934**



**ZA-001-906**  
bis / to  
**ZA-001-911**



**ZA-001-969**  
bis / to  
**ZA-001-972**



**ZA-001-896 /**  
**ZA-001-897**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZA-001-896</b>           | CRILE-WOOD Nadelhalter, 15cm<br><i>CRILE-WOOD needle holder, 15cm</i>         |
| <b>ZA-001-897</b>           | CRILE-WOOD Nadelhalter, 18cm<br><i>CRILE-WOOD needle holder, 18cm</i>         |
| <b>ZA-001-969</b>           | CRILE-WOOD Nadelhalter, 15cm, TC<br><i>CRILE-WOOD needle holder, 15cm, TC</i> |
| <b>ZA-001-970</b>           | CRILE-WOOD Nadelhalter, 18cm, TC<br><i>CRILE-WOOD needle holder, 18cm, TC</i> |
| <b>ZA-001-971</b>           | CRILE-WOOD Nadelhalter, 20cm, TC<br><i>CRILE-WOOD needle holder, 20cm, TC</i> |
| <b>ZA-001-972</b>           | CRILE-WOOD Nadelhalter, 23cm, TC<br><i>CRILE-WOOD needle holder, 23cm, TC</i> |
| <b>ZA-001-906</b>           | MAYO-HEGAR Nadelhalter, 14cm<br><i>MAYO-HEGAR needle holder, 14cm</i>         |
| <b>ZA-001-907</b>           | MAYO-HEGAR Nadelhalter, 16cm<br><i>MAYO-HEGAR needle holder, 16cm</i>         |
| <b>ZA-001-908</b>           | MAYO-HEGAR Nadelhalter, 18cm<br><i>MAYO-HEGAR needle holder, 18cm</i>         |
| <b>ZA-001-909</b>           | MAYO-HEGAR Nadelhalter, 20cm<br><i>MAYO-HEGAR needle holder, 20cm</i>         |
| <b>ZA-001-910</b>           | MAYO-HEGAR Nadelhalter, 24cm<br><i>MAYO-HEGAR needle holder, 24cm</i>         |
| <b>ZA-001-911</b>           | MAYO-HEGAR Nadelhalter, 26cm<br><i>MAYO-HEGAR needle holder, 26cm</i>         |
| <b>ZA-001-928</b>           | MAYO-HEGAR Nadelhalter, 14cm, TC<br><i>MAYO-HEGAR needle holder, 14cm, TC</i> |
| <b>ZA-001-929</b>           | MAYO-HEGAR Nadelhalter, 16cm, TC<br><i>MAYO-HEGAR needle holder, 16cm, TC</i> |
| <b>ZA-001-930</b>           | MAYO-HEGAR Nadelhalter, 18cm, TC<br><i>MAYO-HEGAR needle holder, 18cm, TC</i> |
| <b>ZA-001-931</b>           | MAYO-HEGAR Nadelhalter, 20cm, TC<br><i>MAYO-HEGAR needle holder, 20cm, TC</i> |
| <b>ZA-001-932</b>           | MAYO-HEGAR Nadelhalter, 24cm, TC<br><i>MAYO-HEGAR needle holder, 24cm, TC</i> |
| <b>ZA-001-933</b>           | MAYO-HEGAR Nadelhalter, 26cm, TC<br><i>MAYO-HEGAR needle holder, 26cm, TC</i> |
| <b>ZA-001-934</b>           | MAYO-HEGAR Nadelhalter, 30cm, TC<br><i>MAYO-HEGAR needle holder, 30cm, TC</i> |




**ZA-001-935**  
bis / to  
**ZA-001-937**



**ZA-004-694 /**  
**ZA-004-695**



**ZA-001-963**



**ZA-004-696**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZA-001-935</b>           | DEBAKEY Nadelhalter, 18cm, TC<br><i>DEBAKEY needle holder, 18cm, TC</i> |
| <b>ZA-001-936</b>           | DEBAKEY Nadelhalter, 20cm, TC<br><i>DEBAKEY needle holder, 20cm, TC</i> |
| <b>ZA-001-937</b>           | DEBAKEY Nadelhalter, 23cm, TC<br><i>DEBAKEY needle holder, 23cm, TC</i> |
| <b>ZA-004-696</b>           | NEIVERT Nadelhalter, 13cm<br><i>NEIVERT needle holder, 13cm</i>         |
| <b>ZA-001-963</b>           | NEIVERT Nadelhalter, 13cm, TC<br><i>NEIVERT needle holder, 13cm, TC</i> |
| <b>ZA-004-694</b>           | SENNING Nadelhalter, 17cm, TC<br><i>SENNING needle holder, 17cm, TC</i> |
| <b>ZA-004-695</b>           | SENNING Nadelhalter, 15cm, TC<br><i>SENNING needle holder, 15cm, TC</i> |



**ZA-004-452 /**  
**ZA-004-453**



**ZA-004-454 /**  
**ZA-004-455**



**ZA-004-448 /**  
**ZA-004-449**



**ZA-004-450 /**  
**ZA-004-451**



**ZA-004-460 /**  
**ZA-004-461**



**ZA-004-400 /**  
**ZA-004-401 /**  
**ZA-004-404**



**ZA-004-402 /**  
**ZA-004-403 /**  
**ZA-004-405**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZA-004-400</b>           | BARRAQUER-TROUTMAN Mikro-Nadelhalter, sehr fein, gerade, ohne Sperre, 10cm<br><i>BARRAQUER-TROUTMAN micro-needleholder, very delicate, straight, without ratchet, 10cm</i> |
| <b>ZA-004-401</b>           | BARRAQUER-TROUTMAN Mikro-Nadelhalter, sehr fein, gebogen, ohne Sperre, 10cm<br><i>BARRAQUER-TROUTMAN micro-needleholder, very delicate, curved, without ratchet, 10cm</i>  |
| <b>ZA-004-402</b>           | BARRAQUER-TROUTMAN Mikro-Nadelhalter, sehr fein, gerade, mit Sperre, 10cm<br><i>BARRAQUER-TROUTMAN micro-needleholder, very delicate, straight, with ratchet, 10cm</i>     |
| <b>ZA-004-403</b>           | BARRAQUER-TROUTMAN Mikro-Nadelhalter, sehr fein, gebogen, mit Sperre, 10cm<br><i>BARRAQUER-TROUTMAN micro-needleholder, very delicate, curved, with ratchet, 10cm</i>      |
| <b>ZA-004-460</b>           | BARRAQUER-TROUTMAN Mikro-Nadelhalter, abgewinkelt, ohne Sperre, 11.5cm<br><i>BARRAQUER-TROUTMAN micro-needleholder, angled, without ratchet, 11.5cm</i>                    |
| <b>ZA-004-461</b>           | BARRAQUER-TROUTMAN Mikro-Nadelhalter, abgewinkelt, mit Sperre, 11.5cm<br><i>BARRAQUER-TROUTMAN micro-needleholder, angled, with ratchet, 11.5cm</i>                        |
| <b>ZA-004-404</b>           | BARRAQUER Mikro-Nadelhalter, sehr fein, gebogen, ohne Sperre, 12.5cm<br><i>BARRAQUER micro-needleholder, very delicate, curved, without ratchet, 12.5cm</i>                |
| <b>ZA-004-405</b>           | BARRAQUER Mikro-Nadelhalter, sehr fein, gebogen, mit Sperre, 12.5cm<br><i>BARRAQUER micro-needleholder, very delicate, curved, with ratchet, 12.5cm</i>                    |
| <b>ZA-004-448</b>           | BARRAQUER Mikro-Nadelhalter, gerade, ohne Sperre, 13cm<br><i>BARRAQUER micro-needleholder, straight, without ratchet, 13cm</i>                                             |
| <b>ZA-004-449</b>           | BARRAQUER Mikro-Nadelhalter, gebogen, ohne Sperre, 13cm<br><i>BARRAQUER micro-needleholder, curved, without ratchet, 13cm</i>                                              |
| <b>ZA-004-450</b>           | BARRAQUER Mikro-Nadelhalter, gerade, mit Sperre, 13cm<br><i>BARRAQUER micro-needleholder, straight, with ratchet, 13cm</i>                                                 |
| <b>ZA-004-451</b>           | BARRAQUER Mikro-Nadelhalter, gebogen, mit Sperre, 13cm<br><i>BARRAQUER micro-needleholder, curved, with ratchet, 13cm</i>                                                  |
| <b>ZA-004-452</b>           | BARRAQUER Mikro-Nadelhalter, Originalmodell, gerade, ohne Sperre, 13cm<br><i>BARRAQUER micro-needleholder, original model, straight, without ratchet, 13cm</i>             |
| <b>ZA-004-453</b>           | BARRAQUER Mikro-Nadelhalter, Originalmodell, gebogen, ohne Sperre, 13cm<br><i>BARRAQUER micro-needleholder, original model, curved, without ratchet, 13cm</i>              |
| <b>ZA-004-454</b>           | BARRAQUER Mikro-Nadelhalter, Originalmodell, gerade, mit Sperre, 13cm<br><i>BARRAQUER micro-needleholder, original model, straight, with ratchet, 13cm</i>                 |
| <b>ZA-004-455</b>           | BARRAQUER Mikro-Nadelhalter, Originalmodell, gebogen, mit Sperre, 13cm<br><i>BARRAQUER micro-needleholder, original model, curved, with ratchet, 13cm</i>                  |



**ZA-004-470 /**  
**ZA-004-471**



**ZA-004-472 /**  
**ZA-004-473**



**ZA-004-466**  
bis / to  
**ZA-004-469**



**ZA-004-462 /**  
**ZA-004-463**



**ZA-004-464 /**  
**ZA-004-465**



**ZA-004-456 /**  
**ZA-004-457**



**ZA-004-458 /**  
**ZA-004-459**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                             |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZA-004-456</b>           | BARRAQUER Mikro-Nadelhalter, gerade, ohne Sperre, 11.5cm<br><i>BARRAQUER micro-needleholder, straight, without ratchet, 11.5cm</i>                     |
| <b>ZA-004-457</b>           | BARRAQUER Mikro-Nadelhalter, gebogen, ohne Sperre, 11.5cm<br><i>BARRAQUER micro-needleholder, curved, without ratchet, 11.5cm</i>                      |
| <b>ZA-004-458</b>           | BARRAQUER Mikro-Nadelhalter, gerade, mit Sperre, 11.5cm<br><i>BARRAQUER micro-needleholder, straight, with ratchet, 11.5cm</i>                         |
| <b>ZA-004-459</b>           | BARRAQUER Mikro-Nadelhalter, gebogen, mit Sperre, 11.5cm<br><i>BARRAQUER micro-needleholder, curved, with ratchet, 11.5cm</i>                          |
| <b>ZA-004-462</b>           | BARRAQUER Mikro-Nadelhalter, gerade, ohne Sperre, 12cm<br><i>BARRAQUER micro-needleholder, straight, without ratchet, 12cm</i>                         |
| <b>ZA-004-463</b>           | BARRAQUER Mikro-Nadelhalter, gebogen, ohne Sperre, 12cm<br><i>BARRAQUER micro-needleholder, curved, without ratchet, 12cm</i>                          |
| <b>ZA-004-464</b>           | BARRAQUER Mikro-Nadelhalter, gerade, mit Sperre, 12cm<br><i>BARRAQUER micro-needleholder, straight, with ratchet, 12cm</i>                             |
| <b>ZA-004-465</b>           | BARRAQUER Mikro-Nadelhalter, gebogen, mit Sperre, 12cm<br><i>BARRAQUER micro-needleholder, curved, with ratchet, 12cm</i>                              |
| <b>ZA-004-466</b>           | BARRAQUER Mikro-Nadelhalter, delikat, gerade, ohne Sperre, 13.5cm<br><i>BARRAQUER micro-needleholder, very fine, straight, without ratchet, 13.5cm</i> |
| <b>ZA-004-467</b>           | BARRAQUER Mikro-Nadelhalter, delikat, gebogen, ohne Sperre, 13.5cm<br><i>BARRAQUER micro-needleholder, very fine, curved, without ratchet, 13.5cm</i>  |
| <b>ZA-004-468</b>           | BARRAQUER Mikro-Nadelhalter, delikat, gerade, mit Sperre, 13.5cm<br><i>BARRAQUER micro-needleholder, very fine, straight, with ratchet, 13.5cm</i>     |
| <b>ZA-004-469</b>           | BARRAQUER Mikro-Nadelhalter, delikat, gebogen, mit Sperre, 13.5cm<br><i>BARRAQUER micro-needleholder, very fine, curved, with ratchet, 13.5cm</i>      |
| <b>ZA-004-470</b>           | BARRAQUER Mikro-Nadelhalter, gerade, ohne Sperre, 14cm<br><i>BARRAQUER micro-needleholder, straight, without ratchet, 14cm</i>                         |
| <b>ZA-004-471</b>           | BARRAQUER Mikro-Nadelhalter, gebogen, ohne Sperre, 14cm<br><i>BARRAQUER micro-needleholder, curved, without ratchet, 14cm</i>                          |
| <b>ZA-004-472</b>           | BARRAQUER Mikro-Nadelhalter, gerade, mit Sperre, 14cm<br><i>BARRAQUER micro-needleholder, straight, with ratchet, 14cm</i>                             |
| <b>ZA-004-473</b>           | BARRAQUER Mikro-Nadelhalter, gebogen, mit Sperre, 14cm<br><i>BARRAQUER micro-needleholder, curved, with ratchet, 14cm</i>                              |





**ZA-002-003 /  
ZA-002-004 /  
ZA-004-406 /  
ZA-004-407**



**ZA-004-408 /  
ZA-004-409**



**ZA-004-410  
bis / to  
ZA-004-413**



**ZA-004-418 /  
ZA-004-420 /  
ZA-004-422 /  
ZA-004-424**



**ZA-004-419 /  
ZA-004-421 /  
ZA-004-423 /  
ZA-004-425**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZA-002-003</b>           | CASTROVIEJO Nadelhalter, gerade, fein, 14cm<br>CASTROVIEJO needle holder, straight, fine, 14cm                                                                           |
| <b>ZA-002-004</b>           | CASTROVIEJO Nadelhalter, gebogen, fein, 14cm<br>CASTROVIEJO needle holder, curved, fine, 14cm                                                                            |
| <b>ZA-004-406</b>           | CASTROVIEJO Mikro-Nadelhalter, sehr fein, gerade, ohne Sperre, 14cm<br>CASTROVIEJO micro-needleholder, very delicate, straight, without ratchet, 14cm                    |
| <b>ZA-004-407</b>           | CASTROVIEJO Mikro-Nadelhalter, sehr fein, gebogen, ohne Sperre, 14cm<br>CASTROVIEJO micro-needleholder, very delicate, curved, without ratchet, 14cm                     |
| <b>ZA-004-408</b>           | CASTROVIEJO Mikro-Nadelhalter, sehr fein, gerade, mit Sperre, 14cm<br>CASTROVIEJO micro-needleholder, very delicate, straight, with ratchet, 14cm                        |
| <b>ZA-004-409</b>           | CASTROVIEJO Mikro-Nadelhalter, sehr fein, gebogen, mit Sperre, 14cm<br>CASTROVIEJO micro-needleholder, very delicate, curved, with ratchet, 14cm                         |
| <b>ZA-004-410</b>           | CASTROVIEJO Mikro-Nadelhalter, sehr fein, gerade, ohne Sperre, 14cm, TC<br>CASTROVIEJO micro-needleholder, very delicate, straight, without ratchet, 14cm, TC            |
| <b>ZA-004-411</b>           | CASTROVIEJO Mikro-Nadelhalter, sehr fein, gebogen, ohne Sperre, 14cm, TC<br>CASTROVIEJO micro-needleholder, very delicate, curved, without ratchet, 14cm, TC             |
| <b>ZA-004-412</b>           | CASTROVIEJO Mikro-Nadelhalter, sehr fein, gerade, glatt, mit Sperre, 14cm, TC<br>CASTROVIEJO micro-needleholder, very delicate, straight, smooth, with ratchet, 14cm, TC |
| <b>ZA-004-413</b>           | CASTROVIEJO Mikro-Nadelhalter, sehr fein, gebogen, glatt, mit Sperre, 14cm, TC<br>CASTROVIEJO micro-needleholder, very delicate, curved, smooth, with ratchet, 14cm, TC  |
| <b>ZA-004-418</b>           | CASTROVIEJO Mikro-Nadelhalter, fein abgesetzt, gerade, mit Sperre, 9cm<br>CASTROVIEJO micro-needleholder, fine jaws, straight, with ratchet, 9cm                         |
| <b>ZA-004-422</b>           | CASTROVIEJO Mikro-Nadelhalter, fein abgesetzt, gerade, mit Sperre, 13cm<br>CASTROVIEJO micro-needleholder, fine jaws, straight, with ratchet, 13cm                       |
| <b>ZA-004-420</b>           | CASTROVIEJO Mikro-Nadelhalter, fein abgesetzt, gebogen, mit Sperre, 9cm<br>CASTROVIEJO micro-needleholder, fine jaws, curved, with ratchet, 9cm                          |
| <b>ZA-004-424</b>           | CASTROVIEJO Mikro-Nadelhalter, fein abgesetzt, gebogen, mit Sperre, 13cm<br>CASTROVIEJO micro-needleholder, fine jaws, curved, with ratchet, 13cm                        |
| <b>ZA-004-419</b>           | CASTROVIEJO Mikro-Nadelhalter, fein abgesetzt, gerade, ohne Sperre, 9cm<br>CASTROVIEJO micro-needleholder, fine jaws, straight, without ratchet, 9cm                     |
| <b>ZA-004-423</b>           | CASTROVIEJO Mikro-Nadelhalter, fein abgesetzt, gerade, ohne Sperre, 13cm<br>CASTROVIEJO micro-needleholder, fine jaws, straight, without ratchet, 13cm                   |
| <b>ZA-004-421</b>           | CASTROVIEJO Mikro-Nadelhalter, fein abgesetzt, gebogen, ohne Sperre, 9cm<br>CASTROVIEJO micro-needleholder, fine jaws, curved, without ratchet, 9cm                      |
| <b>ZA-004-425</b>           | CASTROVIEJO Mikro-Nadelhalter, fein abgesetzt, gebogen, ohne Sperre, 13cm<br>CASTROVIEJO micro-needleholder, fine jaws, curved, without ratchet, 13cm                    |





**ZA-004-432 /**  
**ZA-004-440 /**  
**ZA-004-433 /**  
**ZA-004-441**



**ZA-004-434 /**  
**ZA-004-442 /**  
**ZA-004-435 /**  
**ZA-004-443**



**ZA-004-436 /**  
**ZA-004-444 /**  
**ZA-004-437 /**  
**ZA-004-445**



**ZA-004-438 /**  
**ZA-004-446 /**  
**ZA-004-439 /**  
**ZA-004-447**




**ZA-004-426 /**  
**ZA-004-427 /**  
**ZA-004-430 /**  
**ZA-004-431**



**ZA-004-428 /**  
**ZA-004-429**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZA-004-426</b>           | CASTROVIEJO Mikro-Nadelhalter, sehr fein, gerade, ohne Sperre, 14cm, TC<br>CASTROVIEJO micro-needleholder, very delicate, straight, without ratchet, 14cm, TC                |
| <b>ZA-004-427</b>           | CASTROVIEJO Mikro-Nadelhalter, sehr fein, gebogen, ohne Sperre, 14cm, TC<br>CASTROVIEJO micro-needleholder, very delicate, curved, without ratchet, 14cm, TC                 |
| <b>ZA-004-428</b>           | CASTROVIEJO Mikro-Nadelhalter, sehr fein, gerade, glatt, mit Sperre, 14cm, TC<br>CASTROVIEJO micro-needleholder, very delicate, straight, smooth, with ratchet, 14cm, TC     |
| <b>ZA-004-429</b>           | CASTROVIEJO Mikro-Nadelhalter, sehr fein, gebogen, glatt, mit Sperre, 14cm, TC<br>CASTROVIEJO micro-needleholder, very delicate, curved, smooth, with ratchet, 14cm, TC      |
| <b>ZA-004-430</b>           | CASTROVIEJO Mikro-Nadelhalter, sehr fein, gerade, glatt, ohne Sperre, 14cm, TC<br>CASTROVIEJO micro-needleholder, very delicate, straight, smooth, without ratchet, 14cm, TC |
| <b>ZA-004-431</b>           | CASTROVIEJO Mikro-Nadelhalter, sehr fein, gebogen, glatt, ohne Sperre, 14cm, TC<br>CASTROVIEJO micro-needleholder, very delicate, curved, smooth, without ratchet, 14cm, TC  |
| <b>ZA-004-432</b>           | CASTROVIEJO Mikro-Nadelhalter, gerade, mit Sperre, 18cm, TC<br>CASTROVIEJO micro-needleholder, straight, with ratchet, 18cm, TC                                              |
| <b>ZA-004-440</b>           | CASTROVIEJO Mikro-Nadelhalter, gerade, mit Sperre, 20cm, TC<br>CASTROVIEJO micro-needleholder, straight, with ratchet, 20cm, TC                                              |
| <b>ZA-004-433</b>           | CASTROVIEJO Mikro-Nadelhalter, gebogen, mit Sperre, 18cm, TC<br>CASTROVIEJO micro-needleholder, curved, with ratchet, 18cm, TC                                               |
| <b>ZA-004-441</b>           | CASTROVIEJO Mikro-Nadelhalter, gebogen, mit Sperre, 20cm, TC<br>CASTROVIEJO micro-needleholder, curved, with ratchet, 20cm, TC                                               |
| <b>ZA-004-434</b>           | CASTROVIEJO Mikro-Nadelhalter, gerade, ohne Sperre, 18cm, TC<br>CASTROVIEJO micro-needleholder, straight, without ratchet, 18cm, TC                                          |
| <b>ZA-004-442</b>           | CASTROVIEJO Mikro-Nadelhalter, gerade, ohne Sperre, 20cm, TC<br>CASTROVIEJO micro-needleholder, straight, without ratchet, 20cm, TC                                          |
| <b>ZA-004-435</b>           | CASTROVIEJO Mikro-Nadelhalter, gebogen, ohne Sperre, 18cm, TC<br>CASTROVIEJO micro-needleholder, curved, without ratchet, 18cm, TC                                           |
| <b>ZA-004-443</b>           | CASTROVIEJO Mikro-Nadelhalter, gebogen, ohne Sperre, 20cm, TC<br>CASTROVIEJO micro-needleholder, curved, without ratchet, 20cm, TC                                           |
| <b>ZA-004-436</b>           | CASTROVIEJO Mikro-Nadelhalter, gerade, glatt, mit Sperre, 18cm, TC<br>CASTROVIEJO micro-needleholder, straight, smooth, with ratchet, 18cm, TC                               |
| <b>ZA-004-444</b>           | CASTROVIEJO Mikro-Nadelhalter, gerade, glatt, mit Sperre, 20cm, TC<br>CASTROVIEJO micro-needleholder, straight, smooth, with ratchet, 20cm, TC                               |
| <b>ZA-004-437</b>           | CASTROVIEJO Mikro-Nadelhalter, gebogen, glatt, mit Sperre, 18cm, TC<br>CASTROVIEJO micro-needleholder, curved, smooth, with ratchet, 18cm, TC                                |
| <b>ZA-004-445</b>           | CASTROVIEJO Mikro-Nadelhalter, gebogen, glatt, mit Sperre, 20cm, TC<br>CASTROVIEJO micro-needleholder, curved, smooth, with ratchet, 20cm, TC                                |
| <b>ZA-004-438</b>           | CASTROVIEJO Mikro-Nadelhalter, gerade, glatt, ohne Sperre, 18cm, TC<br>CASTROVIEJO micro-needleholder, straight, smooth, without ratchet, 18cm, TC                           |
| <b>ZA-004-446</b>           | CASTROVIEJO Mikro-Nadelhalter, gerade, glatt, ohne Sperre, 20cm, TC<br>CASTROVIEJO micro-needleholder, straight, smooth, without ratchet, 20cm, TC                           |
| <b>ZA-004-439</b>           | CASTROVIEJO Mikro-Nadelhalter, gebogen, glatt, ohne Sperre, 18cm, TC<br>CASTROVIEJO micro-needleholder, curved, smooth, without ratchet, 18cm, TC                            |
| <b>ZA-004-447</b>           | CASTROVIEJO Mikro-Nadelhalter, gebogen, glatt, ohne Sperre, 20cm, TC<br>CASTROVIEJO micro-needleholder, curved, smooth, without ratchet, 20cm, TC                            |



| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                                          |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZA-004-474</b>           | REILL Mikro-Nadelhalter, feines Maul, gerade, ohne Sperre, 15cm<br><i>REILL micro-needleholder, extra delicate, straight, without ratchet, 15cm</i> |
| <b>ZA-004-475</b>           | REILL Mikro-Nadelhalter, feines Maul, gebogen, ohne Sperre, 15cm<br><i>REILL micro-needleholder, extra delicate, curved, without ratchet, 15cm</i>  |
| <b>ZA-004-476</b>           | REILL Mikro-Nadelhalter, feines Maul, gerade, mit Sperre, 15cm<br><i>REILL micro-needleholder, extra delicate, straight, with ratchet, 15cm</i>     |
| <b>ZA-004-477</b>           | REILL Mikro-Nadelhalter, feines Maul, gebogen, mit Sperre, 15cm<br><i>REILL micro-needleholder, extra delicate, curved, with ratchet, 15cm</i>      |
| <b>ZA-004-478</b>           | Mikro-Nadelhalter mit Rundgriff, gerade, ohne Sperre, 18cm<br><i>Micro-needleholder with round handle, straight, without ratchet, 18cm</i>          |
| <b>ZA-004-479</b>           | Mikro-Nadelhalter mit Rundgriff, gebogen, ohne Sperre, 18cm<br><i>Micro-needleholder with round handle, curved, without ratchet, 18cm</i>           |
| <b>ZA-004-480</b>           | Mikro-Nadelhalter mit Rundgriff, gerade, mit Sperre, 18cm<br><i>Micro-needleholder with round handle, straight, with ratchet, 18cm</i>              |
| <b>ZA-004-481</b>           | Mikro-Nadelhalter mit Rundgriff, gebogen, mit Sperre, 18cm<br><i>Micro-needleholder with round handle, curved, with ratchet, 18cm</i>               |
| <b>ZA-004-482</b>           | Mikro-Nadelhalter, neues Modell, gerade, ohne Sperre, 12cm<br><i>Micro-needleholder, new model, straight, without ratchet, 12cm</i>                 |
| <b>ZA-004-483</b>           | Mikro-Nadelhalter, neues Modell, gebogen, ohne Sperre, 12cm<br><i>Micro-needleholder, new model, curved, without ratchet, 12cm</i>                  |
| <b>ZA-004-484</b>           | Mikro-Nadelhalter, neues Modell, gerade, mit Sperre, 12cm<br><i>Micro-needleholder, new model, straight, with ratchet, 12cm</i>                     |
| <b>ZA-004-485</b>           | Mikro-Nadelhalter, neues Modell, gebogen, mit Sperre, 12cm<br><i>Micro-needleholder, new model, curved, with ratchet, 12cm</i>                      |
| <b>ZA-004-486</b>           | Mikro-Nadelhalter, neues Modell, gerade, ohne Sperre, 12cm, TC<br><i>Micro-needleholder, new model, straight, without ratchet, 12cm, TC</i>         |
| <b>ZA-004-487</b>           | Mikro-Nadelhalter, neues Modell, gebogen, ohne Sperre, 12cm, TC<br><i>Micro-needleholder, new model, curved, without ratchet, 12cm, TC</i>          |
| <b>ZA-004-488</b>           | Mikro-Nadelhalter, neues Modell, gerade, mit Sperre, 12cm, TC<br><i>Micro-needleholder, new model, straight, with ratchet, 12cm, TC</i>             |
| <b>ZA-004-489</b>           | Mikro-Nadelhalter, neues Modell, gebogen, mit Sperre, 12cm, TC<br><i>Micro-needleholder, new model, curved, with ratchet, 12cm, TC</i>              |



**ZA-004-672**  
bis / to  
**ZA-004-679**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZA-004-672</b>           | YASARGIL Mikro-Nadelhalter, bayonett, gerade, 16cm<br>YASARGIL <i>micro-needleholder, bayonett, straight, 16cm</i>     |
| <b>ZA-004-673</b>           | YASARGIL Mikro-Nadelhalter, bayonett, gerade, 18cm<br>YASARGIL <i>micro-needleholder, bayonett, straight, 18cm</i>     |
| <b>ZA-004-674</b>           | YASARGIL Mikro-Nadelhalter, bayonett, gerade, 20cm<br>YASARGIL <i>micro-needleholder, bayonett, straight, 20cm</i>     |
| <b>ZA-004-675</b>           | YASARGIL Mikro-Nadelhalter, bayonett, gerade, 22.5cm<br>YASARGIL <i>micro-needleholder, bayonett, straight, 22.5cm</i> |
| <b>ZA-004-676</b>           | YASARGIL Mikro-Nadelhalter, bayonett, gebogen, 16cm<br>YASARGIL <i>micro-needleholder, bayonett, curved, 16cm</i>      |
| <b>ZA-004-677</b>           | YASARGIL Mikro-Nadelhalter, bayonett, gebogen, 18cm<br>YASARGIL <i>micro-needleholder, bayonett, curved, 18cm</i>      |
| <b>ZA-004-678</b>           | YASARGIL Mikro-Nadelhalter, bayonett, gebogen, 20cm<br>YASARGIL <i>micro-needleholder, bayonett, curved, 20cm</i>      |
| <b>ZA-004-679</b>           | YASARGIL Mikro-Nadelhalter, bayonett, gebogen, 22.5cm<br>YASARGIL <i>micro-needleholder, bayonett, curved, 22.5cm</i>  |



LD-008-033



LD-008-025  
bis / to  
LD-008-028



LD-008-029  
bis / to  
LD-008-032



LD-008-020  
bis / to  
LD-008-023



LD-008-024

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| LD-008-020                  | BISHOP scharfer Löffel, Fig. 1, 16cm<br><i>BISHOP spoon sharp, fig. 1, 16cm</i>       |
| LD-008-021                  | BISHOP scharfer Löffel, Fig. 2, 16cm<br><i>BISHOP spoon sharp, fig. 2, 16cm</i>       |
| LD-008-022                  | BISHOP scharfer Löffel, Fig. 3, 16cm<br><i>BISHOP spoon sharp, fig. 3, 16cm</i>       |
| LD-008-023                  | BISHOP scharfer Löffel, Fig. 4, 16cm<br><i>BISHOP spoon sharp, fig. 4, 16cm</i>       |
| LD-008-024                  | WOLF scharfer Löffel, 16cm<br><i>WOLF spoon sharp, 16cm</i>                           |
| LD-008-025                  | Scharfer Löffel, Ø 3.6mm, 25cm<br><i>Sharp spoon, Ø 3.6mm, 25cm</i>                   |
| LD-008-026                  | Scharfer Löffel, Ø 4.4mm, 25cm<br><i>Sharp spoon, Ø 4.4mm, 25cm</i>                   |
| LD-008-027                  | Scharfer Löffel, Ø 5.2mm, 25cm<br><i>Sharp spoon, Ø 5.2mm, 25cm</i>                   |
| LD-008-028                  | Scharfer Löffel, Ø 6.0mm, 25cm<br><i>Sharp spoon, Ø 6.0mm, 25cm</i>                   |
| LD-008-029                  | Scharfer Löffel, gebogen, Ø 3.6mm, 25cm<br><i>Sharp spoon, curved, Ø 3.6mm, 25cm</i>  |
| LD-008-030                  | Scharfer Löffel, gebogen, Ø 4.4mm, 25cm<br><i>Sharp spoon, curved, Ø 4.4mm, 25cm</i>  |
| LD-008-031                  | Scharfer Löffel, gebogen, Ø 5.2mm, 25cm<br><i>Sharp spoon, curved, Ø 5.2mm, 25cm</i>  |
| LD-008-032                  | Scharfer Löffel, gebogen, Ø 6.0mm, 25cm<br><i>Sharp spoon, curved, Ø 6.0mm, 25cm</i>  |
| LD-008-033                  | SCHILLER Löffel rund, gerade, 26.5cm<br><i>SCHILLER spoon round, straight, 26.5cm</i> |



**LD-008-046**  
bis / to  
**LD-008-055**



**LD-008-034**  
bis / to  
**LD-008-041**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-008-034</b>           | WILLIGER scharfer Löffel, rund, Fig. 00, 17cm<br>WILLIGER spoon sharp, round, fig. 00, 17cm                               |
| <b>LD-008-035</b>           | WILLIGER scharfer Löffel, rund, Fig. 0, 17cm<br>WILLIGER spoon sharp, round, fig. 0, 17cm                                 |
| <b>LD-008-036</b>           | WILLIGER scharfer Löffel, rund, Fig. 1, 17cm<br>WILLIGER spoon sharp, round, fig. 1, 17cm                                 |
| <b>LD-008-037</b>           | WILLIGER scharfer Löffel, rund, Fig. 2, 17cm<br>WILLIGER spoon sharp, round, fig. 2, 17cm                                 |
| <b>LD-008-038</b>           | WILLIGER scharfer Löffel, oval, Fig. 00, 17cm<br>WILLIGER spoon sharp, oval, fig. 00, 17cm                                |
| <b>LD-008-039</b>           | WILLIGER scharfer Löffel, oval, Fig. 0, 17cm<br>WILLIGER spoon sharp, oval, fig. 0, 17cm                                  |
| <b>LD-008-040</b>           | WILLIGER scharfer Löffel, oval, Fig. 1, 17cm<br>WILLIGER spoon sharp, oval, fig. 1, 17cm                                  |
| <b>LD-008-041</b>           | WILLIGER scharfer Löffel, oval, Fig. 2, 17cm<br>WILLIGER spoon sharp, oval, fig. 2, 17cm                                  |
| <b>LD-008-046</b>           | BRUNS scharfer Löffel, oval, Hartgewebegriff, Fig. 0000, 27cm<br>BRUNS spoon sharp, oval, plastic handle, fig. 0000, 27cm |
| <b>LD-008-047</b>           | BRUNS scharfer Löffel, oval, Hartgewebegriff, Fig. 000, 27cm<br>BRUNS spoon sharp, oval, plastic handle, fig. 000, 27cm   |
| <b>LD-008-048</b>           | BRUNS scharfer Löffel, oval, Hartgewebegriff, Fig. 00, 27cm<br>BRUNS spoon sharp, oval, plastic handle, fig. 00, 27cm     |
| <b>LD-008-049</b>           | BRUNS scharfer Löffel, oval, Hartgewebegriff, Fig. 0, 27cm<br>BRUNS spoon sharp, oval, plastic handle, fig. 0, 27cm       |
| <b>LD-008-050</b>           | BRUNS scharfer Löffel, oval, Hartgewebegriff, Fig. 1, 27cm<br>BRUNS spoon sharp, oval, plastic handle, fig. 1, 27cm       |
| <b>LD-008-051</b>           | BRUNS scharfer Löffel, oval, Hartgewebegriff, Fig. 2, 27cm<br>BRUNS spoon sharp, oval, plastic handle, fig. 2, 27cm       |
| <b>LD-008-052</b>           | BRUNS scharfer Löffel, oval, Hartgewebegriff, Fig. 3, 27cm<br>BRUNS spoon sharp, oval, plastic handle, fig. 3, 27cm       |
| <b>LD-008-053</b>           | BRUNS scharfer Löffel, oval, Hartgewebegriff, Fig. 4, 27cm<br>BRUNS spoon sharp, oval, plastic handle, fig. 4, 27cm       |
| <b>LD-008-054</b>           | BRUNS scharfer Löffel, oval, Hartgewebegriff, Fig. 5, 27cm<br>BRUNS spoon sharp, oval, plastic handle, fig. 5, 27cm       |
| <b>LD-008-055</b>           | BRUNS scharfer Löffel, oval, Hartgewebegriff, Fig. 6, 27cm<br>BRUNS spoon sharp, oval, plastic handle, fig. 6, 27cm       |



**LD-008-062**  
bis / to  
**LD-008-067**



**LD-008-056**  
bis / to  
**LD-008-061**



**LD-008-042**  
bis / to  
**LD-008-045**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-008-042</b>           | DAUBENSPECK scharfer Löffel, oval, Fig. 00, 20cm<br>DAUBENSPECK spoon sharp, oval, fig. 00, 20cm               |
| <b>LD-008-043</b>           | DAUBENSPECK scharfer Löffel, oval, Fig. 0, 20cm<br>DAUBENSPECK spoon sharp, oval, fig. 0, 20cm                 |
| <b>LD-008-044</b>           | DAUBENSPECK scharfer Löffel, oval, Fig. 1, 20cm<br>DAUBENSPECK spoon sharp, oval, fig. 1, 20cm                 |
| <b>LD-008-045</b>           | DAUBENSPECK scharfer Löffel, oval, Fig. 2, 20cm<br>DAUBENSPECK spoon sharp, oval, fig. 2, 20cm                 |
| <b>LD-008-056</b>           | SIMON scharfer Löffel, oval, fest, scharf, Fig. 1, 23cm<br>SIMON spoon sharp, oval, rigid, sharp, fig. 1, 23cm |
| <b>LD-008-057</b>           | SIMON scharfer Löffel, oval, fest, scharf, Fig. 2, 23cm<br>SIMON spoon sharp, oval, rigid, sharp, fig. 2, 23cm |
| <b>LD-008-058</b>           | SIMON scharfer Löffel, oval, fest, scharf, Fig. 3, 23cm<br>SIMON spoon sharp, oval, rigid, sharp, fig. 3, 23cm |
| <b>LD-008-059</b>           | SIMON scharfer Löffel, oval, fest, scharf, Fig. 4, 23cm<br>SIMON spoon sharp, oval, rigid, sharp, fig. 4, 23cm |
| <b>LD-008-060</b>           | SIMON scharfer Löffel, oval, fest, scharf, Fig. 5, 23cm<br>SIMON spoon sharp, oval, rigid, sharp, fig. 5, 23cm |
| <b>LD-008-061</b>           | SIMON scharfer Löffel, oval, fest, scharf, Fig. 6, 23cm<br>SIMON spoon sharp, oval, rigid, sharp, fig. 6, 23cm |
| <b>LD-008-062</b>           | SIMON scharfer Löffel, oval, fest, scharf, Fig. 1, 24cm<br>SIMON spoon sharp, oval, rigid, sharp, fig. 1, 24cm |
| <b>LD-008-063</b>           | SIMON scharfer Löffel, oval, fest, scharf, Fig. 2, 24cm<br>SIMON spoon sharp, oval, rigid, sharp, fig. 2, 24cm |
| <b>LD-008-064</b>           | SIMON scharfer Löffel, oval, fest, scharf, Fig. 3, 24cm<br>SIMON spoon sharp, oval, rigid, sharp, fig. 3, 24cm |
| <b>LD-008-065</b>           | SIMON scharfer Löffel, oval, fest, scharf, Fig. 4, 24cm<br>SIMON spoon sharp, oval, rigid, sharp, fig. 4, 24cm |
| <b>LD-008-066</b>           | SIMON scharfer Löffel, oval, fest, scharf, Fig. 5, 24cm<br>SIMON spoon sharp, oval, rigid, sharp, fig. 5, 24cm |
| <b>LD-008-067</b>           | SIMON scharfer Löffel, oval, fest, scharf, Fig. 6, 24cm<br>SIMON spoon sharp, oval, rigid, sharp, fig. 6, 24cm |



**ZA-002-599**  
bis / to  
**ZA-002-607**



**ZA-002-616**  
bis / to  
**ZA-002-622**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                          |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZA-002-599</b>           | BRUNS Kürette, Fig. 000, 17cm<br><i>BRUNS curette, fig. 000, 17cm</i>               |
| <b>ZA-002-600</b>           | BRUNS Kürette, Fig. 00, 17cm<br><i>BRUNS curette, fig. 00, 17cm</i>                 |
| <b>ZA-002-601</b>           | BRUNS Kürette, Fig. 0, 17cm<br><i>BRUNS curette, fig. 0, 17cm</i>                   |
| <b>ZA-002-602</b>           | BRUNS Kürette, Fig. 1, 17cm<br><i>BRUNS curette, fig. 1, 17cm</i>                   |
| <b>ZA-002-603</b>           | BRUNS Kürette, Fig. 2, 17cm<br><i>BRUNS curette, fig. 2, 17cm</i>                   |
| <b>ZA-002-604</b>           | BRUNS Kürette, Fig. 3, 17cm<br><i>BRUNS curette, fig. 3, 17cm</i>                   |
| <b>ZA-002-605</b>           | BRUNS Kürette, Fig. 4, 17cm<br><i>BRUNS curette, fig. 4, 17cm</i>                   |
| <b>ZA-002-606</b>           | BRUNS Kürette, Fig. 5, 17cm<br><i>BRUNS curette, fig. 5, 17cm</i>                   |
| <b>ZA-002-607</b>           | BRUNS Kürette, Fig. 6, 17cm<br><i>BRUNS curette, fig. 6, 17cm</i>                   |
| <b>ZA-002-616</b>           | SCHEDE Knochenkürette, Fig. 000, 17cm<br><i>SCHEDE bone curette, fig. 000, 17cm</i> |
| <b>ZA-002-617</b>           | SCHEDE Knochenkürette, Fig. 00, 17cm<br><i>SCHEDE bone curette, fig. 00, 17cm</i>   |
| <b>ZA-002-618</b>           | SCHEDE Knochenkürette, Fig. 0, 17cm<br><i>SCHEDE bone curette, fig. 0, 17cm</i>     |
| <b>ZA-002-619</b>           | SCHEDE Knochenkürette, Fig. 1, 17cm<br><i>SCHEDE bone curette, fig. 1, 17cm</i>     |
| <b>ZA-002-620</b>           | SCHEDE Knochenkürette, Fig. 2, 17cm<br><i>SCHEDE bone curette, fig. 2, 17cm</i>     |
| <b>ZA-002-621</b>           | SCHEDE Knochenkürette, Fig. 3, 17cm<br><i>SCHEDE bone curette, fig. 3, 17cm</i>     |
| <b>ZA-002-622</b>           | SCHEDE Knochenkürette, Fig. 4, 17cm<br><i>SCHEDE bone curette, fig. 4, 17cm</i>     |



**ZA-002-589**  
bis / to  
**ZA-002-598**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZA-002-589</b>           | VOLKMANN Kürette, Fig. 0000, 17cm<br>VOLKMANN curette, fig. 0000, 17cm |
| <b>ZA-002-590</b>           | VOLKMANN Kürette, Fig. 000, 17cm<br>VOLKMANN curette, fig. 000, 17cm   |
| <b>ZA-002-591</b>           | VOLKMANN Kürette, Fig. 00, 17cm<br>VOLKMANN curette, fig. 00, 17cm     |
| <b>ZA-002-592</b>           | VOLKMANN Kürette, Fig. 0, 17cm<br>VOLKMANN curette, fig. 0, 17cm       |
| <b>ZA-002-593</b>           | VOLKMANN Kürette, Fig. 1, 17cm<br>VOLKMANN curette, fig. 1, 17cm       |
| <b>ZA-002-594</b>           | VOLKMANN Kürette, Fig. 2, 17cm<br>VOLKMANN curette, fig. 2, 17cm       |
| <b>ZA-002-595</b>           | VOLKMANN Kürette, Fig. 3, 17cm<br>VOLKMANN curette, fig. 3, 17cm       |
| <b>ZA-002-596</b>           | VOLKMANN Kürette, Fig. 4, 17cm<br>VOLKMANN curette, fig. 4, 17cm       |
| <b>ZA-002-597</b>           | VOLKMANN Kürette, Fig. 5, 17cm<br>VOLKMANN curette, fig. 5, 17cm       |
| <b>ZA-002-598</b>           | VOLKMANN Kürette, Fig. 6, 17cm<br>VOLKMANN curette, fig. 6, 17cm       |





**LR-001-010**  
bis / to  
**LR-001-013**



**LR-001-002 /**  
**LR-001-003**



**LR-001-014**  
bis / to  
**LR-001-017**



**LR-001-018**



**LR-001-019**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                    |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LR-001-002</b>           | RUSKIN-LISTON Knochensplitterzange, gerade, 18cm<br><i>RUSKIN-LISTON bone cutting forceps, straight, 18cm</i> |
| <b>LR-001-003</b>           | RUSKIN-LISTON Knochensplitterzange, gebogen, 18cm<br><i>RUSKIN-LISTON bone cutting forceps, curved, 18cm</i>  |
| <b>LR-001-010</b>           | LEMPERT Hohlmeißelzange, gerade, 16cm<br><i>LEMPERT bone rongeur, straight, 16cm</i>                          |
| <b>LR-001-012</b>           | LEMPERT Hohlmeißelzange, gerade, 19cm<br><i>LEMPERT bone rongeur, straight, 19cm</i>                          |
| <b>LR-001-011</b>           | LEMPERT Hohlmeißelzange, gebogen, 16cm<br><i>LEMPERT bone rongeur, curved, 16cm</i>                           |
| <b>LR-001-013</b>           | LEMPERT Hohlmeißelzange, gebogen, 19cm<br><i>LEMPERT bone rongeur, curved, 19cm</i>                           |
| <b>LR-001-014</b>           | RUSKIN Hohlmeißelzange, gerade, 5mm, 18cm<br><i>RUSKIN bone rongeur, straight, 5mm, 18cm</i>                  |
| <b>LR-001-015</b>           | RUSKIN Hohlmeißelzange, gerade, 6mm, 18cm<br><i>RUSKIN bone rongeur, straight, 6mm, 18cm</i>                  |
| <b>LR-001-016</b>           | RUSKIN Hohlmeißelzange, gebogen, 5mm, 18cm<br><i>RUSKIN bone rongeur, curved, 5mm, 18cm</i>                   |
| <b>LR-001-017</b>           | RUSKIN Hohlmeißelzange, gebogen, 6mm, 18cm<br><i>RUSKIN bone rongeur, curved, 6mm, 18cm</i>                   |
| <b>LR-001-018</b>           | BEYER Hohlmeißelzange, gebogen, 18cm<br><i>BEYER bone rongeur, curved, 18cm</i>                               |
| <b>LR-001-019</b>           | ZAUFAL-JANSEN Hohlmeißelzange, gebogen, 18cm<br><i>ZAUFAL-JANSEN bone rongeur, curved, 18cm</i>               |



**ZA-004-325**



**ZA-002-703**



**ZA-004-326**



**LR-001-020**



**ZA-002-696**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                       |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LR-001-020</b>           | JANSEN Hohlmeißelzange, bajonettförmig gebogen, 17cm<br><i>JANSEN bone rongeur, bajonett shaped curved, 17cm</i> |
| <b>ZA-002-696</b>           | LUER Hohlmeißelzange, gebogen, 15cm<br><i>LUER bone rongeur, curved, 15cm</i>                                    |
| <b>ZA-002-703</b>           | BEYER Hohlmeißelzange, Doppelgelenk, gebogen, 18cm<br><i>BEYER bone rongeur, double joint, curved, 18cm</i>      |
| <b>ZA-004-325</b>           | LEMPERT Hohlmeißelzange, schlank, gerade, 19cm<br><i>LEMPERT bone rongeur, delicate, straight, 19cm</i>          |
| <b>ZA-004-326</b>           | BEYER Hohlmeißelzange, schlank, gebogen, 18cm<br><i>BEYER bone rongeur, delicate, curved, 18cm</i>               |



**LD-300-050**



**LD-300-051**



**LD-300-053**



**LD-300-054**



**LD-300-055**



**LD-300-056**



**LD-300-052**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                     |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-300-050</b>           | SANDERS-BROWN Ahle, gebogen, 30cm<br><i>SANDERS-BROWN awl, curved, 30cm</i>    |
| <b>LD-300-051</b>           | SANDERS-BROWN Ahle, gebogen, 29cm<br><i>SANDERS-BROWN awl, curved, 29cm</i>    |
| <b>LD-300-052</b>           | OBWEGESER Unterkieferahle, gebogen, 14cm<br><i>OBWEGESER awl, curved, 14cm</i> |
| <b>LD-300-053</b>           | OBWEGESER Jochbogenahle, gebogen, 23cm<br><i>OBWEGESER awl, curved, 23cm</i>   |
| <b>LD-300-054</b>           | OBWEGESER Oberkieferahle, gebogen, 18cm<br><i>OBWEGESER awl, curved, 18cm</i>  |
| <b>LD-300-055</b>           | KELSEY-FRY Kieferahle, kurz, 15cm<br><i>KELSEY-FRY awl, short, 15cm</i>        |
| <b>LD-300-056</b>           | KELSEY-FRY Kieferahle, gebogen, 15cm<br><i>KELSEY-FRY awl, curved, 15cm</i>    |



**LD-300-001 /  
LD-300-002**



**LD-300-011**



**LD-300-012**



**LD-300-004  
bis / to  
LD-300-006**



**LD-300-015**




**LD-300-003**



**LD-300-007  
bis / to  
LD-300-010**

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                                  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-300-001</b>           | OBWEGESER-FREER Elevator, doppelendig, Fig. 1, 21cm<br>OBWEGESER-FREER elevator, double ended, fig. 1, 21cm |
| <b>LD-300-002</b>           | OBWEGESER-FREER Elevator, doppelendig, Fig. 2, 21cm<br>OBWEGESER-FREER elevator, double ended, fig. 2, 21cm |
| <b>LD-300-003</b>           | OBWEGESER Schwalbenschwanz Raspatorium, 9mm, 17.5cm<br>OBWEGESER dovetail raspatorium, 9mm, 17.5cm          |
| <b>LD-300-004</b>           | OBWEGESER Raspatorium, gewinkelt, 5mm, 20cm<br>OBWEGESER raspatorium, angled, 5mm, 20cm                     |
| <b>LD-300-005</b>           | OBWEGESER Raspatorium, gewinkelt, 7mm, 20cm<br>OBWEGESER raspatorium, angled, 7mm, 20cm                     |
| <b>LD-300-006</b>           | OBWEGESER Raspatorium, gewinkelt, 9mm, 20cm<br>OBWEGESER raspatorium, angled, 9mm, 20cm                     |
| <b>LD-300-007</b>           | OBWEGESER Raspatorium, flach, 6mm, 17.5cm<br>OBWEGESER raspatorium, flat, 6mm, 17.5cm                       |
| <b>LD-300-008</b>           | OBWEGESER Raspatorium, flach, 7mm, 17.5cm<br>OBWEGESER raspatorium, flat, 7mm, 17.5cm                       |
| <b>LD-300-009</b>           | OBWEGESER Raspatorium, flach, 9mm, 17.5cm<br>OBWEGESER raspatorium, flat, 9mm, 17.5cm                       |
| <b>LD-300-010</b>           | OBWEGESER Raspatorium, flach, 11mm, 17.5cm<br>OBWEGESER raspatorium, flat, 11mm, 17.5cm                     |
| <b>LD-300-011</b>           | GILLIES Elevator, gewinkelt, 21cm<br>GILLIES elevator, angled, 21cm                                         |
| <b>LD-300-012</b>           | GILLIES Elevator, gewinkelt, 21cm<br>GILLIES elevator, angled, 21cm                                         |
| <b>LD-300-015</b>           | DINGMANN Elevator, scharf/stump, 18cm<br>DINGMANN elevator, sharp/blunt, 18cm                               |



| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                       |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LD-300-013</b>           | MERSHON Kronenschieber, 14.5cm<br><i>MERSHON pusher, 14.5cm</i>                                  |
| <b>LD-300-100</b>           | OBWEGESER Osteotom, gebogen, 10mm, 23.5cm<br><i>OBWEGESER osteotome, curved, 10mm, 23.5cm</i>    |
| <b>LD-300-101</b>           | TESSIER Osteotom, gerade, 10mm, 20.5cm<br><i>TESSIER osteotome, straight, 10mm, 20.5cm</i>       |
| <b>LD-300-102</b>           | TESSIER Osteotom, gebogen, 10mm, 20.5cm<br><i>TESSIER osteotome, curved, 10mm, 20.5cm</i>        |
| <b>LD-300-103</b>           | OBWEGESER Septumosteotom, U-förmig, 18.5cm<br><i>OBWEGESER septum osteotome, U-shape, 18.5cm</i> |
| <b>LD-300-104</b>           | OBWEGESER Septumosteotom, V-förmig, 18.5cm<br><i>OBWEGESER septum osteotome, V-shape, 18.5cm</i> |
| <b>LD-300-105</b>           | OBWEGESER Osteotom, 7mm, 21.5cm<br><i>OBWEGESER osteotome, 7mm, 21.5cm</i>                       |
| <b>LD-300-106</b>           | OBWEGESER Osteotom, 10mm, 21.5cm<br><i>OBWEGESER osteotome, 10mm, 21.5cm</i>                     |
| <b>LD-300-107</b>           | OBWEGESER Osteotom, fein, 2.5mm, 15cm<br><i>OBWEGESER osteotome, fine, 2.5mm, 15cm</i>           |
| <b>LD-300-108</b>           | OBWEGESER Osteotom, fein, 2.5mm, 15cm<br><i>OBWEGESER osteotome, fine, 2.5mm, 15cm</i>           |



| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Bezeichnung<br>Description                                                                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD-300-057                  | DINGMAN Drahtumführer, gebogen, spitz<br><i>DINGMAN wire pusher, curved</i>                     |
| LD-300-200                  | BOWDLER-HENRY'S Wundhaken, 16cm<br><i>BOWDLER-HENRY'S retractor, 16cm</i>                       |
| LD-300-201                  | Jochbogenhaken, scharf, 10mm, 19cm<br><i>Retractor, sharp, 10mm, 19cm</i>                       |
| LD-300-202                  | Jochbogenhaken, scharf, 20mm, 19cm<br><i>Retractor, sharp, 20mm, 19cm</i>                       |
| LD-300-203                  | DINGMANN Jochbogenhaken, 10mm, 17cm<br><i>DINGMANN retractor, 10mm, 17cm</i>                    |
| LD-300-204                  | SÖRENSEN-HEIN Kieferhaken, gezahnt, 17.5cm<br><i>SÖRENSEN-HEIN retractor, toothed, 17.5cm</i>   |
| LD-300-205                  | TESSIER Mobilisierungshaken, links, 15cm<br><i>TESSIER mobilisation retractor, left, 15cm</i>   |
| LD-300-206                  | TESSIER Mobilisierungshaken, rechts, 15cm<br><i>TESSIER mobilisation retractor, right, 15cm</i> |
| LD-300-207                  | SINGEL Orbital Retraktor, 18.5cm<br><i>SINGEL orbital retractor, 18.5cm</i>                     |



| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Seite<br>Page | Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Seite<br>Page | Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Seite<br>Page | Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Seite<br>Page |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| DA-001-000                  | 212           | GH-004-052                  | 202           | LA-001-004                  | 11            | LA-010-001                  | 131           |
| DA-001-001                  | 212           | GH-004-053                  | 202           | LA-001-004                  | 129           | LA-010-003                  | 131           |
| DA-003-000                  | 212           | GH-004-054                  | 202           | LA-001-005                  | 11            | LA-011-001                  | 197           |
| DA-003-001                  | 212           | GH-004-060                  | 201           | LA-001-005                  | 129           | LA-011-002                  | 197           |
| DC-001-000                  | 212           | GH-004-061                  | 201           | LA-001-006                  | 11            | LA-011-003                  | 197           |
| DC-001-001                  | 212           | GH-004-062                  | 201           | LA-001-006                  | 129           | LA-011-004                  | 197           |
| DC-003-000                  | 212           | GH-004-063                  | 201           | LA-002-001                  | 12            | LA-011-005                  | 197           |
| DC-003-001                  | 212           | GH-004-064                  | 201           | LA-002-001                  | 130           | LA-011-006                  | 197           |
| ES-008-001                  | 12            | GH-004-065                  | 201           | LA-002-002                  | 12            | LA-011-007                  | 197           |
| ES-008-001                  | 130           | GH-004-066                  | 201           | LA-002-002                  | 130           | LA-011-008                  | 197           |
| GD-005-001                  | 210           | GH-004-067                  | 201           | LA-002-003                  | 12            | LA-015-001                  | 198           |
| GD-005-002                  | 210           | GH-004-068                  | 201           | LA-002-003                  | 130           | LA-015-002                  | 198           |
| GD-005-003                  | 210           | GH-004-069                  | 201           | LA-002-004                  | 12            | LA-015-003                  | 198           |
| GD-005-004                  | 210           | GH-004-070                  | 201           | LA-002-004                  | 130           | LA-015-004                  | 198           |
| GD-005-005                  | 210           | GH-004-071                  | 201           | LA-002-005                  | 12            | LA-015-005                  | 198           |
| GD-005-010                  | 211           | GH-004-072                  | 201           | LA-002-005                  | 130           | LA-015-009                  | 198           |
| GD-005-011                  | 211           | GH-004-073                  | 201           | LA-002-006                  | 12            | LA-015-010                  | 198           |
| GD-005-012                  | 211           | GH-004-074                  | 201           | LA-002-006                  | 130           | LA-015-011                  | 198           |
| GD-005-013                  | 211           | GH-004-075                  | 201           | LA-002-007                  | 12            | LA-015-012                  | 198           |
| GD-010-001                  | 209           | GH-004-076                  | 201           | LA-002-007                  | 130           | LA-015-013                  | 198           |
| GD-010-002                  | 209           | GH-004-077                  | 201           | LA-002-008                  | 12            | LA-015-014                  | 198           |
| GD-010-003                  | 209           | GH-004-078                  | 201           | LA-002-008                  | 130           | LA-015-020                  | 198           |
| GD-010-004                  | 209           | GH-004-079                  | 201           | LA-002-009                  | 12            | LA-015-021                  | 198           |
| GD-010-005                  | 209           | GH-004-080                  | 201           | LA-002-009                  | 130           | LA-015-022                  | 198           |
| GD-010-006                  | 209           | GH-004-081                  | 202           | LA-002-010                  | 12            | LA-015-023                  | 198           |
| GD-010-007                  | 209           | GH-004-082                  | 202           | LA-002-010                  | 130           | LA-015-024                  | 198           |
| GD-010-008                  | 209           | GH-004-083                  | 202           | LA-002-011                  | 12            | LA-015-025                  | 198           |
| GD-010-009                  | 209           | GH-004-084                  | 202           | LA-002-011                  | 130           | LA-015-026                  | 198           |
| GD-010-010                  | 209           | GH-004-085                  | 202           | LA-002-012                  | 12            | LA-015-027                  | 198           |
| GH-004-001                  | 202           | GH-004-086                  | 202           | LA-002-012                  | 130           | LA-050-020                  | 3             |
| GH-004-002                  | 202           | GH-004-087                  | 202           | LA-002-013                  | 12            | LA-050-058                  | 2             |
| GH-004-003                  | 202           | GH-004-088                  | 202           | LA-002-013                  | 130           | LA-050-083                  | 1             |
| GH-004-004                  | 202           | GH-005-001                  | 199           | LA-002-014                  | 12            | LA-050-120                  | 4             |
| GH-004-005                  | 202           | GH-005-002                  | 199           | LA-002-014                  | 130           | LA-100-001                  | 20            |
| GH-004-006                  | 202           | GH-005-003                  | 199           | LA-002-015                  | 12            | LA-100-002                  | 20            |
| GH-004-007                  | 202           | GH-005-004                  | 199           | LA-002-015                  | 130           | LA-100-003                  | 20            |
| GH-004-010                  | 199           | GH-005-005                  | 199           | LA-002-016                  | 12            | LA-100-004                  | 20            |
| GH-004-011                  | 199           | GH-005-006                  | 199           | LA-003-001                  | 11            | LA-100-005                  | 20            |
| GH-004-012                  | 199           | GH-005-007                  | 199           | LA-003-001                  | 129           | LA-100-006                  | 20            |
| GH-004-015                  | 199           | GH-005-008                  | 199           | LA-003-002                  | 11            | LA-100-007                  | 20            |
| GH-004-020                  | 200           | GH-005-009                  | 199           | LA-003-002                  | 129           | LA-100-008                  | 20            |
| GH-004-021                  | 200           | GH-010-001                  | 205           | LA-003-003                  | 11            | LA-100-009                  | 20            |
| GH-004-022                  | 200           | GH-010-002                  | 205           | LA-003-003                  | 129           | LA-100-010                  | 20            |
| GH-004-023                  | 200           | GH-010-003                  | 205           | LA-004-001                  | 11            | LA-100-011                  | 20            |
| GH-004-025                  | 200           | LA-000-001                  | 11            | LA-004-001                  | 129           | LA-100-012                  | 20            |
| GH-004-026                  | 200           | LA-000-001                  | 129           | LA-004-002                  | 11            | LA-100-013                  | 20            |
| GH-004-027                  | 200           | LA-000-002                  | 11            | LA-004-002                  | 129           | LB-001-001                  | 134           |
| GH-004-028                  | 200           | LA-000-002                  | 129           | LA-005-001                  | 11            | LB-001-002                  | 134           |
| GH-004-029                  | 200           | LA-000-003                  | 12            | LA-005-001                  | 129           | LB-002-001                  | 132           |
| GH-004-030                  | 200           | LA-000-003                  | 130           | LA-005-002                  | 11            | LB-002-002                  | 132           |
| GH-004-031                  | 200           | LA-000-004                  | 12            | LA-005-002                  | 129           | LB-002-003                  | 132           |
| GH-004-032                  | 200           | LA-000-004                  | 130           | LA-006-001                  | 11            | LB-002-004                  | 132           |
| GH-004-033                  | 200           | LA-000-005                  | 11            | LA-006-001                  | 129           | LB-002-005                  | 132           |
| GH-004-034                  | 200           | LA-000-005                  | 129           | LA-006-002                  | 11            | LB-002-011                  | 132           |
| GH-004-035                  | 200           | LA-001-001                  | 11            | LA-006-002                  | 129           | LB-002-012                  | 132           |
| GH-004-036                  | 200           | LA-001-001                  | 129           | LA-007-001                  | 11            | LB-002-013                  | 132           |
| GH-004-037                  | 200           | LA-001-002                  | 11            | LA-007-001                  | 129           | LB-002-014                  | 132           |
| GH-004-038                  | 200           | LA-001-002                  | 129           | LA-007-002                  | 11            | LB-002-015                  | 132           |
| GH-004-050                  | 202           | LA-001-003                  | 11            | LA-007-002                  | 129           | LB-002-020                  | 133           |
| GH-004-051                  | 202           | LA-001-003                  | 129           | LA-010-000                  | 131           | LB-002-021                  | 133           |



| <b>Bestell-Nr.</b><br><b>Ordering no.</b> | <b>Seite</b><br><b>Page</b> | <b>Bestell-Nr.</b><br><b>Ordering no.</b> | <b>Seite</b><br><b>Page</b> | <b>Bestell-Nr.</b><br><b>Ordering no.</b> | <b>Seite</b><br><b>Page</b> | <b>Bestell-Nr.</b><br><b>Ordering no.</b> | <b>Seite</b><br><b>Page</b> |
|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| LB-002-022                                | 133                         | LC-001-003-SS                             | 159                         | LC-001-032-S                              | 158                         | LC-002-014-S                              | 158                         |
| LB-002-023                                | 133                         | LC-001-004                                | 153                         | LC-001-033                                | 154                         | LC-002-004-SS                             | 118                         |
| LB-002-024                                | 133                         | LC-001-004-S                              | 157                         | LC-001-033-S                              | 158                         | LC-002-004-SS                             | 161                         |
| LB-002-025                                | 133                         | LC-001-004-SS                             | 117                         | LC-001-033-SS                             | 160                         | LC-002-005                                | 155                         |
| LB-002-026                                | 133                         | LC-001-004-SS                             | 159                         | LC-001-034                                | 154                         | LC-002-015-S                              | 158                         |
| LB-005-001                                | 132                         | LC-001-005                                | 153                         | LC-001-034-S                              | 158                         | LC-002-005-SS                             | 118                         |
| LB-005-002                                | 132                         | LC-001-005-S                              | 157                         | LC-001-035                                | 154                         | LC-002-005-SS                             | 161                         |
| LB-005-003                                | 132                         | LC-001-005-SS                             | 117                         | LC-001-035-S                              | 158                         | LC-002-006                                | 155                         |
| LB-005-030                                | 137                         | LC-001-005-SS                             | 159                         | LC-001-035-SS                             | 160                         | LC-002-016-S                              | 158                         |
| LB-005-031                                | 137                         | LC-001-006-SS                             | 117                         | LC-001-041                                | 154                         | LC-002-006-SS                             | 118                         |
| LB-005-032                                | 137                         | LC-001-006-SS                             | 159                         | LC-001-041-S                              | 158                         | LC-002-006-SS                             | 161                         |
| LB-005-033                                | 137                         | LC-001-007-SS                             | 117                         | LC-001-041-SS                             | 160                         | LC-002-011-SS                             | 162                         |
| LB-005-034                                | 137                         | LC-001-011                                | 153                         | LC-001-042                                | 154                         | LC-002-012-SS                             | 162                         |
| LB-010-001                                | 79                          | LC-001-011-S                              | 157                         | LC-001-042-S                              | 158                         | LC-002-013-SS                             | 162                         |
| LC-001-001                                | 153                         | LC-001-011-SS                             | 117                         | LC-001-043                                | 154                         | LC-002-014-SS                             | 162                         |
| LC-001-001-S                              | 157                         | LC-001-011-SS                             | 159                         | LC-001-043-S                              | 158                         | LC-002-015-SS                             | 162                         |
| LC-001-001-SS                             | 117                         | LC-001-012                                | 153                         | LC-001-043-SS                             | 160                         | LC-002-016-SS                             | 162                         |
| LC-001-001-SS                             | 159                         | LC-001-012-S                              | 157                         | LC-001-044                                | 154                         | LC-002-111-SS                             | 118                         |
| LC-001-002                                | 153                         | LC-001-012-SS                             | 117                         | LC-001-044-S                              | 158                         | LC-002-111-SS                             | 161                         |
| LC-001-002-S                              | 157                         | LC-001-012-SS                             | 159                         | LC-001-045                                | 154                         | LC-002-112-SS                             | 118                         |
| LC-001-002-SS                             | 117                         | LC-001-013                                | 153                         | LC-001-045-S                              | 158                         | LC-002-112-SS                             | 161                         |
| LC-001-002-SS                             | 159                         | LC-001-013-S                              | 157                         | LC-001-051-SS                             | 160                         | LC-002-113-SS                             | 118                         |
| LC-001-003                                | 153                         | LC-001-013-SS                             | 117                         | LC-001-053-SS                             | 160                         | LC-002-113-SS                             | 161                         |
| LC-001-003-S                              | 157                         | LC-001-013-SS                             | 159                         | LC-001-061-SS                             | 160                         | LC-002-114-SS                             | 118                         |
| LC-001-003-SS                             | 117                         | LC-001-014                                | 153                         | LC-001-063-SS                             | 160                         | LC-002-114-SS                             | 161                         |
| LB-002-022                                | 133                         | LC-001-014-S                              | 157                         | LC-001-065-SS                             | 160                         | LC-002-115-SS                             | 118                         |
| LB-002-023                                | 133                         | LC-001-014-SS                             | 117                         | LC-001-101-SS                             | 162                         | LC-002-115-SS                             | 161                         |
| LB-002-024                                | 133                         | LC-001-014-SS                             | 159                         | LC-001-102                                | 153                         | LC-002-122-SS                             | 118                         |
| LB-002-025                                | 133                         | LC-001-015                                | 153                         | LC-001-103                                | 153                         | LC-002-122-SS                             | 161                         |
| LB-002-026                                | 133                         | LC-001-015-S                              | 157                         | LC-001-103-SS                             | 162                         | LC-002-123-SS                             | 118                         |
| LB-005-001                                | 132                         | LC-001-015-SS                             | 117                         | LC-001-105-SS                             | 162                         | LC-002-123-SS                             | 161                         |
| LB-005-002                                | 132                         | LC-001-015-SS                             | 159                         | LC-001-111-SS                             | 162                         | LC-002-124-SS                             | 118                         |
| LB-005-003                                | 132                         | LC-001-016-SS                             | 117                         | LC-001-112                                | 154                         | LC-002-124-SS                             | 161                         |
| LB-005-030                                | 137                         | LC-001-016-SS                             | 159                         | LC-001-113                                | 154                         | LC-002-201                                | 163                         |
| LB-005-031                                | 137                         | LC-001-017-SS                             | 117                         | LC-001-113-SS                             | 162                         | LC-002-202                                | 163                         |
| LB-005-032                                | 137                         | LC-001-017-SS                             | 159                         | LC-001-114                                | 154                         | LC-002-211                                | 163                         |
| LB-005-033                                | 137                         | LC-001-021                                | 153                         | LC-001-115-SS                             | 162                         | LC-002-212                                | 163                         |
| LB-005-034                                | 137                         | LC-001-021-S                              | 157                         | LC-001-122                                | 154                         | LC-003-001                                | 155                         |
| LB-010-001                                | 79                          | LC-001-022                                | 153                         | LC-001-123                                | 154                         | LC-003-001-SS                             | 116                         |
| LC-001-001                                | 153                         | LC-001-022-S                              | 157                         | LC-001-123-SS                             | 162                         | LC-003-001-SS                             | 152                         |
| LC-001-001-S                              | 157                         | LC-001-022-SS                             | 117                         | LC-001-124                                | 154                         | LC-003-002                                | 155                         |
| LC-001-001-SS                             | 117                         | LC-001-022-SS                             | 159                         | LC-001-133-SS                             | 162                         | LC-003-002-SS                             | 116                         |
| LC-001-001-SS                             | 159                         | LC-001-023                                | 153                         | LC-001-200                                | 155                         | LC-003-002-SS                             | 152                         |
| LC-001-002                                | 153                         | LC-001-023-S                              | 157                         | LC-001-201                                | 163                         | LC-003-003-SS                             | 116                         |
| LC-001-002-S                              | 157                         | LC-001-023-SS                             | 117                         | LC-001-202                                | 163                         | LC-003-003-SS                             | 152                         |
| LC-001-002-SS                             | 117                         | LC-001-023-SS                             | 159                         | LC-001-211                                | 163                         | LC-003-011                                | 155                         |
| LC-001-002-SS                             | 159                         | LC-001-024                                | 153                         | LC-001-212                                | 163                         | LC-003-011-SS                             | 116                         |
| LC-001-003                                | 153                         | LC-001-024-S                              | 157                         | LC-002-001                                | 155                         | LC-003-011-SS                             | 152                         |
| LC-001-003-S                              | 157                         | LC-001-024-SS                             | 117                         | LC-002-011-S                              | 158                         | LC-003-012                                | 155                         |
| LC-001-003-SS                             | 117                         | LC-001-024-SS                             | 159                         | LC-002-001-SS                             | 118                         | LC-003-021-SS                             | 116                         |
| LC-001-001-S                              | 157                         | LC-001-025                                | 153                         | LC-002-001-SS                             | 161                         | LC-003-021-SS                             | 152                         |
| LC-001-001-SS                             | 117                         | LC-001-025-S                              | 157                         | LC-002-002                                | 155                         | LC-003-022-SS                             | 116                         |
| LC-001-001-SS                             | 159                         | LC-001-025-SS                             | 117                         | LC-002-012-S                              | 158                         | LC-003-022-SS                             | 152                         |
| LC-001-002                                | 153                         | LC-001-025-SS                             | 159                         | LC-002-002-SS                             | 118                         | LC-003-023-SS                             | 116                         |
| LC-001-002-S                              | 157                         | LC-001-026-SS                             | 117                         | LC-002-002-SS                             | 161                         | LC-003-023-SS                             | 152                         |
| LC-001-002-SS                             | 117                         | LC-001-026-SS                             | 159                         | LC-002-003                                | 155                         | LC-004-001                                | 152                         |
| LC-001-002-SS                             | 159                         | LC-001-031                                | 154                         | LC-002-013-S                              | 158                         | LC-004-001-SS                             | 116                         |
| LC-001-003                                | 153                         | LC-001-031-S                              | 158                         | LC-002-003-SS                             | 118                         | LC-004-001-SS                             | 152                         |
| LC-001-003-S                              | 157                         | LC-001-031-SS                             | 160                         | LC-002-003-SS                             | 161                         | LC-004-002-SS                             | 116                         |
| LC-001-003-SS                             | 117                         | LC-001-032                                | 154                         | LC-002-004                                | 155                         | LC-004-002-SS                             | 152                         |

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Seite<br>Page | Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Seite<br>Page | Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Seite<br>Page | Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Seite<br>Page |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| LC-004-003-SS               | 116           | LC-007-010                  | 69            | LC-007-075                  | 72            | LC-014-011                  | 167           |
| LC-004-003-SS               | 152           | LC-007-011                  | 69            | LC-007-080                  | 125           | LC-014-012                  | 167           |
| LC-004-004-SS               | 116           | LC-007-012                  | 69            | LC-007-081                  | 125           | LC-014-013                  | 167           |
| LC-004-004-SS               | 152           | LC-007-013                  | 69            | LC-007-082                  | 125           | LC-014-021                  | 167           |
| LC-004-005                  | 119           | LC-007-014                  | 69            | LC-007-083                  | 125           | LC-014-022                  | 167           |
| LC-004-005-SS               | 116           | LC-007-014                  | 72            | LC-007-084                  | 124           | LC-014-023                  | 167           |
| LC-004-005-SS               | 152           | LC-007-014-1                | 72            | LC-007-085                  | 124           | LC-014-031                  | 167           |
| LC-004-006                  | 119           | LC-007-015                  | 69            | LC-007-086                  | 125           | LC-014-032                  | 167           |
| LC-004-007                  | 119           | LC-007-016                  | 124           | LC-007-100                  | 72            | LC-014-033                  | 167           |
| LC-005-001                  | 152           | LC-007-016                  | 173           | LC-007-101                  | 72            | LC-014-036                  | 167           |
| LC-005-001-SS               | 116           | LC-007-017                  | 124           | LC-007-102                  | 72            | LC-014-037                  | 167           |
| LC-005-001-SS               | 152           | LC-007-017                  | 173           | LC-007-103                  | 72            | LC-015-001                  | 173           |
| LC-005-002                  | 152           | LC-007-020                  | 173           | LC-007-104                  | 72            | LC-015-002                  | 173           |
| LC-005-002-SS               | 116           | LC-007-021                  | 125           | LC-007-105                  | 72            | LC-015-003                  | 173           |
| LC-005-002-SS               | 152           | LC-007-022                  | 173           | LC-007-106                  | 72            | LC-016-001                  | 170           |
| LC-005-003                  | 152           | LC-007-030                  | 69            | LC-007-107                  | 72            | LC-016-002                  | 170           |
| LC-005-003-SS               | 116           | LC-007-031                  | 69            | LC-007-108                  | 72            | LC-016-011                  | 170           |
| LC-005-003-SS               | 152           | LC-007-032                  | 69            | LC-007-109                  | 72            | LC-016-012                  | 170           |
| LC-005-004-SS               | 116           | LC-007-033                  | 69            | LC-007-110                  | 72            | LC-017-001                  | 171           |
| LC-005-004-SS               | 152           | LC-007-034                  | 70            | LC-007-111                  | 72            | LC-017-002                  | 172           |
| LC-006-001                  | 168           | LC-007-035                  | 70            | LC-007-112                  | 72            | LC-017-003                  | 172           |
| LC-006-002                  | 168           | LC-007-036                  | 70            | LC-008-001                  | 165           | LC-017-004                  | 172           |
| LC-006-003                  | 168           | LC-007-037                  | 70            | LC-008-002                  | 165           | LC-017-005                  | 172           |
| LC-006-004                  | 168           | LC-007-038                  | 70            | LC-008-011                  | 165           | LC-017-006                  | 172           |
| LC-006-005                  | 168           | LC-007-039                  | 70            | LC-008-012                  | 165           | LC-017-007                  | 172           |
| LC-006-021                  | 168           | LC-007-040                  | 70            | LC-008-021                  | 165           | LC-017-008                  | 172           |
| LC-006-022                  | 168           | LC-007-041                  | 70            | LC-008-022                  | 165           | LC-017-009                  | 172           |
| LC-006-023                  | 168           | LC-007-042                  | 70            | LC-008-031                  | 165           | LC-017-010                  | 170           |
| LC-006-024                  | 168           | LC-007-043                  | 70            | LC-008-032                  | 165           | LC-017-011                  | 171           |
| LC-006-025                  | 168           | LC-007-044                  | 70            | LC-008-041                  | 165           | LC-017-012                  | 171           |
| LC-006-041                  | 169           | LC-007-045                  | 70            | LC-008-042                  | 165           | LC-017-013                  | 171           |
| LC-006-042                  | 169           | LC-007-046                  | 70            | LC-008-051                  | 165           | LC-017-014                  | 171           |
| LC-006-043                  | 169           | LC-007-047                  | 70            | LC-008-052                  | 165           | LC-017-015                  | 171           |
| LC-006-050                  | 170           | LC-007-048                  | 70            | LC-008-061                  | 165           | LC-017-016                  | 171           |
| LC-006-051                  | 170           | LC-007-049                  | 70            | LC-008-102                  | 166           | LC-017-017                  | 171           |
| LC-006-052                  | 170           | LC-007-050                  | 71            | LC-008-111                  | 166           | LC-017-018                  | 171           |
| LC-006-060                  | 164           | LC-007-051                  | 71            | LC-008-121                  | 166           | LC-017-019                  | 171           |
| LC-006-061                  | 164           | LC-007-052                  | 71            | LC-008-122                  | 166           | LC-017-020                  | 171           |
| LC-006-062                  | 164           | LC-007-053                  | 71            | LC-008-141                  | 166           | LC-017-021                  | 170           |
| LC-006-063                  | 164           | LC-007-054                  | 71            | LC-008-142                  | 166           | LC-017-030                  | 171           |
| LC-006-101                  | 168           | LC-007-055                  | 71            | LC-008-161                  | 166           | LC-017-031                  | 171           |
| LC-006-102                  | 168           | LC-007-056                  | 71            | LC-008-241                  | 166           | LC-017-032                  | 171           |
| LC-006-103                  | 168           | LC-007-057                  | 71            | LC-009-001                  | 166           | LC-018-001-SS               | 161           |
| LC-007-001                  | 124           | LC-007-058                  | 71            | LC-009-002                  | 166           | LC-018-002                  | 156           |
| LC-007-001-SS               | 173           | LC-007-059                  | 71            | LC-009-011                  | 166           | LC-018-002-SS               | 119           |
| LC-007-002                  | 124           | LC-007-060                  | 71            | LC-009-012                  | 166           | LC-018-003                  | 156           |
| LC-007-002-SS               | 173           | LC-007-061                  | 71            | LC-009-021                  | 166           | LC-018-004                  | 156           |
| LC-007-003                  | 124           | LC-007-062                  | 71            | LC-009-022                  | 166           | LC-018-005                  | 156           |
| LC-007-003-SS               | 173           | LC-007-063                  | 71            | LC-010-001                  | 155           | LC-018-011-SS               | 162           |
| LC-007-004                  | 124           | LC-007-064                  | 71            | LC-010-002                  | 155           | LC-018-012-SS               | 162           |
| LC-007-005                  | 124           | LC-007-065                  | 71            | LC-010-003                  | 155           | LC-018-101                  | 156           |
| LC-007-005                  | 173           | LC-007-066                  | 69            | LC-011-001                  | 164           | LC-018-102                  | 156           |
| LC-007-006                  | 124           | LC-007-067                  | 69            | LC-011-002                  | 164           | LC-019-001                  | 164           |
| LC-007-006                  | 173           | LC-007-068                  | 69            | LC-012-001                  | 164           | LC-019-002                  | 164           |
| LC-007-007                  | 124           | LC-007-069                  | 69            | LC-013-001                  | 164           | LC-019-003                  | 164           |
| LC-007-007                  | 173           | LC-007-070                  | 69            | LC-013-002                  | 164           | LC-019-004                  | 164           |
| LC-007-008                  | 124           | LC-007-071                  | 69            | LC-013-003                  | 164           | LC-019-005                  | 164           |
| LC-007-008                  | 173           | LC-007-072                  | 69            | LC-014-001                  | 167           | LC-019-010                  | 156           |
| LC-007-009                  | 124           | LC-007-073                  | 72            | LC-014-002                  | 167           | LC-019-011                  | 156           |
| LC-007-009                  | 173           | LC-007-074                  | 72            | LC-014-003                  | 167           | LC-019-012                  | 156           |

| <b>Bestell-Nr.</b><br><b>Ordering no.</b> | <b>Seite</b><br><b>Page</b> | <b>Bestell-Nr.</b><br><b>Ordering no.</b> | <b>Seite</b><br><b>Page</b> | <b>Bestell-Nr.</b><br><b>Ordering no.</b> | <b>Seite</b><br><b>Page</b> | <b>Bestell-Nr.</b><br><b>Ordering no.</b> | <b>Seite</b><br><b>Page</b> |
|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| LC-019-018                                | 156                         | LC-060-039                                | 59                          | LC-060-105                                | 60                          | LC-060-168                                | 64                          |
| LC-019-020                                | 164                         | LC-060-040                                | 59                          | LC-060-106                                | 60                          | LC-060-169                                | 64                          |
| LC-019-021                                | 164                         | LC-060-041                                | 59                          | LC-060-107                                | 60                          | LC-060-180                                | 65                          |
| LC-019-022                                | 164                         | LC-060-042                                | 59                          | LC-060-108                                | 60                          | LC-060-181                                | 65                          |
| LC-019-023                                | 164                         | LC-060-043                                | 59                          | LC-060-110                                | 62                          | LC-060-182                                | 65                          |
| LC-020-001                                | 168                         | LC-060-044                                | 59                          | LC-060-111                                | 62                          | LC-060-183                                | 65                          |
| LC-020-002                                | 168                         | LC-060-045                                | 59                          | LC-060-112                                | 62                          | LC-060-184                                | 65                          |
| LC-020-010                                | 120                         | LC-060-046                                | 59                          | LC-060-113                                | 62                          | LC-060-185                                | 65                          |
| LC-020-011                                | 120                         | LC-060-047                                | 59                          | LC-060-114                                | 62                          | LC-060-186                                | 65                          |
| LC-020-015                                | 122                         | LC-060-048                                | 59                          | LC-060-115                                | 62                          | LC-060-187                                | 65                          |
| LC-020-016                                | 122                         | LC-060-049                                | 59                          | LC-060-116                                | 62                          | LC-060-188                                | 65                          |
| LC-020-017                                | 119                         | LC-060-050                                | 59                          | LC-060-117                                | 62                          | LC-060-189                                | 65                          |
| LC-020-019                                | 119                         | LC-060-051                                | 59                          | LC-060-118                                | 62                          | LC-060-190                                | 65                          |
| LC-020-020                                | 57                          | LC-060-052                                | 59                          | LC-060-119                                | 62                          | LC-060-191                                | 65                          |
| LC-020-021                                | 57                          | LC-060-053                                | 59                          | LC-060-120                                | 62                          | LC-060-192                                | 65                          |
| LC-020-022                                | 58                          | LC-060-054                                | 59                          | LC-060-121                                | 62                          | LC-060-193                                | 65                          |
| LC-020-023                                | 58                          | LC-060-055                                | 59                          | LC-060-122                                | 62                          | LC-060-194                                | 65                          |
| LC-020-024                                | 57                          | LC-060-056                                | 59                          | LC-060-123                                | 62                          | LC-060-195                                | 65                          |
| LC-020-025                                | 57                          | LC-060-057                                | 60                          | LC-060-124                                | 62                          | LC-060-196                                | 65                          |
| LC-020-026                                | 57                          | LC-060-058                                | 60                          | LC-060-125                                | 62                          | LC-060-197                                | 65                          |
| LC-020-027                                | 57                          | LC-060-059                                | 60                          | LC-060-126                                | 62                          | LC-060-198                                | 65                          |
| LC-020-028                                | 57                          | LC-060-060                                | 60                          | LC-060-127                                | 62                          | LC-060-199                                | 65                          |
| LC-020-029                                | 57                          | LC-060-061                                | 60                          | LC-060-128                                | 62                          | LC-060-200                                | 57                          |
| LC-020-030                                | 120                         | LC-060-062                                | 60                          | LC-060-129                                | 62                          | LC-060-202                                | 57                          |
| LC-020-031                                | 120                         | LC-060-063                                | 60                          | LC-060-130                                | 62                          | LC-060-210                                | 75                          |
| LC-020-032                                | 120                         | LC-060-064                                | 60                          | LC-060-131                                | 62                          | LC-060-211                                | 75                          |
| LC-020-033                                | 120                         | LC-060-065                                | 60                          | LC-060-132                                | 62                          | LC-060-220                                | 63                          |
| LC-020-034                                | 120                         | LC-060-066                                | 60                          | LC-060-133                                | 62                          | LC-060-221                                | 63                          |
| LC-020-035                                | 122                         | LC-060-067                                | 60                          | LC-060-134                                | 63                          | LC-060-222                                | 63                          |
| LC-020-036                                | 122                         | LC-060-068                                | 60                          | LC-060-135                                | 63                          | LC-060-223                                | 74                          |
| LC-020-037                                | 125                         | LC-060-069                                | 60                          | LC-060-136                                | 63                          | LC-060-224                                | 74                          |
| LC-020-038                                | 125                         | LC-060-070                                | 60                          | LC-060-137                                | 63                          | LC-070-001                                | 66                          |
| LC-030-001                                | 115                         | LC-060-071                                | 60                          | LC-060-138                                | 63                          | LC-070-002                                | 66                          |
| LC-030-001-1                              | 56                          | LC-060-072                                | 60                          | LC-060-139                                | 63                          | LC-070-003                                | 66                          |
| LC-030-001-2                              | 56                          | LC-060-073                                | 60                          | LC-060-140                                | 63                          | LC-070-004                                | 66                          |
| LC-030-002                                | 115                         | LC-060-074                                | 60                          | LC-060-141                                | 63                          | LC-070-005                                | 66                          |
| LC-030-003                                | 115                         | LC-060-075                                | 61                          | LC-060-142                                | 63                          | LC-070-006                                | 66                          |
| LC-030-004                                | 115                         | LC-060-076                                | 61                          | LC-060-143                                | 63                          | LC-070-007                                | 66                          |
| LC-040-001                                | 58                          | LC-060-077                                | 61                          | LC-060-144                                | 63                          | LC-070-008                                | 66                          |
| LC-040-002                                | 58                          | LC-060-078                                | 61                          | LC-060-145                                | 63                          | LC-070-009                                | 66                          |
| LC-060-001                                | 58                          | LC-060-079                                | 61                          | LC-060-146                                | 63                          | LC-070-010                                | 66                          |
| LC-060-020                                | 58                          | LC-060-080                                | 61                          | LC-060-147                                | 63                          | LC-070-011                                | 66                          |
| LC-060-021                                | 58                          | LC-060-081                                | 61                          | LC-060-150                                | 64                          | LC-070-012                                | 66                          |
| LC-060-022                                | 58                          | LC-060-082                                | 61                          | LC-060-151                                | 64                          | LC-070-013                                | 66                          |
| LC-060-023                                | 58                          | LC-060-083                                | 61                          | LC-060-152                                | 64                          | LC-070-014                                | 66                          |
| LC-060-024                                | 58                          | LC-060-084                                | 61                          | LC-060-153                                | 64                          | LC-070-015                                | 66                          |
| LC-060-025                                | 58                          | LC-060-085                                | 61                          | LC-060-154                                | 64                          | LC-070-016                                | 66                          |
| LC-060-026                                | 58                          | LC-060-087                                | 61                          | LC-060-155                                | 64                          | LC-070-017                                | 66                          |
| LC-060-027                                | 58                          | LC-060-088                                | 61                          | LC-060-156                                | 64                          | LC-070-020                                | 67                          |
| LC-060-028                                | 58                          | LC-060-089                                | 61                          | LC-060-157                                | 64                          | LC-070-021                                | 67                          |
| LC-060-029                                | 58                          | LC-060-090                                | 61                          | LC-060-158                                | 64                          | LC-070-022                                | 67                          |
| LC-060-030                                | 58                          | LC-060-091                                | 61                          | LC-060-159                                | 64                          | LC-070-023                                | 67                          |
| LC-060-031                                | 58                          | LC-060-092                                | 61                          | LC-060-160                                | 64                          | LC-070-024                                | 67                          |
| LC-060-032                                | 58                          | LC-060-093                                | 61                          | LC-060-161                                | 64                          | LC-070-025                                | 67                          |
| LC-060-033                                | 58                          | LC-060-094                                | 61                          | LC-060-162                                | 64                          | LC-070-026                                | 67                          |
| LC-060-034                                | 58                          | LC-060-095                                | 61                          | LC-060-163                                | 64                          | LC-070-027                                | 67                          |
| LC-060-035                                | 58                          | LC-060-096                                | 61                          | LC-060-164                                | 64                          | LC-070-028                                | 67                          |
| LC-060-036                                | 58                          | LC-060-097                                | 61                          | LC-060-165                                | 64                          | LC-070-029                                | 67                          |
| LC-060-037                                | 59                          | LC-060-098                                | 61                          | LC-060-166                                | 64                          | LC-070-030                                | 67                          |
| LC-060-038                                | 59                          | LC-060-099                                | 61                          | LC-060-167                                | 64                          | LC-070-031                                | 67                          |

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Seite<br>Page | Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Seite<br>Page | Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Seite<br>Page | Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Seite<br>Page |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| LC-070-032                  | 67            | LD-001-022                  | 135           | LD-001-097-1                | 96            | LD-001-158                  | 97            |
| LC-070-033                  | 67            | LD-001-023                  | 135           | LD-001-098                  | 96            | LD-001-159                  | 97            |
| LC-070-034                  | 67            | LD-001-024                  | 135           | LD-001-099                  | 96            | LD-001-160                  | 97            |
| LC-070-035                  | 67            | LD-001-025                  | 135           | LD-001-100                  | 87            | LD-001-161                  | 97            |
| LC-070-036                  | 68            | LD-001-026                  | 135           | LD-001-101                  | 136           | LD-001-162                  | 97            |
| LC-070-037                  | 68            | LD-001-027                  | 135           | LD-001-102                  | 136           | LD-001-163                  | 139           |
| LC-070-038                  | 68            | LD-001-028                  | 135           | LD-001-103                  | 87            | LD-001-164                  | 97            |
| LC-070-039                  | 68            | LD-001-029                  | 96            | LD-001-104                  | 87            | LD-001-165                  | 138           |
| LC-070-040                  | 68            | LD-001-030                  | 137           | LD-001-105                  | 87            | LD-001-166                  | 138           |
| LC-070-041                  | 68            | LD-001-031                  | 137           | LD-001-106                  | 87            | LD-001-167                  | 138           |
| LC-070-042                  | 68            | LD-001-032                  | 137           | LD-001-107                  | 87            | LD-001-168                  | 138           |
| LC-070-043                  | 68            | LD-001-035                  | 139           | LD-001-108                  | 87            | LD-001-169                  | 138           |
| LC-070-044                  | 68            | LD-001-036                  | 139           | LD-001-109                  | 87            | LD-001-170                  | 29            |
| LC-070-045                  | 68            | LD-001-037                  | 139           | LD-001-110                  | 87            | LD-001-171                  | 29            |
| LC-070-046                  | 68            | LD-001-038                  | 135           | LD-001-111                  | 88            | LD-001-172                  | 29            |
| LC-070-047                  | 68            | LD-001-039                  | 136           | LD-001-112                  | 88            | LD-001-173                  | 88            |
| LC-080-001                  | 75            | LD-001-039-1                | 136           | LD-001-113                  | 88            | LD-001-174                  | 88            |
| LC-080-002                  | 75            | LD-001-039-2                | 136           | LD-001-114                  | 88            | LD-001-179                  | 40            |
| LC-080-003                  | 75            | LD-001-040                  | 102           | LD-001-115                  | 88            | LD-001-180                  | 40            |
| LC-080-004                  | 75            | LD-001-041                  | 187           | LD-001-116                  | 86            | LD-001-181                  | 40            |
| LC-080-005                  | 75            | LD-001-042                  | 102           | LD-001-117                  | 88            | LD-001-182                  | 40            |
| LC-080-006                  | 75            | LD-001-043                  | 102           | LD-001-118                  | 88            | LD-001-183                  | 40            |
| LC-080-007                  | 75            | LD-001-045                  | 136           | LD-001-120                  | 99            | LD-001-184                  | 40            |
| LC-080-008                  | 75            | LD-001-046                  | 136           | LD-001-121                  | 99            | LD-001-185                  | 40            |
| LC-080-009                  | 75            | LD-001-047                  | 136           | LD-001-122                  | 99            | LD-001-186                  | 40            |
| LC-080-010                  | 75            | LD-001-050                  | 98            | LD-001-123                  | 99            | LD-001-187                  | 40            |
| LC-080-011                  | 75            | LD-001-051                  | 98            | LD-001-124                  | 99            | LD-001-188                  | 29            |
| LC-080-012                  | 75            | LD-001-052                  | 98            | LD-001-125                  | 99            | LD-001-189                  | 39            |
| LC-080-013                  | 75            | LD-001-053                  | 98            | LD-001-126                  | 99            | LD-001-190                  | 39            |
| LC-080-014                  | 75            | LD-001-054                  | 98            | LD-001-127                  | 99            | LD-001-191                  | 135           |
| LC-080-015                  | 75            | LD-001-055                  | 98            | LD-001-128                  | 99            | LD-001-197                  | 29            |
| LC-080-016                  | 75            | LD-001-056                  | 98            | LD-001-129                  | 99            | LD-001-197-1                | 29            |
| LC-080-020                  | 75            | LD-001-057                  | 98            | LD-001-130                  | 99            | LD-001-200                  | 39            |
| LC-080-021                  | 75            | LD-001-058                  | 98            | LD-001-131                  | 99            | LD-001-201                  | 39            |
| LC-080-022                  | 75            | LD-001-059                  | 98            | LD-001-132                  | 99            | LD-001-202                  | 39            |
| LC-080-030                  | 75            | LD-001-060                  | 96            | LD-001-133                  | 99            | LD-001-203                  | 39            |
| LC-080-031                  | 75            | LD-001-061                  | 98            | LD-001-134                  | 99            | LD-001-204                  | 39            |
| LC-080-032                  | 75            | LD-001-062                  | 98            | LD-001-135                  | 99            | LD-001-205                  | 39            |
| LC-080-040                  | 75            | LD-001-063                  | 98            | LD-001-136                  | 100           | LD-001-206                  | 91            |
| LD-001-001                  | 95            | LD-001-064                  | 98            | LD-001-137                  | 100           | LD-001-207                  | 91            |
| LD-001-002                  | 95            | LD-001-065                  | 98            | LD-001-138                  | 100           | LD-001-208                  | 91            |
| LD-001-003                  | 95            | LD-001-066                  | 98            | LD-001-139                  | 100           | LD-001-209                  | 91            |
| LD-001-004                  | 95            | LD-001-067                  | 96            | LD-001-140                  | 100           | LD-001-210                  | 91            |
| LD-001-005                  | 95            | LD-001-068                  | 96            | LD-001-141                  | 100           | LD-001-211                  | 91            |
| LD-001-006                  | 95            | LD-001-069                  | 96            | LD-001-142                  | 100           | LD-001-212                  | 91            |
| LD-001-007                  | 95            | LD-001-070                  | 134           | LD-001-143                  | 100           | LD-001-213                  | 91            |
| LD-001-008                  | 95            | LD-001-071                  | 134           | LD-001-144                  | 100           | LD-001-214                  | 91            |
| LD-001-009                  | 95            | LD-001-073                  | 40            | LD-001-145                  | 100           | LD-002-001                  | 103           |
| LD-001-010                  | 95            | LD-001-080                  | 134           | LD-001-146                  | 101           | LD-002-002                  | 103           |
| LD-001-011                  | 95            | LD-001-090                  | 96            | LD-001-147                  | 101           | LD-002-003                  | 103           |
| LD-001-012                  | 137           | LD-001-091                  | 46            | LD-001-148                  | 101           | LD-002-004                  | 103           |
| LD-001-013                  | 137           | LD-001-092                  | 46            | LD-001-149                  | 101           | LD-002-010                  | 103           |
| LD-001-014                  | 135           | LD-001-093                  | 46            | LD-001-150                  | 96            | LD-002-011                  | 103           |
| LD-001-015                  | 135           | LD-001-093                  | 138           | LD-001-151                  | 96            | LD-002-012                  | 103           |
| LD-001-016                  | 135           | LD-001-094                  | 138           | LD-001-152                  | 101           | LD-002-013                  | 103           |
| LD-001-017                  | 135           | LD-001-095                  | 46            | LD-001-153                  | 97            | LD-002-014                  | 103           |
| LD-001-018                  | 135           | LD-001-095                  | 138           | LD-001-154                  | 97            | LD-002-015                  | 103           |
| LD-001-019                  | 135           | LD-001-096                  | 46            | LD-001-155                  | 97            | LD-002-016                  | 103           |
| LD-001-020                  | 135           | LD-001-096                  | 96            | LD-001-156                  | 97            | LD-002-017                  | 103           |
| LD-001-021                  | 135           | LD-001-097                  | 96            | LD-001-157                  | 101           | LD-002-020                  | 54            |

| <b>Bestell-Nr.</b><br><b>Ordering no.</b> | <b>Seite</b><br><b>Page</b> | <b>Bestell-Nr.</b><br><b>Ordering no.</b> | <b>Seite</b><br><b>Page</b> | <b>Bestell-Nr.</b><br><b>Ordering no.</b> | <b>Seite</b><br><b>Page</b> | <b>Bestell-Nr.</b><br><b>Ordering no.</b> | <b>Seite</b><br><b>Page</b> |
|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| LD-002-021                                | 54                          | LD-002-101                                | 55                          | LD-002-162                                | 107                         | LD-002-341                                | 112                         |
| LD-002-022                                | 54                          | LD-002-102                                | 55                          | LD-002-163                                | 107                         | LD-002-342                                | 112                         |
| LD-002-023                                | 54                          | LD-002-102                                | 114                         | LD-002-164                                | 107                         | LD-002-343                                | 112                         |
| LD-002-025                                | 53                          | LD-002-103                                | 55                          | LD-002-165                                | 76                          | LD-002-344                                | 107                         |
| LD-002-026                                | 53                          | LD-002-103                                | 114                         | LD-002-200                                | 46                          | LD-002-345                                | 112                         |
| LD-002-027                                | 53                          | LD-002-104                                | 55                          | LD-002-201                                | 46                          | LD-002-346                                | 112                         |
| LD-002-028                                | 53                          | LD-002-105                                | 74                          | LD-002-202                                | 46                          | LD-002-347                                | 112                         |
| LD-002-029                                | 53                          | LD-002-106                                | 74                          | LD-002-203                                | 46                          | LD-002-348                                | 112                         |
| LD-002-035                                | 104                         | LD-002-110                                | 109                         | LD-002-205                                | 46                          | LD-002-350                                | 107                         |
| LD-002-036                                | 104                         | LD-002-111                                | 109                         | LD-002-206                                | 46                          | LD-002-351                                | 112                         |
| LD-002-037                                | 104                         | LD-002-112                                | 109                         | LD-002-207                                | 47                          | LD-002-352                                | 112                         |
| LD-002-038                                | 104                         | LD-002-113                                | 109                         | LD-002-210                                | 47                          | LD-002-353                                | 112                         |
| LD-002-040                                | 54                          | LD-002-114                                | 106                         | LD-002-211                                | 47                          | LD-002-354                                | 113                         |
| LD-002-041                                | 54                          | LD-002-115                                | 105                         | LD-002-212                                | 47                          | LD-002-355                                | 113                         |
| LD-002-042                                | 54                          | LD-002-116                                | 105                         | LD-002-213                                | 47                          | LD-002-356                                | 113                         |
| LD-002-043                                | 54                          | LD-002-117                                | 105                         | LD-002-214                                | 47                          | LD-002-357                                | 113                         |
| LD-002-044                                | 53                          | LD-002-118                                | 105                         | LD-002-215                                | 47                          | LD-002-358                                | 113                         |
| LD-002-045                                | 53                          | LD-002-119                                | 105                         | LD-002-216                                | 47                          | LD-002-359                                | 113                         |
| LD-002-046                                | 53                          | LD-002-120                                | 105                         | LD-002-217                                | 47                          | LD-002-360                                | 113                         |
| LD-002-047                                | 53                          | LD-002-121                                | 105                         | LD-002-218                                | 47                          | LD-002-361                                | 113                         |
| LD-002-049                                | 53                          | LD-002-122                                | 105                         | LD-002-219                                | 139                         | LD-002-365                                | 139                         |
| LD-002-050                                | 53                          | LD-002-123                                | 105                         | LD-002-300                                | 103                         | LD-002-366                                | 139                         |
| LD-002-060                                | 74                          | LD-002-124                                | 105                         | LD-002-301                                | 110                         | LD-002-367                                | 139                         |
| LD-002-061                                | 74                          | LD-002-125                                | 106                         | LD-002-302                                | 110                         | LD-002-368                                | 139                         |
| LD-002-062                                | 74                          | LD-002-126                                | 106                         | LD-002-303                                | 110                         | LD-002-370                                | 113                         |
| LD-002-063                                | 74                          | LD-002-127                                | 106                         | LD-002-304                                | 110                         | LD-002-371                                | 113                         |
| LD-002-064                                | 74                          | LD-002-128                                | 106                         | LD-002-305                                | 110                         | LD-002-372                                | 113                         |
| LD-002-065                                | 74                          | LD-002-129                                | 106                         | LD-002-306                                | 110                         | LD-002-373                                | 53                          |
| LD-002-070                                | 104                         | LD-002-130                                | 106                         | LD-002-307                                | 110                         | LD-002-374                                | 53                          |
| LD-002-071                                | 104                         | LD-002-131                                | 106                         | LD-002-308                                | 110                         | LD-002-375                                | 54                          |
| LD-002-072                                | 106                         | LD-002-132                                | 106                         | LD-002-309                                | 110                         | LD-002-376                                | 54                          |
| LD-002-073                                | 106                         | LD-002-133                                | 106                         | LD-002-310                                | 110                         | LD-002-377                                | 107                         |
| LD-002-074                                | 106                         | LD-002-134                                | 106                         | LD-002-311                                | 110                         | LD-002-378                                | 107                         |
| LD-002-075                                | 108                         | LD-002-135                                | 109                         | LD-002-312                                | 110                         | LD-002-379                                | 107                         |
| LD-002-076                                | 108                         | LD-002-136                                | 109                         | LD-002-313                                | 110                         | LD-003-001                                | 35                          |
| LD-002-077                                | 108                         | LD-002-137                                | 109                         | LD-002-314                                | 110                         | LD-003-001-1                              | 35                          |
| LD-002-078                                | 108                         | LD-002-138                                | 109                         | LD-002-315                                | 110                         | LD-003-002                                | 35                          |
| LD-002-079                                | 108                         | LD-002-139                                | 109                         | LD-002-316                                | 110                         | LD-003-002-1                              | 35                          |
| LD-002-080                                | 108                         | LD-002-140                                | 105                         | LD-002-317                                | 111                         | LD-003-003                                | 45                          |
| LD-002-081                                | 108                         | LD-002-141                                | 105                         | LD-002-318                                | 111                         | LD-003-003                                | 137                         |
| LD-002-082                                | 108                         | LD-002-142                                | 105                         | LD-002-319                                | 111                         | LD-003-004                                | 45                          |
| LD-002-083                                | 108                         | LD-002-143                                | 105                         | LD-002-320                                | 111                         | LD-003-009                                | 45                          |
| LD-002-084                                | 108                         | LD-002-144                                | 105                         | LD-002-321                                | 111                         | LD-003-009-1                              | 45                          |
| LD-002-085                                | 104                         | LD-002-145                                | 107                         | LD-002-322                                | 111                         | LD-003-010                                | 45                          |
| LD-002-086                                | 104                         | LD-002-146                                | 107                         | LD-002-323                                | 111                         | LD-003-010-1                              | 45                          |
| LD-002-087                                | 104                         | LD-002-147                                | 107                         | LD-002-324                                | 111                         | LD-003-011                                | 40                          |
| LD-002-088                                | 104                         | LD-002-148                                | 107                         | LD-002-325                                | 111                         | LD-003-012                                | 41                          |
| LD-002-089                                | 104                         | LD-002-149                                | 107                         | LD-002-326                                | 111                         | LD-003-013                                | 36                          |
| LD-002-090                                | 108                         | LD-002-150                                | 76                          | LD-002-327                                | 111                         | LD-003-014                                | 30                          |
| LD-002-091                                | 108                         | LD-002-151                                | 76                          | LD-002-328                                | 111                         | LD-003-015                                | 30                          |
| LD-002-092                                | 108                         | LD-002-152                                | 76                          | LD-002-329                                | 111                         | LD-003-016                                | 39                          |
| LD-002-093                                | 108                         | LD-002-153                                | 76                          | LD-002-330                                | 111                         | LD-003-016-1                              | 39                          |
| LD-002-094                                | 108                         | LD-002-154                                | 76                          | LD-002-331                                | 111                         | LD-003-017                                | 30                          |
| LD-002-095                                | 108                         | LD-002-155                                | 109                         | LD-002-332                                | 111                         | LD-003-018                                | 30                          |
| LD-002-096                                | 108                         | LD-002-156                                | 109                         | LD-002-333                                | 111                         | LD-003-019                                | 41                          |
| LD-002-097                                | 109                         | LD-002-157                                | 109                         | LD-002-334                                | 111                         | LD-003-020                                | 41                          |
| LD-002-098                                | 109                         | LD-002-158                                | 109                         | LD-002-335                                | 112                         | LD-003-021                                | 41                          |
| LD-002-099                                | 109                         | LD-002-159                                | 109                         | LD-002-336                                | 112                         | LD-003-022                                | 28                          |
| LD-002-100                                | 55                          | LD-002-160                                | 107                         | LD-002-337                                | 112                         | LD-003-022                                | 41                          |
| LD-002-100                                | 114                         | LD-002-161                                | 107                         | LD-002-340                                | 112                         | LD-003-023                                | 28                          |

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Seite<br>Page | Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Seite<br>Page | Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Seite<br>Page | Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Seite<br>Page |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| LD-003-024                  | 26            | LD-003-087                  | 30            | LD-003-176                  | 44            | LD-003-301                  | 45            |
| LD-003-025                  | 86            | LD-003-089                  | 30            | LD-003-177                  | 44            | LD-003-302                  | 45            |
| LD-003-026                  | 26            | LD-003-090                  | 30            | LD-003-178                  | 44            | LD-003-303                  | 45            |
| LD-003-027                  | 86            | LD-003-091                  | 30            | LD-003-194                  | 45            | LD-003-304                  | 45            |
| LD-003-028                  | 26            | LD-003-092                  | 30            | LD-003-200                  | 36            | LD-003-400                  | 31            |
| LD-003-029                  | 30            | LD-003-093                  | 30            | LD-003-201                  | 36            | LD-003-401                  | 31            |
| LD-003-030                  | 43            | LD-003-100                  | 33            | LD-003-202                  | 36            | LD-003-402                  | 31            |
| LD-003-031                  | 43            | LD-003-101                  | 33            | LD-003-203                  | 36            | LD-003-403                  | 31            |
| LD-003-031-1                | 43            | LD-003-102                  | 33            | LD-003-204                  | 36            | LD-003-404                  | 31            |
| LD-003-032                  | 43            | LD-003-103                  | 33            | LD-003-204                  | 45            | LD-003-405                  | 31            |
| LD-003-033                  | 43            | LD-003-104                  | 33            | LD-003-205                  | 37            | LD-003-406                  | 31            |
| LD-003-033-1                | 43            | LD-003-105                  | 33            | LD-003-206                  | 37            | LD-003-407                  | 31            |
| LD-003-034                  | 43            | LD-003-106                  | 33            | LD-003-207                  | 37            | LD-003-408                  | 31            |
| LD-003-037                  | 30            | LD-003-107                  | 33            | LD-003-208                  | 37            | LD-003-409                  | 31            |
| LD-003-038                  | 30            | LD-003-108                  | 33            | LD-003-209                  | 37            | LD-003-410                  | 31            |
| LD-003-039                  | 30            | LD-003-109                  | 33            | LD-003-210                  | 37            | LD-003-411                  | 31            |
| LD-003-040                  | 30            | LD-003-110                  | 33            | LD-003-211                  | 37            | LD-003-412                  | 31            |
| LD-003-041                  | 30            | LD-003-111                  | 33            | LD-003-212                  | 37            | LD-003-413                  | 31            |
| LD-003-042                  | 30            | LD-003-112                  | 33            | LD-003-215                  | 36            | LD-003-414                  | 31            |
| LD-003-043                  | 30            | LD-003-113                  | 33            | LD-003-216                  | 42            | LD-003-415                  | 31            |
| LD-003-044                  | 30            | LD-003-114                  | 33            | LD-003-218                  | 42            | LD-003-416                  | 31            |
| LD-003-045                  | 30            | LD-003-115                  | 33            | LD-003-219                  | 40            | LD-003-417                  | 31            |
| LD-003-046                  | 30            | LD-003-116                  | 34            | LD-003-220                  | 42            | LD-003-418                  | 31            |
| LD-003-047                  | 29            | LD-003-117                  | 34            | LD-003-221                  | 42            | LD-003-425                  | 38            |
| LD-003-048                  | 29            | LD-003-118                  | 34            | LD-003-222                  | 42            | LD-003-426                  | 38            |
| LD-003-049                  | 29            | LD-003-119                  | 34            | LD-003-223                  | 42            | LD-003-427                  | 38            |
| LD-003-050                  | 89            | LD-003-120                  | 34            | LD-003-224                  | 42            | LD-003-428                  | 38            |
| LD-003-051                  | 28            | LD-003-121                  | 34            | LD-003-225                  | 92            | LD-003-429                  | 38            |
| LD-003-052                  | 28            | LD-003-122                  | 34            | LD-003-226                  | 92            | LD-003-430                  | 38            |
| LD-003-053                  | 28            | LD-003-123                  | 34            | LD-003-227                  | 92            | LD-003-431                  | 38            |
| LD-003-054                  | 28            | LD-003-124                  | 34            | LD-003-228                  | 92            | LD-003-432                  | 38            |
| LD-003-059                  | 28            | LD-003-125                  | 34            | LD-003-229                  | 92            | LD-004-001                  | 47            |
| LD-003-060                  | 28            | LD-003-126                  | 34            | LD-003-230                  | 92            | LD-004-002                  | 39            |
| LD-003-061                  | 28            | LD-003-127                  | 34            | LD-003-231                  | 92            | LD-004-003                  | 47            |
| LD-003-062                  | 89            | LD-003-128                  | 34            | LD-003-232                  | 92            | LD-004-200                  | 45            |
| LD-003-063                  | 89            | LD-003-129                  | 34            | LD-003-233                  | 92            | LD-004-201                  | 47            |
| LD-003-064                  | 89            | LD-003-130                  | 34            | LD-003-234                  | 92            | LD-004-202                  | 47            |
| LD-003-065                  | 89            | LD-003-131                  | 34            | LD-003-235                  | 92            | LD-004-260                  | 215           |
| LD-003-066                  | 89            | LD-003-140                  | 39            | LD-003-236                  | 92            | LD-005-001                  | 27            |
| LD-003-067                  | 89            | LD-003-150                  | 89            | LD-003-237                  | 92            | LD-005-002                  | 27            |
| LD-003-068                  | 89            | LD-003-151                  | 89            | LD-003-238                  | 92            | LD-005-003                  | 27            |
| LD-003-069                  | 28            | LD-003-152                  | 89            | LD-003-239                  | 93            | LD-005-005                  | 26            |
| LD-003-070                  | 43            | LD-003-153                  | 89            | LD-003-240                  | 93            | LD-005-006                  | 26            |
| LD-003-071                  | 43            | LD-003-154                  | 89            | LD-003-241                  | 93            | LD-005-007                  | 26            |
| LD-003-072                  | 43            | LD-003-155                  | 89            | LD-003-242                  | 93            | LD-005-007                  | 86            |
| LD-003-073                  | 43            | LD-003-156                  | 89            | LD-003-243                  | 93            | LD-005-008                  | 26            |
| LD-003-074                  | 43            | LD-003-157                  | 89            | LD-003-244                  | 93            | LD-005-009                  | 26            |
| LD-003-075                  | 43            | LD-003-158                  | 90            | LD-003-245                  | 93            | LD-005-010                  | 26            |
| LD-003-076                  | 43            | LD-003-159                  | 90            | LD-003-246                  | 93            | LD-005-011                  | 26            |
| LD-003-077                  | 41            | LD-003-160                  | 90            | LD-003-250                  | 44            | LD-005-012                  | 26            |
| LD-003-078                  | 41            | LD-003-166                  | 43            | LD-003-250                  | 93            | LD-005-013                  | 26            |
| LD-003-079                  | 41            | LD-003-167                  | 43            | LD-003-251                  | 44            | LD-005-014                  | 26            |
| LD-003-080                  | 41            | LD-003-168                  | 43            | LD-003-251                  | 93            | LD-005-015                  | 26            |
| LD-003-080-1                | 41            | LD-003-170                  | 90            | LD-003-252                  | 44            | LD-005-016                  | 26            |
| LD-003-081                  | 42            | LD-003-171                  | 90            | LD-003-252                  | 93            | LD-005-017                  | 26            |
| LD-003-082                  | 42            | LD-003-172                  | 90            | LD-003-253                  | 44            | LD-005-018                  | 26            |
| LD-003-083                  | 30            | LD-003-173                  | 90            | LD-003-253                  | 93            | LD-005-018                  | 86            |
| LD-003-084                  | 30            | LD-003-174                  | 90            | LD-003-254                  | 93            | LD-005-019                  | 26            |
| LD-003-085                  | 30            | LD-003-175                  | 44            | LD-003-255                  | 93            | LD-005-019                  | 86            |
| LD-003-086                  | 30            | LD-003-175                  | 90            | LD-003-256                  | 93            | LD-005-020                  | 26            |



| <b>Bestell-Nr.</b><br><b>Ordering no.</b> | <b>Seite</b><br><b>Page</b> | <b>Bestell-Nr.</b><br><b>Ordering no.</b> | <b>Seite</b><br><b>Page</b> | <b>Bestell-Nr.</b><br><b>Ordering no.</b> | <b>Seite</b><br><b>Page</b> | <b>Bestell-Nr.</b><br><b>Ordering no.</b> | <b>Seite</b><br><b>Page</b> |
|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| LD-200-001                                | 205                         | LD-008-036                                | 270                         | LD-020-033                                | 191                         | LD-100-009                                | 185                         |
| LD-200-002                                | 26                          | LD-008-037                                | 270                         | LD-020-034                                | 191                         | LD-100-030                                | 186                         |
| LD-200-003                                | 26                          | LD-008-038                                | 270                         | LD-020-035                                | 194                         | LD-100-031                                | 186                         |
| LD-200-004                                | 86                          | LD-008-039                                | 270                         | LD-020-036                                | 194                         | LD-100-032                                | 186                         |
| LD-200-005                                | 86                          | LD-008-040                                | 270                         | LD-020-037                                | 194                         | LD-100-033                                | 186                         |
| LD-200-006                                | 32                          | LD-008-041                                | 270                         | LD-020-038                                | 194                         | LD-100-034                                | 186                         |
| LD-006-001                                | 32                          | LD-008-042                                | 271                         | LD-020-039                                | 194                         | LD-100-035                                | 186                         |
| LD-006-002                                | 32                          | LD-008-043                                | 271                         | LD-020-040                                | 194                         | LD-100-050                                | 185                         |
| LD-006-003                                | 32                          | LD-008-044                                | 271                         | LD-020-041                                | 194                         | LD-100-051                                | 185                         |
| LD-006-004                                | 32                          | LD-008-045                                | 271                         | LD-020-042                                | 194                         | LD-100-052                                | 185                         |
| LD-006-005                                | 32                          | LD-008-046                                | 270                         | LD-020-043                                | 194                         | LD-100-053                                | 185                         |
| LD-006-006                                | 32                          | LD-008-047                                | 270                         | LD-020-044                                | 194                         | LD-100-054                                | 185                         |
| LD-006-007                                | 32                          | LD-008-048                                | 270                         | LD-020-045                                | 194                         | LD-200-001                                | 184                         |
| LD-006-008                                | 32                          | LD-008-049                                | 270                         | LD-020-046                                | 194                         | LD-200-002                                | 184                         |
| LD-006-009                                | 32                          | LD-008-050                                | 270                         | LD-020-047                                | 194                         | LD-200-003                                | 184                         |
| LD-006-010                                | 32                          | LD-008-051                                | 270                         | LD-020-048                                | 194                         | LD-200-004                                | 184                         |
| LD-006-011                                | 32                          | LD-008-052                                | 270                         | LD-020-049                                | 194                         | LD-200-101                                | 206                         |
| LD-006-015                                | 32                          | LD-008-053                                | 270                         | LD-020-050                                | 194                         | LD-200-102                                | 206                         |
| LD-006-016                                | 32                          | LD-008-054                                | 270                         | LD-020-051                                | 194                         | LD-200-103                                | 206                         |
| LD-006-017                                | 32                          | LD-008-055                                | 270                         | LD-020-052                                | 194                         | LD-200-104                                | 206                         |
| LD-006-018                                | 32                          | LD-008-056                                | 271                         | LD-020-053                                | 194                         | LD-200-105                                | 206                         |
| LD-006-019                                | 32                          | LD-008-057                                | 271                         | LD-020-054                                | 194                         | LD-200-106                                | 206                         |
| LD-006-020                                | 34                          | LD-008-058                                | 271                         | LD-020-055                                | 194                         | LD-200-107                                | 206                         |
| LD-007-001                                | 27                          | LD-008-059                                | 271                         | LD-020-056                                | 194                         | LD-200-108                                | 206                         |
| LD-007-002                                | 27                          | LD-008-060                                | 271                         | LD-020-060                                | 192                         | LD-200-109                                | 206                         |
| LD-007-003                                | 27                          | LD-008-061                                | 271                         | LD-020-061                                | 192                         | LD-200-110                                | 206                         |
| LD-007-004                                | 27                          | LD-008-062                                | 271                         | LD-020-062                                | 192                         | LD-200-111                                | 206                         |
| LD-008-001                                | 35                          | LD-008-063                                | 271                         | LD-020-063                                | 192                         | LD-200-112                                | 206                         |
| LD-008-002                                | 35                          | LD-008-064                                | 271                         | LD-020-064                                | 192                         | LD-200-113                                | 206                         |
| LD-008-003                                | 35                          | LD-008-065                                | 271                         | LD-020-065                                | 193                         | LD-200-114                                | 206                         |
| LD-008-004                                | 35                          | LD-008-066                                | 271                         | LD-020-066                                | 193                         | LD-200-115                                | 206                         |
| LD-008-005                                | 35                          | LD-008-067                                | 271                         | LD-020-067                                | 193                         | LD-200-116                                | 206                         |
| LD-008-006                                | 35                          | LD-020-001                                | 183                         | LD-020-068                                | 193                         | LD-200-117                                | 206                         |
| LD-008-007                                | 35                          | LD-020-002                                | 183                         | LD-020-069                                | 193                         | LD-200-120                                | 207                         |
| LD-008-008                                | 35                          | LD-020-003                                | 183                         | LD-020-070                                | 193                         | LD-200-121                                | 207                         |
| LD-008-009                                | 35                          | LD-020-004                                | 183                         | LD-020-071                                | 193                         | LD-200-122                                | 207                         |
| LD-008-010                                | 35                          | LD-020-005                                | 183                         | LD-020-072                                | 193                         | LD-200-123                                | 207                         |
| LD-008-011                                | 35                          | LD-020-006                                | 183                         | LD-030-001                                | 188                         | LD-200-124                                | 207                         |
| LD-008-012                                | 35                          | LD-020-007                                | 183                         | LD-030-002                                | 188                         | LD-200-125                                | 207                         |
| LD-008-013                                | 35                          | LD-020-008                                | 183                         | LD-030-003                                | 188                         | LD-200-126                                | 207                         |
| LD-008-014                                | 35                          | LD-020-009                                | 183                         | LD-030-004                                | 188                         | LD-200-127                                | 207                         |
| LD-008-015                                | 35                          | LD-020-010                                | 183                         | LD-030-005                                | 188                         | LD-200-128                                | 207                         |
| LD-008-016                                | 35                          | LD-020-011                                | 183                         | LD-030-030                                | 188                         | LD-200-129                                | 207                         |
| LD-008-017                                | 35                          | LD-020-012                                | 183                         | LD-030-031                                | 188                         | LD-200-130                                | 207                         |
| LD-008-018                                | 35                          | LD-020-013                                | 183                         | LD-030-032                                | 180                         | LD-200-131                                | 207                         |
| LD-008-020                                | 269                         | LD-020-014                                | 183                         | LD-030-033                                | 180                         | LD-200-132                                | 207                         |
| LD-008-021                                | 269                         | LD-020-015                                | 183                         | LD-040-001                                | 121                         | LD-200-133                                | 207                         |
| LD-008-022                                | 269                         | LD-020-016                                | 183                         | LD-040-002                                | 121                         | LD-200-134                                | 207                         |
| LD-008-023                                | 269                         | LD-020-017                                | 183                         | LD-040-003                                | 121                         | LD-200-135                                | 207                         |
| LD-008-024                                | 269                         | LD-020-018                                | 183                         | LD-040-004                                | 121                         | LD-200-136                                | 207                         |
| LD-008-025                                | 269                         | LD-020-019                                | 184                         | LD-040-005                                | 121                         | LD-200-137                                | 207                         |
| LD-008-026                                | 269                         | LD-020-020                                | 184                         | LD-040-006                                | 121                         | LD-200-138                                | 208                         |
| LD-008-027                                | 269                         | LD-020-021                                | 184                         | LD-100-001                                | 187                         | LD-200-139                                | 208                         |
| LD-008-028                                | 269                         | LD-020-022                                | 184                         | LD-100-002                                | 187                         | LD-200-140                                | 208                         |
| LD-008-029                                | 269                         | LD-020-023                                | 184                         | LD-100-003                                | 187                         | LD-200-141                                | 208                         |
| LD-008-030                                | 269                         | LD-020-025                                | 184                         | LD-100-004                                | 187                         | LD-200-142                                | 208                         |
| LD-008-031                                | 269                         | LD-020-026                                | 184                         | LD-100-005                                | 187                         | LD-200-143                                | 208                         |
| LD-008-032                                | 269                         | LD-020-027                                | 184                         | LD-100-006                                | 186                         | LD-200-144                                | 208                         |
| LD-008-033                                | 269                         | LD-020-030                                | 191                         | LD-100-007                                | 186                         | LD-200-145                                | 208                         |
| LD-008-034                                | 270                         | LD-020-031                                | 191                         | LD-100-008                                | 185                         | LD-200-146                                | 208                         |
| LD-008-035                                | 270                         | LD-020-032                                | 191                         |                                           |                             |                                           |                             |

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Seite<br>Page | Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Seite<br>Page | Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Seite<br>Page | Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Seite<br>Page |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| LD-200-147                  | 208           | LF-001-007                  | 14            | LF-001-078                  | 15            | LF-002-038                  | 81            |
| LD-200-148                  | 208           | LF-001-008                  | 14            | LF-001-079                  | 15            | LF-002-039                  | 81            |
| LD-200-149                  | 208           | LF-001-009                  | 14            | LF-001-080                  | 15            | LF-002-040                  | 81            |
| LD-200-150                  | 208           | LF-001-010                  | 14            | LF-001-081                  | 15            | LF-002-041                  | 81            |
| LD-200-151                  | 208           | LF-001-011                  | 14            | LF-001-082                  | 15            | LF-002-042                  | 81            |
| LD-200-152                  | 208           | LF-001-012                  | 14            | LF-001-083                  | 15            | LF-002-043                  | 81            |
| LD-200-153                  | 208           | LF-001-013                  | 14            | LF-001-084                  | 15            | LF-002-044                  | 81            |
| LD-200-154                  | 208           | LF-001-014                  | 14            | LF-001-085                  | 15            | LF-002-045                  | 81            |
| LD-200-200                  | 203           | LF-001-015                  | 14            | LF-001-086                  | 15            | LF-002-046                  | 81            |
| LD-200-201                  | 203           | LF-001-016                  | 14            | LF-001-087                  | 15            | LF-002-047                  | 81            |
| LD-200-202                  | 204           | LF-001-017                  | 14            | LF-001-088                  | 15            | LF-002-048                  | 81            |
| LD-200-203                  | 204           | LF-001-018                  | 14            | LF-001-090                  | 16            | LF-002-049                  | 81            |
| LD-200-204                  | 203           | LF-001-019                  | 14            | LF-001-091                  | 16            | LF-002-050                  | 83            |
| LD-200-205                  | 203           | LF-001-020                  | 14            | LF-001-092                  | 16            | LF-002-051                  | 83            |
| LD-200-207                  | 204           | LF-001-021                  | 14            | LF-001-093                  | 16            | LF-002-052                  | 83            |
| LD-300-001                  | 277           | LF-001-022                  | 14            | LF-001-094                  | 16            | LF-002-053                  | 83            |
| LD-300-002                  | 277           | LF-001-023                  | 14            | LF-001-095                  | 16            | LF-002-054                  | 83            |
| LD-300-003                  | 277           | LF-001-024                  | 14            | LF-001-100                  | 16            | LF-002-055                  | 83            |
| LD-300-004                  | 277           | LF-001-025                  | 14            | LF-001-101                  | 16            | LF-002-056                  | 83            |
| LD-300-005                  | 277           | LF-001-026                  | 14            | LF-001-102                  | 16            | LF-002-060                  | 81            |
| LD-300-006                  | 277           | LF-001-027                  | 14            | LF-001-105                  | 16            | LF-002-061                  | 81            |
| LD-300-007                  | 277           | LF-001-028                  | 14            | LF-001-106                  | 16            | LF-002-070                  | 82            |
| LD-300-008                  | 277           | LF-001-029                  | 14            | LF-001-107                  | 16            | LF-002-071                  | 82            |
| LD-300-009                  | 277           | LF-001-030                  | 14            | LF-001-108                  | 16            | LF-002-072                  | 82            |
| LD-300-010                  | 277           | LF-001-031                  | 14            | LF-002-001                  | 79            | LF-002-080                  | 82            |
| LD-300-011                  | 277           | LF-001-032                  | 14            | LF-002-002                  | 79            | LF-002-081                  | 82            |
| LD-300-012                  | 277           | LF-001-033                  | 14            | LF-002-003                  | 79            | LF-002-082                  | 83            |
| LD-300-013                  | 278           | LF-001-034                  | 14            | LF-002-004                  | 79            | LF-002-083                  | 83            |
| LD-300-015                  | 277           | LF-001-035                  | 14            | LF-002-005                  | 79            | LF-002-084                  | 83            |
| LD-300-050                  | 276           | LF-001-036                  | 14            | LF-002-006                  | 79            | LF-002-085                  | 83            |
| LD-300-051                  | 276           | LF-001-037                  | 14            | LF-002-007                  | 79            | LF-002-086                  | 83            |
| LD-300-052                  | 276           | LF-001-038                  | 14            | LF-002-008                  | 79            | LF-002-087                  | 83            |
| LD-300-053                  | 276           | LF-001-050                  | 14            | LF-002-009                  | 79            | LF-002-090                  | 82            |
| LD-300-054                  | 276           | LF-001-051                  | 14            | LF-002-010                  | 79            | LF-002-091                  | 82            |
| LD-300-055                  | 276           | LF-001-052                  | 14            | LF-002-011                  | 79            | LF-002-092                  | 82            |
| LD-300-056                  | 276           | LF-001-053                  | 14            | LF-002-012                  | 79            | LF-002-093                  | 82            |
| LD-300-057                  | 278           | LF-001-054                  | 14            | LF-002-013                  | 79            | LF-002-095                  | 82            |
| LD-300-100                  | 278           | LF-001-055                  | 14            | LF-002-014                  | 79            | LF-002-096                  | 82            |
| LD-300-101                  | 278           | LF-001-056                  | 14            | LF-002-015                  | 79            | LF-002-097                  | 82            |
| LD-300-102                  | 278           | LF-001-057                  | 14            | LF-002-016                  | 79            | LG-001-001                  | 17            |
| LD-300-103                  | 278           | LF-001-058                  | 14            | LF-002-017                  | 79            | LG-001-002                  | 17            |
| LD-300-104                  | 278           | LF-001-059                  | 14            | LF-002-018                  | 80            | LG-001-003                  | 17            |
| LD-300-105                  | 278           | LF-001-060                  | 15            | LF-002-019                  | 80            | LG-001-004                  | 17            |
| LD-300-106                  | 278           | LF-001-061                  | 15            | LF-002-020                  | 80            | LG-001-005                  | 17            |
| LD-300-107                  | 278           | LF-001-062                  | 15            | LF-002-021                  | 80            | LG-001-006                  | 17            |
| LD-300-108                  | 278           | LF-001-063                  | 15            | LF-002-022                  | 80            | LG-001-007                  | 17            |
| LD-300-200                  | 279           | LF-001-064                  | 15            | LF-002-023                  | 80            | LG-001-008                  | 17            |
| LD-300-201                  | 279           | LF-001-065                  | 15            | LF-002-024                  | 80            | LG-001-009                  | 17            |
| LD-300-202                  | 279           | LF-001-066                  | 15            | LF-002-025                  | 80            | LG-001-010                  | 17            |
| LD-300-203                  | 279           | LF-001-067                  | 15            | LF-002-026                  | 80            | LG-001-011                  | 17            |
| LD-300-204                  | 279           | LF-001-068                  | 15            | LF-002-027                  | 80            | LG-001-012                  | 17            |
| LD-300-205                  | 279           | LF-001-069                  | 15            | LF-002-028                  | 80            | LG-001-013                  | 17            |
| LD-300-206                  | 279           | LF-001-070                  | 15            | LF-002-030                  | 80            | LG-001-015                  | 18            |
| LD-300-207                  | 279           | LF-001-071                  | 15            | LF-002-031                  | 80            | LG-001-016                  | 18            |
| LF-001-001                  | 14            | LF-001-072                  | 15            | LF-002-032                  | 80            | LG-001-017                  | 18            |
| LF-001-002                  | 14            | LF-001-073                  | 15            | LF-002-033                  | 80            | LG-001-020                  | 18            |
| LF-001-003                  | 14            | LF-001-074                  | 15            | LF-002-034                  | 81            | LG-001-021                  | 18            |
| LF-001-004                  | 14            | LF-001-075                  | 15            | LF-002-035                  | 81            | LG-001-022                  | 18            |
| LF-001-005                  | 14            | LF-001-076                  | 15            | LF-002-036                  | 81            | LG-001-023                  | 18            |
| LF-001-006                  | 14            | LF-001-077                  | 15            | LF-002-037                  | 81            | LG-001-025                  | 18            |



| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Seite<br>Page | Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Seite<br>Page | Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Seite<br>Page | Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Seite<br>Page |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| LH-002-001-026              | 49            | LH-001-075                  | 142           | LH-001-148                  | 146           | LH-001-223                  | 51            |
| LH-002-002-027              | 49            | LH-001-076                  | 142           | LH-001-149                  | 146           | LH-001-224                  | 51            |
| LH-002-003-028              | 49            | LH-001-081                  | 143           | LH-001-151                  | 147           | LH-001-225                  | 51            |
| LH-002-005-002-001          | 49            | LH-001-082                  | 143           | LH-001-152                  | 147           | LH-001-226                  | 51            |
| LH-002-006-002-002          | 49            | LH-001-083                  | 143           | LH-001-153                  | 147           | LH-001-227                  | 51            |
| LG-002-003                  | 19            | LH-001-084                  | 143           | LH-001-154                  | 147           | LH-001-228                  | 52            |
| LG-002-004                  | 19            | LH-001-085                  | 143           | LH-001-155                  | 147           | LH-001-229                  | 52            |
| LG-002-005                  | 19            | LH-001-086                  | 143           | LH-001-156                  | 147           | LH-001-230                  | 50            |
| LG-002-006                  | 19            | LH-001-087                  | 143           | LH-001-157                  | 147           | LH-001-231                  | 50            |
| LG-002-011                  | 19            | LH-001-088                  | 102           | LH-001-158                  | 147           | LH-001-232                  | 50            |
| LG-003-001                  | 19            | LH-001-088                  | 143           | LH-001-161                  | 147           | LH-001-233                  | 50            |
| LG-003-002                  | 19            | LH-001-089                  | 102           | LH-001-162                  | 147           | LH-001-234                  | 50            |
| LG-003-003                  | 19            | LH-001-089                  | 143           | LH-001-163                  | 147           | LH-001-235                  | 50            |
| LG-003-004                  | 19            | LH-001-092                  | 143           | LH-001-164                  | 147           | LH-001-249                  | 52            |
| LH-001-000                  | 140           | LH-001-093                  | 143           | LH-001-165                  | 147           | LH-001-250                  | 52            |
| LH-001-001                  | 140           | LH-001-094                  | 143           | LH-001-166                  | 147           | LH-001-251                  | 52            |
| LH-001-002                  | 140           | LH-001-095                  | 143           | LH-001-167                  | 147           | LH-001-252                  | 52            |
| LH-001-003                  | 140           | LH-001-096                  | 143           | LH-001-168                  | 147           | LH-001-253                  | 52            |
| LH-001-004                  | 140           | LH-001-097                  | 143           | LH-001-171                  | 48            | LH-001-254                  | 52            |
| LH-001-005                  | 140           | LH-001-098                  | 143           | LH-001-172                  | 48            | LH-001-255                  | 52            |
| LH-001-006                  | 140           | LH-001-099                  | 143           | LH-001-173                  | 48            | LH-001-256                  | 52            |
| LH-001-007                  | 140           | LH-001-102                  | 144           | LH-001-174                  | 48            | LH-001-257                  | 52            |
| LH-001-011                  | 140           | LH-001-103                  | 144           | LH-001-175                  | 48            | LH-001-260                  | 148           |
| LH-001-012                  | 140           | LH-001-104                  | 144           | LH-001-176                  | 48            | LH-001-261                  | 148           |
| LH-001-013                  | 140           | LH-001-105                  | 144           | LH-001-177                  | 48            | LH-001-262                  | 148           |
| LH-001-014                  | 140           | LH-001-106                  | 144           | LH-001-178                  | 48            | LH-001-263                  | 148           |
| LH-001-015                  | 140           | LH-001-107                  | 144           | LH-001-179                  | 48            | LH-001-269                  | 23            |
| LH-001-016                  | 140           | LH-001-108                  | 144           | LH-001-180                  | 48            | LH-001-270                  | 23            |
| LH-001-017                  | 140           | LH-001-109                  | 144           | LH-001-181                  | 49            | LH-001-271                  | 23            |
| LH-001-018                  | 140           | LH-001-112                  | 144           | LH-001-182                  | 49            | LH-001-272                  | 23            |
| LH-001-021                  | 141           | LH-001-113                  | 144           | LH-001-183                  | 49            | LH-001-273                  | 23            |
| LH-001-022                  | 141           | LH-001-114                  | 144           | LH-001-184                  | 49            | LH-001-274                  | 23            |
| LH-001-023                  | 141           | LH-001-115                  | 144           | LH-001-185                  | 49            | LH-001-275                  | 23            |
| LH-001-024                  | 141           | LH-001-116                  | 144           | LH-001-186                  | 49            | LH-001-276                  | 23            |
| LH-001-025                  | 141           | LH-001-117                  | 144           | LH-001-187                  | 49            | LH-001-277                  | 23            |
| LH-001-026                  | 141           | LH-001-118                  | 144           | LH-001-188                  | 49            | LH-001-278                  | 23            |
| LH-001-027                  | 141           | LH-001-119                  | 144           | LH-001-189                  | 49            | LH-001-280                  | 52            |
| LH-001-028                  | 141           | LH-001-122                  | 145           | LH-001-190                  | 49            | LH-001-281                  | 52            |
| LH-001-029                  | 141           | LH-001-123                  | 145           | LH-001-191                  | 49            | LH-001-282                  | 52            |
| LH-001-041                  | 141           | LH-001-124                  | 145           | LH-001-192                  | 49            | LH-001-285                  | 102           |
| LH-001-042                  | 141           | LH-001-125                  | 145           | LH-001-200                  | 50            | LH-001-286                  | 102           |
| LH-001-043                  | 141           | LH-001-126                  | 145           | LH-001-201                  | 50            | LH-001-287                  | 102           |
| LH-001-044                  | 141           | LH-001-127                  | 145           | LH-001-202                  | 50            | LH-001-288                  | 102           |
| LH-001-045                  | 141           | LH-001-128                  | 145           | LH-001-203                  | 50            | LH-001-289                  | 52            |
| LH-001-046                  | 141           | LH-001-129                  | 145           | LH-001-204                  | 50            | LH-001-290                  | 52            |
| LH-001-047                  | 141           | LH-001-132                  | 145           | LH-001-205                  | 50            | LH-001-300                  | 148           |
| LH-001-048                  | 141           | LH-001-133                  | 145           | LH-001-206                  | 50            | LH-001-301                  | 148           |
| LH-001-049                  | 141           | LH-001-134                  | 145           | LH-001-207                  | 50            | LH-001-302                  | 148           |
| LH-001-058                  | 142           | LH-001-135                  | 145           | LH-001-208                  | 50            | LH-001-303                  | 148           |
| LH-001-059                  | 142           | LH-001-136                  | 145           | LH-001-210                  | 51            | LH-001-304                  | 148           |
| LH-001-060                  | 142           | LH-001-137                  | 145           | LH-001-211                  | 51            | LH-001-305                  | 148           |
| LH-001-061                  | 142           | LH-001-138                  | 145           | LH-001-212                  | 51            | LH-001-306                  | 148           |
| LH-001-062                  | 142           | LH-001-139                  | 145           | LH-001-213                  | 51            | LH-001-307                  | 148           |
| LH-001-065                  | 142           | LH-001-141                  | 146           | LH-001-214                  | 51            | LH-001-308                  | 148           |
| LH-001-066                  | 142           | LH-001-142                  | 146           | LH-001-215                  | 51            | LH-001-309                  | 148           |
| LH-001-067                  | 142           | LH-001-143                  | 146           | LH-001-216                  | 51            | LH-002-001                  | 149           |
| LH-001-071                  | 142           | LH-001-144                  | 146           | LH-001-217                  | 51            | LH-002-002                  | 149           |
| LH-001-072                  | 142           | LH-001-145                  | 146           | LH-001-220                  | 51            | LH-002-003                  | 149           |
| LH-001-073                  | 142           | LH-001-146                  | 146           | LH-001-221                  | 51            | LH-002-005                  | 149           |
| LH-001-074                  | 142           | LH-001-147                  | 146           | LH-001-222                  | 51            | LH-002-006                  | 149           |

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Seite<br>Page | Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Seite<br>Page | Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Seite<br>Page | Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Seite<br>Page |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| LH-002-001                  | 150           | LJ-002-006                  | 21            | LK-001-001                  | 86            | ZA-001-080                  | 240           |
| LH-002-001                  | 150           | LJ-002-007                  | 21            | LK-001-002                  | 86            | ZA-001-081                  | 240           |
| LH-002-001                  | 150           | LJ-002-008                  | 21            | LK-001-003                  | 86            | ZA-001-082                  | 240           |
| LH-002-001                  | 150           | LJ-002-009                  | 21            | LK-001-004                  | 86            | ZA-001-083                  | 240           |
| LH-003-001                  | 150           | LJ-002-010                  | 21            | LK-001-005                  | 86            | ZA-001-084                  | 240           |
| LH-003-002                  | 150           | LJ-002-011                  | 21            | LK-001-006                  | 86            | ZA-001-085                  | 240           |
| LH-003-011                  | 23            | LJ-002-012                  | 21            | LK-001-007                  | 90            | ZA-001-086                  | 240           |
| LH-003-011                  | 150           | LJ-002-013                  | 21            | LK-001-008                  | 90            | ZA-001-087                  | 240           |
| LH-003-012                  | 23            | LJ-002-014                  | 21            | LK-002-001                  | 94            | ZA-001-088                  | 240           |
| LH-003-012                  | 150           | LJ-002-015                  | 21            | LK-002-002                  | 94            | ZA-001-089                  | 240           |
| LH-003-013                  | 23            | LJ-002-016                  | 21            | LK-002-003                  | 94            | ZA-001-090                  | 240           |
| LH-003-014                  | 23            | LJ-002-017                  | 21            | LK-002-004                  | 94            | ZA-001-091                  | 241           |
| LH-003-015                  | 23            | LJ-002-018                  | 21            | LK-002-005                  | 94            | ZA-001-092                  | 241           |
| LH-003-016                  | 23            | LJ-002-019                  | 21            | LK-010-001                  | 91            | ZA-001-093                  | 241           |
| LH-003-017                  | 23            | LJ-002-020                  | 21            | LK-010-002                  | 91            | ZA-001-094                  | 241           |
| LH-003-018                  | 23            | LJ-002-021                  | 21            | LL-001-001                  | 25            | ZA-001-095                  | 241           |
| LH-004-001                  | 150           | LJ-002-022                  | 21            | LL-001-001                  | 84            | ZA-001-096                  | 241           |
| LH-004-002                  | 150           | LJ-002-025                  | 22            | LL-001-002                  | 25            | ZA-001-097                  | 241           |
| LH-004-003                  | 150           | LJ-002-026                  | 22            | LL-001-002                  | 84            | ZA-001-098                  | 241           |
| LH-004-004                  | 150           | LJ-002-027                  | 22            | LL-001-003                  | 25            | ZA-001-099                  | 241           |
| LH-004-005                  | 150           | LJ-002-028                  | 22            | LL-001-004                  | 25            | ZA-001-100                  | 241           |
| LH-005-001                  | 151           | LJ-002-029                  | 22            | LR-001-001                  | 123           | ZA-001-101                  | 241           |
| LH-005-002                  | 151           | LJ-002-030                  | 22            | LR-001-002                  | 274           | ZA-001-102                  | 241           |
| LH-005-003                  | 151           | LJ-002-031                  | 22            | LR-001-003                  | 274           | ZA-001-103                  | 241           |
| LH-005-004                  | 151           | LJ-002-032                  | 22            | LR-001-010                  | 274           | ZA-001-104                  | 241           |
| LH-005-005                  | 151           | LJ-002-033                  | 22            | LR-001-011                  | 274           | ZA-001-105                  | 241           |
| LH-005-006                  | 151           | LJ-002-035                  | 205           | LR-001-012                  | 274           | ZA-001-106                  | 241           |
| LH-005-007                  | 151           | LJ-002-036                  | 205           | LR-001-013                  | 274           | ZA-001-150                  | 242           |
| LH-005-008                  | 151           | LJ-002-037                  | 205           | LR-001-014                  | 274           | ZA-001-151                  | 242           |
| LI-001-005                  | 73            | LJ-002-038                  | 205           | LR-001-015                  | 274           | ZA-001-152                  | 242           |
| LI-001-006                  | 73            | LJ-002-039                  | 205           | LR-001-016                  | 274           | ZA-001-153                  | 242           |
| LI-001-007                  | 73            | LJ-002-040                  | 205           | LR-001-017                  | 274           | ZA-001-226                  | 242           |
| LI-001-008                  | 73            | LJ-002-041                  | 205           | LR-001-018                  | 274           | ZA-001-227                  | 242           |
| LI-001-009                  | 73            | LJ-002-042                  | 205           | LR-001-019                  | 274           | ZA-001-256                  | 242           |
| LI-001-010                  | 73            | LJ-002-043                  | 205           | LR-001-020                  | 275           | ZA-001-257                  | 242           |
| LI-001-011                  | 126           | LJ-003-001                  | 24            | LR-002-001                  | 123           | ZA-001-263                  | 242           |
| LI-001-012                  | 126           | LJ-003-001                  | 85            | LR-002-002                  | 123           | ZA-001-264                  | 242           |
| LI-001-013                  | 126           | LJ-003-002                  | 24            | LR-002-003                  | 123           | ZA-001-272                  | 242           |
| LI-001-014                  | 126           | LJ-003-002                  | 85            | LR-002-004                  | 115           | ZA-001-273                  | 242           |
| LI-001-015                  | 126           | LJ-003-003                  | 24            | LR-002-005                  | 115           | ZA-001-274                  | 242           |
| LI-001-016                  | 126           | LJ-003-003                  | 85            | LR-002-006                  | 121           | ZA-001-294                  | 234           |
| LI-001-017                  | 126           | LJ-003-005                  | 24            | LR-002-020                  | 94            | ZA-001-295                  | 234           |
| LI-001-018                  | 73            | LJ-003-006                  | 24            | LR-002-021                  | 94            | ZA-001-296                  | 234           |
| LI-001-100                  | 73            | LJ-003-007                  | 24            | ZA-001-039                  | 239           | ZA-001-297                  | 234           |
| LI-001-101                  | 73            | LJ-003-008                  | 24            | ZA-001-041                  | 239           | ZA-001-298                  | 234           |
| LI-001-102                  | 73            | LJ-003-009                  | 24            | ZA-001-043                  | 239           | ZA-001-299                  | 234           |
| LI-001-103                  | 73            | LJ-003-010                  | 24            | ZA-001-045                  | 239           | ZA-001-300                  | 234           |
| LI-001-104                  | 73            | LJ-003-020                  | 85            | ZA-001-061                  | 239           | ZA-001-301                  | 234           |
| LI-001-105                  | 73            | LJ-003-020                  | 182           | ZA-001-062                  | 239           | ZA-001-302                  | 234           |
| LI-001-110                  | 126           | LJ-003-021                  | 85            | ZA-001-063                  | 239           | ZA-001-303                  | 235           |
| LI-001-111                  | 126           | LJ-003-021                  | 182           | ZA-001-064                  | 239           | ZA-001-304                  | 235           |
| LI-001-112                  | 126           | LJ-003-022                  | 85            | ZA-001-069                  | 239           | ZA-001-305                  | 235           |
| LI-001-113                  | 126           | LJ-003-022                  | 182           | ZA-001-070                  | 239           | ZA-001-306                  | 235           |
| LI-001-114                  | 126           | LJ-003-023                  | 85            | ZA-001-073                  | 239           | ZA-001-307                  | 235           |
| LI-001-115                  | 126           | LJ-003-023                  | 182           | ZA-001-074                  | 239           | ZA-001-308                  | 235           |
| LJ-002-001                  | 21            | LJ-003-024                  | 85            | ZA-001-075                  | 240           | ZA-001-309                  | 235           |
| LJ-002-002                  | 21            | LJ-003-024                  | 182           | ZA-001-076                  | 240           | ZA-001-310                  | 235           |
| LJ-002-003                  | 21            | LJ-003-025                  | 85            | ZA-001-077                  | 240           | ZA-001-311                  | 235           |
| LJ-002-004                  | 21            | LJ-003-025                  | 182           | ZA-001-078                  | 240           | ZA-001-381                  | 236           |
| LJ-002-005                  | 21            | LJ-003-026                  | 148           | ZA-001-079                  | 240           | ZA-001-385                  | 234           |

| <b>Bestell-Nr.</b><br><b>Ordering no.</b> | <b>Seite</b><br><b>Page</b> | <b>Bestell-Nr.</b><br><b>Ordering no.</b> | <b>Seite</b><br><b>Page</b> | <b>Bestell-Nr.</b><br><b>Ordering no.</b> | <b>Seite</b><br><b>Page</b> | <b>Bestell-Nr.</b><br><b>Ordering no.</b> | <b>Seite</b><br><b>Page</b> |
|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| ZA-001-387                                | 234                         | ZA-001-558                                | 217                         | ZA-001-665                                | 220                         | ZA-001-834                                | 222                         |
| ZA-001-389                                | 235                         | ZA-001-559                                | 217                         | ZA-001-666                                | 220                         | ZA-001-836                                | 222                         |
| ZA-001-391                                | 235                         | ZA-001-560                                | 217                         | ZA-001-667                                | 220                         | ZA-001-838                                | 222                         |
| ZA-001-400                                | 234                         | ZA-001-561                                | 217                         | ZA-001-668                                | 220                         | ZA-001-840                                | 222                         |
| ZA-001-401                                | 234                         | ZA-001-562                                | 217                         | ZA-001-670                                | 220                         | ZA-001-844                                | 224                         |
| ZA-001-402                                | 234                         | ZA-001-563                                | 217                         | ZA-001-672                                | 220                         | ZA-001-846                                | 224                         |
| ZA-001-403                                | 234                         | ZA-001-564                                | 217                         | ZA-001-674                                | 220                         | ZA-001-848                                | 224                         |
| ZA-001-404                                | 234                         | ZA-001-565                                | 217                         | ZA-001-675                                | 220                         | ZA-001-850                                | 224                         |
| ZA-001-405                                | 235                         | ZA-001-566                                | 217                         | ZA-001-676                                | 220                         | ZA-001-852                                | 224                         |
| ZA-001-406                                | 235                         | ZA-001-567                                | 217                         | ZA-001-677                                | 224                         | ZA-001-854                                | 224                         |
| ZA-001-407                                | 235                         | ZA-001-568                                | 217                         | ZA-001-678                                | 224                         | ZA-001-856                                | 224                         |
| ZA-001-408                                | 235                         | ZA-001-569                                | 217                         | ZA-001-681                                | 224                         | ZA-001-858                                | 224                         |
| ZA-001-442                                | 235                         | ZA-001-570                                | 217                         | ZA-001-682                                | 224                         | ZA-001-860                                | 225                         |
| ZA-001-457                                | 236                         | ZA-001-571                                | 217                         | ZA-001-683                                | 225                         | ZA-001-861                                | 225                         |
| ZA-001-462                                | 236                         | ZA-001-572                                | 217                         | ZA-001-684                                | 225                         | ZA-001-862                                | 224                         |
| ZA-001-486                                | 56                          | ZA-001-573                                | 218                         | ZA-001-685                                | 220                         | ZA-001-864                                | 224                         |
| ZA-001-486                                | 114                         | ZA-001-574                                | 218                         | ZA-001-686                                | 220                         | ZA-001-868                                | 224                         |
| ZA-001-486                                | 237                         | ZA-001-575                                | 218                         | ZA-001-687                                | 220                         | ZA-001-872                                | 224                         |
| ZA-001-486-1                              | 56                          | ZA-001-576                                | 218                         | ZA-001-688                                | 220                         | ZA-001-874                                | 224                         |
| ZA-001-487                                | 56                          | ZA-001-577                                | 218                         | ZA-001-689                                | 221                         | ZA-001-881                                | 215                         |
| ZA-001-487                                | 114                         | ZA-001-578                                | 218                         | ZA-001-690                                | 221                         | ZA-001-882                                | 215                         |
| ZA-001-487                                | 237                         | ZA-001-579                                | 218                         | ZA-001-691                                | 225                         | ZA-001-886                                | 215                         |
| ZA-001-487-1                              | 56                          | ZA-001-580                                | 218                         | ZA-001-692                                | 225                         | ZA-001-889                                | 260                         |
| ZA-001-488                                | 56                          | ZA-001-581                                | 218                         | ZA-001-706                                | 221                         | ZA-001-891                                | 260                         |
| ZA-001-488                                | 237                         | ZA-001-582                                | 218                         | ZA-001-707                                | 228                         | ZA-001-894                                | 260                         |
| ZA-001-488-1                              | 56                          | ZA-001-583                                | 218                         | ZA-001-708                                | 124                         | ZA-001-896                                | 261                         |
| ZA-001-491                                | 114                         | ZA-001-584                                | 218                         | ZA-001-719                                | 221                         | ZA-001-897                                | 261                         |
| ZA-001-491                                | 237                         | ZA-001-585                                | 218                         | ZA-001-720                                | 221                         | ZA-001-906                                | 261                         |
| ZA-001-492                                | 236                         | ZA-001-586                                | 218                         | ZA-001-721                                | 222                         | ZA-001-907                                | 261                         |
| ZA-001-493                                | 236                         | ZA-001-587                                | 218                         | ZA-001-722                                | 222                         | ZA-001-908                                | 261                         |
| ZA-001-495                                | 236                         | ZA-001-588                                | 218                         | ZA-001-723                                | 222                         | ZA-001-909                                | 261                         |
| ZA-001-497                                | 236                         | ZA-001-589                                | 218                         | ZA-001-724                                | 222                         | ZA-001-910                                | 261                         |
| ZA-001-503                                | 236                         | ZA-001-590                                | 218                         | ZA-001-725                                | 221                         | ZA-001-911                                | 261                         |
| ZA-001-523                                | 234                         | ZA-001-610                                | 219                         | ZA-001-730                                | 229                         | ZA-001-928                                | 261                         |
| ZA-001-524                                | 235                         | ZA-001-611                                | 219                         | ZA-001-731                                | 229                         | ZA-001-929                                | 261                         |
| ZA-001-533                                | 216                         | ZA-001-612                                | 219                         | ZA-001-732                                | 229                         | ZA-001-930                                | 261                         |
| ZA-001-534                                | 216                         | ZA-001-613                                | 219                         | ZA-001-733                                | 229                         | ZA-001-931                                | 261                         |
| ZA-001-535                                | 216                         | ZA-001-614                                | 219                         | ZA-001-734                                | 229                         | ZA-001-932                                | 261                         |
| ZA-001-536                                | 216                         | ZA-001-615                                | 219                         | ZA-001-735                                | 229                         | ZA-001-933                                | 261                         |
| ZA-001-537                                | 216                         | ZA-001-616                                | 219                         | ZA-001-736                                | 229                         | ZA-001-934                                | 261                         |
| ZA-001-538                                | 216                         | ZA-001-617                                | 219                         | ZA-001-737                                | 229                         | ZA-001-935                                | 262                         |
| ZA-001-539                                | 216                         | ZA-001-618                                | 219                         | ZA-001-738                                | 227                         | ZA-001-936                                | 262                         |
| ZA-001-540                                | 216                         | ZA-001-619                                | 219                         | ZA-001-739                                | 227                         | ZA-001-937                                | 262                         |
| ZA-001-541                                | 216                         | ZA-001-620                                | 219                         | ZA-001-740                                | 227                         | ZA-001-960                                | 260                         |
| ZA-001-542                                | 216                         | ZA-001-621                                | 219                         | ZA-001-741                                | 227                         | ZA-001-966                                | 260                         |
| ZA-001-543                                | 216                         | ZA-001-622                                | 219                         | ZA-001-742                                | 226                         | ZA-001-969                                | 261                         |
| ZA-001-544                                | 216                         | ZA-001-623                                | 219                         | ZA-001-743                                | 226                         | ZA-001-970                                | 261                         |
| ZA-001-545                                | 216                         | ZA-001-624                                | 219                         | ZA-001-744                                | 226                         | ZA-001-971                                | 261                         |
| ZA-001-546                                | 216                         | ZA-001-625                                | 219                         | ZA-001-745                                | 226                         | ZA-001-972                                | 261                         |
| ZA-001-547                                | 216                         | ZA-001-626                                | 219                         | ZA-001-746                                | 226                         | ZA-002-003                                | 265                         |
| ZA-001-548                                | 216                         | ZA-001-627                                | 219                         | ZA-001-747                                | 226                         | ZA-002-004                                | 265                         |
| ZA-001-549                                | 216                         | ZA-001-628                                | 219                         | ZA-001-748                                | 226                         | ZA-002-049                                | 243                         |
| ZA-001-550                                | 216                         | ZA-001-629                                | 219                         | ZA-001-749                                | 226                         | ZA-002-051                                | 243                         |
| ZA-001-551                                | 217                         | ZA-001-649                                | 224                         | ZA-001-750                                | 227                         | ZA-002-052                                | 243                         |
| ZA-001-552                                | 217                         | ZA-001-651                                | 224                         | ZA-001-751                                | 227                         | ZA-002-054                                | 243                         |
| ZA-001-553                                | 217                         | ZA-001-657                                | 220                         | ZA-001-752                                | 227                         | ZA-002-081                                | 244                         |
| ZA-001-554                                | 217                         | ZA-001-658                                | 220                         | ZA-001-796                                | 222                         | ZA-002-082                                | 244                         |
| ZA-001-555                                | 217                         | ZA-001-659                                | 220                         | ZA-001-800                                | 228                         | ZA-002-083                                | 244                         |
| ZA-001-556                                | 217                         | ZA-001-661                                | 220                         | ZA-001-807                                | 226                         | ZA-002-084                                | 244                         |
| ZA-001-557                                | 217                         | ZA-001-663                                | 220                         | ZA-001-808                                | 226                         | ZA-002-085                                | 244                         |

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Seite<br>Page | Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Seite<br>Page | Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Seite<br>Page | Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Seite<br>Page |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| ZA-002-086                  | 244           | ZA-002-176                  | 249           | ZA-002-322                  | 255           | ZA-003-250                  | 177           |
| ZA-002-087                  | 244           | ZA-002-177                  | 247           | ZA-002-325                  | 256           | ZA-003-251                  | 177           |
| ZA-002-088                  | 244           | ZA-002-178                  | 247           | ZA-002-326                  | 256           | ZA-003-252                  | 177           |
| ZA-002-089                  | 244           | ZA-002-179                  | 247           | ZA-002-332                  | 256           | ZA-003-253                  | 177           |
| ZA-002-090                  | 244           | ZA-002-180                  | 247           | ZA-002-333                  | 256           | ZA-003-254                  | 177           |
| ZA-002-091                  | 244           | ZA-002-181                  | 245           | ZA-002-334                  | 256           | ZA-003-256                  | 179           |
| ZA-002-092                  | 244           | ZA-002-182                  | 245           | ZA-002-335                  | 256           | ZA-003-257                  | 179           |
| ZA-002-117                  | 245           | ZA-002-183                  | 245           | ZA-002-336                  | 256           | ZA-003-258                  | 179           |
| ZA-002-118                  | 245           | ZA-002-184                  | 245           | ZA-002-337                  | 256           | ZA-003-259                  | 180           |
| ZA-002-119                  | 245           | ZA-002-185                  | 245           | ZA-002-338                  | 256           | ZA-003-262                  | 180           |
| ZA-002-120                  | 245           | ZA-002-186                  | 245           | ZA-002-339                  | 256           | ZA-003-263                  | 180           |
| ZA-002-121                  | 244           | ZA-002-187                  | 245           | ZA-002-589                  | 273           | ZA-003-264                  | 180           |
| ZA-002-122                  | 244           | ZA-002-188                  | 245           | ZA-002-590                  | 273           | ZA-003-283                  | 189           |
| ZA-002-123                  | 244           | ZA-002-189                  | 245           | ZA-002-591                  | 273           | ZA-003-284                  | 189           |
| ZA-002-124                  | 244           | ZA-002-190                  | 245           | ZA-002-592                  | 273           | ZA-003-285                  | 189           |
| ZA-002-125                  | 244           | ZA-002-191                  | 246           | ZA-002-593                  | 273           | ZA-003-286                  | 189           |
| ZA-002-126                  | 244           | ZA-002-192                  | 246           | ZA-002-594                  | 273           | ZA-003-290                  | 190           |
| ZA-002-133                  | 247           | ZA-002-193                  | 246           | ZA-002-595                  | 273           | ZA-003-291                  | 190           |
| ZA-002-134                  | 247           | ZA-002-194                  | 246           | ZA-002-596                  | 273           | ZA-003-292                  | 190           |
| ZA-002-135                  | 247           | ZA-002-195                  | 246           | ZA-002-597                  | 273           | ZA-003-293                  | 190           |
| ZA-002-136                  | 247           | ZA-002-196                  | 246           | ZA-002-598                  | 273           | ZA-003-294                  | 190           |
| ZA-002-137                  | 247           | ZA-002-197                  | 246           | ZA-002-599                  | 272           | ZA-003-295                  | 190           |
| ZA-002-138                  | 247           | ZA-002-198                  | 246           | ZA-002-600                  | 272           | ZA-003-296                  | 190           |
| ZA-002-139                  | 247           | ZA-002-199                  | 246           | ZA-002-601                  | 272           | ZA-003-297                  | 190           |
| ZA-002-140                  | 247           | ZA-002-216                  | 250           | ZA-002-602                  | 272           | ZA-003-298                  | 190           |
| ZA-002-141                  | 247           | ZA-002-217                  | 250           | ZA-002-603                  | 272           | ZA-003-299                  | 190           |
| ZA-002-142                  | 247           | ZA-002-218                  | 250           | ZA-002-604                  | 272           | ZA-003-300                  | 190           |
| ZA-002-143                  | 247           | ZA-002-280                  | 250           | ZA-002-605                  | 272           | ZA-003-301                  | 190           |
| ZA-002-144                  | 248           | ZA-002-281                  | 250           | ZA-002-606                  | 272           | ZA-003-302                  | 190           |
| ZA-002-145                  | 248           | ZA-002-282                  | 250           | ZA-002-607                  | 272           | ZA-003-303                  | 190           |
| ZA-002-146                  | 248           | ZA-002-283                  | 250           | ZA-002-616                  | 272           | ZA-003-304                  | 190           |
| ZA-002-147                  | 248           | ZA-002-284                  | 251           | ZA-002-617                  | 272           | ZA-003-305                  | 190           |
| ZA-002-148                  | 248           | ZA-002-285                  | 251           | ZA-002-618                  | 272           | ZA-003-306                  | 190           |
| ZA-002-149                  | 248           | ZA-002-286                  | 251           | ZA-002-619                  | 272           | ZA-003-307                  | 190           |
| ZA-002-150                  | 248           | ZA-002-287                  | 251           | ZA-002-620                  | 272           | ZA-003-308                  | 190           |
| ZA-002-151                  | 248           | ZA-002-288                  | 251           | ZA-002-621                  | 272           | ZA-003-309                  | 190           |
| ZA-002-152                  | 248           | ZA-002-289                  | 251           | ZA-002-622                  | 272           | ZA-003-310                  | 190           |
| ZA-002-153                  | 248           | ZA-002-290                  | 251           | ZA-002-696                  | 275           | ZA-003-311                  | 190           |
| ZA-002-154                  | 248           | ZA-002-291                  | 251           | ZA-002-703                  | 275           | ZA-003-312                  | 190           |
| ZA-002-155                  | 248           | ZA-002-292                  | 251           | ZA-003-134                  | 243           | ZA-003-313                  | 190           |
| ZA-002-156                  | 248           | ZA-002-293                  | 251           | ZA-003-135                  | 243           | ZA-003-314                  | 190           |
| ZA-002-157                  | 248           | ZA-002-294                  | 251           | ZA-003-136                  | 243           | ZA-003-315                  | 190           |
| ZA-002-158                  | 248           | ZA-002-295                  | 251           | ZA-003-137                  | 243           | ZA-003-316                  | 236           |
| ZA-002-159                  | 249           | ZA-002-296                  | 251           | ZA-003-142                  | 243           | ZA-003-415                  | 254           |
| ZA-002-160                  | 249           | ZA-002-297                  | 251           | ZA-003-144                  | 243           | ZA-003-424                  | 121           |
| ZA-002-161                  | 249           | ZA-002-298                  | 251           | ZA-003-145                  | 243           | ZA-003-425                  | 121           |
| ZA-002-162                  | 249           | ZA-002-299                  | 245           | ZA-003-146                  | 243           | ZA-003-426                  | 121           |
| ZA-002-163                  | 249           | ZA-002-300                  | 245           | ZA-003-151                  | 243           | ZA-003-427                  | 121           |
| ZA-002-164                  | 249           | ZA-002-301                  | 245           | ZA-003-152                  | 243           | ZA-003-562                  | 180           |
| ZA-002-165                  | 249           | ZA-002-310                  | 255           | ZA-003-153                  | 243           | ZA-003-563                  | 180           |
| ZA-002-166                  | 249           | ZA-002-311                  | 255           | ZA-003-154                  | 243           | ZA-003-564                  | 181           |
| ZA-002-167                  | 249           | ZA-002-312                  | 255           | ZA-003-240                  | 177           | ZA-003-565                  | 181           |
| ZA-002-168                  | 249           | ZA-002-313                  | 255           | ZA-003-241                  | 177           | ZA-003-566                  | 181           |
| ZA-002-169                  | 249           | ZA-002-314                  | 255           | ZA-003-242                  | 177           | ZA-003-581                  | 181           |
| ZA-002-170                  | 249           | ZA-002-315                  | 255           | ZA-003-243                  | 177           | ZA-003-582                  | 181           |
| ZA-002-171                  | 249           | ZA-002-316                  | 255           | ZA-003-244                  | 177           | ZA-003-583                  | 181           |
| ZA-002-172                  | 249           | ZA-002-317                  | 255           | ZA-003-245                  | 177           | ZA-003-584                  | 181           |
| ZA-002-173                  | 249           | ZA-002-319                  | 255           | ZA-003-246                  | 177           | ZA-003-585                  | 181           |
| ZA-002-174                  | 249           | ZA-002-320                  | 255           | ZA-003-248                  | 177           | ZA-003-586                  | 181           |
| ZA-002-175                  | 249           | ZA-002-321                  | 255           | ZA-003-249                  | 177           | ZA-003-587                  | 181           |

| <b>Bestell-Nr.</b><br><b>Ordering no.</b> | <b>Seite</b><br><b>Page</b> | <b>Bestell-Nr.</b><br><b>Ordering no.</b> | <b>Seite</b><br><b>Page</b> | <b>Bestell-Nr.</b><br><b>Ordering no.</b> | <b>Seite</b><br><b>Page</b> | <b>Bestell-Nr.</b><br><b>Ordering no.</b> | <b>Seite</b><br><b>Page</b> |
|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| ZA-003-588                                | 181                         | ZA-004-362                                | 84                          | ZA-004-439                                | 266                         | ZA-004-500                                | 231                         |
| ZA-003-589                                | 181                         | ZA-004-363                                | 84                          | ZA-004-440                                | 266                         | ZA-004-501                                | 231                         |
| ZA-003-590                                | 181                         | ZA-004-364                                | 114                         | ZA-004-441                                | 266                         | ZA-004-502                                | 231                         |
| ZA-003-591                                | 181                         | ZA-004-364                                | 237                         | ZA-004-442                                | 266                         | ZA-004-503                                | 231                         |
| ZA-003-592                                | 181                         | ZA-004-365                                | 114                         | ZA-004-443                                | 266                         | ZA-004-504                                | 231                         |
| ZA-003-593                                | 181                         | ZA-004-365                                | 237                         | ZA-004-444                                | 266                         | ZA-004-505                                | 231                         |
| ZA-003-997                                | 234                         | ZA-004-366                                | 222                         | ZA-004-445                                | 266                         | ZA-004-506                                | 231                         |
| ZA-004-006                                | 235                         | ZA-004-367                                | 222                         | ZA-004-446                                | 266                         | ZA-004-507                                | 231                         |
| ZA-004-010                                | 234                         | ZA-004-368                                | 225                         | ZA-004-447                                | 266                         | ZA-004-508                                | 231                         |
| ZA-004-011                                | 234                         | ZA-004-369                                | 225                         | ZA-004-448                                | 263                         | ZA-004-509                                | 231                         |
| ZA-004-013                                | 235                         | ZA-004-370                                | 221                         | ZA-004-449                                | 263                         | ZA-004-510                                | 231                         |
| ZA-004-014                                | 238                         | ZA-004-371                                | 222                         | ZA-004-450                                | 263                         | ZA-004-511                                | 231                         |
| ZA-004-046                                | 225                         | ZA-004-372                                | 222                         | ZA-004-451                                | 263                         | ZA-004-512                                | 231                         |
| ZA-004-083                                | 225                         | ZA-004-373                                | 222                         | ZA-004-452                                | 263                         | ZA-004-513                                | 223                         |
| ZA-004-185                                | 215                         | ZA-004-374                                | 222                         | ZA-004-453                                | 263                         | ZA-004-514                                | 223                         |
| ZA-004-264                                | 91                          | ZA-004-375                                | 222                         | ZA-004-454                                | 263                         | ZA-004-515                                | 223                         |
| ZA-004-265                                | 76                          | ZA-004-376                                | 222                         | ZA-004-455                                | 263                         | ZA-004-516                                | 223                         |
| ZA-004-266                                | 91                          | ZA-004-377                                | 222                         | ZA-004-456                                | 264                         | ZA-004-517                                | 223                         |
| ZA-004-272                                | 238                         | ZA-004-378                                | 222                         | ZA-004-457                                | 264                         | ZA-004-518                                | 223                         |
| ZA-004-276                                | 257                         | ZA-004-382                                | 238                         | ZA-004-458                                | 264                         | ZA-004-519                                | 223                         |
| ZA-004-277                                | 257                         | ZA-004-383                                | 238                         | ZA-004-459                                | 264                         | ZA-004-520                                | 223                         |
| ZA-004-278                                | 256                         | ZA-004-400                                | 263                         | ZA-004-460                                | 262                         | ZA-004-521                                | 223                         |
| ZA-004-325                                | 275                         | ZA-004-401                                | 263                         | ZA-004-461                                | 262                         | ZA-004-522                                | 223                         |
| ZA-004-326                                | 275                         | ZA-004-402                                | 263                         | ZA-004-462                                | 264                         | ZA-004-523                                | 226                         |
| ZA-004-327                                | 238                         | ZA-004-403                                | 263                         | ZA-004-463                                | 264                         | ZA-004-524                                | 226                         |
| ZA-004-328                                | 220                         | ZA-004-404                                | 263                         | ZA-004-464                                | 264                         | ZA-004-525                                | 226                         |
| ZA-004-329                                | 220                         | ZA-004-405                                | 263                         | ZA-004-465                                | 264                         | ZA-004-526                                | 223                         |
| ZA-004-330                                | 225                         | ZA-004-406                                | 265                         | ZA-004-466                                | 264                         | ZA-004-527                                | 223                         |
| ZA-004-331                                | 255                         | ZA-004-407                                | 265                         | ZA-004-467                                | 264                         | ZA-004-528                                | 223                         |
| ZA-004-332                                | 255                         | ZA-004-408                                | 265                         | ZA-004-468                                | 264                         | ZA-004-529                                | 223                         |
| ZA-004-333                                | 257                         | ZA-004-409                                | 265                         | ZA-004-469                                | 264                         | ZA-004-530                                | 223                         |
| ZA-004-334                                | 257                         | ZA-004-410                                | 265                         | ZA-004-470                                | 264                         | ZA-004-531                                | 223                         |
| ZA-004-334-1                              | 257                         | ZA-004-411                                | 265                         | ZA-004-471                                | 264                         | ZA-004-532                                | 223                         |
| ZA-004-335                                | 257                         | ZA-004-412                                | 265                         | ZA-004-472                                | 264                         | ZA-004-533                                | 223                         |
| ZA-004-336                                | 257                         | ZA-004-413                                | 265                         | ZA-004-473                                | 264                         | ZA-004-534                                | 223                         |
| ZA-004-337                                | 257                         | ZA-004-414                                | 230                         | ZA-004-474                                | 267                         | ZA-004-535                                | 223                         |
| ZA-004-338                                | 257                         | ZA-004-415                                | 230                         | ZA-004-475                                | 267                         | ZA-004-536                                | 229                         |
| ZA-004-339                                | 257                         | ZA-004-416                                | 230                         | ZA-004-476                                | 267                         | ZA-004-537                                | 229                         |
| ZA-004-340                                | 257                         | ZA-004-417                                | 230                         | ZA-004-477                                | 267                         | ZA-004-538                                | 229                         |
| ZA-004-341                                | 258                         | ZA-004-418                                | 265                         | ZA-004-478                                | 267                         | ZA-004-539                                | 229                         |
| ZA-004-342                                | 258                         | ZA-004-419                                | 265                         | ZA-004-479                                | 267                         | ZA-004-540                                | 229                         |
| ZA-004-343                                | 258                         | ZA-004-420                                | 265                         | ZA-004-480                                | 267                         | ZA-004-541                                | 229                         |
| ZA-004-344                                | 258                         | ZA-004-421                                | 265                         | ZA-004-481                                | 267                         | ZA-004-544                                | 225                         |
| ZA-004-345                                | 258                         | ZA-004-422                                | 265                         | ZA-004-482                                | 267                         | ZA-004-545                                | 225                         |
| ZA-004-346                                | 258                         | ZA-004-423                                | 265                         | ZA-004-483                                | 267                         | ZA-004-546                                | 222                         |
| ZA-004-347                                | 258                         | ZA-004-424                                | 265                         | ZA-004-484                                | 267                         | ZA-004-547                                | 227                         |
| ZA-004-348                                | 258                         | ZA-004-425                                | 265                         | ZA-004-485                                | 267                         | ZA-004-548                                | 228                         |
| ZA-004-349                                | 258                         | ZA-004-426                                | 266                         | ZA-004-486                                | 267                         | ZA-004-549                                | 228                         |
| ZA-004-350                                | 259                         | ZA-004-427                                | 266                         | ZA-004-487                                | 267                         | ZA-004-550                                | 189                         |
| ZA-004-351                                | 256                         | ZA-004-428                                | 266                         | ZA-004-488                                | 267                         | ZA-004-551                                | 221                         |
| ZA-004-352                                | 256                         | ZA-004-429                                | 266                         | ZA-004-489                                | 267                         | ZA-004-552                                | 237                         |
| ZA-004-353                                | 256                         | ZA-004-430                                | 266                         | ZA-004-491                                | 230                         | ZA-004-553                                | 257                         |
| ZA-004-354                                | 259                         | ZA-004-431                                | 266                         | ZA-004-492                                | 230                         | ZA-004-554                                | 257                         |
| ZA-004-355                                | 259                         | ZA-004-432                                | 266                         | ZA-004-493                                | 230                         | ZA-004-555                                | 257                         |
| ZA-004-356                                | 259                         | ZA-004-433                                | 266                         | ZA-004-494                                | 230                         | ZA-004-556                                | 257                         |
| ZA-004-357                                | 259                         | ZA-004-434                                | 266                         | ZA-004-495                                | 230                         | ZA-004-557                                | 255                         |
| ZA-004-358                                | 259                         | ZA-004-435                                | 266                         | ZA-004-496                                | 231                         | ZA-004-558                                | 255                         |
| ZA-004-359                                | 259                         | ZA-004-436                                | 266                         | ZA-004-497                                | 231                         | ZA-004-559                                | 258                         |
| ZA-004-360                                | 259                         | ZA-004-437                                | 266                         | ZA-004-498                                | 231                         | ZA-004-560                                | 258                         |
| ZA-004-361                                | 251                         | ZA-004-438                                | 266                         | ZA-004-499                                | 231                         | ZA-004-561                                | 179                         |

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Seite<br>Page | Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Seite<br>Page | Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Seite<br>Page |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| ZA-004-567                  | 178           | ZA-004-641                  | 253           | ZA-004-703                  | 179           |
| ZA-004-568                  | 178           | ZA-004-642                  | 253           | ZA-004-704                  | 179           |
| ZA-004-569                  | 178           | ZA-004-643                  | 253           | ZA-004-705                  | 179           |
| ZA-004-570                  | 178           | ZA-004-644                  | 253           | ZA-004-706                  | 179           |
| ZA-004-571                  | 178           | ZA-004-645                  | 253           | ZA-004-707                  | 257           |
| ZA-004-572                  | 178           | ZA-004-646                  | 253           | ZA-004-708                  | 257           |
| ZA-004-573                  | 178           | ZA-004-647                  | 254           | ZA-004-720                  | 224           |
| ZA-004-574                  | 178           | ZA-004-648                  | 254           | ZA-004-721                  | 224           |
| ZA-004-575                  | 178           | ZA-004-649                  | 232           |                             |               |
| ZA-004-576                  | 178           | ZA-004-650                  | 232           |                             |               |
| ZA-004-577                  | 178           | ZA-004-651                  | 232           |                             |               |
| ZA-004-578                  | 178           | ZA-004-652                  | 232           |                             |               |
| ZA-004-579                  | 178           | ZA-004-653                  | 232           |                             |               |
| ZA-004-580                  | 178           | ZA-004-654                  | 232           |                             |               |
| ZA-004-594                  | 189           | ZA-004-655                  | 232           |                             |               |
| ZA-004-595                  | 189           | ZA-004-656                  | 232           |                             |               |
| ZA-004-596                  | 250           | ZA-004-657                  | 232           |                             |               |
| ZA-004-598                  | 250           | ZA-004-658                  | 232           |                             |               |
| ZA-004-599                  | 250           | ZA-004-659                  | 232           |                             |               |
| ZA-004-600                  | 250           | ZA-004-660                  | 232           |                             |               |
| ZA-004-601                  | 250           | ZA-004-661                  | 232           |                             |               |
| ZA-004-602                  | 250           | ZA-004-662                  | 232           |                             |               |
| ZA-004-603                  | 250           | ZA-004-664                  | 233           |                             |               |
| ZA-004-604                  | 250           | ZA-004-665                  | 233           |                             |               |
| ZA-004-605                  | 251           | ZA-004-666                  | 233           |                             |               |
| ZA-004-606                  | 252           | ZA-004-667                  | 233           |                             |               |
| ZA-004-607                  | 252           | ZA-004-668                  | 233           |                             |               |
| ZA-004-608                  | 252           | ZA-004-669                  | 233           |                             |               |
| ZA-004-609                  | 252           | ZA-004-670                  | 233           |                             |               |
| ZA-004-610                  | 252           | ZA-004-671                  | 233           |                             |               |
| ZA-004-611                  | 252           | ZA-004-672                  | 268           |                             |               |
| ZA-004-612                  | 252           | ZA-004-673                  | 268           |                             |               |
| ZA-004-613                  | 252           | ZA-004-674                  | 268           |                             |               |
| ZA-004-614                  | 252           | ZA-004-675                  | 268           |                             |               |
| ZA-004-615                  | 252           | ZA-004-676                  | 268           |                             |               |
| ZA-004-616                  | 252           | ZA-004-677                  | 268           |                             |               |
| ZA-004-617                  | 252           | ZA-004-678                  | 268           |                             |               |
| ZA-004-618                  | 252           | ZA-004-679                  | 268           |                             |               |
| ZA-004-619                  | 253           | ZA-004-680                  | 238           |                             |               |
| ZA-004-620                  | 246           | ZA-004-681                  | 238           |                             |               |
| ZA-004-621                  | 246           | ZA-004-682                  | 238           |                             |               |
| ZA-004-622                  | 246           | ZA-004-683                  | 238           |                             |               |
| ZA-004-623                  | 246           | ZA-004-684                  | 238           |                             |               |
| ZA-004-624                  | 253           | ZA-004-685                  | 238           |                             |               |
| ZA-004-625                  | 253           | ZA-004-686                  | 238           |                             |               |
| ZA-004-626                  | 246           | ZA-004-687                  | 238           |                             |               |
| ZA-004-627                  | 246           | ZA-004-688                  | 238           |                             |               |
| ZA-004-628                  | 246           | ZA-004-689                  | 238           |                             |               |
| ZA-004-629                  | 246           | ZA-004-690                  | 238           |                             |               |
| ZA-004-631                  | 254           | ZA-004-691                  | 238           |                             |               |
| ZA-004-632                  | 254           | ZA-004-692                  | 232           |                             |               |
| ZA-004-633                  | 254           | ZA-004-694                  | 262           |                             |               |
| ZA-004-633-1                | 254           | ZA-004-695                  | 262           |                             |               |
| ZA-004-634                  | 254           | ZA-004-696                  | 262           |                             |               |
| ZA-004-635                  | 254           | ZA-004-697                  | 179           |                             |               |
| ZA-004-636                  | 253           | ZA-004-698                  | 179           |                             |               |
| ZA-004-637                  | 253           | ZA-004-699                  | 179           |                             |               |
| ZA-004-638                  | 253           | ZA-004-700                  | 179           |                             |               |
| ZA-004-639                  | 253           | ZA-004-701                  | 179           |                             |               |
| ZA-004-640                  | 253           | ZA-004-702                  | 179           |                             |               |











STEMA Medizintechnik GmbH  
take-off GewerbePark 74  
78579 Neuhausen ob Eck - Germany

Phone: 0049 (0) 74 67 / 79 63 00  
Fax: 0049 (0) 74 67 / 79 63 06 9

[info@stema-medizintechnik.de](mailto:info@stema-medizintechnik.de)  
[www.stema-medizintechnik.de](http://www.stema-medizintechnik.de)