



LAPAROSKOPIE

LAPAROSCOPY



Service/Zertifikate

Die STEMA Medizintechnik GmbH ist nach den höchsten Standards zertifiziert.

- DIN EN ISO 13485:2016 + AC:2016
- EG Richtlinien 93/42/EWG Anhang II ohne Abschnitt 4
- EG Richtlinien 93/42/EWG Anhang V ohne Abschnitt 3
- FDA

Diese Standards bilden eine essentielle Grundlage für unser Unternehmen und unsere Partner.

Sie symbolisieren ebenfalls das Engagement und Erstreben die Qualität unserer Produkte langfristig zu sichern.

Service/Certificates

STEMA Medizintechnik GmbH is certified in accordance with the highest standards.

- DIN EN ISO 13485:2016 + AC:2016
- Council Directive 93/42/EEC Annex II excluding Section 4
- Council Directive 93/42/EEC Annex V excluding Section 3
- FDA

These standards create an essential base for our company and our partners.

They also symbolize the commitment and strive to keep up the quality of our products.

Produkte

Das aktuelle Produktsortiment der STEMA Medizintechnik GmbH umfasst mehr als 10.000 verschiedene Artikel.

Wir decken folgende Segmente für die Chirurgie mit qualitativ hochwertigen Produkten ab:

- **Arthroskopie**
- **Container-Systeme**
- **Gastro-Intestinal**
- **Geräte**
- **Gynäkologie**
- **Herz-MIC**
- **HF-Chirurgie**
- **HNO**
- **Laminektomie**
- **Laparoskopie**
- **Mikromotoren-Systeme**
- **Proktoskopie**
- **Thorakoskopie**
- **Titan Platten Systeme**
- **Urologie**

Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Stamm-Lieferanten garantieren wir ein sehr hohes Qualitätsniveau.

Dies ist einer von vielen Gründen, die der Firma STEMA weltweit Kontakte zu verschiedenen Partner eröffnet, in unserem Namen sowie im OEM-Bereich.

Products

The current product range of STEMA Medizintechnik GmbH includes more than 10.000 different items.

We cover the following areas in surgery with high quality products:

- **Arthroscopy**
- **Cardiac MIS**
- **Container-Systems**
- **ENT**
- **HF-Surgery**
- **Gastro-Intestinal**
- **Gynaecology**
- **Laminectomy**
- **Laparoscopy**
- **Micro motor systems**
- **Proctoscopy**
- **Thoracoscopy**
- **Titanium plating system**
- **Units**
- **Urology**

A close cooperation with our suppliers guarantees a very high quality level.

This is one of many reasons which open STEMA contacts to various partners all over the world, in our name as well as on OEM base.

ENDOSKOPE / ENDOSCOPES

	SEITE / PAGE
Laparoskope / <i>Laparoscopes</i>	8
HD Laparoskope / <i>HD laparoscopes</i>	9
HD Bariatric Laparoskope / <i>HD bariatric laparoscopes</i>	9
ULTRA HD Laparoskope / <i>ULTRA HD laparoscopes</i>	10
ULTRA HD Bariatric Laparoskope / <i>ULTRA HD bariatric laparoscopes</i>	10
OP Laparoskope / <i>OR laparoscopes</i>	11

INSUFFLATION / INSUFFLATION

Verres Nadeln (Standard und High-Flow / <i>Verres needles (Standard and High-Flow)</i>)	13
--	----

TROKARSYSTEME / TROCAR SYSTEM

Hasson Trokarsysteme / <i>Hasson trocar systems</i>	14
Automatik-Trokar-Sets mit Gewindeverschluss / <i>Automatic trocar sets with winded locking</i>	15-20
Automatik-Trokar-Sets mit Silikondichtungen / <i>Automatic trocar sets with silicone valves</i>	21-24
Metallschaftrohre / <i>Metal tubes</i>	25
Kunststoffschaftrohre / <i>Plastic tubes</i>	26
Ersatzteile: Dichtkappen, Innendichtungen / <i>Spare parts: sealing caps, inner seals</i>	27
Große Automatik-Trokar-Sets mit Gewindeverschluss / <i>Large automatic trocar sets with winded locking</i>	28
Ersatzteile: Dichtkappen, Innendichtungen / <i>Spare parts: sealing caps, inner seals</i>	29
Bariatric Automatik-Trokar-Sets mit Gewindeverschluss / <i>Bariatric automatic trocar sets with winded locking</i>	30, 33
Bariatric Automatik-Trokar-Sets mit Silikondichtungen / <i>Bariatric automatic trocar sets with silicone valves</i>	31, 34
Metallschaftrohre / <i>Metal tubes</i>	33, 35
Ersatzteile: Dichtkappen, Innendichtungen / <i>Spare parts: sealing caps, inner seals</i>	32, 35
Trokarstops / <i>Trocarstops</i>	36
Bauchdeckenspekulum / <i>Abdominal speculum</i>	36
Standardtrokare / <i>Standard trocars</i>	37-38
Sicherheitstrocare / <i>Safety trocars</i>	39-40
Reduzierer / <i>Reducers</i>	41

VERSCHIEDENES / VARIOUS

Applikator / <i>Applicator</i>	42
Injektionskanülen / <i>Injection needles</i>	42
Taststäbe / <i>Palpation probes</i>	42
Dilatationssätze / <i>Dilation sets</i>	42

SAUG- UND SPÜLSYSTEME / SUCTION AND IRRIGATION SYSTEMS

Rundlochsauger / <i>Roundhole suckers</i>	43
Zerlegbare Saug- und Spülsysteme / <i>Detachable suction and irrigation systems</i>	43-48
Kombinationen mit monopolarer Koagulation / <i>Combinations with monopolar coagulation</i>	49-50

MONOPOLARE KOAGULATION / MONOPOLAR COAGULATION

Standard Elektroden / <i>Standard electrodes</i>	51-52
Elektroden mit auswechselbaren Spitzen / <i>Electrodes with exchangeable tips</i>	53
Elektroden mit Keramikspitzen / <i>Electrodes with ceramic tips</i>	54

NICHT ZERLEGBARE INSTRUMENTE / NON DETACHABLE INSTRUMENTS

	SEITE / PAGE
Ø 10mm Greif- und abzangen / <i>Ø 10mm grasping forceps</i>	55
Ø 5mm abzangen mit Schiebeperrre / <i>Ø 5mm grasping forceps with sliding ratchet</i>	56
Ø 5mm abzangen mit Federgriff / <i>Ø 5mm grasping forceps with U-spring handle</i>	57

NAHT / SUTURE

Nadelhalter / <i>Needle holders</i>	60-61, 68
Nadelhalter STEMA LIGHT / <i>Needleholders STEMA LIGHT</i>	60-61
Zerlegbare Nadelhalter / <i>Detachable needleholders</i>	63
Nähhilfen / <i>Suture aid</i>	65

CLIP APPLIKATION / CLIP APPLICATION

Nicht zerlegbare Clipanlegezangen / *Non detachable clip applying forceps* 69
 Zerlegbare Clipanlegezangen / *Detachable clip applying forceps* 70
 Titan Clips / *Titanium clips* 73

RETRAKTOREN / RETRACTORS

Starre Endoretraktoren / *Rigid endo retractors* 74
 Abwinkelbare Endoretraktoren / *Articulating endo retractors* 75
 Justierbare Endoretraktoren / *Adjustable endo retractors* 76-77

SPEZIAL / SPECIAL

Cholangiographiezange / *Cholangiography forceps*..... 78

BIPOLARE INSTRUMENTE / BIPOLAR INSTRUMENTS

Standardelektroden / *Standard electrodes* 79
 Koagulationszangen / *Coagulation forceps* 80
 Zerlegbare Koagulationszangen / *Detachable coagulation forceps* 81-87

ANSCHLUSSKABEL / CONNECTING CABLES

Monopolare Anschlusskabel / *Monopolar connecting cables* 88
 Bipolare Anschlusskabel / *Bipolar connecting cables* 89-90

ENDOSKOPHALTER / ENDOSCOPE HOLDER

Endoskophalter mit Schienensysteme / *Endoscope holder rail system* 92

REINIGUNG / CLEANING

Reinigungspistole / *Cleaning pistol* 104
 Reinigungsbürsten / *Cleaning brushes* 104
 Spezialfett / *Special grease* 104
 Polierpaste für Optiken / *Polishing paste for scopes* 104

LAGERUNG / STORAGE

Lagerungsrack für Laparoskopieinstrumente / *Storage rack for laparoscopic instruments* 105

STERILISATION / STERILIZATION

Siebkörbe für Endoskope / *Wire baskets for endoscopes* 106
 Endoskop Container / *Endoscope container* 107

LAGERUNG / STORAGE

SEITE / PAGE

Lagerungsrack für Laparoskopieinstrumente / *Storage rack for laparoscopic instruments* 105

STERILISATION / STERILIZATION

Siebkörbe für Endoskope / *Wire baskets for endoscopes* 106
 Endoskop Container / *Endoscope container* 107

PÄDIATRIE / PEDIATRY

ENDOSKOPE / ENDOSCOPES

SEITE / PAGE

Laparoskope / <i>Laparoscopes</i>	94
HD Laparoskope / <i>HD laparoscopes</i>	94

TROKARSYSTEME / TROCAR SYSTEM

Automatik-Trokar-Sets mit Gewindeverschluss / <i>Automatic trocar sets with winded locking</i>	95
Ersatzteile: Dichtkappen, Innendichtungen / <i>Spare parts: sealing caps, inner seals</i>	27
Standardtrokare / <i>Standard trocars</i>	95
Sicherheitstrokare / <i>Safety trocars</i>	95

VERSCHIEDENES / VARIOUS

Taststäbe / <i>Palpation probes</i>	96
Injektionskanülen / <i>Injection needles</i>	96

SAUG- UND SPÜLSYSTEME / SUCTION AND IRRIGATION SYSTEMS

Rundlochsauger / <i>Roundhole suckers</i>	97
Zerlegbare Saug- und Spülsysteme / <i>Detachable suction and irrigation systems</i>	97

MONOPOLARE KOAGULATION / MONOPOLAR COAGULATION

Standard Elektroden / <i>Standard electrodes</i>	98
--	----

NAHT / SUTURE


Nadelhalter / <i>Needle holders</i>	99
Nadelhalter STEMA LIGHT / <i>Needleholders STEMA LIGHT</i>	100

BIPOLEARE INSTRUMENTE / BIPOLAR INSTRUMENTS

Standardelektroden / <i>Standard electrodes</i>	51
Zerlegbare Koagulationszangen / <i>Detachable coagulation forceps</i>	101-103


REINIGUNG / CLEANING

Reinigungspistole / <i>Cleaning pistol</i>	104
Reinigungsbürsten / <i>Cleaning brushes</i>	104
Spezialfett / <i>Special grease</i>	104
Polierpaste für Optiken / <i>Polishing paste for scopes</i>	104



Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
EA-001-001	2.9mm	0°	302mm
EA-001-002	2.9mm	30°	302mm
EA-002-001	5.0mm	0°	302mm
EA-002-002	5.0mm	30°	302mm
EA-002-003	5.0mm	70°	302mm
EA-002-006	5.0mm	45°	300mm
EA-003-001	10.0mm	0°	316mm
EA-003-002	10.0mm	30°	317mm
EA-003-005	10.0mm	0°	349mm
EA-003-006	10.0mm	30°	350mm
EA-003-008	10.0mm	45°	300mm

STEMA **High Definition**




Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
EA-001-011	2.9mm	0°	302mm
EA-001-012	2.9mm	30°	302mm
EA-002-011	5.0mm	0°	302mm
EA-002-012	5.0mm	30°	302mm
EA-002-013	5.0mm	70°	302mm
EA-002-014	5.0mm	0°	334mm
EA-002-015	5.0mm	30°	334mm
EA-002-016	5.0mm	45°	300mm
EA-002-024	5.5mm	0°	300mm
EA-002-025	5.5mm	30°	300mm
EA-002-026	5.5mm	45°	300mm
EA-003-011	10.0mm	0°	316mm
EA-003-012	10.0mm	30°	317mm
EA-003-015	10.0mm	0°	349mm
EA-003-016	10.0mm	30°	350mm
EA-003-018	10.0mm	45°	300mm

BARIATRIC Versionen
bARIATRIC versions

Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
EA-002-007	5.0mm	0°	450mm (Bariatric)
EA-002-008	5.0mm	30°	450mm (Bariatric)
EA-002-009	5.0mm	45°	450mm (Bariatric)
EA-003-003	10.0mm	0°	500mm (Bariatric)
EA-003-004	10.0mm	30°	500mm (Bariatric)
EA-003-007	10.0mm	45°	450mm (Bariatric)

STEMA **ULTRA High Definition - 4K**




Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
EA-002-021	5.5mm	0°	300mm
EA-002-022	5.5mm	30°	300mm
EA-002-023	5.5mm	45°	300mm
EA-003-025	10.0mm	0°	330mm
EA-003-026	10.0mm	30°	330mm
EA-003-027	10.0mm	45°	330mm

BARIATRIC Versionen *bARIATRIC versions*

Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
EA-002-031	5.5mm	0°	424mm (Bariatric)
EA-002-032	5.5mm	30°	424mm (Bariatric)
EA-002-033	5.5mm	45°	424mm (Bariatric)
EA-003-031	10.0mm	0°	450mm (Bariatric)
EA-003-032	10.0mm	30°	450mm (Bariatric)
EA-003-033	10.0mm	45°	450mm (Bariatric)



Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Abwinkelung Proximal end	Arbeitskanal Ø Working channel Ø	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
EA-004-001	10.0mm	45°	6mm	0°	270mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Abwinkelung Proximal end	Arbeitskanal Ø Working channel Ø	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
EA-004-002	10.0mm	90°	6mm	0°	270mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

EH-033-001	Verres Nadel, Ø 2mm, Arbeitslänge 55mm - Mindestabnahmemenge 10 Stück Verres needle, Ø 2mm, working length 55mm - Minimum order quantity 10 pieces
EH-033-002	Verres Nadel, Ø 2mm, Arbeitslänge 70mm - Mindestabnahmemenge 10 Stück Verres needle, Ø 2mm, working length 70mm - Minimum order quantity 10 pieces
EH-033-003	Verres Nadel, Ø 2mm, Arbeitslänge 80mm - Mindestabnahmemenge 10 Stück Verres needle, Ø 2mm, working length 80mm - Minimum order quantity 10 pieces
EH-033-004	Verres Nadel, Ø 2mm, Arbeitslänge 100mm - Mindestabnahmemenge 10 Stück Verres needle, Ø 2mm, working length 100mm - Minimum order quantity 10 pieces
EH-033-005	Verres Nadel, Ø 2mm, Arbeitslänge 120mm Verres needle, Ø 2mm, working length 120mm
EH-033-006	Verres Nadel, Ø 2mm, Arbeitslänge 130mm Verres needle, Ø 2mm, working length 130mm
EH-033-007	Verres Nadel, Ø 2mm, Arbeitslänge 140mm Verres needle, Ø 2mm, working length 140mm
EH-033-008	Verres Nadel, Ø 2mm, Arbeitslänge 150mm Verres needle, Ø 2mm, working length 150mm
EH-033-009	Verres Nadel, Ø 2mm, Arbeitslänge 170mm - Mindestabnahmemenge 10 Stück Verres needle, Ø 2mm, working length 170mm - Minimum order quantity 10 pieces
EH-033-010	Verres Nadel, Ø 2mm, Arbeitslänge 180mm - Mindestabnahmemenge 10 Stück Verres needle, Ø 2mm, working length 180mm - Minimum order quantity 10 pieces
EH-033-011	Verres Nadel, Ø 2mm, Arbeitslänge 200mm - Mindestabnahmemenge 10 Stück Verres needle, Ø 2mm, working length 200mm - Minimum order quantity 10 pieces
EH-033-012	Verres Nadel, Ø 2mm, Arbeitslänge 230mm - Mindestabnahmemenge 10 Stück Verres needle, Ø 2mm, working length 230mm - Minimum order quantity 10 pieces



Bestell-Nr.
Ordering no.

EH-033-024	High-Flow Verres Nadel Ø 2.7mm, Arbeitslänge 100mm High-Flow Verres needle Ø 2,7mm, working length 100mm
EH-033-025	High-Flow Verres Nadel Ø 2.7mm, Arbeitslänge 120mm High-Flow Verres needle Ø 2,7mm, working length 120mm
EH-033-028	High-Flow Verres Nadel Ø 2.7mm, Arbeitslänge 150mm High-Flow Verres needle Ø 2,7mm, working length 150mm
EH-033-029	High-Flow Verres Nadel Ø 2.7mm, Arbeitslänge 170mm - Mindestabnahmemenge 10 Stück High-Flow Verres needle Ø 2,7mm, working length 170mm - Minimum order quantity 10 pieces



EH-011-301
bis / to
EH-011-310

	Ømm	Hülse mit Trokar Sleeves with trocar	Hülse mit Schaftrohr Sleeve with tube
HASSON Automatik Trokarhülse, Metallschaftrohr glatt, Fadenhalter am Konus HASSON Automatic trocar sleeve, metal tube smooth, suture holder at cone	5.5	EH-011-303	EH-011-003
	11.0	EH-011-309	EH-011-009
	12.5	EH-011-310	EH-011-010



EJ-012-001
bis / to
EJ-012-011



EJ-013-010


	Ømm	Konus Cone
HASSON Konus fixierbar mit Fadenhalter HASSON cone adjustable with suture holder	5.5	EJ-012-003
	10.0	EJ-012-008
	11.0	EJ-012-009
	12.5	EJ-012-010
	13.0	EJ-012-011
HASSON Konus mit Gewinde / Fixierung ist nicht notwendig HASSON cone threaded / fixation is not necessary	11.0	EJ-013-010




EH-009-101
bis / to
EH-009-111



EH-009-201
bis / to
EH-009-211



EH-028-103
bis / to
EH-028-110



EH-028-203
bis / to
EH-028-210


	Ømm	Set inkl. Trokar Set incl. trocar	Hülse mit Schaftrohr Sleeve with tube	
<p>Automatik Trokarhülse mit manueller Klappenöffnung, Metallschaftrohr glatt, Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit konischem Trokar</p> <p><i>Automatic trocar sleeve with separate opening lever, metal tube smooth, housing with winded locking, with conical trocar</i></p>	3.5	EH-009-101	EH-009-001	
	5.0	EH-009-102	EH-009-002	
	5.5	EH-009-103	EH-009-003	
	7.0	EH-009-106	EH-009-006	
	10.0	EH-009-108	EH-009-008	
	11.0	EH-009-109	EH-009-009	
	12.5	EH-009-110	EH-009-010	
	13.0	EH-009-111	EH-009-011	
<p>Automatik Trokarhülse mit manueller Klappenöffnung, Metallschaftrohr glatt, Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit dreikant Trokar</p> <p><i>Automatic trocar sleeve with separate opening lever, metal tube smooth, housing with winded locking, with pyramidal trocar</i></p>	3.5	EH-009-201	EH-009-001	
	5.0	EH-009-202	EH-009-002	
	5.5	EH-009-203	EH-009-003	
	7.0	EH-009-206	EH-009-006	
	10.0	EH-009-208	EH-009-008	
	11.0	EH-009-209	EH-009-009	
	12.5	EH-009-210	EH-009-010	
	13.0	EH-009-211	EH-009-011	
<p>Automatik Trokarhülse mit manueller Klappenöffnung, Gewindemetallschaftrohr, Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit konischem Trokar</p> <p><i>Automatic trocar sleeve with separate opening lever, threaded metal tube, housing with winded locking, with conical trocar</i></p>	5.5	EH-028-103	EH-028-003	
	11.0	EH-028-109	EH-028-009	
	12.5	EH-028-110	EH-028-010	
<p>Automatik Trokarhülse mit manueller Klappenöffnung, Gewindemetallschaftrohr, Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit dreikant Trokar</p> <p><i>Automatic trocar sleeve with separate opening lever, threaded metal tube, housing with winded locking, with pyramidal trocar</i></p>	5.5	EH-028-203	EH-028-003	
	11.0	EH-028-209	EH-028-009	
	12.5	EH-028-210	EH-028-010	




EH-005-101
 bis / to
EH-005-111



EH-005-201
 bis / to
EH-005-211



EH-006-103
 bis / to
EH-006-110



EH-006-203
 bis / to
EH-006-210

	Ømm	Set inkl. Trokar Set incl. trocar	Hülse mit Schaftrohr Sleeve with tube	
Automatik Trokarhülse, Metallschaftrohr glatt, Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit konischem Trokar Automatic trocar sleeve, metal tube smooth, housing with winded locking, with conical trocar	5.0	EH-005-102	EH-005-002	
	5.5	EH-005-103	EH-005-003	
	7.0	EH-005-106	EH-005-006	
	8.0	EH-005-107	EH-005-007	
	10.0	EH-005-108	EH-005-008	
	11.0	EH-005-109	EH-005-009	
	12.5	EH-005-110	EH-005-010	
Automatik Trokarhülse, Metallschaftrohr glatt, Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit dreikant Trokar Automatic trocar sleeve, metal tube smooth, housing with winded locking, with pyramidal trocar	5.0	EH-005-202	EH-005-002	
	5.5	EH-005-203	EH-005-003	
	7.0	EH-005-206	EH-005-006	
	8.0	EH-005-207	EH-005-007	
	10.0	EH-005-208	EH-005-008	
	11.0	EH-005-209	EH-005-009	
	12.5	EH-005-210	EH-005-010	
Automatik Trokarhülse, Gewindemetallschaftrohr, Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit konischem Trokar Automatic trocar sleeve, threaded metal tube, housing with winded locking, with conical trocar	5.5	EH-006-103	EH-006-003	
	11.0	EH-006-109	EH-006-009	
	12.5	EH-006-110	EH-006-010	
Automatik Trokarhülse, Gewindemetallschaftrohr, Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit dreikant Trokar Automatic trocar sleeve, threaded metal tube, housing with winded locking, with pyramidal trocar	5.5	EH-006-203	EH-006-003	
	11.0	EH-006-209	EH-006-009	
	12.5	EH-006-210	EH-006-010	



EH-109-103
bis / to
EH-109-111



EH-109-203
bis / to
EH-109-211



EH-128-103
bis / to
EH-128-111



EH-128-203
bis / to
EH-128-211

	Ømm	Set inkl. Trokar Set incl. trocar	Hülse mit Schaftrohr Sleeve with tube	Farbe Colour	
<p>Automatik Trokarhülse mit manueller Klappenöffnung, Metallschaftrohr glatt, Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit konischem Trokar</p> <p><i>Automatic trocar sleeve with separate opening lever, metal tube smooth, housing with winded locking, with conical trocar</i></p>	5.5	EH-109-103	EH-109-003	Weiß/White	
	11.0	EH-109-109	EH-109-009	Blau/Blue	
	13.0	EH-109-111	EH-109-011	Grün/Green	
<p>Automatik Trokarhülse mit manueller Klappenöffnung, Metallschaftrohr glatt, Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit dreikant Trokar</p> <p><i>Automatic trocar sleeve with separate opening lever, metal tube smooth, housing with winded locking, with pyramidal trocar</i></p>	5.5	EH-109-203	EH-109-003	Weiß/White	
	11.0	EH-109-209	EH-109-009	Blau/Blue	
	13.0	EH-109-211	EH-109-011	Grün/Green	
<p>Automatik Trokarhülse mit manueller Klappenöffnung, Gewindemetallschaftrohr, Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit konischem Trokar</p> <p><i>Automatic trocar sleeve with separate opening lever, threaded metal tube, housing with winded locking, with conical trocar</i></p>	5.5	EH-128-103	EH-128-003	Weiß/White	
	11.0	EH-128-109	EH-128-009	Blau/Blue	
	13.0	EH-128-111	EH-128-011	Grün/Green	
<p>Automatik Trokarhülse mit manueller Klappenöffnung, Gewindemetallschaftrohr, Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit dreikant Trokar</p> <p><i>Automatic trocar sleeve with separate opening lever, threaded metal tube, housing with winded locking, with pyramidal trocar</i></p>	5.5	EH-128-203	EH-128-003	Weiß/White	
	11.0	EH-128-209	EH-128-009	Blau/Blue	
	13.0	EH-128-211	EH-128-011	Grün/Green	



EH-029-103
 bis / to
EH-029-110



EH-029-203
 bis / to
EH-029-210



EH-029-403
 bis / to
EH-029-410



EH-029-503
 bis / to
EH-029-510

	Ømm	Set inkl. Trokar Set incl. trocar	Hülse mit Schaftrohr Sleeve with tube	
Automatik Trokarhülse mit manueller Klappenöffnung, Kunststoffschaftrohr glatt, Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit konischem Trokar Automatic trocar sleeve with separate opening lever, plastic tube smooth, housing with winded locking, with conical trocar	5.5	EH-029-103	EH-029-003	
	11.0	EH-029-109	EH-029-009	
	12.5	EH-029-110	EH-029-010	
Automatik Trokarhülse mit manueller Klappenöffnung, Kunststoffschaftrohr glatt, Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit dreikant Trokar Automatic trocar with separate opening lever, plastic tube smooth, housing with winded locking, with pyramidal trocar	5.5	EH-029-203	EH-029-003	
	11.0	EH-029-209	EH-029-009	
	12.5	EH-029-210	EH-029-010	
Automatik Trokarhülse mit manueller Klappenöffnung, Gewindekunststoffschaftrohr, Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit konischem Trokar Automatic trocar sleeve with separate opening lever, threaded plastic tube, housing with winded locking, with conical trocar	5.5	EH-029-403	EH-029-303	
	11.0	EH-029-409	EH-029-309	
	12.5	EH-029-410	EH-029-310	
Automatik Trokarhülse mit manueller Klappenöffnung, Gewindekunststoffschaftrohr, Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit dreikant Trokar Automatic trocar sleeve with separate opening lever, threaded plastic tube, housing with winded locking, with pyramidal trocar	5.5	EH-029-503	EH-029-303	
	11.0	EH-029-509	EH-029-309	
	12.5	EH-029-510	EH-029-310	




EH-007-103
bis / to
EH-007-110



EH-007-203
bis / to
EH-007-210



EH-008-103
bis / to
EH-008-110



EH-008-203
bis / to
EH-008-210

	Ømm	Set inkl. Trokar Set incl. trocar	Hülse mit Schaftrohr Sleeve with tube	
Automatik Trokarhülse, Kunststoffschaftrohr glatt, Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit konischem Trokar <i>Automatic trocar sleeve, plastic tube smooth, housing with winded locking, with conical trocar</i>	5.5	EH-007-103	EH-007-003	
	11.0	EH-007-109	EH-007-009	
	12.5	EH-007-110	EH-007-010	
Automatik Trokarhülse, Kunststoffschaftrohr glatt, Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit dreikant Trokar <i>Automatic trocar sleeve, plastic tube smooth, housing with winded locking, with pyramidal trocar</i>	5.5	EH-007-203	EH-007-003	
	11.0	EH-007-209	EH-007-009	
	12.5	EH-007-210	EH-007-010	
Automatik Trokarhülse, Gewindekunststoffschaftrohr, Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit konischem Trokar <i>Automatic trocar sleeve, threaded plastic tube, housing with winded locking, with conical trocar</i>	5.5	EH-008-103	EH-008-003	
	11.0	EH-008-109	EH-008-009	
	12.5	EH-008-110	EH-008-010	
Automatik Trokarhülse, Gewindekunststoffschaftrohr, Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit dreikant Trokar <i>Automatic trocar sleeve, threaded plastic tube, housing with winded locking, with pyramidal trocar</i>	5.5	EH-008-203	EH-008-003	
	11.0	EH-008-209	EH-008-009	
	12.5	EH-008-210	EH-008-010	



EH-129-103
bis / to
EH-129-110



EH-129-203
bis / to
EH-129-210



EH-129-403
bis / to
EH-129-410



EH-129-503
bis / to
EH-129-510

	Ømm	Set inkl. Trokar Set incl. trocar	Hülse mit Schaftrrohr Sleeve with tube	Farbe Colour	
<p>Automatik Trokarhülse mit manueller Klappenöffnung, Kunststoffschaftrrohr glatt, Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit konischem Trokar</p> <p><i>Automatic trocar sleeve with separate opening lever, plastic tube smooth, housing with winded locking, with conical trocar</i></p>	5.5	EH-129-103	EH-129-003	Weiß/White	
	11.0	EH-129-109	EH-129-009	Blau/Blue	
	13.0	EH-129-111	EH-129-011	Grün/Green	
<p>Automatik Trokarhülse mit manueller Klappenöffnung, Kunststoffschaftrrohr glatt, Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit dreikant Trokar</p> <p><i>Automatic trocar sleeve with separate opening lever, plastic tube smooth, housing with winded locking, with pyramidal trocar</i></p>	5.5	EH-129-203	EH-129-003	Weiß/White	
	11.0	EH-129-209	EH-129-009	Blau/Blue	
	13.0	EH-129-211	EH-129-011	Grün/Green	
<p>Automatik Trokarhülse mit manueller Klappenöffnung, Gewindekunststoffschaftrrohr, Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit konischem Trokar</p> <p><i>Automatic trocar sleeve with separate opening lever, threaded plastic tube, housing with winded locking, with conical trocar</i></p>	5.5	EH-129-403	EH-129-303	Weiß/White	
	11.0	EH-129-409	EH-129-309	Blau/Blue	
	13.0	EH-129-411	EH-129-311	Grün/Green	
<p>Automatik Trokarhülse mit manueller Klappenöffnung, Gewindekunststoffschaftrrohr, Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit dreikant Trokar</p> <p><i>Automatic trocar sleeve with separate opening lever, threaded plastic tube, housing with winded locking, with pyramidal trocar</i></p>	5.5	EH-129-503	EH-129-303	Weiß/White	
	11.0	EH-129-509	EH-129-309	Blau/Blue	
	13.0	EH-129-511	EH-129-311	Grün/Green	



EH-014-101
bis / to
EH-014-110



EH-014-201
bis / to
EH-014-210



EH-015-103
bis / to
EH-015-110



EH-015-203
bis / to
EH-015-210

	Ømm	Set inkl. Trokar Set incl. trocar	Hülse mit Schaftrohr Sleeve with tube	
<p>Automatik Trokarhülse mit Silikonventil, Metallschaftrohr glatt, mit konischem Trokar</p> <p><i>Automatic trocar sleeve with silicone valve, metall tube smooth, with conical trocar</i></p>	3.5	EH-014-101	EH-014-001	
	5.5	EH-014-103	EH-014-003	
	7.0	EH-014-106	EH-014-006	
	8.0	EH-014-107	EH-014-007	
	10.0	EH-014-108	EH-014-008	
	11.0	EH-014-109	EH-014-009	
	12.5	EH-014-110	EH-014-010	
<p>Automatik Trokarhülse mit Silikonventil, Metallschaftrohr glatt, mit dreikant Trokar</p> <p><i>Automatic trocar sleeve with silicone valve, metall tube smooth, with pyramidal trocar</i></p>	3.5	EH-014-201	EH-014-001	
	5.5	EH-014-203	EH-014-003	
	7.0	EH-014-206	EH-014-006	
	8.0	EH-014-207	EH-014-007	
	10.0	EH-014-208	EH-014-008	
	11.0	EH-014-209	EH-014-009	
	12.5	EH-014-210	EH-014-010	
<p>Automatik Trokarhülse mit Silikonventil, Gewindemetallschaftrohr, mit konischem Trokar</p> <p><i>Automatic trocar sleeve with silicone valve, threaded metall tube, with conical trocar</i></p>	5.5	EH-015-103	EH-015-003	
	11.0	EH-015-109	EH-015-009	
	12.5	EH-015-110	EH-015-010	
<p>Automatik Trokarhülse mit Silikonventil, Gewindemetallschaftrohr, mit dreikant Trokar</p> <p><i>Automatic trocar sleeve with silicone valve, threaded metall tube, with pyramidal trocar</i></p>	5.5	EH-015-203	EH-015-003	
	11.0	EH-015-209	EH-015-009	
	12.5	EH-015-210	EH-015-010	



EH-114-103
bis / to
EH-114-111



EH-114-203
bis / to
EH-114-211



EH-115-103
bis / to
EH-115-111



EH-115-203
bis / to
EH-115-211

	Ømm	Set inkl. Trokar Set incl. trocar	Hülse mit Schaftrohr Sleeve with tube	Farbe Colour	
Automatik Trokarhülse mit Silikonventil, Metallschaftrohr glatt, mit konischem Trokar Automatic trocar sleeve with silicone valve, metal tube smooth, with conical trocar	5.5	EH-114-103	EH-114-003	Weiß/White	
	11.0	EH-114-109	EH-114-009	Blau/Blue	
	13.0	EH-114-111	EH-114-011	Grün/Green	
Automatik Trokarhülse mit Silikonventil, Metallschaftrohr glatt, mit dreikant Trokar Automatic trocar sleeve with silicone valve, metal tube smooth, with pyramidal trocar	5.5	EH-114-203	EH-114-003	Weiß/White	
	11.0	EH-114-209	EH-114-009	Blau/Blue	
	13.0	EH-114-211	EH-114-011	Grün/Green	
Automatik Trokarhülse mit Silikonventil, Gewindemetallschaftrohr, mit konischem Trokar Automatic trocar sleeve with silicone valve, threaded metal tube, with conical trocar	5.5	EH-115-103	EH-115-003	Weiß/White	
	11.0	EH-115-109	EH-115-009	Blau/Blue	
	13.0	EH-115-111	EH-115-011	Grün/Green	
Automatik Trokarhülse mit Silikonventil, Gewindemetallschaftrohr, mit dreikant Trokar Automatic trocar sleeve with silicone valve, threaded metal tube, with pyramidal trocar	5.5	EH-115-203	EH-115-003	Weiß/White	
	11.0	EH-115-209	EH-115-009	Blau/Blue	
	13.0	EH-115-211	EH-115-011	Grün/Green	



EH-016-103
bis / to
EH-016-110



EH-016-203
bis / to
EH-016-210



EH-017-103
bis / to
EH-017-110



EH-017-203
bis / to
EH-017-210

	Ømm	Set inkl. Trokar Set incl. trocar	Hülse mit Schaffrohr Sleeve with tube	
<p>Automatik Trokarhülse mit Silikonventil, Kunststoffschaffrohr glatt, mit konischem Trokar</p> <p><i>Automatic trocar sleeve with silicone valve, plastic tube smooth, with conical trocar</i></p>	5.5	EH-016-103	EH-016-003	
	11.0	EH-016-109	EH-016-009	
	12.5	EH-016-110	EH-016-010	
<p>Automatik Trokarhülse mit Silikonventil, Kunststoffschaffrohr glatt, mit dreikant Trokar</p> <p><i>Automatic trocar sleeve with silicone valve, plastic tube smooth, with pyramidal trocar</i></p>	5.5	EH-016-203	EH-016-003	
	11.0	EH-016-209	EH-016-009	
	12.5	EH-016-210	EH-016-010	
<p>Automatik Trokarhülse mit Silikonventil, Gewindekunststoffschaffrohr, mit konischem Trokar</p> <p><i>Automatic trocar sleeve with silicone valve, threaded plastic tube, with conical trocar</i></p>	5.5	EH-017-103	EH-017-003	
	11.0	EH-017-109	EH-017-009	
	12.5	EH-017-110	EH-017-010	
<p>Automatik Trokarhülse mit Silikonventil, Gewindekunststoffschaffrohr, mit dreikant Trokar</p> <p><i>Automatic trocar sleeve with silicone valve, threaded plastic tube, with pyramidal trocar</i></p>	5.5	EH-017-203	EH-017-003	
	11.0	EH-017-209	EH-017-009	
	12.5	EH-017-210	EH-017-010	



EH-116-103
 bis / to
EH-116-111



EH-116-203
 bis / to
EH-116-211



EH-117-103
 bis / to
EH-117-111



EH-117-203
 bis / to
EH-117-211

	Ømm	Set inkl. Trokar Set incl. trocar	Hülse mit Schafftrohr Sleeve with tube	Farbe Colour	
Automatik Trokarhülse mit Silikonventil, Kunststoffschafftrohr glatt, mit konischem Trokar Automatic trocar sleeve with silicone valve, plastic tube smooth, with conical trocar	5.5	EH-116-103	EH-116-003	Weiß/White	
	11.0	EH-116-109	EH-116-009	Blau/Blue	
	13.0	EH-116-111	EH-116-011	Grün/Green	
Automatik Trokarhülse mit Silikonventil, Kunststoffschafftrohr glatt, mit dreikant Trokar Automatic trocar sleeve with silicone valve, plastic tube smooth, with pyramidal trocar	5.5	EH-116-203	EH-116-003	Weiß/White	
	11.0	EH-116-209	EH-116-009	Blau/Blue	
	13.0	EH-116-211	EH-116-011	Grün/Green	
Automatik Trokarhülse mit Silikonventil, Gewindekunststoffschaftrohr, mit konischem Trokar Automatic trocar sleeve with silicone valve, threaded plastic tube, with conical trocar	5.5	EH-117-103	EH-117-003	Weiß/White	
	11.0	EH-117-109	EH-117-009	Blau/Blue	
	13.0	EH-117-111	EH-117-011	Grün/Green	
Automatik Trokarhülse mit Silikonventil, Gewindekunststoffschaftrohr, mit dreikant Trokar Automatic trocar sleeve with silicone valve, threaded plastic tube, with pyramidal trocar	5.5	EH-117-203	EH-117-003	Weiß/White	
	11.0	EH-117-209	EH-117-009	Blau/Blue	
	13.0	EH-117-211	EH-117-011	Grün/Green	

	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.	Farbe Colour	
Metallschaftrohre glatt passend für Automatik-Trokarhülsen: EH-005-001 bis EH-005-010 EH-009-001 bis EH-009-011 EH-014-001 bis EH-014-010	3.5	EJ-015-001		
	5.5	EJ-015-003		
	11.0	EJ-015-009		
<i>Metal tubes smooth suitable for automatic trocar sleeves:</i> EH-005-001 to EH-005-010 EH-009-001 to EH-009-011 EH-014-001 to EH-014-010	12.5	EJ-015-010		
	13.0	EJ-015-011		
Gewindemetallschaftrohre passend für Automatik-Trokarhülsen: EH-006-003 bis EH-006-010 EH-015-003 bis EH-015-010 EH-028-003 bis EH-028-010	5.5	EJ-016-003		
	11.0	EJ-016-009		
	12.5	EJ-016-010		
<i>Threaded metal tubes suitable for automatic trocar sleeves:</i> EH-006-003 to EH-006-010 EH-015-003 to EH-015-010 EH-028-003 to EH-028-010				
Metallschaftrohre glatt passend für Automatik-Trokarhülsen: EH-109-001 bis EH-109-011 EH-114-003 bis EH-114-011	3.5	EJ-015-001		
	5.5	EJ-015-023	Weiß/White	
	11.0	EJ-015-029	Blau/Blue	
	13.0	EJ-015-031	Grün/Green	
<i>Metal tubes smooth suitable for automatic trocar sleeves:</i> EH-109-001 to EH-109-011 EH-114-003 to EH-114-011				
Gewindemetallschaftrohre passend für Automatik-Trokarhülsen: EH-115-003 bis EH-115-011 EH-128-003 bis EH-128-011	5.5	EJ-016-023	Weiß/White	
	11.0	EJ-016-029	Blau/Blue	
	13.0	EJ-016-031	Grün/Green	
<i>Threaded metal tubes suitable for automatic trocar sleeves:</i> EH-115-003 to EH-115-011 EH-128-003 to EH-128-011				

	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.	Farbe Colour	
Kunststoffschaftrohre glatt passend für Automatik-Trokarhülsen: EH-007-003 bis EH-007-010 EH-016-003 bis EH-016-010 EH-029-003 bis EH-029-010	5.5	EJ-017-023		
	11.0	EJ-017-029		
	12.5	EJ-017-020		
<i>Plastic tubes smooth suitable for automatic trocar sleeves:</i> EH-007-003 to EH-007-010 EH-016-003 to EH-016-010 EH-029-003 to EH-029-010				
Gewindekunststoffschaftrohre passend für Automatik-Trokarhülsen: EH-008-003 bis EH-008-010 EH-017-003 bis EH-017-010 EH-029-303 bis EH-029-310	5.5	EJ-017-003		
	11.0	EJ-017-009		
	12.5	EJ-017-010		
<i>Threaded plastic tubes suitable for automatic trocar sleeves:</i> EH-008-003 to EH-008-010 EH-017-003 to EH-017-010 EH-029-303 to EH-029-310				
Kunststoffschaftrohre glatt passend für Automatik-Trokarhülsen: EH-116-003 bis EH-116-011 EH-129-003 bis EH-129-011	5.5	EJ-017-030	Weiß/White	
	11.0	EJ-017-031	Blau/Blue	
	13.0	EJ-017-032	Grün/Green	
<i>Plastic tubes smooth suitable for automatic trocar sleeves:</i> EH-116-003 to EH-116-011 EH-129-003 to EH-129-011				
Gewindekunststoffschaftrohre passend für Automatik-Trokarhülsen: EH-117-003 bis EH-117-011 EH-129-303 bis EH-129-311	5.5	EJ-017-013	Weiß/White	
	11.0	EJ-017-018	Blau/Blue	
	13.0	EJ-017-019	Grün/Green	
<i>Threaded plastic tubes suitable for automatic trocar sleeves:</i> EH-117-003 to EH-117-011 EH-129-303 to EH-129-311				

	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.	Farbe Colour	
	3.5	EJ-020-001	Rot/Red	
Dichtkappen (10/Pack) passend für Automatik-Trokarhülsen: EH-009-001 bis EH-029-303	5.0/5.5	EJ-020-002	Rot/Red	
	7.0	EJ-020-004	Rot/Red	
Sealing caps (10/pack) suitable for automatic trocar sleeves: EH-009-001 to EH-029-303	8.0	EJ-020-005	Rot/Red	
	10.0/11.0	EJ-020-006	Blau/Blue	
	12.5	EJ-020-007	Grün/Green	
	5.5	EJ-020-011	Weiß/White	
Dichtkappen (10/Pack) passend für Automatik-Trokarhülsen: EH-109-001 bis EH-129-303	11.0	EJ-020-006	Blau/Blue	
Sealing caps (10/pack) suitable for automatic trocar sleeves: EH-109-001 to EH-129-303	13.0	EJ-020-012	Grün/Green	
	3.5	EJ-021-001	Schwarz/Black	
Innendichtungen (10/Pack) passend für Automatik-Trokare: EH-005-001 bis EH-029-310	5.0-8.0	EJ-021-002	Grau/Grey	
Inner seals (10/pack) suitable for automatic trocars: EH-005-001 to EH-029-310	10.0-13.0	EJ-021-003	Gelb/Yellow	
	3.5	EJ-021-001	Schwarz/Black	
Innendichtungen (10/Pack) passend für Automatik-Trokare: EH-109-001 bis EH-129-311	5.5	EJ-021-006	Weiß/White	
Inner seals (10/pack) suitable for automatic trocars: EH-109-001 to EH-129-311	11.0	EJ-021-007	Blau/Blue	
	13.0	EJ-021-008	Grün/Green	
	3.5-8.0	EJ-023-001		
Silikonventile (5/Pack) passend für Automatik-Trokare: EH-014-001 bis EH-117-011				
Silicone valves (5/pack) suitable for automatic trocars: EH-014-001 to EH-117-011	10.0-13.0	EJ-023-002		
	3.5	EJ-022-001		
O-Ringe (10/Pack):	5.0-8.0	EJ-022-002		
O-rings (10/pack):	10.0-13.0	EJ-022-003		

ACHTUNG: Schaftrohre sind nicht abnehmbar!
ATTENTION: Tubes are not detachable!



EH-009-112
 bis / to
EH-009-113



EH-009-212
 bis / to
EH-009-213

	Ømm	Set inkl. Trokar Set incl. trocar	Hülse mit Schaftrohr Sleeve with tube
Automatik Trokarhülse mit manueller Klappenöffnung, Metallschaftrohr glatt, Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit konischem Trokar	15.0	EH-009-112	EH-009-012
Automatic trocar sleeve with separate opening lever, metal tube smooth, housing with winded locking, with conical trocar	20.0	EH-009-113	EH-009-013
Automatik Trokarhülse mit manueller Klappenöffnung, Metallschaftrohr glatt, Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit dreikant Trokar	15.0	EH-009-212	EH-009-012
Automatic trocar sleeve with separate opening lever, metal tube smooth, housing with winded locking, with pyramidal trocar	20.0	EH-009-213	EH-009-013

	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.	Farbe Colour	
Dichtkappen (2/Pack) passend für Automatik-Trokarhülsen: EH-009-012 und EH-009-013	15.0	EJ-020-008	Grau/Grey	
Sealing caps (2/pack) suitable for automatic trocar sleeves: EH-009-012 and EH-009-013	20.0	EJ-020-009	Grau/Grey	
Innendichtungen (1/Pack) passend für Automatik-Trokare: EH-009-012 und EH-009-013	15.0	EJ-021-004	Grün/Green	
Inner seals (1/pack) suitable for automatic trocars: EH-009-012 and EH-009-013	20.0	EJ-021-005	Blau/Blue	
O-Ringe (10/Pack): O-rings (10/pack):	15.0/20.0	EJ-022-004		



EH-005-118
 bis / to
EH-005-120



EH-005-218
 bis / to
EH-005-220



EH-009-118
 bis / to
EH-009-120



EH-009-218
 bis / to
EH-009-220

	Ømm	Set inkl. Trokar Set incl. trocar	Hülse mit Schaftrohr Sleeve with tube	
Automatik Trokarhülse, Metallschaftrohr glatt (150mm), Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit konischem Trokar <i>Automatic trocar sleeve, metal tube smooth (150mm), housing with winded locking, with conical trocar</i>	5.5	EH-005-118	EH-005-018	
	11.0	EH-005-119	EH-005-019	
	12.5	EH-005-120	EH-005-020	
Automatik Trokarhülse, Metallschaftrohr glatt (150mm), Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit dreikant Trokar <i>Automatic trocar sleeve, metal tube smooth (150mm), housing with winded locking, with pyramidal trocar</i>	5.5	EH-005-218	EH-005-018	
	11.0	EH-005-219	EH-005-019	
	12.5	EH-005-220	EH-005-020	
Automatik Trokarhülse mit manueller Klappenöffnung, Metallschaftrohr glatt (150mm), Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit konischem Trokar <i>Automatic trocar sleeve with separate opening lever, metal tube smooth (150mm), housing with winded locking, with conical trocar</i>	5.5	EH-009-118	EH-009-018	
	11.0	EH-009-119	EH-009-019	
	12.5	EH-009-120	EH-009-020	
Automatik Trokarhülse mit manueller Klappenöffnung, Metallschaftrohr glatt (150mm), Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit dreikant Trokar <i>Automatic trocar sleeve with separate opening lever, metal tube smooth (150mm), housing with winded locking, with pyramidal trocar</i>	5.5	EH-009-218	EH-009-018	
	11.0	EH-009-219	EH-009-019	
	12.5	EH-009-220	EH-009-020	



EH-014-118
bis / to
EH-014-120



EH-014-218
bis / to
EH-014-220

	Ømm	Set inkl. Trokar Set incl. trocar	Hülse mit Schaftrohr Sleeve with tube	
Automatik Trokarhülse mit Silikonventil, Metallschaftrohr glatt (150mm), mit konischem Trokar <i>Automatic trocar sleeve with silicone valve, metal tube smooth (150mm), with conical trocar</i>	5.5	EH-014-118	EH-014-018	
	11.0	EH-014-119	EH-014-019	
	12.5	EH-014-120	EH-014-020	
Automatik Trokarhülse mit Silikonventil, Metallschaftrohr glatt (150mm), mit dreikant Trokar <i>Automatic trocar sleeve with silicone valve, metal tube smooth (150mm), with pyramidal trocar</i>	5.5	EH-014-218	EH-014-018	
	11.0	EH-014-219	EH-014-019	
	12.5	EH-014-220	EH-014-020	

	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.	
Metallschaftrohre (150mm) glatt passend für Automatik-Trokarhülsen: EH-005-018 bis EH-005-020 EH-009-018 bis EH-009-020 EH-014-018 bis EH-014-020	5.5	EJ-015-015	
	11.0	EJ-015-016	
	12.5	EJ-015-017	
<i>Metal tubes (150mm) smooth suitable for automatic trocar sleeves: EH-005-018 to EH-005-020 EH-009-018 to EH-009-020 EH-014-018 to EH-014-020</i>			

	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.	Farbe Colour	
Dichtkappen (10/Pack) passend für alle Automatik-Trokarhülsen Sealing caps (10/pack) suitable for all automatic trocar sleeves	3.5	EJ-020-001	Rot/Red	
	5.0/5.5	EJ-020-002	Rot/Red	
	7.0	EJ-020-004	Rot/Red	
	8.0	EJ-020-005	Rot/Red	
	10.0/11.0	EJ-020-006	Blau/Blue	
	12.5	EJ-020-007	Grün/Green	

Innendichtungen (10/Pack) passend für Automatik-Trokare: EH-005-018 bis EH-009-020 Inner seals (10/pack) suitable for automatic trocars: EH-005-018 to EH-009-020	3.5	EJ-021-001	Schwarz/Black	
	5.0-8.0	EJ-021-002	Grau/Grey	
	10.0-13.0	EJ-021-003	Gelb/Yellow	

Silikonventile (5/Pack) passend für Automatik-Trokare: EH-014-018 bis EH-014-020 Silicone valves (5/pack) suitable for automatic trocars: EH-014-018 to EH-014-020	3.5-8.0	EJ-023-001	
	10.0-13.0	EJ-023-002	

O-Ringe (10/Pack): O-rings (10/pack):	3.5	EJ-022-001	
	5.0-8.0	EJ-022-002	
	10.0-13.0	EJ-022-003	



EH-109-118
bis / to
EH-109-120



EH-109-218
bis / to
EH-109-220

	Ømm	Set inkl. Trokar Set incl. trocar	Hülse mit Schaftrohr Sleeve with tube	Farbe Colour	
<p>Automatik Trokarhülse mit manueller Klappenöffnung, Metallschaftrohr glatt (150mm), Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit konischem Trokar</p> <p><i>Automatic trocar sleeve with seperate opening lever, metal tube smooth (150mm), housing with winded locking, with conical trocar</i></p>	5.5	EH-109-118	EH-109-018	Weiß/White	
	11.0	EH-109-119	EH-109-019	Blau/Blue	
	13.0	EH-109-120	EH-109-020	Grün/Green	
<p>Automatik Trokarhülse mit manueller Klappenöffnung, Metallschaftrohr glatt (150mm), Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit dreikant Trokar</p> <p><i>Automatic trocar sleeve with seperate opening lever, metal tube smooth (150mm), housing with winded locking, with pyramidal trocar</i></p>	5.5	EH-109-218	EH-109-018	Weiß/White	
	11.0	EH-109-219	EH-109-019	Blau/Blue	
	13.0	EH-109-220	EH-109-020	Grün/Green	



EH-114-118
 bis / to
EH-114-120



EH-114-218
 bis / to
EH-114-220

	Ømm	Set inkl. Trokar Set incl. trocar	Hülse mit Schaftrohr Sleeve with tube	Farbe Colour	
Automatik Trokarhülse mit Silikonventil, Metallschaftrohr glatt (150mm), mit konischem Trokar Automatic trocar sleeve with silicone valve, metal tube smooth (150mm), with conical trocar	5.5	EH-114-118	EH-114-018	Weiß/White	
	11.0	EH-114-119	EH-114-019	Blau/Blue	
	13.0	EH-114-120	EH-114-020	Grün/Green	
Automatik Trokarhülse mit Silikonventil, Metallschaftrohr glatt (150mm), mit dreikant Trokar Automatic trocar sleeve with silicone valve, metal tube smooth (150mm), with pyramidal trocar	5.5	EH-114-218	EH-114-018	Weiß/White	
	11.0	EH-114-219	EH-114-019	Blau/Blue	
	13.0	EH-114-220	EH-114-020	Grün/Green	

	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.	
Metallschaftrohre (150mm) glatt passend für Automatik-Trokarhülsen: EH-109-018 bis EH-109-020 EH-114-018 bis EH-114-020	5.5	EJ-015-033	
	11.0	EJ-015-039	
	12.5	EJ-015-041	
<i>Metal tubes (150mm) smooth suitable for automatic trocar sleeves:</i> EH-109-018 to EH-109-020 EH-114-018 to EH-114-020			

	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.	Farbe Colour	
Dichtkappen (10/Pack) passend für Automatik-Trokarhülsen: EH-109-018 bis EH-109-020 EH-114-018 bis EH-114-020	5.5	EJ-020-011	WeiÙ/White	
	11.0	EJ-020-006	Blau/Blue	
	13.0	EJ-020-012	Blau/Blue	
<i>Sealing caps (10/pack) suitable for automatic trocar sleeves:</i> EH-109-018 to EH-109-020 EH-114-018 to EH-114-020				
Innendichtungen (10/Pack) passend für Automatik-Trokare: EH-109-018 bis EH-109-020 EH-114-018 bis EH-114-020	5.5	EJ-021-006	WeiÙ/White	
	11.0	EJ-021-007	Blau/Blue	
	13.0	EJ-021-008	Grün/Green	
<i>Inner seals (10/pack) suitable for automatic trocars:</i> EH-109-018 to EH-109-020 EH-114-018 to EH-114-020				
Silikonventile (5/Pack) passend für Automatik-Trokare: EH-114-018 bis EH-114-020	3.5-8.0	EJ-023-001		
	10.0-13.0	EJ-023-002		
<i>Silicone valves (5/pack) suitable for automatic trocars:</i> EH-114-018 to EH-114-020				
O-Ringe (10/Pack): O-rings (10/pack):	5.5	EJ-022-006		
	11.0	EJ-022-007		
	13.0	EJ-022-008		

	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.	
	5.0	EH-030-002	
	5.5	EH-030-003	
Trokarstop, Länge 35mm, passend für alle Automatik-Trokarhülsen	10.0	EH-030-008	
Trocar stop, length 35mm, suitable for automatic trocar sleeves	11.0	EH-030-009	
	12.5	EH-030-010	



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

EL-001-001

Bauchdeckenspekulum zur Gallenblasenextraktion
Abdominal speculum for the extraction of the gall bladder



	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.	
Trokare, dreikant Trocars, pyramidal	3.5	EJ-001-001	11.0	EJ-001-009	
	5.0	EJ-001-002	12.5	EJ-001-010	
	5.5	EJ-001-003	13.0	EJ-001-011	
	7.0	EJ-001-006	15.0	EJ-001-012	
	8.0	EJ-001-007	20.0	EJ-001-013	
	10.0	EJ-001-008			
	Bariatric-Trokare, 150mm, dreikant	5.5	EJ-001-018	13.0	EJ-001-017
		11.0	EJ-001-019		
Bariatric trocars, 150mm, pyramidal	12.5	EJ-001-019-1			



	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.	
Trokare, konisch Trocars, conical	3.5	EJ-002-001	11.0	EJ-002-009	
	5.0	EJ-002-002	12.5	EJ-002-010	
	5.5	EJ-002-003	13.0	EJ-002-011	
	7.0	EJ-002-006	15.0	EJ-002-012	
	8.0	EJ-002-007	20.0	EJ-002-013	
	10.0	EJ-002-008			
	Bariatric-Trokare, 150mm, konisch	5.5	EJ-002-018	13.0	EJ-002-017
		11.0	EJ-002-019		
Bariatric trocars, 150mm, conical	12.5	EJ-002-019-1			



	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.
Trokare, stumpf	3.5	EJ-011-001	10.0	EJ-011-008
	5.0	EJ-011-002	11.0	EJ-011-009
Trocars, blunt	5.5	EJ-011-003	12.5	EJ-011-010



	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.
Trokare, durchlässig, dreikant (hohlschliff)	5.0	EJ-001-021	11.0	EJ-001-025
	5.5	EJ-001-022	12.5	EJ-001-026
Trocars, leaky, pyramidal (hollow grinded)	8.0	EJ-001-023	13.0	EJ-001-020
	10.0	EJ-001-024		
Bariatric-Trokare, 150mm, durchlässig, dreikant (hohlschliff) Bariatric trocars, 150mm, leaky, pyramidal (hollow grinded)	5.5	EJ-001-027	13.0	EJ-001-030
	11.0	EJ-001-028		
	12.5	EJ-001-029		



	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.
Trokare, durchlässig, konisch	5.0	EJ-002-021	11.0	EJ-002-025
	5.5	EJ-002-022	12.5	EJ-002-026
Trocars, leaky, conical	8.0	EJ-002-023	13.0	EJ-002-020
	10.0	EJ-002-024		
Bariatric-Trokare, 150mm, durchlässig, konisch Bariatric trocars, 150mm, leaky, conical	5.5	EJ-002-027	13.0	EJ-001-030
	11.0	EJ-002-028		
	12.5	EJ-002-029		



	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.
Sicherheitstrokare, Dreikantschliff , mit automatischem Verriegelungsmechanismus	5.0	EH-022-002	11.0	EH-022-009
	5.5	EH-022-003	12.5	EH-022-010
Safety trocars, pyramidal tip , with automatic locking mechanism	8.0	EH-022-007	13.0	EH-022-011
	10.0	EH-022-008		
Bariatric-Sicherheitstrokare, 150mm, Dreikantschliff , mit automatischem Verriegelungsmechanismus Bariatric safety trocars, 150mm, pyramidal tip , with automatic locking mechanism	5.5	EH-022-018	13.0	EH-022-021
	11.0	EH-022-019		
	12.5	EH-022-020		



	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.
Sicherheitstrokare, Halbmondschliff , mit automatischem Verriegelungsmechanismus	5.0	EH-023-002	11.0	EH-023-009
	5.5	EH-023-003	12.5	EH-023-010
Safety trocars, half moon tip , with automatic locking mechanism	8.0	EH-023-007	13.0	EH-023-011
	10.0	EH-023-008		



	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.
Sicherheitstrokare, Halbmondschliff	5.0	EH-024-002	10.0	EH-024-008
	5.5	EH-024-003	11.0	EH-024-009
Safety trocars, half moon tip	8.0	EH-024-007	12.5	EH-024-010



	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.
Sicherheitstrokare, Halbmondschliff , V-förmig	5.0	EH-024-020	10.0	EH-024-023
	5.5	EH-024-021	11.0	EH-024-024
Safety trocars, half moon tip , V-shape	8.0	EH-024-022	12.5	EH-024-025



	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.
Sicherheitstrokare, Messerform , mit automatischem Verriegelungsmechanismus Safety trocars, knife type , with automatic locking mechanism	5.5	EH-022-033
	11.0	EH-022-034
	13.0	EH-022-036



	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.
Sicherheitstroker, stumpf Safety trocar, blunt	3.5	EH-025-001



	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.
Reduzierhülsen <i>Reducer sleeves</i>	5.5 > 3.0	EH-032-011	15.0 > 10.0	EH-032-005
	10.0 > 5.5	EH-032-001	15.0 > 5.5	EH-032-006
	11.0 > 5.5	EH-032-002	20.0 > 15.0	EH-032-007
	12.5 > 10.0	EH-032-003	20.0 > 10.0	EH-032-008
	12.5 > 5.5	EH-032-004		

	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.
Kunststoffreduzierer <i>Plastic reducer</i>	5.5 > 3.0	EH-032-020



	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.
Kunststoffreduzierer mit Silikonlasche <i>Plastic reducer with silicone latch</i>	10.0 > 5.5	EH-032-031	13.0 > 5.5	EH-032-038
	11.0 > 5.5	EH-032-032	13.0 > 10.0	EH-032-039
	12.5 > 10.0	EH-032-035		
	12.5 > 5.5	EH-032-036		



	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.
Kunststoffreduzierer <i>Plastic reducer</i>	10.0 > 5.5	EH-032-041
	11.0 > 5.5	EH-032-042
	12.5 > 10.0	EH-032-045
	12.5 > 5.5	EH-032-046
	13.0 > 5.5	EH-032-047
	13.0 > 10.0	EH-032-048





**Bestell-Nr.
 Ordering no.**

EH-032-010 Applikator für Endo-Naht, Ø 5.0mm > 4.0mm, Arbeitslänge 175mm
 Applicator for Endo-Ligature, Ø 5.0mm > 4.0mm, working length 175mm



	Ømm Nadel Ømm needle	Arbeitslänge Working length	Bestell-Nr. Ordering no.
Ø 5mm Injektionskanüle, Nadellänge 20mm Ø 5mm injection needle, length of needle 20mm	0.7	330mm	EH-041-001
	0.7	450mm	EH-041-002
	0.9	330mm	EH-041-003
	0.9	450mm	EH-041-004
	1.2	330mm	EH-041-005
	1.2	450mm	EH-041-006
	1.4	330mm	EH-041-007
	1.4	450mm	EH-041-008
	1.5	330mm	EH-041-009
	1.5	450mm	EH-041-010
	1.8	330mm	EH-041-011
	1.8	450mm	EH-041-012
Ø 2.8mm Injektionskanüle, Nadellänge 20mm Ø 2.8mm injection needle, length of needle 20mm	1.2	330mm	EH-041-025



	Ømm	Arbeitslänge Working length	Bestell-Nr. Ordering no.	Ømm	Arbeitslänge Working length	Bestell-Nr. Ordering no.
Taststab graduert	5	300mm	EH-042-001	2	330mm	EH-042-011
	5	330mm	EH-042-002	2.8	330mm	EH-042-012
Palpation probe graduated	5	400mm	EH-042-003	2.8	250mm	EH-042-013
	5	450mm	EH-042-004			



	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.
Dilatationssatz	5.0 - 10.0	EH-040-001	10.0 - 15.0	EH-040-005
	5.0 - 11.0	EH-040-002	10.0 - 20.0	EH-040-006
Dilation set	5.0 - 15.0	EH-040-003		



Bestell-Nr.
Ordering no.

EH-035-001 \varnothing 5mm Saug-Spülkanüle mit Schiebeventil, Rundlochsauger mit 4 Bohrungen, Arbeitslänge 330mm
 \varnothing 5mm suction-irrigation cannula with sliding valve, roundhole sucker with 4 drillings, working length 330mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

EH-035-002 \varnothing 5mm Saug-Spülkanüle mit Schlauchanschluss, Rundlochsauger mit 4 Bohrungen, Arbeitslänge 330mm
 \varnothing 5mm suction-irrigation cannula with tube connection, roundhole sucker with 4 drillings, working length 330mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

EH-035-003 \varnothing 5mm Saug-Spülkanüle mit LL-Anschluss, Rundlochsauger mit 4 Bohrungen, Arbeitslänge 330mm
 \varnothing 5mm suction-irrigation cannula with LL-connection, roundhole sucker with 4 drillings, working length 330mm



Bestell-Nr.
Ordering no.


EH-035-004 \varnothing 5mm Saug-Spülkanüle mit LL-Anschluss und Hahn, Sauger graduiert, 16 Bohrungen, Arbeitslänge **330mm**
 \varnothing 5mm suction-irrigation cannula with LL-connection and stopcock, tube with 16 drillings, working length **330mm**

EH-035-005 \varnothing 5mm Saug-Spülkanüle mit LL-Anschluss und Hahn, Sauger graduiert, 16 Bohrungen, Arbeitslänge **450mm**
 \varnothing 5mm suction-irrigation cannula with LL-connection and stopcock, tube with 16 drillings, working length **450mm**



Bestell-Nr.
Ordering no.

EH-039-001 \varnothing 5mm Saug-Spülrohr mit 4 Bohrungen, Arbeitslänge 330mm
 \varnothing 5mm suction-irrigation tube with 4 drillings, working length 330mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

EH-035-041	Ø 5mm Saug-Spülkanüle, Trompetenventilausführung, Rundlochsauger mit 4 Bohrungen, Arbeitslänge 330mm Ø 5mm suction-irrigation cannula, trumpet valve type, roundhole sucker with 4 drillings, working length 330mm
EH-035-040	Ø 5mm Saug-Spülkanüle mit Laserführung, Trompetenventilausführung, Rundlochsauger mit 4 Bohrungen, AL 330mm Ø 5mm suction-irrigation cannula with laser guide, trumpet valve type, roundhole sucker with 4 drillings, WL 330mm
EH-035-042	Laserführung mit Luer-Lock Verbindung Laser guide with Luer-Lock connection

**Bestell-Nr.
Ordering no.**

Ø 5mm Saug-Spül Handgriff mit Schiebeventil für Rohre:
EH-035-021 bis EH-035-028

EH-035-011



Ø 5mm suction-irrigation handle with sliding valve for tubes:
EH-035-021 to EH-035-028

Ø 5mm Saug-Spül Handgriff mit Schlauchanschluss für Rohre:
EH-035-021 bis EH-035-028

EH-035-012



Ø 5mm suction-irrigation handle with tube connection for tubes:
EH-035-021 to EH-035-028

Ø 5mm Saug-Spül Handgriff mit Luer-Lock Anschluss für Rohre:
EH-035-021 bis EH-035-028

EH-035-013



Ø 5mm suction-irrigation handle with Luer-Lock connection for tubes:
EH-035-021 to EH-035-028

**Bestell-Nr.
Ordering no.** **Arbeitslänge
Working length**

Ø 5mm Saug-Spülrohr mit 4 Bohrungen
Ø 5mm suction-irrigation tube with 4 drillings

EH-035-021 **330mm**

EH-035-043 **450mm**

Ø 5mm Saug-Spülrohr mit 16 Bohrungen
Ø 5mm suction-irrigation tube with 16 drillings

EH-035-022 **328mm**

EH-035-036 **450mm**



Ø 10mm Saug-Spülrohr mit 32 Bohrungen
Ø 10mm suction-irrigation tube with 32 drillings

EH-035-037 **330mm**

Ø 5mm Saug-Spülrohr, Rundloch-Bienenkorbsauger
Ø 5mm suction-irrigation tube, roundhole bee hive sucker

EH-035-023 **330mm**



Ø 5mm Saug-Spülrohr, stumpfer Bienenkorbsauger
Ø 5mm suction-irrigation tube, stump bee hive sucker

EH-035-024 **330mm**

EH-035-025 **500mm**



Ø 5mm Saug-Spülrohr, Punktionsnadelsauger
Ø 5mm suction-irrigation tube, puncture needle sucker

EH-035-026 **330mm**



Ø 5mm Saug-Spülrohr, Aqua-Dissektionskanüle
Ø 5mm suction-irrigation tube, Aqua dissection cannula



EH-035-027 **330mm**



Ø 5mm Saug-Spülrohr, stumpfer Sauger
Ø 5mm suction-irrigation tube, stump sucker

EH-035-028 **330mm**



	Bestell-Nr. Ordering no.	
<p>Ø 10mm Saug-Spülkanüle mit großem Schlauchanschluss und seitlichem LL-Anschluss Ø 10mm suction-irrigation handle with large tube connection and sidewise LL-connection</p>	EH-035-017	
<p>Ø 10mm Saug-Spülkanüle mit großem Schlauchanschluss und seitlichem LL-Anschluss, komplett mit 5 und 10mm Rohrset, AL 330mm Ø 10mm suction-irrigation handle with large tube connection and sidewise LL-connection complete with 5 and 10mm tube set, WL 330mm</p>	EH-035-007	
<p>Ø 10mm Saug-Spülkanüle mit kleinem Schlauchanschluss und seitlichem LL-Anschluss Ø 10mm suction-irrigation handle with small tube connection and sidewise LL-connection</p>	EH-035-018	
<p>Ø 10mm Saug-Spülkanüle mit kleinem Schlauchanschluss und seitlichem LL-Anschluss, komplett mit 5 und 10mm Rohrset, AL 330mm Ø 10mm suction-irrigation handle with small tube connection and sidewise LL-connection complete with 5 and 10mm tube set, WL 330mm</p>	EH-035-008	



Bestell-Nr.
Ordering no.

- EH-038-033** Ø 3.5mm Saug-Spülrohr mit 8 Bohrungen, für 10mm Saug-Spül Handgriff, Arbeitslänge 240mm
 Ø 3.5mm suction-irrigation tube with 8 drillings, for 10 mm suction-irrigation handle, working length 240mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

- EH-035-029** Ø 5mm Saug-Spülrohr, für 10mm Saug-Spül Handgriffe, Arbeitslänge 330mm
 Ø 5mm suction-irrigation tube, for 10mm suction-irrigation handle, working length 330mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

- EH-035-030** Ø 10mm Saug-Spülrohr, für 10mm Saug-Spül Handgriffe, Arbeitslänge 330mm
 Ø 10mm suction-irrigation tube, for 10mm suction-irrigation handle, working length 330mm
- EH-035-030-45** Ø 10mm Saug-Spülrohr, für 10mm Saug-Spül Handgriffe, Arbeitslänge 450mm
 Ø 10mm suction-irrigation tube, for 10mm suction-irrigation handle, working length 450mm

**Bestell-Nr.
Ordering no.**

Saug-Spülhandgriff mit Trompetenventil für adaptierbare Rohre
(M8x1 mm)

*Suction-irrigation handle with trumpet valve for adaptable tubes
(M8x1 mm)*

EH-036-001



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

Saug-Spül-Pistolenhandgriff mit Schiebeventil für adaptierbare Rohre
(M8x1 mm)

*Suction-irrigation pistol handle with sliding valve for adaptable tubes
(M8x1 mm)*

EH-036-003





Bestell-Nr.
Ordering no.

EH-036-024

Adaptierbares Ø 5mm Saug-Spülrohr (M8x1mm), Punktionsnadelsauger, Ø Nadel 1.5mm, Arbeitslänge 330mm
Adaptable Ø 5mm suction-irrigation tube (M8x1mm), puncture needle sucker, Ø needle 1.5mm, working length 330mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

EH-036-011

Adaptierbares Ø 3mm Saug-Spülrohr (M8x1mm), 4 Bohrungen, Arbeitslänge 340mm
Adaptable Ø 3mm suction-irrigation tube (M8x1mm), 4 holes, working length 340mm



EH-036-021

Adaptierbares Ø 3mm Saug-Spülrohr (M8x1mm), 16 Bohrungen, Arbeitslänge 340mm
Adaptable Ø 3mm suction-irrigation tube (M8x1mm), 16 holes, working length 340mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

EH-036-012

Adaptierbares Ø 5mm Saug-Spülrohr (M8x1mm), 4 Bohrungen, Arbeitslänge 340mm
Adaptable Ø 5mm suction-irrigation tube (M8x1mm), 4 holes, working length 340mm



EH-036-022

Adaptierbares Ø 5mm Saug-Spülrohr (M8x1mm), 16 Bohrungen, Arbeitslänge 340mm
Adaptable Ø 5mm suction-irrigation tube (M8x1mm), 16 holes, working length 340mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

EH-036-013

Adaptierbares Ø 10mm Saug-Spülrohr (M8x1mm), 4 Bohrungen, Arbeitslänge 340mm
Adaptable Ø 10mm suction-irrigation tube (M8x1mm), 4 holes, working length 340mm



EH-036-023

Adaptierbares Ø 10mm Saug-Spülrohr (M8x1mm), 16 Bohrungen, Arbeitslänge 340mm
Adaptable Ø 10mm suction-irrigation tube (M8x1mm), 16 holes, working length 340mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

Saug-Spül-Pistolenhandgriff (Schiebeventil) mit Schlauchanschlüssen
Suction-irrigation pistol handle (sliding valve) with tube connections

EH-035-019



Ø 10mm Saug-Spülkanüle mit Pistolenhandgriff (Schiebeventil) mit Schlauchanschlüssen, komplett mit 5 und 10mm Rohr-Set, Arbeitslänge 330mm

EH-035-009

Ø 10mm suction-irrigation cannula with pistol handle (sliding valve) with tube connections, complete with 5 and 10mm tube set, working length 330mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

EH-035-031

Ø 3mm Saug-Spülrohr, für Saug-Spül-Pistolenhandgriff (Schiebeventil), Arbeitslänge 330mm
Ø 3mm suction-irrigation tube, for suction-irrigation pistol handle (sliding valve), working length 330mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

EH-035-032

Ø 5mm Saug-Spülrohr, für Saug-Spül-Pistolenhandgriff (Schiebeventil), Arbeitslänge 330mm
Ø 5mm suction-irrigation tube, for suction-irrigation pistol handle (sliding valve), working length 330mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

EH-035-033

Ø 10mm Saug-Spülrohr, für Saug-Spül-Pistolenhandgriff (Schiebeventil), Arbeitslänge 330mm
Ø 10mm suction-irrigation tube, for suction-irrigation pistol handle (sliding valve), working length 330mm

	Bestell-Nr. Ordering no.	
Saug-Spül-Pistolenhandgriff (Schiebeventil) mit Schlauchanschlüssen <i>Suction-irrigation pistol handle (sliding valve) with tube connections</i>	EH-035-019	
Ø 10mm Saug-Spülkanüle mit Pistolenhandgriff (Schiebeventil) mit Schlauchanschlüssen, komplett mit 5 und 10mm Rohr-Set, Arbeitslänge 330mm <i>Ø 10mm suction-irrigation cannula with pistol handle (sliding valve) with tube connections, complete with 5 and 10mm tube set, working length 330mm</i>	EH-035-009	

Vorübergehend nicht verfügbar
Temporarily unavailable

	Bestell-Nr. Ordering no.	
Elektrodenadapter für Saug-Spül-Pistolenhandgriff <i>Adapter for electrodes for suction-irrigation pistol handle</i>	EE-004-000	



Bestell-Nr. Ordering no.		
EE-004-006	Ø 5.0mm austauschbare Knopfelektrode für Saug-Spül-Pistolenhandgriff, 330mm <i>Ø 5.0mm exchangeable button electrode for suction-irrigation pistol handle, 330mm</i>	
EE-004-003	Ø 5.0mm austauschbare J-Hakenelektrode für Saug-Spül-Pistolenhandgriff, 330mm <i>Ø 5.0mm exchangeable J-hook electrode for suction-irrigation pistol handle, 330mm</i>	
EE-004-002	Ø 5.0mm austauschbare 90° Hakenelektrode für Saug-Spül-Pistolenhandgriff, 330mm <i>Ø 5.0mm exchangeable 90° hook electrode for suction-irrigation pistol handle, 330mm</i>	
EE-004-005	Ø 5.0mm austauschbare Spatenelektrode für Saug-Spül-Pistolenhandgriff, 330mm <i>Ø 5.0mm exchangeable spatula electrode for suction-irrigation pistol handle, 330mm</i>	
EE-004-001	Ø 5.0mm austauschbare Nadelelektrode für Saug-Spül-Pistolenhandgriff, 330mm <i>Ø 5.0mm exchangeable needle electrode for suction-irrigation pistol handle, 330mm</i>	

Vorübergehend nicht verfügbar (alle Artikel auf Seite 50)
 Temporarily unavailable (all items on page 50)

Bestell-Nr.
 Ordering no.

Trumpetenventil mit Elektrodenadapter für austauschbare Elektroden
 Trumpet valve with electrode adapter for exchangeable electrodes

EE-004-021



Saug-Spül Schiebeventil mit Elektrodenadapter für austauschbare Elektroden
 Suction-irrigation slide valve with electrode adapter for exchangeable electrodes

EE-004-022



Pistolenhandgriff mit Schiebeventil mit Elektrodenadapter für austauschbare Elektroden
 Pistol handle with sliding valve with electrode adaptor for exchangeable electrodes

EE-004-025



Bestell-Nr.
 Ordering no.

EE-004-006	Ø 5.0mm austauschbare Knopfelektrode für Handgriffe mit Adapter, 330mm Ø 5.0mm exchangeable button electrode for handles with adapter, 330mm	
EE-004-003	Ø 5.0mm austauschbare J-Hakenelektrode für Handgriffe mit Adapter, 330mm Ø 5.0mm exchangeable J-hook electrode for handles with adapter, 330mm	
EE-004-002	Ø 5.0mm austauschbare 90° Hakenelektrode für Handgriffe mit Adapter, 330mm Ø 5.0mm exchangeable 90° hook electrode for handles with adapter, 330mm	
EE-004-005	Ø 5.0mm austauschbare Spatenelektrode für Handgriffe mit Adapter, 330mm Ø 5.0mm exchangeable spatula electrode electrode for handles with adapter, 330mm	
EE-004-001	Ø 5.0mm austauschbare Nadelelektrode für Handgriffe mit Adapter, 330mm Ø 5.0mm exchangeable needle electrode for handles with adapter, 330mm	



Bestell-Nr.
Ordering no.

EE-001-006	Ø 5.0mm monopolare Knopfelektrode, 330mm Ø 5.0mm monopolar button electrode, 330mm	
EE-001-016	Ø 5.0mm monopolare Knopfelektrode, 450mm Ø 5.0mm monopolar button electrode, 450mm	
EE-001-003	Ø 5.0mm monopolare J-Hakenelektrode, 330mm Ø 5.0mm monopolar J-hook electrode, 330mm	
EE-001-013	Ø 5.0mm monopolare J-Hakenelektrode, 450mm Ø 5.0mm monopolar J-hook electrode, 450mm	
EE-001-002	Ø 5.0mm monopolare 90° Hakenelektrode, 330mm Ø 5.0mm monopolar 90° hook electrode, 330mm	
EE-001-012	Ø 5.0mm monopolare 90° Hakenelektrode, 450mm Ø 5.0mm monopolar 90° hook electrode, 450mm	
EE-001-005	Ø 5.0mm monopolare Spatelektrode, 330mm Ø 5.0mm monopolar spatula electrode, 330mm	
EE-001-015	Ø 5.0mm monopolare Spatelektrode, 450mm Ø 5.0mm monopolar spatula electrode, 450mm	
EE-001-001	Ø 5.0mm monopolare Nadelelektrode, 330mm Ø 5.0mm monopolar needle electrode, 330mm	
EE-001-011	Ø 5.0mm monopolare Nadelelektrode, 450mm Ø 5.0mm monopolar needle electrode, 450mm	



Bestell-Nr.
Ordering no.

EE-001-026	Ø 5.0mm monopolare Knopfelektrode mit Luer-Lock Adapter, 330mm Ø 5.0mm monopolar button electrode with Luer-Lock adapter, 330mm	
EE-001-036	Ø 5.0mm monopolare Knopfelektrode mit Luer-Lock Adapter, 450mm Ø 5.0mm monopolar button electrode with Luer-Lock adapter, 450mm	
EE-001-023	Ø 5.0mm monopolare J-Hakenelektrode mit Luer-Lock Adapter, 330mm Ø 5.0mm monopolar J-hook electrode with Luer-Lock adapter, 330mm	
EE-001-033	Ø 5.0mm monopolare J-Hakenelektrode mit Luer-Lock Adapter, 450mm Ø 5.0mm monopolar J-hook electrode with Luer-Lock adapter, 450mm	
EE-001-022	Ø 5.0mm monopolare 90° Hakenelektrode mit Luer-Lock Adapter, 330mm Ø 5.0mm monopolar 90° hook electrode with Luer-Lock adapter, 330mm	
EE-001-032	Ø 5.0mm monopolare 90° Hakenelektrode mit Luer-Lock Adapter, 450mm Ø 5.0mm monopolar 90° hook electrode with Luer-Lock adapter, 450mm	
EE-001-025	Ø 5.0mm monopolare Spatelektrode mit Luer-Lock Adapter, 330mm Ø 5.0mm monopolar spatula electrode with Luer-Lock adapter, 330mm	
EE-001-035	Ø 5.0mm monopolare Spatelektrode mit Luer-Lock Adapter, 450mm Ø 5.0mm monopolar spatula electrode with Luer-Lock adapter, 450mm	
EE-001-021	Ø 5.0mm monopolare Nadelelektrode mit Luer-Lock Adapter, 330mm Ø 5.0mm monopolar needle electrode with Luer-Lock adapter, 330mm	
EE-001-031	Ø 5.0mm monopolare Nadelelektrode mit Luer-Lock Adapter, 450mm Ø 5.0mm monopolar needle electrode with Luer-Lock adapter, 450mm	



Bestell-Nr.
Ordering no.

EE-001-046	Ø 5.0mm monopolare Knopfelektrode mit Trompetenventil, 330mm Ø 5.0mm monopolar button electrode with trumpet valve, 330mm	
EE-001-056	Ø 5.0mm monopolare Knopfelektrode mit Trompetenventil, 450mm Ø 5.0mm monopolar button electrode with trumpet valve, 450mm	
EE-001-043	Ø 5.0mm monopolare J-Hakenelektrode mit Trompetenventil, 330mm Ø 5.0mm monopolar J-hook electrode with trumpet valve, 330mm	
EE-001-053	Ø 5.0mm monopolare J-Hakenelektrode mit Trompetenventil, 450mm Ø 5.0mm monopolar J-hook electrode with trumpet valve, 450mm	
EE-001-042	Ø 5.0mm monopolare 90° Hakenelektrode mit Trompetenventil, 330mm Ø 5.0mm monopolar 90° hook electrode with trumpet valve, 330mm	
EE-001-052	Ø 5.0mm monopolare 90° Hakenelektrode mit Trompetenventil, 450mm Ø 5.0mm monopolar 90° hook electrode with trumpet valve, 450mm	
EE-001-045	Ø 5.0mm monopolare Spatelektrode mit Trompetenventil, 330mm Ø 5.0mm monopolar spatula electrode with trumpet valve, 330mm	
EE-001-055	Ø 5.0mm monopolare Spatelektrode mit Trompetenventil, 450mm Ø 5.0mm monopolar spatula electrode with trumpet valve, 450mm	
EE-001-041	Ø 5.0mm monopolare Nadelelektrode mit Trompetenventil, 330mm Ø 5.0mm monopolar needle electrode with trumpet valve, 330mm	
EE-001-051	Ø 5.0mm monopolare Nadelelektrode mit Trompetenventil, 450mm Ø 5.0mm monopolar needle electrode with trumpet valve, 450mm	



Bestell-Nr.
Ordering no.

EE-002-000	Elektrodengriff mit Schaft für auswechselbare Elektrodenspitzen, 320mm <i>Electrode handle with sheath for changeable electrode tips, 320mm</i>
EE-002-010	Elektrodengriff mit Schaft für auswechselbare Elektrodenspitzen, 400mm <i>Electrode handle with sheath for changeable electrode tips, 400mm</i>
EE-002-011	Elektrodengriff mit Schaft für auswechselbare Elektrodenspitzen, 450mm <i>Electrode handle with sheath for changeable electrode tips, 450mm</i>

Bestell-Nr.
Ordering no.

EE-002-001	Elektrodenspitze J-Haken <i>Electrode tip J-hook</i>	
EE-002-002	Elektrodenspitze 90° Haken <i>Electrode tip 90° hook</i>	
EE-002-003	Elektrodenspitze Spatel <i>Electrode tip spatula</i>	
EE-002-004	Elektrodenspitze Nadel <i>Electrode tip needle</i>	
EE-002-005	Elektrodenspitze Kugel <i>Electrode tip ball</i>	
EE-002-006	Elektrodenspitze Messer <i>Electrode tip knife</i>	



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

EE-005-006	Ø 5.0mm monopolare Keramik-Knopfelektrode, 360mm Ø 5.0mm monopolar ceramic button electrode, 360mm	
EE-005-005	Ø 5.0mm monopolare Keramik-Spatelektrode, 360mm Ø 5.0mm monopolar ceramic spatula electrode, 360mm	
EE-005-003	Ø 5.0mm monopolare Keramik-J-Hakenelektrode, 360mm Ø 5.0mm monopolar ceramic J-hook electrode, 360mm	
EE-005-002	Ø 5.0mm monopolare Keramik-Hakenelektrode 90°, 360mm Ø 5.0mm monopolar ceramic hook electrode 90°, 360mm	
EE-005-001	Ø 5.0mm monopolare Keramik-Nadelelektrode, 360mm Ø 5.0mm monopolar ceramic needle electrode, 360mm	



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

EE-005-026	Ø 5.0mm monopolare Keramik-Knopfelektrode mit LL-Adapter, 360mm Ø 5.0mm monopolar ceramic button electrode with LL adapter, 360mm	
EE-005-025	Ø 5.0mm monopolare Keramik-Spatelektrode mit LL-Adapter, 360mm Ø 5.0mm monopolar ceramic spatula electrode with LL adapter, 360mm	
EE-005-023	Ø 5.0mm monopolare Keramik-J-Hakenelektrode mit LL-Adapter, 360mm Ø 5.0mm monopolar ceramic J-hook electrode with LL adapter, 360mm	
EE-005-022	Ø 5.0mm monopolare Keramik-Hakenelektrode 90° mit LL-Adapter, 360mm Ø 5.0mm monopolar ceramic hook electrode 90° with LL adapter, 360mm	
EE-005-021	Ø 5.0mm monopolare Keramik-Nadelelektrode mit LL-Adapter, 360mm Ø 5.0mm monopolar ceramic needle electrode with LL adapter, 360mm	



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

ED-010-053-A

Ø 10mm Babcock Faßzange, doppelbeweglich, Griff mit Zugfeder, 330mm
Ø 10mm Babcock grasping forceps, double action, handle with tension spring, 330mm



ED-010-083-A

Ø 10mm DeBakey Faßzange, doppelbeweglich, Griff mit Zugfeder, 330mm
Ø 10mm DeBakey grasping forceps, double action, handle with tension spring, 330mm



ED-010-103-A

Ø 10mm Allis Faßzange, doppelbeweglich, Griff mit Zugfeder, 330mm
Ø 10mm Allis grasping forceps, double action, handle with tension spring, 330mm



ED-010-263-A

Ø 10mm Krallengreifer, einfachbeweglich, Griff mit Zugfeder, 330mm
Ø 10mm claw grasping forceps, single action, handle with tension spring, 330mm





Bestell-Nr.
Ordering no.

ED-020-005	<p>Ø 5mm atraumatische Faßzange, WAVE Style, einfachbeweglich, rotierend mit Spülung, Griff mit Schiebersperre, 330mm Ø 5mm atraumatic grasping forceps, WAVE style, single action, rotating with flushing port, handle with sliding ratchet, 330mm</p>	
ED-020-007	<p>Ø 5mm gewellte Faßzange, gezahnt, einfachbeweglich, rotierend mit Spülung, Griff mit Schiebersperre, 330mm Ø 5mm waved grasping forceps, toothed, single action, rotating with flushing port, handle with sliding ratchet, 330mm</p>	
ED-020-009	<p>Ø 5mm atraumatische Faßzange, WAVE Style, doppelbeweglich, rotierend mit Spülung, Griff mit Schiebersperre, 330mm Ø 5mm atraumatic grasping forceps, WAVE style, double action, rotating with flushing port, handle with sliding ratchet, 330mm</p>	



Bestell-Nr.
Ordering no.

ED-020-006	<p>Ø 5mm atraumatische Faßzange, WAVE Style, einfachbeweglich, Griff mit Schiebersperre, 330mm Ø 5mm atraumatic grasping forceps, WAVE style, single action, handle with sliding ratchet, 330mm</p>	
ED-020-008	<p>Ø 5mm gewellte Faßzange, gezahnt, einfachbeweglich, Griff mit Schiebersperre, 330mm Ø 5mm waved grasping forceps, toothed, single action, handle with sliding ratchet, 330mm</p>	



Bestell-Nr.
Ordering no.

ED-030-001 Ø 5mm T-förmige Fasszange, Federgriff, Arbeitslänge 330mm
Ø 5mm T-shaped grasping forceps, U-spring handle, working length 330mm



ED-030-002 Ø 5mm Eileiter Fasszange, Federgriff, Arbeitslänge 330mm
Ø 5mm tube grasping forceps, U-spring handle, working length 330mm



ED-030-003 Ø 5mm Mause Zahn Fasszange, Federgriff, Arbeitslänge 330mm
Ø 5mm rat tooth grasping forceps, U-spring handle, working length 330mm



ED-030-004 Ø 5mm Darmfasszange, Federgriff, Arbeitslänge 330mm
Ø 5mm bowel grasping forceps, U-spring handle, working length 330mm



ED-030-005 Ø 5mm Fasszange, rund, Federgriff, Arbeitslänge 330mm
Ø 5mm grasping forceps, round, U-spring handle, working length 330mm



ED-030-006 Ø 5mm atraumatische Fasszange, Federgriff, Arbeitslänge 330mm
Ø 5mm atraumatic grasping forceps, U-spring handle, working length 330mm



ED-030-007 Ø 5mm Fasszange 1x2 Zähne, Federgriff, Arbeitslänge 330mm
Ø 5mm grasping forceps 1x2 teeth, U-spring handle, working length 330mm



ED-030-008 Ø 5mm atraumatische Fasszange, gefenestert, Federgriff, Arbeitslänge 330mm
Ø 5mm atraumatic grasping forceps, fenestrated, U-spring handle, working length 330mm



ED-030-009 Ø 5mm Gewebefasszange, Federgriff, Arbeitslänge 330mm
Ø 5mm tissue grasping forceps, U-spring handle, working length 330mm



ED-030-010 Ø 5mm atraumatische Fasszange, Federgriff, Arbeitslänge 330mm
Ø 5mm bowel grasping forceps, U-spring handle, working length 330mm



ED-030-011 Ø 5mm atraumatische Fasszange, lang, Federgriff, Arbeitslänge 330mm
Ø 5mm bowel grasping forceps, long, U-spring handle, working length 330mm





Bestell-Nr. Ordering no.		
EG-003-001	Ø 5mm axialer Nadelhalter, gerade, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 5mm axial needleholder, straight, TC-insert, working length 330mm	
EG-003-001-45	Ø 5mm axialer Nadelhalter, gerade, TC-Einsatz, Arbeitslänge 450mm Ø 5mm axial needleholder, straight, TC-insert, working length 450mm	
EG-003-011	Ø 3mm axialer Nadelhalter, gerade, TC-Einsatz, Arbeitslänge 280mm Ø 3mm axial needleholder, straight, TC-insert, working length 280mm	
EG-003-002	Ø 5mm axialer Nadelhalter, links gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 5mm axial needleholder, curved left, TC-insert, working length 330mm	
EG-003-002-45	Ø 5mm axialer Nadelhalter, links gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 450mm Ø 5mm axial needleholder, curved left, TC-insert, working length 450mm	
EG-003-012	Ø 3mm axialer Nadelhalter, links gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 280mm Ø 3mm axial needleholder, curved left, TC-insert, working length 280mm	
EG-003-003	Ø 5mm axialer Nadelhalter, rechts gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 5mm axial needleholder, curved right, TC-insert, working length 330mm	
EG-003-003-45	Ø 5mm axialer Nadelhalter, rechts gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 450mm Ø 5mm axial needleholder, curved right, TC-insert, working length 450mm	
EG-003-013	Ø 3mm axialer Nadelhalter, rechts gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 280mm Ø 3mm axial needleholder, curved right, TC-insert, working length 280mm	
EG-003-004	Ø 5mm axialer Nadelhalter, gerade, selbstjustierend, diamantbeschichtet, AL 330mm Ø 5mm axial needleholder, straight, selfadjusting, diamond coated, WL 330mm	
EG-003-004-45	Ø 5mm axialer Nadelhalter, gerade, selbstjustierend, diamantbeschichtet, AL 450mm Ø 5mm axial needleholder, straight, selfadjusting, diamond coated, WL 450mm	
EG-003-005	Ø 5mm axialer Nadelhalter, gerade, verjüngte Spitze, AL 330mm Ø 5mm axial needleholder, straight, tapered tip, WL 330mm	
EG-003-005-45	Ø 5mm axialer Nadelhalter, gerade, verjüngte Spitze, AL 450mm Ø 5mm axial needleholder, straight, tapered tip, WL 450mm	



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

EG-003-051	Ø 5mm axialer Nadelhalter, gerade, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 5mm axial needleholder, straight, TC-insert, working length 330mm	
EG-003-055	Ø 5mm axialer Nadelhalter, gerade, TC-Einsatz, Arbeitslänge 450mm Ø 5mm axial needleholder, straight, TC-insert, working length 450mm	
EG-003-052	Ø 5mm axialer Nadelhalter, links gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 5mm axial needleholder, curved left, TC-insert, working length 330mm	
EG-003-056	Ø 5mm axialer Nadelhalter, links gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 450mm Ø 5mm axial needleholder, curved left, TC-insert, working length 450mm	
EG-003-053	Ø 5mm axialer Nadelhalter, rechts gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 5mm axial needleholder, curved right, TC-insert, working length 330mm	
EG-003-057	Ø 5mm axialer Nadelhalter, rechts gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 450mm Ø 5mm axial needleholder, curved right, TC-insert, working length 450mm	
EG-003-054	Ø 5mm axialer Nadelhalter, gerade, selbstjustierend, diamantbeschichtet, AL 330mm Ø 5mm axial needleholder, straight, selfadjusting, diamon coated, WL 330mm	
EG-003-058	Ø 5mm axialer Nadelhalter, gerade, selbstjustierend, diamantbeschichtet, AL 450mm Ø 5mm axial needleholder, straight, selfadjusting, diamon coated, WL 450mm	



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

EG-003-042	Ø 5mm gewinkelter axialer Nadelhalter, gerade, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 5mm angled axial needleholder, straight, TC-insert, working length 330mm	
EG-003-049	Ø 5mm gewinkelter axialer Nadelhalter, gerade, TC-Einsatz, Arbeitslänge 450mm Ø 5mm angled axial needleholder, straight, TC-insert, working length 450mm	
EG-003-048	Ø 3mm gewinkelter axialer Nadelhalter, gerade, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 3mm angled axial needleholder, straight, TC-insert, working length 330mm	
EG-003-043	Ø 5mm gewinkelter axialer Nadelhalter, links gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 5mm angled axial needleholder, curved left, TC-insert, working length 330mm	
EG-003-050	Ø 5mm gewinkelter axialer Nadelhalter, links gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 450mm Ø 5mm angled axial needleholder, curved left, TC-insert, working length 450mm	
EG-003-046	Ø 3mm gewinkelter axialer Nadelhalter, links gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 3mm angled axial needleholder, curved left, TC-insert, working length 330mm	
EG-003-044	Ø 5mm gewinkelter axialer Nadelhalter, rechts gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 5mm angled axial needleholder, curved right, TC-insert, working length 330mm	
EG-003-059	Ø 5mm gewinkelter axialer Nadelhalter, rechts gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 450mm Ø 5mm angled axial needleholder, curved right, TC-insert, working length 450mm	
EG-003-047	Ø 3mm gewinkelter axialer Nadelhalter, rechts gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 3mm angled axial needleholder, curved right, TC-insert, working length 330mm	
EG-003-045	Ø 5mm gewinkelter axialer Nadelhalter, gerade, selbstjust., diamantbeschichtet, AL 330mm Ø 5mm angled axial needleholder, straight, selfadjusting, diamond coated, WL 330mm	
EG-003-045-1	Ø 5mm gewinkelter axialer Nadelhalter, gerade, selbstjust., diamantbeschichtet, AL 450mm Ø 5mm angled axial needleholder, straight, selfadjusting, diamond coated, WL 450mm	




Bestell-Nr. Ordering no.		
EG-003-075	Ø 5mm STEMA LIGHT axialer Nadelhalter gerade, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 5mm STEMA LIGHT axial needleholder straight, TC insert, working length 330mm	
EG-003-081	Ø 5mm STEMA LIGHT axialer Nadelhalter gerade, TC-Einsatz, Arbeitslänge 450mm Ø 5mm STEMA LIGHT axial needleholder straight, TC insert, working length 450mm	
EG-003-087	Ø 3mm STEMA LIGHT axialer Nadelhalter gerade, TC-Einsatz, Arbeitslänge 220mm Ø 3mm STEMA LIGHT axial needleholder straight, TC insert, working length 220mm	
EG-003-088	Ø 3mm STEMA LIGHT axialer Nadelhalter gerade, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 3mm STEMA LIGHT axial needleholder straight, TC insert, working length 330mm	
EG-003-076	Ø 5mm STEMA LIGHT axialer Nadelhalter links gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 5mm STEMA LIGHT axial needleholder curved left, TC insert, working length 330mm	
EG-003-082	Ø 5mm STEMA LIGHT axialer Nadelhalter links gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 450mm Ø 5mm STEMA LIGHT axial needleholder curved left, TC insert, working length 450mm	
EG-003-089	Ø 3mm STEMA LIGHT axialer Nadelhalter links gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 220mm Ø 3mm STEMA LIGHT axial needleholder curved left, TC insert, working length 220mm	
EG-003-090	Ø 3mm STEMA LIGHT axialer Nadelhalter links gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 3mm STEMA LIGHT axial needleholder curved left, TC insert, working length 330mm	
EG-003-077	Ø 5mm STEMA LIGHT axialer Nadelhalter rechts gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 5mm STEMA LIGHT axial needleholder curved right, TC insert, working length 330mm	
EG-003-083	Ø 5mm STEMA LIGHT axialer Nadelhalter rechts gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 450mm Ø 5mm STEMA LIGHT axial needleholder curved right, TC insert, working length 450mm	
EG-003-091	Ø 3mm STEMA LIGHT axialer Nadelhalter rechts gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 220mm Ø 3mm STEMA LIGHT axial needleholder curved right, TC insert, working length 220mm	
EG-003-092	Ø 3mm STEMA LIGHT axialer Nadelhalter rechts gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 3mm STEMA LIGHT axial needleholder curved right, TC insert, working length 330mm	
EG-003-078	Ø 5mm STEMA LIGHT axialer Nadelhalter gerade, Flamingo-Style, Arbeitslänge 330mm Ø 5mm STEMA LIGHT axial needleholder straight, Flamingo type, working length 330mm	
EG-003-084	Ø 5mm STEMA LIGHT axialer Nadelhalter gerade, Flamingo-Style, Arbeitslänge 450mm Ø 5mm STEMA LIGHT axial needleholder straight, Flamingo type, working length 450mm	
EG-003-079	Ø 5mm STEMA LIGHT axialer Nadelhalter gerade, 1x2 Zähne, Arbeitslänge 330mm Ø 5mm STEMA LIGHT axial needleholder straight, 1x2 teeth, working length 330mm	
EG-003-085	Ø 5mm STEMA LIGHT axialer Nadelhalter gerade, 1x2 Zähne, Arbeitslänge 450mm Ø 5mm STEMA LIGHT axial needleholder straight, 1x2 teeth, working length 450mm	
EG-003-080	Ø 5mm STEMA LIGHT axialer Nadelhalter gerade, gerieft, Arbeitslänge 330mm Ø 5mm STEMA LIGHT axial needleholder straight, serrated, working length 330mm	
EG-003-086	Ø 5mm STEMA LIGHT axialer Nadelhalter gerade, gerieft, Arbeitslänge 450mm Ø 5mm STEMA LIGHT axial needleholder straight, serrated, working length 450mm	

Hinweis: Auch als modulares System, 2- sowie 3-teilig, verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.
Advice: Also available as modular system, 2 as well as 3 parts. Please kindly contact us.




Bestell-Nr. Ordering no.		
EG-003-093	Ø 5mm STEMA LIGHT gewinkelter axialer Nadelhalter gerade, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 5mm STEMA LIGHT angled axial needleholder straight, TC insert, working length 330mm	
EG-003-099	Ø 5mm STEMA LIGHT gewinkelter axialer Nadelhalter gerade, TC-Einsatz, Arbeitslänge 450mm Ø 5mm STEMA LIGHT angled axial needleholder straight, TC insert, working length 450mm	
EG-003-124	Ø 3mm STEMA LIGHT gewinkelter axialer Nadelhalter gerade, TC-Einsatz, Arbeitslänge 220mm Ø 3mm STEMA LIGHT angled axial needleholder straight, TC insert, working length 220mm	
EG-003-125	Ø 3mm STEMA LIGHT gewinkelter axialer Nadelhalter gerade, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 3mm STEMA LIGHT angled axial needleholder straight, TC insert, working length 330mm	
EG-003-094	Ø 5mm STEMA LIGHT gewinkelter axialer Nadelhalter links gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 5mm STEMA LIGHT angled axial needleholder curved left, TC insert, working length 330mm	
EG-003-100	Ø 5mm STEMA LIGHT gewinkelter axialer Nadelhalter links gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 450mm Ø 5mm STEMA LIGHT angled axial needleholder curved left, TC insert, working length 450mm	
EG-003-126	Ø 3mm STEMA LIGHT gewinkelter axialer Nadelhalter links gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 220mm Ø 3mm STEMA LIGHT angled axial needleholder curved left, TC insert, working length 220mm	
EG-003-127	Ø 3mm STEMA LIGHT gewinkelter axialer Nadelhalter links gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 3mm STEMA LIGHT angled axial needleholder curved left, TC insert, working length 330mm	
EG-003-095	Ø 5mm STEMA LIGHT gewinkelter axialer Nadelhalter rechts gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 5mm STEMA LIGHT angled axial needleholder curved right, TC insert, working length 330mm	
EG-003-120	Ø 5mm STEMA LIGHT gewinkelter axialer Nadelhalter rechts gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 450mm Ø 5mm STEMA LIGHT angled axial needleholder curved right, TC insert, working length 450mm	
EG-003-128	Ø 3mm STEMA LIGHT gewinkelter axialer Nadelhalter rechts gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 220mm Ø 3mm STEMA LIGHT angled axial needleholder curved right, TC insert, working length 220mm	
EG-003-129	Ø 3mm STEMA LIGHT gewinkelter axialer Nadelhalter rechts gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 3mm STEMA LIGHT angled axial needleholder curved right, TC insert, working length 330mm	
EG-003-096	Ø 5mm STEMA LIGHT gewinkelter axialer Nadelhalter gerade, Flamingo-Style, Arbeitslänge 330mm Ø 5mm STEMA LIGHT angled axial needleholder straight, Flamingo type, working length 330mm	
EG-003-121	Ø 5mm STEMA LIGHT gewinkelter axialer Nadelhalter gerade, Flamingo-Style, Arbeitslänge 450mm Ø 5mm STEMA LIGHT angled axial needleholder straight, Flamingo type, working length 450mm	
EG-003-097	Ø 5mm STEMA LIGHT gewinkelter axialer Nadelhalter gerade, 1x2 Zähne, Arbeitslänge 330mm Ø 5mm STEMA LIGHT angled axial needleholder straight, 1x2 teeth, working length 330mm	
EG-003-122	Ø 5mm STEMA LIGHT gewinkelter axialer Nadelhalter gerade, 1x2 Zähne, Arbeitslänge 450mm Ø 5mm STEMA LIGHT angled axial needleholder straight, 1x2 teeth, working length 450mm	
EG-003-098	Ø 5mm STEMA LIGHT gewinkelter axialer Nadelhalter gerade, gerieft, Arbeitslänge 330mm Ø 5mm STEMA LIGHT angled axial needleholder straight, serrated, working length 330mm	
EG-003-123	Ø 5mm STEMA LIGHT gewinkelter axialer Nadelhalter gerade, gerieft, Arbeitslänge 450mm Ø 5mm STEMA LIGHT angled axial needleholder straight, serrated, working length 450mm	

Hinweis: Auch als modulares System, 2- sowie 3-teilig, verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.
Advice: Also available as modular system, 2 as well as 3 parts. Please kindly contact us.



Bestell-Nr.
Ordering no.

EG-003-021	Ø 5mm Nadelhalter, gerade, Ringgriff, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 5mm needleholder, straight, ring handle, TC-insert, working length 330mm	
EG-003-021-45	Ø 5mm Nadelhalter, gerade, Ringgriff, TC-Einsatz, Arbeitslänge 450mm Ø 5mm needleholder, straight, ring handle, TC-insert, working length 450mm	
EG-003-031	Ø 3mm Nadelhalter, gerade, Ringgriff, TC-Einsatz, Arbeitslänge 280mm Ø 3mm needleholder, straight, ring handle, TC-insert, working length 280mm	
EG-003-022	Ø 5mm Nadelhalter, links gebogen, Ringgriff, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 5mm needleholder, curved left, ring handle, TC-insert, working length 330mm	
EG-003-022-45	Ø 5mm Nadelhalter, links gebogen, Ringgriff, TC-Einsatz, Arbeitslänge 450mm Ø 5mm needleholder, curved left, ring handle, TC-insert, working length 450mm	
EG-003-032	Ø 3mm Nadelhalter, links gebogen, Ringgriff, TC-Einsatz, Arbeitslänge 280mm Ø 3mm needleholder, curved left, ring handle, TC-insert, working length 280mm	
EG-003-023	Ø 5mm Nadelhalter, rechts gebogen, Ringgriff, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 5mm needleholder, curved right, ring handle, TC-insert, working length 330mm	
EG-003-023-45	Ø 5mm Nadelhalter, rechts gebogen, Ringgriff, TC-Einsatz, Arbeitslänge 450mm Ø 5mm needleholder, curved right, ring handle, TC-insert, working length 450mm	
EG-003-034	Ø 3mm Nadelhalter, rechts gebogen, Ringgriff, TC-Einsatz, Arbeitslänge 280mm Ø 3mm needleholder, curved right, ring handle, TC-insert, working length 280mm	
EG-003-024	Ø 5mm Nadelhalter, gerade, selbstjustierend, Ringgriff, diamantbeschichtet, AL 330mm Ø 5mm needleholder, straight, selfadjusting, ring handle, diamond coated, WL 330mm	
EG-003-024-45	Ø 5mm Nadelhalter, gerade, selbstjustierend, Ringgriff, diamantbeschichtet, AL 450mm Ø 5mm needleholder, straight, selfadjusting, ring handle, diamond coated, WL 450mm	



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

EG-003-150

STEMA Axialgriff mit Sperre für zerlegbare Nadelhalter
STEMA Axial handle with ratchet for detachable needleholders

5mm			5mm		
Einsatz mit Schaft Insert with sheath			Instrument komplett Instrument complete		
330mm	450mm	Maul Tip	Bezeichnung Description	330mm	450mm
EG-003-151	EG-003-155		Axialer Nadelhalter, gerade, TC-Einsatz Axial needle holder, straight, TC-insert	EG-003-161	EG-003-165
EG-003-152	EG-003-156		Axialer Nadelhalter, links gebogen, TC-Einsatz Axial needle holder, curved left, TC-insert	EG-003-162	EG-003-166
EG-003-153	EG-003-157		Axialer Nadelhalter, rechts gebogen, TC-Einsatz Axial needle holder, curved right, TC-insert	EG-003-163	EG-003-167
EG-003-154	EG-003-158		Axialer Nadelhalter, gerade, selbstjustierend Axial needle holder, straight, selfadjusting	EG-003-164	EG-003-168
EG-003-197	EG-003-199		Axialer Nadelhalter, gerade, 1x2 Zähne, TC-Einsatz Axial needle holder, straight, 1x2 teeth, TC-insert	EG-003-201	EG-003-203
EG-003-198	EG-003-200		Axialer Nadelhalter, gerade, gerieft Axial needle holder, straight, serrated	EG-003-202	EG-003-204

Hinweis: Alle Einzelkomponenten können auch separat geordert werden. Bitte kontaktieren Sie uns.
Advice: All single components can also be ordered separately. Please kindly contact us.



Bestell-Nr.
Ordering no.

EG-003-150 STEMA Axialgriff mit Sperre für zerlegbare Nadelhalter
STEMA Axial handle with ratchet for detachable needleholders



Bestell-Nr.
Ordering no.

EG-003-170 Ø 5mm Metallschaft für zerlegbare Nadelhalter, 330mm
Ø 5mm insulated shaft for detachable needleholders, 330mm

EG-003-171 Ø 5mm Metallschaft für zerlegbare Nadelhalter, 450mm
Ø 5mm insulated shaft for detachable needleholders, 450mm

5mm			5mm		
Einsatz allein Insert only			Instrument komplett Instrument complete		
330mm	450mm	Maul Tip	Bezeichnung Description	330mm	450mm
EG-003-172	EG-003-176		Axialer Nadelhalter, gerade, TC-Einsatz Axial needle holder, straight, TC-insert	EG-003-181	EG-003-185
EG-003-173	EG-003-177		Axialer Nadelhalter, links gebogen, TC-Einsatz Axial needle holder, curved left, TC-insert	EG-003-182	EG-003-186
EG-003-174	EG-003-178		Axialer Nadelhalter, rechts gebogen, TC-Einsatz Axial needle holder, curved right, TC-insert	EG-003-183	EG-003-187
EG-003-175	EG-003-179		Axialer Nadelhalter, gerade, selbstjustierend Axial needle holder, straight, selfadjusting	EG-003-184	EG-003-188
EG-003-189	EG-003-191		Axialer Nadelhalter, gerade, 1x2 Zähne, TC-Einsatz Axial needle holder, straight, 1x2 teeth, TC-insert	EG-003-193	EG-003-195
EG-003-190	EG-003-192		Axialer Nadelhalter, gerade, gerieft Axial needle holder, straight, serrated	EG-003-194	EG-003-196



Bestell-Nr.
Ordering no.

EG-003-066	<p>Ø 5mm gewinkelter axialer Nadelhalter, gerade, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm, zerlegbar (modular) Ø 5mm angled axial needleholder, straight, TC-insert, working length 330mm, detachable (modular)</p>	
EG-003-067	<p>Ø 5mm gewinkelter axialer Nadelhalter, links gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm, zerlegbar (modular) Ø 5mm angled axial needleholder, curved left, TC-insert, working length 330mm, detachable (modular)</p>	
EG-003-068	<p>Ø 5mm gewinkelter axialer Nadelhalter, rechts gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm, zerlegbar (modular) Ø 5mm angled axial needleholder, curved right, TC-insert, working length 330mm, detachable (modular)</p>	
EG-003-069	<p>Ø 5mm gewinkelter axialer Nadelhalter, gerade, selbstjustierend, diamantbeschichtet, Arbeitslänge 330mm, zerlegbar (modular) Ø 5mm angled axial needleholder, straight, selfadjusting, diamond coated, working length 330mm, detachable (modular)</p>	

Hinweis: Alle Einzelkomponenten können auch separat geordert werden. Bitte kontaktieren Sie uns.
Advice: All single components can also be ordered separately. Please kindly contact us.




Bestell-Nr.
Ordering no.

EG-003-101	<p>Ø 5mm Nadelhalter, gerade, Ringgriff, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm, zerlegbar (modular) Ø 5mm needleholder, straight, ring handle, TC-insert, working length 330mm, detachable (modular)</p>	
EG-003-102	<p>Ø 5mm Nadelhalter, links gebogen, Ringgriff, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm, zerlegbar (modular) Ø 5mm needleholder, curved left, ring handle, TC-insert, working length 330mm, detachable (modular)</p>	
EG-003-103	<p>Ø 5mm Nadelhalter, rechts gebogen, Ringgriff, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm, zerlegbar (modular) Ø 5mm needleholder, curved right, ring handle, TC-insert, working length 330mm, detachable (modular)</p>	
EG-003-104	<p>Ø 5mm Nadelhalter, gerade, selbstjustierend, Ringgriff, diamantbeschichtet, Arbeitslänge 330mm, zerlegbar (modular) Ø 5mm needleholder, straight, self adjusting, ring handle, diamond coated, working length 330mm, detachable (modular)</p>	
EG-003-041	<p>Ø 5mm Assistent-Nadelhalter, aufgebogen, Ringgriff, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm, zerlegbar (modular) Ø 5mm assistant needleholder, curved upwards, ring handle, TC-insert, working length 330mm, detachable (modular)</p>	
EG-003-169	<p>Ø 5mm Assistent-Nadelhalter, aufgebogen, Ringgriff, TC-Einsatz, Arbeitslänge 450mm, zerlegbar (modular) Ø 5mm assistant needleholder, curved upwards, ring handle, TC-insert, working length 450mm, detachable (modular)</p>	

Hinweis: Alle Einzelkomponenten können auch separat geordert werden. Bitte kontaktieren Sie uns.
Advice: All single components can also be ordered separately. Please kindly contact us.

5mm Einsatz allein Insert only			5mm Instrument komplett Instrument complete		
					
330mm	450mm	Maul Tip	Bezeichnung Description	330mm	450mm
EC-005-291	EC-005-292		Darzy Knotenschieber, doppelbeweglich Darzy knot pusher, double action	EC-005-293	EC-005-294

5mm Einsatz allein Insert only			5mm Instrument komplett Instrument complete		
					
330mm	450mm	Maul Tip	Bezeichnung Description	330mm	450mm
EC-005-291	EC-005-292		Darzy Knotenschieber, doppelbeweglich Darzy knot pusher, double action	EC-505-293	EC-505-294



Bestell-Nr.
Ordering no.

EG-004-001 Ø 2.8mm Nahtschließinstrument
 Ø 2.8mm fascia closure instrument



Bestell-Nr.
Ordering no.

EG-004-002 Ø 2.3mm Fascia Nähhilfe, Arbeitslänge 140mm
 Ø 2.3mm fascia assisted instrument, working length 140mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

EG-001-001 Ø 4mm Knotenführer mit Öse, Arbeitslänge 330mm
 Ø 4mm knot pusher with loop, working length 330mm

EG-001-011 Ø 4mm Knotenführer mit Öse, Arbeitslänge 450mm
 Ø 4mm knot pusher with loop, working length 450mm

EG-001-003 Ø 4mm Knotenführer mit geschlossener Öse, Arbeitslänge 330mm
 Ø 4mm knot pusher with closed loop, working length 330mm

EG-001-013 Ø 4mm Knotenführer mit geschlossener Öse, Arbeitslänge 450mm
 Ø 4mm knot pusher with closed loop, working length 450mm


EG-001-002 Ø 4.5mm Knotenführer mit Schlitz, Arbeitslänge 330mm
 Ø 4.5mm knot pusher with slot, working length 330mm





Bestell-Nr.
Ordering no.

EG-002-030	Ø 10mm Clipanlegezange, drehbar, Luer-Lock Spülansatz, Ethicon medium Ø 10mm clip applying forceps, rotatable, Luer-Lock rinsing channel, Ethicon medium	
EG-002-031	Ø 10mm Clipanlegezange, drehbar, Luer-Lock Spülansatz, Ethicon medium/large Ø 10mm clip applying forceps, rotatable, Luer-Lock rinsing channel, Ethicon medium/large	ETHICON
EG-002-032	Ø 10mm Clipanlegezange, drehbar, Luer-Lock Spülansatz, Ethicon large Ø 10mm clip applying forceps, rotatable, Luer-Lock rinsing channel, Ethicon large	
EG-002-035	Ø 10mm Clipanlegezange, drehbar, Luer-Lock Spülansatz, Pilling medium Ø 10mm clip applying forceps, rotatable, Luer-Lock rinsing channel, Pilling medium	PILLING
EG-002-036	Ø 10mm Clipanlegezange, drehbar, Luer-Lock Spülansatz, Pilling medium/large Ø 10mm clip applying forceps, rotatable, Luer-Lock rinsing channel, Pilling medium/large	
EG-002-040	Ø 10mm Clipanlegezange, drehbar, Luer-Lock Spülansatz, SLS small Ø 10mm clip applying forceps, rotatable, Luer-Lock rinsing channel, SLS small	
EG-002-041	Ø 10mm Clipanlegezange, drehbar, Luer-Lock Spülansatz, SLS medium Ø 10mm clip applying forceps, rotatable, Luer-Lock rinsing channel, SLS medium	SLS
EG-002-042	Ø 10mm Clipanlegezange, drehbar, Luer-Lock Spülansatz, SLS medium/large Ø 10mm clip applying forceps, rotatable, Luer-Lock rinsing channel, SLS medium/large	
EG-002-043	Ø 10mm Clipanlegezange, drehbar, Luer-Lock Spülansatz, SLS large Ø 10mm clip applying forceps, rotatable, Luer-Lock rinsing channel, SLS large	
EG-002-046	Ø 10mm Clipanlegezange, drehbar, Luer-Lock Spülansatz, Horizon medium/large Ø 10mm clip applying forceps, rotatable, Luer-Lock rinsing channel, Horizon medium/large	HORIZON



Bestell-Nr. Ordering no.	
EG-002-022	Handgriff (metall) für alle zerlegbaren Ø 5mm Clipanlegezangen <i>Handpiece (metal) for all detachable Ø 5mm clip applying forceps</i>
EG-002-029	Schaft für alle zerlegbaren Ø 5mm Clipanlegezangen <i>Sheath for all detachable Ø 5mm clip applying forceps</i>



Bestell-Nr. Ordering no.		
EG-002-020	Ø 5mm Clipanlegezange, zerlegbar, komplett , Ethicon small Ø 5mm clip applying forceps, detachable, complete , Ethicon small	
EG-002-021	Einsatz Ø 5mm Clipanlegezange, Ethicon small Insert Ø 5mm clip applying forceps, Ethicon small	
EG-002-025	Ø 5mm Clipanlegezange, zerlegbar, komplett , Ethicon medium Ø 5mm clip applying forceps, detachable, complete , Ethicon medium	ETHICON
EG-002-027	Einsatz Ø 5mm Clipanlegezange, Ethicon medium Insert Ø 5mm clip applying forceps, Ethicon medium	
EG-002-023	Ø 5mm Clipanlegezange, zerlegbar, komplett , Pilling small Ø 5mm clip applying forceps, detachable, complete , Pilling small	PILLING
EG-002-024	Einsatz Ø 5mm Clipanlegezange, Pilling small Insert Ø 5mm clip applying forceps, Pilling small	
EG-002-026	Ø 5mm Clipanlegezange, zerlegbar, komplett , Pilling medium Ø 5mm clip applying forceps, detachable, complete , Pilling medium	
EG-002-028	Einsatz Ø 5mm Clipanlegezange, Pilling medium Insert Ø 5mm clip applying forceps, Pilling medium	




**Bestell-Nr.
Ordering no.**

EG-002-001	Handgriff für alle zerlegbaren Ø 10mm Clipanlegezangen Handpiece for all detachable Ø 10mm clip applying forceps
EG-002-002	Schaft für alle zerlegbaren Ø 10mm Clipanlegezangen Sheath for all detachable Ø 10mm clip applying forceps



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

EG-002-010	Ø 10mm Clipanlegezange, zerlegbar, komplett , Ethicon medium Ø 10mm clip applying forceps, detachable, complete , Ethicon medium	ETHICON
EG-002-003	Einsatz Ø 10mm Clipanlegezange, Ethicon medium Insert Ø 10mm clip applying forceps, Ethicon medium	
EG-002-011	Ø 10mm Clipanlegezange, zerlegbar, komplett , Ethicon medium/large Ø 10mm clip applying forceps, detachable, complete , Ethicon medium/large	
EG-002-004	Einsatz Ø 10mm Clipanlegezange, Ethicon medium/large Insert Ø 10mm clip applying forceps, Ethicon medium/large	
EG-002-012	Ø 10mm Clipanlegezange, zerlegbar, komplett , Ethicon large Ø 10mm clip applying forceps, detachable, complete , Ethicon large	PILLING
EG-002-005	Einsatz Ø 10mm Clipanlegezange, Ethicon large Insert Ø 10mm clip applying forceps, Ethicon large	
EG-002-013	Ø 10mm Clipanlegezange, zerlegbar, komplett , Pilling medium Ø 10mm clip applying forceps, detachable, complete , Pilling medium	
EG-002-006	Einsatz Ø 10mm Clipanlegezange, Pilling medium Insert Ø 10mm clip applying forceps, Pilling medium	
EG-002-014	Ø 10mm Clipanlegezange, zerlegbar, komplett , Pilling medium/large Ø 10mm clip applying forceps, detachable, complete , Pilling medium/large	
EG-002-007	Einsatz Ø 10mm Clipanlegezange, Pilling medium/large Insert Ø 10mm clip applying forceps, Pilling medium/large	
EG-002-015	Ø 10mm Clipanlegezange, zerlegbar, komplett , Pilling large Ø 10mm clip applying forceps, detachable, complete , Pilling large	
EG-002-008	Einsatz Ø 10mm Clipanlegezange, Pilling large Insert Ø 10mm clip applying forceps, Pilling large	



Bestell-Nr.
Ordering no.

EG-002-001	Handgriff für alle zerlegbaren Ø 10mm Clipanlegezangen <i>Handpiece for all detachable Ø 10mm clip applying forceps</i>
EG-002-002	Schaft für alle zerlegbaren Ø 10mm Clipanlegezangen <i>Sheath for all detachable Ø 10mm clip applying forceps</i>



Bestell-Nr.
Ordering no.

EG-002-050	Ø 10mm Clipanlegezange, zerlegbar, komplett , SLS small <i>Ø 10mm clip applying forceps, detachable, complete, SLS small</i>
EG-002-055	Einsatz Ø 10mm Clipanlegezange, SLS small <i>Insert Ø 10mm clip applying forceps, SLS small</i>
EG-002-051	Ø 10mm Clipanlegezange, zerlegbar, komplett , SLS medium <i>Ø 10mm clip applying forceps, detachable, complete, SLS medium</i>
EG-002-056	Einsatz Ø 10mm Clipanlegezange, SLS medium <i>Insert Ø 10mm clip applying forceps, SLS medium</i>
EG-002-052	Ø 10mm Clipanlegezange, zerlegbar, komplett , SLS medium/large <i>Ø 10mm clip applying forceps, detachable, complete, SLS medium/large</i>
EG-002-057	Einsatz Ø 10mm Clipanlegezange, SLS medium/large <i>Insert Ø 10mm clip applying forceps, SLS medium/large</i>
EG-002-053	Ø 10mm Clipanlegezange, zerlegbar, komplett , SLS large <i>Ø 10mm clip applying forceps, detachable, complete, SLS large</i>
EG-002-058	Einsatz Ø 10mm Clipanlegezange, SLS large <i>Insert Ø 10mm clip applying forceps, SLS large</i>

SLS

Bestell-Nr.
Ordering no.

EL-010-010	Hemostatic clips, Ethicon LT 100 , 1 Box beinhaltet 216 Clips <i>Hemostatic clips, Ethicon LT 100, 1 box includes 216 clips</i>	
EL-010-011	Hemostatic clips, Ethicon LT 200 , 1 Box beinhaltet 216 Clips <i>Hemostatic clips, Ethicon LT 200, 1 box includes 216 clips</i>	ETHICON
EL-010-012	Hemostatic clips, Ethicon LT 300 , 1 Box beinhaltet 108 Clips <i>Hemostatic clips, Ethicon LT 300, 1 box includes 108 clips</i>	
EL-010-013	Hemostatic clips, Ethicon LT 400 , 1 Box beinhaltet 108 Clips <i>Hemostatic clips, Ethicon LT 400, 1 box includes 108 clips</i>	



Bestell-Nr.
Ordering no.

EI-001-001 Ø 5mm Endoretraktor, 3 Finger, Spülanschluß, Arbeitslänge 330mm
Ø 5mm endo retractor, 3 fingers, irrigation port, working length 330mm

EI-001-011 Ø 5mm Endoretraktor, 3 Finger gebogen, Spülanschluß, Arbeitslänge 330mm
Ø 5mm endo retractor, 3 fingers bended, irrigation port, working length 330mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

EI-001-002 Ø 10mm Endoretraktor, 5 Finger, Spülanschluß, Arbeitslänge 340mm
Ø 10mm endo retractor, 5 fingers, irrigation port, working length 380mm

EI-001-012 Ø 10mm Endoretraktor, 5 Finger gebogen, Spülanschluß, Arbeitslänge 380mm
Ø 10mm endo retractor, 5 fingers bended, irrigation port, working length 380mm

EI-001-012-45 Ø 10mm Endoretraktor, 5 Finger gebogen, Spülanschluß, Arbeitslänge 450mm
Ø 10mm endo retractor, 5 fingers bended, irrigation port, working length 450mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

EI-001-003 Ø 5mm abwinkelbarer Endoretraktor, 3 Finger, Spülanschluß, Arbeitslänge 330mm
Ø 5mm articulating endo retractor, 3 fingers, irrigation port, working length 330mm

EI-001-013 Ø 5mm abwinkelbarer Endoretraktor, 3 Finger gebogen, Spülanschluß, Arbeitslänge 330mm
Ø 5mm articulating endo retractor, 3 fingers bended, irrigation port, working length 330mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

EI-001-004 Ø 10mm abwinkelbarer Endoretraktor, 5 Finger, Spülanschluß, Arbeitslänge 380mm
Ø 10mm articulating endo retractor, 5 fingers, irrigation port, working length 380mm

EI-001-014 Ø 10mm abwinkelbarer Endoretraktor, 5 Finger gebogen, Spülanschluß, Arbeitslänge 380mm
Ø 10mm articulating endo retractor, 5 fingers bended, irrigation port, working length 380mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

EI-001-034 Ø 10mm abwinkelbarer Endoretraktor, 5 Finger gebogen, **zerlegbar**, Arbeitslänge 380mm
Ø 10mm articulating endo retractor, 5 fingers bended, **detachable**, working length 380mm

EI-001-035 Ø 10mm abwinkelbarer Endoretraktor, 5 Finger gebogen, **zerlegbar**, Arbeitslänge 450mm
Ø 10mm articulating endo retractor, 5 fingers bended, **detachable**, working length 450mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

EI-002-001 Ø 5mm Ösophagus Retraktor, 1 Finger, Spülanschluß, Arbeitslänge 330mm
Ø 5mm esophagus retractor, 1 finger, irrigation port, working length 330mm

EI-002-011 Ø 5mm Ösophagus Retraktor, 1 Finger, Spülanschluß, Arbeitslänge 440mm
Ø 5mm esophagus retractor, 1 finger, irrigation port, working length 440mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

EI-002-002 Ø 10mm Ösophagus Retraktor, 1 Finger, Spülanschluß, Arbeitslänge 330mm
Ø 10mm esophagus retractor, 1 finger, irrigation port, working length 330mm

EI-002-012 Ø 10mm Ösophagus Retraktor, 1 Finger, Spülanschluß, Arbeitslänge 440mm
Ø 10mm esophagus retractor, 1 finger, irrigation port, working length 440mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

EI-001-050	<p>Ø 5mm justierbarer Endoretraktor, Länge geöffnet 530mm, Länge geschlossen (Arbeitsposition) 360mm, Breite geschlossen (Arbeitsposition) 80mm, Spülanschluß Ø 5mm adjustable endo retractor, length opened 530mm, length closed (working position) 360mm, width closed (working position) 80mm, irrigation port</p>
EI-001-052	<p>Ø 5mm justierbarer Endoretraktor, Länge geöffnet 530mm, Länge geschlossen (Arbeitsposition) 450mm, Breite geschlossen (Arbeitsposition) 80mm, Spülanschluß Ø 5mm adjustable endo retractor, length opened 530mm, length closed (working position) 450mm, width closed (working position) 80mm, irrigation port</p>
EI-001-053	<p>Ø 5mm justierbarer Endoretraktor, Länge geöffnet 530mm, Länge geschlossen (Arbeitsposition) 360mm, Breite geschlossen (Arbeitsposition) 60mm, Spülanschluß Ø 5mm adjustable endo retractor, length opened 530mm, length closed (working position) 360mm, width closed (working position) 60mm, irrigation port</p>
EI-001-054	<p>Ø 5mm justierbarer Endoretraktor, Länge geöffnet 530mm, Länge geschlossen (Arbeitsposition) 450mm, Breite geschlossen (Arbeitsposition) 60mm, Spülanschluß Ø 5mm adjustable endo retractor, length opened 530mm, length closed (working position) 450mm, width closed (working position) 60mm, irrigation port</p>
EI-001-055	<p>Ø 5mm justierbarer Endoretraktor, Länge geöffnet 530mm, Länge geschlossen (Arbeitsposition) 360mm, Breite geschlossen (Arbeitsposition) 80mm, 30° aufgewinkelt, Spülanschluß Ø 5mm adjustable endo retractor, length opened 530mm, length closed (working position) 360mm, width closed (working position) 80mm, 30° angled upwards, irrigation port</p>
EI-001-056	<p>Ø 5mm justierbarer Endoretraktor, Länge geöffnet 530mm, Länge geschlossen (Arbeitsposition) 450mm, Breite geschlossen (Arbeitsposition) 80mm, 30° aufgewinkelt, Spülanschluß Ø 5mm adjustable endo retractor, length opened 530mm, length closed (working position) 450mm, width closed (working position) 80mm, 30° angled upwards, irrigation port</p>
EI-001-057	<p>Ø 5mm justierbarer Endoretraktor, Länge geöffnet 530mm, Länge geschlossen (Arbeitsposition) 360mm, Breite geschlossen (Arbeitsposition) 60mm, 30° aufgewinkelt, Spülanschluß Ø 5mm adjustable endo retractor, length opened 530mm, length closed (working position) 360mm, width closed (working position) 60mm, 30° angled upwards, irrigation port</p>
EI-001-058	<p>Ø 5mm justierbarer Endoretraktor, Länge geöffnet 530mm, Länge geschlossen (Arbeitsposition) 450mm, Breite geschlossen (Arbeitsposition) 60mm, 30° aufgewinkelt, Spülanschluß Ø 5mm adjustable endo retractor, length opened 530mm, length closed (working position) 450mm, width closed (working position) 60mm, 30° angled upwards, irrigation port</p>



Bestell-Nr.
Ordering no.

EI-001-060 Ø 5mm justierbarer Hakenretractor, rechts gebogen, Arbeitslänge 340mm, Spülanschluß
Ø 5mm adjustable endo hook retractor, curved right, working length 340mm, irrigation port

EI-001-061 Ø 5mm justierbarer Hakenretractor, links gebogen, Arbeitslänge 340mm, Spülanschluß
Ø 5mm adjustable endo hook retractor, curved left, working length 340mm, irrigation port



Bestell-Nr.
Ordering no.

EI-001-062 Ø 5mm justierbarer Kreisretractor, 40mm, Arbeitslänge 340mm, Spülanschluß
Ø 5mm adjustable endo circular retractor, 40mm, working length 340mm, irrigation port

EI-001-063 Ø 5mm justier- und abwinkelbarer Kreisretractor, 40mm, Arbeitslänge 340mm, Spülanschluß
Ø 5mm adjustable and articulating endo circular retractor, 40mm, working length 340mm, irrigation port



Bestell-Nr.
Ordering no.

ED-020-001

Ø 5mm Cholangiographiezange, doppelbeweglich, Griff mit Sperre, Spülanschluß, Arbeitslänge 330mm
Ø 5mm cholangiography forceps, double action, handle with ratchet, irrigation port, working length 330mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

EK-020-001 Ø 5mm bipolare 90° Hakenelektrode, Arbeitslänge 340mm
Ø 5mm bipolar 90° hook electrode, working length 340mm



EK-020-003 Ø 5mm bipolare J-Hakenelektrode, Arbeitslänge 340mm
Ø 5mm bipolar J-hook electrode, working length 340mm



EK-020-005 Ø 5mm bipolare Spatelektrode, Arbeitslänge 340mm
Ø 5mm bipolar spatula electrode, working length 340mm



EK-020-006 Ø 5mm bipolare Knopfelektrode, Arbeitslänge 340mm
Ø 5mm bipolar button electrode, working length 340mm



EK-020-002 Ø 5mm bipolare Tellerelektrode, Arbeitslänge 340mm
Ø 5mm bipolar plate electrode, working length 340mm





Bestell-Nr.
Ordering no.

EK-001-007

Ringgriff für zerlegbare bipolare
Koagulationszangen
*Ring handle for detachable bipolar
coagulation forceps*



Bestell-Nr.
Ordering no.

EK-002-008

Standardgriff für zerlegbare bipolare
Koagulationszangen
*Standard handle for detachable bipolar
coagulation forceps*



Bestell-Nr.
Ordering no.

EK-001-008

Innenrohr für zerlegbare Koagulationszange, 200mm
Inner sheath for detachable coagulation forceps, 200mm

EK-001-003

Innenrohr für zerlegbare Koagulationszange, 340mm
Inner sheath for detachable coagulation forceps, 340mm

EK-001-005

Innenrohr für zerlegbare Koagulationszange, 450mm
Inner sheath for detachable coagulation forceps, 450mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

EK-001-009

∅ 5mm Außenrohr für zerlegbare Koagulationszangen, 200mm
∅ 5mm outer sheath for detachable coagulation forceps, 200mm

EK-001-004

∅ 5mm Außenrohr für zerlegbare Koagulationszangen, 340mm
∅ 5mm outer sheath for detachable coagulation forceps, 340mm

EK-001-006

∅ 5mm Außenrohr für zerlegbare Koagulationszangen, 450mm
∅ 5mm outer sheath for detachable coagulation forceps, 450mm

Einsatz allein Insert only		Instrument komplett Instrument complete	
			
200mm	Maul Tip	Bezeichnung Description	200mm
EK-005-030		Tubenfasszangenelektrode, gewellter Steg Tubal grasping forceps electrode, rippled bar	EK-001-030
EK-005-031		Pinzettenelektrode, 1 mm Spitze Fluted bit electrode, 1 mm tip	EK-001-031
EK-005-032		Kleppingerelektrode, gerieft Kleppinger electrode, serrated	EK-001-032
EK-005-033		Plattenelektrode, 3mm Plate electrode, 3mm	EK-001-033
EK-005-034		Maryland Dissektionselektrode, gebogen Maryland dissecting electrode, curved	EK-001-034
EK-005-035		Scherenelektrode, gebogen Scissors electrode, curved	EK-001-035
EK-005-036		Scherenelektrode, TC, gebogen Scissors electrode, TC, curved	EK-001-036

Bestell-Nr.
Ordering no.

EK-010-008

Adapter für 2-Pin Stecker
Adapter for 2-pin plug



EK-010-009

Adapter für Flachstecker-Bipolarkabel
Adapter for flat plug bipolar cable



Einsatz allein <i>Insert only</i>		Instrument komplett <i>Instrument complete</i>	
			
200mm	Maul Tip	Bezeichnung Description	200mm
EK-005-030		Tubenfasszangenelektrode, gewellter Steg Tubal grasping forceps electrode, rippled bar	EK-002-030
EK-005-031		Pinzettenelektrode, 1mm Spitze Fluted bit electrode, 1mm tip	EK-002-031
EK-005-032		Kleppingerelektrode, gerieft Kleppinger electrode, serrated	EK-002-032
EK-005-033		Plattenelektrode, 3mm Plate electrode, 3mm	EK-002-033
EK-005-034		Maryland Dissektionslektrode, gebogen Maryland dissecting electrode, curved	EK-002-034
EK-005-035		Scherelektrode, gebogen Scissors electrode, curved	EK-002-035
EK-005-036		Scherelektrode, TC, gebogen Scissors electrode, TC, curved	EK-002-036


Bestell-Nr.
Ordering no.

EK-010-008 Adapter für 2-Pin Stecker
Adapter for 2-pin plug



EK-010-009 Adapter für Flachstecker-Bipolarkabel
Adapter for flat plug bipolar cable



Einsatz allein Insert only			Instrument komplett Instrument complete		
					
330mm	450mm	Maul Tip	Bezeichnung Description	330mm	450mm
EK-005-010	EK-005-020		Tubenfasszangenelektrode, gewellter Steg Tubal grasping forceps electrode, rippled bar	EK-001-010	EK-001-020
EK-005-011	EK-005-021		Pinzettenelektrode, 1mm Spitze Fluted bit electrode, 1mm tip	EK-001-011	EK-001-021
EK-005-012	EK-005-022		Kleppingerelektrode, gerieft Kleppinger electrode, serrated	EK-001-012	EK-001-022
EK-005-013	EK-005-023		Plattenelektrode, 3mm Plate electrode, 3mm	EK-001-013	EK-001-023
EK-005-014	EK-005-024		Maryland Dissektionselektrode, gebogen Maryland dissecting electrode, curved	EK-001-014	EK-001-024
EK-005-015	EK-005-025		Scherenelektrode, gebogen Scissors electrode, curved	EK-001-015	EK-001-025
EK-005-016	EK-005-026		Scherenelektrode, TC, gebogen Scissors electrode, TC, curved	EK-001-016	EK-001-026

Bestell-Nr.
Ordering no.

EK-010-008

Adapter für 2-Pin Stecker
Adapter for 2-pin plug



EK-010-009

Adapter für Flachstecker-Bipolarkabel
Adapter for flat plug bipolar cable



Einsatz allein <i>Insert only</i>			Instrument komplett <i>Instrument complete</i>		
					
330mm	450mm	Maul Tip	Bezeichnung Description	330mm	450mm
EK-005-010	EK-005-020		Tubenfasszangenelektrode, gewellter Steg Tubal grasping forceps electrode, rippled bar	EK-002-010	EK-002-020
EK-005-011	EK-005-021		Pinzettenelektrode, 1mm Spitze Fluted bit electrode, 1mm tip	EK-002-011	EK-002-021
EK-005-012	EK-005-022		Kleppingerelektrode, gerieft Kleppinger electrode, serrated	EK-002-012	EK-002-022
EK-005-013	EK-005-023		Plattenelektrode, 3mm Plate electrode, 3mm	EK-002-013	EK-002-023
EK-005-014	EK-005-024		Maryland Dissektionslektrode, gebogen Maryland dissecting electrode, curved	EK-002-014	EK-002-024
EK-005-015	EK-005-025		Scherelektrode, gebogen Scissors electrode, curved	EK-002-015	EK-002-025
EK-005-016	EK-005-026		Scherelektrode, TC, gebogen Scissors electrode, TC, curved	EK-002-016	EK-002-026

Bestell-Nr.
Ordering no.

EK-010-008 Adapter für 2-Pin Stecker
Adapter for 2-pin plug



EK-010-009 Adapter für Flachstecker-Bipolarkabel
Adapter for flat plug bipolar cable





Bestell-Nr.
Ordering no.

EK-003-003 Griff für zerlegbare bipolare **Superline** Koagulationszangen
Handle for detachable bipolar **Superline** coagulation forceps

EK-003-030 Griff für zerlegbare bipolare **Superline** Koagulationszangen mit SDS-Erkennung, inkl. Kabel (3m) für STEMA MASTER
Handle for detachable bipolar **Superline** coagulation forceps with SDS identification, incl. cable (3m) for STEMA MASTER



Bestell-Nr.
Ordering no.

EK-003-002 Ø 5mm Schaft für zerlegbare bipolare **Superline** Koagulationszangen, 340mm
Ø 5mm sheath for detachable bipolar **Superline** coagulation forceps, 340mm

Einsatz allein Insert only		Instrument komplett Instrument complete	
330mm	Maul Tip	Bezeichnung Description	330mm
EK-003-010		Fasszangenelektrode, 3mm Grasping forceps electrode, 3mm	EK-003-020
EK-003-011		Metzenbaum Scherenelektrode Metzenbaum scissors electrode	EK-003-021
EK-003-012		Maryland Elektrode Maryland electrode	EK-003-022
EK-003-013		Fasszangenelektrode, gebogen Grasping forceps electrode, curved	EK-003-023
EK-003-014		Pinzettenelektrode Forceps electrode	EK-003-024
EK-003-015		Fasszangenelektrode Grasping forceps electrode	EK-003-025
EK-003-016		Hakenzangenelektrode Claw forceps electrode	EK-003-026
EK-003-017		Fasszangenelektrode, 2 x 3 Zähne Grasping forceps electrode, 2 x 3 teeth	EK-003-027
EK-003-018		Duckbill Fasszangenelektrode Duckbill grasping forceps electrode	EK-003-028



Bestell-Nr.
Ordering no.

EK-003-039	Drehbarer Griff mit Arretierung für zerlegbare bipolare Koagulationszangen <i>Rotatable handle with locking device for detachable bipolar coagulation forceps</i>
EK-003-040	Drehbarer Griff für zerlegbare bipolare Koagulationszangen <i>Rotatable handle for detachable bipolar coagulation forceps</i>



Bestell-Nr.
Ordering no.

EK-003-041	Ø 5mm Schaft für zerlegbare bipolare Superline Koagulationszangen, 340mm <i>Ø 5mm sheath for detachable bipolar Superline coagulation forceps, 340mm</i>
-------------------	---

Einsatz allein <i>Insert only</i>		Instrument komplett <i>Instrument complete</i>	
340mm	Maul Tip	Bezeichnung Description	340mm
EK-003-042		Metzenbaum Scherenelektrode Metzenbaum scissors electrode	EK-003-052
EK-003-043		Fasszangenelektrode, gefenstert Grasping forceps electrode, fenestrated	EK-003-053
EK-003-044		Fasszangenelektrode, gebogen, gefenstert Grasping forceps electrode, curved, fenestrated	EK-003-054
EK-003-045		Maryland Elektrode Maryland electrode	EK-003-055
EK-003-046		Fasszangenelektrode, 2 x 3 Zähne, gefenstert Grasping forceps electrode, 2 x 3 teeth, fenestrated	EK-003-056
EK-003-047		Kelly Elektrode, gefenstert Kelly electrode, fenestrated	EK-003-057



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

EK-003-060 Griff für Powercut Koagulationszange
Handle for Powercut coagulation forceps

**Bestell-Nr.
Ordering no.**

EK-003-069 Powercut Klingen, steril, Pack mit 20 Stück
Powercut blades, sterile, box with 20 pieces

**Bestell-Nr.
Ordering no.**

EK-003-061 Ø 5mm Schaft für zerlegbare bipolare Powercut Koagulationszangen, 340mm
Ø 5mm sheath for detachable bipolar Powercut coagulation forceps, 340mm

EK-003-062 Ø 5mm Schaft für zerlegbare bipolare Powercut Koagulationszangen, 250mm
Ø 5mm sheath for detachable bipolar Powercut coagulation forceps, 250mm

**Bestell-Nr.
Ordering no.**

EK-003-063 Klingenhalterrohr für zerlegbare bipolare Powercut Koagulationszangen, 340mm
Blade holding sheath for detachable bipolar Powercut coagulation forceps, 340mm

EK-003-064 Klingenhalterrohr für zerlegbare bipolare Powercut Koagulationszangen, 250mm
Blade holding sheath for detachable bipolar Powercut coagulation forceps, 250mm

**Bestell-Nr.
Ordering no.**

EK-003-065 Schubstange für zerlegbare bipolare Powercut Koagulationszangen, 340mm
Drive rod for detachable bipolar Powercut coagulation forceps, 340mm

EK-003-066 Schubstange für zerlegbare bipolare Powercut Koagulationszangen, 250mm
Drive rod for detachable bipolar Powercut coagulation forceps, 250mm

Einsatz allein Insert only			Instrument komplett Instrument complete		
340mm	250mm	Maul Tip	Bezeichnung Description	340mm	250mm
EK-003-067	EK-003-068		Powercut bipolare Koagulationszange Powercut bipolar coagulation forceps	EK-003-077	EK-003-078

Anschluss Ø 4mm Instrumentenseite Connection Ø 4mm instrument side	Anschluss Geräteseite Connection unit side
	 EE-010-001 / EE-010-011
	 EE-010-002 / EE-010-012
	 EE-010-003 / EE-010-013
	 EE-010-004 / EE-010-014
	 EE-010-004 / EE-010-014
<p>Alle Kabel passen zu den monopolaren Elektroden/Instrumenten mit Ø 4MM ANSCHLÜSSEN INSTRUMENTENSEITIG All cables fit with the monopolar electrodes/instruments with Ø 4MM CONNECTIONS INSTRUMENT SIDE</p>	

Bestell-Nr. Ordering no.	
EE-010-001	HF-Anschlusskabel, monopolar, Ø 4mm, Länge 3m, für Martin / Berchtold / Aesculap HF connection cable, monopolar, Ø 4mm, length 3m, for Martin / Berchtold / Aesculap
EE-010-011	HF-Anschlusskabel, monopolar, Ø 4mm, Länge 5m, für Martin / Berchtold / Aesculap HF connection cable, monopolar, Ø 4mm, length 5m, for Martin / Berchtold / Aesculap
EE-010-002	HF-Anschlusskabel, monopolar, Ø 4mm, Länge 3m, für Erbe ACC / ICC / VIO HF connection cable, monopolar, Ø 4mm, length 3m, for Erbe ACC / ICC / VIO
EE-010-012	HF-Anschlusskabel, monopolar, Ø 4mm, Länge 5m, für Erbe ACC / ICC / VIO HF connection cable, monopolar, Ø 4mm, length 5m, for Erbe ACC / ICC / VIO
EE-010-003	HF-Anschlusskabel, monopolar, Ø 4mm, Länge 3m, für Bovie / Valleylab / Conmed HF connection cable, monopolar, Ø 4mm, length 3m, for Bovie / Valleylab / Conmed
EE-010-013	HF-Anschlusskabel, monopolar, Ø 4mm, Länge 5m, für Bovie / Valleylab / Conmed HF connection cable, monopolar, Ø 4mm, length 5m, for Bovie / Valleylab / Conmed
EE-010-004	HF-Anschlusskabel, monopolar, Ø 4mm, Länge 3m, für Erbe T-Serie / Martin / Berchtold HF connection cable, monopolar, Ø 4mm, length 3m, for Erbe T-Series / Martin / Berchtold
EE-010-014	HF-Anschlusskabel, monopolar, Ø 4mm, Länge 5m, für Erbe T-Serie / Martin / Berchtold HF connection cable, monopolar, Ø 4mm, length 5m, for Erbe T-Series / Martin / Berchtold
EE-010-030	HF-Anschlusskabel, monopolar, Ø 4mm, SDS Erkennung, Länge 3m, für STEMA MASTER HF connection cable, monopolar, Ø 4mm, SDS identification, length 3m, for STEMA MASTER
EE-010-040	HF-Anschlusskabel, monopolar, Ø 4mm, SDS Erkennung, Länge 5m, für STEMA MASTER HF connection cable, monopolar, Ø 4mm, SDS identification, length 5m, for STEMA MASTER


Anschluss Flachstecker Instrumentenseite Connection flat plug instrument side	Anschluss Geräteseite Connection unit side
	 EK-010-010 / EK-010-011
	 EK-010-012 / EK-010-013
	 EK-010-014 / EK-010-015
	 EK-010-016 / EK-010-017
	 EK-010-100 / EK-010-101 / EK-010-102 / EK-010-103
	<p align="center">Alle Kabel passen zu den bipolaren Elektroden/Instrumenten mit FLACHSTECKER All cables fit with the bipolar electrodes/instruments with FLAT PLUG</p>

**Bestell-Nr.
Ordering no.**

EK-010-010	HF-Anschlusskabel, bipolar, Flachstecker, Länge 3m, für Martin / Berchtold / Aesculap HF connection cable, bipolar, flat plug, length 3m, for Martin / Berchtold / Aesculap
EK-010-011	HF-Anschlusskabel, bipolar, Flachstecker, Länge 5m, für Martin / Berchtold / Aesculap HF connection cable, bipolar, flat plug, length 5m, for Martin / Berchtold / Aesculap
EK-010-012	HF-Anschlusskabel, bipolar, Flachstecker, Länge 3m, für Erbe / Storz HF connection cable, bipolar, flat plug, length 3m, for Erbe / Storz
EK-010-013	HF-Anschlusskabel, bipolar, Flachstecker, Länge 5m, für Erbe / Storz HF connection cable, bipolar, flat plug, length 5m, for Erbe / Storz
EK-010-014	HF-Anschlusskabel, bipolar, Flachstecker, Länge 3m, für Valleylab / EMC HF connection cable, bipolar, flat plug, length 3m, for Valleylab / EMC
EK-010-015	HF-Anschlusskabel, bipolar, Flachstecker, Länge 5m, für Valleylab / EMC HF connection cable, bipolar, flat plug, length 5m, for Valleylab / EMC
EK-010-016	HF-Anschlusskabel, bipolar, Flachstecker, Länge 3m, Bananenstecker HF connection cable, bipolar, flat plug, length 3m, banana plugs
EK-010-017	HF-Anschlusskabel, bipolar, Flachstecker, Länge 5m, Bananenstecker HF connection cable, bipolar, flat plug, length 5m, banana plugs
EK-010-100	HF-Anschlusskabel, bipolar, Flachstecker, SDS Erkennung, Länge 3m, für STEMA MASTER HF connection cable, bipolar, flat plug, SDS identification, length 3m, for STEMA MASTER
EK-010-101	HF-Anschlusskabel, bipolar, Flachstecker, SDS Erkennung, Länge 5m, für STEMA MASTER HF connection cable, bipolar, flat plug, SDS identification, length 5m, for STEMA MASTER
EK-010-102	HF-Anschlusskabel, bipolar, Flachstecker (gewinkelt), SDS Erkennung, Länge 3m, für STEMA MASTER HF connection cable, bipolar, flat plug (angled), SDS identification, length 3m, for STEMA MASTER
EK-010-103	HF-Anschlusskabel, bipolar, Flachstecker (gewinkelt), SDS Erkennung, Länge 5m, für STEMA MASTER HF connection cable, bipolar, flat plug (angled), SDS identification, length 5m, for STEMA MASTER

Anschluss 2-Pin Stecker Instrumentenseite <i>Connection 2-pin plug instrument side</i>	Anschluss Geräteseite <i>Connection unit side</i>
	 EK-010-030 / EK-010-031
	 EK-010-032 / EK-010-033
	 EK-010-034 / EK-010-035
	 EK-010-036 / EK-010-037
Alle Kabel passen zu den bipolaren Elektroden/Instrumenten mit 2-PIN STECKER All cables fit with the bipolar electrodes/instruments with 2-PIN PLUG	

Bestell-Nr. Ordering no.	
EK-010-030	HF-Anschlusskabel, bipolar, 2-Pin Stecker, Länge 3m, für Martin / Berchtold / Aesculap <i>HF connection cable, bipolar, 2-pin plug, length 3m, for Martin / Berchtold / Aesculap</i>
EK-010-031	HF-Anschlusskabel, bipolar, 2-Pin Stecker, Länge 5m, für Martin / Berchtold / Aesculap <i>HF connection cable, bipolar, 2-pin plug, length 5m, for Martin / Berchtold / Aesculap</i>
EK-010-032	HF-Anschlusskabel, bipolar, 2-Pin Stecker, Länge 3m, für Erbe / Storz <i>HF connection cable, bipolar, 2-pin plug, length 3m, for Erbe / Storz</i>
EK-010-033	HF-Anschlusskabel, bipolar, 2-Pin Stecker, Länge 5m, für Erbe / Storz <i>HF connection cable, bipolar, 2-pin plug, length 5m, for Erbe / Storz</i>
EK-010-034	HF-Anschlusskabel, bipolar, 2-Pin Stecker, Länge 3m, für Valleylab / EMC <i>HF connection cable, bipolar, 2-pin plug, length 3m, for Valleylab / EMC</i>
EK-010-035	HF-Anschlusskabel, bipolar, 2-Pin Stecker, Länge 5m, für Valleylab / EMC <i>HF connection cable, bipolar, 2-pin plug, length 5m, for Valleylab / EMC</i>
EK-010-036	HF-Anschlusskabel, bipolar, 2-Pin Stecker, Länge 3m, Bananenstecker <i>HF connection cable, bipolar, 2-pin plug, length 3m, banana plugs</i>
EK-010-037	HF-Anschlusskabel, bipolar, 2-Pin Stecker, Länge 5m, Bananenstecker <i>HF connection cable, bipolar, 2-pin plug, length 5m, banana plugs</i>

Anschluss Mikroline Stecker Instrumentenseite Connection Microline plug instrument side	Anschluss Geräteseite Connection unit side
	 EK-010-020
	 EK-010-022
	 EK-010-024
	 EK-010-026
<p>Alle Kabel passen zu den bipolaren Elektroden/Instrumenten mit MIKROLINE STECKER All cables fit with the bipolar electrodes/instruments with MIKROLINE PLUG</p>	

Bestell-Nr.
Ordering no.


EK-010-020	HF-Anschlusskabel Microline, bipolar, Länge 3m, für Martin / Berchtold HF connection cable Microline, bipolar, length 3m, for Martin / Berchtold
EK-010-022	HF-Anschlusskabel Microline, bipolar, Länge 3m, für Erbe / Storz HF connection cable Microline, bipolar, length 3m, for Erbe / Storz
EK-010-024	HF-Anschlusskabel Microline, bipolar, Länge 3m, für Valleylab HF connection cable Microline, bipolar, length 3m, for Valleylab
EK-010-026	HF-Anschlusskabel Microline, bipolar, Länge 3m, für Bananenstecker (entspricht nicht EU-Bestimmungen) HF connection cable Microline, bipolar, length 3m, for banana plugs (non-compliant with EU standards)



Bestell-Nr.
Ordering no.


EL-002-001	STEMA Endoskophalter, Schienensystem, gerade Säule, 300mm bestehend aus: EL-002-010 (Endoskophalter), EL-002-011 (Gelenkarm), EL-002-012 (Säule), EL-002-023 (Schienensockel) STEMA endoscope holder, rail system, straight column, 300mm, consisting of: EL-002-010 (endoscope holder), EL-002-011 (articulating arm), EL-002-012 (column), EL-002-023 (rails clamping)
EL-002-007	STEMA Endoskophalter, Schienensystem, gerade Säule, 300mm bestehend aus (Abbildung ähnlich EL-002-001): EL-002-010 (Endoskophalter), EL-002-027 (Gelenkarm), EL-002-012 (Säule), EL-002-023 (Schienensockel) STEMA endoscope holder, rail system, straight column, 300mm, consisting of (illustration similar EL-002-001): EL-002-010 (endoscope holder), EL-002-027 (articulating arm), EL-002-012 (column), EL-002-023 (rails clamping)

Hinweis: Für weitere Modelle fordern Sie bitte unseren Katalog für **Halte-Systeme** an.
Advice: For further models please kindly request our catalogue for **Holding-Systems**.



Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
EA-000-001	2.0mm	0°	200mm
EA-000-002	2.0mm	0°	302mm
EA-001-001	2.9mm	0°	302mm
EA-001-002	2.9mm	30°	302mm

STEMA **High Definition**



Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
EA-001-011	2.9mm	0°	302mm
EA-001-012	2.9mm	30°	302mm



EH-009-101



EH-009-201

	Ømm	Set inkl. Trokar Set incl. trocar	Hülse mit Schaftrohr Sleeve with tube
<p>Automatik Trokarhülse mit manueller Klappenöffnung, Metallschaftrohr glatt, Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit konischem Trokar</p> <p><i>Automatic trocar sleeve with separate opening lever, metal tube smooth, housing with winded locking, with conical trocar</i></p>	3.5	EH-009-101	EH-009-001
<p>Automatik Trokarhülse mit manueller Klappenöffnung, Metallschaftrohr glatt, Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit dreikant Trokar</p> <p><i>Automatic trocar sleeve with separate opening lever, metal tube smooth, housing with winded locking, with pyramidal trocar</i></p>	3.5	EH-009-201	EH-009-001



Bestell-Nr.
Ordering no.

EJ-001-001 \varnothing 3.5mm Trokar, dreikant
 \varnothing 3.5mm trocar, pyramidal



Bestell-Nr.
Ordering no.

EJ-002-001-1 \varnothing 3.5mm Trokar, konisch
 \varnothing 3.5mm trocar, conical



Bestell-Nr.
Ordering no.

EH-025-001 \varnothing 3.5mm Sicherheitstrokar, stumpf
 \varnothing 3.5mm safety trocar, blunt



Bestell-Nr.
Ordering no.

EH-042-011 \varnothing 2.0mm Taststab graduert, Arbeitslänge 330mm
 \varnothing 2.0mm palpation probe graduated, working length 330mm

EH-042-012 \varnothing 2.8mm Taststab graduert, Arbeitslänge 330mm
 \varnothing 2.8mm palpation probe graduated, working length 330mm

EH-042-013 \varnothing 2.8mm Taststab graduert, Arbeitslänge 250mm
 \varnothing 2.8mm palpation probe graduated, working length 250mm



**Bestell-Nr.
 Ordering no.**

EH-041-026	Ø 2.8mm Injektionskanüle, Nadel Ø 1.2mm, Nadellänge 20mm, Arbeitslänge 250mm Ø 2.8mm injection cannula, needle Ø 1.2mm, needle length 20mm, working length 250mm
EH-041-025	Ø 2.8mm Injektionskanüle, Nadel Ø 1.2mm, Nadellänge 20mm, Arbeitslänge 330mm Ø 2.8mm injection cannula, needle Ø 1.2mm, needle length 20mm, working length 330mm



**Bestell-Nr.
 Ordering no.**

EH-038-001-25	Ø 2.8mm Saug-Spülkanüle mit Schiebeventil, Rundlochsauger mit 8 Bohrungen, Arbeitslänge 250mm Ø 2.8mm suction-irrigation cannula with sliding valve, roundhole sucker with 8 drillings, working length 250mm
EH-038-001	Ø 2.8mm Saug-Spülkanüle mit Schiebeventil, Rundlochsauger mit 8 Bohrungen, Arbeitslänge 330mm Ø 2.8mm suction-irrigation cannula with sliding valve, roundhole sucker with 8 drillings, working length 330mm



**Bestell-Nr.
 Ordering no.**

EH-038-002-25	Ø 2.8mm Saug-Spülkanüle mit Schlauchanschluss, Rundlochsauger mit 8 Bohrungen, Arbeitslänge 250mm Ø 2.8mm suction-irrigation cannula with tube connection, roundhole sucker with 8 drillings, working length 250mm
EH-038-002	Ø 2.8mm Saug-Spülkanüle mit Schlauchanschluss, Rundlochsauger mit 8 Bohrungen, Arbeitslänge 330mm Ø 2.8mm suction-irrigation cannula with tube connection, roundhole sucker with 8 drillings, working length 330mm

**Bestell-Nr.
 Ordering no.**

Ø 10mm Saug-Spül Handgriff mit großem Schlauchanschluss und seitlichem Schlauchanschluss	
Ø 10mm suction-irrigation handle with large tube connection and sidewise tube connection	
Ø 10mm Saug-Spül Handgriff mit großem Schlauchanschluss und seitlichem Schlauchanschluss komplett inkl. 3.5mm Rohr, AL 330mm	
Ø 10mm suction-irrigation handle with large tube connection and sidewise tube connection complete incl. 3.5mm tube, WL 330mm	

EH-035-016

EH-038-003



**Bestell-Nr.
 Ordering no.**

EH-038-033	Ø 3.0mm Saug-Spülrohr mit 16 Bohrungen, für 10mm Saug-Spül Handgriff, Arbeitslänge 240mm Ø 3.0mm suction-irrigation tube with 16 drillings, for 10 mm suction-irrigation handle, working length 240mm
-------------------	--




Bestell-Nr. Ordering no.		
EE-000-001-25	Ø 2.8mm monopolare Knopfelektrode, 250mm Ø 2.8mm monopolar button electrode, 250mm	
EE-000-001	Ø 2.8mm monopolare Knopfelektrode, 330mm Ø 2.8mm monopolar button electrode, 330mm	
EE-000-002-25	Ø 2.8mm monopolare 90° Hakenelektrode, 250mm Ø 2.8mm monopolar 90° hook electrode, 250mm	
EE-000-002	Ø 2.8mm monopolare 90° Hakenelektrode, 330mm Ø 2.8mm monopolar 90° hook electrode, 330mm	
EE-000-003-25	Ø 2.8mm monopolare J-Hakenelektrode, 250mm Ø 2.8mm monopolar J-hook electrode, 250mm	
EE-000-003	Ø 2.8mm monopolare J-Hakenelektrode, 330mm Ø 2.8mm monopolar J-hook electrode, 330mm	
EE-000-005-25	Ø 2.8mm monopolare Spatelelektrode, 250mm Ø 2.8mm monopolar spatula electrode, 250mm	
EE-000-005	Ø 2.8mm monopolare Spatelelektrode, 330mm Ø 2.8mm monopolar spatula electrode, 330mm	
EE-000-006-25	Ø 2.8mm monopolare Nadelelektrode, 250mm Ø 2.8mm monopolar needle electrode, 250mm	
EE-000-006	Ø 2.8mm monopolare Nadelelektrode, 330mm Ø 2.8mm monopolar needle electrode, 330mm	



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

EG-003-011	Ø 3mm axialer Nadelhalter, gerade, Axialgriff, TC-Einsatz, Arbeitslänge 280mm Ø 3mm axial needleholder, straight, axial handle, TC-insert, working length 280mm	
EG-003-012	Ø 3mm axialer Nadelhalter, links gebogen, Axialgriff, TC-Einsatz, Arbeitslänge 280mm Ø 3mm axial needleholder, curved left, axial handle, TC-insert, working length 280mm	
EG-003-013	Ø 3mm axialer Nadelhalter, rechts gebogen, Axialgriff, TC-Einsatz, Arbeitslänge 280mm Ø 3mm axial needleholder, curved right, axial handle, TC-insert, working length 280mm	



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

EG-003-031	Ø 3mm Nadelhalter, gerade, Ringgriff, TC-Einsatz, Arbeitslänge 280mm Ø 3mm needleholder, straight, ring handle, TC-insert, working length 280mm	
EG-003-032	Ø 3mm Nadelhalter, links gebogen, Ringgriff, TC-Einsatz, Arbeitslänge 280mm Ø 3mm needleholder, curved left, ring handle, TC-insert, working length 280mm	
EG-003-034	Ø 3mm Nadelhalter, rechts gebogen, Ringgriff, TC-Einsatz, Arbeitslänge 280mm Ø 3mm needleholder, curved right, ring handle, TC-insert, working length 280mm	



Bestell-Nr.
Ordering no.

EG-003-087	Ø 3mm STEMA LIGHT axialer Nadelhalter gerade, TC-Einsatz, Arbeitslänge 220mm Ø 3mm STEMA LIGHT axial needleholder straight, TC insert, working length 220mm	
EG-003-088	Ø 3mm STEMA LIGHT axialer Nadelhalter gerade, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 3mm STEMA LIGHT axial needleholder straight, TC insert, working length 330mm	
EG-003-089	Ø 3mm STEMA LIGHT axialer Nadelhalter links gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 220mm Ø 3mm STEMA LIGHT axial needleholder curved left, TC insert, working length 220mm	
EG-003-090	Ø 3mm STEMA LIGHT axialer Nadelhalter links gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 3mm STEMA LIGHT axial needleholder curved left, TC insert, working length 330mm	
EG-003-091	Ø 3mm STEMA LIGHT axialer Nadelhalter rechts gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 220mm Ø 3mm STEMA LIGHT axial needleholder curved right, TC insert, working length 220mm	
EG-003-092	Ø 3mm STEMA LIGHT axialer Nadelhalter rechts gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 3mm STEMA LIGHT axial needleholder curved right, TC insert, working length 330mm	



Bestell-Nr.
Ordering no.

EG-003-124	Ø 3mm STEMA LIGHT gewinkelter axialer Nadelhalter gerade, TC-Einsatz, Arbeitslänge 220mm Ø 3mm STEMA LIGHT angled axial needleholder straight, TC insert, working length 220mm	
EG-003-125	Ø 3mm STEMA LIGHT gewinkelter axialer Nadelhalter gerade, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 3mm STEMA LIGHT angled axial needleholder straight, TC insert, working length 330mm	
EG-003-126	Ø 3mm STEMA LIGHT gewinkelter axialer Nadelhalter links gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 220mm Ø 3mm STEMA LIGHT angled axial needleholder curved left, TC insert, working length 220mm	
EG-003-127	Ø 3mm STEMA LIGHT gewinkelter axialer Nadelhalter links gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 3mm STEMA LIGHT angled axial needleholder curved left, TC insert, working length 330mm	
EG-003-128	Ø 3mm STEMA LIGHT gewinkelter axialer Nadelhalter rechts gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 220mm Ø 3mm STEMA LIGHT angled axial needleholder curved right, TC insert, working length 220mm	
EG-003-129	Ø 3mm STEMA LIGHT gewinkelter axialer Nadelhalter rechts gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 3mm STEMA LIGHT angled axial needleholder curved right, TC insert, working length 330mm	



Bestell-Nr.
Ordering no.

EK-006-002

Ringgriff für zerlegbare bipolare
 Koagulationszangen
*Ring handle for detachable bipolar
 coagulation forceps*

Bestell-Nr.
Ordering no.

EK-007-002

Standardgriff für zerlegbare bipolare
 Koagulationszangen
*Standard handle for detachable bipolar
 coagulation forceps*



Bestell-Nr.
Ordering no.

EK-006-003-20

Ø 3mm Schaft für zerlegbare Mikroline Koagulationszangen, 200mm
Ø 3mm sheath for detachable Microline coagulation forceps, 200mm

EK-006-003

Ø 3mm Schaft für zerlegbare Mikroline Koagulationszangen, 340mm
Ø 3mm sheath for detachable Microline coagulation forceps, 340mm

EK-006-001-20 /
EK-006-001



EK-007-001-20 /
EK-007-001



Bestell-Nr.
Ordering no.

EK-006-001-20

3mm bipolare Koagulationszange, zerlegbar, **komplett mit Ringgriff** (ohne Einsatz), 200mm
*3mm bipolar coagulation forceps, detachable, **complete with ring handle** (without insert), 200mm*

EK-006-001

3mm bipolare Koagulationszange, zerlegbar, **komplett mit Ringgriff** (ohne Einsatz), 340mm
*3mm bipolar coagulation forceps, detachable, **complete with ring handle** (without insert), 340mm*

EK-007-001-20

3mm bipolare Koagulationszange, zerlegbar, **komplett mit Standardgriff** (ohne Einsatz), 200mm
*3mm bipolar coagulation forceps, detachable, **complete with standard handle** (without insert), 200mm*

EK-007-001

3mm bipolare Koagulationszange, zerlegbar, **komplett mit Standardgriff** (ohne Einsatz), 340mm
*3mm bipolar coagulation forceps, detachable, **complete with standard handle** (without insert), 340mm*

Einsatz allein <i>Insert only</i>			Instrument komplett <i>Instrument complete</i>		
					
200mm	340mm	Maul Tip	Bezeichnung Description	200mm	340mm
EK-008-010-20	EK-008-010		Tubenfasszangenelektrode, gewellter Steg Tubal grasping forceps electrode, rippled bar	EK-006-010-20	EK-006-010
EK-008-011-20	EK-008-011		Pinzettenelektrode, 1mm Spitze Fluted bit electrode, 1mm tip	EK-006-011-20	EK-006-011

Einsatz allein <i>Insert only</i>			Instrument komplett <i>Instrument complete</i>		
					
200mm	340mm	Maul Tip	Bezeichnung Description	200mm	340mm
EK-008-010-20	EK-008-010		Tubenfasszangenelektrode, gewellter Steg Tubal grasping forceps electrode, rippled bar	EK-007-010-20	EK-007-010
EK-008-011-20	EK-008-011		Pinzettenelektrode, 1mm Spitze Fluted bit electrode, 1mm tip	EK-007-011-20	EK-007-011



Bestell-Nr.
Ordering no.

EK-003-100 Griff für Mikro Superline Koagulationszange
 Handle for Micro Superline coagulation forceps




Bestell-Nr.
Ordering no.

EK-003-102 Ø 3mm Schaft für zerlegbare bipolare Mikro Superline Koagulationszangen, 290mm
 Ø 3mm sheath for detachable bipolar Micro Superline coagulation forceps, 290mm

EK-003-101 Ø 3mm Schaft für zerlegbare bipolare Mikro Superline Koagulationszangen, 200mm
 Ø 3mm sheath for detachable bipolar Micro Superline coagulation forceps, 200mm

Einsatz allein Insert only			Instrument komplett Instrument complete		
290mm	200mm	Maul Tip	Bezeichnung Description	290mm	200mm
EK-003-107	EK-003-105		Mikro Superline bipolare Koagulationszange Maryland Micro Superline bipolar coagulation forceps Maryland	EK-003-117	EK-003-115
EK-003-108	EK-003-106		Mikro Superline bipolare Koagulationszange Micro Superline bipolar coagulation forceps	EK-003-118	EK-003-116



Bestell-Nr.
Ordering no.

EJ-030-010 Reinigungspistole komplett inklusive 9 verschiedenen Aufsätzen
Cleaning pistol complete inclusive 9 different tips



Bestell-Nr.
Ordering no.

EJ-030-001 Ø 3mm Reinigungsbürste, Länge 420mm, Packung mit 10 Stück
Ø 3mm cleaning brush, length 420mm, package of 10 pieces

EJ-030-002 Ø 5mm Reinigungsbürste, Länge 420mm, Packung mit 10 Stück
Ø 5mm cleaning brush, length 420mm, package of 10 pieces

EJ-030-003 Ø 10mm Reinigungsbürste, Länge 420mm, Packung mit 10 Stück
Ø 10mm cleaning brush, length 420mm, package of 10 pieces



Bestell-Nr.
Ordering no.

EJ-030-031 Spezialfett für Hähne, Ventile und Instrumente, Tube mit 8 Gramm
Special grease for stopcocks, valves and instruments, tube with 8 grams



Bestell-Nr.
Ordering no.


EJ-030-032 Polierpaste für Optiken, Tube mit 3 Gramm, 50 Stück / Pack
Polishing paste for scopes, tube with 3 grams, 50 pieces / pack



Bestell-Nr.
Ordering no.

FA-020-020 Lagerungsrack für Laparoskopieinstrumente
Storage rack for laparoscopic instruments

Hinweis: Für weitere Modelle fordern Sie bitte unseren Katalog für **Container-Systeme** an.
Advice: For further models please kindly request our catalogue for **Container-Systems**.



Bestell-Nr.
Ordering no.


FA-010-001 Siebkorb für 1 Endoskop mit Deckel, Abmessungen **290** x 80 x 52mm (L x B x H)
Wire basket for 1 endoscope with lid, dimensions **290** x 80 x 52mm (l x w x h)

FA-010-002 Siebkorb für 1 Endoskop mit Deckel, Abmessungen **460** x 80 x 52mm (L x B x H)
Wire basket for 1 endoscope with lid, dimensions **460** x 80 x 52mm (l x w x h)

FA-010-003 Siebkorb für 1 Endoskop, Abmessungen **670** x 80 x 52mm (L x B x H)
Wire basket for 1 endoscope with lid, dimensions **670** x 80 x 52mm (l x w x h)

FA-010-004 Siebkorb für 2 Endoskope mit Deckel, Abmessungen **290** x 80 x 52mm (L x B x H)
Wire basket for 2 endoscopes with lid, dimensions **290** x 80 x 52mm (l x w x h)

FA-010-005 Siebkorb für 2 Endoskope mit Deckel, Abmessungen **460** x 80 x 52mm (L x B x H)
Wire basket for 2 endoscopes with lid, dimensions **460** x 80 x 52mm (l x w x h)



Bestell-Nr.
Ordering no.

FA-010-006 Siebkorb für 1 Endoskop und 1 Kaltlichtkabel mit Deckel, Abmessungen **670** x 80 x 52mm (L x B x H)
Wire basket for 1 endoscope and 1 cold light cable with lid, dimensions **670** x 80 x 52mm (l x w x h)

Hinweis: Für weitere Modelle fordern Sie bitte unseren Katalog für **Container-Systeme** an.
Advice: For further models please kindly request our catalogue for **Container-Systems**.



Bestell-Nr.
Ordering no.

FA-001-001	Endoskop-Container, Deckel silber , Deckel/Boden gelocht (ohne Filter), Abmessungen 450 x 70 x 70mm (L x B x H) Endoscope container, lid silver , lid/bottom perforated (without filter), dimensions 450 x 70 x 70mm (l x w x h)
FA-001-001-G	Endoskop-Container, Deckel grün , Deckel/Boden gelocht (ohne Filter), Abmessungen 450 x 70 x 70mm (L x B x H) Endoscope container, lid green , lid/bottom perforated (without filter), dimensions 450 x 70 x 70mm (l x w x h)
FA-001-001-R	Endoskop-Container, Deckel rot , Deckel/Boden gelocht (ohne Filter), Abmessungen 450 x 70 x 70mm (L x B x H) Endoscope container, lid red , lid/bottom perforated (without filter), dimensions 450 x 70 x 70mm (l x w x h)
FA-002-001	Endoskop-Container, Deckel silber , Deckel/Boden gelocht (ohne Filter), Abmessungen 250 x 60 x 50mm (L x B x H) Endoscope container, lid silver , lid/bottom perforated (without filter), dimensions 250 x 60 x 50mm (l x w x h)
FA-002-001-G	Endoskop-Container, Deckel grün , Deckel/Boden gelocht (ohne Filter), Abmessungen 250 x 60 x 50mm (L x B x H) Endoscope container, lid green , lid/bottom perforated (without filter), dimensions 250 x 60 x 50mm (l x w x h)
FA-002-001-R	Endoskop-Container, Deckel rot , Deckel/Boden gelocht (ohne Filter), Abmessungen 250 x 60 x 50mm (L x B x H) Endoscope container, lid red , lid/bottom perforated (without filter), dimensions 250 x 60 x 50mm (l x w x h)

Hinweis: Für weitere Modelle fordern Sie bitte unseren Katalog für **Container-Systeme** an.
Advice: For further models please kindly request our catalogue for **Container-Systems**.

Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page						
EA-000-001	111	EE-001-006	51	EE-010-030	105	EG-003-021-45	79
EA-000-002	111	EE-001-011	51	EE-010-040	105	EG-003-022	79
EA-001-001	8	EE-001-012	51	EG-001-001	85	EG-003-022-45	79
EA-001-001	111	EE-001-013	51	EG-001-002	85	EG-003-023	79
EA-001-002	8	EE-001-015	51	EG-001-003	85	EG-003-023-45	79
EA-001-002	111	EE-001-016	51	EG-001-011	85	EG-003-024	79
EA-001-011	9	EE-001-021	51	EG-001-013	85	EG-003-024-45	79
EA-001-011	111	EE-001-022	51	EG-002-001	88	EG-003-031	79
EA-001-012	9	EE-001-023	51	EG-002-001	89	EG-003-031	132
EA-001-012	111	EE-001-025	51	EG-002-002	88	EG-003-032	79
EA-002-001	8	EE-001-026	51	EG-002-002	89	EG-003-032	132
EA-002-002	8	EE-001-031	51	EG-002-003	88	EG-003-034	79
EA-002-003	8	EE-001-032	51	EG-002-004	88	EG-003-034	132
EA-002-006	8	EE-001-033	51	EG-002-005	88	EG-003-041	83
EA-002-007	9	EE-001-035	51	EG-002-006	88	EG-003-042	76
EA-002-008	9	EE-001-036	51	EG-002-007	88	EG-003-043	76
EA-002-009	9	EE-001-041	52	EG-002-008	88	EG-003-044	76
EA-002-011	9	EE-001-042	52	EG-002-010	88	EG-003-045	76
EA-002-012	9	EE-001-043	52	EG-002-011	88	EG-003-045-1	76
EA-002-013	9	EE-001-045	52	EG-002-012	88	EG-003-046	76
EA-002-014	9	EE-001-046	52	EG-002-013	88	EG-003-047	76
EA-002-015	9	EE-001-051	52	EG-002-014	88	EG-003-048	76
EA-002-016	9	EE-001-052	52	EG-002-015	88	EG-003-049	76
EA-002-021	10	EE-001-053	52	EG-002-020	87	EG-003-050	76
EA-002-022	10	EE-001-055	52	EG-002-021	87	EG-003-051	76
EA-002-023	10	EE-001-056	52	EG-002-022	87	EG-003-052	76
EA-002-024	9	EE-002-000	53	EG-002-023	87	EG-003-053	76
EA-002-025	9	EE-002-001	53	EG-002-024	87	EG-003-054	76
EA-002-026	9	EE-002-002	53	EG-002-025	87	EG-003-055	76
EA-002-031	10	EE-002-003	53	EG-002-026	87	EG-003-056	76
EA-002-032	10	EE-002-004	53	EG-002-028	87	EG-003-057	76
EA-002-033	10	EE-002-005	53	EG-002-029	87	EG-003-058	76
EA-003-001	8	EE-002-006	53	EG-002-030	86	EG-003-059	76
EA-003-002	8	EE-002-010	53	EG-002-031	86	EG-003-066	82
EA-003-003	9	EE-002-011	53	EG-002-032	86	EG-003-067	82
EA-003-004	9	EE-004-000	49	EG-002-035	86	EG-003-068	82
EA-003-005	8	EE-004-001	49	EG-002-036	86	EG-003-069	82
EA-003-006	8	EE-004-001	50	EG-002-040	86	EG-003-075	77
EA-003-007	9	EE-004-002	49	EG-002-041	86	EG-003-076	77
EA-003-008	8	EE-004-002	50	EG-002-042	86	EG-003-077	77
EA-003-011	9	EE-004-003	49	EG-002-043	86	EG-003-078	77
EA-003-012	9	EE-004-003	50	EG-002-046	86	EG-003-079	77
EA-003-015	9	EE-004-005	49	EG-002-050	89	EG-003-080	77
EA-003-016	9	EE-004-005	50	EG-002-051	89	EG-003-081	77
EA-003-018	9	EE-004-006	49	EG-002-052	89	EG-003-082	77
EA-003-025	10	EE-004-006	50	EG-002-053	89	EG-003-083	77
EA-003-026	10	EE-004-021	50	EG-002-055	89	EG-003-084	77
EA-003-027	10	EE-004-022	50	EG-002-056	89	EG-003-085	77
EA-003-031	10	EE-004-025	50	EG-002-057	89	EG-003-086	77
EA-003-032	10	EE-005-001	54	EG-002-058	89	EG-003-087	77
EA-003-033	10	EE-005-002	54	EG-003-001	75	EG-003-087	133
EA-004-001	11	EE-005-003	54	EG-003-001-45	75	EG-003-088	77
EA-004-002	11	EE-005-005	54	EG-003-002	75	EG-003-088	133
EE-000-001	115	EE-005-006	54	EG-003-002-45	75	EG-003-089	77
EE-000-001-25	115	EE-005-021	54	EG-003-003	75	EG-003-089	133
EE-000-002	115	EE-005-022	54	EG-003-003-45	75	EG-003-090	77
EE-000-002-25	115	EE-005-023	54	EG-003-004	75	EG-003-090	133
EE-000-003	115	EE-005-025	54	EG-003-004-45	75	EG-003-091	77
EE-000-003-25	115	EE-005-026	54	EG-003-005	75	EG-003-091	133
EE-000-005	115	EE-010-001	105	EG-003-005-45	75	EG-003-092	77
EE-000-005-25	115	EE-010-002	105	EG-003-011	75	EG-003-092	133
EE-000-006	115	EE-010-003	105	EG-003-011	132	EG-003-093	78
EE-000-006-25	115	EE-010-004	105	EG-003-012	75	EG-003-094	78
EE-001-001	51	EE-010-011	105	EG-003-012	132	EG-003-095	78
EE-001-002	51	EE-010-012	105	EG-003-013	75	EG-003-096	78
EE-001-003	51	EE-010-013	105	EG-003-013	132	EG-003-097	78
EE-001-005	51	EE-010-014	105	EG-003-021	79	EG-003-098	78

Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page						
EG-003-099	78	EG-003-197	80	EH-008-210	19	EH-014-109	21
EG-003-100	78	EG-003-198	80	EH-009-001	15	EH-014-110	21
EG-003-101	83	EG-003-199	80	EH-009-001	112	EH-014-118	31
EG-003-102	83	EG-003-200	80	EH-009-002	15	EH-014-119	31
EG-003-103	83	EG-003-201	80	EH-009-003	15	EH-014-120	31
EG-003-104	83	EG-003-202	80	EH-009-006	15	EH-014-201	21
EG-003-120	78	EG-003-203	80	EH-009-007	15	EH-014-203	21
EG-003-121	78	EG-003-204	80	EH-009-008	15	EH-014-206	21
EG-003-122	78	EG-004-001	85	EH-009-009	15	EH-014-207	21
EG-003-123	78	EG-004-002	85	EH-009-010	15	EH-014-208	21
EG-003-124	78	EH-005-002	16	EH-009-011	15	EH-014-209	21
EG-003-124	133	EH-005-003	16	EH-009-012	28	EH-014-210	21
EG-003-125	78	EH-005-006	16	EH-009-013	28	EH-014-218	31
EG-003-125	133	EH-005-007	16	EH-009-018	30	EH-014-219	31
EG-003-126	78	EH-005-008	16	EH-009-019	30	EH-014-220	31
EG-003-126	133	EH-005-009	16	EH-009-020	30	EH-015-003	21
EG-003-127	78	EH-005-010	16	EH-009-101	15	EH-015-009	21
EG-003-127	133	EH-005-018	30	EH-009-101	112	EH-015-010	21
EG-003-128	78	EH-005-019	30	EH-009-102	15	EH-015-103	21
EG-003-128	133	EH-005-020	30	EH-009-103	15	EH-015-109	21
EG-003-129	78	EH-005-102	16	EH-009-106	15	EH-015-110	21
EG-003-129	133	EH-005-103	16	EH-009-107	15	EH-015-203	21
EG-003-150	80	EH-005-106	16	EH-009-108	15	EH-015-209	21
EG-003-150	81	EH-005-107	16	EH-009-109	15	EH-015-210	21
EG-003-151	80	EH-005-108	16	EH-009-110	15	EH-016-003	23
EG-003-152	80	EH-005-109	16	EH-009-111	15	EH-016-009	23
EG-003-153	80	EH-005-110	16	EH-009-112	28	EH-016-010	23
EG-003-154	80	EH-005-118	30	EH-009-113	28	EH-016-103	23
EG-003-155	80	EH-005-119	30	EH-009-118	30	EH-016-109	23
EG-003-156	80	EH-005-120	30	EH-009-119	30	EH-016-110	23
EG-003-157	80	EH-005-202	16	EH-009-120	30	EH-016-203	23
EG-003-158	80	EH-005-203	16	EH-009-201	15	EH-016-209	23
EG-003-161	80	EH-005-206	16	EH-009-201	112	EH-016-210	23
EG-003-162	80	EH-005-207	16	EH-009-202	15	EH-017-003	23
EG-003-163	80	EH-005-208	16	EH-009-203	15	EH-017-009	23
EG-003-164	80	EH-005-209	16	EH-009-206	15	EH-017-010	23
EG-003-165	80	EH-005-210	16	EH-009-208	15	EH-017-103	23
EG-003-166	80	EH-005-218	30	EH-009-209	15	EH-017-109	23
EG-003-167	80	EH-005-219	30	EH-009-210	15	EH-017-110	23
EG-003-168	80	EH-005-220	30	EH-009-211	15	EH-017-203	23
EG-003-169	83	EH-006-003	16	EH-009-212	28	EH-017-209	23
EG-003-170	81	EH-006-009	16	EH-009-213	28	EH-017-210	23
EG-003-171	81	EH-006-010	16	EH-009-218	30	EH-022-002	39
EG-003-172	81	EH-006-103	16	EH-009-219	30	EH-022-003	39
EG-003-173	81	EH-006-109	16	EH-009-220	30	EH-022-007	39
EG-003-174	81	EH-006-110	16	EH-011-003	14	EH-022-008	39
EG-003-175	81	EH-006-203	16	EH-011-009	14	EH-022-009	39
EG-003-176	81	EH-006-209	16	EH-011-010	14	EH-022-010	39
EG-003-177	81	EH-006-210	16	EH-011-303	14	EH-022-011	39
EG-003-178	81	EH-007-003	19	EH-011-309	14	EH-022-018	39
EG-003-179	81	EH-007-009	19	EH-011-310	14	EH-022-019	39
EG-003-181	81	EH-007-010	19	EH-014-001	21	EH-022-020	39
EG-003-182	81	EH-007-103	19	EH-014-003	21	EH-022-021	39
EG-003-183	81	EH-007-109	19	EH-014-006	21	EH-022-033	40
EG-003-184	81	EH-007-110	19	EH-014-007	21	EH-022-034	40
EG-003-185	81	EH-007-203	19	EH-014-008	21	EH-022-036	40
EG-003-186	81	EH-007-209	19	EH-014-009	21	EH-023-002	39
EG-003-187	81	EH-007-210	19	EH-014-010	21	EH-023-003	39
EG-003-188	81	EH-008-003	19	EH-014-018	31	EH-023-007	39
EG-003-189	81	EH-008-009	19	EH-014-019	31	EH-023-008	39
EG-003-190	81	EH-008-010	19	EH-014-020	31	EH-023-009	39
EG-003-191	81	EH-008-103	19	EH-014-101	21	EH-023-010	39
EG-003-192	81	EH-008-109	19	EH-014-103	21	EH-023-011	39
EG-003-193	81	EH-008-110	19	EH-014-106	21	EH-024-002	39
EG-003-194	81	EH-008-203	19	EH-014-107	21	EH-024-003	39
EG-003-195	81	EH-008-209	19	EH-014-108	21	EH-024-007	39
EG-003-196	81						

Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page						
EH-024-008	39	EH-032-020	41	EH-035-036	44	EH-109-111	17
EH-024-009	39	EH-032-031	41	EH-035-037	44	EH-109-118	33
EH-024-010	39	EH-032-032	41	EH-035-040	44	EH-109-119	33
EH-024-020	39	EH-032-035	41	EH-035-041	44	EH-109-120	33
EH-024-021	39	EH-032-036	41	EH-035-042	44	EH-109-203	17
EH-024-022	39	EH-032-038	41	EH-035-043	44	EH-109-209	17
EH-024-023	39	EH-032-039	41	EH-036-001	46	EH-109-211	17
EH-024-024	39	EH-032-041	41	EH-036-011	47	EH-109-218	33
EH-024-025	39	EH-032-042	41	EH-036-012	47	EH-109-219	33
EH-025-001	40	EH-032-045	41	EH-036-013	47	EH-109-220	33
EH-025-001	113	EH-032-046	41	EH-036-021	47	EH-114-003	22
EH-028-003	15	EH-032-047	41	EH-036-022	47	EH-114-009	22
EH-028-009	15	EH-032-048	41	EH-036-023	47	EH-114-011	22
EH-028-010	15	EH-033-001	13	EH-036-024	47	EH-114-018	34
EH-028-103	15	EH-033-002	13	EH-038-001	114	EH-114-019	34
EH-028-109	15	EH-033-003	13	EH-038-001-25	114	EH-114-020	34
EH-028-110	15	EH-033-004	13	EH-038-002	114	EH-114-103	22
EH-028-203	15	EH-033-005	13	EH-038-002-25	114	EH-114-109	22
EH-028-209	15	EH-033-006	13	EH-038-003	114	EH-114-111	22
EH-028-210	15	EH-033-007	13	EH-038-033	45	EH-114-118	34
EH-029-003	18	EH-033-008	13	EH-038-033	114	EH-114-119	34
EH-029-009	18	EH-033-009	13	EH-039-001	43	EH-114-120	34
EH-029-010	18	EH-033-010	13	EH-040-001	42	EH-114-203	22
EH-029-103	18	EH-033-011	13	EH-040-002	42	EH-114-209	22
EH-029-109	18	EH-033-012	13	EH-040-003	42	EH-114-211	22
EH-029-110	18	EH-033-024	13	EH-040-005	42	EH-114-218	34
EH-029-203	18	EH-033-025	13	EH-040-006	42	EH-114-219	34
EH-029-209	18	EH-033-028	13	EH-041-001	42	EH-114-220	34
EH-029-210	18	EH-033-029	13	EH-041-002	42	EH-115-003	22
EH-029-303	18	EH-035-001	43	EH-041-003	42	EH-115-009	22
EH-029-309	18	EH-035-002	43	EH-041-004	42	EH-115-011	22
EH-029-310	18	EH-035-003	43	EH-041-005	42	EH-115-103	22
EH-029-403	18	EH-035-004	43	EH-041-006	42	EH-115-109	22
EH-029-409	18	EH-035-005	43	EH-041-007	42	EH-115-111	22
EH-029-410	18	EH-035-007	45	EH-041-008	42	EH-115-203	22
EH-029-503	18	EH-035-008	45	EH-041-009	42	EH-115-209	22
EH-029-509	18	EH-035-009	48	EH-041-010	42	EH-115-211	22
EH-029-510	18	EH-035-009	49	EH-041-011	42	EH-116-003	24
EH-030-002	36	EH-035-011	44	EH-041-012	42	EH-116-009	24
EH-030-003	36	EH-035-012	44	EH-041-025	42	EH-116-011	24
EH-030-008	36	EH-035-013	44	EH-041-025	114	EH-116-103	24
EH-030-009	36	EH-035-016	114	EH-041-026	114	EH-116-109	24
EH-030-010	36	EH-035-017	45	EH-042-001	42	EH-116-111	24
EH-032-001	41	EH-035-018	45	EH-042-002	42	EH-116-203	24
EH-032-002	41	EH-035-019	48	EH-042-003	42	EH-116-209	24
EH-032-003	41	EH-035-019	49	EH-042-004	42	EH-116-211	24
EH-032-004	41	EH-035-021	44	EH-042-011	42	EH-117-003	24
EH-032-005	41	EH-035-022	44	EH-042-011	113	EH-117-009	24
EH-032-006	41	EH-035-023	44	EH-042-012	42	EH-117-011	24
EH-032-007	41	EH-035-024	44	EH-042-012	113	EH-117-103	24
EH-032-008	41	EH-035-025	44	EH-042-013	42	EH-117-109	24
EH-032-010	42	EH-035-026	44	EH-042-013	113	EH-117-111	24
EH-032-011	41	EH-035-027	44	EH-109-003	17	EH-117-203	24
		EH-035-028	44	EH-109-009	17	EH-117-209	24
		EH-035-029	45	EH-109-011	17	EH-117-211	24
		EH-035-030	45	EH-109-018	33	EH-128-003	17
		EH-035-030-45	45	EH-109-019	33	EH-128-009	17
		EH-035-031	48	EH-109-020	33	EH-128-011	17
		EH-035-032	48	EH-109-103	17	EH-128-103	17
		EH-035-033	48	EH-109-109	17	EH-128-109	17

Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page						
EH-128-111	17	EJ-001-017	37	EJ-015-016	32	EJ-022-001	32
EH-128-203	17	EJ-001-018	37	EJ-015-017	32	EJ-022-002	27
EH-128-209	17	EJ-001-019	37	EJ-015-023	25	EJ-022-002	32
EH-128-211	17	EJ-001-019-1	37	EJ-015-029	25	EJ-022-003	27
EH-129-003	20	EJ-001-020	38	EJ-015-031	25	EJ-022-003	32
EH-129-009	20	EJ-001-021	38	EJ-015-033	35	EJ-022-004	29
EH-129-011	20	EJ-001-022	38	EJ-015-039	35	EJ-022-006	35
EH-129-103	20	EJ-001-023	38	EJ-015-041	35	EJ-022-007	35
EH-129-109	20	EJ-001-024	38	EJ-016-003	25	EJ-022-008	35
EH-129-111	20	EJ-001-025	38	EJ-016-009	25	EJ-023-001	27
EH-129-203	20	EJ-001-026	38	EJ-016-010	25	EJ-023-001	32
EH-129-209	20	EJ-001-027	38	EJ-016-023	25	EJ-023-001	35
EH-129-211	20	EJ-001-028	38	EJ-016-029	25	EJ-023-002	27
EH-129-303	20	EJ-001-029	38	EJ-016-031	25	EJ-023-002	32
EH-129-309	20	EJ-001-030	38	EJ-017-003	26	EJ-023-002	35
EH-129-311	20	EJ-002-001	37	EJ-017-009	26	EJ-030-001	137
EH-129-403	20	EJ-002-001-1	113	EJ-017-010	26	EJ-030-002	137
EH-129-409	20	EJ-002-002	37	EJ-017-013	26	EJ-030-003	137
EH-129-411	20	EJ-002-003	37	EJ-017-018	26	EJ-030-010	137
EH-129-503	20	EJ-002-006	37	EJ-017-019	26	EJ-030-031	137
EH-129-509	20	EJ-002-007	37	EJ-017-020	26	EJ-030-032	137
EH-129-511	20	EJ-002-008	37	EJ-017-023	26	EK-001-003	97
EI-001-001	91	EJ-002-009	37	EJ-017-029	26	EK-001-004	97
EI-001-002	91	EJ-002-010	37	EJ-017-030	26	EK-001-005	97
EI-001-003	91	EJ-002-011	37	EJ-017-031	26	EK-001-006	97
EI-001-004	91	EJ-002-012	37	EJ-017-032	26	EK-001-007	97
EI-001-011	91	EJ-002-013	37	EJ-020-001	27	EK-001-008	97
EI-001-012	91	EJ-002-017	37	EJ-020-001	32	EK-001-009	97
EI-001-012-45	91	EJ-002-018	37	EJ-020-002	27	EK-001-010	100
EI-001-013	91	EJ-002-019	37	EJ-020-002	32	EK-001-011	100
EI-001-014	91	EJ-002-019-1	37	EJ-020-004	27	EK-001-012	100
EI-001-034	92	EJ-002-020	38	EJ-020-004	32	EK-001-013	100
EI-001-035	92	EJ-002-021	38	EJ-020-005	27	EK-001-014	100
EI-001-050	93	EJ-002-022	38	EJ-020-005	32	EK-001-015	100
EI-001-052	93	EJ-002-023	38	EJ-020-006	27	EK-001-016	100
EI-001-053	93	EJ-002-024	38	EJ-020-006	32	EK-001-020	100
EI-001-054	93	EJ-002-025	38	EJ-020-006	35	EK-001-021	100
EI-001-055	93	EJ-002-026	38	EJ-020-007	27	EK-001-022	100
EI-001-056	93	EJ-002-027	38	EJ-020-007	32	EK-001-023	100
EI-001-057	93	EJ-002-028	38	EJ-020-008	29	EK-001-024	100
EI-001-058	93	EJ-002-029	38	EJ-020-009	29	EK-001-025	100
EI-001-060	94	EJ-002-030	38	EJ-020-011	27	EK-001-026	100
EI-001-061	94	EJ-011-001	37	EJ-020-011	35	EK-001-030	98
EI-001-062	94	EJ-011-002	37	EJ-020-012	27	EK-001-031	98
EI-001-063	94	EJ-011-003	37	EJ-020-012	35	EK-001-032	98
EI-002-001	92	EJ-011-008	37	EJ-021-001	27	EK-001-033	98
EI-002-002	92	EJ-011-009	37	EJ-021-001	32	EK-001-034	98
EI-002-011	92	EJ-011-010	37	EJ-021-002	27	EK-001-035	98
EI-002-012	92	EJ-012-003	14	EJ-021-002	32	EK-001-036	98
EJ-001-001	37	EJ-012-008	14	EJ-021-003	27	EK-002-008	97
EJ-001-002	37	EJ-012-009	14	EJ-021-003	32	EK-002-010	101
EJ-001-003	37	EJ-012-010	14	EJ-021-004	29	EK-002-011	101
EJ-001-006	37	EJ-012-011	14	EJ-021-005	29	EK-002-012	101
EJ-001-007	37	EJ-013-010	14	EJ-021-006	27	EK-002-013	101
EJ-001-008	37	EJ-015-001	25	EJ-021-006	35		
EJ-001-009	37	EJ-015-003	25	EJ-021-007	27		
EJ-001-010	37	EJ-015-009	25	EJ-021-007	35		
EJ-001-011	37	EJ-015-010	25	EJ-021-008	27		
EJ-001-012	37	EJ-015-011	25	EJ-021-008	35		
EJ-001-013	37	EJ-015-015	32	EJ-022-001	27		

Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
Ordering no.	Page						
EK-002-014	101	EK-003-067	104	EK-005-032	99	EK-010-103	106
EK-002-015	101	EK-003-068	104	EK-005-033	98	EK-020-001	96
EK-002-016	101	EK-003-069	104	EK-005-033	99	EK-020-002	96
EK-002-020	101	EK-003-077	104	EK-005-034	98	EK-020-003	96
EK-002-021	101	EK-003-078	104	EK-005-034	99	EK-020-005	96
EK-002-022	101	EK-003-100	136	EK-005-035	98	EK-020-006	96
EK-002-023	101	EK-003-100	136	EK-005-035	99	EL-001-001	36
EK-002-024	101	EK-003-101	136	EK-005-036	98	EL-002-001	109
EK-002-025	101	EK-003-101	136	EK-005-036	99	EL-002-007	109
EK-002-026	101	EK-003-102	136	EK-006-001	134	EL-010-010	90
EK-002-030	99	EK-003-102	136	EK-006-001-20	134	EL-010-011	90
EK-002-031	99	EK-003-105	136	EK-006-002	134	EL-010-012	90
EK-002-032	99	EK-003-105	136	EK-006-003	134	EL-010-013	90
EK-002-033	99	EK-003-106	136	EK-006-003-20	134	FA-001-001	140
EK-002-034	99	EK-003-106	136	EK-006-010	135	FA-001-001-G	140
EK-002-035	99	EK-003-107	136	EK-006-010-20	135	FA-001-001-R	140
EK-002-036	99	EK-003-107	136	EK-006-011	135	FA-002-001	140
EK-003-002	102	EK-003-108	136	EK-006-011-20	135	FA-002-001-G	140
EK-003-003	102	EK-003-108	136	EK-007-001	134	FA-002-001-R	140
EK-003-010	102	EK-003-115	136	EK-007-001-20	134	FA-010-001	139
EK-003-011	102	EK-003-115	136	EK-007-002	134	FA-010-002	139
EK-003-012	102	EK-003-116	136	EK-007-010	135	FA-010-003	139
EK-003-013	102	EK-003-116	136	EK-007-010-20	135	FA-010-004	139
EK-003-014	102	EK-003-117	136	EK-007-011	135	FA-010-005	139
EK-003-015	102	EK-003-117	136	EK-007-011-20	135	FA-010-006	139
EK-003-016	102	EK-003-118	136	EK-008-010	135	FA-020-020	138
EK-003-017	102	EK-003-118	136	EK-008-010-20	135	FA-002-001-G	142
EK-003-018	102	EK-005-010	100	EK-008-011	135	FA-002-001-R	142
EK-003-020	102	EK-005-010	101	EK-008-011-20	135	FA-010-001	141
EK-003-021	102	EK-005-011	100	EK-010-008	98	FA-010-002	141
EK-003-022	102	EK-005-011	101	EK-010-008	99	FA-010-003	141
EK-003-023	102	EK-005-012	100	EK-010-008	100	FA-010-004	141
EK-003-024	102	EK-005-012	101	EK-010-008	101	FA-010-005	141
EK-003-025	102	EK-005-013	100	EK-010-009	98	FA-010-006	141
EK-003-026	102	EK-005-013	101	EK-010-009	99	FA-020-020	140
EK-003-027	102	EK-005-014	100	EK-010-009	100		
EK-003-028	102	EK-005-014	101	EK-010-009	101		
EK-003-030	102	EK-005-015	100	EK-010-010	106		
EK-003-039	103	EK-005-015	101	EK-010-011	106		
EK-003-040	103	EK-005-016	100	EK-010-012	106		
EK-003-041	103	EK-005-016	101	EK-010-013	106		
EK-003-042	103	EK-005-020	100	EK-010-014	106		
EK-003-043	103	EK-005-020	101	EK-010-015	106		
EK-003-044	103	EK-005-021	100	EK-010-016	106		
EK-003-045	103	EK-005-021	101	EK-010-017	106		
EK-003-046	103	EK-005-022	100	EK-010-020	108		
EK-003-047	103	EK-005-022	101	EK-010-022	108		
EK-003-052	103	EK-005-023	100	EK-010-024	108		
EK-003-053	103	EK-005-023	101	EK-010-026	108		
EK-003-054	103	EK-005-024	100	EK-010-030	107		
EK-003-055	103	EK-005-024	101	EK-010-031	107		
EK-003-056	103	EK-005-025	100	EK-010-032	107		
EK-003-057	103	EK-005-025	101	EK-010-033	107		
EK-003-060	104	EK-005-026	100	EK-010-034	107		
EK-003-061	104	EK-005-026	101	EK-010-035	107		
EK-003-062	104	EK-005-030	98	EK-010-036	107		
EK-003-063	104	EK-005-030	99	EK-010-037	107		
EK-003-064	104	EK-005-031	98	EK-010-100	106		
EK-003-065	104	EK-005-031	99	EK-010-101	106		
EK-003-066	104	EK-005-032	98	EK-010-102	106		



STEMA Medizintechnik GmbH
take-off GewerbePark 74
78579 Neuhausen ob Eck - Germany

Phone: 0049 (0) 74 67 / 79 63 00
Fax: 0049 (0) 74 67 / 79 63 06 9

info@stema-medizintechnik.de
www.stema-medizintechnik.de