
TITAN PLATTEN SYSTEM

TITANIUM PLATING SYSTEM





STEMA
Medizintechnik

Service/Zertifikate

Die STEMA Medizintechnik GmbH ist nach den höchsten Standards zertifiziert.

- DIN EN ISO 13485:2016 + AC:2016
- EG Richtlinien 93/42/EWG Anhang II ohne Abschnitt 4
- EG Richtlinien 93/42/EWG Anhang V ohne Abschnitt 3
- FDA

Diese Standards bilden eine essentielle Grundlage für unser Unternehmen und unsere Partner.

Sie symbolisieren ebenfalls das Engagement und Erstreben die Qualität unserer Produkte langsfristig zu sichern.

Service/Certificates

STEMA Medizintechnik GmbH is certified in accordance with the highest standards.

- *DIN EN ISO 13485:2016 + AC:2016*
- *Council Directive 93/42/EEC Annex II excluding Seciton 4*
- *Council Directive 93/42/EEC Annex V excluding Seciton 3*
- *FDA*

These standards create an essential base for our company and our partners.

They also symbolize the commitment and strive to keep up the quality of our products.

Produkte:

Das aktuelle Produktsortiment der STEMA Medizintechnik GmbH umfasst mehr als 10.000 verschiedene Artikel.

Wir decken folgende Segmente für die Chirurgie mit qualitativ hochwertigen Produkten ab:

- Arthroskopie
- Bronchoskopie
- Container-Systeme
- Gastro-Intestinal
- Geräte
- Gynäkologie
- HF-Chirurgie
- HNO
- Laparoskopie
- Mikromotoren-System
- Proktoskopie
- Thorakoskopie
- Urologie

Bitte fordern Sie unsere Kataloge an

Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Stamm-Lieferanten garantieren wir ein sehr hohes Qualitätsniveau.

Dies ist einer von vielen Gründen, die der Firma STEMA weltweit Kontakte zu verschiedenen Partnern eröffnet, in unserem Namen sowie im OEM-Bereich.

Products:

The current product range of STEMA Medizintechnik GmbH includes more than 10.000 different items.

We cover the following areas in Surgery with high quality products:

- Arthroscopy
- Bronchoscopy
- Container-Systems
- ENT
- HF-Surgery
- Gastro-Intestinal
- Gynaecology
- Laparoscopy
- Micro motor system
- Proctoscopy
- Thoracoscopy
- Units
- Urology

Please ask for our special catalogues

A close cooperation with our suppliers guarantees a very high quality level.

This is one of many reasons which open STEMA contacts to various partners all over the world, in our name as well as on OEM base.

1.2MM SYSTEM

SEITE / PAGE

Mikro-Platten / Micro Plates ..... 2 - 4
Mikro-Mesh / Micro-Mesh 5, 6
Mikro-Schrauben / Micro-Screws 7, 8
Vorbohrer / Twist drills 9, 10
Schraubendrehergriffe / Screwdriver handles 11
Klingen und Halterungen / Blades and holding devices 12
Plattenhaltepinzetten / Plate holding forceps 13
Biege- und Modellierzangen / Bending and modeling pliers 14
Mesh- und Plattenschneidezangen / Mesh and plate cutting forceps 15
Mesh Biegezange / Mesh bending pliers 16
Lagerung / Storage 17, 18

1.6MM SYSTEM

Mikro-Platten / Micro Plates ..... 20 - 25
Neuro und LeFort I Platten / Neuro and LeFort I plates 26
Mikro-Mesh / Micro-Mesh 27, 28
Mikro-Schrauben / Micro-Screws 29, 30
Vorbohrer / Twist drills 31, 32
Schraubendrehergriffe / Screwdriver handles 33
Klingen / Blades 34
Halterungen und Tiefenmesser / Holding devices and depth gauge 35
Plattenhaltepinzetten / Plate holding forceps 36
Biege- und Modellierzangen / Bending and modeling pliers 37
Mesh- und Plattenschneidezangen / Mesh and plate cutting forceps 38
Mesh Biegezange / Mesh bending pliers 39
Lagerung / Storage 40, 41

2.0MM SYSTEM

Mini-Platten / Mini Plates ..... 44 - 51
Bohrlochabdeckplatten / Burr hole covers 51
LeFort I Platten / LeFort I plates 52
Mini-Mesh / Mini-Mesh 53
Mini-Platten 0.75mm Profil / Mini-Plates 0.75mm profile ..... 54 - 56
Mini-Schrauben / Mini-Screws 57, 58
Vorbohrer / Twist drills 59, 60
Schraubendrehergriffe / Screwdriver handles 61
Klingen, Halterungen und Tiefenmesser / Blades, holding devices and depth gauge 62
Plattenhaltepinzetten / Plate holding forceps 63
Biege- und Modellierzangen / Bending and modeling pliers 64
Mesh- und Plattenschneidezangen / Mesh and plate cutting forceps 65
Knochenhaltezangen / Bone holding forceps 66
Transbuccale Schraubhilfe / Transbuccal drill guide 67
Lagerung / Storage 68, 69

2.3MM SYSTEM

Fraktur-Platten / Fracture Plates ..... 72 - 74
Fraktur-Schrauben / Fracture-Screws 75
Vorbohrer / Twist drills 76, 77
Schraubendrehergriffe / Screwdriver handles 78
Klingen und Tiefenmesser / Blades and depth gauge 79
Plattenhaltepinzetten / Plate holding forceps 80
Biege- und Plattenschneidezangen / Bending pliers and plate cutting forceps 81
Knochenhaltezangen / Bone holding forceps 82
Transbuccale Schraubhilfe / Transbuccal drill guide 83
Lagerung / Storage 84, 85

2.7MM SYSTEM	SEITE / PAGE
Rekonstruktions-Platten / Reconstruction Plates	88 - 94
Biegeschablonen / Templates	95
Gelenkkopfaufsätze / Condylar implants	96
Rekonstruktions-Schrauben / Reconstruction-Screws	97
Vorbohrer / Twist drills	98, 99
Schraubendrehergriffe / Screwdriver handles	100
Klingen, Gewindeschneider und Tiefenmesser / Blades, taps and depth gauge	101
Plattenhaltepinzetten und Plattenhaltezangen / Plate holding forceps	102
Plattenbiegezangen und Schränkwerkzeug / Plate bending pliers and tool	103
Plattenschneidezangen / Plate cutting forceps	104
Knochenhaltezangen / Bone holding forceps	105
Bohrbüchse / Drill guide	106
Transbuccale Schraubhilfe / Transbuccal drill guide	107
Lagerung / Storage	108, 109

Instrumenten-Stahl / Instrument-Steel

Hauptsächlich wurde dieser Stahl für unser Instrumentarium verwendet.
Er entspricht den aktuellen Werkstoffnormen nach DIN und ISO.

We have used this steel mainly for our instrumentation.
It is in accordance with the latest material standards to DIN and ISO.

AL Aluminium / Aluminium

Aluminium ist ausschließlich ein Bestandteil der STEMA Container.
Es entspricht den aktuellen Werkstoffnormen nach DIN und ISO.

Aluminium has been exclusively used only for the STEMA containers.
It is in accordance with the latest material standards to DIN and ISO.

TI Titan / Titanium

Alle STEMA Implantat-Platten bestehen aus Titan in Implantatqualität.
Die STEMA Implantat-Schrauben bestehen aus einer Titan-Legierung, ebenfalls in Implantatqualität.
Es entspricht den aktuellen Werkstoffnormen nach DIN, ISO und ASTM.

All STEMA implant plates are made of titanium in implant quality.
The STEMA implant screws are made of titanium alloy, also in implant quatlity.
It is in accordance with the latest material standards to DIN, ISO and ASTM.

TC Hartmetalleinsätze / Hard metal inserts

Bei einigen Instrumenten (z. B. Nadelhalter, Scheren, Zangen, etc.) werden Hartmetall-einsätze aus Wolfram-Karbid (Tungston-Carbide) eingearbeitet.
Es entspricht den aktuellen Werkstoffnormen nach DIN und ISO.

Some instruments (e. g. needle-holders, scissors, forceps, etc.) are prepared with hard metal inserts which consists of Tungston-Carbide.
It is in accordance with the latest material standards to DIN and ISO.

PP Propylux / Propylux

Unsere Lagerungsmodule (speziell für die Implantate) werden aus Propylux gefertigt.
Es entspricht den aktuellen Werkstoffnormen nach DIN und ISO.


Our storage modules (especially for the implants) are made of Propylux.
It is in accordance with the latest material standards to DIN and ISO.

PTFE / PTFE

Die Abdeckungen unsere Lagerungsmodule sind aus Polytetrafluorethylen.
Es entspricht den aktuellen Werkstoffnormen nach DIN und ISO.

The covers of our storage modules are made of Polytetrafluorethylen.
It is in accordance with the latest material standards to DIN and ISO.





TI Titan / Titanium



0.6mm: **KA-000-004** 5



0.6mm: **KA-000-006** 5



0.6mm: **KA-000-008** 5



0.6mm: **KA-000-010** 5



0.6mm: **KA-000-012** 5




0.6mm: **KA-000-016** 5



0.6mm: **KA-000-024** 5

1.2



TI Titan / Titanium



0.6mm: **KA-030-001** 5



0.6mm: **KA-030-002** 5



0.6mm: **KA-034-001** 5




0.6mm: **KA-034-002** 5




0.6mm: **KA-050-001** 5



0.6mm: **KA-050-002** 5



0.6mm: **KA-050-003** 5



0.6mm: **KA-050-004** 5



0.6mm: **KA-060-001** 5



0.6mm: **KA-070-001** 5




0.6mm: **KA-070-002** 5




0.6mm: **KA-070-003** 5




0.6mm: **KA-087-008** 5




0.6mm: **KA-090-009** 5




0.6mm: **KA-090-010** 5




TI Titan / Titanium



0.6mm: **KA-100-013** 5



0.6mm: **KA-100-018** 5




0.6mm: **KA-100-022** 5




0.6mm: **KA-120-001** 5




0.6mm: **KA-120-004** 5



0.6mm: **KA-120-006** 5



0.6mm: **KA-120-008** 5




0.6mm: **KA-120-024** 5


1.2




0.6mm: **KA-130-004** 5




0.6mm: **KA-130-006** 5




0.6mm: **KA-130-008** 5




0.6mm: **KA-130-016** 5



0.6mm: **KA-130-024** 5




TI Titan / Titanium



Standard Löcher /
Standard holes

0.3mm:	**KA-142-003**	80 x 50mm	1
0.3mm:	**KA-140-003**	120 x 75mm	1

1.2




Gesenkte Löcher /
Countersinked holes

0.6mm:	**KA-142-006**	80 x 50mm	1
0.6mm:	**KA-140-006**	120 x 75mm	1

Weitere Größen und Mesh-Modelle auf Anfrage!
Further sizes and mesh types on request!



TI Titan / Titanium



0.1mm:	**KA-146-003**	60 x 60mm	1
0.1mm:	**KA-146-001**	120 x 75mm	1
0.1mm:	**KA-146-002**	120 x 120mm	1
0.2mm:	**KA-146-007**	60 x 60mm	1
0.2mm:	**KA-146-005**	120 x 75mm	1
0.2mm:	**KA-146-006**	120 x 120mm	1

1.2

Weitere Größen und Mesh-Modelle auf Anfrage!
Further sizes and mesh types on request!

TI Titan / Titanium

Standard Mikro-Schrauben – **selbsthaltend** und **selbstschneidend**
*Standard micro screws – **self-retaining** and **self-cutting***

	Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	VE Unit
	KA-500-002	1.2 x 2.0mm	10
	KA-500-003	1.2 x 3.0mm	10
	KA-500-004	1.2 x 4.0mm	10
	KA-500-005	1.2 x 5.0mm	10
	KA-500-006	1.2 x 6.0mm	10
	KA-500-007	1.2 x 7.0mm	10
	KA-500-009	1.2 x 9.0mm	10
	KA-500-011	1.2 x 11.0mm	10
	KA-500-013	1.2 x 13.0mm	10
Notfall-Schrauben *Emergency screws*	KA-502-003	1.4 x 3.0mm	10
	KA-502-005	1.4 x 5.0mm	10
	KA-502-007	1.4 x 7.0mm	10

	Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	VE Unit
	KA-510-002	1.2 x 2.0mm	10
	KA-510-003	1.2 x 3.0mm	10
	KA-510-004	1.2 x 4.0mm	10
	KA-510-005	1.2 x 5.0mm	10
	KA-510-006	1.2 x 6.0mm	10
	KA-510-007	1.2 x 7.0mm	10
	KA-510-009	1.2 x 9.0mm	10
	KA-510-011	1.2 x 11.0mm	10
	KA-510-013	1.2 x 13.0mm	10
Notfall-Schrauben *Emergency screws*	KA-512-003	1.4 x 3.0mm	10
	KA-512-005	1.4 x 5.0mm	10
	KA-512-007	1.4 x 7.0mm	10

1.2

Alle STEMA Implantatschrauben sind **selbsthaltend** sowie **selbstschneidend**. Zusätzlich bieten wir im 1.6mm sowie 2.0mm System auch **selbstbohrende** Schrauben an.

*All STEMA implant screws are **self-retaining** as well as **self-cutting**. Additionally we also offer **Self-drilling** screws in the 1.6mm and 2.0mm systems.*

Weitere Größen und Modelle auf Anfrage!
Further sizes and types on request!

TI Titan / Titanium

Selbstbohrende Mikro-Schrauben – **selbsthaltend** und **selbstschneidend**
Self-drilling *micro screws* – ***self-retaining*** *and* ***self-cutting***

	Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	VE Unit
	KA-508-004	1.2 x 4.0mm	10
	KA-508-005	1.2 x 5.0mm	10
	KA-508-006	1.2 x 6.0mm	10
	KA-508-007	1.2 x 7.0mm	10
Notfall-Schrauben ***Emergency screws***	KA-509-003	1.4 x 3.0mm	10
	KA-509-005	1.4 x 5.0mm	10
	KA-509-007	1.4 x 7.0mm	10


	Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	VE Unit
	KA-516-004	1.2 x 4.0mm	10
	KA-516-005	1.2 x 5.0mm	10
	KA-516-006	1.2 x 6.0mm	10
	KA-516-007	1.2 x 7.0mm	10
Notfall-Schrauben ***Emergency screws***	KA-517-003	1.4 x 3.0mm	10
	KA-517-005	1.4 x 5.0mm	10
	KA-517-007	1.4 x 7.0mm	10

1.2

Alle STEMA Implantatschrauben sind **selbsthaltend** sowie **selbstschneidend**. Zusätzlich bieten wir im 1.6mm sowie 2.0mm System auch **selbstbohrende** Schrauben an.

All STEMA implant screws are ***self-retaining*** *as well as* ***self-cutting****. Additionally we also offer* ***Self-drilling*** *screws in the 1.6mm and 2.0mm systems.*


Weitere Größen und Modelle auf Anfrage!
Further sizes and types on request!





1.2

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
KA-850-003	Vorbohrer, Ø 1.0mm, Länge 50mm, Stop 3mm, **Stryker-Ansatz** *Twist drill, Ø 1.0mm, length 50mm, stop 3mm,* ***Stryker attachment***
KA-850-005	Vorbohrer, Ø 1.0mm, Länge 50mm, Stop 5mm, **Stryker-Ansatz** *Twist drill, Ø 1.0mm, length 50mm, stop 5mm,* ***Stryker attachment***
KA-850-007	Vorbohrer, Ø 1.0mm, Länge 50mm, Stop 7mm, **Stryker-Ansatz** *Twist drill, Ø 1.0mm, length 50mm, stop 7mm,* ***Stryker attachment***





1.2

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
KA-950-003	Vorbohrer, Ø 1.0mm, Länge 50mm, Stop 3mm, **zylindrischer Ansatz** *Twist drill, Ø 1.0mm, length 50mm, stop 3mm,* ***cylindrical attachment***
KA-950-005	Vorbohrer, Ø 1.0mm, Länge 50mm, Stop 5mm, **zylindrischer Ansatz** *Twist drill, Ø 1.0mm, length 50mm, stop 5mm,* ***cylindrical attachment***
KA-950-007	Vorbohrer, Ø 1.0mm, Länge 50mm, Stop 7mm, **zylindrischer Ansatz** *Twist drill, Ø 1.0mm, length 50mm, stop 7mm,* ***cylindrical attachment***




KA-815-002



KA-815-003

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
KA-815-002	Schraubendrehergriff, drehbar, Metall, Hexagonal-Aufnahme, 1.2 SYS *Screwdriver handle, rotatable, metal, hexagonal socket, 1.2 SYS*
KA-815-003	Schraubendrehergriff, drehbar, Metall, Dental-Aufnahme, 1.2 SYS *Screwdriver handle, rotatable, metal, dental socket, 1.2 SYS*



KA-802-021 **KA-810-021** **KA-802-023** **KA-810-023** **KA-804-021**

1.2

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
KA-802-021	Schraubendreherklinge, Mikro Cross Drive, Hexagonal-Ansatz, 1.2 SYS *Screwdriver blade, Micro Cross Drive, hexagonal attachment, 1.2 SYS*
KA-810-021	Schraubendreherklinge, Mikro Quadro Drive, Hexagonal-Ansatz, 1.2 SYS *Screwdriver blade, Micro Quadro Drive, hexagonal attachment, 1.2 SYS*
KA-802-023	Schraubendreherklinge, Mikro Cross Drive, Dental-Ansatz, 1.2 SYS *Screwdriver blade, Micro Cross Drive, dental attachment, 1.2 SYS*
KA-810-023	Schraubendreherklinge, Mikro Quadro Drive, Dental-Ansatz, 1.2 SYS *Screwdriver blade, Micro Quadro Drive, dental attachment, 1.2 SYS*
KA-804-021	Haltevorrichtung ohne Klinge, 1.2 SYS *Holding device without blade, 1.2 SYS*



KA-822-015



KA-822-016



KA-822-018

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
KA-822-015	Plattenhaltepinzette, gerade, 18cm, 1.2 SYS *Plate holding forceps, straight, 18cm, 1.2 SYS*
KA-822-016	Plattenhaltepinzette, abgewinkelt, 18cm, 1.2 SYS *Plate holding forceps, angled, 18cm, 1.2 SYS*
KA-822-018	Plattenhaltepinzette, abgewinkelt, 18cm, 1.2 SYS *Plate holding forceps, angled, 18cm, 1.2 SYS*



KA-820-012



KA-821-013



KA-822-013

1.2

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
KA-820-012	Platten-Modellierzange, glatt, 12.5cm, 1.2 SYS *Plate modeling plier, smooth, 12.5cm, 1.2 SYS*
KA-821-013	Plattenbiegezange, 12.5cm, 1.2 SYS *Plate bending plier, 12.5cm, 1.2 SYS*
KA-822-013	Plattenbiegezange, 2 Stifte, 12.5cm, 1.2 SYS *Plate bending plier, 2 pins, 12.5cm, 1.2 SYS*



KA-826-014



KA-844-018 /
KA-844-019

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
KA-826-014	Mesh- und Draht-Plattenschere, TC, gezahnt, 12cm, 1.2 SYS *Mesh and wire plate cutting scissors, TC, serrated, 12cm, 1.2 SYS*
KA-844-018	Plattenschneidezange, TC, 17cm, 1.2 SYS *Plate cutter, TC, 17cm, 1.2 SYS*
KA-844-019	Plattenschneidezange, TC, 22cm, 1.2 SYS *Plate cutter, TC, 22cm, 1.2 SYS*




KA-827-001

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
KA-827-001	Mesh Biegezange, glatt, 18cm, 1.2 SYS *Mesh bending plier, smooth, 18cm, 1.2 SYS*



KA-800-002



KA-800-003

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
KA-800-002	Implantat-Behälter allein, 1.2 SYS *Implant tray only, 1.2 SYS*
KA-800-003	Implantat Container STEMA, 1.2 SYS - Lagerungsmöglichkeit für folgende Implantate: *Implant container STEMA, 1.2 SYS - Storage option for the following implants:* - **KA-000-004**: Mikro Platte, gerade, 4-Loch / *Micro plate, straight, 4 holes* - **KA-000-016**: Mikro Platte, gerade, 16-Loch / *Micro plate, straight, 16 holes* - **KA-000-024**: Mikro Platte, gerade, 24-Loch / *Micro plate, straight, 24 holes* - **KA-087-008**: Mikro Orbital Platte, 8-Loch / *Micro orbital plate, 8 holes* - **KA-030-001**: Mikro L-Platte, links, 5-Loch / *Micro L-plate, left, 5 holes* - **KA-030-002**: Mikro L-Platte, rechts, 5-Loch / *Micro L-plate, right, 5 holes* - **KA-034-001**: Mikro L-Platte, links, 8-Loch / *Micro L-plate, left, 8 holes* - **KA-034-002**: Mikro L-Platte, rechts, 8-Loch / *Micro L-plate, right, 8 holes* - **KA-050-003**: Mikro T-Platte, 12-Loch / *Micro T-plate, 12 holes* - **KA-060-001**: Mikro Y-Platte, 6-Loch / *Micro Y-plate, 6 holes* - **KA-070-001**: Mikro Doppel-Y-Platte, 6-Loch / *Micro double Y-plate, 6 holes* - **KA-070-002**: Mikro Doppel-Y-Platte, 7-Loch / *Micro double Y-plate, 7 holes*



KA-802-001




FA-310-150
bis / *to*
FA-310-150-BL




FA-510-130
bis / *to*
FA-510-130-BL

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
KA-802-001	Instrumenten Sterilisationstray, 1.2 SYS *Instruments sterilization tray, 1.2 SYS*
FA-310-150	Standard Container, Deckel (silber) gelocht / Boden ungelocht, 285x280x150mm *Standard container, lid (silver) perforated / bottom non perforated, 285x280x150mm*
FA-310-150-B	Standard Container, Deckel (blau) gelocht / Boden ungelocht, 285x280x150mm *Standard container, lid (blue) perforated / bottom non perforated, 285x280x150mm*
FA-310-150-R	Standard Container, Deckel (rot) gelocht / Boden ungelocht, 285x280x150mm *Standard container, lid (red) perforated / bottom non perforated, 285x280x150mm*
FA-310-150-G	Standard Container, Deckel (grün) gelocht / Boden ungelocht, 285x280x150mm *Standard container, lid (green) perforated / bottom non perforated, 285x280x150mm*
FA-310-150-Y	Standard Container, Deckel (gelb) gelocht / Boden ungelocht, 285x280x150mm *Standard container, lid (yellow) perforated / bottom non perforated, 285x280x150mm*
FA-310-150-BL	Standard Container, Deckel (schwarz) gelocht / Boden ungelocht, 285x280x150mm *Standard container, lid (black) perforated / bottom non perforated, 285x280x150mm*
FA-510-130	Dental Container, Deckel (silber) gelocht / Boden ungelocht, 310x190x130mm *Dental container, lid (silver) perforated / bottom non perforated, 310x190x130mm*
FA-510-130-B	Dental Container, Deckel (blau) gelocht / Boden ungelocht, 310x190x130mm *Dental container, lid (blue) perforated / bottom non perforated, 310x190x130mm*
FA-510-130-R	Dental Container, Deckel (rot) gelocht / Boden ungelocht, 310x190x130mm *Dental container, lid (red) perforated / bottom non perforated, 310x190x130mm*
FA-510-130-G	Dental Container, Deckel (grün) gelocht / Boden ungelocht, 310x190x130mm *Dental container, lid (green) perforated / bottom non perforated, 310x190x130mm*
FA-510-130-Y	Dental Container, Deckel (gelb) gelocht / Boden ungelocht, 310x190x130mm *Dental container, lid (yellow) perforated / bottom non perforated, 310x190x130mm*
FA-510-130-BL	Dental Container, Deckel (schwarz) gelocht / Boden ungelocht, 310x190x130mm *Dental container, lid (black) perforated / bottom non perforated, 310x190x130mm*

Weitere Größen und Modelle auf Anfrage!
Further sizes and types on request!





TI Titan / Titanium



0.6mm: **KB-000-004** 5



0.6mm: **KB-002-004** 5



0.6mm: **KB-004-004** 5



0.6mm: **KB-006-004** 5



0.6mm: **KB-010-006** 5



0.6mm: **KB-014-006** 5



0.6mm: **KB-020-008** 5



0.6mm: **KB-020-012** 5



0.6mm: **KB-020-016** 5




0.6mm: **KB-020-018** 5



0.6mm: **KB-020-024** 5



0.6mm: **KB-020-030** 5



TI Titan / Titanium



0.6mm: **KB-030-001** 5



0.6mm: **KB-030-002** 5



0.6mm: **KB-031-001** 5



0.6mm: **KB-031-002** 5



0.6mm: **KB-032-001** 5



0.6mm: **KB-032-002** 5



0.6mm: **KB-034-001** 5



0.6mm: **KB-034-002** 5



0.6mm: **KB-036-001** 5



0.6mm: **KB-036-002** 5



0.6mm: **KB-035-003** 5



0.6mm: **KB-035-004** 5



0.6mm: **KB-030-004** 5




0.6mm: **KB-030-005** 5




0.6mm: **KB-032-004** 5




0.6mm: **KB-032-005** 5



0.6mm: **KB-034-004** 5



0.6mm: **KB-034-005** 5



TI Titan / Titanium



0.6mm: **KB-035-001** 5



0.6mm: **KB-035-002** 5



0.6mm: **KB-037-001** 5



0.6mm: **KB-037-002** 5



0.6mm: **KB-037-003** 5



0.6mm: **KB-037-004** 5



0.6mm: **KB-037-005** 5




0.6mm: **KB-037-006** 5


1.6



0.6mm: **KB-038-001** 5



0.6mm: **KB-038-002** 5




TI Titan / Titanium



0.6mm: **KB-048-002** 5



0.6mm: **KB-048-003** 5



0.6mm: **KB-048-004** 5




0.6mm: **KB-048-001** 5



0.6mm: **KB-050-005** 5



0.6mm: **KB-050-001** 5



0.6mm: **KB-050-007** 5



0.6mm: **KB-050-002** 5




0.6mm: **KB-050-003** 5




0.6mm: **KB-060-001** 5



0.6mm: **KB-060-002** 5




0.6mm: **KB-060-004** 5



0.6mm: **KB-060-005** 5

1.6




TI Titan / Titanium



0.6mm: **KB-070-001** 5



0.6mm: **KB-070-004** 5



0.6mm: **KB-070-005** 5



0.6mm: **KB-080-001** 5



0.6mm: **KB-087-004** 5



0.6mm: **KB-087-006** 5



0.6mm: **KB-087-008** 5



0.6mm: **KB-087-010** 5

0.6mm: **KB-110-002** 5




0.6mm: **KB-110-003** 5




0.6mm: **KB-082-003** 5




0.6mm: **KB-120-004** 5



0.6mm: **KB-120-006** 5




0.6mm: **KB-120-008** 5




0.6mm: **KB-120-024** 5




0.6mm: **KB-130-004** 5
1.0mm: **KB-230-004** 5




0.6mm: **KB-130-006** 5
1.0mm: **KB-230-006** 5




0.6mm: **KB-130-008** 5
1.0mm: **KB-230-008** 5




0.6mm: **KB-130-016** 5
1.0mm: **KB-230-016** 5




0.6mm: **KB-130-024** 5
1.0mm: **KB-230-024** 5




TI Titan / Titanium




0.6mm: **KB-100-013** 5




0.6mm: **KB-100-018** 5




0.6mm: **KB-100-022** 5



0.6mm: **KB-080-002** 5



0.6mm: **KB-080-003** 5



0.6mm: **KB-080-004** 5



0.6mm: **KB-040-001** 5



0.6mm: **KB-040-004** 5



0.6mm: **KB-040-002** 5




0.6mm: **KB-040-005** 5




0.6mm: **KB-040-003** 5




0.6mm: **KB-040-006** 5




TI Titan / Titanium




0.6mm: **KB-150-001** 1




0.6mm: **KB-150-002** 1



0.6mm: **KB-150-003** 1





0.6mm: **KB-156-001** 1



0.6mm: **KB-156-002** 1

1.6








0.6mm – Links:	**KB-160-001** L: 0.0mm	1
0.6mm – Links:	**KB-160-002** L: 2.0mm	1
0.6mm – Links:	**KB-160-003** L: 3.0mm	1
0.6mm – Links:	**KB-160-004** L: 4.0mm	1
0.6mm – Links:	**KB-160-005** L: 5.0mm	1
0.6mm – Links:	**KB-160-006** L: 6.0mm	1
0.6mm – Links:	**KB-160-007** L: 7.0mm	1
0.6mm – Links:	**KB-160-008** L: 8.0mm	1
0.6mm – Links:	**KB-160-009** L: 9.0mm	1
0.6mm – Links:	**KB-160-010** L: 10.0mm	1
0.6mm – Links:	**KB-160-011** L: 11.0mm	1
0.6mm – Links:	**KB-160-012** L: 12.0mm	1

0.6mm – Rechts:	**KB-161-001** L: 0.0mm	1
0.6mm – Rechts:	**KB-161-002** L: 2.0mm	1
0.6mm – Rechts:	**KB-161-003** L: 3.0mm	1
0.6mm – Rechts:	**KB-161-004** L: 4.0mm	1
0.6mm – Rechts:	**KB-161-005** L: 5.0mm	1
0.6mm – Rechts:	**KB-161-006** L: 6.0mm	1
0.6mm – Rechts:	**KB-161-007** L: 7.0mm	1
0.6mm – Rechts:	**KB-161-008** L: 8.0mm	1
0.6mm – Rechts:	**KB-161-009** L: 9.0mm	1
0.6mm – Rechts:	**KB-161-010** L: 10.0mm	1
0.6mm – Rechts:	**KB-161-011** L: 11.0mm	1
0.6mm – Rechts:	**KB-161-012** L: 12.0mm	1




TI Titan / Titanium



Standard Löcher /
Standard holes


0.3mm: **KB-140-003** 120 x 75mm 1




Gesenkte Löcher /
Countersinked holes

0.6mm: **KB-140-006** 120 x 75mm 1


Weitere Größen und Mesh-Modelle auf Anfrage!
Further sizes and mesh types on request!



TI Titan / Titanium



0.3mm:	**KB-142-003**	80 x 50mm	1
0.6mm:	**KB-142-006**	80 x 50mm	1



0.1mm:	**KB-147-004**	20 x 30mm	1
0.1mm:	**KB-147-003**	60 x 60mm	1
0.1mm:	**KB-146-001**	120 x 60mm	1
0.1mm:	**KB-147-001**	120 x 120mm	1
0.1mm:	**KB-147-002**	200 x 125mm	1

TI Titan / Titanium

Standard Mikro-Schrauben – **selbsthaltend** und **selbstschneidend**
*Standard micro screws – **self-retaining** and **self-cutting***

	Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	VE Unit
	KB-500-003	1.6 x 3.0mm	10
	KB-500-004	1.6 x 4.0mm	10
	KB-500-005	1.6 x 5.0mm	10
	KB-500-006	1.6 x 6.0mm	10
	KB-500-007	1.6 x 7.0mm	10
	KB-500-008	1.6 x 8.0mm	10
	KB-500-009	1.6 x 9.0mm	10
	KB-500-011	1.6 x 11.0mm	10
	KB-500-013	1.6 x 13.0mm	10
	KB-500-015	1.6 x 15.0mm	10
Notfall-Schrauben *Emergency screws*	KB-502-003	1.9 x 3.0mm	10
	KB-502-005	1.9 x 5.0mm	10
	KB-502-007	1.9 x 7.0mm	10

	Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	VE Unit
	KB-510-003	1.6 x 3.0mm	10
	KB-510-004	1.6 x 4.0mm	10
	KB-510-005	1.6 x 5.0mm	10
	KB-510-006	1.6 x 6.0mm	10
	KB-510-007	1.6 x 7.0mm	10
	KB-510-008	1.6 x 8.0mm	10
	KB-510-009	1.6 x 9.0mm	10
	KB-510-011	1.6 x 11.0mm	10
	KB-510-013	1.6 x 13.0mm	10
	KB-510-015	1.6 x 15.0mm	10
Notfall-Schrauben *Emergency screws*	KB-512-003	1.9 x 3.0mm	10
	KB-512-005	1.9 x 5.0mm	10
	KB-512-007	1.9 x 7.0mm	10

	Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	VE Unit
	KB-520-003	1.6 x 3.0mm	10
	KB-520-004	1.6 x 4.0mm	10
	KB-520-005	1.6 x 5.0mm	10
	KB-520-006	1.6 x 6.0mm	10
	KB-520-007	1.6 x 7.0mm	10
	KB-520-008	1.6 x 8.0mm	10
	KB-520-009	1.6 x 9.0mm	10
	KB-520-011	1.6 x 11.0mm	10
	KB-520-013	1.6 x 13.0mm	10
	KB-520-015	1.6 x 15.0mm	10
Notfall-Schrauben *Emergency screws*	KB-522-003	1.9 x 3.0mm	10
	KB-522-005	1.9 x 5.0mm	10
	KB-522-007	1.9 x 7.0mm	10

Alle STEMA Implantatschrauben sind **selbsthaltend** sowie **selbstschneidend**. Zusätzlich bieten wir im 1.6mm sowie 2.0mm System auch **selbstbohrende** Schrauben an.

*All STEMA implant screws are **self-retaining** as well as **self-cutting**. Additionally we also offer **Self-drilling** screws in the 1.6mm and 2.0mm systems.*

Weitere Größen und Modelle auf Anfrage!
Further sizes and types on request!

TI Titan / Titanium

Selbstbohrende Mikro-Schrauben – **selbsthaltend** und **selbstschneidend**
Self-drilling *micro screws* – ***self-retaining*** *and* ***self-cutting***

	Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	VE Unit
	KB-508-003	1.6 x 3.0mm	10
	KB-508-004	1.6 x 4.0mm	10
	KB-508-005	1.6 x 5.0mm	10
	KB-508-006	1.6 x 6.0mm	10
	KB-508-007	1.6 x 7.0mm	10
	KB-508-008	1.6 x 8.0mm	10
	KB-508-009	1.6 x 9.0mm	10
	KB-508-011	1.6 x 11.0mm	10
	KB-508-013	1.6 x 13.0mm	10
Notfall-Schrauben ***Emergency screws***	KB-509-003	1.9 x 3.0mm	10
	KB-509-005	1.9 x 5.0mm	10
	KB-509-007	1.9 x 7.0mm	10

	Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	VE Unit
	KB-516-003	1.6 x 3.0mm	10
	KB-516-004	1.6 x 4.0mm	10
	KB-516-005	1.6 x 5.0mm	10
	KB-516-006	1.6 x 6.0mm	10
	KB-516-007	1.6 x 7.0mm	10
	KB-516-008	1.6 x 8.0mm	10
	KB-516-009	1.6 x 9.0mm	10
	KB-516-011	1.6 x 11.0mm	10
	KB-516-013	1.6 x 13.0mm	10
Notfall-Schrauben ***Emergency screws***	KB-517-003	1.9 x 3.0mm	10
	KB-517-005	1.9 x 5.0mm	10
	KB-517-007	1.9 x 7.0mm	10


1.6

	Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	VE Unit
	KB-524-003	1.6 x 3.0mm	10
	KB-524-004	1.6 x 4.0mm	10
	KB-524-005	1.6 x 5.0mm	10
	KB-524-006	1.6 x 6.0mm	10
	KB-524-007	1.6 x 7.0mm	10
	KB-524-008	1.6 x 8.0mm	10
	KB-524-009	1.6 x 9.0mm	10
	KB-524-011	1.6 x 11.0mm	10
	KB-524-013	1.6 x 13.0mm	10
Notfall-Schrauben ***Emergency screws***	KB-526-003	1.9 x 3.0mm	10
	KB-526-005	1.9 x 5.0mm	10
	KB-526-007	1.9 x 7.0mm	10

Alle STEMA Implantatschrauben sind **selbsthaltend** sowie **selbstschneidend**. Zusätzlich bieten wir im 1.6mm sowie 2.0mm System auch **selbstbohrende** Schrauben an.

All STEMA implant screws are ***self-retaining*** *as well as* ***self-cutting****. Additionally we also offer* ***Self-drilling*** *screws in the 1.6mm and 2.0mm systems.*


Weitere Größen und Modelle auf Anfrage!
Further sizes and types on request!





1.6

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
KB-850-000	Vorbohrer, Ø 1.3mm, Länge 50mm, ohne Stop, **Stryker-Ansatz** *Twist drill, Ø 1.3mm, length 50mm, without stop,* ***Stryker attachment***
KB-850-005	Vorbohrer, Ø 1.3mm, Länge 50mm, Stop 5mm, **Stryker-Ansatz** *Twist drill, Ø 1.3mm, length 50mm, stop 5mm,* ***Stryker attachment***
KB-850-007	Vorbohrer, Ø 1.3mm, Länge 50mm, Stop 7mm, **Stryker-Ansatz** *Twist drill, Ø 1.3mm, length 50mm, stop 7mm,* ***Stryker attachment***
KB-850-009	Vorbohrer, Ø 1.3mm, Länge 50mm, Stop 9mm, **Stryker-Ansatz** *Twist drill, Ø 1.3mm, length 50mm, stop 9mm,* ***Stryker attachment***
KB-850-011	Vorbohrer, Ø 1.3mm, Länge 50mm, Stop 11mm, **Stryker-Ansatz** *Twist drill, Ø 1.3mm, length 50mm, stop 11mm,* ***Stryker attachment***
KB-850-015	Vorbohrer, Ø 1.3mm, Länge 50mm, Stop 15mm, **Stryker-Ansatz** *Twist drill, Ø 1.3mm, length 50mm, stop 15mm,* ***Stryker attachment***
KB-852-005	Vorbohrer, Ø 1.3mm, Länge 105mm, Stop 5mm, **Stryker-Ansatz** *Twist drill, Ø 1.3mm, length 105mm, stop 5mm,* ***Stryker attachment***
KB-852-007	Vorbohrer, Ø 1.3mm, Länge 105mm, Stop 7mm, **Stryker-Ansatz** *Twist drill, Ø 1.3mm, length 105mm, stop 7mm,* ***Stryker attachment***
KB-852-015	Vorbohrer, Ø 1.3mm, Länge 105mm, Stop 15mm, **Stryker-Ansatz** *Twist drill, Ø 1.3mm, length 105mm, stop 15mm,* ***Stryker attachment***





1.6

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
KB-950-000	Vorbohrer, Ø 1.3mm, Länge 50mm, ohne Stop, **zylindrischer Ansatz** *Twist drill, Ø 1.3mm, length 50mm, without stop,* ***cylindrical attachment***
KB-950-005	Vorbohrer, Ø 1.3mm, Länge 50mm, Stop 5mm, **zylindrischer Ansatz** *Twist drill, Ø 1.3mm, length 50mm, stop 5mm,* ***cylindrical attachment***
KB-950-007	Vorbohrer, Ø 1.3mm, Länge 50mm, Stop 7mm, **zylindrischer Ansatz** *Twist drill, Ø 1.3mm, length 50mm, stop 7mm,* ***cylindrical attachment***
KB-950-009	Vorbohrer, Ø 1.3mm, Länge 50mm, Stop 9mm, **zylindrischer Ansatz** *Twist drill, Ø 1.3mm, length 50mm, stop 9mm,* ***cylindrical attachment***
KB-950-011	Vorbohrer, Ø 1.3mm, Länge 50mm, Stop 11mm, **zylindrischer Ansatz** *Twist drill, Ø 1.3mm, length 50mm, stop 11mm,* ***cylindrical attachment***
KB-950-015	Vorbohrer, Ø 1.3mm, Länge 50mm, Stop 15mm, **zylindrischer Ansatz** *Twist drill, Ø 1.3mm, length 50mm, stop 15mm,* ***cylindrical attachment***
KB-952-005	Vorbohrer, Ø 1.3mm, Länge 105mm, Stop 5mm, **zylindrischer Ansatz** *Twist drill, Ø 1.3mm, length 105mm, stop 5mm,* ***cylindrical attachment***
KB-952-007	Vorbohrer, Ø 1.3mm, Länge 105mm, Stop 7mm, **zylindrischer Ansatz** *Twist drill, Ø 1.3mm, length 105mm, stop 7mm,* ***cylindrical attachment***
KB-952-015	Vorbohrer, Ø 1.3mm, Länge 105mm, Stop 15mm, **zylindrischer Ansatz** *Twist drill, Ø 1.3mm, length 105mm, stop 15mm,* ***cylindrical attachment***




KB-815-002



KB-815-003

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
KB-815-002	Schraubendrehergriff, drehbar, Metall, Hexagonal-Aufnahme, 1.6 SYS *Screwdriver handle, rotatable, metal, hexagonal socket, 1.6 SYS*
KB-815-003	Schraubendrehergriff, drehbar, Metall, Dental-Aufnahme, 1.6 SYS *Screwdriver handle, rotatable, metal, dental socket, 1.6 SYS*



KB-802-021 **KB-810-021** **KB-817-021** **KB-802-023** **KB-810-023** **KB-817-023**

1.6

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
KB-802-021	Schraubendreherklinge, Mikro Cross Drive, Hexagonal-Ansatz, 1.6 SYS *Screwdriver blade, Micro Cross Drive, hexagonal attachment, 1.6 SYS*
KB-810-021	Schraubendreherklinge, Mikro Quadro Drive, Hexagonal-Ansatz, 1.6 SYS *Screwdriver blade, Micro Quadro Drive, hexagonal attachment, 1.6 SYS*
KB-817-021	Schraubendreherklinge, Mikro Slot Drive, Hexagonal-Ansatz, 1.6 SYS *Screwdriver blade, Micro Slot Drive, hexagonal attachment, 1.6 SYS*
KB-802-023	Schraubendreherklinge, Mikro Cross Drive, Dental-Ansatz, 1.6 SYS *Screwdriver blade, Micro Cross Drive, dental attachment, 1.6 SYS*
KB-810-023	Schraubendreherklinge, Mikro Quadro Drive, Dental-Ansatz, 1.6 SYS *Screwdriver blade, Micro Quadro Drive, dental attachment, 1.6 SYS*
KB-817-023	Schraubendreherklinge, Mikro Slot Drive, Dental-Ansatz, 1.6 SYS *Screwdriver blade, Micro Slot Drive, dental attachment, 1.6 SYS*



KB-804-021



KB-830-021

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
KB-804-021	Haltevorrichtung ohne Klinge, 1.6 SYS *Holding device without blade, 1.6 SYS*
KB-830-021	Tiefenmesser, 14.5cm *Depth gauge, 14.5cm*



KB-822-015



KB-822-016



KB-822-018

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
KB-822-015	Plattenhaltepinzette, gerade, 18cm, 1.6 SYS *Plate holding forceps, straight, 18cm, 1.6 SYS*
KB-822-016	Plattenhaltepinzette, abgewinkelt, 18cm, 1.6 SYS *Plate holding forceps, angled, 18cm, 1.6 SYS*
KB-822-018	Plattenhaltepinzette, abgewinkelt, 18cm, 1.6 SYS *Plate holding forceps, angled, 18cm, 1.6 SYS*



KB-820-012



KB-821-013



KB-822-013

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
KB-820-012	Platten-Modellierzange, glatt, 12.5cm, 1.6 SYS *Plate modeling plier, smooth, 12.5cm, 1.6 SYS*
KB-821-013	Plattenbiegezange, 12.5cm, 1.6 SYS *Plate bending plier, 12.5cm, 1.6 SYS*
KB-822-013	Plattenbiegezange, 2 Stifte, 12.5cm, 1.6 SYS *Plate bending plier, 2 pins, 12.5cm, 1.6 SYS*



KB-826-014



KB-844-018 /
KB-844-019

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
KB-826-014	Mesh- und Drahtschere, TC, gezahnt, 12cm, 1.6 SYS *Mesh and wire cutting scissors, TC, serrated, 12cm, 1.6 SYS*
KB-844-018	Plattenschneidezange, TC, 17cm, 1.6 SYS *Plate cutter, TC, 17cm, 1.6 SYS*
KB-844-019	Plattenschneidezange, TC, 22cm, 1.6 SYS *Plate cutter, TC, 22cm, 1.6 SYS*




KB-827-001

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
KB-827-001	Mesh Biegezange, glatt, 18cm, 1.6 SYS *Mesh bending plier, smooth, 18cm, 1.6 SYS*



KB-800-000 /
KB-800-001



KB-800-003

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
KB-800-000	Implantat-Behälter allein, 1.6 SYS *Implant tray only, 1.6 SYS*
KB-800-001	Implantat-Behälter Neuro allein, 1.6 SYS (Abbildung ähnlich) *Implant tray neuro only, 1.6 SYS (illustration similar)*
KB-800-003	Implantat Container STEMA, 1.6 SYS - Lagerungsmöglichkeit für folgende Implantate: *Implant container STEMA, 1.6 SYS - Storage option for the following implants:* - **KB-000-004**: Mikro Platte, gerade, 4-Loch / *Micro plate, straight, 4 holes* - **KB-002-004**: Mikro Platte, gerade, 4-Loch, 6mm Steg / *Micro plate, straight, 4 holes, 6mm stem* - **KB-010-006**: Mikro Platte, gerade, 6-Loch / *Micro plate, straight, 6 holes* - **KB-020-008**: Mikro Platte, gerade, 8-Loch / *Micro plate, straight, 8 holes* - **KB-032-001**: Mikro L-Platte, links, 4-Loch, 8mm Steg / *Micro L-plate, left, 4 holes, 8mm stem* - **KB-032-002**: Mikro L-Platte, rechts, 4-Loch, 8mm Steg / *Micro L-plate, right, 4 holes, 8mm stem* - **KB-034-001**: Mikro L-Platte, links, 4-Loch, 10mm Steg / *Micro L-plate, left, 4 holes, 10mm stem* - **KB-034-002**: Mikro L-Platte, rechts, 4-Loch, 10mm Steg / *Micro L-plate, right, 4 holes, 10mm stem* - **KB-035-001**: Mikro L-Platte, 100° links, 5-Loch, 8mm Steg / *Micro L-plate, left, 4 holes, 8mm stem* - **KB-035-002**: Mikro L-Platte, 100° rechts, 5-Loch, 8mm Steg / *Micro L-plate, right, 4 holes, 8mm stem* - **KB-050-001**: Mikro T-Platte, 6-Loch / *Micro T-plate, 6 holes* - **KB-020-016**: Mikro Platte, gerade, 16-Loch / *Micro plate, straight, 16 holes* - **KB-060-002**: Mikro Y-Platte, 5-Loch, 8mm Steg / *Micro Y-plate, 5 holes, 8mm stem* - **KB-070-001**: Mikro Doppel-Y-Platte, 6-Loch / *Micro double Y-plate, 6 holes*



KB-802-001



FA-310-150
bis / *to*
FA-310-150-Y




FA-510-130
bis / *to*
FA-510-130-Y

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
KB-802-001	Instrumenten Sterilisationstray, 1.6 SYS *Instruments sterilization tray, 1.6 SYS*
FA-310-150	Standard Container, Deckel (silber) gelocht / Boden ungelocht, 285x280x150mm *Standard container, lid (silver) perforated / bottom non perforated, 285x280x150mm*
FA-310-150-B	Standard Container, Deckel (blau) gelocht / Boden ungelocht, 285x280x150mm *Standard container, lid (blue) perforated / bottom non perforated, 285x280x150mm*
FA-310-150-R	Standard Container, Deckel (rot) gelocht / Boden ungelocht, 285x280x150mm *Standard container, lid (red) perforated / bottom non perforated, 285x280x150mm*
FA-310-150-G	Standard Container, Deckel (grün) gelocht / Boden ungelocht, 285x280x150mm *Standard container, lid (green) perforated / bottom non perforated, 285x280x150mm*
FA-310-150-Y	Standard Container, Deckel (gelb) gelocht / Boden ungelocht, 285x280x150mm *Standard container, lid (yellow) perforated / bottom non perforated, 285x280x150mm*
FA-310-150-BL	Standard Container, Deckel (schwarz) gelocht / Boden ungelocht, 285x280x150mm *Standard container, lid (black) perforated / bottom non perforated, 285x280x150mm*
FA-510-130	Dental Container, Deckel (silber) gelocht / Boden ungelocht, 310x190x130mm *Dental container, lid (silver) perforated / bottom non perforated, 310x190x130mm*
FA-510-130-B	Dental Container, Deckel (blau) gelocht / Boden ungelocht, 310x190x130mm *Dental container, lid (blue) perforated / bottom non perforated, 310x190x130mm*
FA-510-130-R	Dental Container, Deckel (rot) gelocht / Boden ungelocht, 310x190x130mm *Dental container, lid (red) perforated / bottom non perforated, 310x190x130mm*
FA-510-130-G	Dental Container, Deckel (grün) gelocht / Boden ungelocht, 310x190x130mm *Dental container, lid (green) perforated / bottom non perforated, 310x190x130mm*
FA-510-130-Y	Dental Container, Deckel (gelb) gelocht / Boden ungelocht, 310x190x130mm *Dental container, lid (yellow) perforated / bottom non perforated, 310x190x130mm*
FA-510-130-BL	Dental Container, Deckel (schwarz) gelocht / Boden ungelocht, 310x190x130mm *Dental container, lid (black) perforated / bottom non perforated, 310x190x130mm*

Weitere Größen und Modelle auf Anfrage!
Further sizes and types on request!





TI Titan / Titanium



1.0mm: **KC-000-001** 5
0.6mm: **KC-200-001** 5



1.0mm: **KC-000-002** 5
0.6mm: **KC-200-002** 5



1.0mm: **KC-000-004** 5
0.6mm: **KC-200-004** 5



1.0mm: **KC-002-004** 5
0.6mm: **KC-202-004** 5



1.0mm: **KC-006-004** 5
0.6mm: **KC-206-004** 5



1.0mm: **KC-000-006** 5
0.6mm: **KC-200-006** 5



1.0mm: **KC-004-006** 5
0.6mm: **KC-204-006** 5




1.0mm: **KC-000-008** 5
0.6mm: **KC-200-008** 5





1.0mm: **KC-000-010** 5
0.6mm: **KC-200-010** 5


2.0




TI Titan / Titanium










1.0mm:	**KC-000-016**	5
0.6mm:	**KC-200-016**	5

1.0mm:	**KC-000-020**	5
0.6mm:	**KC-200-020**	5

1.0mm:	**KC-000-024**	5
0.6mm:	**KC-200-024**	5

1.0mm:	**KC-000-040**	5
0.6mm:	**KC-200-040**	5




TI Titan / Titanium



1.0mm: **KC-030-001** 5
0.6mm: **KC-230-001** 5



1.0mm: **KC-030-002** 5
0.6mm: **KC-230-002** 5



1.0mm: **KC-032-001** 5
0.6mm: **KC-232-001** 5



1.0mm: **KC-032-002** 5
0.6mm: **KC-232-002** 5



1.0mm: **KC-034-001** 5
0.6mm: **KC-234-001** 5



1.0mm: **KC-034-002** 5
0.6mm: **KC-234-002** 5




1.0mm: **KC-036-001** 5
0.6mm: **KC-236-001** 5



1.0mm: **KC-036-002** 5
0.6mm: **KC-236-002** 5

2.0




TI Titan / Titanium




1.0mm: **KC-036-005** 5
0.6mm: **KC-236-005** 5




1.0mm: **KC-036-006** 5
0.6mm: **KC-236-006** 5




1.0mm: **KC-036-010** 5
0.6mm: **KC-236-010** 5



1.0mm: **KC-036-011** 5
0.6mm: **KC-236-011** 5



1.0mm: **KC-036-012** 5
0.6mm: **KC-236-012** 5



1.0mm: **KC-036-013** 5
0.6mm: **KC-236-013** 5



1.0mm: **KC-037-001** 5
0.6mm: **KC-237-001** 5



1.0mm: **KC-037-002** 5
0.6mm: **KC-237-002** 5




1.0mm: **KC-038-001** 5
0.6mm: **KC-238-001** 5




1.0mm: **KC-038-002** 5
0.6mm: **KC-238-002** 5


2.0




TI Titan / Titanium




1.0mm: **KC-050-001** 5
0.6mm: **KC-250-001** 5




1.0mm: **KC-052-002** 5
0.6mm: **KC-252-002** 5




1.0mm: **KC-056-001** 5
0.6mm: **KC-256-001** 5




1.0mm: **KC-056-002** 5
0.6mm: **KC-256-002** 5




1.0mm: **KC-058-006** 5
0.6mm: **KC-258-006** 5



1.0mm: **KC-058-007** 5
0.6mm: **KC-258-007** 5




1.0mm: **KC-058-008** 5
0.6mm: **KC-258-008** 5




1.0mm: **KC-058-009** 5
0.6mm: **KC-258-009** 5




1.0mm: **KC-060-001** 5
0.6mm: **KC-260-001** 5




1.0mm: **KC-060-002** 5
0.6mm: **KC-260-002** 5




1.0mm: **KC-060-004** 5
0.6mm: **KC-260-004** 5




TI Titan / Titanium




1.0mm: **KC-070-001** 5
0.6mm: **KC-270-001** 5




1.0mm: **KC-070-002** 5
0.6mm: **KC-270-002** 5



1.0mm: **KC-070-006** 5
0.6mm: **KC-270-006** 5



1.0mm: **KC-070-008** 5
0.6mm: **KC-270-008** 5



1.0mm: **KC-074-001** 5
0.6mm: **KC-274-001** 5



1.0mm: **KC-078-004** 5
0.6mm: **KC-278-004** 5



1.0mm: **KC-074-005** 5
0.6mm: **KC-274-005** 5


2.0




1.0mm: **KC-087-004** 5
0.6mm: **KC-287-004** 5




1.0mm: **KC-087-006** 5
0.6mm: **KC-287-006** 5




1.0mm: **KC-087-008** 5
0.6mm: **KC-287-008** 5



1.0mm: **KC-087-010** 5
0.6mm: **KC-287-010** 5




1.0mm: **KC-087-012** 5
0.6mm: **KC-287-012** 5




TI Titan / Titanium




1.0mm: **KC-120-003** 5
0.6mm: **KC-220-003** 5




1.0mm: **KC-120-004** 5
0.6mm: **KC-220-004** 5




1.0mm: **KC-120-006** 5
0.6mm: **KC-220-006** 5



1.0mm: **KC-120-008** 5
0.6mm: **KC-220-008** 5



1.0mm: **KC-120-016** 5
0.6mm: **KC-220-016** 5




1.0mm: **KC-120-024** 5
0.6mm: **KC-220-024** 5


2.0




1.0mm: **KC-121-004** 5
0.6mm: **KC-221-004** 5




1.0mm: **KC-121-006** 5
0.6mm: **KC-221-006** 5




1.0mm: **KC-121-008** 5
0.6mm: **KC-221-008** 5




1.0mm: **KC-121-016** 5
0.6mm: **KC-221-016** 5




1.0mm: **KC-121-024** 5
0.6mm: **KC-221-024** 5




TI Titan / Titanium



0.6mm: **KC-100-013** 5



0.6mm: **KC-100-018** 5



0.6mm: **KC-288-012** 5



0.6mm: **KC-282-001** 5



0.6mm: **KC-282-002** 5




0.6mm: **KC-282-003** 5




0.6mm: **KC-282-004** 5


2.0




0.6mm:	**KC-190-002**	L: 2.0mm	1
0.6mm:	**KC-190-004**	L: 4.0mm	1
0.6mm:	**KC-190-006**	L: 6.0mm	1
0.6mm:	**KC-190-008**	L: 8.0mm	1
0.6mm:	**KC-190-010**	L: 10.0mm	1
0.6mm:	**KC-190-012**	L: 12.0mm	1
0.6mm:	**KC-190-014**	L: 14.0mm	1
0.6mm:	**KC-190-016**	L: 16.0mm	1





1.0mm:	**KC-192-002**	L: 2.0mm	1
1.0mm:	**KC-192-004**	L: 4.0mm	1
1.0mm:	**KC-192-006**	L: 6.0mm	1
1.0mm:	**KC-192-008**	L: 8.0mm	1
1.0mm:	**KC-192-010**	L: 10.0mm	1
1.0mm:	**KC-192-012**	L: 12.0mm	1
1.0mm:	**KC-192-014**	L: 14.0mm	1
1.0mm:	**KC-192-016**	L: 16.0mm	1



TI Titan / Titanium









1.0mm – Links:	**KC-195-001**	L: 0.0mm	1
1.0mm – Links:	**KC-195-002**	L: 2.0mm	1
1.0mm – Links:	**KC-195-003**	L: 3.0mm	1
1.0mm – Links:	**KC-195-004**	L: 4.0mm	1
1.0mm – Links:	**KC-195-005**	L: 5.0mm	1
1.0mm – Links:	**KC-195-006**	L: 6.0mm	1
1.0mm – Links:	**KC-195-007**	L: 7.0mm	1
1.0mm – Links:	**KC-195-008**	L: 8.0mm	1
1.0mm – Links:	**KC-195-009**	L: 9.0mm	1
1.0mm – Links:	**KC-195-010**	L: 10.0mm	1
1.0mm – Links:	**KC-195-011**	L: 11.0mm	1
1.0mm – Links:	**KC-195-012**	L: 12.0mm	1

1.0mm – Rechts:	**KC-196-001**	L: 0.0mm	1
1.0mm – Rechts:	**KC-196-002**	L: 2.0mm	1
1.0mm – Rechts:	**KC-196-003**	L: 3.0mm	1
1.0mm – Rechts:	**KC-196-004**	L: 4.0mm	1
1.0mm – Rechts:	**KC-196-005**	L: 5.0mm	1
1.0mm – Rechts:	**KC-196-006**	L: 6.0mm	1
1.0mm – Rechts:	**KC-196-007**	L: 7.0mm	1
1.0mm – Rechts:	**KC-196-008**	L: 8.0mm	1
1.0mm – Rechts:	**KC-196-009**	L: 9.0mm	1
1.0mm – Rechts:	**KC-196-010**	L: 10.0mm	1
1.0mm – Rechts:	**KC-196-011**	L: 11.0mm	1
1.0mm – Rechts:	**KC-196-012**	L: 12.0mm	1

2.0




TI Titan / Titanium




0.6mm: **KC-140-006** 224 x 77mm 1

Weitere Größen und
Mesh-Modelle auf Anfrage!
Further sizes and
mesh types on request!

2.0



TI Titan / Titanium




0.75mm: **KC-300-002** 5

0.75mm: **KC-302-004** 5

0.75mm: **KC-306-004** 5

0.75mm: **KC-300-030** 5

2.0




0.75mm: **KC-334-011** 5


0.75mm: **KC-334-012** 5

0.75mm: **KC-334-021** 5


0.75mm: **KC-334-022** 5




TI Titan / Titanium




0.75mm: **KC-334-031** 5




0.75mm: **KC-334-032** 5




0.75mm: **KC-350-004** 5




0.75mm: **KC-350-009** 5



0.75mm: **KC-360-005** 5



0.75mm: **KC-360-008** 5




0.75mm: **KC-370-008** 5



0.75mm: **KC-374-005** 5


2.0




TI Titan / Titanium




0.75mm: **KC-387-006** 5



0.75mm: **KC-387-008** 5



0.75mm: **KC-387-010** 5



0.75mm: **KC-387-012** 5

2.0

TI Titan / Titanium

Standard Mini-Schrauben – **selbsthaltend** und **selbstschneidend**
*Standard mini screws – **self-retaining** and **self-cutting***

	Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	VE Unit
	KC-500-004	2.0 x 4.0mm	10
	KC-500-005	2.0 x 5.0mm	10
	KC-500-006	2.0 x 6.0mm	10
	KC-500-007	2.0 x 7.0mm	10
	KC-500-009	2.0 x 9.0mm	10
	KC-500-011	2.0 x 11.0mm	10
	KC-500-013	2.0 x 13.0mm	10
	KC-500-015	2.0 x 15.0mm	10
	KC-500-017	2.0 x 17.0mm	10
	KC-500-019	2.0 x 19.0mm	10
Notfall-Schrauben *Emergency screws*	KC-502-005	2.3 x 5.0mm	10
	KC-502-007	2.3 x 7.0mm	10
	KC-502-009	2.3 x 9.0mm	10

	Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	VE Unit
	KC-510-004	2.0 x 4.0mm	10
	KC-510-005	2.0 x 5.0mm	10
	KC-510-006	2.0 x 6.0mm	10
	KC-510-007	2.0 x 7.0mm	10
	KC-510-009	2.0 x 9.0mm	10
	KC-510-011	2.0 x 11.0mm	10
	KC-510-013	2.0 x 13.0mm	10
	KC-510-015	2.0 x 15.0mm	10
	KC-510-017	2.0 x 17.0mm	10
	KC-510-019	2.0 x 19.0mm	10
Notfall-Schrauben *Emergency screws*	KC-512-005	2.3 x 5.0mm	10
	KC-512-007	2.3 x 7.0mm	10
	KC-512-009	2.3 x 9.0mm	10

	Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	VE Unit
	KC-520-004	2.0 x 4.0mm	10
	KC-520-005	2.0 x 5.0mm	10
	KC-520-006	2.0 x 6.0mm	10
	KC-520-007	2.0 x 7.0mm	10
	KC-520-009	2.0 x 9.0mm	10
	KC-520-011	2.0 x 11.0mm	10
	KC-520-013	2.0 x 13.0mm	10
	KC-520-015	2.0 x 15.0mm	10
	KC-520-017	2.0 x 17.0mm	10
	KC-520-019	2.0 x 19.0mm	10
Notfall-Schrauben *Emergency screws*	KC-522-005	2.3 x 5.0mm	10
	KC-522-007	2.3 x 7.0mm	10
	KC-522-009	2.3 x 9.0mm	10

2.0

Alle STEMA Implantatschrauben sind **selbsthaltend** sowie **selbstschneidend**. Zusätzlich bieten wir im 1.6mm sowie 2.0mm System auch **selbstbohrende** Schrauben an.

*All STEMA implant screws are **self-retaining** as well as **self-cutting**. Additionally we also offer **Self-drilling** screws in the 1.6mm and 2.0mm systems.*

Weitere Größen und Modelle auf Anfrage!
Further sizes and types on request!

TI Titan / Titanium

Selbstbohrende Mini-Schrauben – **selbsthaltend** und **selbstschneidend**
Self-drilling *mini screws* – ***self-retaining*** *and* ***self-cutting***

	Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	VE Unit
	KC-508-004	2.0 x 4.0mm	10
	KC-508-005	2.0 x 5.0mm	10
	KC-508-006	2.0 x 6.0mm	10
	KC-508-007	2.0 x 7.0mm	10
	KC-508-009	2.0 x 9.0mm	10
	KC-508-011	2.0 x 11.0mm	10
	KC-508-013	2.0 x 13.0mm	10
	KC-508-015	2.0 x 15.0mm	10
	KC-508-017	2.0 x 17.0mm	10
Notfall-Schrauben ***Emergency screws***	KC-509-005	2.3 x 5.0mm	10
	KC-509-007	2.3 x 7.0mm	10
	KC-509-009	2.3 x 9.0mm	10

	Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	VE Unit
	KC-516-004	2.0 x 4.0mm	10
	KC-516-005	2.0 x 5.0mm	10
	KC-516-006	2.0 x 6.0mm	10
	KC-516-007	2.0 x 7.0mm	10
	KC-516-009	2.0 x 9.0mm	10
	KC-516-011	2.0 x 11.0mm	10
	KC-516-013	2.0 x 13.0mm	10
	KC-516-015	2.0 x 15.0mm	10
	KC-516-017	2.0 x 17.0mm	10
Notfall-Schrauben ***Emergency screws***	KC-518-005	2.3 x 5.0mm	10
	KC-518-007	2.3 x 7.0mm	10
	KC-518-009	2.3 x 9.0mm	10


2.0

	Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	VE Unit
	KC-524-004	2.0 x 4.0mm	10
	KC-524-005	2.0 x 5.0mm	10
	KC-524-006	2.0 x 6.0mm	10
	KC-524-007	2.0 x 7.0mm	10
	KC-524-009	2.0 x 9.0mm	10
	KC-524-011	2.0 x 11.0mm	10
	KC-524-013	2.0 x 13.0mm	10
	KC-524-015	2.0 x 15.0mm	10
	KC-524-017	2.0 x 17.0mm	10
Notfall-Schrauben ***Emergency screws***	KC-526-005	2.3 x 5.0mm	10
	KC-526-007	2.3 x 7.0mm	10
	KC-526-009	2.3 x 9.0mm	10

Alle STEMA Implantatschrauben sind **selbsthaltend** sowie **selbstschneidend**. Zusätzlich bieten wir im 1.6mm sowie 2.0mm System auch **selbstbohrende** Schrauben an.


All STEMA implant screws are ***self-retaining*** *as well as* ***self-cutting****. Additionally we also offer* ***Self-drilling*** *screws in the 1.6mm and 2.0mm systems.*

Weitere Größen und Modelle auf Anfrage!
Further sizes and types on request!





Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
KC-850-005	Vorbohrer, Ø 1.5mm, Länge 50mm, Stop 5mm, **Stryker-Ansatz** *Twist drill, Ø 1.5mm, length 50mm, stop 5mm,* ***Stryker attachment***
KC-850-007	Vorbohrer, Ø 1.5mm, Länge 50mm, Stop 7mm, **Stryker-Ansatz** *Twist drill, Ø 1.5mm, length 50mm, stop 7mm,* ***Stryker attachment***
KC-850-009	Vorbohrer, Ø 1.5mm, Länge 50mm, Stop 9mm, **Stryker-Ansatz** *Twist drill, Ø 1.5mm, length 50mm, stop 9mm,* ***Stryker attachment***
KC-850-011	Vorbohrer, Ø 1.5mm, Länge 50mm, Stop 11mm, **Stryker-Ansatz** *Twist drill, Ø 1.5mm, length 50mm, stop 11mm,* ***Stryker attachment***
KC-850-020	Vorbohrer, Ø 1.5mm, Länge 50mm, Stop 20mm, **Stryker-Ansatz** *Twist drill, Ø 1.5mm, length 50mm, stop 20mm,* ***Stryker attachment***
KC-870-000	Vorbohrer, Ø 1.5mm, Länge 70mm, ohne Stop, **Stryker-Ansatz** *Twist drill, Ø 1.5mm, length 70mm, without stop,* ***Stryker attachment***
KC-870-010	Vorbohrer, Ø 1.5mm, Länge 70mm, Stop 10mm, **Stryker-Ansatz** *Twist drill, Ø 1.5mm, length 70mm, stop 10mm,* ***Stryker attachment***
KC-852-005	Vorbohrer, Ø 1.5mm, Länge 105mm, Stop 5mm, **Stryker-Ansatz** *Twist drill, Ø 1.5mm, length 105mm, stop 5mm,* ***Stryker attachment***
KC-852-020	Vorbohrer, Ø 1.5mm, Länge 105mm, Stop 20mm, **Stryker-Ansatz** *Twist drill, Ø 1.5mm, length 105mm, stop 20mm,* ***Stryker attachment***
KC-854-000	Vorbohrer, Ø 1.5mm, Länge 115mm, ohne Stop, **Stryker-Ansatz** *Twist drill, Ø 1.5mm, length 115mm, without stop,* ***Stryker attachment***





2.0

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
KC-950-005	Vorbohrer, Ø 1.5mm, Länge 50mm, Stop 5mm, **zylindrischer Ansatz** *Twist drill, Ø 1.5mm, length 50mm, stop 5mm,* ***cylindrical attachment***
KC-950-007	Vorbohrer, Ø 1.5mm, Länge 50mm, Stop 7mm, **zylindrischer Ansatz** *Twist drill, Ø 1.5mm, length 50mm, stop 7mm,* ***cylindrical attachment***
KC-950-009	Vorbohrer, Ø 1.5mm, Länge 50mm, Stop 9mm, **zylindrischer Ansatz** *Twist drill, Ø 1.5mm, length 50mm, stop 9mm,* ***cylindrical attachment***
KC-950-011	Vorbohrer, Ø 1.5mm, Länge 50mm, Stop 11mm, **zylindrischer Ansatz** *Twist drill, Ø 1.5mm, length 50mm, stop 11mm,* ***cylindrical attachment***
KC-950-020	Vorbohrer, Ø 1.5mm, Länge 50mm, Stop 20mm, **zylindrischer Ansatz** *Twist drill, Ø 1.5mm, length 50mm, stop 20mm,* ***cylindrical attachment***
KC-970-000	Vorbohrer, Ø 1.5mm, Länge 70mm, ohne Stop, **zylindrischer Ansatz** *Twist drill, Ø 1.5mm, length 70mm, without stop,* ***cylindrical attachment***
KC-970-010	Vorbohrer, Ø 1.5mm, Länge 70mm, Stop 10mm, **zylindrischer Ansatz** *Twist drill, Ø 1.5mm, length 70mm, stop 10mm,* ***cylindrical attachment***
KC-952-005	Vorbohrer, Ø 1.5mm, Länge 105mm, Stop 5mm, **zylindrischer Ansatz** *Twist drill, Ø 1.5mm, length 105mm, stop 5mm,* ***cylindrical attachment***
KC-952-020	Vorbohrer, Ø 1.5mm, Länge 105mm, Stop 20mm, **zylindrischer Ansatz** *Twist drill, Ø 1.5mm, length 105mm, stop 20mm,* ***cylindrical attachment***
KC-954-000	Vorbohrer, Ø 1.5mm, Länge 115mm, ohne Stop, **zylindrischer Ansatz** *Twist drill, Ø 1.5mm, length 115mm, without stop,* ***cylindrical attachment***



KC-815-001



KC-815-003




KC-815-004




KC-815-002

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
KC-815-001	Schraubendrehergriff, drehbar, Hexagonal-Aufnahme, 2.0 SYS *Screwdriver handle, rotatable, hexagonal socket, 2.0 SYS*
KC-815-003	Schraubendrehergriff, starr, Hexagonal-Aufnahme, 2.0 SYS *Screwdriver handle, rigid, hexagonal socket, 2.0 SYS*
KC-815-004	Schraubendrehergriff (Kunststoff) starr, Hexagonal-Aufnahme, 2.0 SYS *Screwdriver handle (plastic), rigid, hexagonal socket, 2.0 SYS*
KC-815-002	Schraubendrehergriff, drehbar, Metall, Hexagonal-Aufnahme, 2.0 SYS *Screwdriver handle, rotatable, metal, hexagonal socket, 2.0 SYS*



KC-802-021 KC-810-021 KC-817-021



KC-816-021 KC-816-022



KC-830-021

2.0

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
KC-802-021	Schraubendreherklinge, Mini Cross Drive, Hexagonal-Ansatz, 2.0 SYS *Screwdriver blade, Mini Cross Drive, hexagonal attachment, 2.0 SYS*
KC-810-021	Schraubendreherklinge, Mini Quadro Drive, Hexagonal-Ansatz, 2.0 SYS *Screwdriver blade, Mini Quadro Drive, hexagonal attachment, 2.0 SYS*
KC-817-021	Schraubendreherklinge, Mini Slot Drive, Hexagonal-Ansatz, 2.0 SYS *Screwdriver blade, Mini Slot Drive, hexagonal attachment, 2.0 SYS*
KC-816-021	Haltevorrichtung ohne Klinge, 2.0 SYS *Holding device without blade, 2.0 SYS*
KC-816-022	Haltevorrichtung ohne Klinge, lang, 2.0 SYS *Holding device without blade, long, 2.0 SYS*
KC-830-021	Tiefenmesser, 14.5cm *Depth gauge, 14.5cm*



KC-822-015



KC-822-016



KC-822-018

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
KC-822-015	Plattenhaltepinzette, gerade, 18cm, 2.0 SYS *Plate holding forceps, straight, 18cm, 2.0 SYS*
KC-822-016	Plattenhaltepinzette, abgewinkelt, 18cm, 2.0 SYS *Plate holding forceps, angled, 18cm, 2.0 SYS*
KC-822-018	Plattenhaltepinzette, abgewinkelt, 18cm, 2.0 SYS *Plate holding forceps, angled, 18cm, 2.0 SYS*



KC-820-012



KC-821-013



KC-822-013

2.0

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
KC-820-012	Platten-Modellierzange, glatt, 12.5cm, 2.0 SYS *Plate modeling plier, smooth, 12.5cm, 2.0 SYS*
KC-821-013	Plattenbiegezange, 12.5cm, 2.0 SYS *Plate bending plier, 12.5cm, 2.0 SYS*
KC-822-013	Plattenbiegezange, 2 Stifte, 12.5cm, 2.0 SYS *Plate bending plier, 2 pins, 12.5cm, 2.0 SYS*



**KC-844-018 /
KC-844-019**

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
KC-844-018	Plattenschneidezange, TC, 17cm, 2.0 SYS *Plate cutter, TC, 17cm, 2.0 SYS*
KC-844-019	Plattenschneidezange, TC, 22cm, 2.0 SYS *Plate cutter, TC, 22cm, 2.0 SYS*



ZA-002-663



ZA-004-362 /
ZA-004-363

2.0

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
ZA-002-663	Knochenhaltezange, 13.5cm, 2.0 SYS *Bone holding forceps, 13.5cm, 2.0 SYS*
ZA-004-362	Frakturklemme, 10.5cm, 2.0 SYS *Fracture reduction forceps, 10.5cm, 2.0 SYS*
ZA-004-363	Frakturklemme, 13.5cm, 2.0 SYS *Fracture reduction forceps, 13.5cm, 2.0 SYS*



KC-842-001 /
KC-842-004



KC-842-002



KC-842-003 /
KC-842-005

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
KC-842-000	Transbuccale Bohr-und Schraubhilfe, komplett: Griff , Trokar, 2 Bohrhülsen und Wangenhalter *Transbuccal trocar and drill guide, complete: handle, trocar, 2 drill guides and cheek retractor*
KC-842-001	Handgriff allein (passend für KC-842-000) *Handle only (fit with KC-842-000)*
KC-842-002	Trokar allein (passend für KC-842-000) *Trocar only (fit with KC-842-000)*
KC-842-003	Bohrhülse allein, Ø innen 2.6mm (passend für KC-842-000) *Drill guide only, Ø inner 2.6mm (fit with KC-842-000)*
KC-842-004	Wangenhalter allein (passend für KC-842-000) *Cheek retractor only (fit with KC-842-000)*
KC-842-005	Bohrhülse allein, Ø innen 3.1mm (passend für KC-842-000) *Drill guide only, Ø inner 3.1mm (fit with KC-842-000)*




KC-800-002



KC-800-003

2.0

Bestell-Nr. **Ordering no.**	**Bezeichnung** **Description**
KC-800-002	Implantat-Behälter allein, 2.0 SYS *Implant tray only, 2.0 SYS*
KC-800-003	Implantat Container STEMA, 2.0 SYS - Lagerungsmöglichkeit für folgende Implantate: *Implant container STEMA, 2.0 SYS - Storage option for the following implants:* - **KC-000-004**: Mini Platte, gerade, 4-Loch / *Mini plate, straight, 4 holes* - **KC-002-004**: Mini Platte, gerade, 4-Loch, 9mm Steg / *Mini plate, straight, 4 holes, 9mm stem* - **KC-000-006**: Mini Platte, gerade, 6-Loch / *Mini plate, straight, 6 holes* - **KC-000-008**: Mini Platte, gerade, 8-Loch / *Mini plate, straight, 8 holes* - **KC-000-016**: Mini Platte, gerade, 16-Loch / *Mini plate, straight, 16 holes* - **KC-034-001**: Mini L-Platte, links, 4-Loch, 12mm Steg / *Mini L-plate, left, 4 holes, 12mm stem* - **KC-034-002**: Mini L-Platte, rechts, 4-Loch, 12mm Steg / *Mini L-plate, right, 4 holes, 12mm stem* - **KC-036-001**: Mini L-Platte, links, 4-Loch, 15mm Steg / *Mini L-plate, left, 4 holes, 15mm stem* - **KC-036-002**: Mini L-Platte, rechts, 4-Loch, 15mm Steg / *Mini L-plate, right, 4 holes, 15mm stem* - **KC-282-001**: Mini Z-Platte, links, 4-Loch / *Mini Z-plate, left, 4 holes* - **KC-282-002**: Mini Z-Platte, rechts, 4-Loch / *Mini Z-plate, right, 4 holes* - **KC-260-001**: Mini Y-Platte, 5-Loch / *Mini Y-plate, 5 holes* - **KC-270-001**: Mini Doppel-Y-Platte, 6-Loch / *Mini double Y-plate, 6 holes* - **KC-074-005**: Mini X-Platte, 4-Loch / *Mini X-plate, 4 hole*



KC-802-001



FA-310-150
bis / *to*
FA-310-150-Y




FA-510-130
bis / *to*
FA-510-130-Y

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
KC-802-001	Instrumenten Sterilisationstray, 2.0 SYS *Instruments sterilization tray, 2.0 SYS*
FA-310-150	Standard Container, Deckel (silber) gelocht / Boden ungelocht, 285x280x150mm *Standard container, lid (silver) perforated / bottom non perforated, 285x280x150mm*
FA-310-150-B	Standard Container, Deckel (blau) gelocht / Boden ungelocht, 285x280x150mm *Standard container, lid (blue) perforated / bottom non perforated, 285x280x150mm*
FA-310-150-R	Standard Container, Deckel (rot) gelocht / Boden ungelocht, 285x280x150mm *Standard container, lid (red) perforated / bottom non perforated, 285x280x150mm*
FA-310-150-G	Standard Container, Deckel (grün) gelocht / Boden ungelocht, 285x280x150mm *Standard container, lid (green) perforated / bottom non perforated, 285x280x150mm*
FA-310-150-Y	Standard Container, Deckel (gelb) gelocht / Boden ungelocht, 285x280x150mm *Standard container, lid (yellow) perforated / bottom non perforated, 285x280x150mm*
FA-310-150-BL	Standard Container, Deckel (schwarz) gelocht / Boden ungelocht, 285x280x150mm *Standard container, lid (black) perforated / bottom non perforated, 285x280x150mm*
FA-510-130	Dental Container, Deckel (silber) gelocht / Boden ungelocht, 310x190x130mm *Dental container, lid (silver) perforated / bottom non perforated, 310x190x130mm*
FA-510-130-B	Dental Container, Deckel (blau) gelocht / Boden ungelocht, 310x190x130mm *Dental container, lid (blue) perforated / bottom non perforated, 310x190x130mm*
FA-510-130-R	Dental Container, Deckel (rot) gelocht / Boden ungelocht, 310x190x130mm *Dental container, lid (red) perforated / bottom non perforated, 310x190x130mm*
FA-510-130-G	Dental Container, Deckel (grün) gelocht / Boden ungelocht, 310x190x130mm *Dental container, lid (green) perforated / bottom non perforated, 310x190x130mm*
FA-510-130-Y	Dental Container, Deckel (gelb) gelocht / Boden ungelocht, 310x190x130mm *Dental container, lid (yellow) perforated / bottom non perforated, 310x190x130mm*
FA-510-130-BL	Dental Container, Deckel (schwarz) gelocht / Boden ungelocht, 310x190x130mm *Dental container, lid (black) perforated / bottom non perforated, 310x190x130mm*

Weitere Größen und Modelle auf Anfrage!
Further sizes and types on request!





TI Titan / Titanium



1.5mm: **KD-000-004** 1



1.5mm: **KD-002-004** 1



1.5mm: **KD-004-004** 1



1.5mm: **KD-000-006** 1




1.5mm: **KD-002-006** 1



1.5mm: **KD-004-006** 1

2.3



TI Titan / Titanium



1.5mm: **KD-000-008** 1



1.5mm: **KD-002-008** 1



1.5mm: **KD-004-008** 1



1.5mm: **KD-000-014** 1




1.5mm: **KD-000-016** 1



1.5mm: **KD-000-027** 1

2.3



TI Titan / Titanium



1.5mm: **KD-010-004** 1




1.5mm: **KD-012-004** 1



1.5mm: **KD-021-004** 1




1.5mm: **KD-021-005** 1




1.5mm: **KD-031-004** 1



1.5mm: **KD-033-004** 1



1.5mm: **KD-031-006** 1



1.5mm: **KD-031-008** 1

2.3

TI Titan / Titanium

Standard Fraktur-Schrauben – **selbsthaltend** und **selbstschneidend**
*Standard fracture screws – **self-retaining** and **self-cutting***



	Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	VE Unit
	KD-500-004	2.3 x 4.0mm	10
	KD-500-005	2.3 x 5.0mm	10
	KD-500-006	2.3 x 6.0mm	10
	KD-500-007	2.3 x 7.0mm	10
	KD-500-009	2.3 x 9.0mm	10
	KD-500-011	2.3 x 11.0mm	10
	KD-500-013	2.3 x 13.0mm	10
	KD-500-015	2.3 x 15.0mm	10
	KD-500-017	2.3 x 17.0mm	10
	KD-500-019	2.3 x 19.0mm	10
Notfall-Schrauben *Emergency screws*	KD-502-009	2.5 x 9.0mm	10
	KD-502-013	2.5 x 13.0mm	10
	KD-502-015	2.5 x 15.0mm	10




	Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	VE Unit
	KD-510-004	2.3 x 4.0mm	10
	KD-510-005	2.3 x 5.0mm	10
	KD-510-006	2.3 x 6.0mm	10
	KD-510-007	2.3 x 7.0mm	10
	KD-510-009	2.3 x 9.0mm	10
	KD-510-011	2.3 x 11.0mm	10
	KD-510-013	2.3 x 13.0mm	10
	KD-510-015	2.3 x 15.0mm	10
	KD-510-017	2.3 x 17.0mm	10
	KD-510-019	2.3 x 19.0mm	10
Notfall-Schrauben *Emergency screws*	KD-512-009	2.5 x 9.0mm	10
	KD-512-013	2.5 x 13.0mm	10
	KD-512-015	2.5 x 15.0mm	10

2.3

Alle STEMA Implantatschrauben sind **selbsthaltend** sowie **selbstschneidend**. Zusätzlich bieten wir im 1.6mm sowie 2.0mm System auch **selbstbohrende** Schrauben an.

*All STEMA implant screws are **self-retaining** as well as **self-cutting**. Additionally we also offer **Self-drilling** screws in the 1.6mm and 2.0mm systems.*


Weitere Größen und Modelle auf Anfrage!
Further sizes and types on request!





2.3

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
KD-870-000	Vorbohrer, Ø 1.8mm, Länge 70mm, ohne Stop, **Stryker-Ansatz** *Twist drill, Ø 1.8mm, length 70mm, without stop,* ***Stryker attachment***
KD-852-000	Vorbohrer, Ø 1.8mm, Länge 105mm, ohne Stop, **Stryker-Ansatz** *Twist drill, Ø 1.8mm, length 105mm, without stop,* ***Stryker attachment***
KD-852-007	Vorbohrer, Ø 1.8mm, Länge 105mm, Stop 7mm, **Stryker-Ansatz** *Twist drill, Ø 1.8mm, length 105mm, stop 7mm,* ***Stryker attachment***
KD-854-000	Vorbohrer, Ø 1.8mm, Länge 115mm, ohne Stop, **Stryker-Ansatz** *Twist drill, Ø 1.8mm, length 115mm, without stop,* ***Stryker attachment***
KD-854-007	Vorbohrer, Ø 1.8mm, Länge 115mm, Stop 7mm, **Stryker-Ansatz** *Twist drill, Ø 1.8mm, length 115mm, stop 7mm,* ***Stryker attachment***





2.3

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
KD-970-000	Vorbohrer, Ø 1.8mm, Länge 70mm, ohne Stop, **zylindrischer Ansatz** *Twist drill, Ø 1.8mm, length 70mm, without stop,* ***cylindrical attachment***
KD-952-000	Vorbohrer, Ø 1.8mm, Länge 105mm, ohne Stop, **zylindrischer Ansatz** *Twist drill, Ø 1.8mm, length 105mm, without stop,* ***cylindrical attachment***
KD-952-007	Vorbohrer, Ø 1.8mm, Länge 105mm, Stop 7mm, **zylindrischer Ansatz** *Twist drill, Ø 1.8mm, length 105mm, stop 7mm,* ***cylindrical attachment***
KD-954-000	Vorbohrer, Ø 1.8mm, Länge 115mm, ohne Stop, **zylindrischer Ansatz** *Twist drill, Ø 1.8mm, length 115mm, without stop,* ***cylindrical attachment***
KD-954-007	Vorbohrer, Ø 1.8mm, Länge 115mm, Stop 7mm, **zylindrischer Ansatz** *Twist drill, Ø 1.8mm, length 115mm, stop 7mm,* ***cylindrical attachment***



KD-815-001



KD-815-003




KD-815-004



KD-815-002

2.3

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
KD-815-001	Schraubendrehergriff, drehbar, Hexagonal-Aufnahme, 2.3 SYS *Screwdriver handle, rotatable, hexagonal socket, 2.3 SYS*
KD-815-003	Schraubendrehergriff, starr, Hexagonal-Aufnahme, 2.3 SYS *Screwdriver handle, rigid, hexagonal socket, 2.3 SYS*
KD-815-004	Schraubendrehergriff (Kunststoff) starr, Hexagonal-Aufnahme, 2.3 SYS *Screwdriver handle (plastic), rigid, hexagonal socket, 2.3 SYS*
KD-815-002	Schraubendrehergriff, drehbar, Metall, Hexagonal-Aufnahme, 2.3 SYS *Screwdriver handle, rotatable, metal, hexagonal socket, 2.3 SYS*



KD-802-021 **KD-810-024** **KD-830-021**

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
KD-802-021	Schraubendreherklinge, Fraktur Cross Drive, Hexagonal-Ansatz, 2.3 SYS *Screwdriver blade, Fracture Cross Drive, hexagonal attachment, 2.3 SYS*
KD-810-024	Schraubendreherklinge, Fraktur Hex Drive, Hexagonal-Ansatz, 2.3 SYS *Screwdriver blade, Fracture Hex Drive, hexagonal attachment, 2.3 SYS*
KD-830-021	Tiefenmesser, 14.5cm *Depth gauge, 14.5cm*



KD-822-015




KD-822-016



KD-822-018

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
KD-822-015	Plattenhaltepinzette, gerade, 18cm, 2.3 SYS *Plate holding forceps, straight, 18cm, 2.3 SYS*
KD-822-016	Plattenhaltepinzette, abgewinkelt, 18cm, 2.3 SYS *Plate holding forceps, angled, 18cm, 2.3 SYS*
KD-822-018	Plattenhaltepinzette, abgewinkelt, 18cm, 2.3 SYS *Plate holding forceps, angled, 18cm, 2.3 SYS*



KD-816-012



KD-844-019

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
KD-816-012	Plattenbiegezange für Frakturplatten, 17cm, 2.3 SYS *Plate bending plier for fracture plates, 17cm, 2.3 SYS*
KD-844-019	Plattenschneidezange, TC, 22cm, 2.3 SYS *Plate cutter, TC, 22cm, 2.3 SYS*



ZA-002-663



ZA-004-362 /
ZA-004-363

2.3

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
ZA-002-663	Knochenhaltezange, 13.5cm, 2.3 SYS *Bone holding forceps, 13.5cm, 2.3 SYS*
ZA-004-362	Frakturklemme, 10.5cm, 2.3 SYS *Fracture reduction forceps, 10.5cm, 2.3 SYS*
ZA-004-363	Frakturklemme, 13.5cm, 2.3 SYS *Fracture reduction forceps, 13.5cm, 2.3 SYS*



KD-842-001 /
KD-842-004



KD-842-002




KD-842-003 /
KD-842-005

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
KD-842-000	Transbuccale Bohr-und Schraubhilfe, komplett: Griff , Trokar, 2 Bohrhülsen und Wangenhalter *Transbuccal trocar and drill guide, complete: handle, trocar, 2 drill guides and cheek retractor*
KD-842-001	Handgriff allein (passend für KD-842-000) *Handle only (fit with KD-842-000)*
KD-842-002	Trokar allein (passend für KD-842-000) *Trocar only (fit with KD-842-000)*
KD-842-003	Bohrhülse allein, Ø innen 2.6mm (passend für KD-842-000) *Drill guide only, Ø inner 2.6mm (fit with KD-842-000)*
KD-842-004	Wangenhalter allein (passend für KD-842-000) *Cheek retractor only (fit with KD-842-000)*
KD-842-005	Bohrhülse allein, Ø innen 3.1mm (passend für KD-842-000) *Drill guide only, Ø inner 3.1mm (fit with KD-842-000)*



KD-800-000



KD-802-001

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
KD-800-000	Implantat-Behälter allein, 2.3 SYS (Abbildung ähnlich) *Implant tray only, 2.3 SYS (illustration similar)*
KD-802-001	Instrumenten Sterilisationstray, 2.3 SYS (Abbildung ähnlich) *Instruments sterilization tray, 2.3 SYS (illustration similar)*



FA-310-150
bis / *to*
FA-310-150-Y




FA-510-130
bis / *to*
FA-510-130-Y

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
FA-310-150	Standard Container, Deckel (silber) gelocht / Boden ungelocht, 285x280x150mm *Standard container, lid (silver) perforated / bottom non perforated, 285x280x150mm*
FA-310-150-B	Standard Container, Deckel (blau) gelocht / Boden ungelocht, 285x280x150mm *Standard container, lid (blue) perforated / bottom non perforated, 285x280x150mm*
FA-310-150-R	Standard Container, Deckel (rot) gelocht / Boden ungelocht, 285x280x150mm *Standard container, lid (red) perforated / bottom non perforated, 285x280x150mm*
FA-310-150-G	Standard Container, Deckel (grün) gelocht / Boden ungelocht, 285x280x150mm *Standard container, lid (green) perforated / bottom non perforated, 285x280x150mm*
FA-310-150-Y	Standard Container, Deckel (gelb) gelocht / Boden ungelocht, 285x280x150mm *Standard container, lid (yellow) perforated / bottom non perforated, 285x280x150mm*
FA-310-150-BL	Standard Container, Deckel (schwarz) gelocht / Boden ungelocht, 285x280x150mm *Standard container, lid (black) perforated / bottom non perforated, 285x280x150mm*
FA-510-130	Dental Container, Deckel (silber) gelocht / Boden ungelocht, 310x190x130mm *Dental container, lid (silver) perforated / bottom non perforated, 310x190x130mm*
FA-510-130-B	Dental Container, Deckel (blau) gelocht / Boden ungelocht, 310x190x130mm *Dental container, lid (blue) perforated / bottom non perforated, 310x190x130mm*
FA-510-130-R	Dental Container, Deckel (rot) gelocht / Boden ungelocht, 310x190x130mm *Dental container, lid (red) perforated / bottom non perforated, 310x190x130mm*
FA-510-130-G	Dental Container, Deckel (grün) gelocht / Boden ungelocht, 310x190x130mm *Dental container, lid (green) perforated / bottom non perforated, 310x190x130mm*
FA-510-130-Y	Dental Container, Deckel (gelb) gelocht / Boden ungelocht, 310x190x130mm *Dental container, lid (yellow) perforated / bottom non perforated, 310x190x130mm*
FA-510-130-BL	Dental Container, Deckel (schwarz) gelocht / Boden ungelocht, 310x190x130mm *Dental container, lid (black) perforated / bottom non perforated, 310x190x130mm*





TI Titan / Titanium




2.2mm: **KE-000-008** 1

2.2mm: **KE-000-011** 1


2.2mm: **KE-000-014** 1

2.2mm: **KE-000-017** 1


2.7



TI Titan / Titanium




2.2mm: **KE-011-008** 1




2.2mm: **KE-013-008** 1



TI Titan / Titanium




2.2mm: **KE-011-011** 1




2.2mm: **KE-013-011** 1


2.7



TI Titan / Titanium




2.2mm: **KE-011-014** 1




2.2mm: **KE-013-014** 1



TI Titan / Titanium




2.2mm: **KE-017-014** 1




2.2mm: **KE-019-014** 1


2.7




TI Titan / Titanium




2.2mm: **KE-031-017** 1




2.2mm: **KE-031-019** 1



TI Titan / Titanium






2.2mm: **KE-037-017** 1

2.2mm: **KE-037-019** 1

2.7

Die Biegeschablonen werden individuell angefertigt. Bitte fragen Sie deshalb die entsprechenden Modelle separat an.

The templates will be manufactured individually. Therefore please kindly ask for the corresponding models separately.



TI Titan / Titanium

Die Gelenkkopfaufsätze werden als provisorische Überbrückung bei Unterkieferdefekten eingesetzt. Sie sollten daher nur bis zur eigentlichen Rekonstruktion verwendet werden und nicht dauerhaft im Einsatz verbleiben.

The condylar implants will be used as a temporary bridgeover of mandibular defects. They should be used only until the proper reconstruction and they are not concerned for a long term indication.



2.2mm: **KE-100-030** 1



2.2mm: **KE-100-034** 2

TI Titan / Titanium

Standard Rekonstruktions-Schrauben – **selbsthaltend** und **selbstschneidend**
*Standard reconstruction screws – **self-retaining** and **self-cutting***

	Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	VE Unit
	KE-500-006	2.7 x 6.0mm	10
	KE-500-007	2.7 x 7.0mm	10
	KE-500-009	2.7 x 9.0mm	10
	KE-500-011	2.7 x 11.0mm	10
	KE-500-013	2.7 x 13.0mm	10
	KE-500-015	2.7 x 15.0mm	10
	KE-500-017	2.7 x 17.0mm	10
	KE-500-019	2.7 x 19.0mm	10
Notfall-Schrauben *Emergency screws*	KE-502-011	3.0 x 11.0mm	10
	KE-502-013	3.0 x 13.0mm	10
	KE-502-015	3.0 x 15.0mm	10

	Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	VE Unit
	KE-506-006	2.7 x 6.0mm	10
	KE-506-007	2.7 x 7.0mm	10
	KE-506-009	2.7 x 9.0mm	10
	KE-506-011	2.7 x 11.0mm	10
	KE-506-013	2.7 x 13.0mm	10
	KE-506-015	2.7 x 15.0mm	10
	KE-506-017	2.7 x 17.0mm	10
	KE-506-019	2.7 x 19.0mm	10
Notfall-Schrauben *Emergency screws*	KE-508-011	3.0 x 11.0mm	10
	KE-508-013	3.0 x 13.0mm	10
	KE-508-015	3.0 x 15.0mm	10


	Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description	VE Unit
	KE-510-006	2.7 x 6.0mm	10
	KE-510-007	2.7 x 7.0mm	10
	KE-510-009	2.7 x 9.0mm	10
	KE-510-011	2.7 x 11.0mm	10
	KE-510-013	2.7 x 13.0mm	10
	KE-510-015	2.7 x 15.0mm	10
	KE-510-017	2.7 x 17.0mm	10
	KE-510-019	2.7 x 19.0mm	10
Notfall-Schrauben *Emergency screws*	KE-512-011	3.0 x 11.0mm	10
	KE-512-013	3.0 x 13.0mm	10
	KE-512-015	3.0 x 15.0mm	10

2.7

Alle STEMA Implantatschrauben sind **selbsthaltend** sowie **selbstschneidend**. Zusätzlich bieten wir im 1.6mm sowie 2.0mm System auch **selbstbohrende** Schrauben an.

*All STEMA implant screws are **self-retaining** as well as **self-cutting**. Additionally we also offer **Self-drilling** screws in the 1.6mm and 2.0mm systems.*


Weitere Größen und Modelle auf Anfrage!
Further sizes and types on request!





2.7

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
KE-870-000	Vorbohrer, Ø 2.0mm, Länge 70mm, ohne Stop, **Stryker-Ansatz** *Twist drill, Ø 2.0mm, length 70mm, without stop,* ***Stryker attachment***
KE-852-000	Vorbohrer, Ø 2.0mm, Länge 105mm, ohne Stop, **Stryker-Ansatz** *Twist drill, Ø 2.0mm, length 105mm, without stop,* ***Stryker attachment***
KE-854-000	Vorbohrer, Ø 2.0mm, Länge 115mm, ohne Stop, **Stryker-Ansatz** *Twist drill, Ø 2.0mm, length 115mm, without stop,* ***Stryker attachment***





Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
KE-970-000	Vorbohrer, Ø 2.0mm, Länge 70mm, ohne Stop, **zylindrischer Ansatz** *Twist drill, Ø 2.0mm, length 70mm, without stop,* ***cylindrical attachment***
KE-952-000	Vorbohrer, Ø 2.0mm, Länge 105mm, ohne Stop, **zylindrischer Ansatz** *Twist drill, Ø 2.0mm, length 105mm, without stop,* ***cylindrical attachment***
KE-954-000	Vorbohrer, Ø 2.0mm, Länge 115mm, ohne Stop, **zylindrischer Ansatz** *Twist drill, Ø 2.0mm, length 115mm, without stop,* ***cylindrical attachment***



KE-815-001



KE-815-003




KE-815-004



KE-815-002

2.7

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
KE-815-001	Schraubendrehergriff, drehbar, Hexagonal-Aufnahme, 2.7 SYS *Screwdriver handle, rotatable, hexagonal socket, 2.7 SYS*
KE-815-003	Schraubendrehergriff, starr, Hexagonal-Aufnahme, 2.7 SYS *Screwdriver handle, rigid, hexagonal socket, 2.7 SYS*
KE-815-004	Schraubendrehergriff (Kunststoff) starr, Hexagonal-Aufnahme, 2.7 SYS *Screwdriver handle (plastic), rigid, hexagonal socket, 2.7 SYS*
KE-815-002	Schraubendrehergriff, drehbar, Metall, Hexagonal-Aufnahme, 2.7 SYS *Screwdriver handle, rotatable, metal, hexagonal socket, 2.7 SYS*



KE-802-021 **KE-810-021** **KE-810-024** **KE-815-012**

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
KE-802-021	Schraubendreherklinge, Rekonstruktion Cross Drive, Hexagonal-Ansatz, 2.7 SYS *Screwdriver blade, Reconstruction Cross Drive, hexagonal attachment, 2.7 SYS*
KE-810-021	Schraubendreherklinge, Rekonstruktion Quadro Drive, Hexagonal-Ansatz, 2.7 SYS *Screwdriver blade, Reconstruction Quadro Drive, hexagonal attachment, 2.7 SYS*
KE-810-024	Schraubendreherklinge, Rekonstruktion Hex Drive, Hexagonal-Ansatz, 2.7 SYS *Screwdriver blade, Reconstruction Hex Drive, hexagonal attachment, 2.7 SYS*
KE-815-012	Gewindeschneider für 2.7mm Schrauben *Tap for 2.7mm screws*



KE-822-015



KE-822-016



KE-822-018

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
KE-822-015	Plattenhaltepinzette, gerade, 18cm, 2.7 SYS *Plate holding forceps, straight, 18cm, 2.7 SYS*
KE-822-016	Plattenhaltepinzette, abgewinkelt, 18cm, 2.7 SYS *Plate holding forceps, angled, 18cm, 2.7 SYS*
KE-822-018	Plattenhaltezange, 16cm, 2.7 SYS *Plate holding forceps, 16cm, 2.7 SYS*



KE-820-016



KE-824-015

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
KE-820-016	Plattenbiegezange mit Titanrollen, 16.5cm, 2.7 SYS *Plate bending plier with titanium rolls, 16.5cm, 2.7 SYS*
KE-824-015	Schränkwerkzeug, 15cm, 2.7 SYS *Plate bending tool, 15cm, 2.7 SYS*



KE-844-019



KE-845-019

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
KE-844-019	Plattenschneidezange, TC, 22cm, 2.7 SYS *Plate cutter, TC, 22cm, 2.7 SYS*
KE-845-019	Plattenschneidezange, 47cm, 2.7 SYS *Plate cutter, 47cm, 2.7 SYS*



ZA-002-663



ZA-004-362 /
ZA-004-363

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
ZA-002-663	Knochenhaltezange, 13.5cm, 2.7 SYS *Bone holding forceps, 13.5cm, 2.7 SYS*
ZA-004-362	Frakturklemme, 10.5cm, 2.7 SYS *Fracture reduction forceps, 10.5cm, 2.7 SYS*
ZA-004-363	Frakturklemme, 13.5cm, 2.7 SYS *Fracture reduction forceps, 13.5cm, 2.7 SYS*



KE-847-000



KE-847-001



KE-847-002

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
KE-847-000	Bohrbüchse doppelendig inklusive zentrischem und exzentrischem Bohrbüchseneinsatz *Drill guide double ended inclusive centric and excentric insert*
KE-847-001	Zentrischer Bohrbüchseneinsatz *Centric insert for drill guide*
KE-847-002	Exzentrischer Bohrbüchseneinsatz *Excentric insert for drill guide*
KE-847-005	Bohrbüchsengriff allein (ohne Abbildung) *Handle for drill guide (without illustration)*



KE-842-001 /
KE-842-004



KE-842-002




KE-842-003 /
KE-842-005

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
KE-842-000	Transbuccale Bohr-und Schraubhilfe, komplett: Griff , Trokar, 2 Bohrhülsen und Wangenhalter *Transbuccal trocar and drill guide, complete: handle, trocar, 2 drill guides and cheek retractor*
KE-842-001	Handgriff allein (passend für KE-842-000) *Handle only (fit with KE-842-000)*
KE-842-002	Trokar allein (passend für KE-842-000) *Trocar only (fit with KE-842-000)*
KE-842-003	Bohrhülse allein, Ø innen 2.6mm (passend für KE-842-000) *Drill guide only, Ø inner 2.6mm (fit with KE-842-000)*
KE-842-004	Wangenhalter allein (passend für KE-842-000) *Cheek retractor only (fit with KE-842-000)*
KE-842-005	Bohrhülse allein, Ø innen 3.1mm (passend für KE-842-000) *Drill guide only, Ø inner 3.1mm (fit with KE-842-000)*



KE-800-001



KE-802-001

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
KE-800-001	Teflon Implantat Container, 2.7 SYS (Abbildung ähnlich) *Teflon implant container, 2.7 SYS (illustration similar)*
KE-802-001	Instrumenten Sterilisationstray, 2.7 SYS (Abbildung ähnlich) *Instruments sterilization tray, 2.7 SYS (illustration similar)*



FA-310-150
bis / *to*
FA-310-150-Y

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
FA-310-150	Standard Container, Deckel (silber) gelocht / Boden ungelocht, 285x280x150mm *Standard container, lid (silver) perforated / bottom non perforated, 285x280x150mm*
FA-310-150-B	Standard Container, Deckel (blau) gelocht / Boden ungelocht, 285x280x150mm *Standard container, lid (blue) perforated / bottom non perforated, 285x280x150mm*
FA-310-150-R	Standard Container, Deckel (rot) gelocht / Boden ungelocht, 285x280x150mm *Standard container, lid (red) perforated / bottom non perforated, 285x280x150mm*
FA-310-150-G	Standard Container, Deckel (grün) gelocht / Boden ungelocht, 285x280x150mm *Standard container, lid (green) perforated / bottom non perforated, 285x280x150mm*
FA-310-150-Y	Standard Container, Deckel (gelb) gelocht / Boden ungelocht, 285x280x150mm *Standard container, lid (yellow) perforated / bottom non perforated, 285x280x150mm*
FA-310-150-BL	Standard Container, Deckel (schwarz) gelocht / Boden ungelocht, 285x280x150mm *Standard container, lid (black) perforated / bottom non perforated, 285x280x150mm*

Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page
FA-310-150	18	KA-000-004	2	KA-508-006	8	KB-020-018	20
FA-310-150	41	KA-000-006	2	KA-508-007	8	KB-020-024	20
FA-310-150	69	KA-000-008	2	KA-509-003	8	KB-020-030	20
FA-310-150	85	KA-000-010	2	KA-509-005	8	KB-030-001	21
FA-310-150	109	KA-000-012	2	KA-509-007	8	KB-030-002	21
FA-310-150-B	18	KA-000-016	2	KA-510-002	7	KB-030-004	21
FA-310-150-B	41	KA-000-024	2	KA-510-003	7	KB-030-005	21
FA-310-150-B	69	KA-030-001	3	KA-510-004	7	KB-031-001	21
FA-310-150-B	85	KA-030-002	3	KA-510-005	7	KB-031-002	21
FA-310-150-B	109	KA-034-001	3	KA-510-006	7	KB-032-001	21
FA-310-150-BL	18	KA-034-002	3	KA-510-007	7	KB-032-002	21
FA-310-150-BL	41	KA-050-001	3	KA-510-008	7	KB-032-004	21
FA-310-150-BL	69	KA-050-002	3	KA-510-009	7	KB-032-005	21
FA-310-150-BL	85	KA-050-003	3	KA-510-011	7	KB-034-001	21
FA-310-150-BL	109	KA-050-004	3	KA-510-013	7	KB-034-002	21
FA-310-150-G	18	KA-060-001	3	KA-512-003	7	KB-034-004	21
FA-310-150-G	41	KA-070-001	3	KA-512-005	7	KB-034-005	21
FA-310-150-G	69	KA-070-002	3	KA-512-007	7	KB-035-001	22
FA-310-150-G	85	KA-070-003	3	KA-516-004	8	KB-035-002	22
FA-310-150-G	109	KA-087-008	3	KA-516-005	8	KB-035-003	21
FA-310-150-R	18	KA-090-009	3	KA-516-006	8	KB-035-004	21
FA-310-150-R	41	KA-090-010	3	KA-516-007	8	KB-036-001	21
FA-310-150-R	69	KA-100-013	4	KA-517-003	8	KB-036-002	21
FA-310-150-R	85	KA-100-018	4	KA-517-005	8	KB-037-001	22
FA-310-150-R	109	KA-100-022	4	KA-517-007	8	KB-037-002	22
FA-310-150-Y	18	KA-120-001	4	KA-800-002	17	KB-037-003	22
FA-310-150-Y	41	KA-120-004	4	KA-800-003	17	KB-037-004	22
FA-310-150-Y	69	KA-120-006	4	KA-802-001	18	KB-037-005	22
FA-310-150-Y	85	KA-120-008	4	KA-802-021	12	KB-037-006	22
FA-310-150-Y	109	KA-120-024	4	KA-802-023	12	KB-038-001	22
FA-510-130	18	KA-130-004	4	KA-804-021	12	KB-038-002	22
FA-510-130	41	KA-130-006	4	KA-810-021	12	KB-040-001	25
FA-510-130	69	KA-130-008	4	KA-810-023	12	KB-040-002	25
FA-510-130	85	KA-130-016	4	KA-815-002	11	KB-040-003	25
FA-510-130	109	KA-130-024	4	KA-815-003	11	KB-040-004	25
FA-510-130-B	18	KA-140-003	5	KA-820-012	14	KB-040-005	25
FA-510-130-B	41	KA-140-006	5	KA-821-013	14	KB-040-006	25
FA-510-130-B	69	KA-142-003	5	KA-822-013	14	KB-048-001	23
FA-510-130-B	85	KA-142-006	5	KA-822-015	13	KB-048-002	23
FA-510-130-B	109	KA-146-001	6	KA-822-016	13	KB-048-003	23
FA-510-130-BL	18	KA-146-002	6	KA-822-018	13	KB-048-004	23
FA-510-130-BL	41	KA-146-003	6	KA-826-014	15	KB-050-001	23
FA-510-130-BL	69	KA-146-005	6	KA-827-001	16	KB-050-002	23
FA-510-130-BL	85	KA-146-006	6	KA-844-018	15	KB-050-003	23
FA-510-130-BL	109	KA-146-007	6	KA-844-019	15	KB-050-005	23
FA-510-130-G	18	KA-500-002	7	KA-850-003	9	KB-050-007	23
FA-510-130-G	41	KA-500-003	7	KA-850-005	9	KB-060-001	23
FA-510-130-G	69	KA-500-004	7	KA-850-007	9	KB-060-002	23
FA-510-130-G	85	KA-500-005	7	KA-950-003	10	KB-060-004	23
FA-510-130-G	109	KA-500-006	7	KA-950-005	10	KB-060-005	23
FA-510-130-R	18	KA-500-007	7	KA-950-007	10	KB-070-001	24
FA-510-130-R	41	KA-500-008	7	KB-000-004	20	KB-070-004	24
FA-510-130-R	69	KA-500-009	7	KB-002-004	20	KB-070-005	24
FA-510-130-R	85	KA-500-011	7	KB-004-004	20	KB-080-001	24
FA-510-130-R	109	KA-500-013	7	KB-006-004	20	KB-080-002	25
FA-510-130-Y	18	KA-502-003	7	KB-010-006	20	KB-080-003	25
FA-510-130-Y	41	KA-502-005	7	KB-014-006	20	KB-080-004	25
FA-510-130-Y	69	KA-502-007	7	KB-020-008	20	KB-082-003	24
FA-510-130-Y	85	KA-508-004	8	KB-020-012	20	KB-087-004	24
FA-510-130-Y	109	KA-508-005	8	KB-020-016	20	KB-087-006	24

Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page
KB-087-008	24	KB-500-005	29	KB-522-007	29	KC-000-010	44
KB-087-010	24	KB-500-006	29	KB-524-003	30	KC-000-016	45
KB-100-013	25	KB-500-007	29	KB-524-004	30	KC-000-020	45
KB-100-018	25	KB-500-008	29	KB-524-005	30	KC-000-024	45
KB-100-022	25	KB-500-009	29	KB-524-006	30	KC-000-040	45
KB-110-002	24	KB-500-011	29	KB-524-007	30	KC-002-004	44
KB-110-003	24	KB-500-013	29	KB-524-008	30	KC-004-006	44
KB-120-004	24	KB-500-015	29	KB-524-009	30	KC-006-004	44
KB-120-006	24	KB-502-003	29	KB-524-011	30	KC-034-001	46
KB-120-008	24	KB-502-005	29	KB-524-013	30	KC-034-002	46
KB-120-024	24	KB-502-007	29	KB-526-003	30	KC-036-001	46
KB-130-004	24	KB-508-003	30	KB-526-005	30	KC-036-002	46
KB-130-006	24	KB-508-004	30	KB-526-007	30	KC-036-005	46
KB-130-008	24	KB-508-005	30	KB-800-001	40	KC-036-005	47
KB-130-016	24	KB-508-006	30	KB-800-002	40	KC-036-006	46
KB-130-024	24	KB-508-007	30	KB-800-003	40	KC-036-006	47
KB-140-003	27	KB-508-008	30	KB-802-001	41	KC-036-010	46
KB-140-006	27	KB-508-009	30	KB-802-021	34	KC-036-010	47
KB-142-003	28	KB-508-011	30	KB-802-023	34	KC-036-011	46
KB-142-006	28	KB-508-013	30	KB-804-021	35	KC-036-011	47
KB-146-001	28	KB-509-003	30	KB-810-021	34	KC-036-012	47
KB-147-001	28	KB-509-005	30	KB-810-023	34	KC-036-013	47
KB-147-002	28	KB-509-007	30	KB-815-002	33	KC-037-001	47
KB-147-003	28	KB-510-003	29	KB-815-003	33	KC-037-002	47
KB-147-004	28	KB-510-004	29	KB-817-021	34	KC-038-001	47
KB-150-001	26	KB-510-005	29	KB-817-023	34	KC-038-002	47
KB-150-002	26	KB-510-006	29	KB-820-012	37	KC-050-001	48
KB-150-003	26	KB-510-007	29	KB-821-013	37	KC-052-002	48
KB-156-001	26	KB-510-008	29	KB-822-013	37	KC-056-001	48
KB-156-002	26	KB-510-009	29	KB-822-015	36	KC-056-002	48
KB-160-001	26	KB-510-011	29	KB-822-016	36	KC-058-006	48
KB-160-002	26	KB-510-013	29	KB-822-018	36	KC-058-007	48
KB-160-003	26	KB-510-015	29	KB-826-014	38	KC-058-008	48
KB-160-004	26	KB-512-003	29	KB-827-001	39	KC-058-009	48
KB-160-005	26	KB-512-005	29	KB-830-021	35	KC-060-001	48
KB-160-006	26	KB-512-007	29	KB-844-018	38	KC-060-002	48
KB-160-007	26	KB-516-003	30	KB-844-019	38	KC-060-004	48
KB-160-008	26	KB-516-004	30	KB-850-000	31	KC-070-001	49
KB-160-009	26	KB-516-005	30	KB-850-005	31	KC-070-002	49
KB-160-010	26	KB-516-006	30	KB-850-007	31	KC-070-006	49
KB-160-011	26	KB-516-007	30	KB-850-009	31	KC-070-008	49
KB-160-012	26	KB-516-008	30	KB-850-011	31	KC-074-001	49
KB-161-001	26	KB-516-009	30	KB-850-015	31	KC-078-004	49
KB-161-002	26	KB-516-011	30	KB-852-005	31	KC-078-005	49
KB-161-003	26	KB-516-013	30	KB-852-007	31	KC-087-004	49
KB-161-004	26	KB-517-003	30	KB-852-015	31	KC-087-006	49
KB-161-005	26	KB-517-005	30	KB-950-000	32	KC-087-008	49
KB-161-006	26	KB-517-007	30	KB-950-005	32	KC-087-010	49
KB-161-007	26	KB-520-003	29	KB-950-007	32	KC-087-012	49
KB-161-008	26	KB-520-004	29	KB-950-009	32	KC-100-013	51
KB-161-009	26	KB-520-005	29	KB-950-011	32	KC-100-018	51
KB-161-010	26	KB-520-006	29	KB-950-015	32	KC-120-003	50
KB-161-011	26	KB-520-007	29	KB-952-005	32	KC-120-004	50
KB-161-012	26	KB-520-008	29	KB-952-007	32	KC-120-006	50
KB-230-006	24	KB-520-009	29	KB-952-015	32	KC-120-008	50
KB-230-008	24	KB-520-011	29	KC-000-001	44	KC-120-016	50
KB-230-016	24	KB-520-013	29	KC-000-002	44	KC-120-024	50
KB-230-024	24	KB-520-015	29	KC-000-004	44	KC-121-004	50
KB-500-003	29	KB-522-003	29	KC-000-006	44	KC-121-006	50
KB-500-004	29	KB-522-005	29	KC-000-008	44	KC-121-008	50
						KC-121-016	50

Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page
KC-121-024	50	KC-220-024	50	KC-334-031	55	KC-518-007	58
KC-140-006	53	KC-221-004	50	KC-334-032	55	KC-518-009	58
KC-190-002	51	KC-221-006	50	KC-350-004	55	KC-520-004	57
KC-190-004	51	KC-221-008	50	KC-350-008	55	KC-520-005	57
KC-190-006	51	KC-221-016	50	KC-360-005	55	KC-520-006	57
KC-190-008	51	KC-221-024	50	KC-360-008	55	KC-520-007	57
KC-190-010	51	KC-234-001	46	KC-370-008	55	KC-520-009	57
KC-190-012	51	KC-234-002	46	KC-374-005	55	KC-520-011	57
KC-190-014	51	KC-236-001	46	KC-387-006	56	KC-520-013	57
KC-190-016	51	KC-236-002	46	KC-387-008	56	KC-520-015	57
KC-192-002	51	KC-236-005	46	KC-387-010	56	KC-520-017	57
KC-192-004	51	KC-236-005	47	KC-387-012	56	KC-520-019	57
KC-192-006	51	KC-236-006	46	KC-500-004	57	KC-522-005	57
KC-192-008	51	KC-236-006	47	KC-500-005	57	KC-522-007	57
KC-192-010	51	KC-236-010	46	KC-500-006	57	KC-522-009	57
KC-192-012	51	KC-236-010	47	KC-500-007	57	KC-524-004	58
KC-192-014	51	KC-236-011	46	KC-500-009	57	KC-524-005	58
KC-192-016	51	KC-236-011	47	KC-500-011	57	KC-524-006	58
KC-195-001	52	KC-236-012	47	KC-500-013	57	KC-524-007	58
KC-195-002	52	KC-236-013	47	KC-500-015	57	KC-524-009	58
KC-195-003	52	KC-237-001	47	KC-500-017	57	KC-524-011	58
KC-195-004	52	KC-237-002	47	KC-500-019	57	KC-524-013	58
KC-195-005	52	KC-238-001	47	KC-502-005	57	KC-524-015	58
KC-195-006	52	KC-238-002	47	KC-502-007	57	KC-524-017	58
KC-195-007	52	KC-250-001	48	KC-502-009	57	KC-526-005	58
KC-195-008	52	KC-252-002	48	KC-508-004	58	KC-526-007	58
KC-195-009	52	KC-256-001	48	KC-508-005	58	KC-526-009	58
KC-195-010	52	KC-256-002	48	KC-508-006	58	KC-800-002	68
KC-195-011	52	KC-258-006	48	KC-508-007	58	KC-800-003	68
KC-195-012	52	KC-258-007	48	KC-508-009	58	KC-802-001	69
KC-196-001	52	KC-258-008	48	KC-508-011	58	KC-802-021	62
KC-196-002	52	KC-258-009	48	KC-508-013	58	KC-810-021	62
KC-196-003	52	KC-260-001	48	KC-508-015	58	KC-815-001	61
KC-196-004	52	KC-260-002	48	KC-508-017	58	KC-815-002	61
KC-196-005	52	KC-260-004	48	KC-509-005	58	KC-815-003	61
KC-196-006	52	KC-270-001	49	KC-509-007	58	KC-815-004	61
KC-196-007	52	KC-270-002	49	KC-509-009	58	KC-816-021	62
KC-196-008	52	KC-270-006	49	KC-510-004	57	KC-816-022	62
KC-196-009	52	KC-270-008	49	KC-510-005	57	KC-817-021	62
KC-196-010	52	KC-274-001	49	KC-510-006	57	KC-820-012	64
KC-196-011	52	KC-278-004	49	KC-510-007	57	KC-821-013	64
KC-196-012	52	KC-278-005	49	KC-510-009	57	KC-822-013	64
KC-200-001	44	KC-282-001	51	KC-510-011	57	KC-822-015	63
KC-200-002	44	KC-282-002	51	KC-510-013	57	KC-822-016	63
KC-200-004	44	KC-282-003	51	KC-510-015	57	KC-822-018	63
KC-200-006	44	KC-282-004	51	KC-510-017	57	KC-830-021	62
KC-200-008	44	KC-287-004	49	KC-510-019	57	KC-842-000	67
KC-200-010	44	KC-287-006	49	KC-512-005	57	KC-842-001	67
KC-200-016	45	KC-287-008	49	KC-512-007	57	KC-842-002	67
KC-200-020	45	KC-287-010	49	KC-512-009	57	KC-842-003	67
KC-200-024	45	KC-287-012	49	KC-516-004	58	KC-842-004	67
KC-200-040	45	KC-288-012	51	KC-516-005	58	KC-842-005	67
KC-202-004	44	KC-300-002	54	KC-516-006	58	KC-844-018	65
KC-204-006	44	KC-300-030	54	KC-516-007	58	KC-844-019	65
KC-206-004	44	KC-302-004	54	KC-516-009	58	KC-850-005	59
KC-220-003	50	KC-306-004	54	KC-516-011	58	KC-850-007	59
KC-220-004	50	KC-334-011	54	KC-516-013	58	KC-850-009	59
KC-220-006	50	KC-334-012	54	KC-516-015	58	KC-850-011	59
KC-220-008	50	KC-334-021	54	KC-516-017	58	KC-850-020	59
KC-220-016	50	KC-334-022	54	KC-518-005	58	KC-852-005	59

Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page
KC-852-020	59	KD-800-002	84	KE-506-006	97	ZA-004-362	105
KC-854-000	59	KD-802-001	84	KE-506-007	97	ZA-004-363	66
KC-870-000	59	KD-802-021	79	KE-506-009	97	ZA-004-363	82
KC-870-010	59	KD-810-024	79	KE-506-011	97	ZA-004-363	105
KC-950-005	60	KD-815-001	78	KE-506-013	97		
KC-950-007	60	KD-815-002	78	KE-506-015	97		
KC-950-009	60	KD-815-003	78	KE-506-017	97		
KC-950-011	60	KD-815-004	78	KE-506-019	97		
KC-950-020	60	KD-815-012	79	KE-508-011	97		
KC-952-005	60	KD-816-012	81	KE-508-013	97		
KC-952-020	60	KD-822-015	80	KE-508-015	97		
KC-954-000	60	KD-822-016	80	KE-510-006	97		
KC-970-000	60	KD-822-018	80	KE-510-007	97		
KC-970-010	60	KD-830-021	79	KE-510-009	97		
KD-000-004	72	KD-842-000	83	KE-510-011	97		
KD-000-006	72	KD-842-001	83	KE-510-013	97		
KD-000-008	73	KD-842-002	83	KE-510-015	97		
KD-000-014	73	KD-842-003	83	KE-510-017	97		
KD-000-016	73	KD-842-004	83	KE-510-019	97		
KD-000-027	73	KD-842-005	83	KE-512-011	97		
KD-002-004	72	KD-844-019	81	KE-512-013	97		
KD-002-006	72	KD-852-000	76	KE-512-015	97		
KD-002-008	73	KD-852-007	76	KE-800-001	108		
KD-004-004	72	KD-854-000	76	KE-802-001	108		
KD-004-006	72	KD-854-007	76	KE-802-021	101		
KD-004-008	73	KD-870-000	76	KE-810-021	101		
KD-010-004	74	KD-952-000	77	KE-810-024	101		
KD-012-004	74	KD-952-007	77	KE-815-001	100		
KD-021-004	74	KD-954-000	77	KE-815-002	100		
KD-021-005	74	KD-954-007	77	KE-815-003	100		
KD-031-004	74	KD-970-000	77	KE-815-004	100		
KD-031-006	74	KE-000-008	88	KE-815-012	101		
KD-031-008	74	KE-000-011	88	KE-820-016	103		
KD-033-004	74	KE-000-014	88	KE-822-015	102		
KD-500-004	75	KE-000-017	88	KE-822-016	102		
KD-500-005	75	KE-011-008	89	KE-822-018	102		
KD-500-006	75	KE-011-011	90	KE-824-015	103		
KD-500-007	75	KE-011-014	91	KE-842-000	107		
KD-500-009	75	KE-013-008	89	KE-842-001	107		
KD-500-011	75	KE-013-011	90	KE-842-002	107		
KD-500-013	75	KE-013-014	91	KE-842-003	107		
KD-500-015	75	KE-017-014	92	KE-842-004	107		
KD-500-017	75	KE-019-014	92	KE-842-005	107		
KD-500-019	75	KE-031-017	93	KE-844-019	104		
KD-502-009	75	KE-031-019	93	KE-845-019	104		
KD-502-013	75	KE-037-017	94	KE-847-000	106		
KD-502-015	75	KE-037-019	94	KE-847-001	106		
KD-510-004	75	KE-100-030	96	KE-847-002	106		
KD-510-005	75	KE-100-034	96	KE-847-005	106		
KD-510-006	75	KE-500-006	97	KE-852-000	98		
KD-510-007	75	KE-500-007	97	KE-854-000	98		
KD-510-009	75	KE-500-009	97	KE-870-000	98		
KD-510-011	75	KE-500-011	97	KE-952-000	99		
KD-510-013	75	KE-500-013	97	KE-954-000	99		
KD-510-015	75	KE-500-015	97	KE-970-000	99		
KD-510-017	75	KE-500-017	97	ZA-002-663	66		
KD-510-019	75	KE-500-019	97	ZA-002-663	82		
KD-512-009	75	KE-502-011	97	ZA-002-663	105		
KD-512-013	75	KE-502-013	97	ZA-004-362	66		
KD-512-015	75	KE-502-015	97	ZA-004-362	82		

STEMA Medizintechnik GmbH
take-off GewerbePark 74
78579 Neuhausen ob Eck - Germany

Phone: 0049 (0) 74 67 / 79 63 00
Fax: 0049 (0) 74 67 / 79 63 06 9

info@stema-medizintechnik.de
www.stema-medizitechnik.de

11/22 • Printed in Germany • Copyright by STEMA Medizintechnik GmbH
Alle Rechte vorbehalten • Technische Änderungen vorbehalten • We reserve the right to make alterations